



# Столик прикроватный Barry Uno

Руководство по эксплуатации



Уважаемый клиент,

Благодарим Вас за выбор и приобретение прикроватного столика Barry Uno.

Перед использованием, проверьте изделие на наличие повреждений.

## 1. Описание и работа

### 1.1 Назначение

Прикроватный столик является эффективным решением для создания комфорта и дополнительного уюта за лицами с пассивным образом жизни.

- Данный столик может быть использован в домашних условиях.
- Прикроватный столик пригоден для многократного применения. При повторном использовании его необходимо протереть и продезинфицировать, а также провести инспекцию его состояния.

### 1.2 Технические характеристики

материал	ламинированное ДСП с металлическим каркасом
количество секций	1
колеса, шт	4
фиксация колес	тормоза на 2 колесах
высота колес, см	5,5
вес, кг	7,8
габариты (ВхШхГ), см	70-120х60х40
макс. нагрузка, кг	8

### 1.3 Упаковка

В комплектации: столешница, две рамы, две части основания с колесами, ключ гаечный, руководство по эксплуатации.

## 2. Использование по назначению

### 2.1 Важные предупреждения:

- Для чистки изделия используйте мягкое моющее средство или теплую воду. После чистки высушите изделие.
- Убедитесь, что основания с колесами надежно закреплены.
- Максимальная нагрузка на стол не должна превышать 8 кг.

## 2.2 Порядок работы

1. Закрепите две части основания с колесами на раме большего размера с помощью винтов, как на картинке.



2. Поместите длинный участок рамы меньшего размера в раму большего размера.

3. Установите регулировочную ручку в отверстие на раме большего размера и туго затяните, когда установите необходимую высоту столика.



4. Вденьте короткий участок рамы меньшего размера в трубу под столешницей.



5. Установите положение столешницы под нужным углом и зафиксируйте его, затянув ручку регулировки.

**Внимание!** Прикроватный столик должен быть протерт и продезинфицирован перед тем, как им воспользуется новый пользователь.

## 3. Техническое обслуживание

Перед использованием проверьте состояние прикроватного столика.

В случае обнаружения неисправностей следует обратиться к эксперту с требованием о техобслуживании или ремонте. Пользователь ни в коем случае не должен пытаться устранить неисправность самостоятельно.

## 4. Хранение

Прикроватный столик спроектирован и сконструирован для применения в течение длительного времени. Срок его службы 10 лет при соблюдении правил эксплуатации в зависимости от условий и частоты применения.

Упакованный столик должен храниться в сухом, проветриваемом помещении в соответствии с правилами пожарной безопасности в условиях, предотвращающих загрязнение, механические повреждения и действие солнечных лучей. Хранение надлежит осуществлять при следующих условиях:

Температура: от +2°C до +50°C;

Относительная влажность: 45 - 75 % (без конденсации);

Атмосферное давление: 500 - 1060 гПа.

## 5. Условия гарантии

Гарантийный срок 6 месяцев со дня продажи. Гарантия распространяется на производственные дефекты, при предоставлении товарных документов и письменной рекламации.

Гарантия не распространяется на дефекты, возникшие в результате естественного износа изделия или его несоответствующего использования, а также на дефекты, возникшие в результате изменений и/или ремонтных работ в неавторизованных мастерских.

Срок службы - 10 лет

Адрес гарантийной мастерской: г. Москва, ул. Свободы, д. 35, стр. 5

Серийный № \_\_\_\_\_

Дата продажи \_\_\_\_\_

Подпись продавца \_\_\_\_\_ место печати, штампа  
(с расшифровкой подписи)

Настоящим подтверждаю, что данное изделие проверено в моем присутствии и находится в рабочем состоянии. Претензий к внешнему виду/комплектности не имею. Так же подтверждаю приемлемость условий Гарантии.

\_\_\_\_\_  
(покупатель Ф.И.О.) (подпись покупателя)



Столик прикроватный Barry Uno  
Производитель: Valentine International ltd, Китай.

Поставщик: ООО «СИМС-2»  
125430, г. Москва, улица Митинская д.16, эт. 10, пом.1012Б, ком. с 15 по 18  
Телефон: 8 (495) 792-31-90,  
8 (800) 200-31-90

[www.sims2.ru](http://www.sims2.ru)

Подпись продавца \_\_\_\_\_ М.П.

Настоящим подтверждаю, что данное изделие проверено в моем присутствии и находится в рабочем состоянии.

Претензий к внешнему виду/комплектности не имею.

Также подтверждаю приемлемость условий гарантии.

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

Для заметок