



# Мешочек для льда

60631



Руководство по эксплуатации

[www.sims2.ru](http://www.sims2.ru)

## СОДЕРЖАНИЕ

1 ОПИСАНИЕ И РАБОТА.....	3
1.1 Назначение.....	3
1.2 Технические характеристики.....	3
1.3 Упаковка.....	3
2. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПО НАЗНАЧЕНИЮ.....	3
2.1 Важные предупреждения.....	3
2.2 Порядок работы.....	4
3 ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ .....	4
4 УСЛОВИЯ ГАРАНТИИ.....	5
Приложение 1. Информационное письмо.....	7

Настоящее Руководство по эксплуатации предназначено для изучения устройства, принципа действия, технических характеристик мешочка для льда 60631.

## 1. описание и работа

### 1.1 Назначение

Мешочек для льда 60631 предназначен для местного применения: при травмах, ушибах, растяжениях - в первые часы; для уменьшения отека, кровотечения; для уменьшения боли; при укусах насекомых; в послеоперационном периоде; при острых воспалительных процессах в брюшной полости.

### 1.2 Технические характеристики

цвет	белый с узором
материал	пластмасса, прорезиненная ткань (внутри), обычная ткань (снаружи)
длина (см) в сложенном виде	23
ширина (см)	8
глубина (см)	7
вес изделия (кг)	0,5

### 1.3 Упаковка

Комплектация: мешочек для льда , руководство по эксплуатации.

## 2. использование по назначению

### 2.1 Важные предупреждения:

- Обязательно контролируйте время применения мешочка со льдом (во избежание переохлаждения /отморожения участка тела).

- О времени и способе применения местного охлаждения в лечебных целях обязательно проконсультируйтесь с медработником (врач, медсестра)!

- Мешочек со льдом не должен быть тяжелым!

- Не рекомендуется замораживать воду в мешочке: такой мешочек неудобно прикладывать к телу, возможно местное переохлаждение/отморожение тканей, а сам мешочек при низких температурах может подвергнуться повреждению.

Мешочек для льда нужно иметь и дома, и на даче (особенно, если есть дети), в медицинских учреждениях, во время проведения спортивных мероприятий, соревнований в аптечке спортивного врача и т.д.

## 2.2 Порядок работы:

1. Кубики льда помещают в мешочек, приблизительно наполовину заполняя его.

2. Добавляют немного холодной воды.

3. Кладут на горизонтальную поверхность, сжимают, вытесняя воздух из мешочка, и плотно завинчивают крышку ( так, мешочек, наполненный льдом и водой, будет лучше прилегать к телу, повторяя контуры охлаждаемой поверхности и равномерно распределяя охлаждение).

4. Между телом и мешочком кладут сложенную в несколько раз пленку или полотенце (во избежание переохлаждения/отморожения участка тела).

5. По мере таяния льда нужно сливать воду из мешочка и добавлять лед.

## 3. техническое обслуживание

После применения мешочек необходимо хорошо просушить внутри и хранить в сухом месте.

#### 4. условия гарантии

Гарантийный срок 6 месяцев со дня продажи. Гарантия распространяется на производственные дефекты, при предоставлении товарных документов и письменной рекламации.

Гарантия не распространяется на дефекты, возникшие в результате естественного износа изделия или его несоответствующего использования, а также на дефекты, возникшие в результате изменений и/или ремонтных работ проведенных третьими лицами.

Адрес гарантийной мастерской: г. Москва, ул.Новопоселковая, д.6

Серийный № \_\_\_\_\_

Дата продажи \_\_\_\_\_

Подпись продавца \_\_\_\_\_ место печати, штампа

(с расшифровкой подписи)

Настоящим подтверждаю, что данное изделие проверено в моем присутствии и находится в рабочем состоянии. Претензий к внешнему виду/комплектности не имею. Так же подтверждаю приемлемость условий Гарантии.

---

Мешочек для льда 60631

Производитель: Valentine International ltd, Китай.

Поставщик: ООО «СИМС-2»

125363, г. Москва, ул. Новопоселковая, д. 6

125363, г. Москва, ул. Свободы, д.35

Тел./факс : (495) 792-31-90

(800) 200-31-90;

www.sims2.ru



Серийный номер	
Дата продажи	

Подпись продавца \_\_\_\_\_

МП

Настоящим подтверждаю, что данное изделие проверено в моем присутствии и находится в рабочем состоянии. Претензий к внешнему виду/комплектности не имею.

Также подтверждаю приемлемость условий гарантии.

\_\_\_\_\_

\* Фирма-производитель оставляет за собой право на внесение изменений в конструкцию, комплектацию, гарантийный срок после даты печати руководства по эксплуатации.

Фирма-производитель не несет ответственности за возможные опечатки и ошибки, возникшие при печати.

\*\* Более подробная информация на сайте [www.sims2.ru](http://www.sims2.ru)

# Приложение 1

## ДЕКЛАРАЦИЯ О СООТВЕТСТВИИ

ООО "СИМС-2"

наименование организации или фамилия, имя, отчество индивидуального предпринимателя, принявших декларацию о соответствии

Межрайонная Инспекция МЧС России № 39 по г. Москве

ОГРН № 1027739438902

сведения о регистрации организации или индивидуального предпринимателя (наименование регистрирующего органа, дата регистрации, регистрационный номер)

Код по ОКПО: 18857830 КПП: 773301001 ИНН: 7734197385

Юридический адрес: 125363, Москва, ул. Новоселовская, д.6

Телефон (495) 792-31-90 Факс - Телекс -

Фактический адрес: 125363, Москва, ул. Новоселовская, д.6

в лице Генерального директора Бадалян С.П.

(должность, фамилия, имя, отчество руководителя организации, от имени которой принимается декларация)

заявляет, что продукция

**Мешочек для льда (холодная грелка) из резины, арт: 60631-mediQ".**

Наименование, тип, марка продукции, на которую распространяется декларация

Код ОК 005 (ОКП) 25 3720 Код ТН ВЭД ТС: 4014 90 000 9

Серийный выпуск по Контракту № 62 от 26.07.2006 г.

(сведения о серийном выпуске или партии (номер партии, номера изделий, реквизиты договора/контракта, накладная)

Выпускаемая изготовителем: **"VALENTINE INTERNATIONAL LTD", по адресу: 8-th FL., № 149, Sec 2, Ta Tung Road 221 Hsichin City, Taipei Hsien, Taiwan R.O.C., Тайвань.**

(наименование изготовителя, адрес)

соответствует требованиям:

**ГОСТ 3303-94 (Пп. 4.1.2 – 4.1.4)**

(обозначение нормативных документов, соответствие которым подтверждено данной декларацией, с указанием пунктов этих нормативных документов содержащих требования для данной продукции)

Декларация принята на основании:

**Протокол испытаний № 790-91/11/14 от 17.11.2014 года, выданный Испытательной лабораторией общества с ограниченной ответственностью торгово-производственной фирмы "СЕМИОНА", аттестат аккредитации РОСС RU.0001.21AB81, сроком действия до 21.10.2016 года.**

(информация о документах, являющихся основанием для принятия декларации)

Дата принятия декларации: 19.11.2014 г.

Декларация о соответствии действительна до: 18.11.2017 г.



*С.П. Бадалян*  
(подпись)

**Бадалян С.П.**  
(инициалы, фамилия)

Сведения о регистрации декларации о соответствии

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ ПРОДУКЦИИ

ООО "СЕМИОНА" Регистрационный номер ОС: РОСС RU.0001.11AG80

Адрес: 127051, г. Москва, М. Сухареvский пер., д. 9, стр. 1, этаж 2, пом. 1, комн. 56а. Тел. (495) 777-33-60

(наименование и адрес органа по сертификации, зарегистрировавшего декларацию)

Маркировка продукции знаком соответствия производится по ГОСТ Р 50460-92. Место нанесения знака соответствия на упаковке и в сопроводительной документации.

Дата регистрации:

Регистрационный номер декларации:

19.11.2014 г.

РОСС ТW.АГ80.Д10221



*С.М. Люсев*  
(подпись)

**С.М. Люсев**

(инициалы, фамилия руководителя органа по сертификации)

Для заметок