

МЕТ NOVA 3

Электрическая кресло-коляска

РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ



СОДЕРЖАНИЕ

1.	Введение	стр. 3
2.	Технические характеристики	стр. 3
3.	Изделие в деталях	стр. 4
4.	Условия эксплуатации	стр. 5
5.	Пульт управления	стр. 5
6.	Переключение режимов на пульте управления	стр. 6
7.	Регулировка подлокотников	стр. 7
8.	Подножки	стр. 7
9.	Подголовник	стр. 7
10.	Регулировка глубины и угла наклона спинки	стр. 8
11.	Переключение редуктора в ручной режим	стр. 8
12.	Антипрокидыватели	стр. 8
13.	Аккумулятор	стр. 9
14.	Советы для первичного использования	стр. 10
15.	Техника безопасности	стр. 11
16.	Техническое обслуживание и уход	стр. 12
17.	Комплект поставки	стр. 13
18.	Гарантийные обязательства	стр. 13

Внимание!

** Технические характеристики могут незначительно меняться в зависимости от комплектации и поставляемой модификации изделия!*

** Производитель оставляет за собой право вносить изменения в технические характеристики и комплектацию изделия для улучшения качества.*

1. Введение

Данная модель кресла-коляски (далее по тексту – изделие) предназначена для индивидуального использования людьми с полной или частичной утратой способности к передвижению в условиях помещений и на дорогах с твёрдым покрытием.

Изделие спроектировано в первую очередь для лиц, находящихся в состоянии самостоятельно передвигаться с помощью электрической кресла-коляски, однако конструкция предусматривает и передвижение с посторонней помощью в случае необходимости.



Для того, чтобы исключить вероятность получения травмы или повреждения изделия, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с паспортом изделия, особенно с приведённой ниже инструкцией по технике безопасности в разделах 14, 15.

Наша компания не несёт ответственность за любые повреждения, несчастные случаи и травмы, возникающие из-за неправильного использования изделия. Просим Вас сохранять руководство пользователя в течение всего срока эксплуатации Вашего изделия.

Показания:

- паралич,
- повреждения, дефекты или деформация конечностей,
- повреждения или контрактуры суставов,
- другие заболевания опорно-двигательного аппарата.

Противопоказания:

- психические расстройства,
- нарушения зрения,
- ограниченная или недостаточная способность к ориентации,
- потеря функциональности обеих рук,
- нарушения координации движений и статики,
- тяжёлые нарушения вестибулярного аппарата,
- сердечная недостаточность,
- наркотическое или алкогольное опьянение.

2. Технические характеристики

Вес изделия	130 кг
Номинальная нагрузка	160 кг
Диаметр передних колес	230 мм
Диаметр задних колес	410 мм
Ширина сиденья	47 см
Ширина изделия по крайним точкам	67 см
Глубина сиденья	45 см
Высота сиденья от пола	58 см
Высота спинки	54 см
Угол наклона спинки	50°
Скорость	12 км/ч
Дальность хода на одной зарядке	45 км
Максимальный преодолеваемый угол	15 °
Аккумулятор	75 Ач * 2 шт, свинцовые

3. Изделие в деталях



1. Подголовник
2. Спинка
3. Подлокотник
4. Пульт управления с джойстиком
5. Сиденье

6. Подножки
7. Аккумуляторный блок
8. Передние колеса
9. Задние колеса

4. Условия эксплуатации

Производитель несет ответственность только при использовании изделия в заданных условиях и в соответствии с предусмотренным назначением, рекомендует использовать изделие надлежащим образом и осуществлять уход в соответствии с инструкцией. Производитель не несет ответственности за повреждение вследствие использования неоригинальных элементов и запасных частей.

Данное изделие предназначено для использования людьми с полной или частичной утратой способности передвижения при самостоятельном перемещении.

Изделие предназначено для перемещения по твердым покрытиям, либо в помещении.

Эксплуатация в условиях пересеченной местности влечет за собой ухудшение технических характеристик изделия (скорость, устойчивость, запас хода и т.д.)

При недостаточном опыте использования изделия рекомендуем перед началом активного использования коляски тренироваться в обращении с ним.

Хранение в сухом и теплом месте, вне зоны досягаемости детей.

5. Пульт управления

Пульт управления с джойстиком может быть установлен на любой из подлокотников.


Чтобы снять джойстик открутите болты фиксатора снизу. Перекиньте пульт с джойстиком за спинкой изделия и зафиксируйте его.



- 1 – Кнопка включения / выключения
- 2 – Аварийная сигнализация
- 3 – Звуковой сигнал
- 4 – Фары
- 5 – Кнопки регулировки скоростного режима
- 6 – Переключение режима коляска / регулировка спинки, подножек, сиденья
- 7 – Индикаторы переключения режима
- 8 – Повороты влево / вправо
- 9 – Джойстик
- 10 – Переключатель регулировок спины / правой подножки
- 11 – Переключатель регулировок сиденья / левой подножки

Джойстик позволяет управлять скоростью и направлением движения:

- Наклоните его в том направлении, куда вы хотите двигаться.
- Чем сильнее вы нажимаете на джойстик, тем выше скорость движения.
- Чтобы замедлить движение, переместите джойстик ближе к его центральному нейтральному положению.
- Чтобы остановиться, отпустите джойстик, тормоза сработают автоматически.



Старайтесь избегать ударов и повреждений пульта, особенно джойстика.

При попадании напитков или еды на пульт его необходимо сразу же очистить.

6. Переключение режимов на пульте управления



Чтобы переключиться в **режим регулировки правой подножки**, нажмите кнопку (6) и кнопку (10) и отведите джойстик (9) вправо – при этом загорится правый индикатор переключения режима 7.

Для того, чтобы поднять правую ногу, сдвиньте джойстик вперёд, для того, чтобы опустить – назад.



Чтобы переключиться в режим **регулировки левой подножки**, нажмите кнопку (6) и кнопку (11) и отведите джойстик (9) вправо – при этом загорится правый индикатор переключения режима 7.

Для того, чтобы поднять левую ногу, сдвиньте джойстик вперёд, для того, чтобы опустить – назад.



Чтобы переключиться в **режим регулировки спинки**, нажмите кнопку (6) и кнопку (10) и отведите джойстик (9) влево – при этом загорится левый индикатор переключения режима 7.

Для того, чтобы поднять спинку, сдвиньте джойстик вперёд, для того, чтобы опустить – назад.



Чтобы переключиться в **режим регулировки сиденья**, нажмите кнопку (6) и кнопку (11) и отведите джойстик (9) **влево** – при этом загорится левый индикатор переключения режима 7.

Для того, чтобы поднять сиденье, сдвиньте джойстик вперёд, для того, чтобы опустить – назад.

7. Регулировка подлокотников



Подлокотники изделия регулируются по высоте и ширине.

Для изменения высоты подлокотников открутите оба болта-фиксатора, установите подлокотник на нужную высоту и закрутите фиксаторы.

Для изменения ширины открутите фиксатор снизу и раздвиньте на нужную ширину, далее закрутите фиксатор.

При необходимости подлокотник можно снять, открутив фиксаторы.

8. Подножки



Подножки изделия – отводные, съёмные.

Чтобы отвести подножку вбок или снять её, потяните за ручку фиксатора.

9. Подголовник



Подголовник изделия - с двойной системой позиционирования.

Изменение положения подголовника и удержание выбранного положения производится при помощи двух фиксаторов с удобными ручками.

10. Регулировка глубины и угла наклона спинки



Спинку можно отрегулировать по глубине.


Открутите болты, передвиньте спинку и снова зафиксируйте болтами.



Регулировка угла наклона спинки производится при помощи пульта.

Спинку можно зафиксировать в любом удобном положении.

11. Переключение редуктора в ручной режим



Иногда возникает необходимость перевести изделие в механический режим – например, в магазине или другом людном месте.

Для этого нажмите на переключатели редуктора у каждого колеса.

12. Антипрокидыватели




Конструкция коляски подразумевает наличие антипрокидывателей.

Для того чтобы установить антипрокидыватель:

- Вставьте кронштейн (1) антипрокидывателя в раму (2), зафиксируйте болтом (3)
- Чтобы отрегулировать высоту антипрокидывателя, отпустите болт (3) выставите необходимую высоту и затяните болт

13. Аккумулятор



- Свинцово-кислотная батарея является не обслуживаемым элементом питания. Запрещается любым способом нарушать целостность батареи, нагревать, подвергать физическому, химическому и электрическому воздействию, а также допускать контакт с водой и другими жидкостями. Нарушения целостности батареи может привести к возгоранию.

- Допускается зарядка свинцово-кислотной батареи только штатным зарядным устройством, идущим в комплекте с батареей. Зарядка батареи сторонним зарядным устройством может вывести батарею из строя, а в некоторых случаях привести к возгоранию.
- Не допускается хранение свинцово-кислотной батареи в разряженном состоянии. Необходимо поддерживать заряд батареи не ниже 50% от общего уровня заряда. Если устройство не эксплуатируется, необходимо производить регулярный заряд батареи.
- Запрещается производить заряд свинцово-кислотной батареи без присмотра, а также подключать зарядное устройство к электрической сети, параметры которой отличаются от параметров, указанных на зарядном устройстве.
- Запас хода устройства со свинцово-кислотным элементом питания зависит от: уровня заряда аккумулятора, остаточной ёмкости аккумулятора, нагрузки на устройства, состояния покрытия по которому движется устройство, температуры окружающей среды. При разных условиях эксплуатации запас хода может существенно отличаться.
- Ёмкость нового свинцово-кислотного аккумулятора составляет 80-90% от заявленной ёмкости. Полная ёмкость достигается после 5-8 циклов заряда-разряда.
- Эксплуатация свинцово-кислотной батареи при температурах ниже +5 градусов может приводить к обратимому снижению ёмкости батареи.
- На транспортировку свинцово-кислотных батарей накладываются ограничения согласно местному законодательству. Перед транспортировкой свинцово-кислотного аккумулятора или устройства со свинцово-кислотным аккумулятором необходимо заранее связаться с транспортной компанией и уточнить условия транспортировки батарей.
- Отработанные свинцово-кислотные батареи должны быть утилизированы специальными службами и согласно местному законодательству.

ВНИМАНИЕ!!! Разъем зарядки на аккумуляторе идентичен с разъемом бытовых сетевых проводов.

Будьте внимательны, НЕ ПОДКЛЮЧАЙТЕ АККУМУЛЯТОР НАПРЯМУЮ К СЕТИ.

Аккумулятор состоит из двух последовательно соединённых свинцово-кислотных элементов по 12 вольт каждый.

Замена элементов внутри корпуса аккумулятора требует специальных знаний и оборудования и производится **только специализированными сервисными центрами.**






Эксплуатация в условиях низких температур может привести к снижению запаса хода устройства.




14. Советы для первичного использования

При недостаточном опыте перемещения на электрическом кресле-коляске есть вероятность возникновения опасных ситуаций, поэтому рекомендуем Вам попрактиковаться в безопасной обстановке перед активным использованием изделия.

	<p>Найдите открытое пространство, например, в парковой зоне, и попросите помощника помочь Вам практиковаться, пока Вы не сможете уверенно управлять изделием самостоятельно.</p> <p>Прежде чем садиться в кресло-коляску, убедитесь, что питание отключено. С помощью кнопки регулирования скоростного режима выберите комфортную скорость для тренировки.</p> <p>Мы рекомендуем Вам выбрать самый медленный режим, пока Вы не освоитесь с управлением.</p>
	<p>Наклоните джойстик в том направлении, куда Вы хотите двигаться. Сначала освоите движение вперед на минимальной скорости.</p>
	<p>После того, как Вы освоили движение вперед, попрактикуйтесь совершать повороты в виде латинской буквы S во время движения.</p>
	<p>Теперь потренируйтесь двигаться назад.</p> <p>Внимание! В целях безопасности используйте минимальный скоростной режим при движении назад.</p>

15. Техника безопасности


	<p>Соблюдайте правила дорожного движения и не приближайтесь слишком близко к другим транспортным средствам.</p> <p>Не перевозите пассажиров и не превышайте максимальный вес пользователя при управлении инвалидной коляской.</p> <p>Всегда используйте ремень безопасности.</p> <p>Не используйте коляску в состоянии алкогольного опьянения.</p>
	<p>Всегда проверяйте, полностью ли заряжены батареи, прежде чем отправиться на прогулку.</p> <p>Всегда заряжайте кресло-коляску в хорошо проветриваемом помещении.</p> <p>Не нажимайте кнопку включения / выключения контроллера во время движения кресла-коляски. Это приведёт к отключению электромагнитных тормозов или повреждению контроллера джойстика.</p>
	<p>Во время движения держите руки на подлокотниках, а ноги – всегда на подножке.</p>
	<p>Избегайте экстренного торможения и резких поворотов на высокой скорости.</p> <p>Всегда снижайте скорость перед поворотом.</p>
	<p>Убедитесь, что при движении задним ходом нет препятствий.</p> <p>Используйте самую низкую скорость при движении задним ходом</p>
	<p>Не пытайтесь преодолевать препятствия высотой более 5 см.</p>
	<p>Не пересекайте разрывы дорожного покрытия шириной более 10 см.</p>
	<p>Не используйте изделие для перемещения по мягким, неровным или незащищенным поверхностям, таким как трава, мягкая земля или гравий.</p>
	<p>Не въезжайте на склоны крутизной более 10 °.</p>
	<p>При подъёме по склону сидите в коляске прямо. Повороты туловища или ног могут привести к потере равновесия и опрокидыванию коляски.</p>


	<p>Не допускайте боковой уклон коляски более 3 ° – это может привести к опрокидыванию за счёт смещения центра тяжести.</p>
	<p>Снижайте скорость при спуске. При торможении на спуске требуется больше времени для полной остановки кресла-коляски.</p>
	<p>Не садитесь и не вставайте с коляски без острой необходимости, если Вы находитесь на наклонной поверхности. Если такая необходимость есть – убедитесь, что кресло-коляска выключена.</p>

16. Техническое обслуживание и уход

Следуя рекомендациям по эксплуатации и уходу за изделием, проводя регулярное ТО и используя оригинальные запчасти, Вы значительно продлите срок эксплуатации вашей коляски. Мы рекомендуем регулярно проводить следующие проверки:

- Раз в месяц проводить визуальный осмотр состояния рамы, соединений, передних и задних колес, подножек и подлокотников на отсутствие люфтов и видимых дефектов (например, сколы, трещины, повреждения кабелей, расшатанные соединения и т.д.).
- Особое внимание уделяйте состоянию быстроизнашивающихся деталей (подшипников, покрышек колёс и т.д.).
- Регулярно проверяйте затяжку резьбовых соединений – они не должны крутиться от руки без сопротивления.
- Регулярно проверяйте состояние ремней спинки и сиденья, а также ремня безопасности.
- Регулярно очищайте неметаллические поверхности изделия и крышки неагрессивным чистящим средством.
- Движущиеся части слегка смазывайте машинным маслом.
- При попадании жидкостей на изделие вытирайте его насухо. При попадании морской воды смойте соль салфеткой, смоченной в пресной воде, а затем вытрите изделие насухо.
- Пульт управления изделия – водонепроницаемый, однако, чрезмерное попадание воды может ухудшить его работу.
- Не подвергайте пульт нагреву от электроприборов.
- Регулярно проверяйте пульт на наличие визуальных повреждений.

	<p>При очистке изделия используйте только безопасные для здоровья обеззараживающие средства. Не используйте абразивные вещества и жесткие щетки, которые могут привести к повреждению краски изделия.</p>
---	---

	<p>Используйте только оригинальные запасные части для ремонта изделия! Не вносите в конструкцию изделия изменения! Это может привести к поломке изделия и травме пациента, а также к исключению из сферы действия гарантии!</p>
---	---

17. Комплект поставки:

- кресло-коляска – 1 шт.;
- аккумулятор – 1 шт.;
- зарядное устройство – 1 шт.;
- пульт управления – 1 шт.;
- эксплуатационная документация – 1 шт.

18. Гарантийные обязательства

- Гарантийный срок на изделие – 12 месяцев со дня продажи.
- Гарантия на аккумуляторную батарею – 6 месяцев со дня продажи.

Началом гарантийного периода является дата продажи, указанная в товарной документации.

Гарантия предоставляется при соблюдении условий эксплуатации, указанных в данном паспорте.

Гарантия охватывает любые заводские дефекты в течение гарантийного срока и включает в себя бесплатную замену неисправных деталей и работу по устранению заводского дефекта. Гарантия распространяется при предоставлении товарных документов и письменной рекламации.

Гарантия не распространяется на следующие неисправности:

- Механические повреждения.
- Дефекты, возникшие в результате естественного износа изделия или его несоответствующего использования.
- Дефекты, возникшие в результате отклонения параметров питающих сетей от Государственных технических стандартов.
- Настоящая гарантия не распространяется на изделия, если недостатки в нём возникли вследствие нарушения потребителем правил пользования или хранения, согласно данному руководству к применению действия третьих лиц или непреодолимой силы (ст. 17 п. 5 закона «О ЗАЩИТЕ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ»).

Настоящим подтверждаю, что данное изделие проверено в моём присутствии и находится в рабочем состоянии. Претензий к внешнему виду/комплектности не имею. Также подтверждаю приемлемость условий Гарантии.

Покупатель _____

Дата продажи: _____

м.п.

Продавец: _____