

МЕТ ЭССЕН 2ММЯ



Шкаф медицинский металлический двухстворчатый,
с витриной и выдвижными ящиками, разборный

ПАСПОРТ ИЗДЕЛИЯ




* Внимание! Технические характеристики могут незначительно меняться в зависимости от комплектации и поставляемой модификации изделия!

* Производитель оставляет за собой право вносить изменения в технические характеристики и комплектацию изделия для улучшения качества.

1. Предназначение

Шкаф предназначен для оснащения кабинетов, операционных и других комнат в медицинских учреждениях и организациях для хранения медицинских препаратов, инструментов, документов.

	Чтобы правильно использовать изделие, внимательно прочитайте руководство пользователя перед использованием. Наша компания не несет ответственность за ущерб, возникающий из-за неправильного использования. Просим Вас сохранять руководство пользователя в течение всего срока эксплуатации Вашего шкафа
---	---

2. Технические характеристики

Наименование параметров	Значение параметров	Примечание
Габаритные размеры, мм: <ul style="list-style-type: none">• ширина• глубина• высота	850 400 1720	Высота указана без учета ножек
Количество отделений, шт.	2	верхнее отделение закрывается двумя дверьми, нижнее отделение разделено на 2 секции: левая секция – выдвижные ящики, правая секция – с дверью
Количество дверей, шт.	3	
Количество ящиков, шт.	5	
Количество съемных полок, шт.	5	3 в верхнем отделении 2 в нижнем отделении
Вес изделия, кг	60	

3. Описание

3.1. Шкаф изготовлен в виде сборно-разборной конструкции с использованием:

- металлического листа толщиной 0,8 мм, окрашенного высококачественной эпоксидно-полиэфирной порошковой краской, защищенной от царапин;
- стекла толщиной 5 мм.

3.2. Конструкция изделия состоит из двух равных отделений:

- верхнее отделение закрывается двумя дверьми, выполненными в виде металлических рам со стеклом,
- нижнее отделение разделено на две секции: левая секция – выдвижные ящики, правая секция с закрывающейся металлической дверью.
- Двойное дно, выполнено в форме поддона, и вставляемого вкладыша

3.3. Безопасная распределенная нагрузка на полку – 30 кг.

3.4. Двери шкафа устанавливаются при помощи быстросъемных подпружиненных креплений, изготовленных из прочной оцинкованной стали.

3.5. Ящики левой секции нижнего отделения шкафа – на телескопических направляющих полного выдвижения.

3.6. Верхнее отделение и нижняя секция с дверцей закрываются при помощи ригельных замков.

3.7. Шкаф устанавливается на регулируемые по высоте металлические опоры, с пластиковыми подошвами, предотвращающими повреждение напольного покрытия. Регулируемые опоры позволяют выполнить правильную установку изделия на неровной поверхности, а также проводить влажную уборку под изделием.

3.8. Поверхность шкафа устойчива к обработке дезинфицирующими средствами, разрешенными для дезинфекционной обработки поверхностей в соответствии с действующими НТД на эти средства и ОСТ 42-21-2, МУ 287-113.

3.9. Шкафы при эксплуатации устойчивы к механическим воздействиям и обладают виброустойчивостью и ударопрочностью по ГОСТ Р 50444.

4. Упаковка, транспортировка, условия хранения и эксплуатации.

4.1. Изделие поставляется в разобранном виде.

4.2. Каждая составляющая изделия упакована в индивидуальную полиэтиленовую упаковку для обеспечения сохранности изделия от царапин при транспортировке.


4.3. Упаковка изделия – короб из гофрокартона высокой прочности с последующей обтяжкой короба термоусадочной пленкой.

4.5. Изделие должно храниться и эксплуатироваться при температуре окружающей среды от +10° С до + 35° С и относительной влажности 80 % при температуре +25° С.

4.6. Склады для хранения изделия должны быть крытыми и проветриваемыми.

4.7. Изделия в упаковке должны храниться в местах, защищенных от избыточного нагрева, попадания на упаковку воды, загрязнений и химикатов.

4.8. При транспортировке и хранении шкафа при отрицательных температурах, необходимо выдержать его при комнатной температуре не менее 3 часов перед эксплуатацией, дабы избежать заклинивания замков.

	<p>Запрещается:</p> <ul style="list-style-type: none">• Ударять изделия друг о друга, о борта транспортного средства и другие твердые выступающие предметы.• Наступать или наезжать на изделия транспортными средствами.• Пробивать упаковку боковыми захватами автопогрузчиков или другими острыми предметами.• Перевозить изделия в транспортных средствах, не приспособленных и не подготовленных для перевозки.
---	--

	<p>Согласно Сан ПИН 2.1.3.2630 – 10, п. 1.4.3 в организациях, осуществляющих медицинскую деятельность проводятся еженедельные генеральные уборки, во время которых мебель (в том числе шкафы) необходимо отодвигать от стены. Под перестановкой понимается: перемещение изделия на расстояние с</p>
--	---



полным отрывом опор шкафа от пола. **Не допускается перестановка шкафов путем волочения, т.е. без отрыва опор от пола!**

5. Техническое обслуживание

Наши шкафы имеют простую надежную конструкцию и не требуют специального технического обслуживания.

6. Комплект поставки

Наименование	Количество
Дно	1 шт.
Крышка	1 шт.
Горизонтальная перегородка	1 шт.
Боковая стенка правая	1 шт.
Боковая стенка левая	1 шт.
Стенка задняя	2 шт.
Дверь для верхнего отделения со стеклом	2 шт. (из них 1 с замком)
Дверь для нижнего отделения	1 шт.
Ящики для нижнего отделения	5 шт.
Полка для верхнего отделения, съемная	3 шт.
Полка для нижнего отделения, съемная	2 шт.
Регулируемые опоры	4 шт.
Ручки	5 шт.
Полкодержатель	12 шт.
Замок	3 шт.
Ключ	2 на каждый замок
Комплект фурнитуры	1 шт.
Инструкция по сборке с иллюстрациями	1 шт. (в упаковке шкафа)

7. Гарантийные обязательства

Гарантия охватывает любые заводские дефекты в течение гарантийного срока и включает себя бесплатную замену неисправных деталей и работу по устранению заводского дефекта.

Гарантия распространяется при предоставлении товарных документов и письменной рекламации.

Гарантия не распространяется на следующие неисправности:

- Механические повреждения.
- Дефекты, возникшие в результате естественного износа изделия или его несоответствующего использования.
- Настоящая гарантия не распространяется на изделия, если недостатки в нем возникли вследствие нарушения потребителем правил пользования или хранения, согласно данному руководству к применению, действия третьих лиц или непреодолимой силы (ст. 17 п. 5 закона «О ЗАЩИТЕ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ»).

Настоящим подтверждаю, что данное изделие проверено в моем присутствии и находится в рабочем состоянии. Претензий к внешнему виду/комплектности не имею. Также подтверждаю приемлемость условий Гарантии.

Покупатель _____

Срок гарантии: _____ 12 месяцев _____

Дата продажи: _____

М.П.

Продавец: _____