



Тренажеры для рук и ног

Barry Merida

Barry Selena

Barry Inta

Руководство по эксплуатации



СОДЕРЖАНИЕ

1 ОПИСАНИЕ И РАБОТА.....	3
1.1 Назначение.....	3
1.2 Технические характеристики.....	3
1.3 Упаковка.....	3
2. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПО НАЗНАЧЕНИЮ.....	3
2.1 Важные предупреждения.....	3
2.2 Порядок работы.....	4
3 ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ	7
4 УСЛОВИЯ ГАРАНТИИ.....	7

Настоящее Руководство по эксплуатации предназначено для изучения устройства, принципа действия велотренажеров Barry Merida, Barry Selena, Barry Inta. Перед использованием проверьте изделие на наличие повреждений.

1. Описание и работа

1.1 Назначение

Компактные тренажеры для разработки верхних и нижних конечностей. С помощью регулятора сопротивления имеется возможность увеличивать или уменьшать нагрузку по желанию пользователя. Незаменим при проведении реабилитации для людей, перенесших инсульт; после травм спинного мозга; различных ортопедических нарушений; страдающих рассеянным склерозом; ДЦП; болезнью Паркинсона; после переломов конечностей.

1.2 Технические характеристики

Barry Merida

- Вес: 6,1 кг
- Габариты: 45x46x87 см

Barry Selena

- Вес: 3,7 кг
- Габариты: 42x40x73 см

Barry Inta

- Вес: 3,50 кг
- Габариты: 42x30x34 см

1.3 Упаковка

Barry Merida

В коробке: тренажер, руководство по эксплуатации.

Barry Selena

В коробке: тренажер, руководство по эксплуатации.

Barry Inta

В коробке: тренажер, руководство по эксплуатации.

2. Использование по назначению

2.1 Важные предупреждения:

- Проверяйте болты после каждого использования велотренажера, по

необходимости затягивайте туго болты.

- Металлические составляющие могут нагреться во время тренировок.
- Не вставайте на тренажер.
- Перед использованием тренажера проверьте все кнопки.
- Пользователи с тяжелой формой инвалидности или пользователи, которые не могут передвигаться самостоятельно без помощи вспомогательных средств, не должны использовать изделие без сопровождающего лица.

2.2 Порядок работы


Порядок сборки Barry Merida

1. Вытащите все детали из коробки.
2. Соедините две половины основания тренажера, вставив друг в друга продольные балки.
3. Закрепите на получившейся конструкции верхнюю часть тренажера посредством затягивания барашковой гайки.
4. Используйте батарейку LR44 1.5V (не входит в комплектацию).




Порядок сборки Barry Selena

1. Вытащите все детали из коробки.
2. Присоедините U-образную раму к опорам тренажера. Закрепите детали с помощью болтов.
3. Прикрепите нижнюю pedalную раму к U-образной раме с помощью болтов.
4. Ослабьте барашковую гайку на педалях, чтобы можно было осуществлять вращение. Вы можете варьировать уровень сложности, закручивая или ослабляя винт.
5. Закрепите с помощью болтов вертикальную T-образную стойку. Плотно затяните болты с помощью шестигранного ключа!
6. Также зафиксируйте с помощью болтов верхнюю pedalную раму.



7. Вкрутите барашковую гайку в верхнюю pedalную раму. Вы можете варьировать уровень сложности, закручивая или ослабляя винт.



Порядок сборки Barry Inta

1. Вытащите все детали из коробки.
2. Вкрутите правую педаль по часовой стрелке, левую – против часовой. Далее закрепите педали с помощью гаечного ключа.
3. Переверните тренажер. Закрепите ножки с помощью болтов.
4. Вытащите дисплей из слота. На обратной стороне расположено гнездо для батарейки. Установите батарейку AAA 1,5V (не входит в комплектацию). Вставьте дисплей обратно в слот.

В случае, если вы используете тренажер как велотренажер для ног:

1. Сядьте на устойчивую поверхность (стул, кровать и т.д.);
2. Разложите тренажер и положите его перед собой на устойчивую, ровную и противоскользящую поверхность;
3. Настройте тренажер (для этого необходимо покрутить винт);
4. Начните медленно крутить педали;
5. Крутите педали небольшими периодами, постепенно увеличивая скорость;
6. Держите осанку ровно, пока крутите педали (спина и шея должны быть прямыми);
7. Дышите ровно.

В случае, если вы используете тренажер как велотренажер для рук:

1. Прodelайте те же действия, но тренажер положите на стол.

Использование тренажера Barry Ina:

1. Нажмите на красную кнопку для включения дисплея. Переключайтесь между показателями посредством повторных нажатий на красную кнопку.
2. Показатель “TIME”: общее время использования тренажера.
3. Показатель “DISTANCE”: общее пройденное расстояние. Выражено в километрах.
4. Показатель “COUNT”: количество оборотов, совершенных за тренировочный-сеанс.
5. Показатель “TOTAL COUNT”: общее количество оборотов за все тренировочные-сеансы. Вы не можете сбросить этот показатель без смены батарейки.
6. Показатель “CALS”: общее количество потраченных калорий.

ПРИМЕЧАНИЕ:

- Как только заметите неверные результаты, отображенные на дисплее, поменяйте батарейки в шагомере. Используйте 1,5V батарею (не идет в комплекте).
- Дисплей автоматически выключится, если в течение 4 минут не будут производиться никакие действия.
- Дисплей автоматически включится, если вы начнете тренировку или нажмете на красную кнопку.
- Показатели будут автоматически сменять друг друга каждые несколько секунд.
- Если вы предпочитаете какую-то конкретную функцию, то нажимайте красную кнопку до тех пор, пока не найдете нужную, и «SCAN» не исчезнет с дисплея.

3. Техническое обслуживание

Раму и педали тренажера можно чистить мягкой, слегка увлажненной тканью. Затем протереть сухой тряпкой во избежание появления ржавчины. Не используйте жесткие очищающие средства и не погружайте изделие в воду.

Замените батарейки типа ААА, в случае, если дисплей перестанет отчетливо показывать данные.

Держите тренажер в сухом месте. Накройте изделие во избежание накопления пыли.

4. Условия гарантии

Гарантийный срок 6 месяцев со дня продажи. Гарантия распространяется на производственные дефекты, при предоставлении товарных документов и письменной рекламации.

Гарантия не распространяется на дефекты, возникшие в результате естественного износа изделия или его несоответствующего использования, а также на дефекты, возникшие в результате изменений и/или ремонтных работ проведенных третьими лицами.

Адрес сервисного и гарантийного центра, уполномоченного на ремонт и замену оборудования, указан на сайте sims2.ru.

Серийный № _____

Дата продажи _____

Подпись продавца _____ место печати, штампа
(с расшифровкой подписи)

Настоящим подтверждаю, что данное изделие проверено в моем присутствии и находится в рабочем состоянии. Претензий к внешнему виду/комплектности не имею. Так же подтверждаю приемлемость условий Гарантии.

(покупатель Ф.И.О.) (подпись покупателя)

Тренажеры для рук и ног Barry Merida, Barry Selena, Barry Inta
Произведено: Valentine International LTD, Тайвань (Китай),
8-th Fl, №149, Sec 2, Ta Tung Rd. 221 Hsichih City, Taipei Hsien, R.O.C
Поставщик: ООО «СИМС-2» (Россия)
125430, г. Москва, улица Митинская д.16, эт. 10, пом.1012Б, ком. с 15 по 18
Тел./факс : (495) 792-31-90, (800) 200-31-90;
www.sims2.ru

Серийный номер	
Дата продажи	

Подпись продавца _____ М.П.

Настоящим подтверждаю, что данное изделие проверено в моем присутствии и находится в рабочем состоянии.

Претензий к внешнему виду/комплектности не имею.

Также подтверждаю приемлемость условий гарантии.
