

Ф.И.О. ребенка:

Тел./Адрес доставки:

Примечания:

БЛАНК ЗАКАЗА

**ZEFIR**

Особенности:



Регулировка  
высоты подножки  
25° и 57°



Регулировка угла  
наклона 115°

Прогулочная коляска MyWam Zefir

**197 800 руб.**



## Технические характеристики:

ДЛИНА КОЛЯСКИ	98 – 113 см
ШИРИНА КОЛЯСКИ	62 см
ВЫСОТА КОЛЯСКИ	102 – 138 см
ОБЩИЙ ВЕС	13 – 18 кг
ЭФФЕКТИВНАЯ ГЛУБИНА СИДЕНЬЯ	24 / 30 см
ШИРИНА СИДЕНЬЯ	29* / 38 см
ВЫСОТА СПИНКИ	63 / 73 см
ШИРИНА СПИНКИ	29* / 37 см
РАССТОЯНИЕ ОТ ПОДНОЖКА ДО СИДЕНЬЯ / КОЛИЧЕСТВО РЕГУЛИРОВОК	20, 30, 40 см / 3 позиции
ДЛИНА КОЛЯСКИ СЛОЖЕННОЙ ДЛЯ ТРАНСПОРТИРОВКИ	85 см
ШИРИНА КОЛЯСКИ СЛОЖЕННОЙ ДЛЯ ТРАНСПОРТИРОВКИ	60 см
ВЫСОТА КОЛЯСКИ СЛОЖЕННОЙ ДЛЯ ТРАНСПОРТИРОВКИ	31 см
МАКСИМАЛЬНЫЙ ВЕС ПАЦИЕНТА	40 кг
РОСТ ПАЦИЕНТА	80 – 140 см

\*) значения указаны со вставками или \*\*) с подушками  
 Погрешность измерения +/- 20 мм, +/- 1,5 кг



темно-серый / светло-серый  
с черной рамой



темно-серый / светло-серый  
с белой рамой

Базовая комплектация:



Складная рама коляски с сиденьем



5-точечный ремень



Удлинитель спинки




Навес с окошком



Подножка



Подушки для уменьшения ширины



Абдуктор



Поручень-ограничитель



Корзина



Москитная сетка



Дождевик



Подголовник

Дополнительные аксессуары:



Столик  
13 900 руб.



Ремни для разведения ног  
7 500 руб.



Зимние перчатки  
7 850 руб.



Зонт  
10 300 руб.



Мешок для ног  
12 930 руб.



Сумка для аксессуаров  
13 900 руб.



Чехол для коляски  
(с надписью Pegaz)  
17 900 руб.

- СИНИЙ
- ЗЕЛЕНый
- РОЗОВый
- ГРАФИТ

● СИНИЙ



● ЗЕЛЕНый



● РОЗОВый



● ГРАФИТ



Примечания:

Итого:                    руб.

