

Ф.И.О. ребенка:

Тел./Адрес доставки:

Примечания:

БЛАНК ЗАКАЗА

alfa

Особенности:



Функция колыбели
5,7° - 30,1°



Регулировка угла
наклона спинки
-5,3° - 91,1°



Регулировка угла
наклона подножки
72° - 193°



Лежачее положение

Прогулочная коляска MyWam Alfa

284 200 руб.



Технические характеристики:

ДЛИНА КОЛЯСКИ	100 — 145 см
ШИРИНА КОЛЯСКИ	66 см
ВЫСОТА КОЛЯСКИ	107 — 128 см
ОБЩИЙ ВЕС	26 кг
ЭФФЕКТИВНАЯ ГЛУБИНА СИДЕНЬЯ	30 — 40 см
ШИРИНА СИДЕНЬЯ	27 — 32 см*, 41 см**
ВЫСОТА СПИНКИ	59 — 74 см
ШИРИНА СПИНКИ	27 — 32 см*, 40 см
РАССТОЯНИЕ ОТ ПОДНОЖКИ ДО СИДЕНЬЯ / КОЛИЧЕСТВО РЕГУЛИРОВОК	30-40 см/ 8 позиций
ДЛИНА КОЛЯСКИ СЛОЖЕННОЙ ДЛЯ ТРАНСПОРТИРОВКИ	103 см
ШИРИНА КОЛЯСКИ СЛОЖЕННОЙ ДЛЯ ТРАНСПОРТИРОВКИ	66 см
ВЫСОТА КОЛЯСКИ СЛОЖЕННОЙ ДЛЯ ТРАНСПОРТИРОВКИ	58 см
МАКСИМАЛЬНЫЙ ВЕС ПАЦИЕНТА	55 кг
РОСТ ПАЦИЕНТА	100 — 150 см

*) значения указаны со вставками или **) с подушками
 Погрешность измерения +/- 20 мм, +/- 1,5 кг



чёрный / тёмно-зелёный

Базовая комплектация:



Складная рама коляски с сиденьем



Держатели стоп



5-точечный ремень



Ремни для разведения ног



Поручень-ограничитель



Корзина



Регулируемый абдуктор



Подголовник



Навес



Боковые и грудные поддержки



Боковая защита



Дождевик

Дополнительные аксессуары:



Стол
13 900 руб.



Рюкзак
17 432 руб.



Москитная сетка
5 000 руб.



Перчатки
6 700 руб.



Мешок для ног
13 720 руб.



Зонт
12 150 руб.



Подстаканник
3 500 руб.

Примечания:

Итого: руб.