



Форма заказа

Январь 2019



**Invacare® Storm 4**

Кресло-коляска с электроприводом для инвалидов  
**Storm 4**

Максимальный вес пользователя: 150 кг

Дата: \_\_\_\_\_

Обозначьте свой выбор поставив галочку в квадрате

◆ Стандартная опция









○ Бесплатная опция






*\*Все цены указаны в евро ориентировочно*






*\*(НС 9999)– не совместимо с арт. ARL9999*




Название компании:			
Имя пользователя:			
<b>Артикул</b>	<b>Описание</b>		<b>Руб/€</b>
ATA0000	Storm 4 Стандартная модель	<input type="checkbox"/>	350000 руб
<b>СИДЕНЬЕ</b>			
ATA2100	Модульная система сиденья	<input type="checkbox"/>	◆
<b>Рама сиденья</b>			
ATA2111	Телескопическая рама с жестким сиденьем, ширина изменяется от 380 мм до 530 мм (дополнительно 50 мм за счет подлокотников), НС 2141, 2161, 033, (2124+2192/2194+2172/2173)	<input type="checkbox"/>	◆
ATA2112	Телескопическая рама сиденья с ремнями натяжения жесткости, ширина изменяется от 380 мм до 530 мм (дополнительно 50 мм за счет подлокотников) и дополнительно 30 мм высоты, НС 2141, 2161, 0337, (2124+2192/2194+2172/2173)	<input type="checkbox"/>	◆
<b>Предустановленная ширина сиденья для телескопических рам сидений</b>			
ATA2121	380 мм (дополнительно 50 мм за счет подлокотников) можно уменьшить до 330 мм в комбинации с AVA 2110, 2143 (0977+2229+1289), 2701, 2703, 2705	<input type="checkbox"/>	○
ATA2122	430 мм (дополнительно 50 мм за счет подлокотников), НС 2701, 2703, 2705	<input type="checkbox"/>	◆
ATA2123	480 мм (дополнительно 50 мм за счет подлокотников), НС 2110, 2702, 2704, 2706	<input type="checkbox"/>	○
ATA2124	530 мм (дополнительно 50 мм за счет подлокотников), НС 2110, 2174, 2175, 2176, 2177, 2178, 2143, (2132+2147/2144), 2702, 2704, 2706, (2111/2112/2109+2192/2194+2172/2173), 2702, 2704, 2706	<input type="checkbox"/>	○
<b>Глубина сиденья</b>			
ATA2132	410 мм, НС 2144, 2196, 2197, 2198; (2124+2147/2144), (2183/2191/2181+2113); (2195+1607/1404/1405), (2192/2194+2184/2185/2186/2187/2188/2189+1367/1437); (2191/2181/2184/2185/2186/2187/2188/2189+1367/1437+2253), 2701, 2702, 2703, 2704, 2705, 2706	<input type="checkbox"/>	○
ATA2134	460 мм, НС (2191/2181/2192/2194+2184/2185/2186/2187/2188/ 2189+2253)	<input type="checkbox"/>	○
ATA2136	510 мм, НС 2143, (2191/2181/2192/2194+2184/2185/2186/2187/2188/ 2189+2253)	<input type="checkbox"/>	○
<b>Подушка сиденья</b>			
ATA2142	Подушка Matrix Flo-tech: Lite (75 мм до 127 кг); Contour (100мм до 191 кг)	<input type="checkbox"/>	◆

ATA2143	Подушка Matrx Flo-tech Contour Visco 430 x430 мм [макс.вес пользователя до 125 кг., HC 2136, 2121, 2124	<input type="checkbox"/>	195€	
ATA2147	Подушка Matrx Libra, 90 мм. Стандартная – до 136кг, бариатрическая - до 227 кг), HC (2124+2132)	<input type="checkbox"/>	491€	
<b>Рама спинки для спинок с ремнями натяжения жесткости и спинок Matrx</b>				
ATA2163	Рама спинки короткая (480 мм), HC 2110, 2173	<input type="checkbox"/>	o	
<b>Рама спинки для спинок Flex3, спинок с ремнями натяжения жесткости и спинок Matrx</b>				
ATA2162	Рама спинки длинная (540 мм)	<input type="checkbox"/>	o	
<b>Ручки для толкания для сопровождающих</b>				
ATA2107	Спинка с ручками для толкания, HC 2161	<input type="checkbox"/>	o	
ATA2108	Спинка без ручек для толкания, HC 2161, 1332,1720, 1602, 1618, (2170, 2171/2174/2175/2176/2177/2178+ 1350/1432/1427), 2223, 2220	<input type="checkbox"/>	o	
<b>Обивка/ подушка спинки</b>				
ATA2171	Спинка с ремнями натяжения жесткости (длинная = 540 мм, короткая =480 мм), HC 2152, 2153, 2154, 1445, 1446, 1496 (2108+1350/1432/1427), 2155, 2230, 2247, 2322, 2323, 2324, 2325, 2326, 2327	<input type="checkbox"/>	◆	
ATA2179	Спинка Flex3 с ремнями натяжения жесткости (длинная = 540 мм, короткая =480 мм) (в комбинации с ARL2124, глубина будет меньше на 10 мм), HC 2110, 2151, 2153, 2154, 2192, 2193, 2194, 2199, 1446, 1719, 2155, 2229, 2230, 2247, 2322, 2323, 2324, 2325, 2326, 2327	<input type="checkbox"/>	225€	
ATA2173	Спинка Flex3 регулируемая по ширине, жесткая, с подушкой Laguna, HC 2110, 2161, 2163, (2111/+2124+2192/2194)	<input type="checkbox"/>	199€	
<b>Спинка Matrx, ширина соответствует выбранной ширине сиденья (не доступна в 530 мм)</b>				
ATA2174	Matrx Posture Back, высота 400 мм, HC 1445, 1446, 2124, (2108+1350/1432/1427)		<input type="checkbox"/>	676€
ATA2175	Matrx Posture Back, высота 500 мм, HC 1445, 1446, 2124, (2108+1350/1432/1427)		<input type="checkbox"/>	676€
ATA2176	Matrx Elite Back, высота 500 мм, HC 1445, 1446, 2124, (2108+1350/1432/1427)		<input type="checkbox"/>	676€
ATA2177	Matrx Elite TR Back, высота 500 мм, HC 1445, 1446, 2124, (2108+1350/1432/1427)		<input type="checkbox"/>	676€
ATA2178	Matrx Elite Deep Back, высота 500 мм, HC 1445, 1446, 2124, (2108+1350/1432/1427)		<input type="checkbox"/>	828€
<b>Цвет обивки (для подушек сиденья и спинки)</b>				
ATA2151	Черная ткань (нейлон), HC 279	<input type="checkbox"/>	◆	
ATA2152	Черный Dartex, HC 2141, 2171	<input type="checkbox"/>	o	
ATA2153	LK Version (черный и оранжевый шов), HC 2141, 2171, 2179	<input type="checkbox"/>	270€	
ATA2155	Черный материал Spacer, HC 2141, 2171, 2179	<input type="checkbox"/>	o	
<b>Подлокотник</b>				

ATA2191	Подлокотник стандартный съемный T-Arm, НС (2132+2113); (2184/2185/2186/ 2187/2188/2189 +1367/1437); (2132 +2184/2185/2186/2187/2188/ 2189+1367/ 1437+2253); (2134+2184/2185/2186/ 2187/2188/2189+2253);(2136+2184/2185/2186/2187/ 2188/2189+1367/1437+2253)		<input type="checkbox"/>	◆
ATA2181	Подлокотник стандартный съемный T-Arm (на 50 мм выше), НС (2132+2113); (2184/2185/2186/ 2187/2188/2189 +1367/1437); (2132 +2184/2185/ 2186/2187/2188/ 2189+1367/ 1437+2253); (2134+ 2184/2185/2186/ 2187/2188/2189+2253); (2136+ 2184/2185/2186/2187/2188/2189+1367/1437+2253)		<input type="checkbox"/>	○
ATA2198	Мягкие подлокотники совмещенные с защитой от брызг, НС 2132, 2195, 2196, 2197, 2184, 2185, 2186, 2187, 2188, 2189, 2199		<input type="checkbox"/>	229€
ATA2183	Настраиваемые подлокотники (25 мм с каждой стороны), НС 2184, 2185, 2186, 2187, 2188, 2189, (2132+2113)		<input type="checkbox"/>	99€
ATA2193	Откидные подлокотники (150 кг максимальный вес пользователя), НС 2110, 1445, 1446, 2179		<input type="checkbox"/>	219€
ATA2192	Подлокотники, изменяющие положение в зависимости от угла наклона спинки и сиденья без защиты от брызг, с регулировкой по высоте (230 - 300 мм) (150 кг максимальный вес пользователя), НС 1445, 1446, 2179 (2109/2111/2112+ 2124+2172/2173) (2132+2184/2185/2186/2187/2188/ 2189+1367/1437); (2134+2184/2185/2186/2187/ 2188/2189+2253); (2136+2184/2185/2186/2187/ 2188/2189+1367/ 1437+2253), 2180, 2182		<input type="checkbox"/>	296€
ATA2194	Подлокотники, изменяющие положение в зависимости от угла наклона спинки и сиденья без защиты от брызг, с регулировкой по высоте (300 - 360 мм) (150 кг максимальный вес пользователя), НС 1445, 1446, 2179 (2109/2111/2112+ 2124+2172/2173) (2132+2184/2185/2186/2187/2188/ 2189+1367/1437); (2134+2184/2185/2186/2187/ 2188/2189+2253); (2136+2184/2185/2186/2187/ 2188/2189+1367/ 1437+2253), 2180, 2182		<input type="checkbox"/>	296€
<b>Подушки для подлокотников</b>				
ATA2195	Короткая подушка (325 мм), НС 2198, (2132+1607/1404/1405)		<input type="checkbox"/>	◆
ATA2196	Длинная подушка (375 мм), НС 2132, 2198		<input type="checkbox"/>	○
ATA2197	Длинная эргономичная подушка (397 мм), НС 2132, 2198		<input type="checkbox"/>	55€
ATA2199	Мягкая подушка, НС 2198, 2179		<input type="checkbox"/>	198€

<b>Поддержка бедер, левая (для стандартных, изменяющих положение и откидных подлокотников)</b>				
ATA2184	Поддержка бедер, левая, размер подушки 140x100 мм, НС 2110, 2198, 2183, (2191/2181+1367/1437); (2132+2192/2194+1367/1437), (2132+2191/2181+1367/1437+2253); (2134+2191/2181/2192/2194+2253); (2136+2191/2181/2192/2194+1367/1437+2253), 2701, 2702, 2703, 2704, 2705, 2706		<input type="checkbox"/>	321€
ATA2186	Поддержка бедер, левая, размер подушки 230x100 мм, НС 2110, 2198, 2183, (2191/2181+1367/1437); (2132+2192/2194+1367/1437), (2132+2191/2181+1367/1437+2253); (2134+2191/2181/2192/2194+2253); (2136+2191/2181/2192/2194+1367/1437+2253), 2701, 2702, 2703, 2704, 2705, 2706		<input type="checkbox"/>	341€
ATA2188	Поддержка бедер, левая, размер подушки 330x100 мм, НС 2110, 2198, 2183, (2191/2181+1367/1437); (2132+2192/2194+1367/1437), (2132+2191/2181+1367/1437+2253); (2134+2191/2181/2192/2194+2253); (2136+2191/2181/2192/2194+1367/1437+2253), 2701, 2702, 2703, 2704, 2705, 2706		<input type="checkbox"/>	341€
<b>Поддержка бедер, правая (для стандартных, изменяющих положение и откидных подлокотников)</b>				
AVA2185	Поддержка бедер, правая, размер подушки 140x100 мм, НС 2110, 2198, 2183, (2191/2181+1367/1437); (2132+2192/2194+1367/1437), (2132+2191/2181+1367/1437+2253); (2134+2191/2181/2192/2194+2253); (2136+2191/2181/2192/2194+1367/1437+2253), 2701, 2702, 2703, 2704, 2705, 2706		<input type="checkbox"/>	321€
AVA2187	Поддержка бедер, правая, размер подушки 230x100 мм, НС 2110, 2198, 2183, (2191/2181+1367/1437); (2132+2192/2194+1367/1437), (2132+2191/2181+1367/1437+2253); (2134+2191/2181/2192/2194+2253); (2136+2191/2181/2192/2194+1367/1437+2253), 2701, 2702, 2703, 2704, 2705, 2706		<input type="checkbox"/>	341€
AVA2189	Поддержка бедер, правая, размер подушки 330x100 мм, 2110, 2198, 2183, (2191/2181+1367/1437); (2132+2192/2194+1367/1437), (2132+2191/2181+1367/1437+2253); (2134+2191/2181/2192/2194+2253); (2136+2191/2181/2192/2194+1367/1437+2253), 2701, 2702, 2703, 2704, 2705, 2706		<input type="checkbox"/>	341€
<b>Поддержка шеи, подголовник</b>				
ATA1350	Поддержка шеи с регулировкой по глубине, НС (2108+2171/2174/2175/2176/2177/2178), 2230, 2247, (2229+1288/1289)		<input type="checkbox"/>	195€
ATA1432	Подголовник с регулировкой по бокам, НС (2108+2171/2174/2175/2176/2177/2178), 2230, 2247, (2229+1288/1289)		<input type="checkbox"/>	249€
ATA1427	Подголовник с поддержкой для щек, НС (2108+2171/2174/2175/2176/2177/2178), 2230, 2247, (2229+1288/1289)		<input type="checkbox"/>	259€
ATA2323	Епан стандартная подушка 150 мм/ шириной 6", НС 2171, 2179, 2170		<input type="checkbox"/>	512€
ATA2324	Епан стандартная подушка 255 мм/ шириной 10", НС 2171, 2179, 2170		<input type="checkbox"/>	512€
ATA2322	Епан стандартная подушка 355 мм/ шириной 14", НС 2171, 2179, (2229+1288/1289), 2170		<input type="checkbox"/>	512€

ATA2325	Elan затылочная подушка 230x180 мм/ 9"x7", HC 2171, 2179, 2170		<input type="checkbox"/>	512€
ATA2326	Elan затылочная подушка 305x200 мм/ 12"x8", HC 2171, 2179, 2170		<input type="checkbox"/>	512€
ATA2327	Elan подушка 4-точечная под голову 280x255 мм/ 11"x10", HC 2171, 2179, 2170		<input type="checkbox"/>	676€
<b>Фиксаторы для туловища (пара, Dartex)</b>				
ATA1446	Фиксаторы для туловища, фиксированные, HC 2170, 2171, 2174, 2175, 2176, 2192, 2193, 2194, 2179	<input type="checkbox"/>		292€
ATA1445	Фиксаторы для туловища, регулируемые по глубине, высоте и ширине, HC 2170. 2171, 2174, 2175, 2176, 2192, 2193, 2194	<input type="checkbox"/>		445€
<b>Лифт, высота сиденья</b>				
ATA1023	Высота сиденья 450 мм	<input type="checkbox"/>		○
ATA1025	Высота сиденья 480 мм	<input type="checkbox"/>		○
ATA1030	Электрическая регулировка высоты (400-650 мм), HC ( глубина сиденья 51+1312/1363), (+1290/1275/1483), 2201	<input type="checkbox"/>		1704€
ATA1040	Электрическая регулировка высоты (440-690 мм), HC 2201	<input type="checkbox"/>		1704€
<b>Регулировка по углу наклона сиденья</b>				
ATA1002	Механическая регулировка угла наклона сиденья	<input type="checkbox"/>		◆
ATA1014	Электрическая регулировка угла наклона сиденья 20°, HC 2201	<input type="checkbox"/>		990€
<b>Регулировка по углу наклона спинки</b>				
ATA0975	Механическая регулировка угла наклона спинки (ступенчато 3,75°)	<input type="checkbox"/>		◆
ATA0977	Электрическая регулировка угла наклона спинки, HC 2161, 2201, (2121+2229+1289)	<input type="checkbox"/>		990€
<b>ПОДНОЖКИ</b>				
<b>Положение крепления подножек</b>				
ATA0590	Положение для подушки высотой до 70 мм, HC 1152, 1301, 1303, 2100	<input type="checkbox"/>		◆
ATA0591	Положение для подушки высотой более 70 мм, HC 1302, 2100	<input type="checkbox"/>		◆
<b>Раздельные подножки</b>				
ATA0536	Подножка Vari F с механической регулировкой по углу наклона, левая		<input type="checkbox"/>	◆
ATA0546	Подножка Vari F с механической регулировкой по углу наклона, правая		<input type="checkbox"/>	◆
ATA0537	Подножка Vari A с механической регулировкой по углу наклона, левая, HC 0505, 0522		<input type="checkbox"/>	166€
ATA0547	Подножка Vari A с механической регулировкой по углу наклона, правая, HC 0502, 0522		<input type="checkbox"/>	166€
ATA0539	Подножка ADE с электрической регулировкой по углу наклона 0°-80° левая, HC 0505, 0522, 2201		<input type="checkbox"/>	792€
ATA0549	Подножка ADE с электрической регулировкой по углу наклона 0°-80° правая, HC 0502, 0522, 2201		<input type="checkbox"/>	792€
<b>Индивидуальные опоры для стоп</b>				

ATA0505	Фиксированная опора для стопы, левая, HC 0537, 0539		<input type="checkbox"/>	◆
ATA0502	Фиксированная опора для стопы, правая, HC 0547, 0549		<input type="checkbox"/>	◆
ATA0509	Опора для стопы с регулировкой по углу наклона, левая		<input type="checkbox"/>	75€
ATA0506	Опора для стопы с регулировкой по углу наклона, правая		<input type="checkbox"/>	75€
ATA0511	Опора для стопы с регулировкой по углу наклона и по глубине, левая		<input type="checkbox"/>	107€
ATA0508	Опора для стопы с регулировкой по углу наклона и по глубине, правая		<input type="checkbox"/>	107€

## ПУЛЬТЫ УПРАВЛЕНИЯ LiNX

### Первостепенные пульты управления LiNX

ATA2203	Пульт управления LiNX с 3 функциями движения и 2 функциями сидения: DLX-REM211, HC 1367, 1437, 2231, 2232, 2229, 2230, 2247, 2233, 2270	<input type="checkbox"/>	◆
ATA2204	Пульт управления LiNX с 3 функциями движения и 2 функциями сидения и освещением: DLX-REM216, HC 2231, 2232, 2229, 2230, 2247, 2233, 2270	<input type="checkbox"/>	312€
ATA2205	Пульт управления LiNX с ЖК дисплеем и сенсорным экраном: DLX-REM400, HC 2220	<input type="checkbox"/>	416€
ATA2206	Пульт управления LiNX без джойстика для альтернативного способа управления: DLX-REM500, HC 2220, 2270 Требует выбора одного из следующих альтернативных джойстиков: 2231, 2232, 2229, 2230, 2247, 2257, 2233	<input type="checkbox"/>	653€

### Способы установки пультов управления

ATA1207	Стандартное положение справа, HC 1404, (2231/2232+2207/2213), (2233+2235/2213/2241)	<input type="checkbox"/>	○
ATA1208	Стандартное положение слева, HC 1405, (2231/2232+2208/2214), (2233+2236/2214/2242)	<input type="checkbox"/>	○
ATA1707	Откидывающийся справа, HC 1404, (2231/2232+2207/2213), (2233+2235/2213/2241)	<input type="checkbox"/>	249€
ATA1708	Откидывающийся слева, HC 1405, (2231/2232+2208/2214), (2233+2236/2214/2242)	<input type="checkbox"/>	249€
ATA2227	Установленный сзади справа для сопровождающего лица, HC 2219, 2220, 2108, 1287, 2128	<input type="checkbox"/>	○
ATA2228	Установленный сзади справа для сопровождающего лица, HC 2219, 2220, 2108, 1286, 2128	<input type="checkbox"/>	○


### Аксессуары LiNX

ATA2253	USB разъем DLX-USB02-A, HC 2110, 1152; (2132+2191/2181/2184/2185/2186/2187/2188/2189+1367/1437); (2134+2191/2181/2192/2194+2184/2185/2186/2187/2188/2189); 2701, 2702, 2703, 2704, 2705, 2706, (2136+2191/2181/2192/2194+2184/2185/2186/2187/2188/2189+1367/1437)	<input type="checkbox"/>	216€
ATA1685	Кнопка переключения функции телом Buddy красная	<input type="checkbox"/>	152€
ATA1686	Кнопка переключения функции телом Buddy желтая	<input type="checkbox"/>	152€
ATA1687	Кнопка переключения функции телом Buddy зеленая	<input type="checkbox"/>	152€
ATA1690	Кнопка переключения функции телом Buddy синяя	<input type="checkbox"/>	152€

### ОПЦИИ КОЛЕСНОЙ БАЗЫ

#### Цвет пластикового корпуса

ATA0202	Blue (насыщенный синий)	<input type="checkbox"/>	○
ATA0228	Black (черный)	<input type="checkbox"/>	○
ATA0220	Champagne (шампань)	<input type="checkbox"/>	○
ATA0204	Transparent Cherry Red (вишневый)	<input type="checkbox"/>	○
ATA0222	White (белый)	<input type="checkbox"/>	○
ATA0216	Olive Green (оливковый)	<input type="checkbox"/>	○

<b>Передние колеса</b>				
ATA0851	3.00-6 Пневматические колеса, серые	<input type="checkbox"/>	◆	
ATA0855	3.00-6 Колеса литые с защитой от проколов, черные, не оставляющие следов	<input type="checkbox"/>		160€
ATA0853	3.00-6 Пневматические колеса с внутренним защитным слоем от проколов, черные, не оставляющие следов	<input type="checkbox"/>		181€
<b>Приводные колеса</b>				
ATA0771	3.00-8 Пневматические колеса, серые	<input type="checkbox"/>	◆	
ATA0773	3.00-8 Пневматические колеса с внутренним защитным слоем от проколов, серые	<input type="checkbox"/>		170€
ATA0799	Trelleborg 8x3.00 Пневматические колеса, серые, HC 1290,1275, 1483	<input type="checkbox"/>		185€
ATA0798	Trelleborg 8x3.00 Колеса литые с защитой от проколов, серые, HC 1290,1275, 1483	<input type="checkbox"/>		350€
ATA0750	3.00-8 Колеса литые с защитой от проколов, серые	<input type="checkbox"/>		192€
<b>Тип двигателя/ выбор максимальной скорости движения</b>				
ATA1277	6 км/ч	<input type="checkbox"/>	○	
ATA1285	10 км/ч, HC (2201+2220)	<input type="checkbox"/>	○	
ARN1224	12 км/ч, HC (2201+2220)	<input type="checkbox"/>		350€
<b>Опции аккумуляторных батарей</b>				
ATA1364	73,5 Ач (гелевые)	<input type="checkbox"/>	◆	
ATA1392	Без батарей (по запросу)	<input type="checkbox"/>		
<b>Амортизация</b>				
ATA1240	Мягкие амортизаторы, рекомендованы для пользователей весом до 80 кг	<input type="checkbox"/>	○	
ATA1241	Средние амортизаторы, рекомендованы для пользователей весом 70 - 100 кг	<input type="checkbox"/>	○	
ATA1242	Жесткие амортизаторы, рекомендованы для пользователей весом 90-150 кг	<input type="checkbox"/>	○	
<b>G-Trac</b>				
ATA1215	Модуль G-Trac	<input type="checkbox"/>		612€
<b>Зарядное устройство</b>				
ATA1313	Зарядное устройство на 10А, продлевающее жизненный цикл АКБ и сокращающее время зарядки	<input type="checkbox"/>	◆	
<b>Освещение</b>				
ATA1437	Система освещения LED, HC 1638, 1643; 2201, 2203, (2132+2192/2194+2184/2185/2186/2187/2188/2189); 2191+2184/2185/2186/2187/2188/2189); (2132+2191/2181+2184/2185/2186/2187/2188/2189+2253); (2134+2191/2181/2192/2194+2184/2185/2186/2187/2188/2189+2253); (2136+2191/2181/2192/2194+2184/2185/2186/2187/2188/2189+2253)	<input type="checkbox"/>		405€
ATA1254	Без освещения	<input type="checkbox"/>	◆	
<b>Устройство для преодоления препятствий</b>				
ATA1244	Устройство для преодоления препятствий, HC 0522, 1450		<input type="checkbox"/>	360€
<b>Набор для транспортировки</b>				
ATA1493	Для транспортировки без пользователя	<input type="checkbox"/>	◆	
ATA1494	Для транспортировки с пользователем (обязательно наличие подголовника) (подтвержден ISO 7176-19:2001)	<input type="checkbox"/>	○	
<b>Ремень безопасности</b>				
ATA1329	Ремень безопасности с автоматическим замком	<input type="checkbox"/>		59€
ATA2113	Ремень безопасности (установлен на раму), HC 1152, 2110, (2132+2181/2191/2183)	<input type="checkbox"/>		59€
ATA1332	Ремень безопасности формы H, HC 1152, 2110, 2108, (1985+1356/1447)	<input type="checkbox"/>		117€
<b>Зеркало заднего вида</b>				

AVA1415	Установлен справа, HC 2209, 2213, 2235, 2241	<input type="checkbox"/>	47€
AVA1339	Установлен слева, HC 2209, 2214, 2236, 2242	<input type="checkbox"/>	47€
<b>АКСЕССУАРЫ</b>			
<b><i>Держатель для трости</i></b>			
ATA1312	Справа	<input type="checkbox"/>	45€
ATA1363	Слева	<input type="checkbox"/>	45€
<b><i>Брызговики</i></b>			
ATA1416	Брызговики на передние колеса	<input type="checkbox"/>	92€
ATA1417	Брызговики на задние колеса	<input type="checkbox"/>	195€
<b><i>Столик</i></b>			
ATA1404	Откидной, установлен справа, HC 1207, 1707, 2209, 2213, 2214, 1607, 1608, 1612, 0383	<input type="checkbox"/>	316€
ATA1405	Откидной, установлен слева, HC 1208, 1708, 2210, 2213, 2214, 607, 1608, 1612, 0383	<input type="checkbox"/>	316€
<b><i>Набор инструментов</i></b>			
ATA1333	Набор инструментов	<input type="checkbox"/>	29€