



Форма заказа

Январь 2019



Invacare® TDX SP2NB

Кресло-коляска с электроприводом для инвалидов
TDX

Максимальный вес пользователя: 150 кг

Дата: _____

Обозначьте свой выбор поставив галочку в квадрате


◆ Стандартная опция






○ Бесплатная опция





**Все цены указаны в евро ориентировочно*






**(НС 9999)– не совместимо с арт. ARL9999*








Название компании:			
Имя пользователя:			
Артикул	Описание		Руб/€
ARL0000	TDX Стандартная модель с узкой колесной базой	<input type="checkbox"/>	390000 руб
Вес пользователя			
	0 – 100 кг	<input type="checkbox"/>	○
	101-125 кг	<input type="checkbox"/>	○
	126-127 кг	<input type="checkbox"/>	○
	128-136 кг	<input type="checkbox"/>	○
	137-150 кг, НС 1092	<input type="checkbox"/>	○
СИДЕНЬЕ			
ARL2100	Модульная система сиденья, НС 0564, 0599	<input type="checkbox"/>	◆
Рама сиденья			
ARL2110	Цельная рама сиденья, ширина 430 мм (увеличивается за счет подлокотников 440-480 мм), НС 0071, 0072, 0977, 1092, 1093, 1094, 1095, 1332, 2113, 2121, 2123, 2124, 2162, 2163, 2108, 2173, 0556, 0589, 2129, 2130, 1095, 2193, 2194, 2192, 2184, 2185, 2186, 2187, 2188, 2189, 1719, 2701, 2702, 2703, 2704, 2705, 2706	<input type="checkbox"/>	◆
ARL2111	Телескопическая рама с жестким сиденьем, ширина изменяется от 380 мм до 530 мм (дополнительно 50 мм за счет подлокотников), НС 2141, 2161, (2124+2192/2194+2172/2173)	<input type="checkbox"/>	575€
ARL2112	Телескопическая рама сиденья с ремнями натяжения жесткости, ширина изменяется от 380 мм до 530 мм (дополнительно 50 мм за счет подлокотников) и дополнительно 30 мм высоты, НС 2141, 2161, (2124+2192/2194+2172/2173)	<input type="checkbox"/>	580€
Предустановленная ширина сиденья для телескопических рам сидений			
ARL2121	380 мм (дополнительно 50 мм за счет подлокотников) можно уменьшить до 330 мм в комбинации с ARL2183, НС (2138+2142/2147) 2701, 2703, 2705	<input type="checkbox"/>	○
ARL2122	430 мм (дополнительно 50 мм за счет подлокотников), НС 2110, (2138+2142/2147), (0071/0072/+2129+2184/2185/2186/2187/2188/ 2189), 2702, 2704, 2706	<input type="checkbox"/>	◆
ARL2123	480 мм (дополнительно 50 мм за счет подлокотников), НС 2110, 2174, 2175, 2176, 2177, 2178, 2143, (2111/+2192/2194+/2173), (0071/0072/+2129+2184/2185/2186/2187/2188/2189), (2132+2147), 2702, 2704, 2706	<input type="checkbox"/>	○



ARL2124	530 мм (дополнительно 50 мм за счет подлокотников), HC 2110, 2174, 2175, 2176, 2177, 2178, 2143, (2111/+2192/2194+/2173), (0071/0072/+2129+2184/2185/2186/2187/2188/2189), (2132+2147)	<input type="checkbox"/>	○	
Глубина сиденья				
ARL2132	410 мм, HC 2130, 2196, 2197, 2198, (2195+1607/1404/1405), (2191/2183/2181+2113), (2124+2147/2144), (2184/2185/2186/2187/ 2188/2189+0556); (2191/2181/2192/2194+2184/2185/2186/2187/ 2188/2189+2253), 2701, 2702, 2703, 2704, 2705, 2706	<input type="checkbox"/>	○	
ARL2134	460 мм, HC 2130, (2191/2181/2192/2194+2184/2185/2186/2187/2188/ 2189+0556), (0072+0589); (2191/2181/2192/2194+2184/2185/2186/ 2187/2188/2189+2253)	<input type="checkbox"/>	◆	
ARL2136	510 мм, HC 2143, (2191/2181/2192/2194+2184/2185/2186/2187/2188/ 2189+0556)	<input type="checkbox"/>	○	
ARL2138	560 мм (в комбинации со спинкой Flex 3 с ремнями натяжения жесткости , глубина сиденья меньше на 10 мм), HC 2129, 2141, 2143, (2121/2122/2123+2142/2147), (2142+2152/2153/2154/2155)	<input type="checkbox"/>	○	
Подушка сиденья				
ARL2141	Стандартная поролоновая подушка, толщиной 50 мм, HC 2111, 2138, 2152, 2153, 2154, 2155	<input type="checkbox"/>	◆	
ARL2142	Подушка MatrX Flo-tech: Lite (75 мм до 127 кг);Contour (100мм до 191 кг), HC NC (2121/2122/2123+2138), (2138+2152/2153/2154/2155)	<input type="checkbox"/>	165€	
ARL2143	Подушка MatrX Flo-tech Contour Visco 430 x430 мм [макс.вес пользователя до 125 кг., HC 2136, 2121, 2124, 2138	<input type="checkbox"/>	195€	
ARL2147	Подушка MatrX Libra, 90 мм. Стандартная – до 136кг, бариатрическая - до 227 кг), HC (2124+2132), (2121/2122/2123+2138)	<input type="checkbox"/>	491€	
Рама спинки для спинок с ремнями натяжения жесткости и спинок MatrX				
ARL2161	Рама спинки, съемная, высота 480 мм (только с цельной рамой сиденья, только механическая регулировка), HC 2107, 2108, 2111, 2173, 0977	<input type="checkbox"/>	◆	
ARL2163	Рама спинки короткая (480 мм), HC 2110, 2173	<input type="checkbox"/>	○	
Рама спинки для спинок Flex3, спинок с ремнями натяжения жесткости и спинок MatrX				
ARL2162	Рама спинки длинная (540 мм), HC 2110	<input type="checkbox"/>	○	
Ручки для толкания для сопровождающих				
ARL2107	Спинка с ручками для толкания, HC 2161	<input type="checkbox"/>	○	
ARL2108	Спинка без ручек для толкания, HC 2161, 1332,1378, 2220, 2202, 1719,1720, 1602, 1618, 1645, (2171/2174/2175/2176/2177/2178+1350/ 1432/1427) 2220, 2245, 2227, 2228	<input type="checkbox"/>	○	
Обивка/ подушка спинки				
ARL2171	Спинка с ремнями натяжения жесткости (длинная = 540 мм, короткая =480 мм), HC 2152, 2153, 2154, 1445, 1446, (2108+1350/1432/1427), 2125, 2229, 2155, 2230, 2247, 2322, 2323, 2324, 2325, 2326, 2327	<input type="checkbox"/>	◆	
ARL2179	Спинка Flex3 с ремнями натяжения жесткости (длинная = 540 мм, короткая =480 мм) (в комбинации с ARL2124, глубина будет меньше на 10 мм), HC 2110, 2151, 2153, 2154, 2192, 2193, 2194, 2199, 1445, 1446, 1719, 2125, 2230, 2247, 2322, 2323, 2324, 2325, 2326, 2327	<input type="checkbox"/>	225€	
ARL2173	Спинка Flex3 регулируемая по ширине, жесткая, с подушкой Laguna, HC 2110, 2161, 2163, (2111/+2124+2192/2194)	<input type="checkbox"/>	199€	
Спинка MatrX, ширина соответствует выбранной ширине сиденья (не доступна в 530 мм)				
ARL2174	Matrx Posture Back, высота 400 мм, HC 1445, 1446, 2124, (2108+1350/1432/1427)		<input type="checkbox"/>	676€
ARL2175	Matrx Posture Back, высота 500 мм, HC 1445, 1446, 2124, (2108+1350/1432/1427)		<input type="checkbox"/>	676€

ARL2176	Matrx Elite Back, высота 500 мм, HC 1445, 1446, 2124, (2108+1350/1432/1427)		<input type="checkbox"/>	676€
ARL2177	Matrx Elite TR Back, высота 500 мм, HC 1445, 1446, 2124, (2108+1350/1432/1427)		<input type="checkbox"/>	676€
ARL2178	Matrx Elite Deep Back, высота 500 мм, HC 1445, 1446, 2124, (2108+1350/1432/1427)		<input type="checkbox"/>	828€
Цвет обивки (для подушек сиденья и спинки)				
ARL2151	Черная ткань (нейлон)	<input type="checkbox"/>	◆	
ARL2152	Черный Dartex, HC 2141, 2171, (2138+2142)	<input type="checkbox"/>	○	
ARL2153	LK Version (черный и оранжевый шов), HC 2141, 2171, (2138+2142)	<input type="checkbox"/>		270€
ARL2155	Черный материал Spacer, HC 2141, 2171, 2171, (2138+2142)	<input type="checkbox"/>	○	
Подлокотник				
ARL2191	Подлокотник стандартный съемный T-Arm, HC (2132+2113); (2134/2136+поддержка бедер+0556); (2132/2134+2184/2185/2186/2187/2188/2189+2253)		<input type="checkbox"/>	◆
ARL2181	Подлокотник стандартный съемный T-Arm (на 50 мм выше), HC (2132+2113); (2134/2136+поддержка бедер+0556); (2132/2134+2184/2185/2186/2187/2188/2189+2253)		<input type="checkbox"/>	○
ARL2198	Мягкие подлокотники совмещенные с защитой от брызг, HC 2132, 2195, 2196, 2197, 2199, 2184, 2185, 2186, 2187, 2188, 2189		<input type="checkbox"/>	229€
ARL2183	Настраиваемые подлокотники (25 мм с каждой стороны), HC 2184, 2185, 2186, 2187, 2188, 2189, (2132+2113)		<input type="checkbox"/>	99€
ARL2193	Откидные подлокотники (150 кг максимальный вес пользователя), HC 2110, 1445, 1446		<input type="checkbox"/>	219€
ARL2192	Подлокотники, изменяющие положение в зависимости от угла наклона спинки и сиденья без защиты от брызг, с регулировкой по высоте (230 - 300 мм) (150 кг максимальный вес пользователя), HC 2110, 1445, 1446, 2179, (2134/2136+ поддержка бедер +0556), (2109/2111/ 2112+2124+2172/2173), (2132/2134+ 2184/2185/2186/2187/2188/2189+2253)		<input type="checkbox"/>	296€

ARL2194	Подлокотники, изменяющие положение в зависимости от угла наклона спинки и сиденья без защиты от брызг, с регулировкой по высоте (300 - 360 мм) (150 кг максимальный вес пользователя), НС 2110, 1445, 1446, 2179, (2134/2136+ поддержка бедер +0556), (2109/2111/ 2112+2124+2172/2173), (2132/2134+ 2184/2185/2186/2187/2188/2189+2253)		<input type="checkbox"/>	296€
Подушки для подлокотников				
ARL2195	Короткая подушка (325 мм), НС 2198, (2132+1607/1404/1405)		<input type="checkbox"/>	◆
ARL2196	Длинная подушка (375 мм), НС 2132, 2198		<input type="checkbox"/>	○
ARL2197	Длинная эргономичная подушка (397 мм), НС 2132, 2198, 2230, 2247		<input type="checkbox"/>	55€
ARL2199	Мягкая подушка		<input type="checkbox"/>	198€
Поддержка бедер, левая (для стандартных, изменяющих положение и откидных подлокотников)				
ARL2184	Поддержка бедер, левая, размер подушки 140x100 мм, НС 2110, 2198, 2183, (2132+0556);0072,0074, (2134/2136+2191/2181/2192/2194+0556), (0071/0073 +2123/2124+2129); (2132/2134+2191/2181/2192/ 2194+2253), 2701, 2702, 2703, 2704, 2705, 2706		<input type="checkbox"/>	321€
ARL2186	Поддержка бедер, левая, размер подушки 230x100 мм, НС 2110, 2198, 2183, (2132+0556);0072,0074, (2134/2136+2191/2181/2192/2194+0556), (0071/0073 +2123/2124+2129); (2132/2134+2191/2181/2192/ 2194+2253), 2701, 2702, 2703, 2704, 2705, 2706		<input type="checkbox"/>	341€
ARL2188	Поддержка бедер, левая, размер подушки 330x100 мм, НС 2110, 2198, 2183, (2132+0556);0072,0074, (2134/2136+2191/2181/2192/2194+0556), (0071/0073 +2123/2124+2129); (2132/2134+2191/2181/2192/ 2194+2253), 2701, 2702, 2703, 2704, 2705, 2706		<input type="checkbox"/>	341€
Поддержка бедер, правая (для стандартных, изменяющих положение и откидных подлокотников)				
ARL2185	Поддержка бедер, правая, размер подушки 140x100 мм, НС 2110, 2198, 2183, (2132+0556);0072,0074, (2134/2136+2191/2181/2192/2194+0556), (0071/0073 +2123/2124+2129); (2132/2134+2191/2181/2192/2194+2253), 2701, 2702, 2703, 2704, 2705, 2706		<input type="checkbox"/>	321€
ARL2187	Поддержка бедер, правая, размер подушки 230x100 мм, НС 2110, 2198, 2183, (2132+0556);0072,0074, (2134/2136+2191/2181/2192/2194+0556), (0071/0073 +2123/2124+2129); (2132/2134+2191/2181/2192/2194+2253), 2701, 2702, 2703, 2704, 2705, 2706		<input type="checkbox"/>	341€
ARL2189	Поддержка бедер, правая, размер подушки 330x100 мм, НС 2110, 2198, 2183, (2132+0556);0072,0074, (2134/2136+2191/2181/2192/2194+0556), (0071/0073 +2123/2124+2129); (2132/2134+2191/2181/2192/2194+2253), 2701, 2702, 2703, 2704, 2705, 2706		<input type="checkbox"/>	341€
Поддержка шеи, подголовник				
ARL1350	Поддержка шеи с регулировкой по глубине, НС (2108+2171/2174/2175/2176/2177/2178), (2229+1288/1289)		<input type="checkbox"/>	195€
ARL1432	Подголовник с регулировкой по бокам, НС (2108+2171/2174/2175/2176/2177/2178), (2229+1288/1289)		<input type="checkbox"/>	249€

ARL1427	Подголовник с поддержкой для щек, HC (2108+2171/2174/2175/2176/2177/2178), (2229+1288/1289)		<input type="checkbox"/>	259€
ARL2323	Elan стандартная подушка 150 мм/ шириной 6", HC 2171, 2179, 2230, 2247, 2170		<input type="checkbox"/>	512€
ARL2324	Elan стандартная подушка 255 мм/ шириной 10", HC 2171, 2179, 2230, 2247, 2170		<input type="checkbox"/>	512€
ARL2322	Elan стандартная подушка 355 мм/ шириной 14", HC 2171, 2179, 2230, 2247, 2170		<input type="checkbox"/>	512€
ARL2325	Elan затылочная подушка 230x180 мм/ 9"x7", HC 2171, 2179, 2230, 2247, 2170		<input type="checkbox"/>	512€
ARL2326	Elan затылочная подушка 305x200 мм/ 12"x8", HC 2171, 2179, 2230, 2247, 2170		<input type="checkbox"/>	512€
ARL2327	Elan подушка 4-точечная под голову 280x255 мм/ 11"x10", HC 2171, 2179, 2230, 2247, 2170		<input type="checkbox"/>	676€
Фиксаторы для туловища (пара, Dartex)				
ARL1446	Фиксаторы для туловища, фиксированные, HC 2171, 2174, 2175, 2176, 2177, 2178, 2192, 2193, 2194		<input type="checkbox"/>	292€
ARL1445	Фиксаторы для туловища, регулируемые по глубине, высоте и ширине, HC 2171, 2174, 2175, 2176, 2177, 2178, 2192, 2193, 2194		<input type="checkbox"/>	445€
Лифт, регулировка по углу наклона сиденья				
ARL1091	Механическая регулировка угла наклона сиденья, HC 0071, 0072, 2054		<input type="checkbox"/>	◆
ARL1092	Электрическая регулировка угла наклона сиденья 20°, HC 0071, 0072, 2110, 2054, 2201, 2202		<input type="checkbox"/>	890€
ARL1093	Электрическая регулировка угла наклона сиденья 0- 30° (максимальный вес пользователя 160 кг), HC 0071, 0072, 2110, 2054, 2201, 2202		<input type="checkbox"/>	1229€
ARL1094	Электрическая регулировка высоты (300 мм) и угла наклона сиденья 0- 30° (максимальный вес пользователя 160 кг), HC 2110, 1639, 2201, 2202		<input type="checkbox"/>	2375€
Высота сиденья (при выборе ARL1092)				
ARL0354	Высота сиденья 450 мм		<input type="checkbox"/>	○
ARL0364	Высота сиденья 475 мм		<input type="checkbox"/>	○
Регулировка по углу наклона спинки				
ARL0975	Механическая регулировка угла наклона спинки (ступенчато 3,75°)		<input type="checkbox"/>	◆
ARL0977	Электрическая регулировка угла наклона спинки, HC 2110, 2201, 2202, (2121+2229+1289)		<input type="checkbox"/>	990€
ПОДНОЖКИ				
Подножки, установленные по центру (с опорами для голени)				
ARL0556	Подножки, установленные по центру, с регулировкой по углу наклона, HC 2110, (2132+2184/2185/2186/2187/2188/2189), (2134/2136+2191/2181/2192/2194+2184/2185/2186/2187/2188/2189)		<input type="checkbox"/>	450€
ARL0589	Подножки, установленные по центру с электрической регулировкой LNX, компенсирующие длину, HC 2110, 2201, (0072+2134)		<input type="checkbox"/>	2355€

Опоры для стоп				
ARL2365	Регулируемые по углу наклона и ширине опоры для стоп, размер S (Ш127хД190 мм/ 5"х7,5")	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	○
ARL0559	Регулируемые по углу наклона и ширине опоры для стоп, размер M (Ш140хД240 мм/ 5,5"х9,5")	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	◆
ARL0516	Регулируемые по углу наклона и ширине опоры для стоп, размер L (Ш150хД290 мм/ 6"х11,5")	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	○
Раздельные подножки				
ARL0565	Стандартная подножка, угол наклона 80°, левая (максимальный вес пользователя 160 кг), HC 0546, 0547, 0549, 0509, 1145		<input type="checkbox"/>	◆
ARL0566	Стандартная подножка, угол наклона 80°, правая (максимальный вес пользователя 160 кг), HC 0546, 0547, 0549, 0509, 1145		<input type="checkbox"/>	◆
ARL0536	Подножка Vari F с механической регулировкой по углу наклона, левая, HC 0380, 0566, 0554		<input type="checkbox"/>	128€
ARL0546	Подножка Vari F с механической регулировкой по углу наклона, правая, HC 0380, 0566, 0555		<input type="checkbox"/>	128€
ARL0537	Подножка Vari A с механической регулировкой по углу наклона, левая, HC 0505, 0566, 0554		<input type="checkbox"/>	166€
ARL0547	Подножка Vari A с механической регулировкой по углу наклона, правая, HC 0502, 0565, 0555		<input type="checkbox"/>	166€
ARL0539	Подножка ADE с электрической регулировкой по углу наклона 0°-80° левая, HC 0505, 0566, 0554, 2201		<input type="checkbox"/>	792€
ARL0549	Подножка ADE с электрической регулировкой по углу наклона 0°-80° правая, HC 0502, 0565, 0555, 2201		<input type="checkbox"/>	792€
Индивидуальные опоры для стоп				
ARL0505	Фиксированная опора для стопы, левая, HC 0537, 0539		<input type="checkbox"/>	◆
ARL0502	Фиксированная опора для стопы, правая, HC 0547, 0549		<input type="checkbox"/>	◆
ARL0509	Опора для стопы с регулировкой по углу наклона, левая, HC 0565, 0555		<input type="checkbox"/>	75€
ARL0506	Опора для стопы с регулировкой по углу наклона, правая, HC 0566, 0554		<input type="checkbox"/>	75€
ARL0511	Опора для стопы с регулировкой по углу наклона и по глубине, левая		<input type="checkbox"/>	107€
ARL0508	Опора для стопы с регулировкой по углу наклона и по глубине, правая		<input type="checkbox"/>	107€
ПУЛЬТЫ УПРАВЛЕНИЯ LiNX				
Первостепенные пульты управления LiNX				
ARL2203	Пульт управления LiNX с 3 функциями движения и 2 функциями сидения: DLX-REM211, HC 1437, 2229	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	◆
ARL2204	Пульт управления LiNX с 3 функциями движения и 2 функциями сидения и освещением: DLX-REM216, HC 2229	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	312€
ARL2205	Пульт управления LiNX с ЖК дисплеем и сенсорным экраном: DLX-REM400, HC 1145, 2220	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	416€
ARL2206	Пульт управления LiNX без джойстика для альтернативного способа управления: DLX-REM500, HC 1145, 2220 Требуется выбор одного из следующих альтернативных джойстиков: 2231, 2232, 2229, 2230, 2247, 2257, 2233, 2240	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	653€

Способы установки пультов управления				
ARL1207	Стандартное положение справа, HC 1404	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
ARL1208	Стандартное положение слева, HC 1405	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
ARL1707	Откидывающийся справа, HC 1404	<input type="checkbox"/>		249€
ARL1708	Откидывающийся слева, HC 1405	<input type="checkbox"/>		249€
ARL2227	Установленный сзади справа для сопровождающего лица, HC 2219, 2220, 2245, 2108	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
ARL2228	Установленный сзади справа для сопровождающего лица, HC 2219, 2220, 2245, 2108	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Аксессуары LiNX				
ARL2253	USB разъем DLX-USB02-A, HC 2110, 1145, (2132/2134+2191/2181/2192/2194+2184/2185/2186/2187/2188/2189), 2701, 2702, 2703, 2704,2705, 2706	<input type="checkbox"/>		216€
ARL1685	Кнопка переключения функции телом Buddy красная	<input type="checkbox"/>		152€
ARL1686	Кнопка переключения функции телом Buddy желтая	<input type="checkbox"/>		152€
ARL1687	Кнопка переключения функции телом Buddy зеленая	<input type="checkbox"/>		152€
ARL1690	Кнопка переключения функции телом Buddy синяя	<input type="checkbox"/>		152€
ОПЦИИ КОЛЕСНОЙ БАЗЫ				
Цвет пластикового корпуса				
ARL0228	Wet Black (мокрый черный)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
ARL2601	SpaceStation Silver (серебряный)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
ARL2602	Island Blue (холодный синий)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
ARL2603	Grape JellyBean (салатовый)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
ARL2604	Monster Green (зеленый)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
ARL2605	Tangy Orange (оранжевый)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
ARL2606	WhiteOut (белый)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
ARL2607	Rockstar Red (красный)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
ARL2608	Lights Out Black – Matte (черный матовый)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
ARL2609	Invacare® Blue (насыщенный синий)	<input type="checkbox"/>		
Цвет центральных колесных дисков				
ARL2611	SpaceStation Silver (серебряный)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
ARL2612	Island Blue (холодный синий)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
ARL2613	Grape JellyBean (салатовый)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
ARL2614	Monster Green (зеленый)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
ARL2615	Tangy Orange (оранжевый)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
ARL2616	WhiteOut (белый)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
ARL2617	Rockstar Red (красный)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
ARL2618	Lights Out Black – Matte (черный матовый)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
ARL2619	Invacare® Blue (насыщенный синий)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
ARL2620	Wet Black (мокрый черный)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Вилки колес включая черные колеса				
ARL2631	Вилка с одной стороны колеса		<input type="checkbox"/>	471€
ARL2632	Вилка с двух сторон колеса		<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Центральные (приводные) колеса				
ARL0704	14"х3" Черные шины, пневматические	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
ARL0732	14"х3" Черные шины, пневматические, с защитой от проколов	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
ARL0733	14"х3" Черные шины с гелиевой пеной внутри	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	

Тип двигателя/ выбор максимальной скорости движения			
ARL1282	DuraWatt 6 км/ч (максимальный вес пользователя 180 кг)	<input type="checkbox"/>	○
ARL1283	DuraWatt 10 км/ч (максимальный вес пользователя 150 кг), HC (2201+2220)	<input type="checkbox"/>	○
Опции аккумуляторных батарей			
ARL1257	50 Ач (гелевые)	<input type="checkbox"/>	◆
ARL1392	Без батарей (по запросу)	<input type="checkbox"/>	
G-Trac			
ARL1215	Модуль G-Trac	<input type="checkbox"/>	612€
Зарядное устройство			
ARL1313	Зарядное устройство на 10А, продлевающее жизненный цикл АКБ и сокращающее время зарядки	<input type="checkbox"/>	◆
Освещение			
ARL1437	Система освещения LED, HC 2201, 2202, 2203, 2221	<input type="checkbox"/>	405€
ARL1254	Без освещения	<input type="checkbox"/>	◆
Набор для транспортировки			
ARL1493	Для транспортировки без пользователя	<input type="checkbox"/>	◆
ARL1494	Для транспортировки с пользователем (обязательно наличие подголовника) (подтвержден ISO 7176-19:2001)	<input type="checkbox"/>	○
Ремень безопасности			
ARL1329	Ремень безопасности с автоматическим замком	<input type="checkbox"/>	59€
ARL2113	Ремень безопасности (установлен на раму), HC 2110, 1145 (2132+2181/2191)	<input type="checkbox"/>	59€
ARL1332	Ремень безопасности формы H, HC 2110, 1145	<input type="checkbox"/>	117€
Зеркало заднего вида			
ARL1415	Установлен справа, HC 2209, 2213	<input type="checkbox"/>	47€
ARL1339	Установлен слева, HC 2209, 2214	<input type="checkbox"/>	47€
АКСЕССУАРЫ			
Держатель для трости			
ARL1312	Справа	<input type="checkbox"/>	45€
ARL1363	Слева	<input type="checkbox"/>	45€
Столик			
ARL1404	Откидной, установлен справа, HC 1207, 1707, 2209, 2213, 2214, 1607, 1608, 1612, 0383	<input type="checkbox"/>	316€
ARL1405	Откидной, установлен слева, HC 1208, 1708, 2210, 2213, 2214, 607, 1608, 1612, 0383	<input type="checkbox"/>	316€