


Стол массажный Lojer 120E



Изделие представлено на фото с дополнительными опциями.



Основные характеристики

1. Современный дизайн и прочная обивка лежа стола
2. Безопасная рабочая нагрузка – 250 кг
3. Легкость эксплуатации благодаря эргономичному дизайну и разнообразию опций

Массажный стол Lojer 125E имеет все необходимые современные характеристики и дизайн, способный удовлетворить самого взыскательного клиента. Элегантный дизайн делает стол прекрасным элементом интерьера врачебного кабинета. Чрезвычайно прочная, долговечная антибактериальная обивка стола легко чистится и дезинфицируется. Несколько вариантов комбинаций цвета обивки и защитного кожуха позволяют сделать каждый стол поистине уникальным.

Бесшумная регулировка высоты стола Lojer 125E благодаря вертикальным колоннам. Безопасная рабочая нагрузка 250 кг., отличная стабильность. Благодаря дизайну нижней рамы, стол может использоваться в положении "кресло". Электропривод высоты и различные положения лежа сильно облегчают работу врача. Широкие возможности регулировки ножной секции и минимальная высота позволяют легко позиционировать пациента в начале и в конце процедуры.


LOJER® For easy care

Технические данные и характеристики

Количество секций	Три секции: головная, средняя и ножная секция
Общая ширина	55, 65, 75 см
Общая длина	202 см
Общий вес	110кг
Угол положения дренаж	0-20°
Диапазон регулировки головной секции	-35° - 90°
Диапазон регулировки высоты	48-88 см
Диапазон регулировки ножной секции	+70° / -12°
Другие стандартные характеристики	Колеса с центральной блокировкой Педали регулировки в виде рамы Регулируемая головная секция Овальный или U-образный вырез для лица Ножки белого цвета Защитный кожух черного цвета
Обивка	Выбор из нескольких цветов и материалов
Безопасная рабочая нагрузка	250 кг
Электрическая система	24В
Маркировка CE	Да
Гарантия	2 года
Страна производства	Финляндия

Опции и аксессуары:

- Головная секция с двойной артикуляцией
- Положение дренаж (пневмо)
- Положение дренаж (электропривод)
- Аккумулятор
- Хромированные ножки
- Варианты защитного кожуха:
имитация дерева, нержавеющая сталь,
белый, карбон или черный металл
- Вариант обивки (не анатомический, как в Lojer 120E)
- Держатель полотенец (50 или 60 см)
- Заглушка отверстия для лица
- Увеличение ширины до 75 см
- Дополнительный ножной пульт управления
- Дополнительный ручной пульт управления
- Боковые опоры для рук



LOJER® For easy care

© Lojer Group 2019. Все права защищены. ООО "Лойер Медикал". Представительство в России и странах СНГ. 121357, Россия, Москва, ул. Вере́йская 29 стр 134 Тел. + 7 495 269 06 95 russia@lojer.com | www.lojer.com

История компании началась с 1919 года. Известная ранее как Vammalan Koperaja, компания занималась ремонтом техники. Сегодня Lojer Oy - крупнейший производитель медицинской мебели в Скандинавии, поставщик оборудования в 115 стран мира.