



Размещение заказа: titan@ortho-titan.com
 Запрос коммерческого предложения: info@aktiko.ru

Наименование дистрибьютора: _____

Фамилия контактного лица: _____

Адрес: _____

Почтовый индекс: _____

Страна: _____

Телефон: _____

Электронная почта: _____

Примечания/комментарии:

Данная информация не предназначена для использования в качестве спецификации

№ заказа на покупку: _____

Адрес доставки: _____

Почтовый индекс: _____

Фамилия контактного лица: _____

Телефон: _____

Электронная почта: _____

ЗАПОЛНЯЕТСЯ СОТРУДНИКАМИ КОМПАНИИ TITAN DEUTSCHLAND GMBH

Дистрибьютор: _____

№ текущего счета: _____

Стоимость нетто: евро _____

Перевозка: евро _____

Сумма по счету: евро _____


Полученный платеж: евро _____

	Сотрудник	Дата
Назначение цены:		
Подтверждение заказа:		
Документ №:	DOC	

- | | | | | | |
|-------------------------------------|--------------------------|-------------------------------------|-------------------------|--------------------------|------------------------------------|
| <input checked="" type="checkbox"/> | Базовый продукт | <input checked="" type="checkbox"/> | Обязательная информация | <input type="checkbox"/> | Запрос информации для заказа опций |
| <input checked="" type="checkbox"/> | Стандартная конфигурация | <input type="checkbox"/> | Опции без доплаты | <input type="checkbox"/> | Опции с доплатой |

SBTXZ011 OCTANE SUB4
8550,00 евро

XA070 Открытая конструкция




Макс. вес пользователя 110 кг

XW010 Чертеж в формате CAD для утверждения
130,00 Евро


ОСНОВНЫЕ РАЗМЕРЫ РАМЫ

XY010 Ширина сиденья (между внутренними поверхностями защитных боковин)



(Макс. - 440 мм)
(Мин. - 250 мм)

XY020 Длина сиденья




(Макс. - 440 мм)
(Мин. - 250 мм)

XY030 Дополнительная длина сиденья (обеспечивается дополнительная опора для ног и рукоятка)



(Макс. - 440 мм, общий размер сиденья)

XY050 Высота рамы спереди




(Макс. - 520 мм)
(Мин. - 380 мм)

XY060 Высота рамы сзади



(Макс. - 500 мм)
(Мин. - 360 мм)

XY070 Длина рамы




(Мин. XY020 + XY030 + 140 мм)
(Макс. - 625 мм)

XY072 Положение ролика






Оптимизация размеров

XA020 Сиденье с эргономичной рамой
79,00 евро



Укажите длину
(Стандарт = 120 мм)




ПЕРЕДНЯЯ ЧАСТЬ РАМЫ И ОПОРА ДЛЯ СТОП

Опции передней части рамы

XY080 Конструкция сиденья с сужением

Укажите ширину _____ мм


(При комбинировании с XY091 размер между центрами основных изгибов)



XY091 Параллельная конструкция с сужением

Укажите ширину _____ мм


(При комбинировании с XY080 размеры должны быть меньше 20 мм)



Конструкция опоры для стоп

XY100 Круглая форма

Размер ролика	Макс. доступная высота
4"	120



Размеры опоры для стоп

XY115 Высота опоры для стоп спереди



_____ мм

XY120 Высота опоры для стоп сзади



_____ мм


(Стандарт = на 20 мм ниже высоты спереди)

XY125 Длина опоры для стоп



_____ мм

Максимальная длина 140 мм



Тип опоры для стоп

XB010 Трубчатая алюминиевая опора для стоп (Регулируемая по высоте)

XB020 Трубчатая титановая опора для стоп (Регулируемая по высоте) (*Несертифицированная опция*)

Покрытие опоры для стоп

XB045 Облегченное покрытие опоры для стоп из углеродного волокна (с вырезом для снижения веса)

РОЛИКИ, ВИЛКИ И ФИКСАТОРЫ КОЛЕС

Ролики

- XC135 Демпфер Froglegs, алюминиевый центр 4"x1,25"
Выберите цвет ниже:

- | | |
|--------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> Серебристая втулка и черная шина (Станд.) | <input type="checkbox"/> Зеленая втулка и черная шина |
| <input type="checkbox"/> Черная втулка и черная шина | <input type="checkbox"/> Красная втулка и черная шина |
| <input type="checkbox"/> Фиолетовая втулка и черная шина | <input type="checkbox"/> Синяя втулка и черная шина |

- SBTXC137 Демпфер Froglegs, углепластиковый центр 4"x1,25"
(черная втулка и черная шина из полиуретана)


Вилки роликов

- XC190 Вилка ролика в низком положении

Примечание: цвет соответствует акценту

Длина штифта ролика

- XY330 Ширина штифта ролика
- Оптимизация размеров
(Минимальная ширина для свободного вращения ролика и максимальная длина колесной базы)



Опции фиксаторов колес

- | | |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> SBTXD036 Компактные, ножничного типа, с облегченным креплением | <input type="checkbox"/> XD010 Не включать фиксаторы колес |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|


ЗАЩИТНЫЕ БОКОВИНЫ

Защитная боковина без ограждения


- XE055 Навинчивающиеся облегченные, из углеродного волокна

Размеры защитных боковин

- Индивидуальная установка над шиной (по контуру шины - 25 мм)



- На одном уровне с шиной (по контуру шины)



Защитная боковина со щитком



- XE065 Навинчивающиеся облегченные, из углеродного волокна со щитком

- На 10 мм выше шины (Стандарт)

- Индивидуальная установка над шиной (Мин. = 10 мм)



- Центр шины




СПИНКА

Высота спинки - фиксированная

 XY230 Фиксированная высота спинки


Укажите высоту

 мм


Эргономичный вариант - Заданное положение задней части (Выберите одно)


 XY360 Угол наклона спинки

 -5 -3 0 +3 +5

 Индивидуальный размер Град.
(Макс. -10/+20 град.)

 XG100 Эргономичная спинка
79,00 евро

Высота по вертикали (мин. 250 мм)


 мм

 мм



Эргономичный вариант - Заданное положение боковой части (Выберите одно)

 XG110 Внутренняя часть с сужением
79,00 евро
(в пределах стоек спинки)

Укажите ширину или размер с каждой стороны

 мм

 XG120 Наружная часть с расширением
79,00 евро
(в пределах стоек спинки)

Укажите ширину или размер с каждой стороны

 мм


ШТАНГА ДЛЯ РАЗВАЛА КОЛЕС


Угол развала колес

 XY390 Угол развала колес

 1 2 3

Центр тяжести

 SBTXH100 С одиночной опорой, с фиксированным центром тяжести (25-125 мм)

 мм


ОПЦИИ ОТДЕЛКИ РАМЫ

Рама и опора для стоп

 SBTXN030 Шлифованная рама

 SBTXN050 Полированная рама

Цветовой акцент (Выберите один)

Примечание: Акцент относится к вилкам и табличкам.

 Черный акцент
 Красный акцент
 Фиолетовый акцент

 Серебристый акцент
 Синий акцент
 Углеродный акцент

(только колпачки роликов, остальное черного цвета)

ОБИВКА

Обивка сиденья

 XP045 Полотно сиденья Sub4, с регулировкой натяжения

Обивка спинки

 XP035 Регулируемый ремень для спинки Airtech Sub4

Опции обивки спинки со строчкой

 Серебристый
(Станд. вариант, если не указано иначе)
 Красный

 Черный
 Бледно-голубой

 Синий
 Фиолетовый

Другая обивка

 XS065 Ремень для крепления голеней Sub4

ЗАДНИЕ КОЛЕСА (* опции, не относящиеся к сертифицированному весу)


Размер колеса

- XY420 Колеса 24"
 XY430 Колеса 25"

Зазор колес

- XY460 Зазор задних колес

- 15
 20
 25



Колеса Опции

- XK075 Spinergy BLXL, 18 плоских спиц
 SBTXK150 Spinergy CLX, 18 углеродных плоских спиц 648,00 евро
- XK225 Титановые быстросъемные поворотные шкворни 130 мм

Опции цветовых оттенков Spinergy:

- Черные / черная втулка
 Белые / черная втулка
 XK180 Индивидуальный дизайн спиц 162,00 евро (Укажите цвет)
- Красные / черная втулка
 Синие / черная втулка
 Зеленые / черная втулка
 Внутренний: _____
- Желтые / черная втулка
 Розовые / черная втулка
 Фиолетовые / черная втулка
 Наружный: _____
- Оранжевые / черная втулка

Индивидуальные анодированные опции

- XK201 Красная втулка/обручи 171,00 евро (только LX, XLX и BLXL)
 XK203 Синяя втулка/обручи 171,00 евро (только LX, XLX и BLXL)
 XK204 Индивидуальная втулка/обручи 225,00 евро Выберите цвет: _____
- XK202 Фиолетовая втулка/обручи 171,00 евро (только LX, XLX и BLXL)

Позиция обода

- XY480 Обод с установкой на малое расстояние
 XY485 Обод с установкой на большое расстояние
- XL090 Съёмный, дополнительные монтажные выступы 101,00 евро (рекомендуется для малых зазоров колес)

Опции ободов

- XL010 Алюминиевый, твердый, анодированный, 6 выступов
 XL040 Титановый, 6 выступов 239,00 евро
- XL030 Обод Surge LT, 6 выступов 337,00 евро
 XL050 Нержавеющая сталь, 6 выступов 132,00 евро
- XL020 Обод Tetra grip, 6 выступов 282,00 евро
 XL140 Обод Ergo grip, 6 выступов, широкий 294,00 евро
- XL100 Обод Para grip, 6 выступов 282,00 евро

Опции шин

- XM060 Шина Schwalbe One (максимально облегченная опция) 94,00 евро
- XM010 Kenda
 Серый (Стандарт)
 Синий
 Красный
- XM130 Kenda черные 18,00 евро
- XM020 Schwalbe Marathon Plus 68,00 евро
- XM040 Шох, массивные, безвоздушные 111,00 евро (только 24", 25")
 XM050 Kenda K885, шина для горного велосипеда (только 24", 25") 27,00 евро

Опции вентилей камеры шины

- XY500 Вентиль камеры шины Schraeder (Станд. вариант, если опция не выбрана)
 XY490 Вентиль камеры шины Presta

* Означает позиции, которые не включены в сертифицированный вес Tiga Sub4

ПОДУШКА (** опции, не относящиеся к сертифицированному весу)

Опции подушки из пеноматериала

- XR080 Подушка из пеноматериала, с чехлом из нейлона
83,00 евро (выберите плотность и размер ниже)
- | | | | | | | |
|--------------------------|--------------------------|-----------------|--------------------------|------------------|--------------------------|---------------------------|
| <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | Мягкая (CMS040) | <input type="checkbox"/> | Средняя (CMS050) | <input type="checkbox"/> | Твердая (reson, 9 фунтов) |
| <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | 50 мм | <input type="checkbox"/> | 75 мм | <input type="checkbox"/> | 100 мм |

Опции чехла для подушки

- XR090 Чехол для подушки AirLite
64,00 евро
- XR100 Кожаный чехол для подушки
211,00 евро
- Черный (станд.) Красный

Подушка Jay

- XR250 Гелевая прокладка JAY Extreme Active
648,00 евро (Цена изменяется в зависимости от размера)
- XR251 JAY Easy Visco
250,00 евро (Цена изменяется в зависимости от размера)

Другая подушка Jay, укажите код, стоимость, размер и описание:

ОПЦИИ РАМЫ (** опции, не относящиеся к сертифицированному весу)

- XR060 Сварные монтажные петли для ремней, фиксирующих голени
101,00 евро (Установить ремень для голени на передней части рамы)

Укажите высоту от поверхности пола

- Оптимизация размеров



АКСЕССУАРЫ (** опции, не относящиеся к сертифицированному весу)

- XR080 Переднее колесо в сборе
725,00 евро (только для XB010, TGAXB080, XB150)

(Заполняется только
сотрудниками компании)

Серийный номер
переднего колеса:

- XR010 Сумка на сиденье с креплением на «липучке» (черная)
38,00 евро
- XR200 Рюкзак с логотипом (черный)
63,00 евро
- XR020 Большая сумка для хранения вещей под сиденьем (черная)
89,00 евро
- XR090 Набор инструментов


** означает опции, при выборе которых компания RGK не сможет гарантировать соблюдение веса Sub4kg

ПРОЧЕЕ (опции, не относящиеся к сертифицированному весу)**

Опора для стоп

- XB200 Высоко установленная опора для стоп
140,00 евро

Укажите высоту опоры для стоп спереди:


 мм


Ролики 3, 4 и 5"

- XC140 Демпфер Froglegs, алюминиевый центр 5"x1,4"
126,00 евро

Опции фиксаторов колес

- XD020 Под сиденьем, ножничного типа XD050 Нажимного действия

Защитные боковины

- XE030 Навинчивающиеся, алюминиевые, укажите размер на стр. 4
175,00 евро

Опции спинки

- SBTXG020 Спинка складная с 2 позициями фиксатора с защелкой и регулируемым углом
330,00 евро

Опции рукояток для толкания

- XG070 Вворачиваемые рукоятки для толкания 155,00 евро XG080 Откидные рукоятки для толкания 237,00 евро

Центр тяжести

- SBTXH130 Квадратная задняя часть, регулируемый центр тяжести 365,00 евро (25-125 мм) SBTXH140 Закругленная задняя часть, регулируемый центр тяжести 365,00 евро (60-125 мм)

Опции устройства против опрокидывания

- XJ100 Одиночное устройство против опрокидывания, спортивный вариант 437,00 евро (требуется замена на регулируемую ось)

Обивка сиденья

- XP040 Полотно сиденья, регулировка натяжения с помощью ремней XR050 Пластина сиденья из углеродного волокна 336,00 евро

Обивка спинки

- XP050 Регулируемый ремень для спинки Airtech

Опции кожаной обивки спинки (только с XP050)

- XP070 Обивка спинки, улучшенная, с кожаными углами 119,00 евро (только с обивкой Airtech (XP050), Н/П с откидными рукоятками для толкания XG080)
 Черный (станд.) Красный Серый

Опции обивки спинки со строчкой (только с XP050)

- | | | |
|---------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|-------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> Серебристый
(Станд. вариант, если не указано иначе) | <input type="checkbox"/> Черный | <input type="checkbox"/> Синий |
| <input type="checkbox"/> Красный | <input type="checkbox"/> Бледно-голубой | <input type="checkbox"/> Фиолетовый |

Обивка спинки с логотипом Опции (Только с XP050)

- | | | |
|---------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|-------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> Серебристый
(Станд. вариант, если не указано иначе) | <input type="checkbox"/> Черный | <input type="checkbox"/> Синий |
| <input type="checkbox"/> Красный | <input type="checkbox"/> Бледно-голубой | <input type="checkbox"/> Фиолетовый |

Аксессуары для спинки (только с XP050)

- XP110 Спинка с карманом на молнии 89,00 евро XP170 Индивидуальная декоративная отделка спинки 136,00 евро (Пожалуйста, предоставьте файл jpeg и укажите позицию)

** означает опции, при выборе которых компания RGK не сможет гарантировать соблюдение веса Sub4kg