

Серия TiLite T — Бланк заказа 2019



действителен с 01/2019

Цены, стандартные характеристики, опции и принадлежности могут быть изменены в любое время без предварительного уведомления. Последнее обновление: 01.01.2019

1/15



AERO T TRA TR

Данные дилера		Информация о статусе	
Дилер:		Запрос:	
Город:		Заказ:	
Заказчик:			
Адрес электронной почты:			
Товарная позиция:			

Отправьте заполненный бланк на адрес электронной почты: titan@ortho-titan.com

ТИП РАМЫ			
ATFS1	<input type="checkbox"/>	Аеро Т Алюминиевая рама, регулируемая двойная рама	4207,00 евро
TAFS1	<input type="checkbox"/>	TRA Титановая рама, регулируемая двойная рама	5470,00 евро
TRFS1	<input type="checkbox"/>	TR Титановая рама, регулируемая двойная рама	5661,00 евро

СПЕЦИАЛЬНЫЕ ВАРИАНТЫ			
TP1	<input type="checkbox"/>	Вариант SuperLite Edition (не поставляется с рамой для повышенной нагрузки и с усиленной рамой, односторонней вилкой Slipstream и титановым штырем вилки) Поставляется серийно: складная и регулируемая по высоте титановая спинка с закругленной поперечной скобой и фиксатором спинки TiShaft из углеродного волокна ◦ Титановая опора для стоп с открытой скобой ◦ Титановая опора для стоп с покрытием из АБС-пластика	771,00 евро
TP5	<input type="checkbox"/>	Вариант Black Edition (не поставляется в модификации АЕРО Т) Для данной модели используется черный орнамент, нанесенный на матовую черную раму, черная опора для стоп, фиксатор спинки из углеродного волокна с черным логотипом, съемные оси из нержавеющей стали с черным орнаментом. Поставляется серийно: Рама Black Lava, алюминиевые детали черные, анодированные, передние колеса LiteSpeed, фиксатор спинки TiShaft из углеродного волокна, односторонняя вилка Slipstream	1147,00 евро
THDR1	<input type="checkbox"/>	Рама для повышенной нагрузки (максимальный вес пользователя 136 кг) (Не поставляется с моделью SuperLite, односторонней вилкой Slipstream, обивка спинки регулируется с помощью ленты-липучки, титановая опора для стоп с открытой скобой, V-образная передняя часть, вилки Glide или задние колеса Spinegy LX) Требуется: складная, регулируемая по высоте спинка из алюминия и алюминиевые передние колеса LiteSpeed Billet	587,00 евро
TRFR1	<input type="checkbox"/>	Усиленная рама (Не поставляется с односторонней вилкой Slipstream) Требуется для колясок с механическим усилением или силовыми приводами (не обязательно применение устройства SmartDrive® MX2+)	390,00 евро
TQST1	<input type="checkbox"/>	Адаптер рамы Q-Straint (максимальный вес пользователя 158,5 кг) (не поставляется с моделью SuperLite, односторонняя колесная вилка, обивка спинки регулируется с помощью ленты-липучки, открытая опора для стоп, V-образная подножка и пружинная подвеска) Для данной опции не требуется доплата, если выбрана ширина сиденья 51 см и глубина сиденья 51 см. Требуется: регулируемая по высоте, складная спинка, алюминиевые управляющие колеса, колесные обода Spinegy LX, Shadow или Sinergy Spox.	606,00 евро

Серия TiLite T — Бланк заказа 2019


















действителен с 01/2019

Цены, стандартные характеристики, опции и принадлежности могут быть изменены в любое время без предварительного уведомления. Последнее обновление: 01.01.2019

2/15

ЦВЕТ РАМЫ

Высокоглянцевое покрытие	TFF8 	<input type="checkbox"/> Супер влажный черный	TFF10 	<input type="checkbox"/> Красный	TFF29 	<input type="checkbox"/> Неоновый розовый	СТАНДАРТ
Покрытие металллик	TFF14 	<input type="checkbox"/> Синий океан	TFF15 	<input type="checkbox"/> Оранжевый	TFF30 	<input type="checkbox"/> Кислотный зеленый	СТАНДАРТ
Покрытие с жемчужным блеском	TFF17 	<input type="checkbox"/> Синяя полночь	TFF18	<input type="checkbox"/> Белый жемчуг			СТАНДАРТ
Матовое покрытие	TFF19 	<input type="checkbox"/> Черная лава	TFF27 	<input type="checkbox"/> Серый титановый			СТАНДАРТ
Карамельное покрытие	TFF22 	<input type="checkbox"/> Рубиновый красный	TFF23 	<input type="checkbox"/> Лазурный	TFF25 	<input type="checkbox"/> Сливовый оттенок, электрик	СТАНДАРТ
Матовое текстурированное покрытие	TFF40 	<input type="checkbox"/> Интенсивный синий	TFF41 	<input type="checkbox"/> Огненный оранжевый	TFF42 	<input type="checkbox"/> Хаки	СТАНДАРТ
Типы обработки поверхности	TFF26	<input type="checkbox"/> Светлая сатирированная поверхность	TFF1	<input type="checkbox"/> Сатирированная поверхность	TFF	<input type="checkbox"/> Полированная поверхность	23 Евро
	TSCBT1	<input type="checkbox"/> Салфетка для полировки, сатирированная поверхность					762 Евро
Татуаж	TFF45	<input type="checkbox"/> Стремление к скорости	TFF44	<input type="checkbox"/> Цветочный сад	TFF46	<input type="checkbox"/> Неоновые мечты	345 Евро
	TFF43	<input type="checkbox"/> Мозаика					345 Евро

АЛЮМ. АНОДИР. ДЕТАЛИ

(включая кронштейн оси, зажим опоры для стоп, вилку и кронштейн управляющего колеса, а также защиту вилки. Если цвет не выбран, инвалидная коляска поставляется с черными алюминиевыми деталями.)

TANO1 <input type="checkbox"/> Черный					СТАНДАРТ
TANO5 <input type="checkbox"/> Сапфир	TANO3 <input type="checkbox"/> Красный перец	TANO6 <input type="checkbox"/> Желтовато-красный	TANO8 <input type="checkbox"/> Ультрафиолет	TANO9 <input type="checkbox"/> Фуксия	180 евро

Татуаж:

Мозаика



Цветочный сад




Стремление к скорости



Неоновые мечты



Алюм. анодир. детали:



Серия TiLite T —

Бланк заказа 2019



действителен с 01/2019

Цены, стандартные характеристики, опции и принадлежности могут быть изменены в любое время без предварительного уведомления. Последнее обновление: 01.01.2019

3/15

Ширина сиденья (A) TSW1		Глубина сиденья (B) TSD1									
		30,5 (12")	33,0 (13")	35,5 (14")	38,0 (15")	40,5 (16")	43,0 (17")	46,0 (18")	48,0 (19")	51,0 (20")**	
Ширина сиденья (A) TSW1	30,5 (12")	■	■	■	■	■	■	■	■	**	
	33,0 (13")	■	■	■	■	■	■	■	■	**	
	35,5 (14")	■	■	■	■	■	■	■	■	**	
	38,0 (15")	■	■	■	■	■	■	■	■	**	
	40,5 (16")	■	■	■	■	■	■	■	■	**	
	43,0 (17")	■	■	■	■	■	■	■	■	**	
	46,0 (18")	■	■	■	■	■	■	■	■	**	
	48,0 (19")	■	■	■	■	■	■	■	■	**	
	51,0 (20")*	■	■	■	■	■	■	■	■	**	
*Наценка для ширины сиденья 51 см (20") TSW2										544,00 евро	
**Наценка для глубины сиденья 51 см (20") TSD2										573,00 евро	
Осторожно: Выбранные боковины увеличивают ширину сиденья на 2 см!											
Специальный размер глубины рамы=Глубина рамы больше или меньше глубины сиденья		<input type="checkbox"/> TSD3		Пожалуйста, укажите требуемую длину: Короче: - _____ см Длиннее: + _____ см						БЕСПЛАТНАЯ ОПЦИЯ	

СУЖЕНИЕ СИДЕНЬЯ T (Размер от одной внутренней стороны до другой внутренней стороны внутренней трубки на переднем краю обивки сиденья)			
TFSW1	<input type="checkbox"/> Без сужения (на 6 см меньше ширины сиденья A)		СТАНДАРТ
TFSW2	<input type="checkbox"/> Сужение 4 см (на 10 см меньше ширины сиденья A) (не используется с шириной сиденья 25,5 и 28 см)		358,00 евро
TFSW4	<input type="checkbox"/> Сужение 6 см (на 13 см меньше ширины сиденья A) (не используется с шириной сиденья 25,5 и 28 см)		358,00 евро
TFSW6	<input type="checkbox"/> Сужение 7,5 см (на 12,5 см меньше ширины сиденья A) включая обивку сиденья с регулируемыми ремнями)		358,00 евро
TERG1	<input type="checkbox"/> Эргономичное сиденье U (измерьте расстояние от нижней части трубки спинки до требуемого сужения) (Поставляется только с TR)		Размер эргономичного сиденья: <ul style="list-style-type: none"> <input type="radio"/> 8 см <input type="radio"/> 10 см <input type="radio"/> 12,5 см <input type="radio"/> 15 см <input type="radio"/> 20 см <input type="radio"/> 23 см <input type="radio"/> 25,5 см

Серия TiLite T — Бланк заказа 2019



действителен с 01/2019

Цены, стандартные характеристики, опции и принадлежности могут быть изменены в любое время без предварительного уведомления. Последнее обновление: 01.01.2019

4/15

Вспомогательная таблица для определения высоты сиденья сзади

ВЫСОТА СИДЕНЬЯ СПЕРЕДИ C и **ВЫСОТА СИДЕНЬЯ СЗАДИ D** (высота сиденья спереди: Расстояние от поверхности пола до верхней части трубки на передней кромке обивки сиденья, высота сиденья сзади: Расстояние от поверхности пола до верхней трубки сиденья на задней кромке обивки сиденья)

Размер задних колес	Варианты высоты сиденья сзади в см
20" (451)	31,5–47
22" (501)	35,5–48
24" (540)	36,7–51
25" (559)	36,7–51
26" (590)	39–51

vSHx hSH	Высота сиденья сзади																	
	31,5	33	34	35,5	36,5	38	39,5	40,5	42	43	44,5	45,5	47	48	49,5	51	52	53*
Высота сиденья спереди	38	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
	39,5	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
	40,5	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
	42	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
	43	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
	44,5	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
	45,5	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
	47	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
	48	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
	49,5	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
	51	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
	52	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
	53*	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■

*поставляется только с TR

ПЕРЕДНИЙ УГОЛ L Угол между передней частью рамы и поверхностью пола

TFA1	<input type="checkbox"/> 60° (только TR) <input type="checkbox"/> 65° (только TR) <input type="checkbox"/> 70° <input type="checkbox"/> 75° <input type="checkbox"/> 80° <input type="checkbox"/> 85° (не используется с передними колесами 6") <input type="checkbox"/> 90° (не используется с передними колесами 5" и 6")		СТАНДАРТ
------	---	--	----------

СТАНДАРТНАЯ ОПОРА ДЛЯ СТОП

TFTR3	<input type="checkbox"/> Опора для стоп с регулировкой угла		СТАНДАРТ
TFTR1	<input type="checkbox"/> Титановая опора для стоп с плоской пластиковой накладкой		211,00 евро
TFTR2	<input type="checkbox"/> Титановая опора для стоп с открытой скобой		271,00 евро
TFTR12	<input type="checkbox"/> Откидывающаяся назад титановая опора для стоп (не применяется с пластиковой накладкой со сторонами 5 см (2") или с передним роликом)		242,00 евро

ВЫСОКО УСТАНОВЛЕННАЯ ОПОРА ДЛЯ СТОП

TFTR4	<input type="checkbox"/> Высоко установленная опора для стоп с регулировкой угла (не поставляется с откидывающейся назад опорой для стоп)		115,00 евро
-------	---	--	-------------

ДЛИНА ГОЛЕНИ E Расстояние от переднего края обивки сиденья до задней части опоры для стоп. Расстояние должно быть меньше высоты сиденья спереди минимум на 5 см (2").

Стандарт

<input type="checkbox"/> 34,5 см (13,5") <input type="checkbox"/> 35,5 см (14") <input type="checkbox"/> 37 см (14,5") <input type="checkbox"/> 38 см (15") <input type="checkbox"/> 39 см (15,5") <input type="checkbox"/> 40,5 см (16")	<input type="checkbox"/> 42 см (16,5") <input type="checkbox"/> 43 см (17") <input type="checkbox"/> 44,5 см (17,5") <input type="checkbox"/> 45,5 см (18") <input type="checkbox"/> 47 см (18,5") <input type="checkbox"/> 48,5 см (19")
--	--

Серия TiLite T — Бланк заказа 2019



действителен с 01/2019

Цены, стандартные характеристики, опции и принадлежности могут быть изменены в любое время без предварительного уведомления. Последнее обновление: 01.01.2019

6/15

СПИНКА				
TSB1	<input type="checkbox"/>	Складная, алюминиевая, регулируемая по высоте		БЕСПЛАТНАЯ ОПЦИЯ
TSB2	<input type="checkbox"/>	Складная, регулируемая по высоте титановая спинка с поперечной скобой округлой формы из титана (Титановая спинка, сочетающаяся с поверхностью рамы. Не используется с рамой для повышенной нагрузки и с привинчиваемыми рукоятками для толкания)		253,00 евро
TSB15	<input type="checkbox"/>	Не складывающаяся титановая спинка с поперечной скобой округлой формы из титана (Титановая спинка, сочетающаяся с поверхностью рамы. Не используется с привинчиваемыми рукоятками для толкания только для TR)		319,00 евро
TISHAFT — ФИКСАЦИЯ СПИНКИ				
TSB3	<input type="checkbox"/>	Алюминий		СТАНДАРТ
TSB4	<input type="checkbox"/>	Титан		97 евро
TSB5	<input type="checkbox"/>	Углеродное волокно		97 евро
РУКОЯТКИ ДЛЯ ТОЛКАНИЯ				
TSB0	<input type="checkbox"/>	Без рукояток для толкания		СТАНДАРТ
TSB6	<input type="checkbox"/>	Встроенные рукоятки для толкания		БЕСПЛАТНАЯ ОПЦИЯ
TSB7	<input type="checkbox"/>	Встроенные откидные рукоятки для толкания (Требуется опция «Регулировка обивки спинки с помощью ремней и пряжек». Не применяется с нескладывающейся титановой спинкой с фиксированной высотой)		157 евро
TSB8	<input type="checkbox"/>	Привинчиваемые рукоятки (на поперечной скобе спинки, расположенной на расст. 10 см . Не используется с титан. спинкой)		211 евро
TSB9	<input type="checkbox"/>	Привинчиваемые, регулируемые по высоте рукоятки для толкания (на поперечной скобе спинки, расположенной на расстоянии 10 см (4"). Не используется с титан. спинкой)		354 евро
ВЫСОТА СПИНКИ F				
<i>Складная спинка</i>				
<i>Рукоятки для толкания</i>	<i>Короткая спинка</i>	<i>Средняя спинка</i>	<i>Высокая спинка</i>	<i>Регулировка: с шагом 1,3 см (0,5")</i>
<i>Нет / Закреплено на резьбе</i>	<input type="checkbox"/> 21,5–29	<input type="checkbox"/> 30,5–42	<input type="checkbox"/> 42–52	_____
<i>Встроенные</i>	<input type="checkbox"/> 26,5–32	<input type="checkbox"/> 34–42	<input type="checkbox"/> 44,5–52	_____
<i>Встроенные/откидные</i>	<input type="checkbox"/> 33–39	<input type="checkbox"/> 35,5–48	<input type="checkbox"/> 47–53	_____
<i>Фиксированная спинка</i>				
<input type="checkbox"/> 12,5	<input type="checkbox"/> 20	<input type="checkbox"/> 28	<input type="checkbox"/> 35,5	<input type="checkbox"/> 43
<input type="checkbox"/> 14	<input type="checkbox"/> 21,5	<input type="checkbox"/> 29	<input type="checkbox"/> 37	<input type="checkbox"/> 44,5
<input type="checkbox"/> 15	<input type="checkbox"/> 23	<input type="checkbox"/> 30,5	<input type="checkbox"/> 38	<input type="checkbox"/> 46
<input type="checkbox"/> 16,5	<input type="checkbox"/> 24	<input type="checkbox"/> 32	<input type="checkbox"/> 39	<input type="checkbox"/> 47
<input type="checkbox"/> 18	<input type="checkbox"/> 25,5	<input type="checkbox"/> 33	<input type="checkbox"/> 40,5	<input type="checkbox"/> 48
<input type="checkbox"/> 19	<input type="checkbox"/> 26,5	<input type="checkbox"/> 34	<input type="checkbox"/> 42	<input type="checkbox"/> 49,5
				<input type="checkbox"/> 51


Серия TiLite T — Бланк заказа 2019



действителен с 01/2019

Цены, стандартные характеристики, опции и принадлежности могут быть изменены в любое время без предварительного уведомления. Последнее обновление: 01.01.2019

7/15

ОПЦИИ СПИНКИ				
TSB11	<input type="checkbox"/>	Спинка с фиксацией в откинутаом состоянии (Не применяется с эргономичным сиденьем)	Регулировка: 	БЕСПЛАТНАЯ ОПЦИЯ БЕСПЛАТНАЯ ОПЦИЯ 180 евро
TSB12	<input type="checkbox"/>	Поперечная скоба спинки, расположенная на расстоянии 10 см (Данная поперечная скоба НЕ является округлой. Применяется с рамой для повышенной нагрузки)		
TSB13	<input type="checkbox"/>	Поперечная скоба спинки приварена в размер (Опора жесткости в стандартном случае устанавливается на 12,5 см выше рамы сиденья для низко установленной спинки, на 15 см - для спинки, установленной на средней высоте, и на 25,5 см - для высоко установленной спинки. Выбранное клиентом значение высоты поперечной скобы спинки должно быть не менее 11,5 см над рамой сиденья. Макс. высота находится на уровне 7,5 см ниже мин. высоты спинки без рукоятки для толкания)		

УГОЛ СПИНКИ G					
Складная спинка					
TSBA1	<input type="checkbox"/>	80°	<input type="checkbox"/>	92°	СТАНДАРТ
	<input type="checkbox"/>	83°	<input type="checkbox"/>	95°	
	<input type="checkbox"/>	86°	<input type="checkbox"/>	98°	
	<input type="checkbox"/>	89°	<input type="checkbox"/>	101°	
	<input type="checkbox"/>				
Фиксированная спинка					
TSBA1	<input type="checkbox"/>	80°	<input type="checkbox"/>	86°	СТАНДАРТ
	<input type="checkbox"/>	81°	<input type="checkbox"/>	87°	
	<input type="checkbox"/>	82°	<input type="checkbox"/>	88°	
	<input type="checkbox"/>	83°	<input type="checkbox"/>	89°	
	<input type="checkbox"/>	84°	<input type="checkbox"/>	90°	
	<input type="checkbox"/>	85°	<input type="checkbox"/>	91°	
	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	92°	
	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	93°	
	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	94°	
	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	95°	
	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	96°	
	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	97°	
	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	98°	
	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	99°	
	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	100°	
	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	101°	

Регулировка центра тяжести H (Расстояние от передней части трубки спинки до середины задней оси. Если данный параметр не указан, коляска поставляется с точкой опрокидывания, установленной в крайнем заднем положении) (в см)									
TCOG1	<input type="checkbox"/>	2,5	<input type="checkbox"/>	6,5	<input type="checkbox"/>	9,5	<input type="checkbox"/>	12,5	СТАНДАРТ
	<input type="checkbox"/>	3	<input type="checkbox"/>	7	<input type="checkbox"/>	10	<input type="checkbox"/>	13,5	
	<input type="checkbox"/>	4	<input type="checkbox"/>	7,5	<input type="checkbox"/>	10,5	<input type="checkbox"/>	14	
	<input type="checkbox"/>	4,5	<input type="checkbox"/>	8,5	<input type="checkbox"/>	11,5	<input type="checkbox"/>	14,5	
	<input type="checkbox"/>	5	<input type="checkbox"/>	9	<input type="checkbox"/>	12	<input type="checkbox"/>	15	
	<input type="checkbox"/>	5,5							

ТРУБКА ОСИ/ РАЗВАЛ КОЛЕС K			
Трубка оси			
TCBR15	<input type="checkbox"/>	Алюминий	СТАНДАРТ 226,00 евро
TCBR3	<input type="checkbox"/>	Титан (не поставляется с усиленной рамой)	
Развал колес			
TCBR1	<input type="checkbox"/>	0°	СТАНДАРТ
	<input type="checkbox"/>	2°	
	<input type="checkbox"/>	4°	
	<input type="checkbox"/>	6°	* (развал колес более 6° не применяется с разъемами Zero Play)
	<input type="checkbox"/>	8°	
	<input type="checkbox"/>	12°*	

Серия TiLite T — Бланк заказа 2019



действителен с 01/2019

Цены, стандартные характеристики, опции и принадлежности могут быть изменены в любое время без предварительного уведомления. Последнее обновление: 01.01.2019

8/15

ВТУЛКА КОЛЕС/ЗАЗОР ЗАДНИХ КОЛЕС J Расстояние от внешней стороны трубки спинки до внутренней стороны заднего колеса.			
Втулка колес			
TCBR12	<input type="checkbox"/> Регулируемый разъем развала для установки зазора задних колес		СТАДАРТ БЕС-ПЛАТНАЯ ОПЦИЯ БЕС-ПЛАТНАЯ ОПЦИЯ
TCBR11	<input type="checkbox"/> Разъем развала Zero Play для регулировки зазора задних колес		
TCBR9	<input type="checkbox"/> Дополнительные распорки для увеличения зазора задних колес		
Зазор задних колес			
TRWS1	<input type="checkbox"/> 1,3 см (используется только на TR) <input type="checkbox"/> 2 см* <input type="checkbox"/> 2,5 см <input type="checkbox"/> 3 см *(Не используется с развалом колес 0° или 2°)	<input type="checkbox"/> 4 см <input type="checkbox"/> 4,5 см <input type="checkbox"/> 5 см	СТАДАРТ
УПРАВЛЯЮЩИЕ КОЛЕСА			
TFW24	<input type="checkbox"/> Алюминиевое колесо 3"x1,5" «LiteSpeed Billet» с покрышкой «Soft Roll» <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> Серебристый обод <input type="checkbox"/> Черный обод 		187,00 евро
TFW14	<input type="checkbox"/> Пластиковое колесо 4"x0,75" с покрышкой «Soft Roll» (не используется при наличии механического усиления или усиливающего привода, рамы для повышенной нагрузки, вилки Slipstream или односторонней вилки Glide)		БЕС-ПЛАТНАЯ ОПЦИЯ
TFW3	<input type="checkbox"/> Светящийся микроролик 4"x0,75" (не используется при наличии механического усиления или усиливающего привода, рамы для повышенной нагрузки, вилки Slipstream или односторонней вилки Glide)		84,00 евро
TFW25	<input type="checkbox"/> Алюминиевое колесо 4"x0,75" «LiteSpeed Billet» с покрышкой «Poly» <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> Серебристый обод <input type="checkbox"/> Черный обод 		84,00 евро
TFW26	<input type="checkbox"/> Пластиковое колесо 4"x 1,5" «LiteSpeed» с покрышкой «Soft Roll» (Не используется при наличии механического усиления или усиливающего привода либо вспомогательного привода, или рамы для повышенной нагрузки)		150,00 евро
TFW27	<input type="checkbox"/> Алюм. колесо 4"x1,5" LiteSpeed Billet с покрышкой Soft Roll <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> Серебристый обод <input type="checkbox"/> Черный обод 		107,00 евро
TFW6	<input type="checkbox"/> Алюминиевое колесо 5" x 0,75" LiteSpeed Billet с покрышкой Poly (Не используется с углом рамы L 90°) <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> Серебристый обод <input type="checkbox"/> Черный обод 		БЕС-ПЛАТНАЯ ОПЦИЯ
TFW28	<input type="checkbox"/> Пластиковое колесо 5"x1" с покрышкой Poly (Не используется при наличии механического усиления или усиливающего привода, рамы для повышенной нагрузки, переднего угла 90°, вилки Slipstream или односторонней вилки Glide)		200,00 евро
TFW29	<input type="checkbox"/> Пластиковое колесо 5"x 1,5" «LiteSpeed» с покрышками с низким сопротивлением качения (Не используется с передним углом 90°)		95,00 евро
TFW30	<input type="checkbox"/> Алюм. колесо 5"x1,5" LiteSpeed Billet с покрышкой Soft Roll (Не используется с передним углом 90°)		175,00 евро

Серия TiLite T —

Бланк заказа 2019



действителен с 01/2019

Цены, стандартные характеристики, опции и принадлежности могут быть изменены в любое время без предварительного уведомления. Последнее обновление: 01.01.2019

9/15

TFW9	<ul style="list-style-type: none"> ○ Серебристый обод ○ Черный обод □ Пластиковое колесо 6"x1" с крышкой Poly (Не используется при наличии переднего угла 80° или 90°, односторонней вилки Glide, рамы для повышенной нагрузки или усиленной рамы) 		223,00 евро
TFW34	<ul style="list-style-type: none"> □ Алюминиевое колесо 6"x1" с крышкой «Poly» (Не используется при наличии механического усиления или усиливающего привода, рамы для повышенной нагрузки, переднего угла 85° или 90°, вилки Slipstream или односторонней вилки Glide) ○ Серебристый обод ○ Черный обод 		200,00 евро
TFW32	<ul style="list-style-type: none"> □ Пластиковое колесо «LiteSpeed» 6"x1,5" с крышкой «Soft Roll» (Не используется при наличии механического усиления или усиливающего привода, рамы для повышенной нагрузки, переднего угла 85° или 90°, вилки Slipstream или односторонней вилки Glide) 		101,00 евро
TFW33	<ul style="list-style-type: none"> □ Алюминиевое колесо 6"x1,5" «LiteSpeed Billet» с крышкой «Soft Roll» (Не используется с передним углом 85° или 90°, вилкой Slipstream или односторонней вилкой Glide™) 		236,00 евро

ВИЛКА УПРАВЛЯЮЩЕГО КОЛЕСА

TFK1	<ul style="list-style-type: none"> □ Стандартная вилка 		СТАНДАРТ
TFK2	<ul style="list-style-type: none"> □ Односторонняя вилка Slipstream™ (не используется с рамой для повышенной нагрузки или усиленной рамой) 		211,00 евро
TGL1	<ul style="list-style-type: none"> □ Пружинная вилка Outfront Glide™ (поставляется только с черной анодированной поверхностью) Вес пользователя: <ul style="list-style-type: none"> ○ До 56 кг ○ 57–81,5 кг ○ 81,5–120 кг 		513,00 евро
TGL2	<ul style="list-style-type: none"> □ Односторонняя пружинная вилка Outfront Glide™ (поставляется только с черной анодированной поверхностью. Не используется с рамой для повышенной нагрузки и управляющими колесами 6") Вес пользователя: <ul style="list-style-type: none"> ○ До 56 кг ○ 57–81,5 кг ○ 81,5–120 кг 		627,00 евро
TTFS1	<ul style="list-style-type: none"> □ Титановый штырь вилки 		90,00 евро

ЗАДНИЕ КОЛЕСА

TRW14	<ul style="list-style-type: none"> □ Shadow™ <ul style="list-style-type: none"> ○ 18" (400) ○ 20" (451) ○ 22" (501) ○ 24" (540) 		СТАНДАРТ
TRW7	<ul style="list-style-type: none"> □ Spinergy Spox <ul style="list-style-type: none"> ○ Стандартная ступица 22" (501) ○ Стандартная ступица 24" (540) <ul style="list-style-type: none"> ■ Черный обод 		690,00 евро





Серия TiLite T — Бланк заказа 2019



действителен с 01/2019

Цены, стандартные характеристики, опции и принадлежности могут быть изменены в любое время без предварительного уведомления. Последнее обновление: 01.01.2019

10/15

TRW8	<ul style="list-style-type: none"> ■ Красный обод ■ Желтый обод ■ Синий обод ■ Белый обод <ul style="list-style-type: none"> □ Spinerigy LX <ul style="list-style-type: none"> ○ Стандартная ступица 22" (501) ○ Стандартная ступица 24" (540) <ul style="list-style-type: none"> ■ Черный обод ■ Красный обод ■ Желтый обод ■ Синий обод ■ Белый обод ■ Зеленый обод ■ Оранжевый обод ■ Розовый обод 	 <p>4</p> <p>Available in 22" (501), 24" (540), 25" (559) and 26" (590) sizes.</p> <p>AVAILABLE SPOKE COLORS</p>  <p>3</p> <p>Available in 22" (501), 24" (540), 25" (559) and 26" (590) sizes.</p> <p>AVAILABLE SPOKE COLORS</p>	900,00 евро
TRW16	<ul style="list-style-type: none"> □ Обод «Spinerigy Carbon Blade» (Не используется с обручами Natural-Fit или NaturalFit LT с захватом Standardgrip или Supergrip) <ul style="list-style-type: none"> ○ 24" (540) ○ 25" (559) 	 <p>2</p>	1380,00 евро
TRW17	<ul style="list-style-type: none"> □ Обод «X-Core Mag» (не применяется при установке обруча на малое расстояние, со съемными осями Tetraclip и защитой для спиц. Используется только с серебристыми анодированными алюминиевыми обручами) <ul style="list-style-type: none"> ○ 20" (451) ○ 22" (501) ○ 24" (540) 	 <p>5</p>	103,00 евро
WF162D	<ul style="list-style-type: none"> □ Обод «dB SunFusion Wheel» <ul style="list-style-type: none"> ○ 24" (540) ○ 25" (559) ○ 26" (590) 		487,00 евро

СЪЕМНЫЕ ОСИ

TAXL1	□ Съёмные оси из нерж. стали	СТАНДАРТ
TAXL2	□ Съёмные оси из титана	271,00 евро
TAXL3	□ Съёмная ось Tetraclip (Не используется с задними колесами «X-Core Mag»)	164,00 евро

ПНЕВМАТИЧЕСКИЕ ШИНЫ

TRTR1	□ Шины с протектором Standard (Для колес 20" (451) «X-Core Mag» требуется набор для защиты от прокола)	СТАНДАРТ
TRTR2	□ Набор для защиты от прокола (не поставляется с задними колесами 18" (400))	96,00 евро
TRT3	□ Шины с протектором Primo 25" (559)	СТАНДАРТ
TRTR4	□ Шины Primo (Не применяются для задних колес «X-Core Mag» и задних колес 18")	БЕСПЛАТНАЯ ОПЦИЯ
TRT8	□ Шины «Schwalbe® Marathon Plus Evolution» 25" (559) и 26" (590)	73,00 евро
TRTR9	□ Шины «Schwalbe® One» 24" (540) (Не применяются с задними колесами «X-Core Mag»)	73,00 евро
TRTR24	□ Шины «Kenda Kobra Knobby» 24"(540)	92,00 евро
TRTR30	□ Шины высокого давления «Primo Sentinal High Pressure» 24" (540), 25" (559) и 26" (590)	155,00 евро

Серия TiLite T — Бланк заказа 2019



действителен с 01/2019

Цены, стандартные характеристики, опции и принадлежности могут быть изменены в любое время без предварительного уведомления. Последнее обновление: 01.01.2019

11/15

МАССИВНЫЕ ШИНЫ		
TRTR22	<input type="checkbox"/> Шины «Primo Express» 20"(451), 22"(501), 24"(540) и 25"(559)	114,00 евро
TRTR23	<input type="checkbox"/> Шины «Primo Active» 24"(540) и 25"	142,00 евро

ОБРУЧ OUT-FRONT		
TRIM1	<input type="checkbox"/> Алюминий - серебристый, анодир.	БЕСПЛАТНАЯ ОПЦИЯ
TRIM21	<input type="checkbox"/> Алюминий - черный анодир.	67,00 евро
TRIM12	<input type="checkbox"/> Титан, сатинированная поверхность (Не используется с задними колесами «X-Core Mag» или с задними колесами 18" (400) и 20" (451))	327,00 евро

Обруч THE NATURAL-FIT® LT — Оригинальный, крупный профиль (Не используется с задними колесами «X-Core Mag» или с задними колесами 18" (400) и 20" (451))		
TRIM14	<input type="checkbox"/> Standardgrip (не применяется при установке обруча на малое расстояние или с колесами «Spinergy Carbon Blade»)	365,00 евро
TRIM15	<input type="checkbox"/> Supergrip (не применяется при установке обруча на малое расстояние или с колесами «Spinergy Carbon Blade»)	404,00 евро
TRIM16	<input type="checkbox"/> Без захвата для большого пальца	340,00 евро

Обруч THE NATURAL-FIT® LT — Мелкий профиль, малый вес (Не используется с задними колесами «X-Core Mag» или с задними колесами 18" (400) и 20" (451))		
TRIM17	<input type="checkbox"/> Standardgrip (не применяется при установке обруча на малое расстояние или с колесами «Spinergy Carbon Blade»)	385,00 евро
TRIM18	<input type="checkbox"/> Supergrip (не применяется при установке обруча на малое расстояние или с колесами «Spinergy Carbon Blade»)	430,00 евро
TRIM19	<input type="checkbox"/> Без захвата для большого пальца	365,00 евро

Обруч THE SURGE		
TRIM10	<input type="checkbox"/> Овальный обруч «The Surge Все в одном» с полосками Gripton™, крупный профиль (Не применяется с задними колесами «X-Core Mag» или с задними колесами 18" (400) и 20" (451))	365,00 евро
TRIM11	<input type="checkbox"/> Овальный обруч «The Surge LT Все в одном» с полосками Gripton™, мелкий профиль (Не применяется с задними колесами «X-Core Mag» или с задними колесами 18" (400) и 20" (451))	404,00 евро

ДРУГИЕ ОБРУЧИ		
TRIM20	<input type="checkbox"/> Рифленные обручи Q-Grip с противоскользящей оплеткой (Не применяется с задними колесами «X-Core Mag» или с задними колесами 18" (400) и 20" (451))	385,00 евро
TRIM5	<input type="checkbox"/> Пластиковое покрытие - черное	124,00 евро
TRIM6	<input type="checkbox"/> Выступы - 8 вертикальных выступов для захвата	351,00 евро
TRIM22	<input type="checkbox"/> Без обруча	БЕСПЛАТНАЯ ОПЦИЯ

УСТАНОВКА ОБРУЧА		
TRIM7	<input type="checkbox"/> Установка обруча на большое расстояние	СТАНДАРТ
TRIM8	<input type="checkbox"/> Установка обруча на малое расстояние (Не применяется с X-Core Mag или Natural-Fit® с захватом)	26,00 евро

ТОРМОЗА OUTFRONT®		
TWLK7	<input type="checkbox"/> Компактный композитный тормоз (нажимного действия) (Применяется только при зазоре задних колес 2–4 см (0,75-1,5"))	БЕСПЛАТНАЯ ОПЦИЯ
TWLK8	<input type="checkbox"/> Компактный композитный тормоз (натяжного действия) (Применяется только при зазоре задних колес 2–4 см (0,75-1,5"))	БЕСПЛАТНАЯ ОПЦИЯ
TWLK10	<input type="checkbox"/> Удлинитель тормозного рычага для компактного композитного тормоза	67,00 евро
TWLK9	<input type="checkbox"/> Композитный тормоз ножничного типа	118,00 евро

ТОРМОЗ «UNI-LOCK»		
TWLK3	<input type="checkbox"/> Uni-Lock <ul style="list-style-type: none"> <input type="radio"/> Тормоз (нажимного действия) <input type="radio"/> Тормоз (натяжного действия) 	143,00 евро
TWLK4	<input type="checkbox"/> Удлинитель тормозного рычага Uni-Lock	67,00 евро

Серия TiLite T — Бланк заказа 2019



действителен с 01/2019

Цены, стандартные характеристики, опции и принадлежности могут быть изменены в любое время без предварительного уведомления. Последнее обновление: 01.01.2019

12/15

ТОРМОЗ, АКТИВИРУЕМЫЙ АССИСТЕНТОМ		
DBP	<input type="checkbox"/> Дискový тормоз Stealth® (применяется только с колесными осями 0, 2 или 4°, шириной сиденья 25,5 - 45 см (10–18") и задними колесами Spinergy Spox, LX или dB SunFusion)	1 600,00 евро
ОБИВКА СПИНКИ		
TBUP2	<input type="checkbox"/> Регулируется с помощью ремня Velcro (не применяется с встроенными, откидными рукоятками для толкания)	СТАНДАРТ
TBUP3	<input type="checkbox"/> Регулируется с помощью ремней Velcro, обивка из нейлона	116,00
TBUP5	<input type="checkbox"/> Регулируется с помощью ремней Velcro, воздухопроницаемый (не поставляется с цветными полосами)	212,00 евро
TUPC3	<input type="checkbox"/> Велюровые цветные полосы <ul style="list-style-type: none"> ○ Черный ○ Сапфир ○ Красный перец ○ Желтовато-красный ○ Ультрафиолет ○ Отражающие полосы NiteLite 	108,00 евро
TBUP0	<input type="checkbox"/> Без обивки спинки	БЕСПЛАТНАЯ ОПЦИЯ
ОБИВКА СИДЕНЬЯ		
TSUP1	<input type="checkbox"/> Нейлоновая обивка сиденья, натягиваемая	СТАНДАРТ
TSUP7	<input type="checkbox"/> Чехол для смартфона iSleeve™ под обивкой сиденья (не применяется с шириной сиденья или глубиной сиденья 30,5–33 см (12"-13"))	БЕСПЛАТНАЯ ОПЦИЯ
TSUP2	<input type="checkbox"/> Натяжение регулируется лентами на «липучке» (стандартный вариант для эргономичного сиденья и сиденья конической формы с сужением спереди 2,5 см (1"), 5 см (2") или 7,5 см (3"). Предлагается только черный цвет)	239,00 евро
TSUP8	<input type="checkbox"/> Алюминиевая пластина сиденья (не применяется с шириной сиденья 25,5 см (10") или 30 см (11"))	390,00 евро
TSUP0	<input type="checkbox"/> Без обивки сиденья	БЕСПЛАТНАЯ ОПЦИЯ
ПОДУШКИ СИДЕНЬЯ		
ZCSH1	<input type="checkbox"/> Подушка из вспененного материала <ul style="list-style-type: none"> ○ 5 см (2") ○ 7,5 см (3") ○ 10 см (4") 	120,00 евро
СИСТЕМА СИДЕНЬЯ ROHO		
	<input type="checkbox"/> Подушка сиденья Roho <input type="checkbox"/> Система Roho Agility Все размеры и номера артикулов указаны в прайс-листах Roho!	
БОКОВИНЫ		
ZSDG1	<input type="checkbox"/> Ткань	79,00 евро
ZSDG2	<input type="checkbox"/> Алюминиевые, фиксированные, вставные <ul style="list-style-type: none"> ○ Малые ○ Стандарт 	154,00 евро
ZSDG3	<input type="checkbox"/> Алюминиевые, фиксированные, вставные, в виде тетраверсии <ul style="list-style-type: none"> ○ Малые ○ Стандарт 	161,00 евро
ZSDG4	<input type="checkbox"/> Алюминиевые, фиксированные, откидные (не применяются с эргономичным сиденьем) <ul style="list-style-type: none"> ○ Малые ○ Стандарт 	256,00 евро
ZSDG6	<input type="checkbox"/> Алюминиевые, с регулируемыми щитками колеса (применяются только с задними колесами 24" или	

Серия TiLite T — Бланк заказа 2019



действителен с 01/2019

Цены, стандартные характеристики, опции и принадлежности могут быть изменены в любое время без предварительного уведомления. Последнее обновление: 01.01.2019

13/15

ZSDG7	<p>25". Применяются при высоте сиденья сзади D 37-47 см (14.5"-18.5")</p> <ul style="list-style-type: none"> □ Карбон, фиксированные, вставные <ul style="list-style-type: none"> ○ Малые ○ Стандарт 		256,00 евро
ZSDG8	<ul style="list-style-type: none"> □ Карбон, фиксированные, вставные, в виде тетраверсии <ul style="list-style-type: none"> ○ Малые ○ Стандарт 		270,00 евро
ZSDG9	<ul style="list-style-type: none"> □ Карбон, фиксированные, откидные <ul style="list-style-type: none"> ○ Малые ○ Стандарт 		280,00 евро
ZSDG11	<ul style="list-style-type: none"> □ Карбон, с регулируемыми щитками колеса (применяются только с задними колесами 24" или 25". Применяются при высоте сиденья сзади D 37-47 см (14.5"-18.5")) 		401,00 евро
ZSDG12	<ul style="list-style-type: none"> □ Карбон, с щитками колеса, вставные 		390,00 евро

ПОДЛОКОТНИКИ

ZARM1	<ul style="list-style-type: none"> □ Подлокотник-скоба, откидной (круглый профиль) 		236,00 евро
ZARM4	<ul style="list-style-type: none"> □ Подлокотник-скоба, откидывающийся назад (круглый профиль) (требуется обивка спинки с натяжными ремнями Velcro, не применяется с короткой спинкой) 		333,00 евро
ZARM5	<ul style="list-style-type: none"> □ Обивка Alcantara для всех подлокотников 		116,00 евро
ZARM2	<ul style="list-style-type: none"> □ Съёмный, регулируемый по высоте подлокотник со столиком (плоский профиль) с фиксированными боковинами, стандартная длина обивки 25,5 см (10") (требуется глубина сиденья не менее 25,5 см (10")) 		355,00 евро
ZARM3	<ul style="list-style-type: none"> □ Съёмный, регулируемый по высоте подлокотник со столиком (плоский профиль) с фиксированными боковинами и петлей для перемещения, стандартная длина обивки 25,5 см (10") (требуется глубина сиденья не менее 25,5 см (10")) 		392,00 евро

ПОЯСНЫЕ РЕМНИ

TBLT1	<ul style="list-style-type: none"> □ Регулируемые ремни Velcro, нейлоновые, черные 	54,00 евро
TBLT2	<ul style="list-style-type: none"> □ Ремень Bodypoint® 5 см (2"), пряжка с нажимной кнопкой 	112,00 евро
TBLT4	<ul style="list-style-type: none"> □ Ремень Bodypoint® 2,5 см (1") с набивкой, пряжка с нажимной кнопкой (Не применяется с шириной сиденья сзади A 48 см или 51 см) 	215,00 евро
TBLT5	<ul style="list-style-type: none"> □ Ремень Bodypoint® 4 см (1,5") с набивкой, пряжка с нажимной кнопкой (Не применяется с шириной сиденья сзади A 48 см или 51 см) 	202,00 евро
TBLT10	<ul style="list-style-type: none"> □ Ремень Bodypoint® Комплект для установки 	27,00 евро

РЕМЁНЬ ДЛЯ ИКР

TCLF2	<ul style="list-style-type: none"> □ Регулируемые ремни Velcro <ul style="list-style-type: none"> ○ Сверхмалые (рекомендуется при обхвате стопы 15–23 см (6–9")) ○ Малые (рекомендуется при обхвате стопы 23–30,5 см (9–12")) ○ Средние (рекомендуется при обхвате стопы 28–38 см (11–15")) ○ Большие (рекомендуется при обхвате стопы 35,5–43 см) ○ Большие (рекомендуется при обхвате стопы 40,5–48 см) 	46,00 евро
TCLF3	<ul style="list-style-type: none"> □ Ремень Bodypoint®, с набивкой, регулируемые ремни Velcro <ul style="list-style-type: none"> ○ Средние (рекомендуется при обхвате стопы 30,5–38 см) ○ Большие (рекомендуется при обхвате стопы 40,5–51 см) 	118,00 евро
TCLF1	<ul style="list-style-type: none"> □ Регулировка с помощью пряжки, черный, нейлон 	33,00 евро

Серия TiLite T — Бланк заказа 2019



действителен с 01/2019

Цены, стандартные характеристики, опции и принадлежности могут быть изменены в любое время без предварительного уведомления. Последнее обновление: 01.01.2019

14/15

СУМКИ		
TBCK3	<input type="checkbox"/> Черный рюкзак	95,00 евро
TPCH3	<input type="checkbox"/> Черная сумка на сиденье	62,00 евро

ЗАЩИТА СПИЦ SPOZEE.COM		
TGRD1	<input type="checkbox"/> Прозрачная, с логотипом TiMotion (не поставляется с задними колесами «X-Core Mag» или с задними колесами 18")	188,00 евро

ЗАЩИТНЫЕ УСТРОЙСТВА ОТ ОПОКИДЫВАНИЯ		
ZTIP1	<input type="checkbox"/> Алюминий, черные, пара	181,00 евро
ZTIP7	<input type="checkbox"/> Алюминий, черные, отдельные <ul style="list-style-type: none">○ Слева○ Справа	91,00 евро
ZTIP2	<input type="checkbox"/> Удобные в использовании, откид. вверх, пара (Возможна установка, начиная с высоты сиденья 30,5–35,5 см (12–14") или 33–38 см (13–15"))	385,00 евро
ZTIP8	<input type="checkbox"/> Удобные в использовании, откид. вверх, отдельные <ul style="list-style-type: none">○ Слева○ Справа	193,00 евро

ПРИНАДЛЕЖНОСТИ		
ZUEST1	<input type="checkbox"/> Столик для инвалидной коляски (требуется подлокотники) <ul style="list-style-type: none">○ Ширина сиденья 30,5–36 см (12–14")○ Ширина сиденья 33–38 см (13–15")	326 евро
ZLUG1	<input type="checkbox"/> Кронштейн для багажа	173,00 евро
ZGS1	<input type="checkbox"/> Столик на консоли с противоскользким покрытием	112,00 евро
ZMPCT2	<input type="checkbox"/> Защита рамы из неопрена с велюровыми цветными полосами <ul style="list-style-type: none">○ Черный○ Сапфир○ Красный перец○ Желтовато-красный○ Ультрафиолет○ Отражающие полосы Nitelite	108 евро
ZCH1	<input type="checkbox"/> Кронштейн для трости	133,00 евро

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

Индивидуальная подгонка должна производиться специально обученным персоналом, имеющим медицинское образование. Указанные размеры можно легко перевести с дюймов на см. Новые формуляры для индивидуальной подгонки вы найдете на сайте www.aktiko.ru. Цены, стандартные характеристики, опции и принадлежности могут быть изменены в любое время без предварительного уведомления. Все права защищены.

ПРИМЕЧАНИЯ

Компания Titan Deutschland GmbH производит большое количество вариантов инвалидных колясок, чтобы удовлетворить потребности всех пользователей. Окончательный выбор определенной модели, опций и принадлежностей зависит только от решения пользователя и консультантов-специалистов в области медицины.

Последний вариант бланков для заказов вы найдете на сайте www.aktiko.ru. Цены, стандартные характеристики, опции и принадлежности могут быть изменены в любое время без предварительного уведомления. Все права защищены. Торговые марки отмечены символами TM и ©.

Titan Deutschland GmbH

An der Leimenkaut 31
61352 Bad Homburg, Germany
(06172) 684 441 / 684 439
titan@ortho-titan.com

Дилер в России:

ООО НПП «МИР ТИТАНА»

(007) 495 937 3160
info@aktiko.ru
www.aktiko.ru