



Titan Deutschland GmbH
 An der Leimenkaut 31
 61352 Bad Homburg, Germany
 (06172) 684 441 / 684 439

Дилер в России:
 ООО НПИП «МИР ТИТАНА»
info@mirtitana.com
www.aktiko.ru
 (007) 495 937 3160



TRAVELER 4all Ergo
Активная складная инвалидная
коляска с легким ходом

Рассчитано на макс. вес пользователя 120 кг
 9035100000 **3459,00 Евро**

Дата коммерческого предложения: _____

Дата заказа: _____

Адрес поставщика медицинских услуг / компании: Адрес выставления счета:

№ клиента: _____
 ФИО: _____
 Улица: _____
 Почтовый индекс/ Город: _____
 Телефон: _____
 Факс: _____
 Эл. Почта: _____
 ASP.: _____

совпадает с адресом компании

другой (смотрите ниже)

№ клиента: _____
 ФИО: _____
 Улица: _____
 Почтовый индекс/ Город: _____
 Телефон: _____
 Факс: _____
 Эл. Почта: _____
 ASP.: _____

Адрес поставки: совпадает с адресом
 компании другой (смотрите ниже)


ФИО: _____
 Улица: _____
 Почтовый индекс/ Город: _____

Фамилия / данные клиента:

ФИО: _____
 Улица: _____
 Почтовый индекс, город: _____
 Телефон: _____
 Факс: _____
 Эл. почта: _____
 Дата рождения: _____
 Организация,
 осуществляющая платеж
 Показание: _____

Основные размеры


Размеры тела:



Размеры тела: _____ см

Вес: _____ кг (если вес >120 кг, пожалуйста, используйте таблицу с размерами для тяжелого режима)

Длина голени: _____ см
(анатомический размер: расстояние от колена до подошвы)



Длина рамы:
короткая 43 см
длинная 47 см

Размеры инвалидной коляски:

Ширина сиденья SB	<input type="checkbox"/> 33	<input type="checkbox"/> 34	<input type="checkbox"/> 35	<input type="checkbox"/> 36	<input type="checkbox"/> 37	<input type="checkbox"/> 38	<input type="checkbox"/> 39	<input type="checkbox"/> 40	Опционально возможна поставка рамы следующей			
	<input type="checkbox"/> 41	<input type="checkbox"/> 42	<input type="checkbox"/> 43	<input type="checkbox"/> 44	<input type="checkbox"/> 45	<input type="checkbox"/> 46	<input type="checkbox"/> 47	<input type="checkbox"/> 48	<input type="checkbox"/> 49	<input type="checkbox"/> 50	<input type="checkbox"/> 51	<input type="checkbox"/> 52
Глубина сиденья ST	Короткая рама					Длинная рама						
	<input type="checkbox"/> 36	<input type="checkbox"/> 37	<input type="checkbox"/> 38	<input type="checkbox"/> 39	<input type="checkbox"/> 40	<input type="checkbox"/> 40	<input type="checkbox"/> 41	<input type="checkbox"/> 42	<input type="checkbox"/> 43	<input type="checkbox"/> 44		
Высота спинки RH	<input type="checkbox"/> 20	<input type="checkbox"/> 21	<input type="checkbox"/> 22	<input type="checkbox"/> 23	<input type="checkbox"/> 24	<input type="checkbox"/> 25	<input type="checkbox"/> 26	<input type="checkbox"/> 27	<input type="checkbox"/> 28	<input type="checkbox"/> 29		
	<input type="checkbox"/> 30	<input type="checkbox"/> 31	<input type="checkbox"/> 32	<input type="checkbox"/> 33	<input type="checkbox"/> 34	<input type="checkbox"/> 35	<input type="checkbox"/> 36	<input type="checkbox"/> 37	<input type="checkbox"/> 38	<input type="checkbox"/> 39		
	<input type="checkbox"/> 40	<input type="checkbox"/> 41	<input type="checkbox"/> 42	<input type="checkbox"/> 43	<input type="checkbox"/> 44	<input type="checkbox"/> 45	<input type="checkbox"/> 46	<input type="checkbox"/> 47	<input type="checkbox"/> 48			
Длина голени USL	<input type="checkbox"/> 37	<input type="checkbox"/> 38	<input type="checkbox"/> 39	<input type="checkbox"/> 40	<input type="checkbox"/> 41	<input type="checkbox"/> 42	<input type="checkbox"/> 43	<input type="checkbox"/> 44				
	<input type="checkbox"/> 45	<input type="checkbox"/> 46	<input type="checkbox"/> 47	<input type="checkbox"/> 48	<input type="checkbox"/> 49	<input type="checkbox"/> 50	<input type="checkbox"/> 51					
Высота сиденья сзади SHh	<input type="checkbox"/> 39	<input type="checkbox"/> 40	<input type="checkbox"/> 41	<input type="checkbox"/> 42	<input checked="" type="checkbox"/> 43	<input type="checkbox"/> 44	<input type="checkbox"/> 45					
Высота сиденья спереди SHv	<input type="checkbox"/> 44	<input type="checkbox"/> 45	<input type="checkbox"/> 46	<input checked="" type="checkbox"/> 47	<input type="checkbox"/> 48	<input type="checkbox"/> 49	<input type="checkbox"/> 50	<input type="checkbox"/> 51	<input type="checkbox"/> 52			
Точка наклона KF	<input type="checkbox"/> 3	<input type="checkbox"/> 4	<input type="checkbox"/> 5	<input type="checkbox"/> 6	<input type="checkbox"/> 7	<input checked="" type="checkbox"/> 8	<input type="checkbox"/> 9	<input type="checkbox"/> 10	<input type="checkbox"/> 11			

(От передней части задней трубки до центра оси ведущего колеса; с углом рамы 95° возможно расстояние 4 – 10 см, с углом рамы 105° возможно расстояние 5 – 13 см)

Пожалуйста, отметьте крестом соответствующий размер (все размеры указаны в см)

Подчеркнутые значения являются стандартными параметрами.

Значения SHh и SHv могут иметь небольшое отклонение от указанных параметров в зависимости от размера колес, развала колес, а также от угла передней и задней рамы!

Специальные размеры возможны по запросу.

Цвет рамы - Одноцветный вариант

Информацию касательно имеющихся цветовых решений и образцы смотрите на сайте: www.ortho-titan.com

Цвет рамы - Двухцветный вариант

Белый RAL 9016

глянец. 9000100170-023 матов. 9000100170-123 **33,30 Евро**

Искрящийся серебристый

глянец. 9000100170-011

Антрацит RAL 7016

глянец. 9000100170-001 матов. 9000100170-101 **33,30 Евро**

Черный RAL 9005

глянец. 9000100170-003 матов. 9000100170-019 **33,30 Евро**

Глубокий черный, с серебристым эффектом

глянец. 9000100170-007

Чистый оранжевый RAL 2004

глянец. 9000100170-022

Огненно-красный

глянец. 9000100170-018 матов. 9000100170-118 **33,30 Евро**

Розовая фуксия RAL 4010

глянец. 9000100170-037 матов. 9000100170-137 **33,30 Евро**

Небесно-голубой

глянец. 9000100170-017

Пастельный голубой RAL 5024

глянец. 9000100170-036 матов. 9000100170-136 **33,30 Евро**

Морской синий

глянец. 9000100170-045 матов. 9000100170-145 **33,30 Евро**

Зеленое яблоко

глянец. 9000100170-014 матов. 9000100170-114 **33,30 Евро**

Зеленый лимон

глянец. 9000100170-005 матов. 9000100170-105 **33,30 Евро**

Фиолетовый

глянец. 9000100170-044

Желтый RAL 1023

глянец. 9000100170-046 матов. 9000100170-146 **33,30 Евро**

Красный RAL 3001

глянец. 9000100170-047 матов. 9000100170-147 **33,30 Евро**

Цвет - Монтируемые детали

	Ведущее колесо Алюм. обрuch и втулка	Вилка ролика и опорный блок
серебристый	<input type="checkbox"/> 9000100171-011	<input type="checkbox"/> 9000100173-011
черный	<input type="checkbox"/> 9000100171-003	<input type="checkbox"/> 9000100173-003

Если данные не указаны, монтируемые детали поставляются в черном цвете.

Цветовое исполнение монтируемых деталей в соответствии с пожеланиями клиента:

	Ведущее колесо ¹ Алюм. обрuch и втулка	Алюм. обрuch 5" ² Конструкция с 3 спицами
Оранжевый RAL 2004	<input type="checkbox"/> 144,390 Евро ¹ 9000100171-022	<input type="checkbox"/> 30,70 Евро ² 9000100174-022
белый RAL 9016	<input type="checkbox"/> 144,90 Евро ¹ 9000100171-023	<input type="checkbox"/> 30,70 Евро ² 9000100174-023
цвет рамы	<input type="checkbox"/> 176,10 Евро ¹ 9000100171-999	<input type="checkbox"/> 51,50 Евро ² 9000100174-999
Выбор одноцветного варианта, отличающегося от оттенка рамы	<input type="checkbox"/> 206,20 Евро ¹ 9000100171-998 Пожалуйста, введите 3 последние цифры требуемого оттенка (одноцветный вариант): 9000100170-	<input type="checkbox"/> 60,80 Евро ² 9000100174-998 9000100170-

Примечание: Для двухцветной конструкции, в соответствии с обоими оттенками уровня глянца цвета конструкции.

Двухцветный вариант, включающий один базовый оттенок (на задней части рамы) и один дизайнерский оттенок (на передней части рамы) **205,90 Евро**

Пожалуйста, сделайте выбор из след. оттенков:

Основные оттенки (на задней части рамы) :	Дизайнерские оттенки (на передней части рамы)
<input type="checkbox"/> Белый 9000100170-200	Желтый <input type="checkbox"/> глянец. 9000100170-261 <input type="checkbox"/> матов. 9000100170-262
<input type="checkbox"/> Серебристый 9000100170-201	Зеленый лимон <input type="checkbox"/> глянец. 9000100170-250 <input type="checkbox"/> матов. 9000100170-251
<input type="checkbox"/> Антрацит 9000100170-202	Синий <input type="checkbox"/> глянец. 9000100170-252 <input type="checkbox"/> матовое 9000100170-263
<input type="checkbox"/> Черный 9000100170-203	Чили <input type="checkbox"/> глянец. 9000100170-253 <input type="checkbox"/> матов. 9000100170-254
<input type="checkbox"/> Пастельный голубой 9000100170-206	Чистый оранжевый <input type="checkbox"/> глянец. 9000100170-255 <input type="checkbox"/> матов. 9000100170-256
<input type="checkbox"/> Зеленый лимон 9000100170-207	Капучино <input type="checkbox"/> глянец. 9000100170-257 <input type="checkbox"/> матов. 9000100170-258
<input type="checkbox"/> Желтый 9000100170-208	Черный <input type="checkbox"/> глянец. 9000100170-259 <input type="checkbox"/> матов. 9000100170-260

Запрос на специальные оттенки (рама или монтируемые детали)

Цвет рамы, отдельная покупка

Рама из таблицы оттенков RAL

Покрытие: гляцевое матовое

9000100170-100 **317,20 Евро**

Информация касательно цвета с номером RAL

Примечание: Применение дизайнерских оттенков для монтир. деталей не предусмотрено

¹ Только в комбинации с ведущим колесом, с алюминиевым обрuchем 9000203000-9000203300


² Только в комбинации с роликом, Алюм. обрuch 5", конструкция с 3 спицами, плавный ход 9000501200, или Алюм. обрuch 5", конструкция с 3 спицами, эффективная амортизация 9000501210

Рама

Примечание: Площадь опоры для стоп с V-образной деталью x=SB (0,5 x USL + 6 см)


Прямая передняя часть

9030100010



Передняя часть V-образная

9030100020 **232,50 Евро**



Ширина сиденья по заказу 49 см - 52 см

9030100060 **234,00 Евро**

Угол рамы

Угол сгибания колена 105°

9030100200

Рукоятки для толкания

Алюминиевые рукоятки для толкания, зафиксированные в трубке спинки

9030401050 **99,90 Евро**
от RH 23 см



Безопасные рукоятки для толкания с плавной регулировкой высоты

9030401060 **166,00 Евро**
Установка в трубке спинки от RH 30 см с накладкой для ремня от RH 43 см с контуром спинки



Рукоятки для толкания, горизонтально установленные с помощью винтов в трубке спинки

9030401076 **185,10 Евро**
возможно отсоединение



Спинка

Складная спинка

9030400011

7-ступенчатая регулировка наклона с встроенными алюминиевыми боковыми деталями с пластиковым покрытием



Трубки спинки с лордозным изгибом

9000400005 **88,00 Евро**

- 1 см
- 2 см
- 3 см



Оборудование спинки

Регулируемая спинка с набивкой

9030802010

Цвет: черный
Оборудование с поперечной спинки



Регулируемая спинка с набивкой «light»

9030802320

35,40 Евро

Сверхтонкая набивка спинки для обеспечения легкого и экономящего пространство складывания инвалидной коляски

Цвет: черный
Толщина набивки: 9 мм
Оборудование с поперечной спинки

Внимание: Не рекомендуется для пользователей с риском возникновения пролежня на спине.

Приподнятая спинка + 3 - 5 см

9030802100

119,60 Евро

для номинального размера RH
Только в комбинации с рукоятками для толкания, регулируемые по высоте!



Оборудование без обивки спинки и без набивки спинки или системы спинки

90000802011

50,00 Евро

Оборудование с поперечной спинки


Прочую информацию касательно систем спинки, например, эргономического контура спинки, смотрите в отдельной таблице с размерами: «Системы сиденья и спинки»



Обивка сиденья

Открытая система ремней


9030801010



Закрытая система ремней

9030801020

70,80 Евро




Оборудование без обивки сиденья

9000801050



Подушка сиденья



прямоугольный контур

радиусный контур

высота в см обивка тиком и форма	3	4	5	6	цена
«Стандартная обивка тиком»					
прямоугольный контур 9000805180	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	88,30 Евро
радиусный контур 9000800300	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	122,60 Евро
«Противопролежневая обивка тиком»					
прямоугольный контур 9000805200		<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	332,80 Евро
радиусный контур 9000800310		<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	367,40 Евро

покрытие:

- черная, дышащая, открытая тканевая поверхность
- черная закрытая тканевая поверхность

Если спецификация не представлена, будет поставлен покрывной материал «черная, дышащая, открытая поверхность».

Дополнительные подушки сиденья, напр., «противопролежневые», смотрите в отдельной таблице размеров: «Системы сиденья и спинки»

Защита для одежды

Алюм. щиток для защиты одежды, съемный, с функцией блокировки

Регулируемая колесная ниша
Только в комбинации со складной спинкой!



- антрацит, матов.
9030403210 **186,30 Евро**
- цвет рамы (основной оттенок с двухцветным вариантом)
9030403211 **238,20 Евро**
- дизайнерский цвет (возможен только с рамами в двухцветном исполнении)
9030403212 **264,20 Евро**

Щиток для защиты одежды из углеродного волокна, съемный, с функцией блокировки

Регулируемая колесная ниша
Только в комбинации со щитком для защиты одежды!



- 9000400012 **431,60 Евро**

Подлокотники

прокладка подлокотника длиной 25 см, установленная на щитке для защиты одежды

- 9030403151 **126,90 Евро**

Верхний край прокладки подлокотника, в зависимости от параметров щитка для защиты одежды, устанавливается выше трубки сиденья прикл. на 20 - 24 см. Только в комбинации со щитком для защиты одежды!



Позиция пластины

Стандартное оборудование с 12 мм гнездами / осями

Увеличение колесной базы, съемное, с односторонним управлением

- 9110102001 **445,10 Евро**

С дополнительной трубкой оси, встроенная пластина развала 4° / 6°, выравнивание колес в задней позиции может быть отрегулировано отдельно



Развал колес

* Общая ширина с жестко смонтированным обручем

развал ведущих колес 1°

- 9030202010

Общая ширина = прикл. SB + 20 см*

развал ведущих колес 4°

- 9030202030

Общая ширина = прикл. SB + 26 см*

Развал ведущих колес 6°

- 9030202040

Общая ширина = прикл. SB + 30 см

Адаптация электрического усилителя

Подготовка для установки электропривода «e-motion»

- 9030201200 **96,10 Евро**

Оборудование: электропривод «e-motion» для усиления вращающего момента, ось 1/2" и длина гнезда 50,8 мм (2") рекомендуют, чтобы опоры против опрокидывания устанавливались парами для оборудования инвалидной коляски электроприводом e-motion, пожалуйста, выберите оборудование 9030300100-001 and 9030300100-002!

Система тормозов

Интегральный тормоз

- 9035705000 **190,30 Евро**

Тормоз зафиксирован под верхней трубкой рамы. Только в комбинации с макс. развалом ведущего колеса 4°

Система тормозов нажимного действия Стандартная рукоятка тормоза

- 9030701010-001

Система тормозов нажимного действия Длинная рукоятка тормоза

- 9030701010-002

Система тормозов нажимного действия Низкая рукоятка тормоза

- 9030701010-003

Угол рукоятки тормоза 20°

- 9000700002

Экономия пространства; рекомендуется для пользователей с незначительными нарушениями моторной деятельности. Совместима только с системой тормозов нажимного действия со стандартной рукояткой тормоза, длинной рукояткой тормоза или низкой рукояткой тормоза.



Рукоятка тормоза откидная

9030706008 **121,50 Евро**

Длина: 9 см



Боковой упор опоры для стоп

9030610100 **46,00 Евро**

высоте
Только в комбинации с опорой для стоп с резиновым покрытием!



Опора для стоп

Цельная опора для стоп

9030601000

с трубчатым опорным кронштейном, складная, съемная
При складывании инвалидной коляски опора для стоп также складывается полностью от USL 37 см. С опорой для стоп <math>x < 22</math> см кронштейн устанавливается параллельно.
Опору для стоп с резиновым покрытием можно выбрать в разделе «Аксессуары опоры для стоп».



Опора для стоп, складывающаяся в одну сторону

9030601200 **189,40 Евро**

с цельным трубчатым опорным кронштейном, регулируется по высоте +/- 3 см, может откидываться, съемный (V-образный от SB 40 см)



Опору для стоп с резиновым покрытием можно выбрать в разделе «Аксессуары опоры для стоп».

Складная опора для стоп, откидывающаяся назад, с блокировочным механизмом

9035602005 **270,00 Евро**

съемные, с трубчатым опорным кронштейном минимум ВПС 42 см



Опору для стоп с резиновым покрытием можно выбрать в разделе «Аксессуары опоры для стоп».

Раздельная опора для стоп

9030603100 **309,90 Евро**

с пластиной для стоп с резиновым покрытием, с регулируемым углом, может откидываться наружу и складываться в сторону, съемная (V-образная от SB 40 см)



«Поворотнo-отводная» опора для стоп

9030604100 **299,60 Евро**

с пластиной для стоп с резиновым покрытием, разделяемой по центру, поворачиваемой в сторону, с возможностью складывания, регулируемой по высоте, съемной, с регулируемым углом



Аксессуары опоры для стоп

Пластина для стоп с резиновым покрытием

9030610000 **96,30 Евро**

на винтах, с регулируемым углом
Глубина: 14 см
Только в комбинации с трубчатым кронштейном Арт. № 9030601000 или 9030601200!



Регулировки

Опора против опрокидывания

правая сторона 9030300100-001 **129,40 Евро**

левая сторона 9030300100-002 **129,40 Евро**

регулируемая, съемная, может откидываться, с пружиной растяжения и универсальным адаптером



Транзитные колеса

9030301100 **253,90 Евро**

съемные, с универсальным адаптером
Не поставляется в комбинации с опорой против опрокидывания!



Зажим для наклона

правая сторона 9030302100-001 **108,40 Евро**

левая сторона 9030302100-002 **108,40 Евро**

с универсальным адаптером и быстросъемным стержнем
Не в комбинации с опорой против опрокидывания, с правой стороны или с левой стороны!



Ролики

Все ролики (кроме пневматических шин) имеют защиту от прокола

Ролик 4", «Стандарт», черный

9000501011-004 (82A), с защитой от прокола



Ролик 5", «Стандарт», серый

9000501010-005 (82A), с защитой от прокола



Ролик 5", «Стандарт», черный

9000501011-005 (82A), с защитой от прокола



Ролик 6" «Стандарт»

9000501010-006 (82A), с защитой от прокола



5" Lenkrad «2 компонента»

9000501030 **43,00 Евро**
с защитой от прокола



Ролик 6" «Пневматическая шина»

9000501050 **43,00 Евро**



Ролик 6" «Система Flexel»

9000501070 **43,00 Евро**

с защитой от прокола



Колесо качения 3" (80 мм)

9000501110 **54,20 Евро**

с защитой от прокола



Колесо качения 4" (100 мм)

9000501120 **54,20 Евро**

с защитой от прокола



Безопасное светящееся колесо

4" (100 мм)
9000501220 **92,10 Евро**

с защитой от прокола



Безопасное светящееся колесо

5" (125 мм)
9000501221 **92,10 Евро**

с защитой от прокола



Алюм. обруч 5", с 3 спицами, модель с легким ходом

со съёмным резиновым покрытием 3 мм, твердые, с защитой от прокола



серебристый, анодированный
9000501200 **103,80 Евро**

черный
9000501201 **103,80 Евро**

Алюм. обруч 5", с 3 спицами, модель с эффективной амортизацией

со съёмным резиновым покрытием 6 мм, средней твердости, с защитой от прокола



серебристый, анодированный
9000501210 **103,80 Евро**

черный
9000501211 **103,80 Евро**

Ролик «Frog Legs» («Лягушачьи лапки»)

4" (ø100x32)
9000501230 **137,30 Евро**

5" (ø125x32)
9000501232 **137,30 Евро**



с заменяемым резиновым покрытием, черного цвета, с защитой от прокола, 3 спицы, обруч: серебристый

Вилка ролика

Цвет вилок ролика, смотрите «Цвета компонентов»

Вилка ролика «Стандарт»

9000500100-001

с осью на винтах



9000500100-002 **130,40 Евро**

с быстросъемной осью

Вилка ролика «Для тяжелого режима», для больших нагрузок

Дополнительный вес прибл. 100 - 150 г

9000510111-001 **43,40 Евро**

с осью на винтах



9000510111-002 **176,00 Евро**

с быстросъемной осью

Вилка амортизационная

9000500160-001 **334,90 Евро**

с осью на винтах и алюминиевым обручем 5", с эффективной амортизацией



9000500160-002 **446,20 Евро**

с быстросъемной осью и алюминиевым обручем 5" «с эффективной амортизацией»

Вилка ролика, запасное колесо

9000500300 **228,30 Евро**

с быстросъемной осью Артикул без ролика. В случае, если требуется ролик, пожалуйста, отметьте крестиком второй вариант в категории Ролики.



Величина колеи

Увеличение колеи ролика

10 мм с каждой стороны **45,80 Евро**
9000500400

15 мм с каждой стороны **45,80 Евро**
9000500401

20 мм с каждой стороны **45,80 Евро**
9000500410



Ведущие колеса

Информацию о других типах обручей, версиях и возможностях смотрите на сайте www.ortho-titan.com

Ведущее колесо, 18 спиц, Алюм. обруч

24" (ETRT0 540)
9000203122

с алюминиевой передней втулкой, со спицами по радиусу Только для веса тела до 70 кг, не для шин с защитой от прокола, не рассчитано на режим с использованием байка.



Развал колес	Развал колес				
	1°	4°	6°	8°	10°
Масса					
макс. 50 кг	✓	✓	✓	✓	✓
51 - 60 кг	✓	✓	✓	✓	
61 - 70 кг	✓	✓			

Ведущее колесо, 36 спиц, Алюм. обрuch


- 24" (ETRTO 540)
9000203000



с алюминиевой передней втулкой, со спицами по радиусу

Ведущее колесо, двойной обрuch, 36 спиц

- 24" (ETRTO 540)
9000203100 **126,90 Евро**
- 25" (ETRTO 559)
9000203200 **126,90 Евро**
- 26" (ETRTO 590)
9000203300 **126,90 Евро**



с алюминиевой передней втулкой, со спицами по радиусу
Используйте при повышенных нагрузках и весе тела > 120 kg!

Ходовое колесо «Spinergy Spox Sport» с 24 фибергласовыми спицами; обрuch, втулка и спицы черные

- 24" (ETRTO 540)
9000203550 **561,40 Евро**
- 25" (ETRTO 559)
9000201559 **561,40 Евро**
- 26" (ETRTO 590)
9000203555 **561,40 Евро**



Колеса «Spinergy Everyday Light Extreme» с 12 фибергласовыми спицами; обрuch и втулка черные, спицы белые

- 24" (ETRTO 540)
9000203554 **652,30 Евро**




Колеса «Spinergy Everyday Light Extreme» с 12 фибергласовыми спицами; обрuch, втулка и спицы черные

- 24" (ETRTO 540)
9000203552 **652,30 Евро**



Обрuchi

x = размер монтируемого обрucha



Монтируемый обрuch:

- x = 11мм
- x = 19мм

Монтируемый обрuch «Curve»:

- x = 10мм
- x = 18мм

Если спецификации не представлены, тогда обрuchi будут установлены вширь (19 мм/18 мм).

Обрuchi из нержавеющей стали, Ø 20

- для колеса 24" и 25"
9000205010-004
- для колеса 26"
9000205010-006



Алюминиевые обрuchi Ø 19 мм, серебристые, анодированные

- для колеса 24" и 25"
9000205019-004



алюминиевые обрuchi Ø 19 мм, с порошковым покрытием, цвет рамы (Основной оттенок в двухцветном варианте)

- = поверхность глянцевая
- = поверхность матовая



Обратите внимание: покрытие матовое, поскольку минимальный захват не рекомендуется.

- для колеса 24" и 25"
9000205020-004 **51,90 Евро**
- для колеса 26"
9000205020-006 **51,90 Евро**

Алюминиевые обрuchi Ø 19 мм, полированные, с твердым анодированным покрытием

- для колеса 24" и 25"
9000205030-004 **124,80 Евро**
- для колеса 26"
9000205030-006 **124,80 Евро**



Обрuchi из титана Ø 19 мм

- для колеса 24" и 25"
9000205040-004 **257,90 Евро**
- для колеса 26"
9000205040-006 **257,90 Евро**



Обрuchi с ультра-захватом, модель «очень хороший захват»

- для колеса 24" и 25"
9000205070-004 **316,40 Евро**
- для колеса 26"
9000205070-006 **316,40 Евро**



Обрuchi с эргономическим захватом Ergo-Grip

- для колеса 24" и 25"
9000205080-004 **316,40 Евро**
- для колеса 26"
9000205080-006 **316,40 Евро**



Опора крепится к обрuchu!

Обрuchi с двойным захватом Dual-Grip

- для колеса 24" и 25"
9000205110-004 **178,90 Евро**
- для колеса 26"
9000205110-006 **178,90 Евро**



Силиконовое покрытие обрucha

- для обрucha 24"
9000205100-004 **187,10 Евро**
- для обрucha 26"
9000205100-006 **187,10 Евро**



Гладкая поверхность, совместимая с обрuchом Ø 19 мм или Ø 20 мм.

Обруч «Curve», черный, анодирован с эргономическим профилем

- для колеса 24" и 25"
H 24 мм **309,90 Евро**
9000205130-004
- для колеса 24" и 25"
H 31 мм Размер L **309,90 Евро**
9000205140-004
- для колеса 26"
H 31 мм Размер L **309,90 Евро**
9000205140-006



Обруч «Curve», с порошковым покрытием, с эргономическим профилем

- = цвет рамы (глянцевая поверхность)
- = черный цвет (глянцевая поверхность)

Обратите внимание: покрытие матовое, поскольку минимальный захват не рекомендуется.

- для колеса 24" и 25"
H 24 мм **359,90 Евро**
9000205135-004
- для колеса 24" и 25"
H 31 мм Размер L **359,90 Евро**
9000205145-004
- для колеса 26"
H 31 мм Размер L **359,90 Евро**
9000205145-006



Обруч «Curve Grip», вариант захвата «Tetra-Grip», с покрытием, с эргономическим профилем

- для колеса 24" и 25"
H 31 мм Размер L **395,20 Евро**
9000205150-004



Обручи Квадро, Tetra-Grip «очень хороший захват»

- для колеса 24" и 25"
9000205170-004 **395,20 Евро**
- для колеса 26"
9000205170-006 **395,20 Евро**



Обручи Gekko

- для колеса 24" и 25"
9000205175-004 **395,20 Евро**
- для колеса 26"
9000205175-006 **395,20 Евро**



Черные, анодированные, с крепкой и взаимозаменяемой резиной, полностью интегрированной в профиль обруча



Оборудование без обручей

- 9000205990

Защита для спиц

Защита для пальцев и защита для спиц, «прозрачная»

- для колеса 24"
9000206300-004 **158,60 Евро**
- для колеса 26"
9000206300-006 **158,60 Евро**



Декоративная и защитная пленка для спиц, «баскетбол»

- 9000206310-001 **110,80 Евро**
- Только в комбинации с защитой для пальцев и спиц!



Декоративная и защитная пленка для спиц, «цветные шарики»

- 9000206310-002 **110,80 Евро**
- Только в комбинации с защитой для пальцев и спиц!



Декоративная и защитная пленка для спиц, «голубое небо»

- 9000206310-003 **110,80 Евро**
- Только в комбинации с защитой для пальцев и спиц!



Декоративная и защитная пленка для спиц, «цветные плитки»

- 9000206310-004 **110,80 Евро**
- Только в комбинации с защитой для пальцев и спиц!



Шины

«Schwalbe RightRun» Шина высокого давления 7,5 бар

- 24x1" (540-25)
9000204000-004
- 25x1" (559-25)
9000204000-005
- 26x1" (590-25)
9000204000-006



«Schwalbe Down Town» Шина с протектором 7,5 бар

- 24x1" (540-25)
9000204010-004



«Schwalbe MarathonPlus Evolution» с защитой от прокола «smart guard»

- 24x1" (540-25)
9000204030-014 **35,50 Евро**
- 25x1" (559-25)
9000204030-015 **35,50 Евро**
- 26x1" (590-25)
9000204030-016 **35,50 Евро**



Цвет: черный
10 бар

«Schwalbe MarathonPlus» с защитой от прокола «smart guard»

- 24x1" (540-25)
9000204030-004 **35,50 Евро**

Цвет: серый, боковина черная, 10 бар



Schwalbe "Airborne"

- 24x1,2" (540-20)
9000204122-004 **70,70 Евро**

Цвет: черный



Шина с защитой от прокола, «шины из монолитной резины»

- 24x1" (540-25)
9000204201-004 **126,70 Евро**



Не поставляется в комбинации с ведущим колесом с 18 спицами!

Лента для защиты от проколов, для пневматических шин

- 9000206100 **42,80 Евро**

Принадлежности

Комплект запасных колес 24" для горных велосипедов

с двойным обручем (ETRTO 507), алюминиевая передняя втулка, быстросъемная ось и обруч из нержавеющей стали
Шины для горного велосипеда, по выбору:



- 9000203410 **538,70 Евро**

24x1,75" вариант Континентальный «RIDE Tour Trekking»
Регулировка тормоза, совместимая с колесом 24x1"



- 9000203411 **538,70 Евро**

24 x 1,75" вариант Континентальный, «Exploreg»
Регулировка тормоза, не совместимая с колесом 24 x 1"



- 9000203413 **538,70 Евро**

24x2,1" «Schwalbe SMART SAM Sport»
Регулировка тормоза, не совместимая с колесом 24 x 1"



ВНИМАНИЕ: мы назначаем дополнительную цену 150,00 Евро за комплектацию барабанным тормозом

Блокируемый зажим оси ведущего колеса «Tetra Clip»

- 9000206400 **127,40 Евро**

Не для ведущих колес Spinergy!



Ручной воздушный компрессор с манометром до 14 бар

- 9000901100 **85,50 Евро**



Регулируемый предохранительный ремень с пряжкой

- 9000902100 **61,90 Евро**



Регулируемый предохранительный ремень с креплением в виде крючка и петли

- 9000902110 **49,30 Евро**



Кронштейн для костыля с нейлоновым гибким

- 9000902310 **110,40 Евро**



Комплект световых приборов

- 9000903270 **82,70 Евро**
с элементом питания и зарядным устройством



Сумка для транспортировки рамы Traveler

- 9030903200 **186,90 Евро**



Сумка для транспортировки ведущих колес

- для колеса 24"
9000903530-004 **59,50 Евро**
Ø 76 см x 2 см



- для колеса 26"
9000903530-006 **59,50 Евро**
Ø 83 см x 2 см

Карман для принадлежностей

- 9000903600 **58,20 Евро**
17 см x 13 см x 5 см



Блокирующее устройство для Traveler

- 9030902200 **15,40 Евро**

Прочие аксессуары, например, адаптируемые байки, монтируемое рулевое управление и т. д., смотрите в отдельной таблице с размерами или на сайте www.ortho-titan.com



Дополнительные примечания:

Настоящим я подтверждаю правильность указанных выше сведений

Место, дата, подпись (конечный потребитель)

Место, дата, подпись (дилер)