


Условн. обозн. стандарт опция

EOS

	<input type="checkbox"/> EOS ФИКС. 2440,00 евро	Базовая цена	<input type="checkbox"/> EOS РЕГУЛ. 2540,00 евро	Базовая цена
L Ширина сиденья	<input type="checkbox"/> 34 <input type="checkbox"/> 36 <input type="checkbox"/> 38 <input type="checkbox"/> 40 <input type="checkbox"/> 42 <input type="checkbox"/> 44			
P Глубина сиденья	<input type="checkbox"/> 36 <input type="checkbox"/> 38 <input checked="" type="checkbox"/> 40 <input type="checkbox"/> 42 <input type="checkbox"/> 44 <input type="checkbox"/> 46			
HS Высота спинки	<input type="checkbox"/> 27 <input type="checkbox"/> 29 <input type="checkbox"/> 31 <input type="checkbox"/> 33 <input type="checkbox"/> 35 <input type="checkbox"/> 37 <input type="checkbox"/> 39 <input type="checkbox"/> 41			
HA Расст. от пер. части сиден. до пола	<input type="checkbox"/> 46 <input type="checkbox"/> 48 <input type="checkbox"/> 50			
HP Расст. от задн. части сиден. до пола	<input type="checkbox"/> 40 <input type="checkbox"/> 42 <input type="checkbox"/> 44 <input type="checkbox"/> 46 <input type="checkbox"/> 48			
DP Расст. от опоры для стоп до сиден.	<input type="checkbox"/> 37 <input type="checkbox"/> 39 <input type="checkbox"/> 41 <input type="checkbox"/> 43 <input type="checkbox"/> 45 <input type="checkbox"/> 47 <input type="checkbox"/> 49			



Цвет рамы ①

Блестящий титан Глянцевый черный
 Жемчужно-белый Матовый черный
 Натуральный титан 68,00 евро
 (см. каталог «Цвета») 68,00 евро

Обивка ②

Неил. спинка с регул. натяжением
 Воздухопр. спинка с регул. натяж.
 Без спинки
 Без сиденья

Цвет обивки спинки ③


Черная
 Цветная 29,00 евро
 (возможные цвета: оранжевый, красный, зеленый, васильковый, бледно-голубой)
 Жаккардовое плетение 245,00 евро
 (укажите рисунок)
 Жаккард. плетение + чехол для iPad + карман 306,00 евро
 (укажите рисунок)

Цельная пара для стоп в виде трубки из титана ④



Открытая Из углер. волокна, закрытая 69,00 евро
 Из углер. волокна, закр., с рег. наклона 127,00 евро

Рукоятки для толкания ⑤




Без рукояток для толкания
 Фиксированные рукоятки для толкания
 Регулируемые по высоте рукоятки для толкания 104,00 евро
 Складные рукоятки для толкания 230,00 евро

Расстояние от центра втулки до спинки ⑥




9 см (стандарт) 7 см
 0 см (парная ампутация) 11 см
 3 см 12 см
 5 см

Наклон спинки ⑦



89° 91° (стандарт) 93°

Отверстие передней рамы ⑧



83° A = 14 см (стандарт)
 75° A = 19 см

Угол развала задних колес ⑨

1° 2° 3° 4°

Поворотное устройство против опрокидывания ⑩

Справа 102,00 евро
 Слева 102,00 евро




Защитные боковины ⑪



Аллюминиевые, с крылом из углеродного волокна Съемные 171,00 евро
 Аллюминий с бесприм. углер. волокном Съемные 212,00 евро
 102,00 евро

Регулируемый по высоте от 22 до 28 см «L» подлокотник, съемный ⑫




126,00 евро

Откидной 43,00 евро

Подлокотник

Трубчатый
 Прямой (длина 26 см)
 Классический (длина 23 см)
 Классический (длина 30 см)


Тормоза ⑬



Тормоза ножничного типа
 Композитный тормоз 22,00 евро


Стандартный Барабанный тормоз

Карманы ⑭



Большой под сиденьем 61,00 евро Карман спинки

Штанга спинки ⑮



Стандарт: диам. 19 мм Польз.: диам. мм
 P (бар) 7,5 см; P (бар) см;
 H (бар) 19 см. H (бар) см

Примечания

Задние колеса (16)

- 24" Сверхлегкий (24 спицы)
- 24" Легкий (24 спицы)
- 24" Star 6x3 (18 спиц, серебр. или черный)
- 24" (36 спиц)
- Колеса Mountainbike 24" с шинами Citybike
- Колеса Mountainbike 24" с шинами Offroad
- Spinergy 24" 706,00 евро
- цвет спиц.....(черный станд.)
- Spinergy 25" 706,00 евро
- цвет спиц.....(черный станд.)
- 25" Легкий (24 спицы) **черный** 115,00 евро

Шины

- Пневмат. шины Marathon Plus
 - Пневмат. шины выс. давл., для плавн. хода
 - Пневмат. шины выс. давл., с заглушкой 24"
 - Пневм. Schwalbe Right Run 24" 145,00 евро
 - Цельные 24" 54,00 евро
- не поставляется для сверхлегких колес

Обручи для толкания (17)

- Алюминиевый, серебристый
- Алюминиевый, темный
- Хромированная сталь 24" 22,00 евро
- Резиновое покрытие 132,00 евро
- Tween Greep 24" 176,00 евро
- Max Greep 24" 261,00 евро
- Max Greep Ergo 24" (*) 261,00 евро
- Титан 274,00 евро
- CarboLife CURVE L 24" (*) 312,00 евро
- CL Curve L TetraGrip 24" (*) 392,00 евро
- CL Quadro, резина ctd 24" (*) 392,00 евро
- CarboLife GEKKO 24" (*) 392,00 евро
- Силиконовое покрытие 96,00 евро

(**) не прим. для колес Star 6 x 3 и Mountainbike

Защита для спиц (18)

- Прозрачный 24" 62,00 евро
 - Черный 24" 76,00 евро
 - Алфавит 24" 142,00 евро
 - Фантазия 178,00 евро
- образец кода
- (см. каталог защиты спиц)

Анодированный комплект (20)


(Втулка и обод заднего колеса при использовании LIGHT 24", опоры защитных боковин, вилки и фитинги)

- Черный
- Серебристый
- Зеленый лаймовый 124,00 евро
- Бледно-голубой 124,00 евро
- Красный 124,00 евро
- Оранжевый 124,00 евро
- Светло-фиолетовый цикламен 124,00 евро

Передние ролики (19)

- 80 (3") цельные
- 80 (3") цельные с подсветкой 36,00 евро
- 100 (4" x 1.1/4) цельные с пластик. ободом
- 100 (4" x 1) цельные с подсветк. 36,00 евро
- 100 (4" x 1) цельные с алюм. ободом
- 100 (4" x 1.1/4) цельные с алюм. ободом
- 125 (5" x 1.1/4) цельные с пластик. ободом
- 125 (5" x 1) цельные с алюм. ободом
- 125 (5" x 1.1/4) цельные с алюм. ободом
- 125 (5" x 1) цельные с подсветк. 36,00 евро

Рельефная подушка (21)

- с наполнением из полиуретановой пены 
- Высота 3 см 50,00 евро
 - Высота 5 см 50,00 евро




Опции

- 26 «М» застежка на «липучке» (крючок) на сиденье
- 27 «F» застежка на липучке (петля) на сиденье
- 28 Твердое сиденье с набив., 5 см 60,00 евро
- 29 Система фик. в обл. грудн. клетки 78,00 евро
- 30 Ремень для грудной клетки 35,00 евро
- 31 Отводной ремень 87,00 евро
- 32 Карман для держателя катетера 35,00 евро
- 33 Прав. Слева - Кроншт. для костыля 34,00 евро за 1 шт.
- 34 Насос для пневмосистемы 18,00 евро
- 35 Кронштейн для чемодана 97,00 евро
- 36 Ремень для тазовой области 45° 18,00 евро
- 37 Ремень для таз. обл. 45°, с набив. 66,00 евро
- 38 Черная сумка для инструментов 49,00 евро
- 39 Кронштейн для зонтика 64,00 евро
- 40 Передние защитные крышки 31,00 евро


Конфигурация 7,5 кг (ФИКС.) Конфигурация 7,8 кг (РЕГУЛ.)

- Инвал. коляска 38 x 40 x 31 см
 - Нейлоновая обивка
 Цвет рамы Блестящий титан
 - Открытая опора для стоп
 - Без рукояток для толкания
 - Алюминиевые защитные боковины с крылом из углеродного волокна
 - Тормоза ножничного типа
 - Сверхлегкие колеса
 - Пневмат. шины высокого давления, для плавного хода
 - Сверхлегкий обруч
 - Передние ролики 80 мм
 - Без карманов
 - Макс. нагрузка: 100 кг


СУЖАЮЩЕЕСЯ СИДЕНЬЕ (23) 110,00 евро




(Сужающееся сиденье поставляется только в том случае, если ширина сиденья не меньше 36 см)
 Для сужающегося сиденья требуется прямая передняя рама.



ПРЯМОУГ. СИДЕНЬЕ (станд.) (24)




У-ОБРАЗНАЯ ПЕРЕДНЯЯ РАМА (стандарт)




(Поставка сужающегося сиденья невозможна)
 стандартный L-12 см
Отверстие в передней раме по запросу клиента 49,00 евро
см

V-ОБРАЗНАЯ ПЕРЕДНЯЯ РАМА 115,00 евро



(Пластина для стоп с регулируемым углом наклона совместима только с V-образной передней рамой)

ПРЯМАЯ ПЕРЕДНЯЯ РАМА (25)



(Обязательно при ширине сиденья 34 см или при сужающемся сиденье)

Примечания