



Titan Deutschland GmbH
 An der Leimenkaut 31
 61352 Bad Homburg, Germany
 (06172) 684 441 / 684 439

Дилер в России:
 ООО НПП «МИР ТИТАНА»
info@mirtitana.com
www.aktiko.ru
 (007) 495 937 3160



SPEEDY 4all Ergo

Активная инвалидная коляска с легким ходом, с жесткой рамой

Рассчитано на максимальный вес пользователя 120 кг
 9017100000 **3186,00 евро**

Дата коммерческого предложения: _____

Дата заказа: _____

Адрес поставщика медицинских услуг / компании:

Номер клиента: _____
 Имя: _____
 Улица: _____
 Почтовый индекс, город: _____
 Телефон: _____
 Факс: _____
 Эл. почта: _____
 Контакт: _____

Адрес выставления счета:

Номер клиента: _____
 Имя: _____
 Улица: _____
 Почтовый индекс, город: _____
 Телефон: _____
 Факс: _____
 Эл. почта: _____
 Контакт: _____

совпадает с адресом компании
 другой (смотрите ниже)

Адрес поставки: совпадает с адресом компании
 другой (смотрите ниже)

Имя: _____
 Улица: _____
 Почтовый индекс, город: _____

Фамилия клиента / комиссия:

Имя: _____
 Улица: _____
 Почтовый индекс, город: _____
 Телефон: _____
 Факс: _____
 Эл. почта: _____
 Дата рождения: _____
 Организация, осуществляющая платеж: _____
 Показание: _____


Основные размеры

Размеры тела:


Размеры тела: _____ см

Вес: _____ кг

Длина голени: _____ см
(анатомический размер: расстояние от колена до подошвы)



Размеры инвалидной коляски:



Ширина сиденья SB	<input type="checkbox"/> 30	<input type="checkbox"/> 31	<input type="checkbox"/> 32	<input type="checkbox"/> 33	<input type="checkbox"/> 34	<input type="checkbox"/> 35	<input type="checkbox"/> 36	<input type="checkbox"/> 37	<input type="checkbox"/> 38	<input type="checkbox"/> 39	
	<input type="checkbox"/> 40	<input type="checkbox"/> 41	<input type="checkbox"/> 42	<input type="checkbox"/> 43	<input type="checkbox"/> 44	<input type="checkbox"/> 45	<input type="checkbox"/> 46				
	Следующие размеры доступны под заказ с доплатой							<input type="checkbox"/> 47	<input type="checkbox"/> 48	<input type="checkbox"/> 49	<input type="checkbox"/> 50
								<input type="checkbox"/> 51	<input type="checkbox"/> 52		
Глубина сиденья ST	Короткая рама				Длинная рама						
	<input type="checkbox"/> 36	<input type="checkbox"/> 37	<input type="checkbox"/> 38	<input type="checkbox"/> 39	<input type="checkbox"/> 40	<input type="checkbox"/> 41	<input type="checkbox"/> 42	<input type="checkbox"/> 43	<input type="checkbox"/> 44		
	<input type="checkbox"/> 40	<input type="checkbox"/> 41	<input type="checkbox"/> 42	<input type="checkbox"/> 43	<input type="checkbox"/> 45	<input type="checkbox"/> 46	<input type="checkbox"/> 47	<input type="checkbox"/> 48			
Высота спинки RH	<input type="checkbox"/> 20	<input type="checkbox"/> 21	<input type="checkbox"/> 22	<input type="checkbox"/> 23	<input type="checkbox"/> 24	<input type="checkbox"/> 25	<input type="checkbox"/> 26	<input type="checkbox"/> 27	<input type="checkbox"/> 28	<input type="checkbox"/> 29	
	<input type="checkbox"/> 30	<input type="checkbox"/> 31	<input type="checkbox"/> 32	<input type="checkbox"/> 33	<input type="checkbox"/> 34	<input type="checkbox"/> 35	<input type="checkbox"/> 36	<input type="checkbox"/> 37	<input type="checkbox"/> 38	<input type="checkbox"/> 39	
	<input type="checkbox"/> 40	<input type="checkbox"/> 41	<input type="checkbox"/> 42	<input type="checkbox"/> 43	<input type="checkbox"/> 44	<input type="checkbox"/> 45	<input type="checkbox"/> 46	<input type="checkbox"/> 47	<input type="checkbox"/> 48		
Длина голени USL	<input type="checkbox"/> 37	<input type="checkbox"/> 38	<input type="checkbox"/> 39	<input type="checkbox"/> 40	<input type="checkbox"/> 41	<input type="checkbox"/> 42	<input type="checkbox"/> 43				
	<input type="checkbox"/> 44	<input type="checkbox"/> 45	<input type="checkbox"/> 46	<input type="checkbox"/> 47	<input type="checkbox"/> 48	<input type="checkbox"/> 49	<input type="checkbox"/> 50				
Высота сиденья сзади SHh	<input type="checkbox"/> 39	<input type="checkbox"/> 40	<input checked="" type="checkbox"/> 41	<input type="checkbox"/> 42	<input type="checkbox"/> 43						
	Следующие размеры доступны под заказ с доплатой						<input type="checkbox"/> 44	<input type="checkbox"/> 45	<input type="checkbox"/> 46	<input type="checkbox"/> 47	
Высота сиденья спереди SHv	<input type="checkbox"/> 44	<input type="checkbox"/> 45	<input type="checkbox"/> 46	<input checked="" type="checkbox"/> 47	<input type="checkbox"/> 48	<input type="checkbox"/> 49	<input type="checkbox"/> 50	<input type="checkbox"/> 51	<input type="checkbox"/> 52		
Точка наклона KP	<input type="checkbox"/> 3	<input type="checkbox"/> 4	<input type="checkbox"/> 5	<input type="checkbox"/> 6	<input type="checkbox"/> 7	<input checked="" type="checkbox"/> 8	<input type="checkbox"/> 9	<input type="checkbox"/> 10	<input type="checkbox"/> 11		

Пожалуйста, отметьте крестом соответствующий размер (все размеры указаны в см).

Подчеркнутые значения являются стандартными параметрами.

Значения SHh и SHv могут иметь небольшое отклонение от указанных параметров в зависимости от размера колес и развала колес! Специальные размеры возможны по запросу.

Цвет рамы - Одноцветный вариант

Информацию касательно имеющихся цветовых решений и образцы смотрите на сайте: www.aktiko.ru

Белый RAL 9016

гляцевый 9000100170-023 матовый 9000100170-123 **33,30 Евро**

Искрящийся серебристый

гляцевый 9000100170-011

Антрацит RAL 7016

гляцевый 9000100170-001 матовый 9000100170-101 **33,30 Евро**

Черный RAL 9005

гляцевый 9000100170-003 матовый 9000100170-019 **33,30 Евро**

Глубокий черный, с серебристым эффектом

гляцевый 9000100170-007

Чистый оранжевый RAL 2004

гляцевый 9000100170-022

Огненно-красный

гляцевый 9000100170-018 матовый 9000100170-118 **33,30 Евро**

Розовая фуксия RAL 4010

гляцевый 9000100170-037 матовый 9000100170-137 **33,30 Евро**

Небесно-голубой

гляцевый 9000100170-017

Пастельный голубой RAL 5024

гляцевый 9000100170-036 матовый 9000100170-136 **33,30 Евро**

Морской синий

гляцевый 9000100170-045 матовый 9000100170-145 **33,30 Евро**

Зеленое яблоко

гляцевый 9000100170-014 матовый 9000100170-114 **33,30 Евро**

Зеленый лимон

гляцевый 9000100170-005 матовый 9000100170-105 **33,30 Евро**

Фиолетовый

гляцевый 9000100170-044

Желтый RAL 1023

гляцевый 9000100170-046 матовый 9000100170-146 **33,30 Евро**

Красный RAL 3001

гляцевый 9000100170-047 матовый 9000100170-147 **33,30 Евро**

Цвет - Монтируемые детали

	Ведущее колесо Алюм. обрuch и втулка	Вилка ролика и опорный блок
серебристый	<input type="checkbox"/> 9000100171-011	<input type="checkbox"/> 9000100173-011
черный	<input type="checkbox"/> 9000100171-003	<input type="checkbox"/> 9000100173-003

Если данные не указаны, монтируемые детали поставляются в черном цвете.

Цветовое исполнение монтируемых деталей в соответствии с пожеланиями клиента:

	Ведущее колесо ¹ Алюминиевый обрuch и втулка	Алюминиевый обрuch 5" ² Конструкция с 3 спицами
Оранжевый и RAL 2004	<input type="checkbox"/> 144,390 Евро ¹ 9000100171-022	<input type="checkbox"/> 30,70 Евро ² 9000100174-022
Белый RAL 9016	<input type="checkbox"/> 144,90 Евро ¹ 9000100171-023	<input type="checkbox"/> 30,70 Евро ² 9000100174-023
цвет рамы	<input type="checkbox"/> 176,10 Евро ¹ 9000100171-999	<input type="checkbox"/> 51,50 Евро ² 9000100174-999
Выбор одноцветного варианта, отличающегося от оттенка рамы	<input type="checkbox"/> 206,20 Евро ¹ 9000100171-998 Пожалуйста, введите 3 последние цифры требуемого оттенка (одноцветный вариант): 9000100170-	<input type="checkbox"/> 60,80 Евро ² 9000100174-998 9000100170-

Цвет рамы - Двухцветный вариант

Информацию касательно имеющихся цветовых решений и образцы смотрите на сайте: www.aktiko.ru

Примечание: Для двухцветной конструкции, в соответствии с обоими оттенками уровня глянца цвета конструкции.

Двухцветный вариант, 205,90 Евро
включающий один базовый
оттенок (на задней части
рамы) и один дизайнерский
оттенок (на передней части
рамы)

Пожалуйста, сделайте выбор из следующих оттенков:

Основные оттенки (на задней части рамы) :	Дизайнерские оттенки (на передней части рамы)
<input type="checkbox"/> Белый 9000100170-200	Желтый <input type="checkbox"/> гляцевый 9000100170-261 <input type="checkbox"/> матовый 9000100170-262
<input type="checkbox"/> Серебристый 9000100170-201	Зеленый лимон <input type="checkbox"/> гляцевый 9000100170-250 <input type="checkbox"/> матовый 9000100170-251
<input type="checkbox"/> Антрацит 9000100170-202	Синий <input type="checkbox"/> гляцевый 9000100170-252 <input type="checkbox"/> матовое 9000100170-263
<input type="checkbox"/> Черный 9000100170-203	Чили <input type="checkbox"/> гляцевый 9000100170-253 <input type="checkbox"/> матовый 9000100170-254
<input type="checkbox"/> Пастельный голубой 9000100170-206	Чистый оранжевый <input type="checkbox"/> гляцевый 9000100170-255 <input type="checkbox"/> матовый 9000100170-256
<input type="checkbox"/> Зеленый лимон 9000100170-207	Капучино <input type="checkbox"/> гляцевый 9000100170-257 <input type="checkbox"/> матовый 9000100170-258
<input type="checkbox"/> Желтый 9000100170-208	Черный <input type="checkbox"/> гляцевый 9000100170-259 <input type="checkbox"/> матовый 9000100170-260

Запросы специальных цветов (рама или монтируемые детали)

Цвет рамы, отдельная покупка

Рама из таблицы оттенков RAL

Покрывание: гляцев. матовое

9000100170-100 **317,20 Евро**

Информация касательно цвета с номером RAL

Примечание: Применение дизайн. оттенков для монтир. деталей не предусмотрено

¹ Только в комбинации с ведущим колесом, с алюминиевым обрuchем 9000203000-9000203300

² Только в комбинации с алюминиевым обрuchем ролика 5", модель с 3 спицами
плавный ход 9000501200 или алюминиевый обрuch 5", модель с 3 спицами,
эффективная амортизация 9000501210

Рамы


Примечание:

Площадь опоры для стоп с V-образной деталью $x=SB (0,25 \times USL + 6 \text{ см})$

Прямая передняя часть

9016100010


Угол сгибания колена 105°



Передняя часть G-образная

9016100012

Угол сгибания колена 95°
Мин. наклон сиденья 4 см и макс. размер рукояток для толкания 5"




Передняя часть V-образная

9016100023

232,50 Евро

Угол сгибания колена 105° от SB 33 см




Передняя часть V-образная

9016100020

232,50 Евро

Угол сгибания колена 95° при SB 33 см



Ширина сиденья по заказу 47 см - 52 см

9016100060

234,00 Евро

с усилением рамы рассчитано на максимальный вес пользователя 120 кг

Рукоятки для толкания

Трубки спинки с встроенными рукоятками

9016401051

99,90 Евро

Прямые трубки, также возможен вариант с изгибом при искривлении позвоночника:

1 см

2 см

3 см



Алюминиевые рукоятки для толкания, зафиксированные в трубке спинки

9016401050

99,90 Евро

от RH 23 см



Безопасные рукоятки для толкания с плавной регулировкой высоты

9016401060

166,00 Евро

Установка в трубке спинки от RH 30 см с накладкой для ремня от RH 43 см с контуром спинки



Безопасные рукоятки для толкания, расположенные на спинке, длина 45 см

9016401075

285,50 Евро

плавная регулировка по высоте, кронштейн для безопасной рукоятки для толкания, установленный на поперечине спинки
При SB до 42 см или весе тела до 95 кг в комбинации с подлокотником невозможно



Рукоятки для толкания, горизонтально установленные с помощью винтов в трубке спинки

9016401076

185,10 Евро

возможно отсоединение



Спинка

Складная спинка

9016400011

7-ступенчатая регулировка наклона с встроенными алюминиевыми боковыми деталями с пластиковым покрытием



Трубки спинки с лордозным изгибом

9000400005

88,00 Евро

1 см

2 см

3 см




Оборудование спинки

Регулируемая спинка с набивкой

9016802010

Цвет: черный
Оборудование с поперечиной спинки



Приподнятая спинка + 3 - 5 см

9016802100

119,60 Евро

(для номинального значения высоты спинки)
Только в комбинации с рукоятками для толкания с плавной регулировкой по высоте Арт № 9016401060!



Оборудование без обивки спинки и без набивки спинки или системы спинки

9000802011

50,00 Евро

Оборудование с поперечиной спинки


Прочую информацию касательно систем спинки, например, эргономического контура спинки, смотрите в отдельной таблице с размерами: "Системы сиденья и спинки"



Обивка сиденья


Контур тела

9016801025



Открытая система ремней

9016801010 58,80 Евро




Оборудование без обивки сиденья


9000801050



Подушка сиденья



прямоугольный контур



радиусный контур

высота в см обивка тиком и форма	высота				цена
	3	4	5	6	
«Стандартная обивка тиком»					
прямоугольный контур 9000805180	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	88,30 Евро
радиусный контур 9000800300	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	122,60 Евро
«Противопролежневая обивка тиком»					
прямоугольный контур 9000805200		<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	332,80 Евро
радиусный контур 9000800310		<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	367,40 Евро

покрытие:

- черная, дышащая, открытая тканевая поверхность
- черная закрытая тканевая поверхность

Если спецификация не представлена, будет поставлен чехол «черная, дышащая, открытая поверхность».

Дополнительные подушки сиденья, напр., «противопролежневые», смотрите в отдельной таблице размеров: «Системы сиденья и спинки»

Защита для одежды

Алюминиевый щиток для защиты одежды, съемный, с функцией блокировки

Регулируемая колесная ниша
Только в комбинации со складной спинкой!



антрацит, матовый
9016403210 186,30 Евро

цвет рамы
(основной оттенок с
двухцветным вариантом)
9016403211 238,20 Евро

дизайнерский оттенок
(поставляется только с рамами
в двухцветном исполнении)
9016403212 264,20 Евро

Карбоновая защита для одежды, съемная, с функцией блокировки

Регулируемое последующее колесо
Только в комбинации со складной спинкой!



9000400012 431,60 Евро

Подлокотники

прокладка подлокотника длиной 25 см,
установленная на щитке для защиты одежды

9016403151 126,90 Евро

Верхний край прокладки подлокотника,
в зависимости от параметров щитка для защиты одежды,
устанавливается выше трубки сиденья прил. на 20 - 24 см.
Только в комбинации со щитком для защиты одежды!



Подлокотники складные, съемные

9000403141 274,60 Евро

с прокладкой подлокотника длиной 25 см
Установка: верхний край прокладки подлокотника
выше трубки сиденья прил. на 25-31 см,
регулировка с шагом 1,5 см Не поставляется в
комбинации с безопасными ручьятками для
толкания, установленными на спинке,
арт. №: 9016401075!




Пластина оси

Стандартное оборудование с 12 мм гнездами / осями, прочие пластины оси по запросу

Стандартная пластина оси

9016201000


Высота сиденья сзади прил. 39-43 см
(для колеса 24")



Длинная пластина оси

9016201020

Высота сиденья сзади прил. 43-47 см
(для колеса 24")



Съемное увеличение колесной базы Speedy 4all / 4you

9016102001 445,10 Евро

Смещение позиции колеса прил. 14 см встроенная
пластина развала 4°, регулируемая колея



Развал колес

Общая ширина с жестко смонтированным ободом

развал ведущих колес 1°

9016202010

Общая ширина = прил. SB + 20 см*

развал ведущих колес 4°

9016202030

Общая ширина = прил. SB + 26 см*

Развал ведущих колес 6°

9016202040

Общая ширина = прил. SB + 30 см*

Адаптация электрического усилителя

Подготовка для установки электропривода "e-motion"

9016201200 **229,30 Евро**

Оборудование: электропривод «e-motion» для усиления вращающего момента, ось 1/2" и длина гнезда 50,8 мм (2") производитель рекомендует, чтобы опоры против опрокидывания устанавливались парами для оборудования инвалидной коляски электроприводом e-motion. В разделе «Адаптация», пожалуйста выберите оборудование 9016300100-001 и 9016300100-002!

Подготовка для установки электропривода "e-fix"

9016201210 **244,40 Евро**

Оборудование: ось 1/2", длина гнезда 50,8 мм (2") и усилитель вращающего момента e-fix.

Производитель рекомендует, чтобы опоры против опрокидывания устанавливались парами для оборудования инвалидной коляски электроприводом e-fix. В разделе «Адаптация», пожалуйста, выберите оборудование e-fix, арт. №: 9016300105! Пожалуйста, заказывайте опору против опрокидывания e-fix со «стандартной вилкой» напрямую от компании TitanD. Поставка инвалидной коляски в

Titan Deutschland GmbH

специалист-дилер

Система тормозов

Интегральный тормоз

9035705000 **190,30 Евро**

Тормоз зафиксирован под верхней трубкой рамы. Только в комбинации с макс. развалом ведущего колеса 4°



Система тормозов нажимного действия Стандартная рукоятка тормоза

9016701010-001



Система тормозов нажимного действия Длинная рукоятка тормоза

9016701010-002



Система тормозов нажимного действия Низкая рукоятка тормоза

9016701010-003



Угол рукоятки тормоза 20°

9000700002

Экономия пространства; рекомендуется для пользователей с незначительными нарушениями моторной деятельности. Совместима только с системой тормозов нажимного действия со стандартной рукояткой тормоза, длинной рукояткой тормоза или низкой рукояткой тормоза.



Рукоятка тормоза откидная

9016706008 **121,50 Евро**

Длина: 9 см



Барабанный тормоз

9016702010 **362,90 Евро**

Приводится в действие рукояткой для толкания
Общая ширина инвалидной коляски (смотрите раздел «Развал колес») + 3 см! В зависимости от высоты сиденья, устанавливается длинная пластина оси 9016201020 для защиты креплений барабанного тормоза. Только в комбинации с ведущим колесом с 36 спицами, алюминиевым ободом и втулкой, серебристого цвета. Не поставляется в комбинации с односторонним управлением, устройством e-fix или e-motion!



Опора для стоп

Цельная опора для стоп

9016601010

с трубчатым опорным кронштейном, регулируемая высота +/- 3 см, для KW 95° от USL 34 см для KW 105° от USL 39 см
Опору для стоп с резиновым покрытием можно выбрать в разделе «Аксессуары опоры для стоп».



Опора для стоп, складывающаяся в одну сторону

9016601300 **133,10 Евро**

с цельным трубчатым опорным кронштейном, регулируется по высоте +/- 3 см, может откидываться, съемный



для KW 95° от USL 37 см

для KW 105° от USL 42 см

V-образная от SB 40 см

Опору для стоп с резиновым покрытием можно выбрать в разделе «Аксессуары опоры для стоп».

Складная опора для стоп, откид. назад с блокировочным механизмом

9000602005 **220,00 Евро**

с трубчатым опорным кронштейном минимум USL 42 см
Опору для стоп с резиновым покрытием можно выбрать в разделе «Аксессуары опоры для стоп».



Складная опора для стоп, откид. назад

9016602010 **235,80 Евро**

с цельным трубчатым опорным кронштейном и рычагом управления 20 мм для KW 95° от USL 38 см для KW 105° от USL 42 см V-образная от SB 33 см V-образная от SB 38 см
Опору для стоп с резиновым покрытием можно выбрать в разделе «Аксессуары опоры для стоп».



Раздельная опора для стоп

9016603200 **257,90 Евро**

с пластиной для стоп с резиновым покрытием, регулировка по высоте +/- 3 см, регулировка угла, может откидываться наружу и складываться в сторону, включая усиление рамы



для KW 95° от USL 37 см
для KW 105° от USL 42 см
V-образная от SB 40 см

«Поворотно-отводная» опора для стоп

9016604100 **309,90 Евро**

с пластиной для стоп с резиновым покрытием, разделяемая по центру, может складываться в сторону, съемная, может складываться вверх, с регулировкой по высоте, с регулируемым углом, включая усиление рамы от USL 34 см.



Аксессуары опоры для стоп

Пластина для стоп с резиновым покрытием

9016610000 **96,30 Евро**

на винтах, с регулируемым углом
Глубина: 14 см

В комбинации с трубчатым кронштейном, арт № 9016601010, 9016601300 или 9016602010!



Боковой упор опоры для стоп

9016610100 **46,00 Евро**

регулируемый

Только в комбинации с опорой для стоп с резиновым покрытием!



Регулировки

Опора против опрокидывания

правая сторона **129,40 Евро**
9016300100-001

левая сторона **129,40 Евро**
9016300100-002



с пружиной натяжения и универсальным адаптером, откидная (для оптимизации функции откидывания, наклон сиденья должен составлять >3 см)

Универсальный адаптер, подготовленный для установки опоры против опрокидывания e-fix

9016300105 **222,80 Евро**

Универсальный адаптер подготовлен для монтажа приподнятой опоры против опрокидывания e-fix.

Поставляется в полностью смонтированном виде, без опоры против опрокидывания и крепления для опоры против опрокидывания. Клиентам предлагается заказывать опору против опрокидывания в компании TitanD!



Транзитные колеса

9016301100 **253,90 Евро**


с универсальным адаптером, съемные (не в комбинации с опорой против опрокидывания)



Зажим для наклона

правая сторона **108,40 Евро**
9016302100-001

левая сторона **108,40 Евро**
9016302100-002



с универсальным адаптером и быстросъемным стержнем (не в комбинации с опорой против опрокидывания, с правой стороны или с левой стороны)

Ролики

Все ролики (кроме пневматических шин) имеют защиту от прокола!

Ролик 4", "Стандарт", черный

9000501011-004 **43,00 Евро**
(82A), с защитой от прокола



Ролик 5", «Стандарт», серый

9000501010-005 **43,00 Евро**
(82A), с защитой от прокола



Ролик 5", «Стандарт», черный

9000501011-005 **43,00 Евро**
(82A), с защитой от прокола



Ролик 6" "Стандарт"

9000501010-006 **43,00 Евро**
(82A), с защитой от прокола




5" Lenkrad "2 компонента"

9000501030 **43,00 Евро**
с защитой от прокола




Ролик 6" "Пневматическая шина"

9000501050 **43,00 Евро**




Ролик 6" "Система Flexel"

9000501070 **43,00 Евро**
с защитой от прокола



Колесо качения 3" (80 мм)

9000501110 **54,20 Евро**
с защитой от прокола



Колесо качения 4" (100 мм)

9000501120 **54,20 Евро**
с защитой от прокола



Безопасное светящееся колесо

4" (100 мм) **92,10 Евро**
9000501220

с защитой от прокола



Безопасное светящееся колесо

- 5" (125 мм)
9000501221

92,10 Евро



с защитой от прокола

Алюминиевый обруч 5", с 3 спицами, модель с легким ходом

со съёмным резиновым покрытием 3 мм, твердые, с защитой от прокола



- серебристый, анодированный
9000501200 103,80 Евро

- черный
9000501201 103,80 Евро

Алюминиевый обруч 5", с 3 спицами, модель с эффективной амортизацией

со съёмным резиновым покрытием 6 мм, средней твердости, с защитой от прокола



- серебристый, анодированный
9000501210 103,80 Евро

- черный
9000501211 103,80 Евро

Ролик Frog Legs (Лягушачьи лапки)

- 4" (ø100x32)
9000501230 137,30 Евро

- 5" (ø125x32)
9000501232 137,30 Евро



с заменяемым резиновым покрытием, черного цвета, с защитой от прокола, 3 спицы, обруч: серебристый

Вилка ролика

Цвет вилок ролика, смотрите "Цвета компонентов"

Вилка ролика Стандарт

- 9000500100-001

с осью на винтах

- 9000500100-002 130,40 Евро

с быстросъемной осью



Вилка ролика «Для тяжелого режима», для больших нагрузок

Дополнительный вес прибл. 100 - 150 г

- 9000510111-001 43,40 Евро

с осью на винтах

- 9000510111-002 176,00 Евро

с быстросъемной осью



Вилка амортизационная

- 9000500160-001 334,90 Евро

с осью на винтах и алюминиевым обручем 5", с эффективной амортизацией

- 9000500160-002 446,20 Евро

с быстросъемной осью и алюминиевым обручем 5", с эффективной амортизацией



Вилка ролика, запасное колесо

- 9000500300 228,30 Евро

с быстросъемной осью

Артикул без ролика. Если требуется ролик, пожалуйста, отметьте крестиком второй вариант в категории Ролики



Величина колеи

Увеличение колеи ролика

- 10 мм с каждой стороны
9000500400 45,80 Евро

- 15 мм с каждой стороны
9000500401 45,80 Евро

- 20 мм с каждой стороны
9000500410 45,80 Евро



Ведущие колеса

Информацию о других типах оброчей, версиях и возможностях смотрите на сайте www.aktiko.ru

Ведущее колесо, 18 спиц, алюминиевый обруч

- 24" (ETRTO 540)
9000203122

с алюминиевой передней втулкой, со спицами по радиусу Только для веса тела до 70 кг, не для шин с защитой от прокола, не рассчитано на режим с использованием байка.




Развал колес	Развал колес				
	1°	4°	6°	8°	10°
Масса					
до 50 кг	✓	✓	✓	✓	✓
51 - 60 кг	✓	✓	✓	✓	
61 - 70 кг	✓	✓			

Ведущее колесо, 36 спиц, алюминиевый обруч

- 24" (ETRTO 540)
9000203000

с алюминиевой передней втулкой, со спицами по радиусу




Ведущее колесо, двойной обруч, 36 спиц

- 24" (ETRTO 540)
9000203100 126,90 Евро

- 25" (ETRTO 559)
9000203200 126,90 Евро

- 26" (ETRTO 590)
9000203300 126,90 Евро

с алюминиевой передней втулкой, со спицами по радиусу Используйте при повышенных нагрузках и весе тела > 120 кг!



Ходовое колесо «Spinergy Spox Sport» с 24 фиброгласовыми спицами; обруч, втулка и спицы черные

- 24" (ETRTO 540)
9000203550 561,40 Евро

- 25" (ETRTO 559)
9000201559 561,40 Евро

- 26" (ETRTO 590)
9000203555 561,40 Евро



Колеса «Spinergy Everyday Light Extreme» с 12 фиброгласовыми спицами; обрuch и втулка черные, спицы белые

- 24" (ETRTO 540) 9000203554 **652,30 Евро**




Колеса «Spinergy Everyday Light Extreme» с 12 фиброгласовыми спицами; обрuch, втулка и спицы черные

- 24" (ETRTO 540) 9000203552 **652,30 Евро**



Ободья

x = размер монтируемого обода!



Монтируемый обод:

- x = 11 мм
 x = 19 мм

Монтируемый обод «Curve»:

- x = 10 мм
 x = 18 мм

Если спецификации не представлены, тогда ободья будут установлены вширь (19 мм/18 мм).

Ободья из нержавеющей стали, Ø 20 мм

- для колес 24" и 25" 9000205010-004
 для колеса 26" 9000205010-006



Алюминиевые ободья Ø 19 мм, серебристые, анодированные

- для колес 24" и 25" 9000205019-004



Алюминиевые ободья Ø 19 мм, с порошковым покрытием, цвет рамы (Основной оттенок в двухцветном варианте)

- = поверхность глянцевая
 = поверхность матовая

Обратите внимание: покрытие матовое, поскольку минимальный захват не рекомендуется.

- для колес 24" и 25" 9000205020-004 **51,90 Евро**
 для колеса 26" 9000205020-006 **51,90 Евро**



Алюминиевые ободья Ø 19 мм, полированные, с твердым анодированным покрытием

- для колес 24" и 25" 9000205030-004 **124,80 Евро**
 для колеса 26" 9000205030-006 **124,80 Евро**



Ободья из титана Ø 19 мм

- для колес 24" и 25" 9000205040-004 **257,90 Евро**
 для колеса 26" 9000205040-006 **257,90 Евро**



Ободья с ультра-захватом, модель «очень хороший захват»

- для колес 24" и 25" 9000205070-004 **316,40 Евро**
 для колеса 26" 9000205070-006 **316,40 Евро**



Ободья с эргономическим захватом Ergo-Grip

- для колес 24" и 25" 9000205080-004 **316,40 Евро**
 для колеса 26" 9000205080-006 **316,40 Евро**



Опора крепится к обрuchu!

Ободья с двойным захватом Dual-Grip

- для колес 24" и 25" 9000205110-004 **178,90 Евро**
 для колеса 26" 9000205110-006 **178,90 Евро**



Силиконовое покрытие обода

- для обода 24" 9000205100-004 **187,10 Евро**
 для обода 26" 9000205100-006 **187,10 Евро**



Гладкая поверхность, совместимая с ободом Ø 19 мм или Ø 20 мм.

Обод «Curve», черный, анодированный, с эргономическим профилем


- для колес 24" и 25" Н 24 мм 9000205130-004 **309,90 Евро**
 для колес 24" и 25" Н 31 мм Размер L 9000205140-004 **309,90 Евро**
 для колеса 26" Н 31 мм Размер L 9000205140-006 **309,90 Евро**



Обод «Curve», с порошковым покрытием, с эргономическим профилем

- = цвет рамы (глянцевая поверхность)
 = черный цвет (глянцевая поверхность)

Обратите внимание: покрытие матовое, поскольку минимальный захват не рекомендуется.



- для колес 24" и 25" Н 24 мм 9000205135-004 **359,90 Евро**
 для колес 24" и 25" Н 31 мм Размер L 9000205145-004 **359,90 Евро**
 для колеса 26" Н 31 мм Размер L 9000205145-006 **359,90 Евро**



Обод «Curve Grip», вариант захвата «Tetra-Grip», с покрытием, с эргономическим профилем

- для колес 24" и 25"
H 31 мм Размер L
9000205150-004


395,20 Евро



Ободья Квадро, Tetra-Grip «очень хороший захват»

- для колес 24" и 25"
9000205170-004
- для колеса 26"
9000205170-006

395,20 Евро



395,20 Евро

Ободья Gekko

- для колес 24" и 25"
9000205175-004
- для колеса 26"
9000205175-006

395,20 Евро



395,20 Евро

Черные, анодированные, с крепкой и взаимозаменяемой резиной, полностью интегрированной в профиль обода



Оборудование без ободьев

- 9000205990

Декоративная и защитная пленка для спиц, «цветные плитки»

- 9000206310-004

110,80 Евро

Только в комбинации с защитой для пальцев и спиц!



Шины

«Schwalbe RightRun»

Шина высокого давления 7,5 бар

- 24x1" (540-25)
9000204000-004
- 25x1" (559-25)
9000204000-005
- 26x1" (590-25)
9000204000-006



«Schwalbe Down Town»

Шина с протектором 7,5 бар

- 24x1" (540-25)
9000204010-004



«Schwalbe MarathonPlus Evolution» с защитой от прокола «smart guard»

- 24x1" (540-25)
9000204030-014
- 25x1" (559-25)
9000204030-015
- 26x1" (590-25)
9000204030-016

35,50 Евро

35,50 Евро

35,50 Евро

Цвет: черный
10 бар



Защита для спиц

Защита для пальцев и защита для спиц, «прозрачная»

- для колеса 24"
9000206300-004
- для колеса 26"
9000206300-006

158,60 Евро

158,60 Евро



«Schwalbe MarathonPlus» с защитой от прокола «smart guard»

- 24x1" (540-25)
9000204030-004

35,50 Евро

Цвет: серый, боковина черная, 10 бар



Декоративная и защитная пленка для спиц, «баскетбол»

- 9000206310-001

110,80 Евро

Только в комбинации с защитой для пальцев и спиц!



Schwalbe "Airborne"

- 24x1,2" (540-20)
9000204122-004

70,70 Евро

Цвет: черный



Декоративная и защитная пленка для спиц, «цветные шарики»

- 9000206310-002

110,80 Евро

Только в комбинации с защитой для пальцев и спиц!



Шина с защитой от прокола, «шины из монолитной резины»

- 24x1" (540-25)
9000204201-004

126,70 Евро

Цвет: черный
Не поставляется в комбинации с ведущим колесом с 18 спицами!



Декоративная и защитная пленка для спиц, «голубое небо»

- 9000206310-003

110,80 Евро

Только в комбинации с защитой для пальцев и спиц!



Лента для защиты от проколов, для пневматических шин

- 9000206100

42,80 Евро

Принадлежности

Комплект запасных колес 24" для горных велосипедов

с двойным обручем (ETRTO 507), алюминиевая передняя втулка, быстросъемная ось и обод из нержавеющей стали



Шины для горного велосипеда, по выбору:

9000203410 538,70 Евро

24 x 1,75" вариант Континентальный, "RIDE Tour Trekking" Регулировка тормоза, не совместимая с колесом 24 x 1"



9000203411 538,70 Евро

24 x 1,75" вариант Континентальный, «Exploger» Регулировка тормоза, не совместимая с колесом 24 x 1"



9000203413 538,70 Евро

24 x 2,1" Шина Schwalbe «SMART SAM Sport» Регулировка тормоза, не совместимая с колесом 24 x 1"



ВНИМАНИЕ: мы назначаем дополнительную цену 150,00 Евро за комплектацию барабанным тормозом

Блокируемый зажим оси ведущего колеса «Tetra Clip»

9000206400 127,40 Евро

Не для ведущих колес Spinegy!



Ручной воздушный компрессор с манометром до 14 бар

9000901100 85,50 Евро



Регулируемый предохранительный ремень с пряжкой

9000902100 61,90 Евро



Регулируемый предохранительный ремень с креплением в виде крючка и петли

9000902110 46,30 Евро



Кронштейн для костыля с нейлоновым колпачком

9000902310 110,40 Евро

гибкий



Комплект световых приборов

9000903270 82,70 Евро

с элементом питания и зарядным устройством



Сумка для транспортировки ведущих колес

для колеса 24" 9000903530-004 59,50 Евро

Ø 76 см x 2 см



для колеса 26" 9000903530-006 59,50 Евро

Ø 83 см x 2 см

Карман для принадлежностей

9000903600 58,20 Евро

17 см x 13 см x 5 см



Прочие аксессуары, например, адаптируемые байки, монтируемое рулевое управление и т. д., смотрите в отдельной таблице с размерами или на сайте www.aktiko.ru



Дополнительные примечания:

Настоящим я подтверждаю правильность указанных выше сведений

Город, дата

Подпись (конечный потребитель)

Город, дата

Подпись (дилер)