



Редакция: 01.19  
 Действительно до: 12.19

Адрес поставки:  
 ФИО:  
 Улица:  
 Город: Почтовый индекс:  
 Эл. почта:  
 Тел.: Факс:



Адрес поставки:  
 ФИО:  
 Улица:  
 Город: Почтовый индекс:  
 Эл. почта:  
 Тел.: Факс:

Дата заказа:  
 Заказ на покупку:  
 Необходимое количество:

Промаркировано для:

№ заказа:

- Заказ
- Расчет
- По индивидуальному заказу (увеличенный срок поставки)

- = Стандарт
- = Платная опция
- = Снижение цены
- = Бесплатн.опция

Арт. №: 170-77000001

Макс. вес пользователя: **125 кг**  
**ВЕС ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ**  **кг**

Обязательная информация для подтверждения правильности конфигурации

**Базовая цена 4,668 Евро**

**KRYPTON R: СТАНДАРТНАЯ КОНФИГУРАЦИЯ**

# KRYPTON R

- Жесткая инвалидная коляска
- Рама из углеродного волокна
- Регулируемый угол спинки
- Складная спинка
- Регулировка центра тяжести
- Регул.высоты сиденья сзади в диапазоне +/-1 см
- Осевые стержни из углеродного волокна
- Трубка оси из углеродного волокна



# Krypton R

● = Стандарт    ○ = Беспл. опция    □ = Платная опция

## ПАРАМЕТРЫ КЛИЕНТА (все размеры указаны без учета подушки)

**ВЫБОР ШИРИНЫ СИДЕНЬЯ** - в мм; измерено от внешней трубки рамы с одной стороны до внешней трубки рамы с другой стороны

320	340	360	380	400	420	440	460
○	○	○	○	○	○	○	○

**ВЫБОР ГЛУБИНЫ СИДЕНЬЯ** - в мм

340	360	380	400	420	440	460	480
○	○	○	○	○	○	○	○

**ВЫБОР ВЫСОТЫ СИДЕНЬЯ СПЕРЕДИ** - в зависимости от размера передних роликов, вилки, варианта высоты рамы  
Высокая рама на 40 мм выше, чем низкая рама.

Высота сиденья спереди в мм

		Вилка (длина)	Рама:	430	440	450	460	470	480	490	500	510	520	530	540	550		
Передний ролик	3"	111 мм	Низкая	○	○	○												
		123 мм				○	○	○										
		Frog Leg (Лягуш. лапка)						□	□									
		Для упр. одной рукой		□	□	□												
		111 мм		Высокая					○	○	○							
		123 мм								○	○	○						
	Frog Leg (Лягуш. лапка)										□	□						
	Для упр. одной рукой							□	□	□								
	111 мм	4"	Низкая			○	○	○	○									
	123 мм					□	□	□	□									
	Frog Leg (Лягуш. лапка)							□	□	□								
	Для упр. одной рукой			□	□	□	□											
111 мм	Высокая			Низкая						○	○	○	○					
123 мм											□	□	□	□				
Frog Leg (Лягуш. лапка)												□	□	□				
Для упр. одной рукой												□	□	□				
111 мм		5"	Низкая					○	○	○								
123 мм									□	□	□							
Frog Leg (Лягуш. лапка)										□	□	□						
Для упр. одной рукой																		
111 мм	Высокая			Низкая								○	○	○				
123 мм														□	□	□		
Frog Leg (Лягуш. лапка)														□	□	□		
Для упр. одной рукой																		
123 мм		6"	Высокая												□	□	□	
Frog Leg (Лягуш. лапка)																		□

**ВЫБОР ВЫСОТЫ СИДЕНЬЯ СЗАДИ** - в зависимости от размера задних колес

Высота сиденья сзади регулируется в диапазоне ± 10 мм.

Высота сиденья сзади может быть меньше выбранной высоты сиденья спереди только на значение в диапазоне от 0 см до 110 см.

**Внимание:** при высоте сиденья сзади 460 мм и выше ширина между защитными боковинами увеличивается на 35 мм

Высота сиденья сзади в мм

Задние колеса	380	390	400	410	420	430	440	450	460	470	480	490	500
24"	○ <sup>(1)</sup>	○ <sup>(2)</sup>	○ <sup>(2)</sup>	○	○	○	○	○	○	○	○	○ <sup>(3)</sup>	
25"	○ <sup>(1)</sup>	○ <sup>(2)</sup>	○ <sup>(2)</sup>	○ <sup>(2)</sup>	○	○	○	○	○	○	○	○	○ <sup>(3)</sup>

(1): регул. высоты сиденья сзади невозможна

(2): регул. высоты сиденья сзади в сторону уменьшения невозможна. регул. только +1 см.

(3): регул. высоты сиденья сзади в сторону увеличения невозможна. регул. только -1 см.

### Пожалуйста, используйте следующий метод измерения:

Следующий рекомендуемый метод разработан на основе обширного практического опыта. В отдельных случаях возможны отклонения.

#### Ширина сиденья (ШС):

- а) Для пользователя: Обеспечьте зазор между защитной боковиной и бедром с каждой стороны коляски (всего приibl. 10-20 см)
- б) На инвалидной коляске: От внешней трубки рамы с одной стороны до внешней трубки рамы с другой стороны.

#### Глубина сиденья (ГС):

- а) Для пользователя: Сидя прямо: оставьте зазор в 2 -3 пальца между передним краем обивки сиденья и обратной стороной колена (приibl. 30 - 60 мм). Необходимо проявлять осторожность при регулировке обивки.
- б) На инвалидной коляске: От спинки трубки до переднего края обивки сиденья.

#### Высота сиденья спереди:

- а) Для пользователя: В положении сидя, когда колени согнуты под углом 90°: От обратной стороны колена до нижней поверхности подошвы.
- б) На инвалидной коляске: От перед. части трубки сиденья до поверхности пола (мин. на 30 больше параметра пользователя)  
Не забудьте учесть высоту подушки.

#### Высота сиденья сзади:

- б) На инвалидной коляске: От задней части трубки сиденья до пола.  
**Примечание:** Макс. разность высоты сиденья спереди и сзади составляет 130 см

#### Высота спинки:

- а) Для пользователя: От сиденья, включая высоту подушки, до уровня, отстоящего от нижнего края лопаток не более чем на 10 - 20 см.
- б) На инвалидной коляске: От задней части трубки сиденья до верхнего края обивки спинки.  
**Примечание:** При измерении высоты спинки важна способность пользователя сидеть прямо, в зависимости от этого значения могут существенно меняться


#### Угол спинки:

**Важно:** Высота спинки зависит от группы инвалидности. За 0° принимается угол 90° к поверхности сиденья. Отрицательные углы - это углы <90°, положительные углы - это углы >90°.

#### Низкая рама сиденья в сравнении с Высокой рамой сиденья:

Высокая рама на 40 мм выше, чем низкая рама. Таким образом, Вы можете выбрать более короткие и более легкие вилки для доведения веса Вашей инвалидной коляски до минимума.

##### Высокая рама сиденья



#### Обзор технических данных:

Макс. общая высота:	950 мм	Макс. общая ширина: Развал колес	Заднее колесо 24"	Заднее колесо 25"
Макс. общая длина:	930 мм	Для развала 0°:	ШС + 170 мм	ШС + 170 мм
Макс. окружность поворота:	700 мм	Для развала колес 3°:	ШС + 230 мм	ШС + 240 мм
Макс. безопасный наклон:	7°			
Вес инвалидной коляски:	от 6,2 кг			
Вес в разобранном состоянии:	от 3,7 кг			
Вес самой тяжелой детали:	2,1 кг			

Любые изменения конфигурации могут привести к изменению высоты сиденья.

Производственные допуски составляют +/- 10 мм для всех размеров.

## МАССА

Мы хотим быть очень прозрачными по весу. Следующая информация будет представлять собой указатель по наилегчайшему Krypton R: как получить складывающуюся инвалидную коляску весом 6,2 кг и как заказать наилегчайшую конфигурацию для Вашего Krypton R

### Krypton R: конфигурация 6,2 кг Транспортный вес: 3,7 кг

**Рама:** высокая рама, 92, вставка 30 мм, ширина сиденья: 360 мм, глубина сиденья: 400 мм. Высота сиденья: спереди 470 мм, сзади 420 мм. Полотно сиденья, воздухопроницаемое, сверхлегкое

**Фиксатор колеса :**  
облегченный компактный фиксатор колеса

**Опора для стоп:** трубчатая опора для ног



**Спинка:** Углеродная спинка, EXO сверхлегкая обивка спинки, без ручьяток для толкания

**Защитные боковины:** Углеродное волокно, тонкий стиль

**Задние колеса:** Колеса Proton 24" с алюминиевыми обручами (с покрытием или анодированные) и шинами Schwalbe One

**Вилки и ролики:** вилка carbotechnology 111 мм, ролик 3"

Не забывайте, что во всех спецификациях есть допуск по массе 5% из-за отклонений на массу крепежных деталей (шин, роликовых колес и т. д.)

## РУКОВОДСТВО ПО ЗАКАЗУ ОБЛЕГЧЕННОЙ КОЛЯСКИ KRYPTON R

Компания Titan Deutschland GmbH предлагает широкое разнообразие вариантов для Krypton R в соответствии с потребностями каждого пользователя. Вместе с тем, в большинстве вариантов к инвалидной коляске добавляется значительная масса. Чтобы сделать это более прозрачным при заполнении бланка заказа и оказать Вам помощь при оформлении заказа на наилегчайшую инвалидную коляску, мы указываем на бланке заказа приблизительное увеличение массы вариантов:

- (L)** указывает на наилегчайший вариант в пределах ассортимента вариантов
- (+)** указывает на то, что в данном варианте к массе инвалидной коляски добавляется более 500 г по сравнению с наилегчайшим вариантом в пределах ассортимента

## ОБЛЕГЧЕННЫЕ ВАРИАНТЫ KRYPTON R

Мы разработали несколько вариантов для Krypton R, чтобы сэкономить на массе коляски без ущерба пригодности для повседневного использования, комфорта и долговечности



**Углеродная спинка (KRR030006):** полная углеродная спинка с очень близко расположенной поперечной трубкой (от поперечной трубки до обивки задней спинки 20 мм) (-100 г по сравнению со стандартной спинкой)



**Полотно сиденья, «воздухопроницаемое» сверхлегкое (KRR020019):** полностью регулируемое полотно сиденья с композитными пряжками и более легкими ремнями (макс. вес пользователя 85 кг) (-100 г по сравнению с «воздухопроницаемым» полотном сиденья)



**EXO сверхлегкая (KRR030005):** облегч. версия обивки спинки EXO. Набивка из вспененного этилвинилацетата, регулируемые ремни, более широкая резка обивки для покрытия трубок спинки (-160 г по сравнению со станд. обивкой спинки EXO)



**Осевая пробка, сверхлегкая (KRR070049):** (только развал колес 0): вклеивается в трубку оси, регул. ширины колеи невозможна (-160 г по сравнению с осевой пробкой, регулируемой по высоте KRR070600 / 603)

# Krypton R

● = Стандарт    ○ = Беспл. опция    □ = Платная опция

Цена в Евро

## ОБИВКА И ПОДУШКИ СИДЕНИЙ

### Полотно сиденья

KRR020012	○	Полотно сиденья, «воздухопроницаемое», с 1 карманом для принадл.	-
KRR020017	□	Полотно сиденья, «воздухопроницаемое», с 2 карманами для принадл.	43 Евро
KRR020018	□	Полотно сиденья, «воздухопроницаемое», с карманом для принадл. и карманом для катетера (от ШС 340 мм)	43 Евро
KRR020019	□	Полотно сиденья, «воздухопроницаемое», сверхлегкое. Без карманов, макс. масса пользователя 85 кг (1) (L)	147 Евро
KRR020000	○	Без полотна сиденья	

### Черный чехол подушки сиденья

Пенный нап-ель: (средн. мягкости)	Толщина:	KRR020101	□	30 мм	KRR020102	□	50 мм	88 Евро
Латекс: (очень мягкий)	Толщина:	KRR020103	□	50 мм	KRR020104	□	80 мм	88 Евро

### Подушка сиденья с водонепроницаемым / воздухопроницаемым чехлом

Пенный нап-ель : (средн. мягкости)	Толщина:	KRR020105	□	30 мм	KRR020106	□	50 мм	170 Евро
Латекс: (очень мягкий)	Толщина:	KRR020107	□	50 мм	KRR020108	□	80 мм	170 Евро

### Подушки JAY - полный ассортимент продукции указан в бланках для заказов Jay

JAY020002	□	JAY Basic	125 Евро
JAY020003	□	JAY Soft Combi P	185 Евро
JAY020001	□	JAY Easy Visco, изогнутое основание	272 Евро
JAY020007	□	JAY Easy Fluid, изогнутое основание	426 Евро
JAY020004	□	JAY Lite	467 Евро

### Аксессуары сиденья

KRR090018	□	Ремень для фиксации положения (только со стандартной спинкой)	67 Евро
KRR020150	□	Запасной чехол для подушки	40 Евро

## СПИНКА

KRR030001	○	<b>Стандартная спинка (алюм., черн.)</b> Выберите заводскую регулировку высоты спинки (мм). регул. высоты возможна в диапазоне 250-300; 300-400; 400-450 мм.	<table border="1"> <tr> <th>250 - 300</th> <th>300 - 350</th> <th>350 - 400</th> <th>400 - 450</th> </tr> <tr> <td>○ 250</td> <td>○ 300</td> <td>○ 350</td> <td>○ 400</td> </tr> <tr> <td>○ 275</td> <td>○ 325</td> <td>○ 375</td> <td>○ 425</td> </tr> <tr> <td>○ 300</td> <td>○ 350</td> <td>○ 400</td> <td>○ 450</td> </tr> </table>	250 - 300	300 - 350	350 - 400	400 - 450	○ 250	○ 300	○ 350	○ 400	○ 275	○ 325	○ 375	○ 425	○ 300	○ 350	○ 400	○ 450	-
250 - 300	300 - 350	350 - 400	400 - 450																	
○ 250	○ 300	○ 350	○ 400																	
○ 275	○ 325	○ 375	○ 425																	
○ 300	○ 350	○ 400	○ 450																	
KRR030006	□	<b>Углеродная спинка</b> - фиксированная высота, поперечная трубка находится очень близко к обивке, резиновый захват «Krypton» (2) (L) Выберите высоту спинки (мм) регул. высоты невозможна.	<table border="1"> <tr> <td>○ 250</td> <td>○ 325</td> <td>○ 400</td> </tr> <tr> <td>○ 275</td> <td>○ 350</td> <td>○ 425</td> </tr> <tr> <td>○ 300</td> <td>○ 375</td> <td>○ 450</td> </tr> </table>	○ 250	○ 325	○ 400	○ 275	○ 350	○ 425	○ 300	○ 375	○ 450	414 Евро							
○ 250	○ 325	○ 400																		
○ 275	○ 350	○ 425																		
○ 300	○ 375	○ 450																		
KRR030012	●	Спинка, с регул. углом (не складная) (от -31° до + 15°) (только при черном анодировании)																		
KRR030015	○	Спинка, с регул. углом, складная (от -31° до + 15°) (только при черном анодировании)		-																
KRR030102	□	Спинка, с регул. углом, складная, блокируется при складывании, цвет: черный (от -31° до + 15°) Цвет:                   □ Оранжевый   □ Серебр.   □ Красный   □ Синий KRR030036   KRR030037   KRR030038   KRR030039		56 Евро 14 Евро																

### рукоятки для толк.: выберите только одну опцию

KRR030200	○	не вкл. рукоятки для толкания (L)	-
KRR030201	○	рукоятки для толк., длинные	-
KRR030203	□	складные рукоятки для толкания (начиная с высоты спинки 325 мм)	151 Евро
KRR030204	□	рукоятки для толк., регул. по высоте (+) (только со стандартной спинкой; начиная с высоты спинки 325 мм)	241 Евро
KRR030205	□	рукоятки для толк., с регул. по высоте, для спинок Jay (+) (только со стандартной спинкой; начиная с высоты спинки 325 мм)	241 Евро

### Обивка спинки

KRR030316	○	Полотно для спинки EXO, синт. волокно, с набивкой, регулируемое, с 1 карманом для принадл., черное Цвет, шнур для крепления: ● Черный   ○ Оранжевый   ○ Серебр.   ○ Красный   ○ Синий	-
KRR030317	□	Спинка EXO PRO, синт. волокно, с набивкой, регул., воздухопр., с ткан. вставкой, с 1 карманом для принадл., черн. Цвет, шнур для крепления: ● Черный   ○ Оранжевый   ○ Серебр.   ○ Красный   ○ Синий	139 Евро -
KRR030005	□	Сверхлегкое EXO, полотно для спинки, синт. волокно, с набивкой, регулируемое, черное (L) Цвет, шнур для крепления: ● Черный   ○ Оранжевый   ○ Серебр.   ○ Красный   ○ Синий	139 Евро
KRR030300	○	Без обивки спинки	-

(1): Макс. масса пользователя 85 кг, возможно только при ширине сиденья вплоть до 400 мм

(2): Не с рукоятками для толкания, регул.и по высоте, не со спинками J3, не с ремнем для фиксации положения

(L)= наилегчайший вариант (+) = добавляет 500 г или более к массе инвалидной коляски

## ОБИВКА И ПОДУШКИ СИДЕНИЙ



*KRR020012* Полотно сиденья, воздухопроницаемое



*KRR020019* Полотно сиденья, воздухопроницаемое, сверхлегкое

## СПИНКА



*KRR030006*  
Углеродная спинка



*KRR030102*  
Спинка, с регул. угла, фиксируется в сложенном виде



*KRR030201*  
рукоятки для толк., длинные



*KRR030203*  
рукоятки для толк., складные



*KRR030204*  
рукоятки для толк., с регул. по высоте



*KRR030316*  
Полотно спинки EXO



*KRR030317*  
Полотно спинки EXO PRO



*KRR030005*  
Полотно спинки EXO сверхлегкое

## ОПОРА ДЛЯ НОГ И ПЛАСТИНЫ ДЛЯ СТОП



*KRR050029*  
Трубчатая опора для ног, облегч.



*KRR050025*  
Опора для ног в виде платф., облегч., композитная пластина



*KRR050026*  
Опора для ног в виде платф., облегч., углеродная пластина



*KRR050125*  
Функциональная опора для ног, алюм., с регул. угла



*KRR050127*  
Пластина для фиксации положения ног

# Кrypton R

● = Стандарт    ○ = Беспл. опция    □ = Платная опция

Цена в Евро

## СПИНКИ JAY 3 И ПРИНАДЛЕЖНОСТИ - только со стандартной спинкой (+)

### Спинка Jay 3 - Неглубокий контур

Средн. часть обл. груди:	<input type="checkbox"/>	JAY030010	Средний - 340 мм	<input type="checkbox"/>	JAY030033	Высокий - 380 мм	689 Евро
Верхн. часть обл. груди:	<input type="checkbox"/>	JAY030012	Короткий - 420 мм	<input type="checkbox"/>	JAY030019	Средний - 460 мм	763 Евро
Высота плеч:	<input type="checkbox"/>	JAY030015	Короткий - 530 см	<input type="checkbox"/>	JAY030022	Средний - 570 см	820 Евро

### Спинка Jay 3 - Средний контур

Средн. часть обл. груди:	<input type="checkbox"/>	JAY030011	Средний - 340 мм	<input type="checkbox"/>	JAY030018	Высокий - 380 мм	754 Евро
Верхн. часть обл. груди:	<input type="checkbox"/>	JAY030013	Короткий - 420 мм	<input type="checkbox"/>	JAY030020	Средний - 460 мм	841 Евро
Высота плеч:	<input type="checkbox"/>	JAY030016	Короткий - 530 см	<input type="checkbox"/>	JAY030023	Средний - 570 см	885 Евро

### Углеродная спинка Jay 3 - Неглубокий контур

Нижняя часть обл. груди:	<input type="checkbox"/>	JAY060001	Короткий - 170 см	<input type="checkbox"/>	JAY060002	Высокий - 240 мм	1,070 Евро
Средн. часть обл. груди:	<input type="checkbox"/>	JAY060003	Короткий - 300 мм	<input type="checkbox"/>	JAY060004	Высокий - 380 мм	1,070 Евро

### Аксессуары для спинок JAY J3

JAY030004	<input type="checkbox"/>	Подголовник для спинки Jay Flip (J3EUHDFH и J3EUHDLSP)	(только со спинками Jay 3)	437 Евро
JAY030006	<input type="checkbox"/>	Jay Станд. Подголовник (J3EUHDXH & J3EUHDLSP)	(только со спинками Jay 3)	262 Евро
JAY090058	<input type="checkbox"/>	Карман для принадлежностей JAY	(только с углеродными спинками Jay 3)	71 Евро

## ЗАЩИТНЫЕ БОКОВИНЫ И ПОДЛОКОТНИКИ

KRR040101	<input type="checkbox"/>	Защитная боковина, из углеродного волокна, тонкая, черн.	(1)	(L)	109 Евро
KRR040102	<input type="checkbox"/>	Защитная боковина, алюм., с защ. от холодн. погоды (цвет: черный, матовый)			184 Евро
KRR040103	<input type="checkbox"/>	Защитная боковина, алюм., с огражд., с защ. от холодн. погоды (цвет: черный, матовый)		(мин. высота сиденья сзади 390 мм)	250 Евро
KRR040104	<input type="checkbox"/>	Защитная боковина, из углеродного волокна, с огражд., с защ. от холодн. погоды, черн.		(мин. высота сиденья сзади 390 мм)	332 Евро
KRR040107	<input type="checkbox"/>	Защитная боковина, композитная, съемная, высота 21 см (длина 31 см), черн.			109 Евро
KRR040052	<input type="checkbox"/>	Защитная боковина с одиночным осн., прокл. для рук (330 мм), регул. по глубине, регул. по высоте, съемная	(2)	(+)	206 Евро
KRR040117	<input type="checkbox"/>	Трубчатый подлокотник, алюминиевый, поворотн.-отводной (отводится в сторону), с прокладкой, съемный	(+)		196 Евро
KRR040000	<input type="checkbox"/>	без защитной боковины			-

## ОПОРА ДЛЯ НОГ И ПЛАСТИНЫ ДЛЯ СТОП

KRR050029	●	Опора для ног, трубчатая, облегл., алюм.	(L)		-
KRR050030	<input type="checkbox"/>	Опора для ног, трубчатая, облегл., алюм., с крышкой			62 Евро
KRR050025	<input type="checkbox"/>	Пластина для стоп в виде платф., облегл., с регул. угла и глубины, композитная			93 Евро
KRR050024	<input type="checkbox"/>	Пластина для стоп в виде платф., облегл., с регул. угла и глубины, алюм. (цвет: черный, матовый)			93 Евро
KRR050026	<input type="checkbox"/>	Пластина для стоп в виде платф., облегл., с регул. угла и глубины, углеродная			205 Евро
KRR050125	<input type="checkbox"/>	Функциональная пластина для стоп с регул. углом	(3)		195 Евро
KRR050128	<input type="checkbox"/>	Пластина для стоп, в виде платф., пластиковая, с регул. угла и глубины, откидная (назад)	(4)		195 Евро
KRR050127	<input type="checkbox"/>	Регул. боковая защита, для обеспечения бокового упора на пластине для стоп	(5)		54 Евро

## ДЛИНА ГОЛЕНИ (LLL) Внимание: Значение LLL должно быть на 30 см меньше высоты сиденья спереди; все размеры даны в мм

- 360    ○ 370    ○ 380    ○ 390    ○ 400    ○ 410    ○ 420    ○ 430  
○ 440    ○ 450    ○ 460    ○ 470    ○ 480    ○ 490    ○ 500    ○ 510

## ВАРИАНТЫ РАМЫ

### Длина рамы

KRR010206	●	Рама, стандартная		-
KRR010207	○	Рама, длинная (дополнительная длина рамы 20 мм)	(не в сочетании с ГС 480 мм)	-

### Угол рамы

KRR010012	●	100° рама		-
KRR010013	<input type="checkbox"/>	92° функциональная рама		123 Евро

### Рамная вставка

KRR010101	●	Вставка: Мелкая (10 мм)		-
KRR010103	<input type="checkbox"/>	Вставка: Функциональная (30 мм)	(не предусмотрено для ширины сиденья 320 мм)	123 Евро

### Положение ролика (смотрите пояснение на следующей стр.)

KRR010301	●	Широкое положение корпуса ролика		-
KRR010302	○	Узкое положение корпуса ролика		-

- (1) При задних колесах 24" мин. высота сиденья сзади составляет 410 мм; при задних колесах 25" мин. высота сиденья сзади сост. 430 мм  
 (2) Только при COG 56 мм  
 (3) Не с ШС 320 и вставкой 30 мм  
 (4) Ограничение по весу пользователя 75 кг, не при роликах 4"  
 (5) Только для пластин для стоп в виде платф., облегл., с регул. угла и глубины  
 (L)= наилегчайший вариант (+) = добавляет 500 г или более к массе инвалидной коляски

Для доп. информации  
[www.ortho-titan.com](http://www.ortho-titan.com)  
 © Titan Deutschland GmbH

## ЗАЩИТНАЯ БОКОВИНА И ПОДЛОКОТНИК



**KRR040101**  
Защитная боковина тонкого стиля



**KRR040104** Углеродное волокно, защита от холодн. погоды, с огражд.



**KRR040107** Защитная боковина, композитная, съёмная (черн.)




**KRR040117** Трубчатый подлокотник, поворотноткидной,



**KRR040052** Защитная боковина с один. осн., прокл. для рук (33 см)


## ВАРИАНТЫ РАМЫ: ПОЛОЖЕНИЯ КОРПУСА РОЛИКА

**Широкое положение:**



Дополнительно к переднему и более широкому положению роликов для обеспечения оптимизированного сопротивления качению

**Узкое положение:**



На 20 мм дальше назад и по 20 мм с каждой боковой стороны более узкое положение роликов для обеспечения более узкого переднего конца и улучшенной маневренности в ограниченных пространствах



**KRR010301**  
Широкое положение корпуса ролика



**KRR010302**  
Узкое положение корпуса ролика



**Широкое положение корпуса ролика в сравнении с узким**




# Krypton R

● = Стандарт    ○ = Беспл. опция    □ = Платная опция

Цена в Евро

**ЦЕНТР ТЯЖЕСТИ (COG) - все размеры даны в мм;** *измер. от перед. части задней основы; выберите только один вариант все разм. даны в мм;*

COG56	<input type="radio"/>	56 мм
COG68	<input type="radio"/>	68 мм
COG80	<input type="radio"/>	80 мм
COG92	<input type="radio"/>	92 мм
COG104	<input type="radio"/>	104 мм



## АКСЕССУАРЫ РАМЫ

KRR090031	<input type="checkbox"/>	Подвеска вплоть до 70 кг (1) (+)	<i>(коляска будет изготовлена с исп. алюм. осевых стержней и осевых трубок)</i>	468 Евро
KRR090032	<input type="checkbox"/>	Подвеска вплоть до 120 кг(1) (+)	<i>(коляска будет изготовлена с исп. алюм. осевых стержней и осевых трубок)</i>	468 Евро

## Вспомогательное устройство для наклона (наклад. в виде трубки) (2)

KRR090001	<input type="checkbox"/>	Левая KRR090002	<input type="checkbox"/>	Правая	54 Евро
KRR090003	<input type="checkbox"/>	Пара	(+)	<i>(не поставляется с антипрокидывающим устройством)</i>	108 Евро
KRR090009	<input type="checkbox"/>	Кронштейн для костыля		<i>(только в сочетании со вспомогательным устройством для наклона)</i>	31 Евро

## Трубки против опрокидывания, поворотно-отводные (2)

KRR090004	<input type="checkbox"/>	Левая KRR090005	<input type="checkbox"/>	Правая (+)	128 Евро
KRR090006	<input type="checkbox"/>	Пара (+)		<i>(не поставляется со вспомогательным устройством для наклона)</i>	257 Евро

KRR090007	<input type="checkbox"/>	Трубки против опрокидывания в стиле Quickie, вставные (2) (+)	<i>(Пара)</i>	125 Евро
-----------	--------------------------	---	---------------	----------

## Антипрокидывающее устройство, откидное (управляется пользователем) (2)

KRR090033	<input type="checkbox"/>	Левая KRR090008	<input type="checkbox"/>	Правая (+)	<i>(пожалуйста, выберите только один вариант)</i>	168 Евро
KRR090010	<input type="checkbox"/>	Транзитные колеса (2) (+)			221 Евро	
KRF090016	<input type="checkbox"/>	Защита рамы, черн.		<i>(текстильная, на липучке)</i>	56 Евро	
KRR090577	<input type="checkbox"/>	Защита рамы, пластиковая, приклеенная к раме, черн.			133 Евро	

## ВИЛКИ

*(сравните с вашим выбором на первой стр.)*

KRR080013	<input type="radio"/>	Вилка ролика, Carbotecture®, 111 мм	Цвет: Черный (L)		43 Евро
			Цвет: <input type="checkbox"/> Серебр. <input type="checkbox"/> Оранжевый <input type="checkbox"/> Красный (3) <input type="checkbox"/> Синий(3)		
KRR080029	<input type="radio"/>	Вилка ролика, алюм., 123 мм	Цвет: Черный		43 Евро
			Цвет: <input type="checkbox"/> Серебр. <input type="checkbox"/> Оранжевый		
KRR080008	<input type="checkbox"/>	Вилка ролика, алюм., для упр. одной рукой	Цвет: Черный <i>(только при колесиках 4" и 5" из мягкого алюм., тверд. алюм.)</i>		168 Евро
			Цвет: <input type="checkbox"/> Серебр. <input type="checkbox"/> Оранжевый <input type="checkbox"/> Красный <input type="checkbox"/> Синий		43 Евро
KRR080007	<input type="checkbox"/>	Вилка ролика, алюм., подвеска (Frog Legs®), черн.	(+)		502 Евро

## РОЛИКИ

*(сравните с вашим выбором на первой стр.)*

KRR080301	<input type="radio"/>	Ролик, массивный (жесткий), обод: композ., черн.	<i>(3"-6", не при вилке Для упр. одной рукой)</i>	-
KRR080302	<input type="radio"/>	Ролик, массивный (мягкий), обод: композ., черн.	<i>(только 5" и 6", не при вилке Для упр. одной рукой)</i>	-
KRR080303	<input type="checkbox"/>	Ролик, массивный (жесткий), облегченный, обод: композ., черн.	<i>(не поставляется для 6", не при вилке Для упр. одной рукой)</i>	58 Евро
KRR080304	<input type="checkbox"/>	Ролик, массивный (жесткий), обод: алюминий	Цвет, обод: Серебр. <i>(только 4" и 5")</i>	81 Евро
KRR080306	<input type="checkbox"/>	Ролик, массивный (мягкий), обод: алюминий	Цвет, обод: Серебр. <i>(только 4" и 5")</i>	120 Евро
		Цвет, обод: <input type="checkbox"/> Черный <input type="checkbox"/> Оранжевый <input type="checkbox"/> Красный <input type="checkbox"/> Синий		43 Евро

## ЗАДНИЕ КОЛЕСА

*(сравните с вашим выбором на первой стр.; выберите только один тип колеса)*

**ПРИМЕЧАНИЕ:** для пользователей с весом более 100 кг мы рекомендуем использовать колеса с перекрещенными спицами

KRR070000	<input type="radio"/>	Без заднего колеса		-
KRR070001	<input type="radio"/>	Заднее колесо, универсальное, 36 спиц (серебр.), перекрещенные спицы (+)		-
KRR070002	<input type="radio"/>	Заднее колесо, дизайнерское, 36 спиц (серебр.), прямые спицы	<i>(только 24")</i>	-
KRR070003	<input type="radio"/>	Заднее колесо, облегченное, 24 спицы (серебр.), прямые спицы	<i>(Станд.: втулка/обод черн.; варианты цвета на посл. стр.)</i>	-
KRR070004	<input type="checkbox"/>	Заднее колесо, Proton, 24 спицы (черные), прямые спицы (L)	<i>(предельный вес пользователя 100 кг)</i>	307 Евро
KRR070005	<input type="checkbox"/>	Заднее колесо Spinergy, 18 спиц (черные), прямые спицы; втулка: серебристая		552 Евро
KRR070006	<input type="checkbox"/>	Заднее колесо, Spinergy, 12 спиц (черные), прямые спицы; втулка: серебристая		774 Евро
KRR070007	<input type="checkbox"/>	Заднее колесо, Spinergy, 12 спиц (черные), прямые спицы, втулка черн.		774 Евро

(1): Невозможно при углеродных осевых стержнях и оси: коляска будет изготовлена с исп. алюм. осевых стержней и осевых трубок

(2): Не с KRR07049: адаптер развала колес 0°, сверхлегкий.

(3): Красная и синяя только в сочетании с мягкими роликами

(L)= наслегчайший вариант (+) = добавляет 500 г или более к массе инвалидной коляски

## АКСЕССУАРЫ РАМЫ



**KRR090032**  
Подвеска



**KRR090001**  
Вспомогательное устройство для наклона



**KRR090004**  
Трубки против опрокидывания, SA



**KRR090007**  
Трубки против опрокидывания в стиле Quickie, вставные



**KRR090033**  
Антиопрокидывающее устройство, откидное (управляется пользователем)



**KRR090010**  
Транзитные колеса



**KRR090010**  
Защита рамы, пластиковая, приклеенная к раме, черн.

## ВИЛКИ



**KRR080013 и KRR080306**  
Вилка ролика, Carbotecture & Castor массивный (мягкий) алюминий



**KRR080008**  
Вилка ролика, алюм., Для упр. одной рукой, красная

## ЗАДНИЕ КОЛЕСА И ОБРУЧИ



**KRR070001**  
Универсальное колесо



**KRR070002**  
Дизайнерское колесо



**KRR070003**  
Облегченное колесо



**KRR070004**



**KRR070211**  
Обручи Surge ®



**KRR070208**  
Обручи Maxgrepp

## ШИНЫ



**KRR070101**  
Schwalbe Right Run



**KRR070106**  
Schwalbe Down Town



**KRR070107**  
Schwalbe One



**KRR070104**  
Schwalbe Marathon Plus



**KRR070102**  
Шина, с защ. от прокола

## ФИКСАТОРЫ КОЛЕС



**KRR060001**  
Стандартный тормоз



**KRR060002**  
Тормоз с коленчатым рычагом



**KRR060003**  
Компактный тормоз



**KRR060004**  
Облегченный компактный тормоз

# Кrypton R

● = Стандарт    ○ = Беспл. опция    □ = Платная опция

Цена в Евро

## ШИНЫ

(выберите только один тип шины)

KRR070101	○	Шина, пневматическая, мелкий профиль, Schwalbe Right Run	(не при 25")	-
KRR070106	□	Шина, пневматическая, протектор, Schwalbe Downtown, с двумя захватами	(+) (не при 25")	32 Евро
KRR070107	□	Шина, пневматическая, гладкая, Schwalbe One	(L)	43 Евро
KRR070102	○	Шина, защита от прокола, протектор	(+)	
KRR070104	□	Шины, пневматические, защита от прокола, протектор, Schwalbe Marathon Plus Evolution	(+)	45 Евро

## ОБРУЧИ

KRR070201	○	Обручи, алюминиевые, с порошковым покрытием, не окрашенные	(L)	-
KRR070202	○	Обручи алюминиевые, анодированные, серебр.	(L)	-
KRR070203	□	Обручи, алюминиевые, с порошковым покрытием, окрашенные	(L) (выберите цвет на посл. стр.)	54 Евро
KRR070204	○	Обручи, из нержавеющей стали, серебр.	(+)	-
KRR070205	□	Обручи, титановые, необработанные		202 Евро
KRR070206	□	Обручи, титановые, с порошковым покрытием, не окрашенные		202 Евро
KRR070207	□	Обручи Supergrip ®	(+)	284 Евро
KRR070208	□	Обручи Maxgrip ®	(+) (только 24")	370 Евро
KRR070211	□	Обручи, Surge ®	(+)	317 Евро
KRR070250	□	Покрытие обруча, резина	(не с 25" и 26" и Surge)	108 Евро

## Установка обруча

KRR070307	□	Крепление обруча, сверхтонкое (7 мм)	(только с нержавеющей сталью и Surge)	103 Евро
KRR070317	●	Крепление обруча, тонкое (17 мм)		Станд.
KRR070327	○	Крепление обруча, широкое (27 мм)		-

## РАЗВАЛ КОЛЕС

(выберите только один вариант)

KRR070049	○	0° сверхлегкий, регул. по ширине отсутствует	(1) (L)	41 Евро
KRR070600	○	0° с регул. по ширине +/-15 мм		-
KRR070603	○	3° с регул. по ширине в диапазоне +/-15 мм		-

## ЗАЩИТА СПИЦ (только для 24" и 24") (+)

KRR070831	□	Прозрачная		156 Евро	
KRR070826	□	Вращение	KRR070815 □ Графика	KRR070804 □ Биббо	208 Евро
KRR070810	□	Фантазия	KRR070813 □ Галактика	KRR070805 □ Улыбка	208 Евро
KRR070823	□	Принцесса	KRR070808 □ Танцующий медведь	KRR07081 □ Джангл Фива	208 Евро
KRR070816	□	Счастливые львы	KRR070832 □ Водный мир	KRR070825 □ Рандольф	208 Евро
KRR070819	□	Обезьяны	KRR070821 □ Пираты	KRR07081 □ Перо	208 Евро
KRR070820	□	Восточное	KRR070824 □ Гонки	KRR070809 □ Грязные гонки	208 Евро
KRR070829	□	Супергерой	KRR070814 □ Граффити	KRR07080 □ Хром. колеса	208 Евро
KRR070817	□	Горячие колеса	KRR070802 □ Баскетбол	KRR070803 □ Баскетбол 2	208 Евро
KRR070822	□	Пул	KRR070812 □ Летящая вода	KRR07082 □ Пространство	208 Евро
KRR070827	□	Шелк	KRR070801 □ Аннотация	KRR07080 □ Креативное	208 Евро
KRR070830	□	Тигр	KRR070833 □ Зебра		208 Евро

## ФИКСАТОРЫ КОЛЕС (Выберите только одну опцию)

KRR060001	●	Стандартный фиксатор колес		
KRR060002	□	Фиксатор колеса с коленчатым рычагом		51 Евро
KRR060010	□	Удлинение для фиксатора колеса с коленчатым рычагом, вставляемое, поворотное-отводное	(только с KRR060002)	24 Евро
KRR060003	□	Компактный фиксатор колеса		56 Евро
KRR060004	□	Облегченный компактный фиксатор колеса	(2) (L)	101 Евро
KRR060006	□	Фиксатор колеса Для упр. одной рукой (привод левой рукой)	(+)	168 Евро
KRR060007	□	Фиксатор колеса Для упр. одной рукой (привод правой рукой)	(+)	168 Евро

## АКСЕССУАРЫ

KRR090000	●	Набор инструментов		-
KRR090024	□	Насос высокого давления		70 Евро
KRR090025	□	Воздушный насос		13 Евро
KRR090026	□	Карман для мобил. телефона		20 Евро
KRR090030	□	Рюкзак		66 Евро

(1): Адаптер развала колес, вклеенный в трубку оси. регул. ширины колеи невозможна.

(2): регул. центра тяжести в диапазоне ± 2 см на коляске в полевых условиях.

(L)= наилучший вариант (+) = добавляет 500 г или более к массе инвалидной коляски

# Krypton R

● = Стандарт    ○ = Беспл. опция    □ = Платная опция

## ЦВЕТА ДЛЯ ОБРУЧЕЙ И ВТУЛКИ/ОБОДА СТАНДАРТНОГО КОЛЕСА

	Обруч (2)		Втулка/обод (1)			Обруч (2)		Втулка/обод (1)	
	55 Евро	151	55 Евро	151		55 Евро	151		
01 Белый RAL 9010	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			26 Серебристая ткань	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
02 Искрящийся Серебр.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			27 Графитовый металл	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
03 Серебр. матовый	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			28 Платиновый металл	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
04 Серебр.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			29 Черный	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
06 Солнечный желтый	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			31 Матовый черный	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
07 Искрящийся лайм	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			32 Сигнальный белый	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
08 Матовый лайм	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			33 Розовый	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
14 Синий	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			34 Темный шоколад, металл	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
15 Искрящийся морской	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			35 Небесно-голубой	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
16 Матовый морской	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			36 Голубой металл	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
19 Искрящийся пурпурный	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			37 Марсовый красный (оранжевый)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
20 Матовый пурпурный	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			39 Капучино	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
21 Красный рубиновый	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			40 Киви	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
22 Искрящийся красный	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			41 Сверкающий фламинго	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
23 Матовый красный	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			42 Матовый антрацит	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
24 Оранжевый тутти-фрутти	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			43 Лазурный	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		

(1) Только при универсальных задних колесах с перекрещивающимися спицами (2) только с KRR070203, обруч, алюминиевый, с порошковым покрытием

## ЦВЕТА РАМЫ

KRR100139	<input type="checkbox"/>	Натуральный углерод, без покрытия	Станд.
KRR100137	<input type="checkbox"/>	Прозрачная, глянцевая	467 Евро
KRR100138	<input type="checkbox"/>	Прозрачная, матовая	467 Евро
KRR100122	<input type="checkbox"/>	Черн. (глянцевая)	467 Евро
KRR100123	<input type="checkbox"/>	Матовая черн.	467 Евро

## ГРАФИКА НА РАМЕ «Летающий пиксель» (стойкая к появлению царапин, несъемная, имеет в своем составе стикер «Krypton»)

KRR100590	<input type="checkbox"/>	Графика на раме «Летающий пиксель», серебристая	179 Евро
KRR100591	<input type="checkbox"/>	Графика на раме «Летающий пиксель», красная	179 Евро
KRR100592	<input type="checkbox"/>	Графика на раме «Летающий пиксель», синяя	179 Евро

## ЦВЕТНЫЕ СТИКЕРЫ «SOPUR»/ «QUICKIE» и «Krypton» (3)

KRR100550	<input type="checkbox"/>	черный	-
KRR100551	<input type="checkbox"/>	серебр.	-
KRR100552	<input type="checkbox"/>	оранжевый	-
KRR100553	<input type="checkbox"/>	красный	-
KRR100554	<input type="checkbox"/>	синий	-

## ЦВЕТА ДЛЯ ОБЛЕГЧЕННЫХ КОЛЕС 24" (4)

KRR100336	<input type="checkbox"/>	Заднее колесо, облегченное, анодированное, оранжевое (4)	151 Евро
KRR100337	<input type="checkbox"/>	Заднее колесо, облегченное, анодированное, синее (4)	151 Евро
KRR100338	<input type="checkbox"/>	Заднее колесо, облегченное, анодированное, красное (4)	151 Евро

(3) Выбор невозможен, когда выбрана графика на раме «Летающий пиксель».

(4) Анодированные цвета для втулки и обода, черные спицы. Только при облегченных колесах 24"

## Комментарии для специальной конструкции:

**built4me**

## Krypton R - Базовая цена

4,668 Евро

Цена опции

Упаковка и транспортировка

35 Евро

Без учета НДС

НДС.

## Общая цена

Titan Deutschland GmbH  
An der Leimenkaut 31  
61352 Bad Homburg, Germany  
(06172) 684 441 / 684 439

Эл. почта: [sale@ortho-titan.com](mailto:sale@ortho-titan.com)  
Веб-сайт: [www.ortho-titan.com](http://www.ortho-titan.com)

Дилер в России:  
ООО НПП «МИР ТИТАНА»  
[info@mirtitana.com](mailto:info@mirtitana.com)  
[www.aktiko.ru](http://www.aktiko.ru)  
(007) 495 937 3160



## ЦВЕТА РАМЫ



1. Прозрачная, глянцевая
2. Прозрачная, матовая
3. Черная, глянцевая
4. Черная, матовая

## ГРАФИКА НА РАМЕ «ЛЕТАЮЩИЙ ПИКСЕЛЬ»



Слева направо:

- Графика на раме «Летающий пиксель», красная
- Графика на раме «Летающий пиксель», серебристая
- Графика на раме «Летающий пиксель», синяя

## ЦВЕТА ОБЛЕГЧЕННЫХ КОЛЕС 24"



KRR100336  
Облегченное колесо, анодированное,  
оранжевого цвета



KRR100337  
Облегченное колесо, анодированное,  
синего цвета



KRR100338  
Облегченное колесо, анодированное,  
красного цвета