



# Krypton F

● = Стандарт    ○ = Бесплатная опция    □ = Платная опция

## ПАРАМЕТРЫ КЛИЕНТА (все размеры указаны без учета подушки)

### ВЫБОР ШИРИНЫ СИДЕНЬЯ - в мм;

измерено от внешней трубки рамы с одной стороны до внешней трубки рамы с другой стороны

320	340	360	380	400	420	440	460
○	○	○	○	○	○	○	○

### ВЫБОР ГЛУБИНЫ СИДЕНЬЯ - в мм

340	360	380	400	420	440	460	480
○	○	○	○	○	○	○	○

### ВЫБОР ВЫСОТЫ СИДЕНЬЯ СПЕРЕДИ - в зависимости от типа передних роликов, вилок и рамы

Высокая рама на 40 мм выше, чем низкая рама.

		Высота сиденья спереди в мм															
		Вилка (длина)	Рама:	430	440	450	460	470	480	490	500	510	520	530	540	550	
Передний ролик	3"	111 мм	Низкая	○	○	○											
		123 мм				○	○	○									
		Frog Leg (Лягуш. лапка)						□	□								
		Для упр. одной рукой		□	□	□											
	3"	111 мм	Высокая					○	○	○							
		123 мм							○	○	○						
		Frog Leg (Лягуш. лапка)										□	□				
		Для упр. одной рукой						□	□	□							
	4"	111 мм	Низкая		○	○	○	○									
		123 мм			□	□	□	□									
		Frog Leg (Лягуш. лапка)						□	□	□							
		Для упр. одной рукой		□	□	□	□										
4"	111 мм	Высокая						○	○	○	○						
	123 мм								□	□	□	□					
	Frog Leg (Лягуш. лапка)											□	□	□			
	Для упр. одной рукой								□	□	□	□					
5"	111 мм	Низкая				○	○	○									
	123 мм						□	□	□								
	Frog Leg (Лягуш. лапка)								□	□	□						
	Для упр. одной рукой					□	□	□									
5"	111 мм	Высокая								○	○	○					
	123 мм										□	□	□				
	Frog Leg (Лягуш. лапка)												□	□	□		
	Для упр. одной рукой										□	□	□				
6"	123 мм	Высокая										□	□	□	□		

### ВЫБОР ВЫСОТЫ СИДЕНЬЯ СЗАДИ - в зависимости от размера задних колес

Высота сиденья сзади может быть меньше выбранной высоты сиденья спереди только на значение в диапазоне от 0 см до 110 см.

		Высота сиденья сзади в мм												
Задние колеса	370	380	390	400	410	420	430	440	450	460	470	480	490	500
24"	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○ <sup>(1)</sup>	
25"		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○ <sup>(1)</sup>

(1): Только с облегченным адаптером COG (KRF070701)

## Пожалуйста, используйте следующий метод измерения:

Следующий рекомендуемый метод разработан на основе обширного практического опыта. В отдельных случаях возможны отклонения.

### Ширина сиденья (ШС):

- а) Для пользователя: Обеспечьте зазор между защитной боковиной и бедром с каждой стороны коляски (всего прибл. 10-20 см)
- б) На инвалидной коляске: От внешней трубки рамы с одной стороны до внешней трубки рамы с другой стороны.

### Глубина сиденья (SD):

- а) Для пользователя: Сидя прямо: оставьте зазор в 2 -3 пальца между передним краем обивки сиденья и обратной стороной колена (прибл. 30 - 60 мм). Необходимо проявлять осторожность при регулировке обивки.
- б) На инвалидной коляске: От спинки трубки до переднего края обивки сиденья.

### Высота сиденья спереди:

- а) Для пользователя: В положении сидя, когда колени согнуты под углом 90°: От обратной стороны колена до нижней поверхности подошвы.
- б) На инвалидной коляске: От передней части трубки сиденья до поверхности пола (мин. на 30 больше параметра пользователя)  
Не забудьте учесть высоту подушки.

### Высота сиденья сзади:

- б) На инвалидной коляске: От задней части трубки сиденья до пола.  
**Примечание:** Макс. разность высоты сиденья спереди и сзади составляет 130 см

### Высота спинки:

- а) Для пользователя: От сиденья, включ. высоту подушки, до уровня, отстоящего от нижн. края лопаток не более чем на 10 - 20 см
- б) На инвалидной коляске: От задней части трубки сиденья до верхнего края обивки спинки.  
**Примечание:** При измерении высоты спинки важна способность пользователя сидеть прямо, в зависимости от этого значения могут существенно меняться


### Угол спинки:

**Важно:** Высота спинки зависит от группы инвалидности. За 0° принимается угол 90° к поверхности сиденья.  
Отрицательные углы - это углы <90°, положительные углы - это углы >90°.

### Низкая рама сиденья в сравнении с Высокой рамой сиденья:

Высокая рама на 40 мм выше, чем низкая рама. Таким образом, Вы можете выбрать более короткие и более легкие вилки для доведения веса Вашей инвалидной коляски до минимума.

#### Высокая рама сиденья



### Обзор технических данных:

Макс. общая высота:	950 мм	Макс. общая ширина:	Развал колес	Заднее колесо 24"	Заднее колесо 25"
Макс. общая длина:	930 мм		Для развала 0°:	ШС + 170 мм	ШС + 170 мм
Макс. окружн. поворота:	700 мм		Для развала колес 2°:	ШС + 210 мм	ШС + 220 мм
Макс. безопасный наклон:	7°		Для развала колес 4°:	ШС + 260 мм	ШС + 270 мм
Вес инвалидной коляски:	от 8,3 кг				
Вес в разобранном состоянии:	от 5,8 кг				
Вес самой тяжелой детали:	2,1 кг				

Любые изменения конфигурации могут привести к изменению высоты сиденья.

Производственные допуски составляют +/- 10 мм для всех размеров.

## МАССА

Мы хотим быть очень прозрачными по весу. Следующая информация будет представлять собой указатель по наименьшему Krypton F: как получить складывающуюся инвалидную коляску весом 8,3 кг и как заказать наименьшую конфигурацию для Вашего Krypton F

### Кrypton F: конфигурация 8,3 кг (Транспортный вес: 5,8 кг)

**Рама:** высокая рама, 92, вставка 10 мм, ширина сиденья: 360 мм, глубина сиденья: 400 мм. Высота сиденья: спереди 470 мм, сзади 420 мм. Нарезка осевых стержней на отрезки (KRF010412), адаптер CoG, облегч. (KRF070701) ☑

**Фиксатор колеса :** облегч. компактный фиксатор колеса

**Опора для стоп:** Пластина для стоп, в виде платф., функциональная



**Спинка:** Углеродная спинка, ECHO сверхлегкая, без рукояток для толкания

**Защитные боковины:** Углеродное волокно, тонкий стиль

**Задние колеса:** Колеса Proton 24" с алюминиевыми обручами (с покрытием или анодированные) с шинами Schwalbe One

**Вилки и ролики:** вилка carbotechnology 111 мм, ролик 3"

Пожалуйста, не забывайте, что во всех спецификациях есть допуск по массе 5% из-за отклонений на массу крепежных деталей (шин, роликовых колес и т. д.)

## РУКОВОДСТВО ПО ЗАКАЗУ ОБЛЕГЧЕННОЙ КОЛЯСКИ KRYPTON F

Компания Titan Deutschland GmbH предлагает широкое разнообразие вариантов для Krypton F в соответствии с потребностями каждого пользователя. Вместе с тем, в большинстве вариантов к инвалидной коляске добавляется значительная масса. Чтобы сделать это более прозрачным при заполнении бланка заказа и оказать Вам помощь при оформлении заказа на наименьшую инвалидную коляску, мы указываем на бланке заказа приблизительное увеличение массы вариантов:

- (L)** указывает на наименьший вариант в пределах ассортимента вариантов
- (+)** указывает на то, что в данном варианте к массе инвалидной коляски добавляется более 500 г по сравнению с наименьшим вариантом в пределах ассортимента

## ОБЛЕГЧЕННЫЕ ВАРИАНТЫ KRYPTON F

Мы разработали несколько вариантов для Krypton F, чтобы сэкономить на массе коляски без ущерба пригодности для повседневного использования, комфорта и долговечности



**Спинка из углеродного волокна:** углеродные трубки спинки. Фиксированная высота (-160 г по сравнению с алюминиевой спинкой)



**Нарезка осевых стержней на отрезки (KRF010412):** нарезка конкретно по высоте Вашего сиденья. Ограниченная регулировка в сторону увеличения (только +1 см) (-200 г для высоты сиденья сзади 430 мм по сравнению с осевым стержнем полной длины)



**ECHO сверхлегкая (KRF030005):** облегч. версия обивки спинки ECHO. Набивка из вспененного этилвинилацетата, регулируемые ремни, более широкая резка обивки для покрытия трубок спинки (-160 г по сравнению со станд. обивкой спинки ECHO)



**Адаптер CoG, облегч. (KRF070701):** (только развал 0) (-260 г по сравнению со стандартным адаптером CoG)

# Krypton F

● = Стандарт    ○ = Бесплатная опция    □ = Платная опция

Цена в Евро

## ОБИВКА И ПОДУШКИ СИДЕНИЙ

### Полотно сиденья

KRF020002	●	Полотно сиденья, нейлон, с регул. натяжения, с 1 карманом для принадлежностей	-
KRF020003	□	Полотно сиденья, нейлон, с регул. натяжения, с 2 карманами для принадлежностей (от ШС 340 мм)	43 Евро
KRF020004	□	Полотно сиденья, нейлон, с регул. натяжения, с 1 карманом для принадлеж., с 1 карманом для катетера (от ШС 340 мм)	43 Евро
KRF020000	○	Без полотна сиденья	-

### Подушка сиденья, чехол на «молнии», черный

Пенный наполн. (средн. мягкости) Толщина:	KRF020101	□	30 мм	KRF020102	□	50 мм	88 Евро
Латекс (очень мягкий) Толщина:	KRF020103	□	50 мм	KRF020104	□	80 мм	88 Евро

### Подушка сиденья, с климатической мембраной, водостойкая, с чехлом на «молнии», черного цвета

Пенный наполн. (средн. мягкости) Толщина:	KRF020105	□	30 мм	KRF020106	□	50 мм	170 Евро
Латекс (очень мягкий) Толщина:	KRF020107	□	50 мм	KRF020108	□	80 мм	170 Евро

KRF020150	□	Чехол подушки сиденья для замены, чехол на «молнии», черного цвета	40 Евро
-----------	---	--	---------

### Аксессуары сиденья

KRF090018	□	Предохранительный ремень с металлической пряжкой (только с алюминиевой спинкой)	67 Евро
KRF020050	□	Дополнительная прокладка для обивки сиденья, съемная	28 Евро

### Подушки JAY - полный ассортимент продукции указан в бланках для заказов Jay

JAY020002	□	JAY Basic	125 Евро
JAY020003	□	JAY Soft Combi P	185 Евро
JAY020001	□	JAY Easy Visco, изогнутое основание	272 Евро
JAY020004	□	JAY Lite	426 Евро
JAY020007	□	JAY Easy Fluid, изогнутое основание	467 Евро

## СПИНКА

### Алюминиевая спинка

Выберите заводскую регул. высоты спинки (мм). Регулировка высоты возможна в диап. 50 мм.	<b>250 - 300</b>	<b>300 - 350</b>	<b>350 - 400</b>	<b>400 - 450</b>	<b>450 - 475</b>	-
	○ 250	○ 300	○ 350	○ 400	○ 450	
	○ 275	○ 325	○ 375	○ 425	○ 475	

### Спинка из углеродного волокна (1) (L)

Фиксированная высота, без регул. по высоте	□ 250	□ 275	□ 300	□ 325	265 Евро
	□ 350	□ 375	□ 400	□ 425	

KRF030012	●	Спинка с регул. угла (от 75° до 103°С)	-
KRF030031	□	Склад. (вперед) спинка (2) (+) (начиная с высоты спинки 325 см, фиксированная высота спинки, не регулируется)	279 Евро

### Рукоятки для толкания

KRF030200	○	Не вкл. рукоятки для толкания (L)	-
KRF030201	○	Рукоятки для толкания, длинные	-
KRF030203	□	Рукоятки для толкания, складные (начиная с высоты спинки 325 мм)	151 Евро
KRF030205	□	Рукоятки для толк., с регул. по высоте, для спинок Jay (+) (начиная с высоты спинки 325 мм, только при алюминиевой спинке)	241 Евро
KRF030204	□	Рукоятки для толк., с регул. по высоте (+) (начиная с высоты спинки 325 мм, только при алюминиевой спинке)	241 Евро

### Обивка спинки

KRF030316	○	Полотно для спинки EXO, синтет. волокно, с набивкой, регулируемое, с 1 карманом для принадлежностей, черное Цвет, шнур для крепления: ● Черный ○ Оранжевый ○ серебр. ○ Красный ○ Синий	-
KRF030317	□	Полотно для спинки EXO PRO, синтет. волокно, с набивкой, рег-е, воздухопр., с ткан. Вст., с карм. для принадлеж., черное Цвет, шнур для крепления: ● Черный ○ Оранжевый ○ серебр. ○ Красный ○ Синий	139 Евро
KRF030005	□	Сверхлегкое EXO, полотно для спинки, синтетическое волокно, с набивкой, регулируемое, черное (L) Цвет, шнур для крепления: ● Черный ○ Оранжевый ○ серебр. ○ Красный ○ Синий	139 Евро
KRF030300	○	Без обивки спинки	-

### Аксессуары для спинки

KRF030402	□	Стабилизирующая штанга, автом. складыв. (+) (имеется только начиная с ШС 380 мм; не со спинкой из углеродного волокна)	134 Евро
-----------	---	--	----------

(1): Не со спинками JAY J3  
 (2): Только с алюминиевой спинкой, не с рукоятками для толкания, регулируемые по высоте, не со спинками JAY; в сочетании с рукоятками для толкания, складными, только начиная с высоты спинки 400 мм в сторону увеличения; смотрите Матрицу складывания на следующей странице  
 (L)= наилегчайший вариант (+) = добавляет 500 г или более к массе инвалидной коляски

Для доп. информации  
[www.ortho-titan.com](http://www.ortho-titan.com)  
 © Titan Deutschland GmbH

## СПИНКА

Складывающаяся спинка для KRF030031, откидывающаяся вперед.

Ширина сиденья



Высота спинки

	32,5	35	37,5	40	42,5	45	47,5
32	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
34	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
36	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
38	✗	✓	✓	✓	✓	✓	✓
40	✗	✗	✓	✓	✓	✓	✓
42	✗	✗	✗	✓	✓	✓	✓
44	✗	✗	✗	✓	✓	✓	✓
46	✗	✗	✗	✗	✓	✓	✓
48	✗	✗	✗	✗	✗	✓	✓
50	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✓



=складывается на 90 вперед при сложенной коляске



=не может складываться полностью на 90 вперед при сложенной коляске в сочетании со складными ручьятками для толкания



=не может складываться полностью на 90 вперед при сложенной коляске



=не может складываться более, чем на 45



KRF030201  
Ручьятки для толкания, длинные



KRF030203  
Ручьятки для толкания, складные



KRF030204  
Ручьятки для толкания, с регул. по высоте



KRF030316  
Полотно спинки EXO



KRF030317  
Полотно спинки EXO PRO



KRF030005  
Полотно спинки EXO сверхлегкое

## ПЛАСТИНЫ ДЛЯ СТОП



KRF050132  
Пластина для стоп, в виде платф., облеж., углеродная



KRF050059  
Пластина для стоп, в виде платф., функциональная



KRF050027  
Пластина для стоп, в виде платф., облеж., из углеродного волокна Автоматическое складывание



KRF050127  
Регулируемая боковая защита

# Krypton F

● = Стандарт    ○ = Бесплатная опция    □ = Платная опция

Цена в Евро

## СПИНКИ JAY 3 И ПРИНАДЛЕЖНОСТИ - только с алюминиевой спинкой (+)

### Спинка Jay 3 - Неглубокий контур

Средн. часть обл. груди:	□	JAY030010	Средний - 340 мм	□	JAY030033	Высокий - 380 мм	689 Евро
Верхн. часть обл. груди:	□	JAY030012	Короткий - 420 мм	□	JAY030019	Средний - 460 мм	763 Евро
Высота плеч:	□	JAY030015	Короткий - 530 см	□	JAY030022	Средний - 570 см	820 Евро

### Спинка Jay 3 - Средний контур

Средн. часть обл. груди:	□	JAY030011	Средний - 340 мм	□	JAY030018	Высокий - 380 мм	754 Евро
Верхн. часть обл. груди:	□	JAY030013	Короткий - 420 мм	□	JAY030020	Средний - 460 мм	841 Евро
Высота плеч:	□	JAY030016	Короткий - 530 см	□	JAY030023	Средний - 570 см	885 Евро

### Углеродная спинка Jay 3 - Неглубокий контур

Нижняя часть обл. груди:	□	JAY060001	Короткий - 170 см	□	JAY060002	Высокий - 240 мм	1,070 Евро
Средн. часть обл. груди:	□	JAY060003	Короткий - 300 см	□	JAY060004	Высокий - 380 мм	1,070 Евро

### Аксессуары для спинок JAY J3

JAY030004	□	Подголовник для спинки Jay Flip (J3EUHDFH и J3EUHDLSP)	(только со спинками Jay 3)	437 Евро
JAY030006	□	Jay Станд. Подголовник (J3EUHDXH & J3EUHDLSP)	(только со спинками Jay 3)	262 Евро
JAY090058	□	Карман для принадлежностей JAY	(только с углеродными спинками Jay 3)	71 Евро

## ПОДЛОКОТНИКИ И ЗАЩИТНЫЕ БОКОВИНЫ

### Подлокотники

KRF040052	□	Защитная боковина с одиночным основанием, прокладка для рук (330 см), регулируемые глубина и высота, съемная (+)	206 Евро
KRF040117	□	Трубоч. Подлокотн., алюм., поворотн-отводной (отводится в сторону), с прокл., съемный (не с углеродной спинкой) (+)	196 Евро

### Защитные боковины

KRF040107	□	Защитные боковины, композитные, съемные, высота 21 см (длина 31 см), черного цвета	109 Евро
KRF040101	□	Защитная боковина, из углеродного волокна, тонкая, черного цвета	(L) 109 Евро
KRF040102	□	Защитная боковина, алюм., с защитой от холодной погоды (цвет: черный, матовый)	184 Евро
KRF040103	□	Защитная боковина, алюм., с ограждением, с защитой от холодной погоды (цвет: черный, матовый)	250 Евро
KRF040104	□	Защитная боковина, из углеродного волокна, с ограждением, с защитой от холодной погоды, черного цвета	332 Евро

## ПЛАСТИНЫ ДЛЯ СТОП

KRF050059	□	Пластина для стоп, в виде платф., функциональная, алюм., с регул. угла, откид. (в стор.), с ремн. для икр (1) (L)	354 Евро
KRF050131	□	Пластина для стоп, в виде платф., облеж., пластик., с регул. угла и глуб., откид. (в сторону), с ремн. для икр, черного цвета	298 Евро
KRF050132	□	Пластина для стоп, в виде платф., облеж., из карбон. волокна, с регул. угла и глуб., откид. (в сторону), с ремн. для икр, черн.	421 Евро

### Пластина для стоп, автом. складыв.

KRF050027	□	Пластина для стоп, в виде платф., облеж., из карбон. волокна, автом. складыв., с регул. угла и глуб., с ремн. для икр, черн. (1)	432 Евро
KRF050028	□	Пластина для стоп, в виде платф., облеж., пластик., автом. складыв., с регул. угла и глуб., с ремн. для икр, черного цвета (1)	320 Евро

### Аксессуары пластин для стоп

KRF050127	□	Регулируемая боковая защита, для обеспечения бокового упора на пластине для стоп (2)	54 Евро
-----------	---	--	---------

## ДЛИНА ГОЛЕНИ (LLL) Внимание: Значение LLL должно быть на 30 см меньше высоты сиденья спереди; все размеры даны в мм

- 360    ○ 370    ○ 380    ○ 390    ○ 400    ○ 410    ○ 420    ○ 430  
○ 440    ○ 450    ○ 460    ○ 470    ○ 480    ○ 490    ○ 500

## ВАРИАНТЫ РАМЫ

### Угол рамы

KRF010012	●	Рама FF 100 ° (встроенная опора для стоп) (UK 80 °) Небольшая вставка (10 мм)	-
KRF010013	□	Рама FF 92 ° (встроенная опора для стоп), функциональная (UK 88 °) Небольшая вставка (10 мм)	123 Евро

### Положение ролика (смотрите пояснение на следующей странице)

KRF010301	●	Широкое положение корпуса ролика	-
KRF010302	○	Узкое положение корпуса ролика	-

(1): Не с ШС 320

(2): только для пластины для стоп в виде платф., облеженной или функциональной  
(L)= наилегчайший вариант (+)= добавляет 500 г или более к массе инвалидной коляски

## ЗАЩИТНАЯ БОКОВИНА И ПОДЛОКОТНИК



**KRF040101**  
Защитная боковина  
тонкого стиля



**KRF040104** Углеродное  
волокно, защита от  
холодной погоды,  
с ограждением



**KRF040107** Защитная  
боковина, композитная,  
съёмная (черная)




**KRF040117** Трубчатый  
подлокотник, поворотной-  
откидной, съёмный, с прокладкой



**KRF040052** Защитная боковина с один.  
основанием, прокладка для рук (33 см)


## ВАРИАНТЫ РАМЫ: ПОЛОЖЕНИЯ КОРПУСА РОЛИКА

### Широкое положение:



Дополнительно к переднему и более широкому положению роликов для обеспечения оптимизированного сопротивления качению и улучшенной устойчивости спереди.

### Узкое положение:



На 20 мм дальше назад и по 20 мм с каждой боковой стороны более узкое положение роликов для обеспечения более узкого переднего конца и улучшенной маневренности в ограниченных пространствах



**KRF010301**  
Широкое положение корпуса ролика



**KRF010302**  
Узкое положение корпуса ролика





# Krypton F

● = Стандарт    ○ = Бесплатная опция    □ = Платная опция

Цена в Евро

## АДАПТЕР ЦЕНТРА ТЯЖЕСТИ (COG)

(4= очень пассивный 13= очень активный)

KRF070703	Адаптер, стандартный	<input type="radio"/> 4	<input type="radio"/> 5	<input type="radio"/> 6	<input type="radio"/> 7	<input type="radio"/> 8		
		<input type="radio"/> 9	<input type="radio"/> 10	<input type="radio"/> 11	<input type="radio"/> 12			
KRF070701	Адаптер, облегч. (1) (L)	<input type="radio"/> 7	<input type="radio"/> 8	<input type="radio"/> 9	<input type="radio"/> 11	<input type="radio"/> 12	<input type="radio"/> 13	

KRF010411	● Пластина оси, алюм., длинная, (полная регулировка), цвет: черный, матовый		-
KRF010412	□ Пластина оси, алюм., укороченная, (макс. регулировка 1 см), цвет: черный, матовый (L)		246 Евро

## АКСЕССУАРЫ РАМЫ

(выберите вспомогательное устройство для наклона или трубки против опрокидывания для каждой стороны)

KRF090010	□ Транзитные колеса (+)		221 Евро
KRF090016	□ Защита рамы, черного цвета (текстильная, на липучке)		56 Евро
KRF090577	□ Защита рамы, пластик., приклеенная к раме, черного цвета		133 Евро
KRF090050	□ Трубки против опрокидывания, вставные, пара (+)		95 Евро

### Трубки против опрокидывания, поворотно-отводные

KRF090004	□ Левая KRF090005 □ Правая (+)		128 Евро
KRF090006	□ Пара (+) (не в сочетании со вспом. устройством для наклона)		257 Евро

### Вспомогательное устройство для наклона

KRF090001	□ Левая KRF090002 □ Правая		53 Евро
KRF090003	□ Пара (+) (не в сочетании с устройством против опрокидывания)		106 Евро
KRF090009	□ Кронштейн для костыля, петля (только в сочетании со вспом. устройством для наклона)		31 Евро

## ВИЛКИ

(сравните с вашим выбором на первой странице)

KRF080013	○ Вилка ролика, Carbotecture®, 111 мм Цвет: Черный (L) Цвет: <input type="checkbox"/> серебр. <input type="checkbox"/> Оранжевый <input type="checkbox"/> Красный (2) <input type="checkbox"/> Синий (2)		Станд. 43 Евро
KRF080029	○ Вилка ролика, алюм., 123 мм Цвет: Черный Цвет: <input type="checkbox"/> серебр. <input type="checkbox"/> Оранжевый		Станд. 43 Евро
KRF080008	□ Вилка ролика, алюм., Для упр. одной рукой Цвет: Черный (только при колесах 4" и 5" из мягкого алюминия, твердого алюминия) Цвет: <input type="checkbox"/> серебр. <input type="checkbox"/> Оранжевый <input type="checkbox"/> Красный <input type="checkbox"/> Синий		168 Евро 43 Евро
KRF080007	□ Вилка ролика, алюм., подвеска (Frog Legs®), черного цвета (+)		502 Евро

## РОЛИКИ

(сравните с вашим выбором на первой странице)

KRF080301	○ Ролик, массивный (жесткий), обод: композитный, черного цвета (не при вилке Для упр. одной рукой)		-
KRF080302	○ Ролик, массивный (мягкий), обод: композитный, черного цвета (не при вилке Для упр. одной рукой, только 5" и 6")		-
KRF080303	□ Ролик, массивный (жесткий), облегч., обод: композитный, черного цвета (не при вилке Для упр. одной рукой, не при 6")		58 Евро
KRF080304	□ Ролик, массивный (жесткий), обод: алюминий Цвет, обод: серебр. (только 4" и 5")		81 Евро
KRF080306	□ Ролик, массивный (мягкий), обод: алюминий Цвет, обод: серебр. (только 4" и 5") Цвет, обод: <input type="checkbox"/> Черный <input type="checkbox"/> Оранжевый <input type="checkbox"/> Красный <input type="checkbox"/> Синий		120 Евро 43 Евро

## ЗАДНИЕ КОЛЕСА

(сравните с вашим выбором на первой странице; выберите только один тип колеса)

KRF070000	○ Без заднего колеса		-
KRF070001	○ Заднее колесо, универсальное, 36 спиц (серебр.), перекрещенные спицы (+) (только 24")		-
KRF070002	○ Заднее колесо, дизайнерское, 36 спиц (серебр.), прямые спицы (только 24")		-
KRF070003	○ Заднее колесо, облегч., 24 спицы (серебр.), прямые спицы (стд.: обод/втулка черн., варианты цвет. оттенков на посл. стр.)		-
KRF070004	□ Заднее колесо, Proton, 24 спицы (черные), прямые спицы (L) (предельная масса пользователя 100 кг)		307 Евро
KRF070005	□ Заднее колесо Spinegy, 18 спиц (черные), прямые спицы; втулка: серебристая		552 Евро
KRF070006	□ Заднее колесо, Spinegy, 12 спиц (черные), прямые спицы; втулка: серебристая		774 Евро
KRF070007	□ Заднее колесо, Spinegy, 12 спиц (черные), прямые спицы, втулка черная		774 Евро

### Ось

KRF070150	● Быстросъемная ось		Станд.
KRF070151	□ Быстросъемная ось, спроектирована для квадроциклов (3)		56 Евро

## ШИНЫ

(выберите только один тип шины)

KRF070101	○ Шина, пневматическая, мелкий профиль, Schwalbe Right Run (не при 25")		-
KRF070106	□ Шина, пневматическая, протектор, Schwalbe Downtown, с двумя захватами (+) (не при 25")		32 Евро
KRF070107	□ Шина, пневматическая, гладкая, Schwalbe One (L)		43 Евро
KRF070102	○ Шина, защита от прокола, протектор (+)		
KRF070104	□ Шины, пневматические, защита от прокола, протектор, Schwalbe Marathon Plus Evolution (+)		45 Евро

- (1): только с развалом колес 0°  
 (2): красная и синяя только в сочетании с мягкими роликами  
 (3): Не при колесах Spinegy (L)= наилегчайший вариант  
 (+) = добавляет 500 г или более к массе инвалидной коляски

Для доп. информации  
[www.ortho-titan.com](http://www.ortho-titan.com)  
 © Titan Deutschland GmbH

## АКСЕССУАРЫ РАМЫ



**KRF090001**  
Вспомогательное устройство  
для наклона



**KRF090004**  
Трубки против опрокидывания,  
SA



**KRF090010**  
Транзитные колеса



**KRF090007**  
Трубки против опрокидывания  
в стиле Quickie, вставные



**KRF090010**  
Защита рамы, пластик,  
приклеенная к раме, черного цвета



**KRF070703**  
Адаптер CoG, стандартный



**KRF070701**  
Адаптер CoG, облеγχ.

## ВИЛКИ



**KRF080013 и KRF080306**  
Вилка ролика, Carbotechnology & Castor массивный (мягкий) алюминий



**KRF080008**  
Вилка ролика, алюм., Для упр. одной рукой, красная

## ЗАДНИЕ КОЛЕСА И ОБРУЧИ



**KRF070001**  
Универсальное колесо



**KRF070002**  
Дизайнерское колесо



**KRF070003**  
облеγχ. колесо



**KRF070004**  
Колесо Proton



**KRF070211**  
Обручи Surge®



**KRF070208**  
Обручи Maxgripp

## ШИНЫ



**KRF070101**  
Schwalbe Right Run



**KRF070106**  
Schwalbe Down Town



**KRF070107**  
Schwalbe One



**KRF070104**  
Schwalbe Marathon Plus



**KRF070102**  
Шина, с защитой от прокола

## ФИКСАТОРЫ КОЛЕС



**KRF060001**  
Стандартный тормоз



**KRF060002**  
Тормоз с колечатым рычагом



**KRF060003**  
Компактный тормоз



**KRF060004**  
облеγχ. компактный тормоз

# Krypton F

● = Стандарт    ○ = Бесплатная опция    □ = Платная опция

Цена в Евро

## ОБРУЧИ

KRF070201	○	Обручи, алюм., с порошковым покрытием, не окрашенные	(L)	-
KRF070202	○	Обручи алюм., анодированные, серебр.	(L)	-
KRF070203	□	Обручи, алюм., с порошковым покрытием, окрашенные	(L) (выберите цвет на последней странице)	54 Евро
KRF070204	○	Обручи, из нержавеющей стали, серебр.	(+)	
KRF070205	□	Обручи, титановые, необработанные		202 Евро
KRF070206	□	Обручи, титановые, с порошковым покрытием, не окрашенные		202 Евро
KRF070207	□	Обручи Supergrip®	(+)	284 Евро
KRF070208	□	Обручи Maxgrip®	(+)	(только 24") 377 Евро
KRF070211	□	Обручи, Surge®	(+)	317 Евро

## Установка обруча

KRF070307	□	Установленный обруч, сверхтонкий (7 мм)	(только с нержавеющей сталью и Surge)	98 Евро
KRF070317	●	Установленный обруч, тонкий (17 мм)		Станд.
KRF070327	○	Установленный обруч, широкий (27 мм)		-

## Аксессуары для обручей

KRF070250	□	Покрытие обруча, резина	(только 24", не при Surge)	103 Евро
-----------	---	-------------------------	----------------------------	----------

## РАЗВАЛ КОЛЕС

(выберите только один вариант)

KRF070600	○	0°		-
KRF070602	○	2°	(не при адаптере COG, облегч.)	-
KRF070604	○	4°	(не при адаптере COG, облегч.)	-

## ЗАЩИТА СПИЦ (только для 24" и 24") (+)

KRF070831	□	Прозрачная		156 Евро	
KRF070826	□	Вращение	KRF070815 □ Графика	KRF070804 □ Биббо	208 Евро
KRF070810	□	Фантазия	KRF070813 □ Галактика	KRF070805 □ Улыбка	208 Евро
KRF070823	□	Принцесса	KRF070808 □ Танцующий медведь	KRF070818 □ Джангл Фива	208 Евро
KRF070816	□	Счастлив. львы	KRF070832 □ Водный мир	KRF070825 □ Рандольф	208 Евро
KRF070819	□	Обезьяны	KRF070821 □ Пираты	KRF070811 □ Перо	208 Евро
KRF070820	□	Восточное	KRF070824 □ Гонки	KRF070809 □ Грязные гонки	208 Евро
KRF070829	□	Супергерой	KRF070814 □ Граффити	KRF070806 □ Хром	208 Евро
KRF070817	□	Горячие колеса	KRF070802 □ Баскетбол	KRF070803 □ Баскетбол 2	208 Евро
KRF070822	□	Пул	KRF070812 □ Летящая вода	KRF070828 □ Пространство	202 Евро
KRF070827	□	Шелк	KRF070801 □ Аннотация	KRF070807 □ Креативное	208 Евро
KRF070830	□	Тигр	KRF070833 □ Зебра		208 Евро

## ФИКСАТОРЫ КОЛЕС

(выберите только один вариант)

KRF060001	●	Стандартный тормоз		Станд.
KRF060002	□	Тормоз с коленчатым рычагом		51 Евро
KRF060010	□	Удлинение тормозного рычага, тормоз с коленчатым рычагом, складной		24 Евро
KRF060003	□	Компактный тормоз		56 Евро
KRF060004	□	Компактный тормоз, облегч.	(1) (L)	101 Евро

(L)= наилегчайший вариант (+) = добавляет 500г или более к массе инвалидной коляски

## АКСЕССУАРЫ

KRF090000	●	Набор инструментов		Станд.
KRF090024	□	Насос высокого давления (0 - 11 бар)		70 Евро
KRF090025	□	Воздушный насос		13 Евро
KRF090026	□	Карман для мобил. телефона		20 Евро
KRF090030	□	Рюкзак		66 Евро

(1): не поставляется с развалом колес 4°, не при глубине сиденья 34 см; регулировка CoG в диапазоне приблизительно +/- 2,5 см в полевых условиях  
(L)= наилегчайший вариант (+) = добавляет 500 г или более к массе инвалидной коляски

# Krypton F

● = Стандарт    ○ = Бесплатная опция    □ = Платная опция

## ЦВЕТА ДЛЯ ОБРУЧЕЙ И ВТУЛКИ/ОБОДА СТАНДАРТНОГО КОЛЕСА

Обруч (2)	Втулка/обод (2)		Обруч (2)	Втулка/обод (2)	
	55 Евро	151		55 Евро	151
01 Белый RAL 9010	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	26 Серебристая ткань	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
02 Искрящийся серебр.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	27 Графитовый металл	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
03 Серебр. матовый	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	28 Платиновый металл	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
04 Серебрянный	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	29 Черный	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
06 Солнечный желтый	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	31 Матовый черный	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
07 Искрящийся лайм	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	32 Сигнальный белый	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
08 Матовый лайм	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	33 Розовый	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
14 Синий	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	34 Темный шоколад, металл	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
15 Искрящийся морской	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	35 Небесно-голубой	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
16 Матовый морской	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	36 Голубой металл	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
19 Искрящийся пурпурный	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	37 Марсовый красный (оранжевый)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
20 Матовый пурпурный	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	39 Капучино	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
21 Красный рубиновый	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	40 Киви	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
22 Искрящийся красный	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	41 Сверкающий фламинго	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
23 Матовый красный	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	42 Матовый антрацит	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
24 Оранжевый тутти-фрутти	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	43 Лазурный	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

(2) Обруч: только с окрашиванием порошковым напылением; втулка/обод: только для универсального колеса

## ЦВЕТА РАМЫ

KRF100139	<input type="checkbox"/>	Натуральный углерод, без покрытия	Станд.
KRF100137	<input type="checkbox"/>	Прозрачная, глянцевая	467 Евро
KRF100138	<input type="checkbox"/>	Прозрачная, матовая	467 Евро
KRF100122	<input type="checkbox"/>	Черная (гляцевая)	467 Евро
KRF100123	<input type="checkbox"/>	Матовая черная	467 Евро

## ГРАФИКА НА РАМЕ «Летающий пиксель» (защищена от царапин, не съемная)

KRF100590	<input type="checkbox"/>	Графика на раме «Летающий пиксель», серебристая	179 Евро
KRF100591	<input type="checkbox"/>	Графика на раме «Летающий пиксель», красная	179 Евро
KRF100592	<input type="checkbox"/>	Графика на раме «Летающий пиксель», синяя	179 Евро

## ЦВЕТНЫЕ СТИКЕРЫ «SOPUR»/ «QUICKIE» и «Krypton» (3)

KRF100550	<input type="checkbox"/>	черный (Стикер «Quickie» на защитных боковинах будет серебристым в сочетании с углеродными защитными боковинами)	-
KRF100551	<input type="checkbox"/>	серебр.	-
KRF100552	<input type="checkbox"/>	оранжевый	-
KRF100553	<input type="checkbox"/>	красный	-
KRF100554	<input type="checkbox"/>	синий	-

## ЦВЕТА ДЛЯ ОБЛЕГЧЕННЫХ КОЛЕС 24"

KRF100336	<input type="checkbox"/>	Заднее колесо, облегч., анодированное, оранжевое (4)	151 Евро
KRF100337	<input type="checkbox"/>	Заднее колесо, облегч., анодированное, синее (4)	151 Евро
KRF100338	<input type="checkbox"/>	Заднее колесо, облегч., анодированное, красное (4)	151 Евро

(3) выбор невозможен, когда выбрана графика «Летающий пиксель».

(4) только с облегченным колесом 24", втулка и обод анодированные, черные спицы

Комментарии для спец. конструкции - обращайтесь за справкой; сроки исполнения заказа могут быть изменены.

**built4me**

## Krypton F - Базовая цена

Цена опции	..... Евро
Упаковка и транспортировка	<b>35 Евро</b>
Без учета НДС	..... Евро
НДС.	..... Евро
<b>Общая цена</b>	..... Евро

Titan Deutschland GmbH  
An der Leimenkaut 31  
61352 Bad Homburg, Germany  
(06172) 684 441 / 684 439

Эл. почта: [sale@ortho-titan.com](mailto:sale@ortho-titan.com)  
Веб-сайт: [www.ortho-titan.com](http://www.ortho-titan.com)

Дилер в России:  
ООО НПП «МИР ТИТАНА»  
[info@mirtitana.com](mailto:info@mirtitana.com)  
[www.aktiko.ru](http://www.aktiko.ru)  
(007) 495 937 3160



## ЦВЕТА РАМЫ



1. Прозрачная, глянцевая
2. Прозрачная, матовая
3. Черная, глянцевая
4. Черный, матовый

## ГРАФИКА НА РАМЕ «ЛЕТАЮЩИЙ ПИКСЕЛЬ»



Слева направо:

- Графика на раме «Летающий пиксель», красная
- Графика на раме «Летающий пиксель», серебристая
- Графика на раме «Летающий пиксель», синяя

## ЦВЕТА ОБЛЕГЧЕННЫХ КОЛЕС 24"



*KRF100336*  
облегч. колесо, анодированное,  
оранжевого цвета



*KRF100337*  
облегч. колесо, анодированное,  
синего цвета



*KRF100338*  
облегч. колесо, анодированное,  
красного цвета