



Life R

Редакция: 01.19
Действительно до: 12.19

Счет к оплате:
 Фамилия:
 Улица:
 Город: Почтовый индекс:
 Адрес электронной почты:
 Тел.: Факс:



Адрес поставки:
 Фамилия:
 Улица:
 Город: Почтовый индекс:
 Адрес электронной почты:
 Тел.: Факс:

Дата заказа:
 Заказ на покупку:
 Необходимое количество:

Промаркировано для:
 № заказа:

- Заказ Расчет По индивидуальному заказу

- = Стандарт = Платная опция
 ○ = Бесплатная опция

Арт. №: 710 84400101

Макс. вес пользователя: **125 кг**
ВЕС ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ кг

Обязательная информация для подтверждения правильности конфигурации

Базовая цена 2016 Евро

ПАРАМЕТРЫ КЛИЕНТА (все размеры даны в мм, без подушки)

ВЫБОР ШИРИНЫ СИДЕНЬЯ - измерено от внешней трубки рамы с одной стороны до внешней трубки рамы с другой стороны (мм)

340	360	380	400	420	440	460	480
○	○	○	○	○	○	○	○

ВЫБОР ГЛУБИНЫ СИДЕНЬЯ - измерено в мм

360	380	400	420	440	460	480	500
○	○	○	○	○	○	○	○
Короткая рама			Средняя рама		Длинная рама		

ВЫБОР ВЫСОТЫ СИДЕНЬЯ СПЕРЕДИ: в зависимости от типа передних роликов и рамы

Высота сиденья спереди (мм)

		Тип вилки (мм)											
		390	400	410	420	430	440	450	460	470	480	490	500
Передний ролик	4"	алюм. (143 мм)	○	○		○		○					
		алюм. (168 мм)			○		○	○		○			
5"	алюм. (143 мм)	○	○	○	○	○	○						
		алюм. (168 мм)			○	○	○	○		○			
6"	алюм. (143 мм)	○	○		○	○	○	○	○				
		алюм. (168 мм)			○	○	○	○	○	○	○		
7"	алюм. (168 мм)						○	○		○	○	○	○

Макс. разн. высоты сиденья спереди/сзади: 0-110 мм

ВЫБОР ВЫСОТЫ СИДЕНЬЯ СЗАДИ: в зависимости от размера задних колес

Высота сиденья сзади (мм)

Колеса	360	370	380	390	400	410	420	430	440	450	460	470
22"	○	○	○	○	○		○	○	○			
24"			○	○	○		○	○	○	○		
25"				○	○	○	○		○	○	○	○

Пожалуйста, используйте следующий метод измерения:

Следующий рекомендуемый метод разработан на основе обширного практического опыта. В отдельных случаях возможны отклонения.

Ширина сиденья (SW):

- a) Для пользователя: Обеспечьте зазор между защитной боковиной и бедром с обеих сторон инвалидной коляски (всего прибл. 10–20 мм).
- b) На инвалидной коляске: От внешней трубки рамы с одной стороны до внешней трубки рамы с другой стороны.

Глубина сиденья (SD):

- a) Для пользователя: Сидя прямо: оставьте зазор в 2 -3 пальца между передним краем обивки сиденья и обратной стороной колена.
(прибл. 30 - 60 мм). Необходимо проявлять осторожность при регулировке обивки.
- b) На инвалидной коляске: От спинки трубки до переднего края обивки сиденья.

Высота сиденья спереди:

- a) Для пользователя: В положении сидя, когда колени согнуты под углом 90°:
От обратной стороны колена до нижней поверхности подошвы.
- b) На инвалидной коляске: От передней части трубки сиденья до поверхности пола.
(мин. на 30 мм длиннее параметра пользователя)
Не забудьте учесть высоту подушки.

Высота сиденья сзади:

- b) На инвалидной коляске: От задней части трубки сиденья до пола.
Примечание: Макс. разность высоты сиденья спереди и сзади составляет 130 мм

Высота спинки:

- a) Для пользователя: От сиденья, включая высоту подушки, до уровня, отстоящего от нижнего края лопаток не более чем на 10 - 20 мм.
- b) На инвалидной коляске: От задней части трубки сиденья до верхнего края обивки спинки.
Примечание: При измерении высоты спинки важна способность пользователя сидеть прямо, в зависимости от этого значения могут существенно меняться

Угол спинки:

Важно: Высота спинки зависит от степени инвалидности. За 0° принимается угол 90° к поверхности пола.
Отрицательные углы - это углы <90°, положительные углы - это углы >90°.

Quickie Life R

● = Стандарт ○ = Бесплатная опция □ = Платная опция

евро

ОБИВКА СИДЕНЬЯ И ПОДУШКИ

Полотна сиденья

LRF020001	● Полотно сиденья, нейлон, с регулировкой натяжения	
LRF020002	□ Полотно сиденья, нейлон, с регулировкой натяжения, с 1 карманом для принадлежностей	20 евро
LRF020000	○ Без полотна сиденья	

Подушка сиденья с черным чехлом

LRF020101	□ Подушка сиденья, пеноматериал (средней мягкости), чехол на «молнии», черный, 30 мм	88 евро
LRF020102	□ Подушка сиденья, пеноматериал (средней мягкости), чехол на «молнии», черный, 50 мм	88 евро
LRF020103	□ Подушка сиденья, латекс (очень мягкий), чехол на «молнии», черный, 50 мм	88 евро
LRF020104	□ Подушка сиденья, латекс (очень мягкий), чехол на «молнии», черный, 80 мм	88 евро

Подушка сиденья с водоотталкивающим / воздухопроницаемым чехлом

LRF020105	□ Подушка сиденья, пеноматериал (средней мягкости), с климат. мембраной, водоот., с чехлом на «молнии», черн., 30 мм	170 Евро
LRF020106	□ Подушка сиденья, пеноматериал (средней мягкости), с климат. мембраной, водоот./, с чехлом на «молнии», черн., 50 мм	170 Евро
LRF020107	□ Подушка сиденья, латекс (очень мягкий), с климат. мембраной, водоот., с чехлом на «молнии», черного цвета, 50 мм	170 Евро
LRF020108	□ Подушка сиденья, латекс (очень мягкий), с климат. мембраной, водоот., с чехлом на «молнии», черного цвета, 80 мм	170 Евро

Подушка Jay - полный ассортимент продукции Jay указан в бланках для заказов Jay

JAY020002	□ JAY Basic	128 Евро
JAY020003	□ JAY Soft Combi P	185 Евро
JAY020001	□ JAY Easy Visco C	272 Евро
JAY020007	□ JAY Easy Fluid	467 Евро
JAY020004	□ JAY LITE	426 Евро

Аксессуары сиденья

LRF090018	□ Предохранит. ремень с метал. пряжкой	24 Евро
LRF020150	□ Чехол подушки сиденья для замены, чехол на «молнии», черного цвета (только с заказом подушки)	40 Евро

СПИНКА

Диапазон высоты спинки	250 - 300	300 - 350	350 - 400	400 - 450
Установка высоты спинки на (мм)	○ 250	○ 300	○ 350	○ 400
	○ 275	○ 325	○ 375	○ 425
	○ 300	○ 350	○ 400	○ 450

LRF030001	● Трубка спинки, алюм. (от высоты спинки 275 мм)	
LRF030015	□ Спинка, с регулируемым углом, складная LRF030512 ○ 78° LRF030518 ○ 82° LRF030514 ○ 86° LRF030500 ○ 90° LRF030504 ○ 94° LRF030508 ○ 98°	221 евро
LRF030102	□ Спинка, с регулировкой угла, фиксируется в сложенном виде (только со спинкой с рег. углом)	56 Евро

Рукоятки для толкания

LRF030201	○ Рукоятки для толкания, длинные	
LRF030200	○ Без рукояток для толкания	
LRF030203	□ Рукоятки для толкания, складные (только начиная с высоты спинки 300 мм)	151 евро
LRF030204	□ Рукоятки для толкания, с регулировкой по высоте (только начиная с высоты спинки 300 мм)	241 евро
LRF030205	□ Рукоятки для толкания, с регулировкой по высоте, для спинок Jay (только начиная с высоты спинки 300 мм)	241 евро

Подголовник

LRF030410	□ Подголовник, большая высота; глубина и угол регулируются, 230 x 110 мм (Только с рукоятками, регулируемые по высоте)	241 евро
LRF030411	□ Подголовник, средний; высота, глубина и угол регулируются, 200 x 110 мм (Только с рукоятками, регулируемые по высоте)	241 евро

Обивка спинки (черная)

LRF030316	○ Полотно спинки EXO, с набивкой, регул., 1 карман для принадлежностей, черного цвета Цвет, шнур для крепления: ● Черный ○ Оранжевый ○ Серебристый ○ Красный ○ Синий	
LRF030317	□ Полотно спинки EXO PRO, с набивкой, регул., воздухопр., с тканевой вст., с 1 карм. для принадлежностей, черн. Цвет, шнур для крепления: ● Черный ○ Оранжевый ○ Серебристый ○ Красный ○ Синий	139 евро
LRF030000	○ Без обивки спинки	

ОБИВКА СИДЕНЬЯ И ПОДУШКИ



Подушка сиденья,
чехол на
«молнии», черный



Подушка сиденья,
кондиционирующая
мембрана,
водоотталкивающая,
чехол на «молнии»,
черный



Jay Basic (рисунок дан без
обивки)



Jay Soft Combi P (рисунок
дан без обивки)



Jay Easy Visco (рисунок дан
без обивки)



Jay Easy Fluid (рисунок дан
без обивки)



Jay Lite



Предохранит.
ремень с метал.
пряжкой

СПИНКА



Спинка, с регулировкой
угла, фиксируется в
сложенном виде



Рукоятки для толкания, длинные



Складные рукоятки для толкания



Регулируемые
по высоте
рукоятки для
толкания



Полотно
спинки EXO



Полотно
спинки EXO
PRO

Quickie Life R

• = Стандарт ○ = Бесплатная опция □ = Платная опция

евро

СПИНКИ JAY плюс АКССУАРЫ - полный ассортимент продукции указан в бланках для заказов Jay**Спинка Jay 3 - Неглубокий контур**

Ср. часть обл. груди:	<input type="checkbox"/> JAY030010 Средний - 340 мм	<input type="checkbox"/> JAY030033 Выс. - 380 мм	689 евро	
Верх. часть обл. груди:	<input type="checkbox"/> JAY030012 Короткий - 420 мм	<input type="checkbox"/> JAY030019 Средний - 460 мм	<input type="checkbox"/> JAY030025 Выс. - 500 мм	763 евро
Высота плеч:	<input type="checkbox"/> JAY030015 Короткий - 530 мм	<input type="checkbox"/> JAY030022 Средний - 570 мм	<input type="checkbox"/> JAY030028 Выс. - 610 мм	820 евро

Спинка Jay 3 - Средний контур

Ср. часть обл. груди:	<input type="checkbox"/> JAY030011 Средний - 340 мм	<input type="checkbox"/> JAY030018 Выс. - 380 мм	754 евро	
Верх. часть обл. груди:	<input type="checkbox"/> JAY030013 Короткий - 420 мм	<input type="checkbox"/> JAY030020 Средний - 460 мм	<input type="checkbox"/> JAY030026 Выс. - 500 мм	841 евро
Высота плеч:	<input type="checkbox"/> JAY030016 Короткий - 530 мм	<input type="checkbox"/> JAY030023 Средний - 570 мм	<input type="checkbox"/> JAY030029 Выс. - 610 мм	885 евро

Спинка Jay 3 - Глубокий контур сред. зоны

Ср. часть обл. груди:	<input type="checkbox"/> JAY030040 Короткий - 300 мм	<input type="checkbox"/> JAY030041 Выс. - 380 мм	864 евро
Верх. часть обл. груди:	<input type="checkbox"/> JAY030042 Средний - 460 мм		864 евро
Высота плеч:	<input type="checkbox"/> JAY030043 Короткий - 530 мм		885 евро

Спинка Jay 3 - Глубокий контур

Верх. часть обл. груди:	<input type="checkbox"/> JAY030014 Короткий - 420 мм	<input type="checkbox"/> JAY030021 Средний - 460 мм	<input type="checkbox"/> JAY030027 Выс. - 500 мм	907 евро
Высота плеч:	<input type="checkbox"/> JAY030017 Короткий - 530 мм	<input type="checkbox"/> JAY030024 Средний - 570 мм	<input type="checkbox"/> JAY030030 Выс. - 610 мм	929 евро

Спинка Jay Easy - Задний глубокий контур

Ср. часть обл. груди:	<input type="checkbox"/> JAY050033 Выс. - 380 мм	687 евро
Верх. часть обл. груди:	<input type="checkbox"/> JAY050019 Средний - 460 мм	687 евро
Высота плеч:	<input type="checkbox"/> JAY050032 Короткий - 530 мм	687 евро

JAY030004	<input type="checkbox"/> Подголовник Jay, поворотнo-откидной	(только со спинками Jay 3)	437 евро
JAY030006	<input type="checkbox"/> Стандартный подголовник Jay	(только со спинками Jay 3)	262 евро

ПОДЛОКОТНИКИ И ЗАЩИТНЫЕ БОКОВИНЫ**Подлокотник** (выберите только одну опцию, не в комбинации с защит. боковинами; только с развалом 0° и 1°)

LRF040050	<input type="checkbox"/> Защитная боковина с одиночным основанием, регул. по высоте, съемная, с прокладкой для рук (250 мм),	206 евро
LRF040051	<input type="checkbox"/> Защитная боковина с одиночным основанием, регул. по высоте, съемная, с прокладкой для рук (360 мм),	206 евро
LRF040052	<input type="checkbox"/> Защ. боков. с один. осн., регул. глубина, высота регулю с помощью инструментов, съемная, с прокл. для рук (330 мм)	184 евро

Защитные боковины

(не в комбинации с подлокотником)

LRF040107	<input type="checkbox"/> Защитная боковина, композитная, съемная, высота 210 см (длина 310 см), черная	109 евро
LRF040102	<input type="checkbox"/> Защитная боковина, алюм., с защитой от холода (под цвет рамы)	(эффективная ширина сиденья: sw + 20 мм) 184 евро
LRF040103	<input type="checkbox"/> Защитная боковина, алюм., с огражд., с защитой от холода (под цвета рамы)	(эффективная ширина сиденья: sw + 20 мм) 250 евро
LRF040104	<input type="checkbox"/> Защитная боковина, из углер. волокна, с огражд., с защитой от холода (черная)	(эффективная ширина сиденья: sw + 20 мм) 332 евро

РАМА

LRF010010	<input type="radio"/> Рама FF 75° (встроенная опора для стоп)	(Длина голени от 340 см)	
LRF010011	<input type="checkbox"/> Рама FF 85° (встроенная опора для стоп)		
LRF010016	<input type="checkbox"/> Рама FF 85° (встроен. опора для стоп), вставка (20 мм с каждой стороны), активная	123 евро	
LRF010015	<input type="checkbox"/> Рама SA (съемная опора для стоп)		
LRF090100	<input type="checkbox"/> Крепежные кронштейны для транспортировки	72 Евро	

ЦЕНТР ТЯЖЕСТИ (COG) измеряется от переднего края задней основы; выберите только одну опцию

COG23	<input type="radio"/> Центр тяжести 23 мм	
COG43	<input checked="" type="radio"/> Центр тяжести 43 мм	
COG63	<input type="radio"/> Центр тяжести 63 мм	
COG83	<input type="radio"/> Центр тяжести 83 мм	

Аксессуары рамы

LRF010500	<input type="checkbox"/> Увеличение колесной базы для дополн. установки велосипеда	(1)	223 евро
LRF090010	<input type="checkbox"/> Транзитные колеса	(Не с кронштейном для костыля, устройство для наклона и устройство против опрокидывания)	221 евро

У-во для наклона (накл. в виде трубки) и крон-н для костыля (выберите устройство, для накл. либо трубки против опрок., но не оба присл-я)

LRF090001	<input type="checkbox"/> Устройство для наклона, слева	LRF090002	<input type="checkbox"/> Устройство для наклона, справа	54 евро
LRF090003	<input type="checkbox"/> Устройство для наклона, пара			109 евро
LRF090009	<input type="checkbox"/> Кронштейн для костыля, петля	(только в сочетании с устройством для наклона)		31 евро

Трубки против опрокидывания, поворотнo-отводные (выберите устройство, для наклона либо трубки против опрок., но не оба присл-я)

LRF090004	<input type="checkbox"/> Трубки против опрок., поворотнo-отводные, слева	LRF090005	<input type="checkbox"/> Трубки против опрок., поворотнo-отводные, справа	128 евро
LRF090006	<input type="checkbox"/> Трубки против опрокидывания, поворотнo-отводные, пара			257 евро
LRF090036	<input type="checkbox"/> Трубки против опрокидывания, алюм., облегченные, поворотнo-отводные (вперед), пара			257 евро

(1) (макс. вес пользователя 100 кг; не с барабанным тормозом, кроншт. для костыля, устр. для наклона, устр. против опрокидывания, приводом колеса)

ПОДЛОКОТНИКИ И ЗАЩИТНЫЕ БОКОВИНЫ




Подлокотник с
одиночной
опорой, регул. по
высоте



Защитная боковина с
одиночным
основанием, регул.
глубина, высота
регулируется с
помощью
инструментов



Композитная
защита боковина,
съемная



Углеродная
защитная боковина с
щитком



алюм. защитная
боковина с щитком



Подлокотник в виде панели, регул.
высота, короткая прокладка (25 см)



Подлокотник в виде панели,
фиксир. высота, короткая
прокладка (25 см)



Подлокотник в виде панели,
без прокладки для рук

Рама



Life SA



Life FF 85°



Life FF 75°



Рама FF 85°
(встроенная опора
для стоп), вставка
(20 мм с каждой
стороны), активная

АКСЕССУАРЫ РАМЫ



Транзитные колеса



Устройство для наклона



Кронштейн для костыля



Устройство против опрокидывания,
поворотно-отводное

Quickie Life R

● = Стандарт ○ = Бесплатная опция □ = Платная опция

евро

ПРИСПОСОБЛЕНИЕ ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ПОЗИЦИИ ПРИСОЕД. ВЕЛОСИПЕДА - только с рамой FF)

LRF090211	<input type="checkbox"/>	Присп. для ОПРЕД. ПОЗИЦИИ, без заказа ОПРЕДЕЛЕНИЯ ПОЗИЦИИ (штанги стыковочного устройства в сборе)	88 евро
LRF090212	<input type="radio"/>	Присп. для ОПРЕД. ПОЗИЦИИ, с заказом ОПРЕДЕЛЕНИЯ ПОЗИЦИИ (штанги стык. у-ва в сборе; отд. заказ ОПРЕД. ПОЗИЦИИ)	

ПОДВЕСНЫЕ КРОНШТЕЙНЫ И ПЛАСТИНЫ ДЛЯ СТОП

LRF050002	<input type="radio"/>	Угол подвесного кронштейна 70°	
LRF050001	<input type="radio"/>	Угол подвесного кронштейна 80°	
LRF050041	<input type="radio"/>	Угол подвесного кронштейна 90° (не с роликом 6" и 7")	
LRF050008	<input type="checkbox"/>	Подвесной кронштейн, алюм., пов.-отводн., пара	134 евро
LRF050006	<input type="checkbox"/>	Подвесной кронштейн, алюм., пов.-отводн., слева <input type="checkbox"/> LRF050007 Подвесной кронштейн, алюм., пов.-отводн., справа	67 евро

Композ. подвесной кронштейн

LRF050002	<input type="radio"/>	Угол подвесного кронштейна 70°	
LRF050001	<input type="radio"/>	Угол подвесного кронштейна 80°	
LRF050005	<input type="checkbox"/>	Композ. подвесной кронштейн, пов.-отводн., пара	89 евро
LRF050003	<input type="checkbox"/>	Композ. подвесной кронштейн, пов.-отводн., слева <input type="checkbox"/> LRF050004 Композ. подвесной кронштейн, пов.-отводн., справа	45 евро

Подъемная опора для ног (ELR)

LRF050011	<input type="checkbox"/>	Алюминиевый подвесной кронштейн, откидной (0° - 90°), пов.-отводн., пара (1) (от ширины сиденья 380 мм)	229 евро
LRF050009	<input type="checkbox"/>	Алюминиевый подвесной кронштейн, откидной (0° - 90°), пов.-отводн., слева (1)	115 евро
LRF050010	<input type="checkbox"/>	Алюминиевый подвесной кронштейн, откидной (0° - 90°), пов.-отводн., справа (1)	115 евро

Подножка

LRF050020	<input checked="" type="radio"/>	Пластина для стоп, раздельная, композит., с регул. углом, откидная (в сторону), с петлей для пятки, черная (2)	
LRF050050	<input type="checkbox"/>	Пласт. для стоп, разд., алюм., с регул. углом, откидная (в сторону), с петлей для пятки, черная (от длины голени 350 мм)	207 евро
LRF050102	<input type="checkbox"/>	Пластина для стоп в виде платформы, алюм., с регул. углом, откидная (в сторону), с петлей для пятки, черная (3)	0 евро
		LRF050126 <input type="checkbox"/> Пов.-отводн. механизм пластины для стоп в виде платформы (от длины голени 340 мм)	152 евро
		LRF050062 <input type="checkbox"/> Система фиксации, пластина для стоп в виде платформы, алюм.	52 евро

Опора для стоп в виде платформы, с регулировкой угла (только для ширины сиденья 320 - 500 см)

LRF050131	<input type="checkbox"/>	Пластина для стоп, в виде платф., облегч., комп., с регул. угла и глуб., откид. (в сторону), с ремнем для икр, черная (4)	298 евро
LRF050132	<input type="checkbox"/>	Пласт. для стоп, в виде платф., облегч., угл. вол, с рег. угла и глубины, откид. (в сторону), с ремнем для икр, черн. (4)	421 евро
LRF050127	<input type="checkbox"/>	Регул. защитная боковина, для обеспечения бокового упора на пластине для стоп (только в комбинации с платформой)	54 евро

Опора для стоп (только с фиксир. перед. рамой) (не с подвесным кронштейном; длина голени 360 мм - 525 мм)

LRF050025	<input type="checkbox"/>	Пластина для стоп в виде платформы, облегченная, композит., с регул. углом и глубиной, с ремнем для икр, черная	93 евро
LRF050024	<input type="checkbox"/>	Пластина для стоп в виде платформы, облегченная, алюм., с регул. углом и глубиной, с ремнем для икр, под цвет рамы	
LRF050127	<input type="checkbox"/>	Регул. Защ. боковина, для обеспечения бокового упора на пластине для стоп (только с LIR050025/050024/050032)	54 евро

ДЛИНА ГОЛЕНИ (LLL в мм)

(Внимание: значение длины голени должно быть на 25 мм меньше, чем высота сиденья спереди)

- 330 ○ 340 ○ 350 ○ 360 ○ 370 ○ 380 ○ 390
○ 400 ○ 410 ○ 420 ○ 430 ○ 440 ○ 450 ○ 460 ○ 470

ВИЛКА

(сравните с вашим выбором на первой странице)

LRF080029	<input checked="" type="radio"/>	Вилка ролика, алюм., черная	
		LRF080042 <input type="checkbox"/> Цветная вилка ролика, серебристая LRF080043 <input type="checkbox"/> Цветная вилка ролика, оранжевая	44 евро

РОЛИК

(сравните с вашим выбором на первой странице)

LRF080301	<input type="radio"/>	Ролик, массивный (жесткий), обод: Композ., черный	
LRF080302	<input type="radio"/>	Ролик, массивный (мягкий), обод: Композ., черный (только для роликов 5" и 6"; макс. высота сиденья 520 мм)	
LRF080305	<input type="radio"/>	Ролик, пневматический, обод: Композ., черный (только для роликов 6" и 7")	
LRF080303	<input type="checkbox"/>	Ролик, массивный (жесткий), облегченный, обод: Композ., черный (Не поставляется для 6"/7")	58 евро

Ролик с алюминиевым обручем

LRF080304	<input type="checkbox"/>	Ролик, массивный (жесткий), обод: алюм. (Только для 4" и 5")	81 евро
LRF080306	<input type="checkbox"/>	Ролик, массивный (мягкий), обод: алюм., серебристый (Только для 4" и 5")	120 евро
		Цвет, обод: <input type="checkbox"/> Черный <input type="checkbox"/> Оранжевый <input type="checkbox"/> Красный <input type="checkbox"/> Синий	44 евро

- (1): Не в комбинации с опорой для стоп в виде платформы
(2): (пара; для длины голени от 330 мм; только для ширины сиденья от 360 мм)
(3): (для длины голени от 350 мм; не в комбинации с подъемной опорой для ног)
(4): Не пост. с подъемной опорой для ног



АКСЕССУАРЫ РАМЫ



Алюм. подвесной кронштейн 90°



Угол подвесного кронштейна 70°/80°



Подъемная опора для ног



Опора при ампутированной конечности



Пластина для стоп в виде платформы, облегченная, регул. угол и глубина, композит., откидная



Раздельная опора для стоп, композитная



Раздельная опора для стоп, алюмин.



Платформа, с регул. углом и глубиной, откидная, алюмин. с системой фиксации

ВИЛКИ



алюм. вилка, черная, оранжевая и серебристая

Quickie Life R

● = Стандарт ○ = Бесплатная опция □ = Платная опция

евро

ЗАДНИЕ КОЛЕСА (сравните с вашим выбором на первой странице; выберите только один тип колеса)

LRF070000	<input type="checkbox"/>	Без заднего колеса	
LRF070001	<input type="radio"/>	Заднее колесо, универсальное, 36 спиц (серебристые), перекрещенные спицы <small>(только 22"/24")</small>	
LRF070002	<input type="radio"/>	Заднее колесо, дизайнерское, 36 спиц (серебристые), прямые спицы <small>(только 24")</small>	
LRF070003	<input type="checkbox"/>	Заднее колесо, облегченное, 24 спицы (серебристые), прямые спицы <small>(макс. вес пользователя: 125 кг)</small>	221 евро
LRF070004	<input type="checkbox"/>	Заднее колесо, Proton, 24 спицы (черные), прямые спицы <small>(макс. вес пользователя: 100 кг)</small>	307 евро
LRF070005	<input type="checkbox"/>	Заднее колесо Spinerger, 18 спиц (черные), прямые спицы; втулка: серебристая <small>(только 24"/25")</small>	552 Евро
LRF070008	<input type="checkbox"/>	Заднее колесо, барабанный тормоз, 36 спиц (серебристые), перекрещенные спицы <small>(только 22"/24")</small>	309 евро
LRF070009	<input type="checkbox"/>	Заднее колесо «Mountainbike», 36 спиц (серебристые), прямые спицы <small>(только 24")</small>	279 евро
LRF070010	<input type="checkbox"/>	Колесо «Mountainbike», комплект для замены, включая шину (сверхкрупный профиль) <small>(только 24")</small>	423 евро

ШИНЫ (выберите только один тип шины)

LRF070101	<input type="radio"/>	Шина, пневматическая, мелкий профиль, Schwalbe Right Run <small>(только 22"/24")</small>	
LRF070102	<input type="radio"/>	Шина, защита от прокола, протектор <small>(25" только с облегченным колесом Proton)</small>	
LRF070106	<input type="checkbox"/>	Шина, пневматическая, протектор, Schwalbe Downtown, с двумя захватами <small>(только 24")</small>	33 евро
LRF070107	<input type="radio"/>	Шина, пневматическая, гладкая, Schwalbe One <small>(только 24"/25")</small>	45 евро
LRF070104	<input type="checkbox"/>	Шина, пневматическая, защита от прокола, протектор, Schwalbe Marathon Plus Evolution <small>(только 24"/25")</small>	45 евро

ОБРУЧ

LRF070202	<input type="radio"/>	Обручи алюминиевые, анодированные, серебристые	
LRF070201	<input type="radio"/>	Обручи, алюминиевые, с порошковым покрытием, не окрашенные	
LRF070204	<input type="radio"/>	Обручи, из нержавеющей стали, серебристые	
LRF070203	<input type="checkbox"/>	Обручи, алюминиевые, с порошковым покрытием, окрашенные	54 евро
LRF070207	<input type="checkbox"/>	Обручи Supergrip® <small>(только 22" с универс. колесами и с барабанным тормозом)</small>	284 евро
LRF070208	<input type="checkbox"/>	Обручи Maxgripp® <small>(только 22"/24", только при установке широкого обруча)</small>	370 евро
LRF070211	<input type="checkbox"/>	Обручи, Surge® <small>(только 24"/25")</small>	284 евро
LRF070200	<input type="radio"/>	Без обручей	

УСТАНОВКА ОБРУЧА

LRF070307	<input type="checkbox"/>	Установка обруча, сверхтонкий (7 мм) <small>(Только с обручем 24" из нерж. стали и 24"/25" Surge)</small>	103 евро
LRF070317	<input checked="" type="radio"/>	Установка обруча, тонкий (17 мм) <small>(не с Maxgripp)</small>	
LRF070327	<input type="radio"/>	Установка обруча, широкий (27 мм)	

ПОКРЫТИЕ ОБРУЧА

LRF070250	<input type="checkbox"/>	Силиконовое покрытие обруча <small>(не с 25", Supergrip, Maxgripp, Surge)</small>	108 евро
-----------	--------------------------	---	----------

РАЗВАЛ КОЛЕС (выберите только одну опцию; подлокотники только с 0° и 1°)

LRF070600	<input checked="" type="radio"/>	Развал 0°	
LRF070601	<input type="checkbox"/>	Развал 1°	<input type="checkbox"/> LRF070603 Развал 3°
LRF070602	<input type="checkbox"/>	Развал 2°	<input type="checkbox"/> LRF070604 Развал 4°

ЩИТКИ ДЛЯ СПИЦ (не с колесами spinerger, не с 25", не с mountainbike)

LRF070831	<input type="checkbox"/>	Прозрачные	156 Евро
LRF070824	<input type="checkbox"/>	Гонки LRF070801 <input type="checkbox"/> Абстракция LRF070806 <input type="checkbox"/> Хром	208 евро
LRF070822	<input type="checkbox"/>	Пул LRF070820 <input type="checkbox"/> Восточное LRF070809 <input type="checkbox"/> Грязные гонки	208 евро
LRF070811	<input type="checkbox"/>	Перо LRF070817 <input type="checkbox"/> Горячие колеса LRF070802 <input type="checkbox"/> Баскетбол	208 евро
LRF070814	<input type="checkbox"/>	Граффити LRF070807 <input type="checkbox"/> Креативное LRF070827 <input type="checkbox"/> Шелк	208 евро
LRF070828	<input type="checkbox"/>	Пространство LRF070812 <input type="checkbox"/> Летящая вода LRF070803 <input type="checkbox"/> Баскетбол 2	208 евро

ФИКСАТОРЫ КОЛЕС (выберите только один вариант)

LRF060001	<input type="radio"/>	Стандартный тормоз	
LRF060002	<input type="checkbox"/>	Тормоз с коленчатым рычагом	51 евро
LRF060010	<input type="checkbox"/>	Удлинение тормозного рычага, тормоз с коленчатым рычагом, складной	24 Евро
LRF060003	<input type="checkbox"/>	Компактный тормоз	56 Евро

ЗАДНИЕ КОЛЕСА



Универсальное колесо с перекрещенными спицами



Дизайнерское колесо



Облегченное колесо



Колесо Spinergy, 18 спиц



Колесо с барабанным тормозом

ШИНЫ



Шина Right Run



Массивная шина



Marathon Plus Evolution



Supergrip



Max Grepp



Обруч Surge

ФИКСАТОРЫ КОЛЕС



Фиксатор колеса с коленчатым рычагом



Удлинение тормозного рычага



Компактный фиксатор колеса



Стандартный тормоз

Quickie Life R

● = Стандарт ○ = Бесплатная опция □ = Платная опция

евро

ПРИНАДЛЕЖНОСТИ

LRF090000	● Набор инструментов	
LRF090025	□ Воздушный насос	13 евро
LRF090024	□ Насос высокого давления (0 - 11 бар)	70 евро
LRF090030	□ Рюкзак на спинке	66 евро
LRF090019	□ Откидной кронштейн для сумок Caddy	94 евро
LRF090026	□ Чехол для мобильного телефона	20 евро

ЦВЕТА⁽¹⁾ Пожалуйста, изучите наш каталог оттенков, чтобы подтвердить выбранный вами цвет

	Рама 43 евро	Обруч 55 евро	Втулка/обод 151 евро	Вилка 43 евро		Рама 43 евро	Обруч 55 евро	Втулка/обод 151 евро	Вилка 43 евро
01 Белый RAL 9010	○	□	□	□	26 Серебристая ткань	□	□	□	□
02 Искрящийся серебр.	○	□	□	□	27 Графитовый металллик	□	□	□	□
03 Серебристый матовый	□	□	□	□	28 Платиновый металллик	□	□	□	□
04 Серебристый	□	□	□	□	29 Черный	○	□	□	□
06 Солнечный желтый	□	□	□	□	31 Матовый черный	□	□	□	□
07 Искрящийся лайм	○	□	□	□	32 Сигнальный белый	□	□	□	□
08 Матовый лайм	□	□	□	□	33 Розовый	□	□	□	□
14 Синий	□	□	□	□	34 Темный шоколад, металллик	○	□	□	□
15 Искрящийся морской	□	□	□	□	35 Небесно-голубой	□	□	□	□
16 Матовый морской	○	□	□	□	36 Голубой металллик	○	□	□	□
19 Искрящийся пурпурный	□	□	□	□	37 Марсовый красный (оранж.)	○	□	□	□
20 Матовый пурпурный	□	□	□	□	39 Капучино	□	□	□	□
21 Красный рубиновый	□	□	□	□	40 Киви	□	□	□	□
22 Искрящийся красный	□	□	□	□	41 Сверкающий фламинго	□	□	□	□
23 Матовый красный	○	□	□	□	42 Матовый антрацит	○	□	□	□
24 Оранже. тутти-фрутти	□	□	□	□	43 Лазурный	□	□	□	□

(1) Обруч: только с окрашиванием порошковым напылением; втулка/обод: только для универсального колеса

ЦВЕТА НАКЛЕЕК

LRF100550	○ Цвет наклейки - черный	
LRF100551	○ Цвет наклейки - серебристый	

АНОДИРОВАННАЯ ЦВЕТНАЯ ПЛАСТИНА ОСИ

LRF100580	● Анодированная пластина оси, черная	
LRF100581	□ Анодированная пластина оси, серебристая	87 евро
LRF100582	□ Анодированная пластина оси, оранжевая	87 евро

ЦВЕТА ОБЛЕГЧЕННЫХ КОЛЕС 24"

	● Черный	
LRF100336	□ Анодированный, оранжевый	156 Евро
LRF100337	□ Анодированный, синий	156 Евро
LRF100338	□ Анодированный, красный	156 Евро

КОММЕНТАРИИ ДЛЯ СПЕЦ. КОНСТРУКЦИИ



Quickie Life RT - Базовая цена

2016 евро

Цена опции

Упаковка и транспортировка

35 евро

Без учета НДС

НДС.

Общая цена

..... евро

Titan Deutschland GmbH
An der Leimenkaut 31
61352 Bad Homburg, Germany
(06172) 684 441 / 684 439

Эл. почта: sale@ortho-titan.com
Веб-сайт: www.ortho-titan.com

Дилер в России:
ООО НПП «МИР ТИТАНА»
info@mirtitana.com / www.aktiko.ru
(007) 495 937 3160



ПРИНАДЛЕЖНОСТИ



Откидной кронштейн для сумок Caddy



Рюкзак на спинке



Насос высокого давления



Воздушный насос



Чехол для мобильного телефона

Анодированная цветная пластина оси



Анодированная пластина оси, оранжевая



Анодированная пластина оси, серебристая



Анодированная пластина оси, черная

ЦВЕТА ОБЛЕГЧЕННЫХ КОЛЕС 24"



Облегченное колесо, анодированное, оранжевое



Облегченное колесо, анодированное, синее



Облегченное колесо, анодированное, красное