


надежное партнерство для Ваших детей <sup>®</sup>

# HOGGI

## ПРОГУЛОЧНЫЕ КОЛЯСКИ



## НА ДОМАШНЕЙ РАМЕ



## АКТИВНЫЕ КОЛЯСКИ





## СТАНДАРТНАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ

- КРЫША ОТ ДОЖДЯ И СОЛНЦА
- РЕГУЛИРУЕМЫЙ ПОДГОЛОВНИК
- 5-ТОЧЕЧНЫЙ РЕМЕНЬ
- АБДУКТОР ОТКИДНОЙ СЪЕМНЫЙ
- ПЕРЕДНИЙ ПОРУЧЕНЬ С МЯГКОЙ ОБИВКОЙ
- БЛОКИРАТОРЫ ПЕРЕДНИХ КОЛЕС
- ФИКСАТОРЫ СТОП
- АМОТИЗАТОРЫ
- КОРЗИНКА НА 3 КГ
- ПОДНОЖКА В ФОРМЕ ВАННЫ

### ЦВЕТОВАЯ ГАММА



Установка сиденья в направлении противоположном движению



Регулировка спинки - 160°



Регулировка сиденья - 45°



Регулировка подножки по высоте и углу наклона - 90°



Регулировка спинки по высоте



AFS - Адаптивная система подвески



Корзина для покупок



Запатентованный механизм складывания




Блокиратор переднего колеса




Бедренные регулируемые поддержки


	Размер 1	Размер 2	Размер 2XL	Размер 3
Ширина сиденья (шаг 2 см)	18 - 30 см	23 - 35 см	23 - 35 см	28 - 40 см
Глубина сиденья	16 - 34 см	22 - 40 см	30 - 45 см	30 - 45 см
Высота спинки	45 - 63 см	54 - 75 см	62 - 83 см	62 - 83 см
Угол наклона сиденья	90° - 160°	90° - 160°	90° - 135°	90° - 135°
Общая ширина	63 см	68 см	68 см	73 см
Максимальная нагрузка	60 кг	60 кг	60 кг	60 кг




BINGO Evolution колесная база (шасси), передние колеса поворотные



BINGO Evolution Колесная база (шасси), передние колеса неповоротные (фиксированные)



BINGO Evolution колесная база (шасси), передние колеса поворотные, для респираторного оборудования



BINGO Evolution Колесная база (шасси), TRIKE



Подушечки подголовника



Абдуктор



Поручень с мягкой обивкой



Подушечки на уровне груди



5-ти точечный ремень безопасности



Поясной ремень безопасности



4-х точечный ремень безопасности



Ремень для паховой области в виде штанов



Фиксирующий жилет на молнии



Грудно-плечевой ремень безопасности



Подставка для ступней/Подставка для ступней с упором под пятки



Ремень для фиксации голеностопного сустава



Ремень для фиксации ступни



Блокиратор переднего колеса



Терапевтический столик



Накидка от дождя



Зимний чехол для ног



Корзина для покупок



Тормоз для сопровождающего лица



Зонт



Угол наклона до 45°



Сиденье в самой низкой позиции

Коляска инвалидная для детей с ДЦП: HOGGI BINGO Evolution на домашней раме, позволяет использовать детскую инвалидную коляску дома

Сиденье кресла-коляски легко переставляется с прогулочной рамы на домашнюю. Это очень удобно, так как Вы можете приобрести к одному сиденью разные рамы



## COBRA

Диаметр колеса	7,5 см	12,5 см
Общая ширина	61 см	61 см
Общая длина	71 см	71 см
Угол наклона сиденья	0° - 45°	0° - 45°
Максимальная нагрузка	50 кг	50 кг

### ЦВЕТОВАЯ ГАММА



Колеса диаметром 75 мм или 125 мм

### СТАНДАРТНАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ

- РЕГУЛИРУЕМЫЙ ПОДГОЛОВНИК
- 5-ТОЧЕЧНЫЙ РЕМЕНЬ
- АБДУКТОР ОТКИДНОЙ СЪЕМНЫЙ
- ПОРУЧЕНЬ С МЯГКОЙ ОБИВКОЙ
- ТОРМОЗ НА КАЖДОМ КОЛЕСЕ



Регулировка рамы по высоте

## BINGO HOME

Диаметр колеса	7,5 см	12,5 см
Общая ширина	54 см	54 см
Общая длина	73 см	73 см
Угол наклона сиденья	0° - 32°	0° - 32°
Максимальная нагрузка	60 кг	60 кг



**ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ОПЦИИ НА СТР. 3**

- КОМПАКТНАЯ БАЗА, МАКСИМАЛЬНАЯ МАНЕВРЕННОСТЬ
- БОЛЬШОЙ ДИАПАЗОН РЕГУЛИРОВОК
- МАКСИМАЛЬНАЯ СТАБИЛЬНОСТЬ, ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬ - **75 кг**
- КОЛЯСКА СОВМЕСТИМА С ШИРОКИМ ВЫБОРОМ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ ОПЦИЙ BINGO EVOLUTION
- ПОДНОЖКА С РЕГУЛИРОВКОЙ ВЫСОТЫ И УГЛА НАКЛОНА
- СПИНКА С РЕГУЛИРОВКОЙ УГЛА НАКЛОНА
- СИДЕНЬЕ С РЕГУЛИРОВКОЙ ГЛУБИНЫ, ШИРИНЫ И УГЛА НАКЛОНА



## BINGO OT

- УЛУЧШЕННАЯ ПРОХОДИМОСТЬ
- РУЧНЫЕ ТОРМОЗА ДЛЯ СОПРОВОЖДАЮЩЕГО
- УСИЛЕННАЯ ЗАДНЯЯ РАМА

### ЦВЕТОВАЯ ГАММА



Регулировка подножки по углу наклона и высоте



Регулировка спинки по углу наклона



Запатентованный механизм складывания



Блокиратор переднего колеса



Бедренные регулируемые поддержки

	Размер 1	Размер 2
Ширина сиденья	23 - 34 см	28 - 39 см
Глубина сиденья	30 - 40 см	35 - 45 см
Высота спинки	45 - 63 см	62 - 83 см
Угол наклона спинки	78° - 120°	78° - 120°
Угол наклона сиденья	16° - 20°	16° - 20°
Диаметр заднего колеса Bingo	20 см	20 см
Диаметр заднего колеса Bingo OT	30 см	30 см
Максимальная нагрузка	75 кг	75 кг

### СТАНДАРТНАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ

- КРЫША ОТ ДОЖДЯ И СОЛНЦА
- РЕГУЛИРУЕМЫЙ ПОДГОЛОВНИК
- 5-ТОЧЕЧНЫЙ РЕМЕНЬ
- АБДУКТОР ОТКИДНОЙ СЪЕМНЫЙ
- ПЕРЕДНИЙ ПОРУЧЕНЬ С МЯГКОЙ ОБИВКОЙ
- БЛОКИРАТОРЫ ПЕРЕДНИХ КОЛЕС
- ФИКСАТОРЫ СТОП
- ПОДНОЖКА В ФОРМЕ ВАННЫ



## СТАНДАРТНАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ

- КРЫША ОТ ДОЖДЯ И СОЛНЦА
- РЕГУЛИРУЕМЫЙ ПОДГОЛОВНИК
- 5-ТОЧЕЧНЫЙ РЕМЕНЬ
- АБДУКТОР ОТКИДНОЙ СЪЕМНЫЙ
- ПЕРЕДНИЙ ПОРУЧЕНЬ С МЯГКОЙ ОБИВКОЙ
- БЛОКИРАТОРЫ ПЕРЕДНИХ КОЛЕС

### ЦВЕТОВАЯ ГАММА



Подножка регулируемая по высоте и углу наклона



Спинка с регулировкой по углу наклона 90°-100°





Подголовник с регулировкой по высоте



Блокиратор переднего колеса



Запатентованный механизм складывания



## МАТРАСЫ В ДВУХ ЦВЕТАХ НА ВЫБОР

	Размер 1	Размер 2
Ширина сиденья	35 см	40 см
Глубина сиденья	30 - 35 см	35 - 40 см
Высота спинки	66 см	68 см
Угол наклона спинки	90° - 100°	90° - 100°
Угол регулировки опоры для стоп	-10° до +10°	-10° до +10°
Общая ширина	59 см	65 см
Габариты в сложенном виде	78 x 36 x 39 см	91 x 44 x 40 см
Вес коляски	12,5 кг	13,5 кг
Максимальная нагрузка	50 кг	60 кг



УВЕЛИЧЕНИЕ  
ГЛУБИНЫ КОЛЯСКИ  
НА 8 СМ



Поясной ремень безопасности



4-х точечный ремень безопасности



Ремень для паховой области в виде штанов



5-ти точечный ремень безопасности



Грудно-плечевой ремень безопасности



Подголовник регулируемый




Абдуктор



Поручень с мягкой обивкой



Ремень для фиксации голеностопного сустава



Поддержка голени



Боковые пелоты



Стол



Накидка от дождя



Дождевик



Зимний чехол для ног



Зонтик



Нейлоновая сумка для транспортировки



Платформа для второго ребенка



Сумка для подгузников и других аксессуаров



Единая подножка



## КОНСТРУКТИВНЫЕ ОСОБЕННОСТИ КОЛЯСКИ ОБЕСПЕЧИВАЮТ НАИБОЛЕЕ КОМФОРТНОЕ ПОЛОЖЕНИЕ РЕБЕНКА:

- Легкая регулировка активности коляски
- Большой выбор различных ремней и поддержек
- Угол наклона сиденья  $-5^\circ$  до  $+45^\circ$
- Спинка складная с регулируемым углом наклона
- Подножка регулируемая по высоте и углу наклона до  $90^\circ$ , с возможностью фиксации стоп или голеностопов (опция)
- Возможность увеличения глубины сиденья на 8 см и высоты спинки на 9 см
- Ширина сиденья - 24/26/28/30/32/36 см
- Доступна **версия XL** с шириной сиденья - 36/40/44 см



Компактно складывается



Регулировка угла наклона сиденья




Регулировка угла наклона спинки



Тормоз для сопровождающего лица



Антипрокидыватели



Регулировка активности




Регулировка спинки



Интегрированные тормоза



Подушка на спинку



Подушка на сиденье

## ЦВЕТОВАЯ ГАММА




Ширина сиденья	24 см	26 см	28 см	30 см	32 см	34 см	36 см	XL 36 см	XL 40 см	XL 44 см
Глубина сиденья	24-30 см	24-32 см	26-34 см	28-36 см	30-38 см	32-40 см	34-42 см	34-46 см	38-50 см	38-50 см
Высота спинки	33-42 см	35-44 см	37-46 см	39-48 см	42-51 см	43-54 см	45-55 см	45-54 см	50-59 см	54-63 см
Угол наклона сиденья	$-5^\circ$ до $+45^\circ$	$-5^\circ$ до $+45^\circ$	$-5^\circ$ до $+45^\circ$	$-5^\circ$ до $+45^\circ$	$-5^\circ$ до $+45^\circ$	$-5^\circ$ до $+45^\circ$	$-5^\circ$ до $+45^\circ$	$-5^\circ$ до $+45^\circ$	$-5^\circ$ до $+45^\circ$	$-5^\circ$ до $+45^\circ$
Длина подножки	16-37 см	16-37 см	16-37 см	16-37 см	16-37 см	16-37 см	16-37 см	20-41 см	20-41 см	20-41 см
Угол регулировки опоры для стоп	$-10^\circ$ до $+10^\circ$	$-10^\circ$ до $+10^\circ$	$-10^\circ$ до $+10^\circ$	$-10^\circ$ до $+10^\circ$	$-10^\circ$ до $+10^\circ$	$-10^\circ$ до $+10^\circ$	$-10^\circ$ до $+10^\circ$	$-10^\circ$ до $+10^\circ$	$-10^\circ$ до $+10^\circ$	$-10^\circ$ до $+10^\circ$
Высота сиденья	37-47 см	37-47 см	37-47 см	37-47 см	37-47 см	37-47 см	37-47 см	41-51 см	41-51 см	41-51 см
Диаметр задних колес	20", 22", 24"	20", 22", 24"	20", 22", 24"	20", 22", 24"	20", 22", 24"	20", 22", 24"	20", 22", 24"	20", 22", 24"	20", 22", 24"	20", 22", 24"
Диаметр передних колес	4", 5", 5,5"	4", 5", 5,5"	4", 5", 5,5"	4", 5", 5,5"	4", 5", 5,5"	4", 5", 5,5"	4", 5", 5,5"	4", 5", 5,5"	4", 5", 5,5"	4", 5", 5,5"
Развал колес	3", 6", 9"	3", 6", 9"	3", 6", 9"	3", 6", 9"	3", 6", 9"	3", 6", 9"	3", 6", 9"	3", 6", 9"	3", 6", 9"	3", 6", 9"
Максимальная нагрузка	60 см	60 см	60 см	60 см	60 см	60 см	60 см	75 см	75 см	75 см





Подлокотники с регулировкой



Бедренные поддержки



Абдукционная подушка



Абдуктор



Поясной ремень безопасности



4-х точечный ремень безопасности



Ремень для паховой области в виде штанов




Грудно-плечевой ремень безопасности




Фиксирующий ремень на молнии




Ремень для голеностопов



Удлинение спинки



3D подголовник



Алюминиевая платформа для ног



Боковые поддержки



Поддержки туловища (пластиковые)



Крыша




Столик



Упор для преодоления препятствий

РАЗДЕЛЬНЫЕ ПОДНОЖКИ





### СТАНДАРТНАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ

- ПОЯСНОЙ РЕМЕНЬ
- БОКОВЫЕ АЛЮМИНИЕВЫЕ ПЛАТЫ
- РУЧКА ДЛЯ ТОЛКАНИЯ ДЛЯ ОДНОЙ РУКИ
- ОБЛЕГЧЕННЫЕ ТОРМОЗА HOGGI
- ЗАЩИТНЫЕ ЩИТКИ
- СИСТЕМА ОТКИДЫВАНИЯ ПЛАТФОРМЫ ДЛЯ СТОП
- АНТИПРОКИДЫВАТЕЛЬ
- УПОР ДЛЯ ПРЕОДОЛЕНИЯ ПРЕПЯТСТВИЙ
- АНТИПРОКИДЫВАТЕЛЬ

	Размер 1	Размер 2	Размер 3
Ширина сиденья (шаг 2 см)	18 - 30 см	23 - 35 см	28 - 40 см
Глубина сиденья	16 - 34 см	22 - 40 см	30 - 45 см
Высота сиденья	45 - 63 см	54 - 75 см	62 - 83 см
Угол наклона сиденья	90° - 160°	90° - 160°	90° - 135°
Высота спинки	63 см	68 см	73 см
РЕГУЛИРОВКА УГЛА СПИНКИ	60 кг	60 кг	60 кг
Спинка фиксированная	-10° до +10°	-10° до +10°	-10° до +10°
Спинка с регулируемым углом наклона	-5° до +35°	-5° до +35°	-5° до +35°



### СТАНДАРТНАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ

- СИСТЕМА НАКЛОНА СИДЕНЬЯ НА 45°
- ПОЯСНОЙ РЕМЕНЬ
- БОКОВЫЕ АЛЮМИНИЕВЫЕ ПЛАТЫ
- РУЧКА ДЛЯ ТОЛКАНИЯ ДЛЯ ОДНОЙ РУКИ
- ОБЛЕГЧЕННЫЕ ТОРМОЗА HOGGI
- ЗАЩИТНЫЕ ЩИТКИ
- СИСТЕМА ОТКИДЫВАНИЯ ПЛАТФОРМЫ ДЛЯ СТОП
- АНТИПРОКИДЫВАТЕЛЬ
- УПОР ДЛЯ ПРЕОДОЛЕНИЯ ПРЕПЯТСТВИЙ
- АНТИПРОКИДЫВАТЕЛЬ

	Размер 1	Размер 2	Размер 3
Ширина сиденья (шаг 2 см)	24 - 30 см	24 - 34 см	26 - 34 см
Глубина сиденья	22 - 36 см	22 - 40 см	24 - 40 см
Высота сиденья	38 - 41 см	40,5 - 43,5 см	45 - 48 см
Угол наклона сиденья	-5° до +45°	-5° до +45°	-5° до +45°
Высота спинки	20, 25, 30, 35, 40 см	68 см	73 см
Угол наклона спинки	-5° до +35°	-5° до +35°	-5° до +35°




Ручка для толкания  
(раздельная)



Овальная ручка



Раздельные ручки



3D подголовник



Складная спинка, регули-  
руемая по углу наклона



Удлинение спинки



Абдукционная подушка



Абдуктор



Поясной ремень  
безопасности



4-х точечный ремень  
безопасности



Ремень для паховой  
области в виде штанов



Грудно-плечевой ремень  
безопасности



Фиксирующий ремень  
на молнии



Ремень для голеностопов



Боковые поддержки




Поддержки туловища  
(пластиковые)



Алюминиевая платформа  
для ног



Антипрокидыватели



Упор для преодоления  
препятствий



Подставка с большим  
колесом



## СТАНДАРТНАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ

- ЖЕСТКОЕ СИДЕНЬЕ
- ОБЛЕГЧЕННЫЕ ТОРМОЗА HOGGI
- ЗАЩИТНЫЕ ЩИТКИ
- ЗАДНИЕ КОЛЕСА HOGGI Light
- ПОДУШКИ НА СИДЕНЬЕ И СПИНКУ




Мягкая спинка



Регулируемая жесткая спинка



Единая платформа для ног



Механическая регулировка спинки



Регулировка угла наклона сиденья

## ЦВЕТОВАЯ ГАММА



	Размер 1	Размер 2	Размер 3
Ширина сиденья (шаг 2 см)	24 - 30 см	28 - 36 см	34 - 44 см
Глубина сиденья	24 - 36 см	26 - 42 см	32 - 48 см
Высота сиденья	36 - 42 см	37 - 45 см	41 - 49 см
Угол наклона сиденья	0° - 12°	0° - 12°	0° - 12°
Высота спинки	20, 25, 30, 35 см	20, 25, 30, 35 см	20, 25, 30, 35 см
<b>РЕГУЛИРОВКА УГЛА СПИНКИ</b>			
Спинка фиксированная	-10° до +10°	-10° до +10°	-10° до +10°
Спинка с регулируемым углом наклона	80° - 105°	80° - 105°	80° - 105°
Длина подножек	10 - 39 см	10 - 43 см	10 - 47 см
Угол регулировки опоры для стоп	-10° до +10°	-10° до +10°	-10° до +10°
Диаметр задних колес	20"	22"	24"
Диаметр передних колес	4", 5", 5,5"	4", 5", 5,5"	4", 5", 5,5"
Развал колес	3°, 6°, 9°, 12°	3°, 6°, 9°, 12°	3°, 6°, 9°, 12°
Максимальная нагрузка	60 кг	60 кг	60 кг



Складная спинка с регулировкой угла наклона



Откидная подножка



Раздельные подножки



Укороченная подножка



Защитные щитки с интегрированным тормозом



Защитные щитки



Щитки с интегрированными подлокотниками



Стол



Поясной ремень безопасности



4-х точечный ремень безопасности



Ремень для паховой области в виде штанов



Грудно-плечевой ремень безопасности



Фиксирующий ремень на молнии



Ремень для голеностопов



Боковые поддержки



Поддержки туловища (пластиковые)



Антипрокидыватели



Упор для преодоления препятствий



Регулируемые ручки для толкания



Регулируемые высокие ручки для толкания



## СТАНДАРТНАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ

- ЖЕСТКОЕ СИДЕНЬЕ
- ОБЛЕГЧЕННЫЕ ТОРМОЗА HOGGI
- ЗАЩИТНЫЕ ЩИТКИ
- ЗАДНИЕ КОЛЕСА - HOGGI Light
- ПОДУШКА НА СИДЕНЬЕ И СПИНКУ

**КОЛЯСКА РАСТЕТ:** Все дело в возможности регулировать глубину и ширину сиденья

**СВЕРХЛЕГКАЯ И ПРОЧНАЯ:** Несмотря на маленький вес, имеет жесткую и прочную раму

**ЗАПАТЕНТОВАННЫЙ МЕХАНИЗМ СКЛАДЫВАНИЯ:** Позволяет сложить даже спинку коляски

- Сиденье регулируется по углу наклона, ширине, глубине
- Легкая настройка активности коляски (центр тяжести)
- Спинка регулируется по углу наклона и высоте
- Антипрокидыватели, убираются под коляску
- Различные виды подножек
- Большое количество дополнительных опций
- Очень легкая



## ЦВЕТОВАЯ ГАММА



	Размер 2	Размер 3
Ширина сиденья (шаг 2 см)	28 - 36 см	32 - 40 см
Глубина сиденья	26 - 38 см	30 - 42 см
Высота сиденья	36 - 46 см	40 - 50 см
Высота спинки	20 - 40 см	20 - 40 см
Угол наклона сиденья	0° - 12°	0° - 12°
Угол наклона спинки	80° - 110°	80° - 110°
Длина подножки	15 - 43 см	19 - 47 см
Угол регулировки опоры для стоп	-10° до +10°	-10° до +10°
Диаметр задних колес	20", 22", 24"	20", 22", 24"
Диаметр передних колес	4", 5", 5,5"	4", 5", 5,5"
Развал колес	3°, 6°, 9°	3°, 6°, 9°
Максимальная нагрузка	100 кг	100 кг

## СТАНДАРТНАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ

- РУЧКИ РЕГУЛИРУЮТСЯ ПО ВЫСОТЕ И ГЛУБИНЕ
- СИСТЕМА ПРЕДОТВРАЩАЮЩАЯ ОТКАТ FLUX
- КОМПАКТНОСТЬ В СЛОЖЕННОМ СОСТОЯНИИ
- ШИРОКИЙ РАЗМЕРНЫЙ РЯД
- БОГАТЫЙ ВЫБОР ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ ОПЦИЙ ПОЗВОЛЯЕТ АДАПТИРОВАТЬ FLUX ПОД ОСОБЕННОСТИ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ



Компактная в сложенном состоянии

Регулировка по высоте



Регулировка рукояти по ширине



Антипрокидыватели с колесами



Ремень для поддержки таза



Блокиратор колес



Динамическая поддержка бедер



Складное сиденье



Поддержка предплечья с 3D регулировкой



Ручной тормоз



Бампер



Мультирегулируемая поддержка бедер

	Размер 1	Размер 2	Размер 3	Размер 4
<b>СТАНДАРТНЫЕ ПОРУЧНИ</b>				
Высота захвата	48 - 61 см	57 - 81 см	69 - 87 см	82 - 102 см
Ширина захвата	41 см	46 см	51 см	51 см
<b>УНИВЕРСАЛЬНЫЕ ПОРУЧНИ</b>				
Высота захвата	43 - 68 см	51 - 88 см	62 - 94 см	75 - 102 см
Ширина захвата	29 - 41 см	34 - 46 см	39 - 51 см	39 - 51 см
Диаметр задних колес	20 см	20 см	20 см	30 см
Диаметр передних колес	15 см	15 см	15 см	20 см
Максимальная нагрузка	60 кг	75 кг	75 кг	100 кг
Вес	6,5 кг	6,8 кг	7,1 кг	9,0 кг