



Редакция: 01.19  
Действительно до: 12.19

**QUICKIE® Life T**

Адрес поставки:  
Фамилия:  
Улица:  
Город: Почтовый индекс:  
Эл. почта:  
Тел.: Факс:



Счет к оплате:  
Фамилия:  
Улица:  
Город: Почтовый индекс:  
Эл. почта:  
Тел.: Факс:

Дата заказа:  
Заказ на покупку:  
Необходимое количество:

Промаркировано для:  
№ заказа:

- Заказ     Расчет     По индивидуальному заказу

- = Стандарт     = Платная опция  
○ = Бесплатная опция

Арт. №: LY-710-8460001

Макс. вес пользователя: **100 кг**  
**ВЕС ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ**  кг

Обязательная информация для подтверждения правильности конфигурации

**Базовая цена 2.143 Евро**

**ПАРАМЕТРЫ КЛИЕНТА (все размеры без учета подушки)**

**ВЫБОР ШИРИНЫ СИДЕНЬЯ** - измерено от внешней трубки рамы с одной стороны до внешней трубки рамы с другой стороны

28 см	30 см	32 см	34 см	36 см	38 см	40 см	42 см	44 см	46 см	48 см	50 см
<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>

**ВЫБОР ГЛУБИНЫ СИДЕНЬЯ**

32 см*	34 см*	36 см	38 см	40 см	42 см	44 см	46 см
<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Короткая рама				Средняя рама		Длинная рама	

\* не поставляется с рамой SA

**ВЫБОР ВЫСОТЫ СИДЕНЬЯ СПЕРЕДИ:** в зависимости от типа передних роликов и рамы

		Высота сиденья сзади в см																							
		Тип вилки (мм)																							
Передний ролик	4"	Версия Nemi																							
		Carbotecture, короткая (111 мм)																							
		Carbotecture, длинная (123 мм)																							
		123 мм (1)																							
		Алюминиевая, короткая (143 мм)																							
		Алюминиевая, длинная (168 мм)																							
	5"	Версия Nemi																							
		Carbotecture, короткая (111 мм)																							
		Carbotecture, длинная (123 мм)																							
		123 мм (1)																							
		Алюминиевая, короткая (143 мм)																							
		Алюминиевая, длинная (168 мм)																							
	6"	Версия Nemi																							
Carbotecture, короткая (111 мм)																									
Carbotecture, длинная (123 мм)																									
123 мм (1)																									
Алюминиевая, короткая (143 мм)																									
Алюминиевая, длинная (168 мм)																									
7"	Алюминиевая, длинная (168 мм)																								

Версия Nemi только с рамой SA

**ВЫБОР ВЫСОТЫ СИДЕНЬЯ СЗАДИ:** в зависимости от размера задних колес

Задние колеса	Высота сиденья сзади в см										
	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50
22"	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
24"	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>

Высота сиденья сзади может быть меньше выбранной высоты сиденья спереди только на значение, находящееся в диапазоне от 0 см до 11 см.

(1) совместно с доп. силовыми устройствами

## Пожалуйста, используйте следующий метод измерения:

Рекомендуемый метод разработан на основе большого практического опыта. В отдельных случаях возможны отклонения.

### Ширина сиденья (SW):

- а) Для пользователя: Обеспечьте зазор между боковой защитой и бедром с обеих сторон инвалидной коляски (прибл. 1 - 2 см в общей сложности)
- б) На инвалидной коляске: От внешней трубки рамы с одной стороны до внешней трубки рамы с другой стороны.

### Глубина сиденья (SD):

- а) Для пользователя: Сидя прямо: оставьте зазор в 2 -3 пальца между передним краем обивки сиденья и обратной стороной колена (прибл. 3 - 6 см). Будьте внимательны при использовании регулируемой обивки.
- б) На инвалидной коляске: От спинки трубки до переднего края обивки сиденья.

### Высота сиденья спереди:

- а) Для пользователя: В положении сидя, когда колени согнуты под углом 90°: От обратной стороны колена до нижней поверхности подошвы обуви.
- б) На инвалидной коляске: От передней части трубки сиденья до поверхности пола. (мин. на 3 см длиннее параметра пользователя) Не забудьте учесть высоту подушки.

### Высота сиденья сзади:

- б) На инвалидной коляске: От задней части трубки сиденья до поверхности пола.  
Примечание. Макс. разность высоты сиденья спереди и сзади составляет 13 см

### Высота спинки:

- а) Для пользователя: От сиденья, включая высоту подушки, до уровня, отст. от нижнего края лопаток не более чем на 1 - 2 см.
- б) На инвалидной коляске: От задней части трубки сиденья до верхнего края обивки спинки.  
Примечание. При измерении высоты спинки важна способность пользователя сидеть прямо, в зависимости от этого значения могут существенно меняться.

### Угол спинки:

Важно: Высота спинки зависит от группы инвалидности.  
За 0° принимается угол 90° к поверхности пола. Отрицательные углы - это углы <90°, положительные углы - это углы >90°.

## Обзор технических данных - Life T

Макс. общая высота:	103,5 см
Макс. общая длина:	107,5 см
Макс. окружность поворота:	86 см
Макс. безопасный наклон:	10°
Вес инвалидной коляски:	от 10 кг
Вес в разобранном состоянии:	от 7 кг
Вес самой тяжелой детали:	2,1 кг

Макс. общая ширина:	<b>Развал</b>	<b>22" заднее колесо</b>	<b>24" заднее колесо</b>
	Для развала 0°:	ШС + 20 см	ШС + 20 см
	Для развала 3°:	ШС + 23 см	ШС + 24 см
	Для развала 6°:	ШС + 25 см	ШС + 26 см

Изделие прошло испытание на удар при столкновении согласно ISO 7176-19 и получило допуск на перевозку в транспортных средствах  
Для перевозки без пациента коляска должна быть надежно зафиксирована в автомобиле

Любые изменения конфигурации могут привести к изменению высоты сиденья.

Производственные допуски составляют +/- 1 см

**ОБИВКА СИДЕНЬЯ И ПОДУШКИ****Полотна сиденья**

LFT020011	●	Полотно сиденья, нейлон, регулируемое, 1 карман	
LFT020000	○	Без полотна сиденья	

**Подушка сиденья, чехол на «молнии», черный**

Композитная пена (средней мягкости)	Толщина:	LFT020101	□	3 см	LFT020102	□	5 см	88 Евро
Латекс (очень мягкий)	Толщина:	LFT020103	□	5 см	LFT020104	□	8 см	88 Евро

**Подушка сиденья, кондиционирующая мембрана, водостойкая, чехол черного цвета на «молнии»**

Композитная пена (средней мягкости)	Толщина:	LFT020105	□	3 см	LFT020106	□	5 см	170 Евро
Латекс (очень мягкий)	Толщина:	LFT020107	□	5 см	LFT020108	□	8 см	170 Евро

**Аксессуары сиденья**

LFT090018	□	Ремень для фиксации колен с металлической пряжкой	24 Евро
LFT020150	□	Чехол подушки сиденья для замены, чехол черного цвета на «молнии» <i>(только с заказом подушки)</i>	40 Евро

**Подушка Jay - полный ассортимент продукции Jay указан в бланках для заказов Jay**

JAY020002	□	Jay Basic	125 Евро
JAY020003	□	«Jay Soft Combi P»	185 Евро
JAY020001	□	Jay Easy Visco	272 Евро
JAY020007	□	JAY Easy Fluid	467 Евро
JAY020004	□	JAY Lite	426 Евро

**СПИНКА**

Диапазон высоты спинки	25-30 см	30-35 см	35-40 см	40-45 см	45 - 47,5 см
	Установка высоты спинки на (см)	○ 25	○ 30	○ 35	○ 40
	○ 27,5	○ 32,5	○ 37,5	○ 42,5	○ 47,5
	○ 30	○ 35	○ 40	○ 45	

LFT030001	●	Трубка спинки, алюминиевая						
LFT030101	□	Спинка, склад. пополам (назад)	262 Евро					
LFT030031	□	Спинка, подламывающаяся	279 Евро					
LFT030012	□	Спинка с регулируемым углом	221 Евро					
	LFT030512	○ 78°	LFT030518	○ 82°	LFT030514	○ 86°	LFT030500	○ 90°
	LFT030504	○ 94°	LFT030508	○ 98°	LFT030522	○ 102°		

**Рукоятки для толкания**

LFT030201	○	Длинные рукоятки	
LFT030202	○	Короткие рукоятки	(2)
LFT030203	□	Рукоятки для толкания, складные	(1) (2) <i>(только нач. с высоты спинки 30 см; от 35 - спинка с регул. углом)</i>
LFT030204	□	Регулируемые по высоте рукоятки для толкания	(2) <i>(только начиная с высоты спинки 30 см)</i>
LFT030205	□	Рукоятки для толкания, с регул. по высоте, для спинок Jay.	(2) <i>(только начиная с высоты спинки 30 см)</i>
LFT030200	○	Без рукояток для толкания	(2)

**Обивка спинки (черная)**

LFT030316	○	Полотно для спинки EXO, синтетическое волокно, с набивкой, регул., с 1 карманом для принадл-й, черного цвета	-
		Цвет, шнур для крепления ● Черный ○ Оранж. ○ Серебр. ○ Красный ○ Синий	-
LFT030317	□	Полотно для спинки EXO PRO, синт. волокно, с набивкой, регул., воздухопр., с ткан. вст., с карм. для принадл., черное	139 Евро
		Цвет, шнур для крепления ● Черный ○ Оранж. ○ Серебр. ○ Красный ○ Синий	-
LFT030300	○	Без обивки спинки	-

**Аксессуары для спинки**

LFT030402	□	Стабилизирующая штанга, автоматическое складывание	(2) (3) <i>(от ШС 36 см)</i>	106 Евро
LFT030411	□	Подголовник, малая высота, глубина и угол регулируются		317 Евро
LFT030410	□	Подголовник, большая высота, глубина и угол регулируются		317 Евро

- (1) Не в комбинации со стабилизирующей штангой  
 (2) не в комбинации с функцией складывания назад  
 (3) не в комбинации со складными рукоятками для толкания



Трубка спинки,  
алюминиевая



Спинка, склад. пополам  
(назад)



Спинка с  
регулируемым  
углом



Длинные рукоятки



Короткие рукоятки



Рукоятки для  
толкания,  
складные



Регулируемые по  
высоте рукоятки



Без рукояток  
для толкания



Стабилизирующа  
я штанга, автом.  
складывание



Подголовник, высота, глубина и  
угол регулируются



Полотно спинки EXO



Полотно спинки EXO PRO

**СПИНКИ JAY плюс АКСССУАРЫ** - полный ассортимент продукции Jay указан в бланках для заказов Jay**Спинка JAY 3 - Неглубокий контур**

Средн. часть обл. груди:	<input type="checkbox"/> JAY030010	Средняя - 34 см	<input type="checkbox"/> JAY030033	Высокая - 38 см	689 Евро		
Верхн. часть обл. груди:	<input type="checkbox"/> JAY030012	Короткая 42 см	<input type="checkbox"/> JAY030019	Средняя 46 см	<input type="checkbox"/> JAY030025	Высокая 50 см	763 Евро
Высота плеч:	<input type="checkbox"/> JAY030015	Короткая - 53 см	<input type="checkbox"/> JAY030022	Средняя - 57 см	<input type="checkbox"/> JAY030028	Высокая - 61 см	820 Евро

**Спинка JAY 3 - Средний контур**

Средн. часть обл. груди:	<input type="checkbox"/> JAY030011	Средняя - 34 см	<input type="checkbox"/> JAY030018	Высокая - 38 см	754 Евро		
Верхн. часть обл. груди:	<input type="checkbox"/> JAY030013	Короткая 42 см	<input type="checkbox"/> JAY030020	Средняя 46 см	<input type="checkbox"/> JAY030026	Высокая 50 см	841 Евро
Высота плеч:	<input type="checkbox"/> JAY030016	Короткая - 53 см	<input type="checkbox"/> JAY030023	Средняя - 57 см	<input type="checkbox"/> JAY030029	Высокая - 61 см	885 Евро

**Спинка JAY 3 - Глубокий контур**

Верхн. часть обл. груди:	<input type="checkbox"/> JAY030014	Короткая 42 см	<input type="checkbox"/> JAY030021	Средняя 46 см	<input type="checkbox"/> JAY030027	Высокая 50 см	907 Евро
Высота плеч:	<input type="checkbox"/> JAY030017	Короткая - 53 см	<input type="checkbox"/> JAY030024	Средняя - 57 см			929 Евро

JAY030004	<input type="checkbox"/> Подголовник для спинки Jay Flip (J3EUNDFH и J3EUNDLSP)	(только со спинками JAY 3)	437 Евро
JAY030006	<input type="checkbox"/> Стандартный Подголовник (J3EUNDXH & J3EUNDLSP)	(только со спинками JAY 3)	262 Евро

**Карбоновая спинка JAY J3 - Неглубокий контур (с быстросъемной оснасткой)**

Нижн. часть груди:	<input type="checkbox"/> JAY060001	Короткий - 17 см	<input type="checkbox"/> JAY060002	Высокий - 24 см	1070 Евро
Средн. часть обл. груди:	<input type="checkbox"/> JAY060003	Короткий - 30 см	<input type="checkbox"/> JAY060004	Высокий - 38 см	1070 Евро

**Спинка JAY Zip**

H (15 см)	<input type="checkbox"/> JAY070001	ШС 28 см	<input type="checkbox"/> JAY070002	ШС 30-34 см	<input type="checkbox"/> JAY070003	ШС 36-40 см	1037 Евро
C (20 см)	<input type="checkbox"/> JAY070004	ШС 28 см	<input type="checkbox"/> JAY070005	ШС 30-34 см	<input type="checkbox"/> JAY070006	ШС 36-40 см	1065 Евро
B (25 см)	<input type="checkbox"/> JAY070007	ШС 28 см	<input type="checkbox"/> JAY070008	ШС 30-34 см	<input type="checkbox"/> JAY070009	ШС 36-40 см	1120 Евро
X (30 см)	<input type="checkbox"/> JAY070010	ШС 28 см	<input type="checkbox"/> JAY070011	ШС 30-34 см	<input type="checkbox"/> JAY070012	ШС 36-40 см	1146 Евро

**ПОДЛОКОТНИКИ И УСТРОЙСТВА ДЛЯ БОКОВОЙ ЗАЩИТЫ****Подлокотник** (выберите только одну опцию, не в комбинации с бок. защитой; только с развалом 0° и 1°)

<input type="checkbox"/> Подлокотник с одиночной опорой, регул. по высоте	206 Евро
LFT040050 ○ Бок. защита с один. основанием, прокладка для рук (25 см), регул. по высоте, съемная	
LFT040051 ○ Бок. защита с один. основанием, прокладка для рук (36 см), регул. по высоте, съемная	
LFT040052 <input type="checkbox"/> Бок. защита с один. основанием, прокладка для рук (33 см), регул. по высоте, съемная (с отводом только от ШС 34)	184 Евро
<b>Подлокот. в виде пластины с длин. и корот. прокладкой (1)</b>	
LFT040001 <input type="checkbox"/> Бок. защита в виде щитка, прокладка для рук (25 см), фиксир., откид., съемная	246 Евро
LFT040006 <input type="checkbox"/> Бок. защита в виде щитка, прокладка для рук (36 см), фиксир., откид., съемная	246 Евро
LFT040002 <input type="checkbox"/> Бок. защита в виде щитка, прокладка для рук (25 см), регул. по высоте, откид., съемная	332 Евро
LFT040007 <input type="checkbox"/> Бок. защита в виде щитка, прокладка для рук (36 см), регул. по высоте, откид., съемная	332 Евро
LFT040005 <input type="checkbox"/> Боковая защита в виде щитка, откид., съемная	246 Евро
LFT040020 <input type="checkbox"/> Приспособ. для снятия блокировки при параличе 4 конечностей	56 Евро

**Боковая защита** (не пост. в комбинации с подлокотниками)

LFT040107 <input type="checkbox"/> Пластик.я бок. защита, съемная (черная) (ЦТ 8,3 не предусмотрен для отводной рамы; не с тормозом «сафари»)	109 Евро
LFT040102 <input type="checkbox"/> Алюм. бок. защита, устойчивая к атмосфер. воздействиям (цвета рамы) (2) (не с тормозом «сафари»)	184 Евро
LFT040103 <input type="checkbox"/> Алюм. бок. защита, с ограждением, устойчивая к атмосфер. возд. (цвета рамы) (2)	250 Евро
LFT040055 <input type="checkbox"/> Прокладка для рук, регул. высота, короткая (не с тормозом «сафари»)	91 Евро
LFT040104 <input type="checkbox"/> Карбон. бок. защита, с ограждением, уст. к атмосфер. возд. (цвета рамы) (2) (не с тормозом «сафари»)	332 Евро

**СТОЛИКИ**

LFT090111 <input type="checkbox"/> Столик, деревян., подъем. рама, вставляемый, ШС 22-36 см (только с LFT040055)	157 Евро
LFT090112 <input type="checkbox"/> Столик, пластик., пов.-отводной, монтаж слева (только с подлокотниками, регул. по высоте, с прокладкой)	301 Евро
LFT090113 <input type="checkbox"/> Столик, пластик., пов.-отводной, монтаж справа (только с подлокотниками, регул. по высоте, с прокладкой)	301 Евро

**РАМА**

LFT010010 ○ Рама FF 105° (встроенная опора для стоп) (от LLL 26 см)	
LFT010011 ○ Рама FF 95° (встроенная опора для стоп) (от LLL 26 см)	
LFT010023 <input type="checkbox"/> Рама FF 105° (встроенная опора для стоп), отводная (2,5 см с каждой стороны) (не для ШС 48/50; от LLL 26 см)	123 Евро
LFT010016 <input type="checkbox"/> Рама FF 95° (встроен. опора для стоп), вставка (2 см с каждой стороны), активная (не для ШС 34; от LLL 26 см)	123 Евро
LFT010015 ○ Рама SA (съемная опора для стоп) (не для ГС 32/34)	
LFT090100 <input type="checkbox"/> Крепежные кронштейны для транспортировки	72 Евро

(1) не в комбинации со спинкой, склад. пополам (назад)

(2) Эффективная ширина сиденья (измер. между устройствами бок. защиты) - это ШС + 2 см



Спинка Jay 3  
Неглубокий контур



Спинка Jay 3  
Средний контур



Спинка Jay 3  
Глубокий контур



Карбоновая спинка Jay 3  
Неглубокий контур



Спинка Jay Zip



Одиночная опора, с  
регулировкой по  
высоте



Бок. защита с один.  
основанием, с прокладкой  
для рук, регул. по высоте,  
съёмная



Бок. защита в виде щитка, с  
прокладкой для рук, фикс.,  
откид., съёмная



Бок. защита в виде щитка,  
регулируемая по высоте,  
откидная, съёмная



Боковая защита в виде  
щитка, откидная, съёмная



Пластиковая бок.  
защита, съёмная  
(чёрная)



Алюм. бок. защита,  
устойчивая к атмосфер.  
воздействиям (цвета рамы)



Алюм. бок. защита, с  
ограждением, устойчивая к  
атмосф. возд. (цвета рамы)



Карбон. бок. защита, с  
ограждением, уст. к  
атмосфер. возд. (чёрная)



Рама FF 105  
(встроенная опора для  
стоп)



Рама FF 95  
(встроенная опора для  
стоп)



Рама FF 105  
(встроенная опора для  
стоп), отводная (2 см  
с каждой стороны)



Рама FF 95  
(встроенная опора для  
стоп), вставка 2 см,  
активная



Рама SA (съёмная  
опора для стоп)

● = Стандарт    ○ = Бесплатная опция    □ = Платная опция

Цена в Евро

**ЦЕНТР ТЯЖЕСТИ (ЦТ)**

измер. от перед. части задней основы; выберите только одну опцию

ЦТ 23	<input type="radio"/>	Центр тяжести 2,3 см	
ЦТ 43	<input checked="" type="radio"/>	Центр тяжести 4,3 см	
ЦТ 63	<input type="radio"/>	Центр тяжести 6,3 см	
ЦТ 83	<input type="radio"/>	Центр тяжести 8,3 см	

**АКСЕССУАРЫ РАМЫ**

LFT090010	<input type="checkbox"/>	Транзитные колеса	(не с кроншт. для костыля, вспом. устр. для наклона и устр. против опрокид.)	221 Евро
<b>Вспом. устр. для наклона (наклад. в виде трубки) и кроншт. для костыля</b>				
LFT090001	<input type="checkbox"/>	Вспом. устр. для наклона, слева	LFT090002 <input type="checkbox"/> Вспом. устр. для наклона, справа	54 Евро
LFT090003	<input type="checkbox"/>	Вспом. устр. для наклона, пара	(выберите вспом. устр. для наклона или трубки против опрокид., но не оба приспособ.)	109 Евро
LFT090009	<input type="checkbox"/>	Кронштейн для костыля, петля	(только в комбинации с устройством для облегчения наклона)	31 Евро
<b>Трубки против опрокид., пов.-отводные</b>				
LFT090004	<input type="checkbox"/>	Трубки против опрокид., пов.-отводные, слева	LFT090005 <input type="checkbox"/> Трубки против опрокид., пов.-отводные, справа	128 Евро
LFT090006	<input type="checkbox"/>	Трубки против опрокид., пов.-отводные, пара	(выберите вспом. устр. для наклона или трубки против опрокид., но не оба приспособ.)	257 Евро
LFT090036	<input type="checkbox"/>	Трубки против опрокид., алюм., облегчен., пов.-отводные (вперед), пара	(не с вспом. устр. для наклона)	257 Евро

**ПРИСПОСОБ. ДЛЯ ОПРЕД. ПОЗИЦИИ ПРИСОЕД. ВЕЛОСИПЕДА** - только с рамами FF

LFT090211	<input type="checkbox"/>	без заказа ОПРЕДЕЛЕНИЯ ПОЗИЦИИ	(штанги стыковочного устройства в сборе)	88 Евро
LFT090212	<input type="radio"/>	с заказом ОПРЕДЕЛЕНИЯ ПОЗИЦИИ	(штанги стыков. устр. в сборе; отдельный заказ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ПОЗИЦИИ)	-

**ПОДВЕС. КРОНШТЕЙНЫ И ПЛАСТИНЫ ДЛЯ СТОП**

<b>Алюм. подвес. кронштейн</b>				
LFT050002	<input type="radio"/>	Угол подвес. кроншт. 110°	LFT050001 <input type="radio"/> Угол подвес. кроншт. 100°	
LFT050006	<input type="checkbox"/>	Подвес. кроншт., алюм., пов.-отводной, слева	LFT050007 <input type="checkbox"/> Подвес. кроншт., алюм., пов.-отводной, справа	67 Евро
обе опции	<input type="checkbox"/>	Подвес. кроншт., алюм., пов.-отводной, пара		134 Евро
<b>Композит. подвес. кроншт.</b>				
LFT050002	<input type="radio"/>	Угол подвес. кроншт. 110°	LFT050001 <input type="radio"/> Угол подвес. кроншт. 100°	
LFT050003	<input type="checkbox"/>	Композит. подвес. кроншт., пов.-отвод., слева	LFT050004 <input type="checkbox"/> Композит. подвес. кроншт., пов.-отвод., справа	45 Евро
обе опции	<input type="checkbox"/>	Композит. подвес. кроншт., пов.-отвод., пара		89 Евро
<b>Подъемная опора для ног (ELR)</b> (не с пластинами для стоп, платф.; только рама SA)				
LFT050009	<input type="checkbox"/>	Подвес. кроншт., алюм., откидн. (0° - 90°), пов.-отводн., слева		159 Евро
LFT050010	<input type="checkbox"/>	Подвес. кроншт., алюм., откидн. (0° - 90°), пов.-отводн., справа		159 Евро
обе опции	<input type="checkbox"/>	Подвес. кроншт., алюм., откидн. (0° - 90°), пов.-отводн., пара	(1)	334 Евро
<b>Прокл. для опоры при ампутир. конечн.</b>				
LFT050014	<input type="checkbox"/>	Прокл. для опоры при ампутир. конечн., слева	LFT050013 <input type="checkbox"/> Прокл. для опоры при ампутир. конечн., справа	163 Евро
LFT050012	<input type="checkbox"/>	Прокл. для опоры при ампутир. конечн., пара		324 Евро
<b>Пластины для стоп (черные)</b>				
LFT050020	<input checked="" type="radio"/>	Пластина для стоп, раздельная, композит., регул. угол, откидн. (в сторону), с петлей для пятки, черная	(2/4)	
LFT050050	<input type="checkbox"/>	Пластина для стоп, раздельная, алюм., регул. угол, откидн. (в сторону), с петлей для пятки, черная	(5)	207 Евро
LFT050102	<input type="checkbox"/>	Пластина для стоп, платформа, алюм., с регул. углом, откидн. (в сторону), с петлей для пятки, черная		152 Евро
LFT050126	<input type="checkbox"/>	Пов.-отводной механизм для пластины для стоп в виде платф.	(только от LLL 40 см)	152 Евро
LFT050062	<input type="checkbox"/>	Запирающая система для алюминиевой платформы		52 Евро
LFT050131	<input type="checkbox"/>	Пластина для стоп в виде платф., облегченная, пластик., угол и глубина регул., откидн. (в сторону), с ремнем для икр	(2/3)	298 Евро
LFT050132	<input type="checkbox"/>	Пластина для стоп в виде платф., облегченная, карбон. волок., угол и глубина регул., откидн. (в сторону), с ремнем для икр	(6)	421 Евро
LFT050127	<input type="checkbox"/>	Регулируемая бок. защита, для обеспечения бокового упора на пластине для стоп		54 Евро

**МИН. ДЛИНА ГОЛЕНИ (LLL):** - Значение LLL должно быть на 2,5 см меньше высоты сиденья спереди; все размеры даны в см

- 22     23     24     25     26     27     28     29     30     31  
 32     33     34     35     36     37     38     39     40     41  
 42     43     44     45     46     47     48     49     50

Рама SA: LLL 22-29 от ШС 34 с раздельной пластиной для стоп / от ШС 32 с пластиной для стоп в виде платф.

Рама FF: LLL 26-33, начиная с ШС 34 (ШС 30 с отводом), с раздельной пласт. для стоп / от ШС 32 (ШС 28 с отводом) с пласт. для стоп в виде платф.

**ВИЛКА**

(сравните с вашим выбором на первой странице)

LFT080029	<input type="radio"/>	Вилка ролика, алюминиевая	
LFT080013	<input type="radio"/>	Вилка ролика, Carbotecture®	
LFT090093	<input type="checkbox"/>	Вилка для дополнительных силовых устройств, 123x45 мм	(только черного цвета) 55 Евро
LFT080101	<input type="checkbox"/>	Набор доп. функций, для пользователей с гемиплегией	(не в комбинации с роликами 7"; только рама SA) 245 Евро

**РОЛИК**

(сравните с вашим выбором на первой странице)

LFT080301	<input type="radio"/>	Ролик, массивный (жесткий), обод: композитный	
LFT080302	<input type="radio"/>	Ролик, массивный (мягкий), обод: композитный	(только для 5" и 6")
LFT080304	<input type="checkbox"/>	Ролик, массивный (жесткий), обод: алюминий	(только для 4" и 5") 81 Евро
LFT080306	<input type="checkbox"/>	Ролик, массивный (мягкий), обод: алюминий	(только для 4" и 5") 120 Евро
LFT080303	<input type="checkbox"/>	Ролик, массивный (жесткий), облегченный, обод: композитный	(только для 4" и 5") 58 Евро
LFT080305	<input type="radio"/>	Ролик, пневматич., обод: композитный	(только для 6" и 7")

(1) не в комбинации с пластиной для стоп в виде платф.; не с ШС 28-36

(2) от LLL 34 см

(3) не с рамой SA; с рамой FF 95°/105° от ШС 30, с вставкой от ШС 34

(4) от ШС 36; с вставкой, с вставкой от ШС 40; с отводом, начиная с ШС 32

(5) с рамой SA и рамой FF 95°/105°, начиная с ШС 30

(6) от ШС 32; с вставкой, начиная с ШС 36



Транзитные колеса



Устройство для облегчения наклона



Кронштейн для костьля, петля



Трубки против опрокид., пов.-отводные, слева




Алюм. подвес. кроншт. 110° / 100°



Композит. подвес. кроншт. 110° / 100°



Подъемная опора для ног (ELR)



Прокл. для опоры при ампут. конечности



Пластина для стоп, отдельная, композит., откидн. (в сторону), с петлей для пятки, черная



Пластина для стоп, отдельная, алюм., регул угол, откидн. (в сторону), с петлей для пятки, черная



Пластина для стоп, отдельная, композит., откидн. (в сторону), с петлей для пятки, черная



Пластина для стоп в виде платф., облегченная, пластик., угол и глубина регул., откид. (в сторону), с ремнем для икр



● = Стандарт    ○ = Бесплатная опция    □ = Платная опция

Цена в Евро

**ЗАДНЕЕ КОЛЕСО**

(сравните с вашим выбором на первой странице; выберите только один тип колеса)

LFT070001	<input type="radio"/>	Заднее колесо, универсальное, 36 спиц, перекрещенные спицы		
LFT070002	<input type="radio"/>	Заднее колесо, дизайнерское, 36 спиц, прямые спицы	(только 24")	
LFT070003	<input type="checkbox"/>	Заднее колесо, облегченное, 24 спицы, прямые спицы		
LFT070004	<input type="checkbox"/>	Заднее колесо Proton, 24 спицы, прямые спицы		307 Евро
LFT070005	<input type="checkbox"/>	Заднее колесо «Spinergy», 18 спиц (черные), прямые спицы; втулка: серебристая	(только 24")	552 Евро
LFT070008	<input type="checkbox"/>	Задн. колесо, барабан. тормоз, 36 спиц, перекрещенные спицы	(не с ЦТ 2,3 см, только с регул. по высоте рукоятками для толкания)	309 Евро
LFT070401	<input type="checkbox"/>	Заднее колесо, управл. одной рукой, 36 спиц, перекрещенные спицы, привод слева		906 Евро
LFT070402	<input type="checkbox"/>	Заднее колесо, управл. одной рукой, 36 спиц, перекрещенные спицы, привод справа		906 Евро
LFT070000	<input type="checkbox"/>	Без заднего колеса		

**ШИНЫ**

(выберите только один тип шины)

LFT070102	<input type="radio"/>	Шина, защита от прокола, протектор	(не с облегченными колесами)	
LFT070101	<input type="radio"/>	Шина, пневматическая, мелкий профиль, Schwalbe Right Run		
LFT070104	<input type="checkbox"/>	Шины, пневматические, защита от прокола, протектор, «Schwalbe Marathon Plus Evolution»		45 Евро
LFT070107	<input type="checkbox"/>	Шина, пневматическая, гладкая, Schwalbe One	(только 24")	44 Евро
LFT070106	<input type="checkbox"/>	Шина пневматическая, Schwalbe Downtown Two Grip	(только 24")	31 Евро

**ОБРУЧ**

LFT070202	<input type="radio"/>	Обручи алюминиевые, анодированные, серебристые		
LFT070201	<input type="radio"/>	Обручи, алюминиевые, с порошковым покрытием, не окрашенные		
LFT070204	<input type="radio"/>	Обручи из нержавеющей стали, серебристые		
LFT070203	<input type="checkbox"/>	Обручи, алюминиевые, с порошковым покрытием, окрашенные		54 Евро
LFT070207	<input type="checkbox"/>	Обручи Supergrip ®	(только 22" с универс. колесами и с барабан. тормозом)	284 Евро
LFT070208	<input type="checkbox"/>	Обручи Maxgrip ®		377 Евро
LFT070200	<input type="radio"/>	Без обручей		
LFT070211	<input type="checkbox"/>	Обручи Surge ®		317 Евро

**УСТАНОВКА ОБРУЧА**

LFT070317	<input checked="" type="radio"/>	Установленный обруч, тонкий (17 мм) (1)		
LFT070327	<input type="radio"/>	Установленный обруч, широкий (27 мм)		
LFT070307	<input type="checkbox"/>	Установленный обруч, сверхтонкий (7 мм) (1)		103 Евро

**РАЗВАЛ КОЛЕС**

(выберите только одну опцию; подлокотники только с 0° и 1°)

LFT070600	<input checked="" type="radio"/>	Развал 0°						
LFT070601	<input type="radio"/>	Развал 1°	LFT070603	<input type="radio"/>	Развал 3°	LFT070605	<input type="radio"/>	Развал 5°
LFT070602	<input type="radio"/>	Развал 2°	LFT070604	<input type="radio"/>	Развал 4°	LFT070606	<input type="radio"/>	Развал 6°

**ЩИТКИ ДЛЯ СПИЦ**

(не с колесами Spinergy)

LFT070831	<input type="checkbox"/>	«Прозрачный»		156 Евро					
LFT070826	<input type="checkbox"/>	«Вращение»	LFT070815	<input type="checkbox"/>	«Графика»	LFT070804	<input type="checkbox"/>	«Биббо»	208 Евро
LFT070810	<input type="checkbox"/>	«Фантазия»	LFT070813	<input type="checkbox"/>	«Галактика»	LFT070805	<input type="checkbox"/>	«Улыбка»	208 Евро
LFT070823	<input type="checkbox"/>	«Принцесса»	LFT070808	<input type="checkbox"/>	«Танцующий медведь»	LFT070818	<input type="checkbox"/>	«Джунгл Фива»	208 Евро
LFT070816	<input type="checkbox"/>	«Счастливые львы»	LFT070832	<input type="checkbox"/>	«Водный мир»	LFT070825	<input type="checkbox"/>	«Рандольф»	208 Евро
LFT070819	<input type="checkbox"/>	«Обезьяны»	LFT070821	<input type="checkbox"/>	«Пираты»	LFT070811	<input type="checkbox"/>	«Перо»	208 Евро
LFT070820	<input type="checkbox"/>	«Восточное»	LFT070824	<input type="checkbox"/>	«Разгон»	LFT070809	<input type="checkbox"/>	«Грязные гонки»	208 Евро
LFT070829	<input type="checkbox"/>	«Супергерой»	LFT070814	<input type="checkbox"/>	«Граффити»	LFT070806	<input type="checkbox"/>	«Хром»	208 Евро
LFT070817	<input type="checkbox"/>	«Горячие колеса»	LFT070802	<input type="checkbox"/>	«Баскетбол»	LFT070803	<input type="checkbox"/>	«Баскетбол 2»	208 Евро
LFT070822	<input type="checkbox"/>	«Пул»	LFT070812	<input type="checkbox"/>	«Летящая вода»	LFT070828	<input type="checkbox"/>	«Пространство»	208 Евро
LFT070827	<input type="checkbox"/>	«Шелк»	LFT070801	<input type="checkbox"/>	Аннотация	LFT070807	<input type="checkbox"/>	«Креативное»	208 Евро
LFT070830	<input type="checkbox"/>	«Тигр»	LFT070833	<input type="checkbox"/>	«Зебра»				208 Евро

**ФИКСАТОРЫ КОЛЕС**

(выберите только одну опцию)

LFT060002	<input checked="" type="radio"/>	Тормоз с коленчатым рычагом	(не в комбинации с короткой рамой SA и колесом 24")	
LFT060003	<input type="checkbox"/>	Компактный тормоз		58 Евро
LFT060013	<input type="checkbox"/>	Тормоз нажимного действия, встроенный в бок. защиту, тип «сафари»		158 Евро
LFT060016	<input type="checkbox"/>	Тормоз нажимного действия, упр. одной рукой, привод справа		139 Евро
LFT060015	<input type="checkbox"/>	Тормоз нажимного действия, упр. одной рукой, привод слева		139 Евро
LFT060010	<input type="checkbox"/>	Удлинение тормоз. рычага, тормоз с коленчатым рычагом, складной		24 Евро

**АКСЕССУАРЫ**

LFT090000	<input checked="" type="radio"/>	Набор инструментов		
LFT090019	<input type="checkbox"/>	Откидной кронштейн для сумок		94 Евро
LFT090030	<input type="checkbox"/>	Рюкзак		66 Евро
LFT090024	<input type="checkbox"/>	Насос высокого давления (0 - 14 бар)		70 Евро
LFT090025	<input type="checkbox"/>	Воздушный насос		13 Евро
LFT090026	<input type="checkbox"/>	Кармашек для мобильного телефона		20 Евро

(1) только с обручем из нержав. стали; не с облегченным колесом и бараб. тормозом или колесом 22"



Заднее колесо, универсальное, 36 спиц, перекрещенные спицы



Заднее колесо, дизайнерское, 36 спиц, прямые спицы



Заднее колесо, облегченное, 24 спицы, прямые спицы



Заднее колесо Proton, 24 спицы, прямые спицы



Заднее колесо, «Spinergeru», 18 спиц (черные), прямые спицы; втулка: серебристая



Заднее колесо, барабан. тормоз, 36 спиц, перекрещенные спицы



Шина, защита от прокола, протектор



Шина, пневматическая, мелкий профиль, Schwalbe Right Run



Шины, пневматические, защита от прокола, протектор, «Schwalbe Marathon Plus Evolution»



Шина, пневматическая, гладкая, «Schwalbe One»



Обручи Supergrip®



Обручи Maxgripp®



Тормоз с колесчатым рычагом



Компактный тормоз



Тормоз нажимного действия, встроенный в бок. защиту, тип «сафари»



Тормоз нажимн. действия, упр. одной рукой, привод справа



Удлинение тормоз. рычага, тормоз с колесч. рычагом, склад.



Откидной кронштейн для сумок Caddy



Рюкзак



Насос высокого давления



Воздушный насос



Кармашек для мобильного телефона

● = Стандарт    ○ = Бесплатная опция    □ = Платная опция

Цена в Евро

**ЦВЕТА**

(1)

Пожалуйста, изучите наш каталог оттенков, чтобы подтвердить выбранный вами цвет

	Рама	Обруч 55 Евро	Втулка/обод 151 Евро	Вилка 43 Евро		Рама	Обруч 55 Евро	Втулка/обод 151 Евро	Вилка 43 Евро
01 Белый RAL 9010	○	□	□	□	26 Серебристая ткань	○	□	□	□
02 Искрящийся серебряный	○	□	□	□	27 Графитовый металл	○	□	□	□
03 Серебристый матовый	○	□	□	□	28 Платиновый металл	○	□	□	□
04 Серебристый	○	□	□	□	29 Черный	○	□	□	□
06 Солнечный желтый	○	□	□	□	31 Матовый черный	○	□	□	□
07 Искрящийся лайм	○	□	□	□	32 Сигнальный белый	○	□	□	□
08 Матовый лайм	○	□	□	□	33 Розовый	○	□	□	□
14 Синий	○	□	□	□	34 Темный шоколад, металл	○	□	□	□
15 Искрящийся морской	○	□	□	□	35 Небесно-голубой	○	□	□	□
16 Матовый морской	○	□	□	□	36 Голубой металл	○	□	□	□
19 Искрящийся пурпурный	○	□	□	□	37 Марсовый красный (оранжевый)	○	□	□	□
20 Матовый пурпурный	○	□	□	□	39 Капучино	○	□	□	□
21 Красный рубиновый	○	□	□	□	40 Киви	○	□	□	□
22 Искрящийся красный	○	□	□	□	41 Сверкающий фламинго	○	□	□	□
23 Матовый красный	○	□	□	□	42 Матовый антрацит	○	□	□	□
24 Оранжевый тутти-фрутти	○	□	□	□	43 Лазурный	○	□	□	□

(1) Обруч: только с окрашиванием порошок. напылением; втулка/обод: только для универс. колеса; вилка: не с Carbotecture

**Цветовой пакет (вилка, пластина оси)**

LFT100502	●	Стилевой пакет черный		
LFT100501	□	Стилевой пакет оранжевый	150 Евро	
LFT100503	□	Стилевой пакет серебристый	150 Евро	

**Комментарии для специальной конструкции** - пожалуйста, обратитесь за справкой; сроки исполнения заказа могут быть изменены.


**Quickie Life T - Базовая цена**

2 143,-

Цена опции

Упаковка и транспортировка

35 Евро

Без учета НДС

НДС

**Общая цена:**

**Titan Deutschland GmbH**  
An der Leimenkaut 31  
61352 Bad Homburg, Germany  
(06172) 684 441 / 684 439

Эл. почта: titan@ortho-titan.com  
Website: www.ortho-titan.com

