

**QUICKIE**Выпуск: 01.19  
Срок действия до: 12.19**NEON<sup>2</sup>**

Адрес поставки:  
 Фамилия:  
 Улица:  
 Город: Почтовый индекс:  
 Электронная почта:  
 Телефон: Факс:



Счет к оплате:  
 Фамилия:  
 Улица:  
 Город: Почтовый индекс:  
 Электронная почта:  
 Телефон: Факс:

Дата заказа:  
 Заказ на поставку:  
 Запрашиваемый номер:

Промаркировано для:  
 Номер заказа:

- Заказ  Калькуляция  По специальному заказу

- = Стандарт  = Платная опция  
 ○ = Платной опции не имеется

Код для компенсации:

Макс. вес пользователя **140 кг** <sup>(1)</sup>

Артикул № LY-710-05300001 IC

ВЕС ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ  кг

Обязательная информация для обеспечения поставки выбранной конфигурации

**Базовая цена 2 898 Евро****ИЗМЕРЕНИЯ ПАРАМЕТРОВ КЛИЕНТА** (все значения даны без учета размеров подушки)**ВЫБОР ШИРИНЫ СИДЕНЬЯ** - от внешней стороны одной трубки рамы до внешней стороны другой трубки рамы.

30 см	32 см	34 см	36 см	38 см	40 см	42 см	44 см	46 см	48 см	50 см
○	○	○	○	○	○	○	□	□	□	□

Включая опцию NSW016602:  
 Вес пользователя 140 кг

**ВЫБОР ГЛУБИНЫ СИДЕНЬЯ**

34 см	36 см	38 см	40 см	42 см	44 см	46 см	48 см	50 см
○	○	○	○	○	○	○	○	○

(1) Макс. вес пользователя 140 кг только с опцией NSW010602 или с шириной сиденья 44-50 см;  
 Стандартный макс. вес пользователя: 120 кг

● = Стандарт    ○ = Платной опции не имеется    □ = Платная опция

**ВЫБОР ВЫСОТЫ СИДЕНЬЯ СПЕРЕДИ:** в зависимости от передних роликов, вилок и вариантов рамы

Высота сиденья спереди в см

		Рама	Вилка (длина)	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57			
Передний ролик	3"		111 мм								○	○	○	○	○														
			123 мм											○	○	○	○												
			123 мм* (1)												○	○	○	○											
			138 мм (1)													○	○	○	○										
			174 мм (1)																○	○	○	○	○						
			Для упр.1 рукой (1)											○	○	○	○	○											
	Hemi	111 мм* (1)	□		□	□	□																						
		138 мм* (1)			□	□	□				□																		
		174 мм* (1)									□	□																	
	4"		111 мм										○	○	○	○	○												
			123 мм													○	○	○	○										
			123 мм* (1)														○	○	○	○									
138 мм (1)																	○	○	○	○									
174 мм (1)																		○	○	○	○	○							
Для упр.1 рукой (1)														○	○	○	○	○					○	○					
Hemi	111 мм* (1)	□	□		□	□	□																						
	138 мм* (1)			□	□	□	□	□																					
	174 мм* (1)								□	□	□	□	□																
5"		111 мм														○	○	○	○										
		123 мм															○	○	○	○									
		123 мм* (1)																○	○	○	○								
		138 мм (1)																○	○	○	○	○							
		174 мм (1)																	○	○	○	○	○						
		Для упр.1 рукой (1)																○	○	○	○								
Hemi	111 мм* (1)			□	□	□	□	□																					
	138 мм* (1)				□	□	□	□	□																				
	174 мм* (1)									□		□	□	□															
6"		111 мм															○	○											
		123 мм																○	○	○									
		123 мм* (1)																	○	○	○								
		138 мм (1)																	○	○	○	○	○						
		174 мм (1)																		○	○	○	○	○					
		Для упр.1 рукой (1)																	○	○									
Hemi	111 мм* (1)								□	□																			
	138 мм* (1)									□	□	□	□																
	174 мм* (1)											□		□	□	□													
7"		123 мм																		○	○								
		123 мм* (1)																			○	○							
		138 мм (1)																				○	○						
		174 мм (1)																					○	○	○	○	○	○	
Hemi	174 мм* (1)											□	□	□		□	□	□											

\* поставляется только черного цвета

**ВЫБОР ВЫСОТЫ СИДЕНЬЯ СЗАДИ:** в зависимости от размера заднего колеса

Высота сиденья сзади в см

Задние колеса	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	
22"	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○							
24"				○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○			
25"					○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○		
26"						○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○

Высота сиденья сзади может быть меньше выбранной высоты сиденья спереди только на значение, составляющее от 0 до 11 см.

(1) Совместимо с дополнительными силовыми устройствами. Для вилок 123 мм, пожалуйста, дополнительно выберите опцию NSW090093 «Вилка для добавочных силовых устройств».

## Пожалуйста, применяйте следующий метод измерения:

Рекомендуемый метод разработан на основе большого практического опыта. В отдельных случаях возможны отклонения.

### Ширина сиденья (SW):

- a) Для пользователя: Необходимо обеспечить зазор между боковой защитой и бедром с обеих сторон инвалидной коляски (приблизительно 1 - 2 см)
- b) На инвалидной коляске: От внешней стороны одной трубки рамы до внешней стороны другой трубки рамы.

### Глубина сиденья (SD):

- a) Для пользователя: Сидя прямо: оставьте зазор 2 - 3 пальца между переднем краем обивки сиденья и обратной стороной колена (приблизительно 3 - 6 см). Будьте внимательны при использовании регулируемой обивки.
- b) На инвалидной коляске: От спинки трубки до переднего края обивки сиденья.

### Высота сиденья спереди:

- a) Для пользователя: В положении сидя, когда колени согнуты под углом 90°:  
От обратной стороны колена до нижней поверхности подошвы обуви.
- b) На инвалидной коляске: От передней части трубки сиденья до поверхности пола.  
(мин. на 3 см длиннее измерения пользователя)  
Не забудьте учесть высоту подушки.

### Высота сиденья сзади:

- b) На инвалидной коляске: От задней части трубки сиденья до поверхности пола.  
Примечание: Макс. разность высоты сиденья спереди и сзади составляет 11 см

### Высота спинки:

- a) Для пользователя: От сиденья, включая высоту подушки, до уровня, отстоящего от нижнего края лопаток не более чем на 1 - 2 см.
- b) На инвалидной коляске: От задней части трубки сиденья до верхнего края обивки спинки.  
Примечание: При измерении высоты спинки большое значение имеет способность пользователя сидеть прямо, в зависимости от этого значения могут существенно меняться

### Угол спинки:

Важно: Высота спинки зависит от группы инвалидности.  
За 0° принимается угол 90° к поверхности пола. Отрицательные углы - это углы <90°, положительные углы - это углы >90°.

### Обзор технических данных:

Макс. общая высота:	102 см
Макс. общая длина:	115 см
Макс. ширина штифта:	70 см
Макс. безопасная крутизна:	7° (для использования стояночного тормоза)
Вес инвалидной коляски:	от 11,5 кг
Вес в разобранном состоянии:	от 9,1 кг
Вес самой тяжелой детали:	2,1 кг
Макс. общая ширина:	Развал
	При развале 0°:                      Ширина сиденья (SW) + 16 см
	При развале 2°:                      Ширина сиденья (SW) + 22 см
	При развале 4°:                      Ширина сиденья (SW) + 27 см

**Надлежащее применение и условия окружающей среды** - для лиц с ограниченной мобильностью; самоходная коляска или перемещаемая с помощью ассистента, для использования в помещении и за пределами помещения.

Изделие прошло **испытание на удар при столкновении согласно ISO 7176-19** и признано пригодным для транспортировки в автомобиле, в комбинации с опцией «Фиксирующие кронштейны для транспортировки». При транспортировке без пациента следует надежно зафиксировать коляску в транспортном средстве (в автомобиле или самолете)

Любые изменения конфигурации могут привести к изменению высоты сиденья.

Производственные допуски составляют +/- 1 см

# Neon<sup>2</sup>

● = Стандарт    ○ = Платной опции не имеется    □ = Платная опция

Стоимость в евро

## СИДЕНЬЕ

### Полотно сиденья

NSW020002	●	Полотно сиденья, нейлон, с регул. натяжения, с 1 карманом для принадлежностей	-
NSW020003	□	Полотно сиденья, нейлон, с регул. натяжения, с 2 карм. для принадлежностей <i>(только нач. с шир. сиденья 38 см)</i>	43 Евро
NSW020004	□	Полотно сиденья, нейл., с регул. натяж., с 1 карм. для принадлеж., с 1 карм. для катетера <i>(только нач. с шир. сиденья 34 см)</i>	43 Евро
NSW020000	○	Без полотна сиденья	-

### Подушка сиденья, чехол черного цвета на «молнии»

Пенный наполн. (ср. мягкости)	Толщина	NSW020101	□	3 см	NSW020102	□	5 см	88 Евро
Латекс (очень мягкий)	Толщина	NSW020103	□	5 см	NSW020104	□	8 см	88 Евро

### Подушка сиденья, кондиционирующая мембрана водостойкая, чехол черного цвета на «молнии»

Пенный наполн. (ср. мягкости)	Толщина	NSW020105	□	3 см	NSW020106	□	5 см	170 Евро
Латекс (очень мягкий)	Толщина	NSW020107	□	5 см	NSW020108	□	8 см	170 Евро

NSW020150	□	Съемный чехол подушки сиденья, чехол черного цвета на «молнии»	40 Евро
-----------	---	--	---------

### Аксессуары для сиденья

NSW020050	□	Дополнительная прокладка для обивки сиденья, съемная	28 Евро
NSW090018	□	Ремень для фиксации колен с металлической пряжкой	24 Евро

### Подушки JAY - полный ассортимент продукции указан в бланках для заказов Jay

JAY020002	□	Базовый вариант Jay	125 Евро
JAY020003	□	JAY Soft Combi P	185 Евро
JAY020001	□	JAY Easy Visco, изогнутое основание	272 Евро
JAY020004	□	JAY Lite	426 Евро
JAY020007	□	JAY Easy Fluid, изогнутое основание	467 Евро

## СПИНКА

### Диапазон высоты спинки (см)

Выберите заводскую регулировку высоты спинки.

Регулировка высоты возможна в диапазоне 5 см.

25 - 30	30 - 35	35 - 40	40 - 45	45 - 47,5
○ 25	○ 30	○ 35	○ 40	○ 45
○ 27,5	○ 32,5	○ 37,5	○ 42,5	○ 47,5
○ 30	○ 35	○ 40	○ 45	

NSW030010	○	Спинка, зафиксирована (90°)	-
NSW030031	□	Спинка, складывающаяся (вперед) (1)	279 Евро
NSW030012	□	Спинка, с регулировкой угла <i>(от 75° до 103°)</i>	279 Евро
NSW030031	□	Спинка, складывающаяся (вперед) (1)	279 Евро

### Рукоятки для толкания

NSW030200	○	Без рукояток для толкания	-
NSW030201	○	Рукоятки для толкания, длинные	-
NSW030203	□	Складные рукоятки для толкания <i>(поставляется начиная с высоты спинки 32,5 см)</i>	151 Евро
NSW030205	□	Рукоятки для толкания с регулировкой по высоте для спинок Jay <i>(поставляется начиная с высоты спинки 30 см)</i>	241 Евро
NSW030204	□	Рукоятки для толкания, регулируемые по высоте <i>(поставляется начиная с высоты спинки 30 см)</i>	241 Евро


### Обивка спинки

NSW030316	○	Полотно для спинки EXO, синт. волокно, с набивкой, регулируемое, с 1 карманом для принадлеж., черного цвета Цвет, шнур для крепл.: ● Черный    ○ Оранжевый    ○ Серебр.    ○ Красный    ○ Синий	-
NSW030317	□	Полотно для спинки EXO PRO, синт. волокно, с набивк., рег., воздухопр., с ткан. вст., с 1 карм. для принадлеж., черн. Цвет, шнур для крепл.: ● Черный    ○ Оранжевый    ○ Серебр.    ○ Красный    ○ Синий	139 Евро
NSW030300	○	Без обивки спинки	-

### Аксессуары для спинки

NSW030402	□	Стабилизирующая штанга, автоматическое складывание <i>(поставляется только нач. с шир. сиденья 36- 48 см)</i>	134 Евро
NSW030401	□	Стабилизирующая штанга, поворотная	134 Евро
NSW030412	□	Подголовник, средний, с рег.и высотой, глубиной и углом	332 Евро
NSW030411	□	Подголовник, высокий, с рег.и высотой, глубиной и углом, 20x11 см	332 Евро

(1) Не предусмотрены рукоятки для толкания, регулируемые по высоте, спинки JAY, стабилизирующая штанга или подголовник. Пожалуйста, смотрите схему для складывания на следующей странице. Если длинные рукоятки для толкания поставляются только начиная с высоты спинки 30 см; если складные рукоятки для толкания поставляются только начиная с высоты спинки 35 см



NSW020002  
Полотно сиденья  
с 1 карманом для принадлежностей



NSW020003  
Полотно сиденья  
с 2 карманами для принадлежностей



NSW090018  
Ремень для фиксации колен  
с металлической пряжкой



NSW030012  
Спинка, с регулировкой угла



NSW030201  
Рукоятки для толкания, длинные



NSW030203  
Складные рукоятки для толкания



NSW030204  
Рукоятки для толкания,  
регулируемые по высоте



NSW030316  
Полотно спинки EXO



NSW030317  
Полотно спинки EXO PRO



NSW030412  
Подголовник, средний

**Схема для складывания спинки NSW030031, складывается вперед.**



NSW030031  
Спинка, складная

Ширина сиденья

Высота спинки

	32,5	35	37,5	40	42,5	45	47,5
32.	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
34	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
36	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
38		✓	✓	✓	✓	✓	✓
40			✓	✓	✓	✓	✓
42				✓	✓	✓	✓
44				✓	✓	✓	✓
46					✓	✓	✓
48						✓	✓
50							✓



=складывается под углом 90° к передней части сложенной коляски



=не может складываться полностью под углом 90° к передней части сложенной коляски в комбинации со складными рукоятками для толкания



=не может складываться полностью под углом 90° к передней части сложенной коляски



=складывается под углом менее 45° к передней части сложенной коляски, складывается под углом 90° при не сложенной коляске

## СПИНКИ JAY J3

## Спинка Jay 3 - Неглубокая конфигурация

Ср. часть области груди:	<input type="checkbox"/>	JAY030010	Средняя - 34 см	<input type="checkbox"/>	JAY030033	Высокая - 38 см	689 Евро			
Верх. часть обл. груди:	<input type="checkbox"/>	JAY030012	Короткая - 42 см	<input type="checkbox"/>	JAY030019	Средняя - 46 см	<input type="checkbox"/>	JAY030025	Высокая - 50 см	763 Евро
Высота плеч:	<input type="checkbox"/>	JAY030015	Короткая - 53 см	<input type="checkbox"/>	JAY030022	Средняя - 57 см	<input type="checkbox"/>	JAY030028	Высокая - 61 см	820 Евро

## Спинка Jay J3 - Средняя конфигурация

Ср. часть обл. груди:	<input type="checkbox"/>	JAY030011	Средняя - 34 см	<input type="checkbox"/>	JAY030018	Высокая - 38 см	754 Евро			
Верх. часть обл. груди:	<input type="checkbox"/>	JAY030018	Короткая - 42 см	<input type="checkbox"/>	JAY030020	Средняя - 46 см	<input type="checkbox"/>	JAY030026	Высокая - 50 см	841 Евро
Высота плеч:	<input type="checkbox"/>	JAY030016	Короткая - 53 см	<input type="checkbox"/>	JAY030023	Средняя - 57 см	<input type="checkbox"/>	JAY030029	Высокая - 61 см	885 Евро

## Карбоновая спинка Jay 3 - Неглубокая конфигурация

Нижн. часть обл. груди:	<input type="checkbox"/>	JAY060001	Короткая - 17 см	<input type="checkbox"/>	JAY060002	Высокая - 24 см	1 070 Евро
Ср. часть обл. груди:	<input type="checkbox"/>	JAY060003	Короткая - 30 см	<input type="checkbox"/>	JAY060004	Высокая - 38 см	1 070 Евро

## Аксессуары для спинок JAY J3

JAY030004	<input type="checkbox"/>	Подголовники для спинки Jay Flip (J3EUHDFH & J3EUHDLSP)	(только со спинками Jay J3)	437 Евро
JAY030006	<input type="checkbox"/>	Стандартная конструкция Jay Подголовник (J3EUHDXH & J3EUHDLSP)	(только со спинками Jay J3)	262 Евро
JAY090058	<input type="checkbox"/>	Карман для принадлежностей JAY	(только с карбоновыми спинками Jay 3)	71 Евро

## ПОДЛОКОТНИКИ И БОКОВАЯ ЗАЩИТА

## Подлокотник

NSW040005	<input type="checkbox"/>	Боковая защита в виде щитка, откидная, съемная	246 Евро
NSW040001	<input type="checkbox"/>	Боковая защита в виде щитка, накладка для рук (25 см), фиксированная, откидная, съемная	246 Евро
NSW040002	<input type="checkbox"/>	Боковая защита в виде щитка, накладка для рук (25 см), с регулируемой высотой, складывающаяся вверх, съемная	332 Евро
NSW040003	<input type="checkbox"/>	Боковая защита в виде щитка, накладка для рук (31 см), фиксированная, складывающаяся вверх, съемная	246 Евро
NSW040004	<input type="checkbox"/>	Боковая защита в виде щитка, накладка для рук (31 см), с регулируемой высотой, откидная, съемная	332 Евро
NSW040050	<input type="checkbox"/>	Боковая защита с одной опорой, накладка для рук (25 см), с регулируемой высотой, съемная	239 Евро
NSW040051	<input type="checkbox"/>	Боковая защита с одной опорой, накладка для рук (36 см), с регулируемой высотой, съемная	239 Евро
NSW040052	<input type="checkbox"/>	Боковая защита с одной опорой, накладка для рук (33 см), с регулируемой глубиной и высотой, съемная	206 Евро
NSW040117	<input type="checkbox"/>	Трубчатые подлок., алюм., повор. (отводятся в сторону), с набивкой, съемные	(только со спинкой с рег. углом) 196 Евро

## Аксессуары и опции для боковой защиты в виде щитка

NSW040020	○	Приспособление для снятия блокировки при параличе 4 конечностей	(только с боковой защитой в виде щитка)	-
NSW090012	<input type="checkbox"/>	Поддон, поворотнo-отводной (в сторону), шир. сиденья 34 - 50 см, монт. слева	(только с боковой защитой в виде щитка)	332 Евро
NSW090013	<input type="checkbox"/>	Поддон, поворотнo-отводной (в сторону), шир. сиденья 34 - 50 см, монт. справа	(только с боковой защитой в виде щитка)	332 Евро
NSW090011	<input type="checkbox"/>	Поддон, плотная посадка, ширина сиденья 38 - 48 см	(только с боковой защитой в виде щитка)	332 Евро

## Боковые защитные приспособления

NSW040107	<input type="checkbox"/>	Боковая защита, из композитного материала, съемная, высота 21 см (длина 31 см), черная	109 Евро
NSW040102	<input type="checkbox"/>	Боковая защита, алюминий, защита от атмосферных воздействий (цвет рамы)	184 Евро
NSW040103	<input type="checkbox"/>	Боковая защита, алюминий, щиток, защита от атмосферных воздействий (цвет рамы)	250 Евро
NSW040104	<input type="checkbox"/>	Боковая защита, карбоновое волокно, щиток, защита от атмосферных воздействий (черная)	332 Евро

## КРОНШТЕЙН

NSW050001	<input type="checkbox"/>	Угол кронштейна 80°	
NSW050002	<input type="checkbox"/>	Hanger angle 70°	

## Кронштейн, алюминиевый, поворотнo-отводной

NSW050006	<input type="checkbox"/>	Кронштейн, алюминиевый, поворотнo-отводной, слева	
NSW050007	<input type="checkbox"/>	Кронштейн, алюминиевый, поворотнo-отводной, справа	
NSW050008	<input type="checkbox"/>	Кронштейн, алюминиевый, поворотнo-отводной, пара	

## Кронштейн, алюминиевый, откидной (0- 90°), поворотный

NSW050009	<input type="checkbox"/>	Кронштейн, алюминиевый, откидной (0° - 90°), поворотный, слева	115 Евро
NSW050010	<input type="checkbox"/>	Кронштейн, алюминиевый, откидной (0° - 90°), поворотный, справа	115 Евро
NSW050011	<input type="checkbox"/>	Кронштейн, алюминиевый, откидной (0° - 90°), поворотный, пара	(нач. с шир. сиденья 38 см) 229 Евро



Спинка Jay 3  
Неглубокая  
конфигурация



Спинка Jay 3  
Средняя  
конфигурация



Карбоновая спинка  
Jay 3 Неглубокая  
конфигурация



NSW04000x Боковая защита  
в виде щитка, накладка для рук,  
откидная, съемная



NSW040050  
Боковая защита с одиночной опорой



NSW040052  
Боковая защита с одиночной  
опорой, накладка для рук (33 см)



NSW040117  
Трубчатый подлокотник,  
поворотный, съемный,  
с набивкой



NSW040107  
Боковая защита, из  
композитного материала,  
съемная (черного цвета)



NSW040103  
Алюминий, защита от  
атмосферных  
воздействий, щиток



NSW040104  
Карбоновое волокно, защита  
от атмосферных  
воздействий, щиток



NSW050011  
Кронштейн, алюминиевый,  
откидной (0-90°), поворотный

# Neon <sup>2</sup>

zz = Стандарт    ○ = Платной опции не имеется    □ = Платная опция

Стоимость в евро

## Основания для стоп

NSW050104	<input type="checkbox"/>	Основание для стоп, отдельное, из комп. матер., откидная, с петель для пятки, черн. (нач. с шир. сиденья 32 см)	89 Евро
NSW050020	<input type="checkbox"/>	Основание для стоп, разд., из комп. матер., с рег. углом, откидное, с петель для пятки, черн. (нач. с шир. сиденья 32 см)	134 Евро
NSW050022	<input type="checkbox"/>	Основание для стоп, отдельное, из алюм., с рег. углом, откидное, с петель для пятки, цвет рамы	341 Евро
NSW050051	<input type="checkbox"/>	Основание для стоп, отдельное, из алюм., с рег. углом, откидное, высоко устю, с петель для пятки, цвет рамы (1)	405 Евро
NSW050023	<input type="checkbox"/>	Основание для стоп, в виде платформы, из алюм., с рег. углом, откидное, с петель для пятки, цвет рамы	285 Евро
NSW050126	<input type="checkbox"/>	Поворотный механизм пластины для стоп в виде платформы	152 Евро
NSW050059	<input type="checkbox"/>	Основание для стоп, в виде платф., функц., из алюм., с рег. углом, откидное, с ремн. для икр (нач. с шир. сиденья 32 см)	354 Евро
NSW050131	<input type="checkbox"/>	Основание для стоп, платф., облеж., пластик, регулируемые угол и глубина, откидное, ремень для икр, черн.	298 Евро
NSW050132	<input type="checkbox"/>	Основание для стоп, платф., облеж., карбон., рег. угол и глубина, откидное, ремень для икр, черн. (1)	421 Евро

## Аксессуары оснований для стоп

NSW050127	<input type="checkbox"/>	Регулируемая боковая защита, удерживающая ноги на основании (2)	54 Евро
-----------	--------------------------	---	---------

## ДЛИНА ГОЛЕНИ (LLL)

(Значение LLL должно быть на 2,5 см меньше высоты сиденья спереди; размеры даны в см)

<input type="radio"/>	22	<input type="radio"/>	23	<input type="radio"/>	24	<input type="radio"/>	25	<input type="radio"/>	26	<input type="radio"/>	27	<input type="radio"/>	28	<input type="radio"/>	29	<input type="radio"/>	30	<input type="radio"/>	31
<input type="radio"/>	32	<input type="radio"/>	33	<input type="radio"/>	34	<input type="radio"/>	35	<input type="radio"/>	36	<input type="radio"/>	37	<input type="radio"/>	38	<input type="radio"/>	39	<input type="radio"/>	40	<input type="radio"/>	41
<input type="radio"/>	42	<input type="radio"/>	43	<input type="radio"/>	44	<input type="radio"/>	45	<input type="radio"/>	46	<input type="radio"/>	47	<input type="radio"/>	48	<input type="radio"/>	49	<input type="radio"/>	50	<input type="radio"/>	51

При прикл. длине голени менее 32 см требуются высоко устанавливаемые основания для стоп - в зависимости от конфигурации; пожалуйста, внимательно изучите конфигурацию

## ВАРИАНТЫ РАМЫ

NSW010015	<input type="radio"/>	Рама SA	-
NSW010602	<input type="checkbox"/>	Усиление рамы для макс. веса пользователя 140 кг	106 Евро
NSW010024	<input type="radio"/>	Рама Неті для сидений с малой высотой (сравните с вашим выбором на первой странице)	-

## ЦЕНТР ТЯЖЕСТИ

(2 см=очень пассивная; 12 см= очень активная)

NSW070703	Адаптер, стандартный	<input type="radio"/>	2	<input type="radio"/>	3	<input type="radio"/>	4	<input type="radio"/>	5	<input type="radio"/>	6	<input type="radio"/>	7	<input type="radio"/>	8	<input type="radio"/>	9
		<input type="radio"/>	10	<input type="radio"/>	11	<input type="radio"/>	12										
NSW070701	Адаптер, облеж. вариант	<input type="radio"/>	5	<input type="radio"/>	6	<input type="radio"/>	7	<input type="radio"/>	8	<input type="radio"/>	9	<input type="radio"/>	10	<input type="radio"/>	11	<input type="radio"/>	12

## АКСЕССУАРЫ РАМЫ

(выберите или устройство для наклона, или трубку против опрокидывания для каждой стороны)

NSW090016	<input type="checkbox"/>	Защита рамы, черная	56 Евро
NSW090100	<input type="checkbox"/>	Крепежные кронштейны для транспортировки	88 Евро
NSW090010	<input type="checkbox"/>	Транзитные колеса (не поставляется в комбинации с трубками против опрокидывания или с устройством для наклона)	221 Евро

## Поворотные-отводные трубки для защиты от опрокидывания

NSW090004	<input type="checkbox"/>	Слева NSW090005	<input type="checkbox"/>	Справа	128 Евро
NSW090006	<input type="checkbox"/>	Пара (не предусмотрено дополнительное устройство для наклона)			257 Евро

## Устройство для наклона

NSW090001	<input type="checkbox"/>	Слева NSW090002	<input type="checkbox"/>	Справа	53 Евро
NSW090003	<input type="checkbox"/>	Устройство для наклона, пара (не предусмотрены дополнительные трубки против опрокидывания)			106 Евро
NSW090009	<input type="checkbox"/>	Кронштейн для костыля, петля (только в комбинации с устройством для наклона)			31 Евро

## ВИЛКИ

(сравните с вашим выбором на первой странице)

NSW080013	<input checked="" type="radio"/>	Вилка ролика, Carbotecture ®	Цвет: Черный (только для вилок 111 мм 123 мм)	Стандарт
		Цвет: <input type="checkbox"/> Серебристый <input type="checkbox"/> Оранжевый <input type="checkbox"/> Красный (3) <input type="checkbox"/> Синий (3)		43 Евро
NSW080029	<input type="checkbox"/>	Вилка ролика, алюминий	Цвет: Черный (только для вилок 138 мм 174 мм)	Стандарт
		Цвет: <input type="checkbox"/> Серебристый <input type="checkbox"/> Оранжевый		43 Евро
NSW080008	<input type="checkbox"/>	Вилка ролика, алюминий, для управления одной рукой	Цвет: Черный	168 Евро
		Цвет: <input type="checkbox"/> Серебристый <input type="checkbox"/> Оранжевый <input type="checkbox"/> Красный <input type="checkbox"/> Синий		43 Евро

## СТАНДАРТНЫЕ РОЛИКИ

(сравните с вашим выбором на первой странице)

NSW080301	<input type="radio"/>	Ролик, массивный (жесткий), обод: композитный материал, черный	-
NSW080302	<input type="radio"/>	Ролик, массивный (мягкий), обод: композитный материал, черный (только 5" и 6")	-
NSW080303	<input type="checkbox"/>	Ролик, массивный (жесткий), светящийся, обод: композитный материал, черный (только 3", 4" и 5")	58 Евро
NSW080304	<input type="checkbox"/>	Ролик, массивный (жесткий), обод: алюминий Цвет, обод: Серебристый (только 4" и 5")	81 Евро
NSW080305	<input type="checkbox"/>	Ролик, пневматический, обод: композитный материал, черный (только 7")	-
NSW080306	<input type="checkbox"/>	Ролик, массивный (мягкий), обод: алюминий Цвет, обод: Серебристый (только 4" и 5")	120 Евро
		Цвет, обод: <input type="checkbox"/> Черный <input type="checkbox"/> Оранжевый <input type="checkbox"/> Красный <input type="checkbox"/> Синий	43 Евро

- (1) Поставляется нач. с шир. сиденья 34 см  
 (2) Только для основания для стоп, облеженной платформы или функционального  
 (3) Только с вилкой Carbotecture 111x45 мм

Посетите нашу информационную веб-страницу для получения дальнейшей информации  
[www.ortho-titan.com](http://www.ortho-titan.com)





NSW050022  
Основание для стоп,  
раздельное, из алюм.,  
цвет рамы



NSW050059  
Основание для стоп,  
платформа,  
функциональное



NSW050132  
Основание для стоп,  
платформа, облегченное,  
карбоновое волокно



NSW050127  
Регулируемая боковая защита



NSW090010  
Транзитные колеса



NSW090006  
Поворотно-отводные  
трубки для защиты от опрокидывания



NSW090001  
Устройство для наклона



NSW080013 и NSW080306  
Вилка ролика, Carbotecture и Ролик твердый (мягкий), алюминий



NSW080008  
Вилка ролика, алюминий,  
для управления одной рукой, красного цвета

# Neon <sup>2</sup>

● = Стандарт    ○ = Платной опции не имеется □ = Платная опция

Стоимость в евро

## ЗАДНИЕ КОЛЕСА

(сравните с вашим выбором на первой странице)

NSW070000	<input type="radio"/>	Без заднего колеса	-
NSW070001	<input type="radio"/>	Заднее колесо, универсальное, 36 спиц (серебристые), перекрещенные спицы (25" не предусмотрено)	-
NSW070002	<input type="radio"/>	Заднее колесо, дизайнерское, 36 спиц (серебристые), прямые спицы (только 24" и 26")	-
NSW070003	<input type="radio"/>	Заднее колесо, облегч., 24 спицы (серебр.), прямые спицы (не поставляется 26", смотр. варианты оттенков на посл. стр.)	-
NSW070004	<input type="checkbox"/>	Заднее колесо, Proton, 24 спицы (черные), прямые спицы (не поставляется 26", предельный вес пользователя 100 кг)	307 Евро
NSW070005	<input type="checkbox"/>	Заднее колесо, Spinegy, 18 спиц (черные), прямые спицы; втулка: серебристая (22" не предусмотрено)	552 Евро
NSW070006	<input type="checkbox"/>	Заднее колесо, Spinegy, 12 спиц (черные), прямые спицы; втулка: серебристая (только 24" и 25")	774 Евро
NSW070007	<input type="checkbox"/>	Заднее колесо, Spinegy, 12 спиц (черные), прямые спицы; втулка черная (только 24" и 25")	774 Евро
NSW070008	<input type="checkbox"/>	Заднее колесо, барабанный тормоз, 36 спиц (серебристые), перекрещенные спицы (1) (только 22 и 24")	309 Евро
NSW070009	<input type="checkbox"/>	Заднее колесо, Mountainbike, 36 спиц (серебристые), прямые спицы (только 24")	279 Евро
NSW070010	<input type="checkbox"/>	Колесо Mountainbike, комплект для замены, включая шину (сверхкрупный профиль) (только 24")	423 Евро

## Ось

NSW070150	<input checked="" type="radio"/>	Быстросъемная ось	Стандарт
NSW070151	<input type="checkbox"/>	Быстросъемная ось, спроектировано для Quad (2)	56 Евро

## ШИНЫ

NSW070101	<input type="radio"/>	Шина, пневматическая, мелкий профиль, Schwalbe Right Run (25" не предусмотрено)	-
NSW070102	<input type="radio"/>	Шина, защита от прокола, протектор	-
NSW070106	<input type="checkbox"/>	Шина, пневматическая, протектор, Schwalbe Downtown, с двумя захватами (только 24")	32 Евро
NSW070107	<input type="checkbox"/>	Шина, пневматическая, гладкая, Schwalbe One (только 24" и 25")	43 Евро
NSW070104	<input type="checkbox"/>	Шины, пневматические, защита от прокола, протектор, «Schwalbe Marathon Plus Evolution»	45 Евро

## ОБРУЧИ

NSW070204	<input type="radio"/>	Обручи из нержавеющей стали, серебристые	-
NSW070202	<input type="radio"/>	Обручи, алюминиевые, анодированные, серебристые	-
NSW070201	<input type="radio"/>	Обручи, алюминиевые, с порошковым покрытием, не окрашенные	-
NSW070203	<input type="checkbox"/>	Обручи, алюминиевые, с порошковым покрытием, окрашенные (выберите цвет на последней странице)	54 Евро
NSW070205	<input type="checkbox"/>	Обручи, титановые, необработанные (22" не предусмотрено)	202 Евро
NSW070206	<input type="checkbox"/>	Обручи, титановые, с порошковым покрытием, не окрашенные (22" не предусмотрено)	202 Евро
NSW070207	<input type="checkbox"/>	Обручи Supergrip ®	284 Евро
NSW070208	<input type="checkbox"/>	Обручи Maxgripp ® (только 22 и 24")	377 Евро
NSW070211	<input type="checkbox"/>	Обручи, Surge ® (только 24" и 25")	317 Евро

## Установка обруча

NSW070307	<input type="checkbox"/>	Установленный обруч, сверхтонкий (7 мм) (только с нержавеющей сталью и Surge)	103 Евро
NSW070317	<input checked="" type="radio"/>	Установленный обруч, тонкий (17 мм)	Стандарт
NSW070327	<input type="radio"/>	Установленный обруч, широкий (17 мм)	-

## Аксессуары обруча

NSW070250	<input type="checkbox"/>	Покрытие обруча, резина (не поставляется с 25", 26" и Surge)	108 Евро
-----------	--------------------------	--	----------

## РАЗВАЛ КОЛЕС

NSW070600	<input type="radio"/>	0°	-
NSW070602	<input type="radio"/>	2° (3)	-
NSW070604	<input type="radio"/>	4° (3)	-

## ЗАЩИТА ДЛЯ СПИЦ

(окрашенные: только 22 и 24"; прозрачные: только 22", 24" и 26")

NSW070831	<input type="checkbox"/>	«Прозрачное»	156 Евро				
NSW070826	<input type="checkbox"/>	«Вращение» NSW070815	<input type="checkbox"/>	«Графика» NSW070804	<input type="checkbox"/>	«Bibbo»	208 Евро
NSW070810	<input type="checkbox"/>	«Фантазия» NSW070813	<input type="checkbox"/>	«Галактика» NSW070805	<input type="checkbox"/>	«Улыбка»	208 Евро
NSW070823	<input type="checkbox"/>	«Принцесса» NSW070808	<input type="checkbox"/>	«Танц. медведь» NSW070818	<input type="checkbox"/>	«Джангл Фива»	208 Евро
NSW070816	<input type="checkbox"/>	«Счастл. львы» NSW070832	<input type="checkbox"/>	«Водный мир» NSW070825	<input type="checkbox"/>	«Рандольф»	208 Евро
NSW070819	<input type="checkbox"/>	«Обезьяны» NSW070821	<input type="checkbox"/>	«Пираты» NSW070811	<input type="checkbox"/>	«Перо»	208 Евро
NSW070820	<input type="checkbox"/>	«Восточное» NSW070824	<input type="checkbox"/>	«Разгон» NSW070809	<input type="checkbox"/>	«Грязные гонки»	208 Евро
NSW070829	<input type="checkbox"/>	«Супергерой» NSW070814	<input type="checkbox"/>	«Граффити» NSW070806	<input type="checkbox"/>	«Хром»	208 Евро
NSW070817	<input type="checkbox"/>	«Горячие колеса» NSW070802	<input type="checkbox"/>	«Баскетбол» NSW070803	<input type="checkbox"/>	«Баскетбол 2»	208 Евро
NSW070822	<input type="checkbox"/>	«Пул» NSW070812	<input type="checkbox"/>	«Летающая вода» NSW070828	<input type="checkbox"/>	«Пространство»	208 Евро
NSW070827	<input type="checkbox"/>	«Шелк» NSW070801	<input type="checkbox"/>	«Абстрактное» NSW070807	<input type="checkbox"/>	«Креативное»	208 Евро
NSW070830	<input type="checkbox"/>	«Тигр» NSW070833	<input type="checkbox"/>	«Зебра»			208 Евро

(1) Не применяется со складными рукоятками для толкания и без рукояток для толкания, только с адаптером, стандартный вариант и только с развалом колес 0° и 4°

(2) Не применяется с задними колесами Spinegy/ Mountainbike/ барабанным тормозом

(3) Не поставляется с адаптером центра тяжести, облегченный вариант



NSW070001  
Универсальное колесо



NSW070002  
Дизайнерское колесо



NSW070003  
Облегченное колесо



NSW070004  
Колесо Proton



NSW070010  
Колесо Mountainbike



NSW070101  
Schwalbe Right Run




NSW070106  
Schwalbe Down Town



NSW070107  
Шина «Schwalbe One»



NSW070104  
Schwalbe Marathon Plus  
Evolution



NSW070102  
Шина, защита от прокола



NSW070208  
Обручи Maxgrip



NSW070211  
Обручи Surge ®

# Neon<sup>2</sup>

● = Стандарт    ○ = Платной опции не имеется    □ = Платная опция

Стоимость в евро

## ФИКСАТОРЫ КОЛЕС

(выберите только одну опцию)

NSW060001	● Стандартный тормоз	Стандарт
NSW060002	□ Тормоз с коленчатым рычагом	51 Евро
NSW060010	□ Удлинение тормозного рычага, тормоз с коленчатым рычагом, складной	24 Евро
NSW060015	□ Тормоз нажимного действия, управление одной рукой, слева	216 Евро
NSW060016	□ Тормоз нажимного действия, управление одной рукой, справа	216 Евро
NSW060003	□ Компактный тормоз	56 Евро

## АКСЕССУАРЫ

NSW090000	● Набор инструментов	Стандарт
NSW090025	□ Пневматический насос	13 Евро
NSW090024	□ Насос высокого давления (0 - 11 бар)	70 Евро
NSW090020	□ Сетка	22 Евро
NSW090030	□ Рюкзак	66 Евро
NSW090019	□ Откидной кронштейн для сумок <small>(не применяется с пластинами для ног в виде платформы, высоко установленными)</small>	94 Евро
NSW090026	□ Кармашек для мобильного телефона	20 Евро

## ЦВЕТА

(Пожалуйста, изучите наш каталог оттенков, чтобы подтвердить выбранный вами цвет)

	Рама	Обруч Втулка/обод (1)			Рама	Обруч Втулка/обод (1)	
		55 Евро	151 Евро			55 Евро	151 Евро
01 Белый RAL 9010	○	□	□	26 Серебристая ткань	○	□	□
02 Искрящийся серебристый	○	□	□	27 Графитовый металллик	○	□	□
03 Серебристый матовый	○	□	□	28 Платиновый металллик	○	□	□
04 Серебристый	○	□	□	29 Черный	○	□	□
06 Солнечный желтый	○	□	□	31 Матовый черный	○	□	□
07 Искрящийся лайм	○	□	□	32 Сигнальный белый	○	□	□
08 Матовый лайм	○	□	□	33 Розовый	○	□	□
14 Синий	○	□	□	34 Темный шоколад, металллик	○	□	□
15 Искрящийся морской	○	□	□	35 Небесно-голубой	○	□	□
16 Матовый морской	○	□	□	36 Голубой металллик	○	□	□
19 Искрящийся пурпурный	○	□	□	37 Марсовый красный (оранжевый)	○	□	□
20 Матовый пурпурный	○	□	□	39 Капучино	○	□	□
21 Красный рубиновый	○	□	□	40 Киви	○	□	□
22 Искрящийся красный	○	□	□	41 Сверкающий фламинго	○	□	□
23 Матовый красный	○	□	□	42 Матовый антрацит	○	□	□
24 Оранжевый тутти-фрутти	○	□	□	43 Лазурный	○	□	□

(1) только с задним колесом, универсальным

## ЦВЕТ ДЛЯ ЗАДНЕГО КОЛЕСА, ОБЛЕГЧЕННЫЙ ВАРИАНТ, 24"

(анодированные втулка и обод, черные спицы)

NSW100336	□ Анодированные, оранжевые	<small>(только с задним колесом облегченным, 24")</small>	151 Евро
NSW100337	□ Анодированные, синие	<small>(только с задним колесом облегченным, 24")</small>	151 Евро
NSW100338	□ Анодированные, красные	<small>(только с задним колесом облегченным, 24")</small>	151 Евро

Комментарии к специальной конструкции: за справкой; сроки исполнения заказа могут быть изменены.



## «Quickie Neon»<sup>2</sup> - Базовая цена

2898 Евро

Оptionальная цена	..... Евро
Упаковка и транспортировка	35 Евро
Без НДС	..... Евро
НДС.	..... Евро
<b>Цена итого</b>	..... Евро

Titan Deutschland GmbH  
An der Leimenkaut 31  
61352 Bad Homburg, Germany  
(06172) 684 441 / 684 439

Эл. почта: [sale@ortho-titan.com](mailto:sale@ortho-titan.com)  
Веб-сайт: [www.ortho-titan.com](http://www.ortho-titan.com)

Дилер в России:  
ООО НПП «МИР ТИТАНА»  
[info@mirtitana.com](mailto:info@mirtitana.com)  
[www.aktiko.ru](http://www.aktiko.ru)  
(007) 495 937 3160





NSW060001  
Стандартный тормоз



NSW060002  
Тормоз с коленчатым рычагом



NSW060003  
Компактный тормоз



NSW090000  
Набор инструментов



NSW090024  
Насос высокого давления



NSW090025  
Пневматический насос



NSW090030  
Рюкзак



NSW090019  
Откидной кронштейн для сумок



NSW090026  
Кармашек для мобильного телефона



NSW100336  
Облегченное колесо, анодированное, оранжевое



NSW100337  
Облегченное колесо, анодированное, синее



NSW100338  
Облегченное колесо, анодированное, красное