



Счет к оплате:  
 Фамилия:  
 Улица:  
 Город: Почтовый индекс:  
 Эл. почта:  
 Тел.: Факс:

Адрес поставки:  
 Фамилия:  
 Улица:  
 Город: Почтовый индекс:  
 Эл. почта:  
 Тел.: Факс:

Дата заказа:  
 Заказ на покупку:  
 Необходимое количество:



Промаркировано для:  
 № заказа:

- Заказ  
 Расчет  
 По индивидуальному заказу

● = Стандарт    □ = Платная опция    L = Увеличенное время поставки    ○ = Бесплатная опция

Макс. вес пользователя: 125 кг / 170 кг  
**ВЕС ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ**  кг

Обязательная информация для подтверждения правильности конфигурации

Арт. №: LY-710-074400

Пожалуйста, изучите наш каталог оттенков, чтобы подтвердить выбранный вами цвет в конце бланка для заказа

Базовая цена в Евро 1687,-

**ПАРАМЕТРЫ КЛИЕНТА**

**Ширина сиденья в см**

	Стандартный вариант					Версия XL		
	38	40,5	43	45,5	48	52	56	60
41	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
43,5	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
46	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
48,5	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
51	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>


Длинная направляющая сиденья  
 Глубина сиденья 48,5/ 51 см: 51 Евро

Пожалуйста, ознакомьтесь с порядком проведения измерений на обратной стороне листа  
 Все размеры даны в см, без учета подушки


Дополнительная плата:  
 тяжелый режим эксплуатации  
 усиленная конструкция : 336 Евро  
 для 170 кг

**Высота сиденья спереди в см (без подушки)**

Вилка	35,5	36,5	37,5	39	40	41,5	42,5	44	45,0	46,5	47,5	49	50,5	53*
	4"	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
5"	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
6"	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
7"	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
8"	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>



СМОТРИТЕ ВЫСОТУ СИДЕНЬЯ В ТАБЛИЦЕ ПАРАМЕТРОВ СИДЕНЬЯ



\* только с роликом 8", не применяется с версией XL

**Высота сиденья сзади в см (без подушки)**

Колеса	35,5	38	40,5	43	45,5	48	50,5	53
20"	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
22"	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
24"	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
26"	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Высота сиденья спереди 53 см возможна только с роликом 8" при макс. весе пользователя 125 кг

**ОБИВКА СИДЕНЬЯ**

**Полотно сиденья**

	P. №	Евро
HEL030120 ● Стандартное полотно сиденья с набивкой, нейлон		Стандарт
HEL030132 □ Полотно сиденья, нейлон, с регулируемой глубиной (увеличение глубины сиденья посредством обивки)		53 Евро
HEL030131 ○ Без полотна сиденья		
<b>Сиденья Jay серии Comfort</b>		
JCL020001 □ Сиденье Comfort (Бельгия)		191 Евро
JCL020002 □ Стандартное комфортное сиденье «Pro Skin»		191 Евро
JCL020003 □ Стандартное комфортное сиденье, эластичное прорезиненное полотно		285 Евро
JCL020004 □ Стандартное комфортное сиденье, эластичный материал		285 Евро
JCL020005 □ Стандартное комфортное сиденье, плетеное, эластичное прорезиненное полотно		357 Евро
JCL020006 □ Стандартное комфортное сиденье, плетеное, эластичный материал		357 Евро
JCL020007 □ Оптимальное комфортное сиденье, плетеное, эластичное прорезиненное полотно		450 Евро
JCL020008 □ Оптимальное комфортное сиденье, плетеное, эластичный материал		450 Евро
JCL020009 □ Сиденье Comfort Visco, плетеное, эластичное прорезиненное полотно		450 Евро
JCL020010 □ Сиденье Comfort Visco, плетеное, эластичный материал		450 Евро
JCL020011 □ Прокладка сиденья «Comfort», без порога		257 €
JCL020012 □ Порог (5 см) для прокладки комфортного сиденья		20 Евро
JCL020013 □ Порог (7,5 см) для прокладки комфортного сиденья		20 Евро
JCL020014 □ Порог (10 см) для прокладки комфортного сиденья		20 Евро

Глубина сиденья в см

Передний ролик

Эластичное колесо

Пожалуйста, используйте следующий метод измерения:

Рекомендуемый метод разработан на основе большого практического опыта.

В отдельных случаях возможны отклонения.


**Ширина сиденья:**

**а) Для пользователя:**

Между устройством боковой защиты и бедром должен оставаться вертикальный зазор с каждой стороны (всего прил. 1-2 см).

**б) На инвалидной коляске:**

От внешней трубки рамы с одной стороны до внешней трубки рамы с другой стороны



**Общая ширина:**

Общая ширина:

Макс. общая высота

Макс. общая длина

**Вес:**

Минимальный вес:

прил. кг

**Размер в сложенном состоянии:**

с задними колесами

без задних колес

Возможные параметры высоты сиденья.

**ВАЖНО:** измеряется без учета подушки сиденья!

Стандартная коляска 40,5 x 40,5 см, развал 0°, центр тяжести +5 см, угол сиденья 3°

Любые изменения конфигурации могут привести к изменению высоты сиденья.

Производственные допуски составляют +/- 1 см


**Глубина сиденья:**

**а) Для пользователя:**

Сидя прямо: оставьте зазор в 2-3 пальца между передним краем обивки сиденья и обратной стороной колена (прил. 3-6 см). Будьте внимательны при использовании регулируемой обивки.

**б) На инвалидной коляске:**

От задней трубки до переднего края обивки сиденья.



**Общая ширина с 24"**

Для развала 0°:

Для развала 3°:

С барабанным тормозом + 2 см

**Высота спинки:**

**а) Для пользователя:**



От сиденья, включая высоту подушки, до уровня, отстоящего от нижнего края лопаток не более чем на один палец (1 - 2 см).

**Важно!** Высота спинки зависит от группы инвалидности.

**б) На инвалидной коляске:**

От трубки сиденья до верхнего края обивки спинки.

**Примечание.** При измерении высоты спинки большое значение имеет способность пользователя сидеть прямо, в зависимости от этого значения могут существенно меняться.



**Минимальная длина голени:**

**а) Для пользователя:**

Ноги согнуты под прямым углом, измеряется от обратной стороны колена до нижней поверхности подошвы.

**б) На инвалидной коляске:**

От передней части сиденья до верхнего края опоры для стоп.

**Не забудьте** учесть высоту подушки

Параметры указанной выше коляски: Глубина сиденья XX см и колесо 24"


● = Стандарт    ○ = Бесплатная опция    □ = Платная опция

		P. №	Евро
<b>Подушка сиденья с чехлом, черного цвета</b>			
HEL030146	а) Пенный материал Толщина: HEL030147 □ 3 см	HEL030148 □ 5 см (средний)	83 Евро
HEL030149	б) Латекс Толщина: HEL030150 □ 5 см	HEL030151 □ 8 см (очень мягкий)	79 Евро
<b>Подушка сиденья с водонепроницаемым / воздухопроницаемым чехлом</b>			
HEL030152	а) Пенный материал Толщина: HEL030153 □ 3 см	HEL030154 □ 5 см (средний)	160 Евро
HEL030155	б) Латекс Толщина: HEL030156 □ 5 см	HEL030157 □ 8 см (очень мягкий)	160 Евро
<b>Подушки для модели JAY</b>			
JAY020002	□ JAY Basic		118 Евро
JAY020003	□ «JAY Soft Combi P»		174 Евро
JAY020001	□ «JAY Easy Visco», изогнутое основание		256 Евро
JAY020007	□ «JAY Easy Fluid», изогнутое основание		440 Евро
JAY020004	□ JAY Lite		402 Евро
<b>Аксессуары сиденья</b>			
HEL090015	□ Ремень с замком для фиксации положения		26 Евро
HEL030130	□ Запасной чехол для подушки с застежкой «молния»		38 Евро

		P. №	Евро
<b>СПИНКА</b>			
<b>Рама спинки сиденья</b>			
HEL040301	● Стандартный вариант с изгибом в области поясницы (41; 43,5; 46 см)		
HEL040302	□ Полускладная спинка (41; 43,5; 46 см)		84 Евро
HEL040303	□ Спинка с регулируемым углом (Rubix) -5°; 0°; 5°; 10°; 15°; 20° (стандартная установка 5°)		169 Евро
HEL040304	□ Спинка с регулируемым углом -5°; 0°; 5°; 10°; 15°; 20° (стандартная установка 5°)		208 Евро
HECO40305	□ Наклонная спинка (пневматическая пружина)		263 Евро
	высота: □ 35 □ 37,5 □ 40 □ 42,5 □ 45 □ 47,5 □ 50 см		
HEL040037	□ Удлиненная спинка (не предусмотрена спинка с регулируемым углом)		95 Евро
<b>Рукотки для толкания</b>			
HEL040039	● Стандартные рукотки для толкания		
HEL040038	□ Встроенные рукотки для толкания с регулируемой высотой (только стандартные спинки; стандартный вариант со спинкой с регулируемым углом, тип Rubix)		175 Евро
HEL040035	□ Навинчивающиеся, регулируемые по высоте рукотки для толкания (только спинка с регулируемым углом, тип Helix)		175 Евро
HEL040036	□ Стабилизирующая штанга, поворотнo-отводная (применяется с подголовником)		97 Евро
HEL040030	□ Автоматическая складная стабилизирующая штанга		126 Евро
HEL040031	□ Подголовник (включая стабилизирующую штангу) (не предусмотрена автоматическая складная стабилизирующая штанга)		315 Евро
<b>Обивка спинки</b>			
HEL040227	● Регулируемая обивка (4 ремня) не применяется со спинками Jay 3		
HEL040228	● Регулируемая обивка (7 ремней) не применяется со спинками Jay 3		Стандарт
HEL040111	□ Не включать обивку спинки		
<b>Спинки Jay серии Comfort</b>			
JCL030001	□ Спинка Comfort (Бельгия)		153 Евро
JCL030002	□ Спинка Comfort (высота 50 см) - Pro Skin		153 Евро
JCL030003	□ Спинка Comfort, эластичное прорезиненное полотно (высота 50 см)		153 Евро
JCL030004	□ Спинка Comfort, эластичный материал (высота 50 см)		153 Евро
JCL030005	□ Спинка Comfort, эластичное прорезиненное полотно (высота 57 см), ремни на «липучке»		478 Евро
JCL030006	□ Спинка Comfort, эластичный материал (высота 57 см), ремни на «липучке»		478 Евро
JCL030007	□ Спинка Comfort, эластичное прорезиненное полотно (высота 57 см), плетеное		413 Евро
JCL030008	□ Спинка Comfort, эластичный материал (высота 57 см), плетеный		413 Евро
JCL030009	□ Активная комфортная спинка с ремнями на «липучке» (высота 57 см); эластичное прорезиненное полотно		478 Евро
JCL030010	□ Активная комфортная спинка с ремнями на «липучке» (высота 57 см); эластичный материал		478 Евро
JCL030011	□ Пассивная комфортная спинка с ремнями на «липучке» (высота 57 см); эластичное прорезиненное полотно		502 Евро
JCL030012	□ Пассивная комфортная спинка с ремнями на «липучке» (высота 57 см); эластичный материал		502 Евро
<b>Спинки JAY плюс аксессуары - полный ассортимент продукции указан в бланках для заказов Jay не предусмотрено для версии XL, не поставляется со стабилизирующими штангами</b>			
<b>Спинка JAY 3 - Неглубокий контур</b>			
Средняя часть области груди:	□ JAY030010 Средний - 34 см	□ JAY030033 Высокий - 38 см	649 Евро
Верхняя часть области груди:	□ JAY030012 Короткий - 42 см	□ JAY030019 Средний - 46 см	719 Евро
Высота плеч:	□ JAY030015 Короткий - 53 см	□ JAY030022 Средний - 57 см	773 Евро
<b>Спинка JAY 3 - Средний контур</b>			
Средняя часть области груди:	□ JAY030011 Средний - 34 см	□ JAY030018 Высокий - 38 см	711 Евро
Верхняя часть области груди:	□ JAY030013 Короткий - 42 см	□ JAY030020 Средний - 46 см	793 Евро
Высота плеч:	□ JAY030016 Короткий - 53 см	□ JAY030023 Средний - 57 см	834 Евро
<b>Спинка JAY 3 - Глубокий контур</b>			
Верхняя часть области груди:	□ JAY030014 Короткий - 42 см	□ JAY030021 Средний - 46 см	855 Евро
Высота плеч:	□ JAY030017 Короткий - 53 см	□ JAY030024 Средний - 57 см	876 Евро
<b>Спинка JAY 3 - Задняя глубокая конфигурация</b>			
Верхняя часть области груди:	□ JAY030031 Средний - 46 см		896 Евро
Высота плеч:	□ JAY030032 Короткий - 53 см		917 Евро
JAY030004	□ Подголовник для спинки JAY Flip (J3EUNDHF & J3EUNDLSP) (только со спинками Jay 3)		412 Евро
JAY030006	□ JAY Стандарт Подголовник Jay (J3EUNDXH & J3EUNDLSP) (только со спинками Jay 3)		247 Евро
<b>Аксессуары для спинки</b>			
JAY030004	□ Подголовник Jay J3EUNDHF (с откидной спинкой) со стандартной прокладкой J3EUNDLSP (только со спинками Jay 3)		412 Евро
JAY030005	□ Поворотнo-отводная опора для тела Jay 3 (пара) Н 10 x 12 J3LAT1012SA СЛЕВА и СПРАВА (только со спинками Jay 3)		299 Евро
JCL040001	□ стандартный комфортный подголовник, малый (только со спинками Jay серии Comfort)		268 Евро
JCL040002	□ регулируемое крыло подголовника Comfort (среднее) (только со спинками Jay серии Comfort)		287 Евро




4034




Стандарт  
Крыло

		P. №	Евро
<b>ПОДЛОКОТНИКИ И УСТРОЙСТВА ДЛЯ БОКОВОЙ ЗАЩИТЫ</b>			
<b>Подлокотник</b> (выберите только одну опцию)			
HEL060100	● Стандартный подлокотник 32 см (вставляемая прокладка, не предусмотрено для глубины сиденья 51 см)		Стандарт
HEL060101	□ Подлокотник с регулируемой высотой 32 см (вставляемая прокладка, не предусмотрено для глубины сиденья 51 см)		147 Евро
HEL060102	□ С одиночной опорой, с регулировкой по высоте (тип Rubix, рекомендуется для глубины сиденья 51 см)		147 Евро
	Длина прокладки подлокотника 32 см (вставляемая)		
	С одиночной опорой, с регулировкой по высоте (тип G2)		
HEL060107	□ Длина пластины 25 см HEL060108 □ Полная длина 36 см		191 Евро
HEL060103	□ Опора для рук Nemi, тип Relax 2, 1 узел (применяется слева и справа) (только с регулируемым по высоте подлокотником)		188 Евро
HEL060104	□ Опора для рук Nemi, тип Relax 2, 2 узла (применяется слева и справа) (только с регулируемым по высоте подлокотником)		376 Евро
HEL060105	□ Опора для рук Nemi большого размера, тип Relax 2, 1 узел (применяется слева и справа) (только с регулируемым по высоте подлокотником)		188 Евро
HEL060106	□ Опора для рук Nemi большого размера, тип Relax 2, 2 узла (применяется слева и справа) (только с регулируемым по высоте подлокотником)		376 Евро
<b>Устройства для боковой защиты</b>			
HEL060109	○ Пластиковые «Quickie Regular»		
HEL060110	Алюминиевые с ограждением □ искрящийся красный □ искрящийся серебряный □ искрящийся черный		166 Евро
HEL060111	Алюминиевые без ограждения □ искрящийся красный □ искрящийся серебряный □ искрящийся черный		166 Евро
<b>Опции</b>			
HEL090006	□ Вставляемый столик		217 Евро
	Поворотнo-отводной столик HEL090007 □ ВлевоИЛИ □ Справа HEL090008		275 Евро


**Центр тяжести**



**+ 2,5 см**




**+ 5 см**




**+ 7,5 см**


**Стандартная установка**



**0 см**



**- 2,5 см**



**- 5 см**

● = Стандарт    ○ = Бесплатная опция    □ = Платная опция

Р. №    Евро

### ОПОРА ДЛЯ НОГ И ПЛАСТИНЫ ДЛЯ СТОП

HEL050107	● 70° подвесной кронштейн			
HEL050108	□ 80° подвесной кронштейн <i>(только с искрящимися оттенками)</i>		58 Евро	
<b>Пластины для стоп</b>				
HEL050111	● Пластины для стоп с регулируемым углом <i>(композитный материал) (пара)</i>			
HEL050100	□ опора для стоп в виде платформы, из алюминия, черного цвета (регулируемый угол)		143 Евро	
	Ремни безопасности HEL050109    □ слева HEL050110    □ справа		108 Евро	
HEL050101	□ пара		216 Евро	
HEL090019	□ Комфортная прокладка для икр, для ремней безопасности <i>(только для ширины сиденья от 48 см и более)</i>		53 Евро	
	Прокладка для опоры при ампутир. конечности HEL050104    □ слева HEL050105    □ справа		158 Евро	
HEL050106	□ пара		315 Евро	
HEC050042	Опора для гипсовой повязки    □ слева <b>или</b> □ справа <i>(с марта 2014)</i>		95 Евро	

### РАМА

HEL010101	● Стандартная поворотнo-отводная рама			
HEL010102	○ укороченная, в зависимости от глубины сиденья <i>не предусмотрена регулировка глуб. сиденья/увеличение расстояния между задними колесами</i>			
HEL010103	○ полная длина			
HEL090040	□ Кронштейны для перевозки в такси Голландия		102 Евро	
HEL010104	□ Рама Нет1 - наружный кронштейн <i>(не поставляется с версией XL)</i>		90 Евро	

### Аксессуары рамы

HEL090000	□ Кронштейн для костыля		23 Евро	
HEL090002	□ монтаж слева <b>ИЛИ</b> HEL090003    □ монтаж справа			
HEL090036	□ Ходовое колесо <i>Устройство для облегчения наклона (не поставляется с 2 устройствами против опрокидывания)</i>		187 Евро	
HEL090037	□ слева		15 Евро	
HEL090038	□ справа		15 Евро	
HEL090011	□ Устройство против опрокидывания, поворотнo-отводное, с правой стороны		121 Евро	
HEL090112	□ Устройство против опрокидывания, поворотнo-отводное, с левой стороны		121 Евро	
	□ Устройство против опрокидывания с накладкой в виде трубки			
HEL090013	□ слева <b>или</b> HEL090014    □ справа		53 Евро	
HEL090016	□ пара		106 Евро	

### РОЛИК

*(сравните с вашим выбором на первой странице)*

HEL080109	● Твердый			
HEL080110	○ Твердый, широкий (50 мм) <i>(только для 8" и длинной широкой вилки)</i>			
HEL080111	○ Пластичный <i>(только для 6")</i>			
HEL080112	○ Пневматические			

### ЗАДНИЕ КОЛЕСА (быстросъемные оси)

*(сравните с вашим выбором на первой странице; выберите только один тип колеса)*

HEL080302	○ Колесо со спицами <i>(не поставляется с 26"; 20" только твердые; не предусмотрено для вращения вправо)</i>			
HEL080303	□ Дизайнерское <i>(только 24")</i>		103 Евро	
HEL080305	○ Колесо с барабанным тормозом <i>(не предусмотрен стальной обруч, не поставляется 26")</i>			
HEL080306	□ Универсальное колесо с перекрещенными спицами <i>(только 20" / 26"; только вращение вправо)</i>			
	24" Управление одной рукой <i>(только фиксированные колеса 24", развал 0°, пневматические)</i>			
HEL080309	□ справа HEL080308    □ слева		683 Евро	
HEL080311	○ Не включать в заказ задние колеса			
HEL080310	○ Увеличение расстояния между задними колесами (2,5 см за задней трубкой)			

### ШИНЫ

*(выберите только один тип шины)*

HEL080312	● Пневматические			
HEL080313	○ Вращение вправо (высокое давление) <i>в комбинации с дизайнерским/универсальным колесом</i>			
HEL080314	○ Массивная шина <i>(не поставляется с колесами 26")</i>			

### ОБРУЧ

HEL080315	● Алюминиевый, серебристый, анодированный			
HEL080316	□ Супер захват <i>(только с с дизайнерским колесом)</i>		268 Евро	
HEL080317	□ Нержавеющая сталь <i>(только универсальное колесо, 24")</i>		53 Евро	
HEL080319	□ Покрытие обруча <i>(только колесо 22" или 24")</i>		99 Евро	
HEL080320	□ Макс. захват <i>(только с с дизайнерским колесом)</i>		338 Евро	
HEL080321	○ Не включать обруч			

### РАЗВАЛ КОЛЕС

*(выберите только одну опцию)*

HEL080015	● 0°			
HEL080016	○ 3			

### Защита для спиц



HEL090001	□ «Прозрачный» <i>(поставляется только с 22", 24" и 26")</i>		147 Евро	
HEL090032	□ «Вращение» HEL090033    □ «Графика» HEL090031    □ «Биббо» <i>(поставляется только с 22", 24")</i>		196 Евро	
HEL090030	□ «Фантазия» HEL090035    □ «Галактика» HEL090034    □ «Улыбка» <i>(поставляется только с 22", 24")</i>		196 Евро	


Для получения дополнительной информации посетите нашу веб-страницу

[www.ortho-titan.com](http://www.ortho-titan.com)

● = Стандарт    ○ = Бесплатная опция    □ = Платная опция

Р. №	Евро
------	------

СТОПОРЫ КОЛЕС		(выберите только одну опцию)	
HEL070800	● Тормоз с коленчатым рычагом		
HEL070801	□ Удлинительный рычаг	16 Евро	 
HEL070802	□ Барабанный тормоз	210 Евро	
Фиксатор колеса для управления одной рукой			
HEL070803	□ справа    □ слева    HEL070804	197 Евро	HEL070800    HEL070801

АКСЕССУАРЫ			
HEL090005	○ Набор инструментов		
HEL090017	□ Контейнер	82 Евро	
HEL090009	□ Черный карман для принадлежностей на спинке	72 Евро	
HEL090010	□ Воздушный насос	12 Евро	

ЦВЕТА			
Рама / Подвесной кронштейн (пластина оси всегда имеет цвет рамы)			
HEL030001	○ RubiX синий		
HEL030002	○ Искрящийся красный		
HEL030003	○ Искрящийся серебряный		
HEL030004	○ Черный (Ral 9005)		

Комментарии для специальной конструкции:			
FMG-MF01-3162-01	24" барабанный тормоз, включая управление одной рукой, справа (включая барабанный тормоз и управление одной рукой)	(1)	цена по запросу
FMG-MF01-3162-02	24" барабанный тормоз, включая управление одной рукой, слева (включая барабанный тормоз и управление одной рукой)	(1)	цена по запросу
(1) Не поставляется в комбинации с развалом, защитой спиц, быстросъемной осью			



Helix <sup>2</sup> - Базовая цена	1638 Евро
Цена опции	Евро
Упаковка и транспортировка	
Без учета НДС	
НДС	
<b>Общая цена:</b>	Евро

Titan Deutschland GmbH  
 An der Leimenkaut 31  
 61352 Bad Homburg, Germany  
 (06172) 684 441 / 684 439

Эл. почта: titandeu@online.de  
 Website: www.ortho-titan.com

