



Размещение заказа: titan@ortho-titan.com

Запрос коммерческого предложения: mir@ortho-titan.com

Titan Deutschland GmbH
An der Leimenkaut 31
61352 Bad Homburg, Germany
(06172) 684 441 / 684 439

Наименование дистрибьютора: _____

Фамилия контактного лица: _____

Адрес: _____

Почтовый индекс: _____

Страна: _____

Телефон: _____

Электронная почта: _____

Фамилия дилера: _____

Фамилия клиента: _____

Вес клиента: _____

Рост клиента: _____

Группа инвалидности клиента: _____

№ заказа на покупку: _____

Адрес доставки: _____

Почтовый индекс: _____

Фамилия контактного лица: _____

Телефон: _____

Электронная почта: _____

Примечания/комментарии:

*Данная информация не предназначена
для использования в качестве спецификации*

ЗАПОЛНЯЕТСЯ СОТРУДНИКАМИ КОМПАНИИ TITAN Deutschland GmbH

Дистрибьютор: _____

№ текущего счета: _____

Стоимость нетто: _____

Евро _____

Перевозка: _____

Евро _____

Сумма по счету: _____

Евро _____

Полученный платеж: _____

Евро _____

Назначение цены:

Сотрудник

Дата

Подтверждение
заказа:

Документ №:


DOC

- | | | | | | |
|-------------------------------------|--------------------------|-------------------------------------|-------------------------|-------------------------------------|--|
| <input checked="" type="checkbox"/> | Базовый продукт | <input checked="" type="checkbox"/> | Обязательная информация | <input checked="" type="checkbox"/> | Информация, необходимая для заказа опции |
| <input checked="" type="checkbox"/> | Стандартная конфигурация | <input type="checkbox"/> | Опция без доплаты | <input type="checkbox"/> | Опция с доплатой |

FXAXZ010 TIGA FX A7020
5 433,00 евро

XA070 Открытая конструкция рамы

Макс. вес пользователя 125 кг



XW010 Чертеж в формате CAD для утверждения
130,00 Евро


ОСНОВНЫЕ РАЗМЕРЫ РАМЫ

XY010 Ширина сиденья (между внутренними поверхностями защитных боковин)



(Макс. - 460 мм)
(Мин. - 250 мм)

XY020 Длина сиденья



(Макс. - 460 мм)
(Мин. - 250 мм)

XY030 Дополнительная длина рамы сиденья (обеспечивается дополнительная опора для ног и рукоятка)




XY050 Высота рамы спереди




(Макс. - 550 мм)
(Мин. - 480 мм)

XY060 Высота рамы сзади



(Макс. - 550 мм)
(Мин. - 360 мм)

XY070 Длина рамы




(Мин. XY020 + XY030 + 110 мм)


XY072 Положение ролика



XA020 Сиденье с эргономичной рамой



Укажите длину
(Стандарт = 120 мм)



ПЕРЕДНЯЯ ЧАСТЬ РАМЫ И ОПОРА ДЛЯ СТОП

Опции передней части рамы


- XY080 Передняя часть сиденья с сужением



Укажите ширину

_____ мм


- Оптимизация размеров (XY010 - 100 мм)



Конструкция опоры для стоп и размеры (выберите один вариант)


- XY100 Круглая форма опоры для стоп (Минимум 60 мм)

Ролик Размер	Макс. высота Доступная	С ХВ200
3"	115 мм	165 мм
4"	125 мм	175 мм
5"	135 мм	185 мм




- XY105 Квадратная форма опоры для стоп


Ролик Размер	Макс. высота Доступная	С ХВ200
3"	135 мм	185 мм
4"	145 мм	195 мм
5"	155 мм	205 мм



- ХВ200 140,00 Евро Опора для стоп с системой подъема на более высокий уровень (Только с ХВ010, ХВ080 и ХВ150)



- ХВ200 140,00 Евро Опора для стоп с системой подъема на более высокий уровень (Только с ХВ010, ХВ080 и ХВ150)



Индивидуальные размеры опоры для стоп

- XY115 Высота опоры для стоп спереди



_____ мм

- XY120 Высота опоры для стоп сзади



_____ мм


(Стандарт = на 20 мм ниже высоты спереди)

- XY125 Длина опоры для стоп



_____ мм

(Стандарт = 100 мм)



Тип опоры для стоп и покрытие (Выберите один вариант)

- FXAXB110 Опора для стоп с фиксированным положением, приваренная к раме, с карбоновой пластиной (Снабжается комплектом прокладок для регулировки подъема на 20 мм)

- ХВ165 38,00 Евро Лента-липучка опоры для стоп прикреплена к покрытию опоры

- FXAXB120 Опора для стоп с фиксацией положения, с регулировкой высоты и угла, с алюминиевой пластиной

РОЛИКИ, ВИЛКИ И ФИКСАТОРЫ КОЛЕС

Ролики

3"

- XC150 Ролик 3x1,4", алюминиевый центр, демпфер «frog legs»
126,22 Евро (Серебристая втулка и черная шина из полиуретана)

4"

- XC060 Ролик 4x1,3", мягкий ролик, черный
- XC110 Ролик 4x1", алюминиевый центр, демпфер «frog legs» (Серебристая втулка и черная шина из полиуретана)
126,22 Евро
- XC137 Ролик 4x1,25", карбоновый центр, с шиной из полиуретана, демпфер «frog legs»
181,00 Евро (Черная ступица и черная уретеновая шина)
- XC130 Ролик 4x1,4", алюминиевый центр, с шиной из полиуретана, демпфер «frog legs»
126,22 Евро Выберите цвет ниже (только XC130):


 Серебристая втулка и черная шина (Станд.)

 Черная втулка и черная шина

 Черная втулка и красная шина

 Черная втулка и синяя шина

 Красная втулка и черная шина

 Синяя втулка и черная шина

 Фиолетовая втулка и черная шина

 Золотистая втулка и черная шина

 Зеленая втулка и черная шина

 Серебристая втулка и синяя шина

 Серебристая втулка и красная шина

5"


- XC070 Ролик 5x1,3", мягкий ролик, черный
- XC100 Ролик 5", пневматический, алюминиевый центр
141,37 Евро
- XC120 Ролик 5x1", алюминиевый центр, демпфер «frog legs»
126,22 Евро (Серебристая втулка и черная шина из полиуретана)
- XC140 Ролик 5x1,4", алюминиевый центр, демпфер «frog legs»
126,22 Евро (Серебристая втулка и черная шина из полиуретана)

Вилки роликов

- XC190 Вилка ролика, низкая положение, для ежедневного применения (Станд. вариант, если опция не выбрана)
 Черный Серебристый
- XC210 Вилка ролика, навесной демпфер «frog legs»
460,00 Евро Черный Серебристый

Длина штифта роликов

- XY330 Длина штифта роликов (XY010 плюс 70 мм)



Опции фиксаторов колес

Ножничный тип

- XD020 Под сиденьем, ножничного типа
- XD030 Компактные ножничного типа
99,0 Евро
- XD035 Компактные, ножничного типа, с облегч. креплением (Только с фиксированным центром тяжести)
117,0 Евро
- XD045 Передние, компактные ножничного типа
171,00 Евро

Другое

- XD050 Фиксаторы колес нажимного действия
- XD010 Не включать фиксаторы колес
- XD046 Передние, нажимного действия
171,00 Евро

Выберите только одну опцию ролика

ЗАЩИТНЫЕ БОКОВИНЫ И ПОДЛОКОТНИКИ

Защитная боковина Алюминий Опции

- XE080 Защитные боковины, съемные, из алюминия
403,00 Евро
- FXAXE130 Защитные боковины, складные, плоские, из алюминия
175,00 Евро

Карбоновое волокно Опции

- XE100 Защитные боковины, съемные,
из карбонового волокна
546,00 Евро
- FXAXE150 Защитные боковины, складные,
плоские, из карбонового волокна
392,00 Евро

Пластик АБС Опции

- XE120 Защитные боковины, съемные, пластик АБС
262,00 Евро
- FXAXE170 Защитные боковины, складные,
плоские, из пластика АБС
175,00 Евро

Подлокотники Опции

- XF010 Подлокотник с фиксированной высотой, снимается с
450,00 евро пластиковой защитной боковиной (Укажите высоту)
- XF020 Подлокотник с фиксированной высотой, снимается с
450,00 евро алюминиевой защитной боковиной (Укажите высоту)

Высота (от верха направляющей сиденья до верха подлокотника)


 мм

Размеры защитных боковин Оптимизированные размеры

- Защитная боковина на 25 мм выше шины
(По контуру шины - Станд. вариант,
если не указано иначе)
- Индивидуальная установка защитной
боковины над шиной (По контуру шин)
- Защитная боковина на одном
уровне с шиной (По контуру шины)


 мм

Индивидуальные размеры

Длина защитной боковины

 мм

Высота защитной боковины

 мм

Защитная боковина с щитком Алюминий Опции

- XE090 Защитные боковины, съемные,
из алюминия, с щитком
437,00 Евро
- FXAXE140 Защитные боковины, складные,
плоские, из алюминия, с щитком
209,00 Евро

Карбоновое волокно Опции

- XE110 Защитные боковины, съемные,
из карбонового волокна, с щитком
636,00 Евро
- FXAXE160 Защитные боковины, складные,
плоские, из карбонового волокна, с щитком
514,00 Евро


Размеры защитных боковин

Оптимизированные размеры

Защитная боковина с
щитком, с установкой выше
шины (Мин. = 10 мм)


 мм



Оптимизировать
(на 10 мм выше шины)




Индивидуальные размеры



Защитная боковина с
щитком до центра шины
(Станд. вариант, если опция не выбрана)



Защитная боковина с
щитком до внешней части
шины



Выберите оптимизированные или индивидуальные размеры

Выберите оптимизированные или индивидуальные размеры


СПИНКА

Высота спинки - Фиксированная или регулируемая (Выберите одну)



XY230

Фиксированная высота спинки
(Максимум 400 мм)
Укажите высоту



 мм


XY245
132,00 Евро

Регулируемая высота спинки
(Максимум 400 мм)
(Диапазон увеличения 50 мм)



Укажите наименьшую высоту
 мм



Конструкция спинки - Фиксированная или складная (Выберите одну)



FXAXG060 Складная спинка с Q-фиксатором

Эргономичное положение задней части (Выберите одно)



XY360

Угол наклона спинки



-5

-3


0

+3

+5

 Град.

Индивидуальный размер
(Макс. -7/+7 град.)




XG100
79,00 Евро

Эргономичная конструкция спинки
Высота по вертикали
(Мин. 250 мм)


 мм


Позиция задней части
 мм



Эргономичное положение боковой части (Выберите одно)




XG110
79,00 Евро

Внутренняя часть спинки с сужением
(Выше защитных боковин)



Ширина
 мм




XG120
79,00 Евро

Наружная часть спинки с расширением
(Выше защитных боковин)
Ширина



мм



Рукоятки для толкания Опции



XG070
155,00 Евро

Спинка с навинчивающимися
рукоятками для толкания
(Не применяется с XY245)



XG080
237,00 Евро







Спинка с откидывающимися вниз
рукоятками для толкания
(Не применяется с XY245)



XG085
261,00 евро

Спинка с откидывающимися вниз
рукоятками для толкания, с регулировкой
высоты (Не применяется с XY245)

ШТАНГА ДЛЯ РАЗВАЛА КОЛЕС

Регулируемый центр тяжести		Фиксированный центр тяжести		
Центр тяжести - Выберите один	<input type="checkbox"/> ХН110 Штанга для развала колес, регулируемое положение, квадратная задняя часть рамы (25-150 мм) (Макс. ширина сиденья 500 мм)	 XН110	<input type="radio"/> FXAXH100 Штанга для развала колес, с фиксированным положением, приваренная к одиночной стойке рамы (25-125 мм) (Макс. ширина сиденья 430 мм)	 FXAXH100
	<input type="checkbox"/> ХН120 Центр тяжести, регулируемая закругленная задняя часть рамы (60-150 мм)	 XН120	<input checked="" type="radio"/> FXAXH090 Штанга для развала колес, с фиксированным положением, встроенная в раму, V-образная конструкция (25-125 мм)	 FXAXH090
Укажите угол развала колес		Укажите угол развала колес		
<input checked="" type="checkbox"/> XY390 Угол развала колес	 <input type="checkbox"/> 0 <input type="checkbox"/> 1 <input type="checkbox"/> 2 <input type="checkbox"/> 3 <input type="checkbox"/> 5	<input checked="" type="checkbox"/> XY390 Угол развала колес	 <input type="checkbox"/> 0 <input type="checkbox"/> 1 <input type="checkbox"/> 2 <input type="checkbox"/> 3 <input type="checkbox"/> 5	
Штанга для развала колес Опции		Штанга для развала колес Опции		
<input type="radio"/> ХН030 Навесной демпфер «frog legs» штанги развала колес 665,00 Евро	<input type="radio"/> ХН040 Штанга для развала колес хэндбайка, фиксированная, сварная 277,00 Евро	<input type="radio"/> ХН040 Штанга для развала колес хэндбайка, фиксированная, сварная Угол развала колес (Штанга для развала колес хэндбайка)	<input type="radio"/> ХН040 Штанга для развала колес хэндбайка, фиксированная, сварная Угол развала колес (Штанга для развала колес хэндбайка)	
Угол развала колес (Штанга для развала колес хэндбайка)	<input checked="" type="checkbox"/> 0 <input type="checkbox"/> 5	<input checked="" type="checkbox"/> 0 <input type="checkbox"/> 5	Высота ролика от поверхности пола для установки хэндбайка (Стандарт 30 мм, если не указано иначе)	
<input checked="" type="checkbox"/> 30 <input type="checkbox"/> 50	<input type="checkbox"/> 30 <input type="checkbox"/> 50	<input checked="" type="checkbox"/> 30 <input type="checkbox"/> 50	<input type="checkbox"/> 30 <input type="checkbox"/> 50	
Устройство против опрокидывания Опции				
<input type="radio"/> XJ010 Устройство против опрокидывания, левостороннее (Только с квадратной задней частью рамы. Не для ХН040) 141,00 Евро	<input type="radio"/> XJ020 Устройство против опрокидывания, правостороннее (Только с квадратной задней частью рамы. Не для ХН040) 141,00 Евро	<input type="radio"/> XJ100 Одиночное устройство против опрокидывания, спортивный вариант (установлено по центру) (только с регулировкой центра тяжести) 437,0 Евро		

ЗАДНИЕ КОЛЕСА

Размер колеса



XY420

Размер колеса 24"



XY430

Размер колеса 25"



XY440

Размер колеса 26"

Зазор колес




XY460

Зазор задних колес


 15

 20

 25


Опции задних колес (Выберите одну)



XK010

Колесо Sun Fusion, 16 спиц, для ежедневного применения



XK320

 Колесо Spinerger **XLX** 12 спиц, перекрещенные спицы, для ежедневного применения (выберите цвет ниже)


XK050

 Колесо Spinerger **LX**, 12 спиц, для ежедневного применения (выберите цвет ниже)


XK060

 Колесо Spinerger **SPOX 18** спиц, для ежедневного применения (выберите цвет ниже)

692,63 Евро

729,35 Евро

521,42 Евро



XK150

 Spinerger **CLX**, 18 углеродных плоских спиц (выберите цвет ниже - только черная втулка)


XK070

 Колесо Spinerger **BLXL**, 18 плоских спиц

1377,0 Евро

729,35 Евро



Опции цветовых оттенков Spinerger:



Черные / черная втулка



Белые / черная втулка



XK180

Индивидуальный дизайн спиц



Красные / черная втулка



Синие / черная втулка

162,00 евро (Укажите цвет)



Желтые / черная втулка



Зеленые / черная втулка

Внутренний: _____



Розовые / черная втулка



Оранжевые / черная втулка

Наружный: _____



Фиолетовые / черная втулка



XK190

Черная втулка

85,00 Евро



XK200

Серебристая втулка

85,00 Евро



XK201

Красная втулка/обручи (только LX, XLX и BLXL)

171,00 Евро



XK202

Фиолетовая втулка/обручи

171,00 Евро



XK203

Синяя втулка/обручи (только LX, XLX и BLXL)

171,00 Евро



XK204

Индивидуальная втулка/обручи

225,00 Евро

Выберите цвет: _____

Позиция обода



XY480

Установка обода на малое расстояние (Станд. вариант, если опция не выбрана)



XY485

Установка обода на большое расстояние



XL090

Съемный, дополнительные монтажные выступы (рекомендуется для малых зазоров колес)

101,00 Евро

Опции ободов



XL010

Алюминиевый, твердый, анодированный, 6 выступов (Станд. вариант, если опция не выбрана)



XL040

Титановый, 6 выступов

239,00 Евро



XL030

Обод Surge LT, 6 выступов

337,00 Евро



XL050

Нержавеющая сталь, 6 выступов

132,00 Евро



XL020

Обод Tetra grip, 6 выступов

282,00 Евро



XL140

Обод Ergo grip, 6 выступов, широкий

294,00 Евро



XL100

Обод Para grip, 6 выступов

282,00 Евро

Опции шин



XM010

Kenda


 Серый (Стандарт)

 Синий

 Красный


XM130

Kenda черные

18,00 Евро



XM020

Schwalbe Marathon Plus

68,00 Евро



XM060

Schwalbe One (только 24", 25")

94,00 Евро



XM040

Shox, массивные, безвоздушные (черные) (только 24", 25")

111,00 Евро



XM050

Kenda K885, шина для горного велосипеда (только 24", 25«)

27,00 Евро

Опции вентиля камеры шины



XY500

Вентиль камеры шины Schraeder (Станд. вариант, если опция не выбрана)



XY490

Вентиль камеры шины Presta

Аксессуары для колес



XK220

Титановые быстросъемные поворотные шкворни 130 мм (пара) (Не применяется с XK010 и XK070)

113,00 Евро



XK300

Комплект колес для пересеченной местности 22", обод с обручем для ручного захвата, шина МТВ и поворотные шкворни (Заменяет колесо 24" с XM010)

643,00 Евро



XK240

Колесо с гайкой оси быстросъемного устройства для пациентов с тетраплегией (пара)

155,00 Евро



XK310

Комплект колес для пересеченной местности 24", обод с обручем для ручного захвата, шина МТВ и поворотные шкворни (Заменяет колесо 25" с XM010)

643,00 Евро

ОПЦИИ ОТДЕЛКИ РАМЫ

Рама

Компоненты (Опора для стоп, штанга для развала колес, защитные боковины)

 XN010

Рама с порошковым покрытием

 XN150

Компоненты с порошковым покрытием

Рама Комп.

Глянцевое

Рама Комп.

Матовое

Рама

Комп.

Специальное

Черный глянцевый 103

Белый глянцевый 100

Серый глянцевый 132

Кремовый глянцевый 135

Красный глянцевый 108

Желтый глянцевый 120

Лесной зеленый глянцевый

Зеленый глянцевый 107

Синий глянцевый 151

Ярко-синий глянцевый 154

Голубой глянцевый 174

Зелено-голубой глянцевый

Розовый глянцевый 188

Оранжевый глянцевый 180

Фиолетовый глянцевый 15

Черный матовый 105

Белый матовый 101

Серый матовый 130

Светло-серый матовый 133

Морской синий матовый 152

Индивидуальный

XN200

Индивидуальный цвет краски

171,00 евро

Рама Комп.

Выберите цвет/RAL:

Хром зеркальный 300

Блестящий серебристый 170

Черный металлик матовый 104

Серый металлик матовый 130

Фиолетовый металлик 816

Зеленый металлик 820

Синий металлик 821

Лайм металлик 830

Черный наждак 201

Серый наждак 202

Белый наждак 200

 ELAXN030
264,00 Евро

Шлифованная поверхность рамы

 XN165
81,00 Евро

Шлифованные компоненты рамы

 ELAXN050
872,00 Евро

Полированная поверхность рамы

 XN170
162,00 Евро

Полированные компоненты рамы

ОБИВКА

Обивка сиденья

XR040

Полотно сиденья, регулировка натяжения с помощью ремней

XR050

 Пластина сиденья из углеродного волокна
336,1 Евро

Обивка спинки

XR050

Регулируемый ремень для спинки Airtech

XR060

 Обивка спинки, улучшенная, полностью кожаная
(выберите цвет)

345,00 Евро

Черный (станд.)

Красный

Серый

XR070

 Обивка спинки, улучшенная, с кожаными углами
(не с откидывающимися вниз ручьятками для толкания) (выберите цвет)

119,3 Евро

Черный (станд.)

Красный

Серый

Опции обивки спинки со строчкой

Серебристый

(Станд. вариант, если не указано иначе)

Черный

Синий

Красный

Светло-синий

Фиолетовый

Опции обивки спинки с логотипом

Серебристый

(Станд. вариант, если не указано иначе)

Черный

Синий

Красный

Светло-синий

Фиолетовый

Аксессуары для спинки

 XR110
88,6 Евро

Спинка с карманом на молнии

 XR170
135,9 Евро

 Индивидуальная декоративная отделка спинки
(Пожалуйста, предоставьте файл .jpg
и укажите позицию)

ПОДУШКА

Опции подушки из пеноматериала

- XP080** Подушка из пеноматериала, с чехлом из нейлона
 83,00 Евро *(выберите плотность и размер ниже)*
- Мягкая (CMS040)** **Средняя (CMS050)** **Твердая (recon, 9 фунтов)**
- 50 мм** **75 мм** **100 мм**

Опции чехла для подушки

- XP090** Чехол для подушки Air Lite
 64,00 Евро *(Черный)*
- XP100** Кожаный чехол для подушки
 211,00 Евро *(выберите цвет ниже)*
- Черный (станд.)** **Красный** **Серый**

Подушка Jay

- XP250** Гелевая прокладка JAY Extreme Active
 648,0 Евро *(Цена изменяется в зависимости от размера)*
- XP251** JAY Easy Visco
 250,00 Евро *(Цена изменяется в зависимости от размера)*

Другая подушка Jay, укажите код, стоимость, размер и описание:

ПРИНАДЛЕЖНОСТИ

- XR080** Переднее колесо в сборе *(Только с XB010, XB080, XB150)*
 725,2 Евро

(Заполняется только сотрудниками компании)

Серийный номер
переднего колеса:

- XP120** Протекторы рамы из неопрена на молнии с логотипом TIGA (нейлон с липучкой на XR060)
 71,00 Евро
- XR100** TIGA FX сумка для переноски
 334,00 Евро
- XR200** Рюкзак с логотипом RGK (черный)
 63,00 Евро
- XR010** Сумка на сиденье с креплением на «липучке» *(Черная)*
 38,00 Евро
- XR090** Набор инструментов
- XS060** Ремень для крепления голени