



Размещение заказа: titan@ortho-titan.com

Запрос коммерческого предложения: mir@ortho-titan.com

Titan Deutschland GmbH
An der Leimenkaut 31
61352 Bad Homburg, Germany
(06172) 684 441 / 684 439

Наименование дистрибьютора: _____
Фамилия контактного лица: _____
Адрес: _____

Почтовый индекс: _____
Страна: _____
Телефон: _____
Электронная почта: _____

Фамилия дилера: _____
Фамилия клиента: _____
Вес клиента: _____
Рост клиента: _____
Группа инвалидности клиента: _____

№ заказа на покупку: _____
Адрес доставки: _____

Почтовый индекс: _____
Фамилия контактного лица: _____
Телефон: _____
Электронная почта: _____

Примечания/комментарии:

Данная информация не предназначена
для использования в качестве спецификации

ЗАПОЛНЯЕТСЯ СОТРУДНИКАМИ КОМПАНИИ Titan Deutschland GmbH

Дистрибьютор: _____
№ текущего счета: _____

Стоимость нетто: _____
Евро
Перевозка: _____
Евро
Сумма по счету: _____
Евро
Полученный платеж: _____
Евро


	Сотрудник	Дата
Назначение цены:		
Подтверждение заказа:		
Документ №:	DOC	

- | | | | | | |
|-------------------------------------|--------------------------|-------------------------------------|-------------------------|-------------------------------------|--|
| <input checked="" type="checkbox"/> | Базовый продукт | <input checked="" type="checkbox"/> | Обязательная информация | <input checked="" type="checkbox"/> | Информация, необходимая для заказа опции |
| <input checked="" type="checkbox"/> | Стандартная конфигурация | <input type="checkbox"/> | Опция без доплаты | <input type="checkbox"/> | Опция с доплатой |

HLTXZ010 Hi Lite Titanium
4398,00 евро



- XA070 Открытая конструкция рамы
- XA080 Закрытая конструкция рамы




Макс. вес пользователя 125 кг

XW010 Чертеж в формате CAD для утверждения
130,00 Евро


ОСНОВНЫЕ РАЗМЕРЫ РАМЫ

XY010 Ширина сиденья (между внутренними поверхностями защитных боковин)



(Макс. - 500 мм)
(Мин. - 250 мм)

XY020 Длина сиденья




(Макс. - 500 мм)
(Мин. - 250 мм)

XY030 Дополнительная длина рамы сиденья
(обеспечивается дополнительная опора для ног и рукоятка)




XY050 Высота рамы спереди




(Макс. - 550 мм)
(Мин. - 380 мм)

XY060 Высота рамы сзади



(Макс. - 550 мм)
(Мин. - 360 мм)

XY070 Длина рамы




(Мин. XY020 + XY030 + 110 мм)

XY072 Положение ролика






Оптимизация размеров

XA020 Сиденье с эргономичной рамой
79,4 Евро





Укажите длину
(Стандарт = 120 мм)





ПЕРЕДНЯЯ ЧАСТЬ РАМЫ И ОПОРА ДЛЯ СТОП

Опции передней части рамы

- XY080 Конструкция сиденья с сужением




- Параллельная конструкция с сужением




Конструкция опоры для стоп (выберите один вариант)


- XY100 Круглая форма




- XY105 Квадратная форма



- XB200 Высоко установленная опора для стоп
(только с XB010, XB080 и XB150)
140,00 Евро




- XB200 Высоко установленная опора для стоп
140,00 Евро (только с XB010, XB080 и XB150)




Индивидуальные размеры опоры для стоп



- XY115 Высота опоры для стоп спереди



- XY120 Высота опоры для стоп сзади



- XY125 Длина опоры для стоп



Тип опоры для стоп (Выберите один)

- XB020 Опора для стоп с регулируемой высотой, в форме трубки, из титана

- XB070 Опора для стоп с регулировкой высоты и угла, с алюминиевой пластиной
111,08 Евро

- HLTXB080 Опора для стоп с фиксированным положением, приваренная к раме
125,31 Евро

- XB030 Опора для стоп с регулируемой высотой и углом, откидывается влево и вправо
266,22 Евро
(Не поставляется с XA070)

- XB150 Опора для стоп с регулируемой высотой, в форме трубки, рассчитана на тяжелый режим
140,00 Евро

Покрытие опоры для стоп

- XB050 Покрытие опоры для стоп из карбонового волокна (Не для XB070 и XB030)
132,00 Евро

- XB040 Покрытие опоры для стоп - материал АБС (Не для XB070 и XY030)
68,00 Евро

- XB170 Покрытие опоры для стоп из алюминия (Не для XB070 и XB030)
68,00 Евро

- XB160 Лента-липучка опоры для стоп прикреплена к покрытию опоры (Станд. вариант с XB070, не для XB030)
37,00 Евро

РОЛИКИ, ВИЛКИ И ФИКСАТОРЫ КОЛЕС

Ролики

3"

- XC150 Ролик 3x1,4", алюминиевый центр, демпфер «frog legs»
126,23 Евро (Серебристая втулка и черная шина из полиуретана)

4"

- XC060 Ролик 4x1,3", мягкий ролик, черный
- XC110 Ролик 4x1", алюминиевый центр, демпфер «frog legs» (Серебристая втулка и черная шина из полиуретана)
126,23 Евро
- XC130 Ролик 4x1,4", алюминиевый центр, с шиной из полиуретана, демпфер «frog legs»
126,23 Евро Выберите цвет ниже (только XC130):


 Серебристая втулка и черная шина (Станд.)

 Черная втулка и черная шина

 Черная втулка и красная шина

 Черная втулка и синяя шина

 Красная втулка и черная шина

 Синяя втулка и черная шина

 Фиолетовая втулка и черная шина

 Золотистая втулка и черная шина

 Зеленая втулка и черная шина

 Серебристая втулка и синяя шина

 Серебристая втулка и красная шина

5"

- XC070 Ролик 5x1,3", мягкий ролик, черный
- XC100 Ролик 5", пневматический
141,37 Евро алюминиевый центр
- XC120 Ролик 5x1", алюминиевый центр, демпфер «frog legs»
126,23 Евро (Серебристая втулка и черная шина из полиуретана)
- XC140 Ролик 5x1,4", алюминиевый центр, демпфер «frog legs»
126,23 Евро (Серебристая втулка и черная шина из полиуретана)

Вилки роликов

- XC190 Вилка ролика, низкая положение, для ежедневного применения (Станд. вариант, если опция не выбрана)


 Черный

 Серебристый


- XC210 Вилка ролика, навесной демпфер «frog legs»
460,00 Евро


 Черный


 Серебристый

Длина штифта роликов

- XY330 Длина штифта роликов



Оптимизация размеров (Минимальная ширина для свободного вращения ролика и максимальная длина колесной базы)



Опции фиксаторов колес

Ножничный тип

- XD020 Под сиденьем, ножничного типа
- XD030 Компактные ножничного типа
99,0 Евро
- XD035 Компактные, ножничного типа, с облегч. креплением (Только с фиксированным центром тяжести)
117,0 Евро
- XD045 Передние, компактные ножничного типа
171,00 Евро

Другое

- XD050 Фиксаторы колес нажимного действия
- XD010 Не включать фиксаторы колес
- XD046 Передние, нажимного действия
171,00 Евро

Выберите только одну опцию ролика

ЗАЩИТНЫЕ БОКОВИНЫ И ПОДЛОКОТНИКИ

Защитная боковина

Алюминий Опции

- XE030 Навинчивающиеся защитные боковины, алюминий
175,34 Евро
- XE080 Защитные боковины, съемные, из алюминия
403,00 Евро
- XE180 Защитные боковины, откидывающиеся назад, алюминий
209,30 Евро

Карбоновое волокно Опции

- XE050 Навинчивающиеся защитные боковины из карбонового волокна
392,00 Евро
- XE100 Защитные боковины, съемные, из карбонового волокна
546,00 Евро
- XE200 Защитные боковины, откидывающиеся назад, из карбонового волокна
424,12 Евро

Пластик АБС Опции

- XE070 Навинчивающиеся защитные боковины, пластик АБС
175,34 Евро
- XE120 Защитные боковины, съемные, пластик АБС
262,00 Евро

Сварные Опции

- HLTXE220 Защитные боковины, сварные, с бортиком 6 мм
373,00 Евро
- HLTXE240 Сварные защитные боковины, спорт. вариант (Усиленные)
479,00 Евро

Подлокотники Опции

- XF010 Подлокотник с фиксированной высотой, снимается с пластиковой защитной боковиной (Укажите высоту)
- XF020 Подлокотник с фиксированной высотой, снимается с алюминиевой защитной боковиной (Укажите высоту)

Высота (от верха направляющей сиденья до верха подлокотника)


 мм

Размеры защитных боковин

Оптимизированные размеры

- Защитная боковина на 25 мм выше шины (По контуру шины - Станд. вариант, если не указано иначе)

- Индивидуальная установка защитной боковины над шиной (По контуру шины)


 мм




- Защитная боковина на одном уровне с шиной (По контуру шины)

Индивидуальные размеры

Длина защитной боковины

 мм

Высота защитной боковины

 мм


Защитная боковина с щитком

Алюминий Опции

- XE040 Навинчивающиеся защитные боковины из алюминия, с щитком
209,30 Евро
- XE090 Защитные боковины, съемные, из алюминия, с щитком
437,00 Евро
- XE190 Защитные боковины, откидывающиеся назад, из алюминия, с щитком
243,27 Евро

Карбоновое волокно Опции

- XE060 Навинчивающиеся защитные боковины из карбонового волокна, с щитком
514,08 Евро
- XE110 Защитные боковины, съемные, из карбонового волокна, с щитком
636,00 Евро
- XE210 Защитные боковины, откидывающиеся назад, из карбонового волокна, с щитком
514,00 Евро


Размеры защитных боковин

Оптимизированные размеры

Защитная боковина с щитком, с установкой выше шины (Мин. = 10 мм)


 мм



Оптимизировать (на 10 мм выше шины)




Индивидуальные размеры



Защитная боковина с щитком до центра шины (Станд. вариант, если опция не выбрана)



Защитная боковина с щитком до внешней части шины



Выберите оптимизированные или индивидуальные размеры


Выберите оптимизированные или индивидуальные размеры

СПИНКА

Высота спинки - Фиксированная или регулируемая (Выберите одну)


XY230 Фиксированная высота спинки

i Укажите высоту
 мм



XY245 132,00 Евро

Регулируемая высота спинки (Диапазон увеличения 50 мм)
 Укажите наименьшую высоту
 мм



Конструкция спинки - Фиксированная или складная (Выберите одну)


XG010 Спинка фиксированная (Не складная)

TGAXG020 Спинка складная с 2 позициями фиксатора с защелкой и регулируемым углом (± 5 град.)

Эргономичный вариант - Заданное положение задней части (Выберите одно)

XY360 Угол наклона спинки

i -5 -3 0 +3 +5
 Индивидуальный размер
 (Макс. -10/+20 град.)
 Град.




XG100 79,00 Евро

Эргономичная спинка
 Высота по вертикали
 (Мин. 250 мм)
 мм




Позиция задней части
 мм




Эргономичный вариант - Заданное положение боковой части (Выберите одно)

XG110 79,00 Евро
 Внутренняя часть спинки с сужением
 (Выше защитных боковин)
 Ширина
 мм



XG120 79,00 Евро
 Наружная часть спинки с расширением
 (Выше защитных боковин)
 Ширина
 мм



Рукоятки для толкания Опции

XG070 155,00 Евро
 Спинка с навинчивающимися рукоятками для толкания (Не применяется с XY245)

XG090 273,10 Евро
 Спинка с регулируемыми по высоте прогнучными рукоятками для толкания

XG080 237,30 Евро
 Спинка с откидывающимися вниз рукоятками для толкания (Не применяется с XY245)



Высота от поверхности пола
 мм

XG085 261,71 евро
 Спинка с откидывающимися вниз рукоятками для толкания, с регулировкой высоты (Не применяется с XY245)

Оптимизировать
 (1000 мм от поверхности пола)

Спинка Опции

XG040 141,37 Евро
 Спинка фиксированная, для тяжелого режима (Рекомендуется для езды при ручном управлении) (Не применяется с XY245)

XG130 79,40 Евро
 Спинка с трубчатой штангой, увеличенная глубина (Стандарт - 90 мм)



Глубина
 мм

Спинка ILSA Опции

XG140 414,01 Евро
 Спинка с зажимом встроенной боковой опоры (ILSA)

A - Слева
 мм

A - Справа
 мм

B - Слева
 мм


B - Справа
 мм

C - Слева
 мм

C - Справа
 мм

D - Слева
 мм


D - Справа
 мм



ШТАНГА ДЛЯ РАЗВАЛА КОЛЕС


Регулируемый центр тяжести

ХН110 Регулируемая штанга для развала колес, квадратная задняя часть рамы (25-150 мм)
(Открытая или закрытая рама)



! мм


ХН120 Центр тяжести регулируемый, закругленная задняя часть рамы (60-150 мм) (Открытая или закрытая рама)



! мм


Фиксированный центр тяжести

TGAXH100 Фиксированная штанга для развала колес, приварена к одиночной опоре (25-125 мм) (Макс. ширина сиденья 430 мм) (Только открытая рама)



! мм

TGAXH090 Штанга для развала колес, фиксированная, встроенная в раму, V-образная конструкция (25-125 мм) (Открытая или закрытая рама)



! мм

Укажите угол развала колес

XY390 Угол развала колес

! 0 1 2 3 5

Укажите угол развала колес

XY390 Угол развала колес

! 0 1 2 3 5

Штанга для развала колес Опции

ХН030 Подвеска, штанга для развала колес, «frog legs»

ХН040 Штанга для развала колес хэндбайка, фиксированная, сварная
Угол развала колес (Штанга для развала колес хэндбайка)

! 0 5

! Высота ролика от поверхности пола для установки хэндбайка (Стандарт 30 мм, если не указано иначе)

! 30 50

Штанга для развала колес Опции

ХН040 Штанга для развала колес хэндбайка, фиксированная, сварная
Угол развала колес (Штанга для развала колес хэндбайка)

! 0 5

! Высота ролика от поверхности пола для установки хэндбайка (Стандарт 30 мм, если не указано иначе)

! 30 50

Устройство против опрокидывания Опции

ХJ010 Устройство против опрокидывания, левостороннее (Только с квадратной задней частью рамы. Не для ХН040)

ХJ020 Устройство против опрокидывания, правостороннее (Только с квадратной задней частью рамы. Не для ХН040)


ХJ100 Одиночное устройство против опрокидывания, 437,0 Евро спортивный вариант (установлено по центру) (только с регулировкой центра тяжести)

Центр тяжести - Выберите один

Центр тяжести - Выберите один

ЗАДНИЕ КОЛЕСА

Размер колеса

-  XY420 Размер колеса 24"
 XY430 Размер колеса 25"
 XY440 Размер колеса 26"

Зазор колес



Опции задних колес (Выберите одну)

- | | |
|--|--|
| <input type="checkbox"/> XK010 Колесо Sun Fusion, 16 спиц, для ежедневного применения | <input type="radio"/> XK320 Колесо Spinerger XLX 12 спиц, перекрещенные спицы, для ежедневного применения (выберите цвет ниже) 729,35 Евро |
| <input type="radio"/> XK050 Колесо Spinerger LX , 12 спиц, для ежедневного применения (выберите цвет ниже) 692,63 Евро | <input type="radio"/> XK060 Колесо Spinerger SPOX 18 спиц, для ежедневного применения (выберите цвет ниже) 521,42 Евро |
| <input type="radio"/> XK150 Spinerger CLX , 18 углеродных плоских спиц (выберите цвет ниже - только черная втулка) 1377,0 Евро | <input type="radio"/> XK070 Колесо Spinerger BLXL , 18 плоских спиц 729,35 Евро |

i Опции цветовых оттенков Spinerger:

- | | | |
|---|--|---|
| <input type="checkbox"/> Черные / черная втулка | <input type="checkbox"/> Белые / черная втулка | <input type="radio"/> XK180 Индивидуальный дизайн спиц 162,00 евро (Укажите цвет) |
| <input type="checkbox"/> Красные / черная втулка | <input type="checkbox"/> Синие / черная втулка | Внутренний: _____ |
| <input type="checkbox"/> Желтые / черная втулка | <input type="checkbox"/> Зеленые / черная втулка | Наружный: _____ |
| <input type="checkbox"/> Розовые / черная втулка | <input type="checkbox"/> Оранжевые / черная втулка | |
| <input type="checkbox"/> Фиолетовые / черная втулка | | |
| <input type="radio"/> XK190 Черная втулка 85,00 Евро | <input type="radio"/> XK200 Серебристая втулка 85,00 Евро | <input type="radio"/> XK201 Красная втулка/обручи (только LX, XLX и BLXL) 171,00 Евро |
| <input type="radio"/> XK202 Фиолетовая втулка/обручи 171,00 Евро | <input type="radio"/> XK203 Синяя втулка/обручи (только LX, XLX и BLXL) 171,00 Евро | <input type="radio"/> XK204 Индивидуальная втулка/обручи 225,00 Евро Выберите цвет: _____ |

Позиция обода

- | | |
|--|---|
| <input type="checkbox"/> XY480 Установка обода на малое расстояние (Станд. вариант, если опция не выбрана) | <input type="checkbox"/> XY485 Установка обода на большое расстояние |
| <input type="radio"/> XL090 Съемный, дополнительные монтажные выступы (рекомендуется для малых зазоров колес) 101,00 Евро | |

Опции ободов

- | | |
|---|--|
| <input type="checkbox"/> XL010 Алюминиевый, твердый, анодированный, 6 выступов (Станд. вариант, если опция не выбрана) | <input type="radio"/> XL040 Титановый, 6 выступов 239,00 Евро |
| <input type="radio"/> XL030 Обод Surge LT, 6 выступов 337,00 Евро | <input type="radio"/> XL050 Нержавеющая сталь, 6 выступов 132,00 Евро |
| <input type="radio"/> XL020 Обод Tetra grip, 6 выступов 282,00 Евро | <input type="radio"/> XL140 Обод Ergo grip, 6 выступов, широкий 294,00 Евро |
| <input type="radio"/> XL100 Обод Para grip, 6 выступов 282,00 Евро | |

Опции шин

- | | | | |
|---|---|--------------------------------|----------------------------------|
| <input type="checkbox"/> XM010 Kenda | <input type="checkbox"/> Серый (Стандарт) | <input type="checkbox"/> Синий | <input type="checkbox"/> Красный |
| <input type="radio"/> XM130 Kenda черные 18,00 Евро | i | | |
| <input type="radio"/> XM020 Schwalbe Marathon Plus 68,00 Евро | <input type="radio"/> XM060 Schwalbe One (только 24", 25") 94,00 Евро | | |
| <input type="radio"/> XM040 Shox, массивные, безвоздушные (черные) (только 24", 25") 111,00 Евро | <input type="radio"/> XM050 Kenda K885, шина для горного велосипеда (только 24", 25«) 27,00 Евро | | |

Опции вентиля камеры шины

- | | |
|---|--|
| <input type="checkbox"/> XY500 Вентиль камеры шины Schraeder (Станд. вариант, если опция не выбрана) | <input type="checkbox"/> XY490 Вентиль камеры шины Presta |
|---|--|

Аксессуары для колес

- | | |
|--|---|
| <input type="radio"/> XK220 Титановые быстросъемные поворотные шкворни 130 мм (пара) (Не применяется с XK010 и XK070) 113,00 Евро | <input type="radio"/> XK300 Комплект колес для пересеченной местности 22", обод с обручем для ручного захвата, шина МТВ и поворотные шкворни (Заменяет колесо 24" с XM010) 643,00 Евро |
| <input type="radio"/> XK240 Колесо с гайкой оси быстросъемного устройства для пациентов с тетраплегией (пара) 155,00 Евро | <input type="radio"/> XK310 Комплект колес для пересеченной местности 24", обод с обручем для ручного захвата, шина МТВ и поворотные шкворни (Заменяет колесо 25" с XM010) 643,00 Евро |

ОПЦИИ ОТДЕЛКИ РАМЫ

Рама

Компоненты (Опора для стоп, штанга для развала колес, защитные боковины)

- | | | | |
|--------------------------------|-----------------------------|--------------------------------|-----------------------------------|
| <input type="checkbox"/> XN010 | Рама с порошковым покрытием | <input type="checkbox"/> XN150 | Компоненты с порошковым покрытием |
|--------------------------------|-----------------------------|--------------------------------|-----------------------------------|
- | Рама Комп. | Глянцевое | Рама Комп. | Матовое | Рама | Комп. | Специальное |
|--------------------------|---|--------------------------|--|--------------------------|--------------------------|-----------------------------|
| <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> Черный глянцевый 103 | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> Черный матовый 105 | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | Хром зеркальный 300 |
| <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> Белый глянцевый 100 | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> Белый матовый 101 | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | Блестящий серебристый 170 |
| <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> Серый глянцевый 132 | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> Серый матовый 130 | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | Черный металлик матовый 104 |
| <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> Кремовый глянцевый 135 | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> Светло-серый матовый 133 | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | Серый металлик матовый 130 |
| <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> Красный глянцевый 108 | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> Морской синий матовый 152 | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | Фиолетовый металлик 816 |
| <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> Желтый глянцевый 120 | | | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | Зеленый металлик 820 |
| <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> Лесной зеленый глянцевый | | | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | Синий металлик 821 |
| <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> Зеленый глянцевый 107 | | | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | Лайм металлик 830 |
| <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> Синий глянцевый 151 | | | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | Черный наждак 201 |
| <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> Ярко-синий глянцевый 154 | | | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | Серый наждак 202 |
| <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> Голубой глянцевый 174 | | | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | Белый наждак 200 |
| <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> Зелено-голубой глянцевый | | | | | |
| <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> Розовый глянцевый 188 | | | | | |
| <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> Оранжевый глянцевый 180 | | | | | |
| <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> Фиолетовый глянцевый 15 | | | | | |
- Индивидуальный
- XN200 Индивидуальный цвет краски
171,00 евро
- Рама Комп. Выберите цвет/RAL:
- | | | | | | |
|--------------------------------|-------------------------------|-------------|-----------------------------|------------------------------|-------------|
| <input type="radio"/> ELAXN030 | Шлифованная поверхность рамы | 264,00 Евро | <input type="radio"/> XN165 | Шлифованные компоненты рамы | 81,00 Евро |
| <input type="radio"/> ELAXN050 | Полированная поверхность рамы | 872,00 Евро | <input type="radio"/> XN170 | Полированные компоненты рамы | 162,00 Евро |

ОБИВКА

Обивка сиденья

- | | | | | |
|--------------------------------|---|-----------------------------|---|------------|
| <input type="checkbox"/> XR040 | Полотно сиденья, регулировка натяжения с помощью ремней | <input type="radio"/> XR050 | Пластина сиденья из углеродного волокна | 336,1 Евро |
|--------------------------------|---|-----------------------------|---|------------|

Обивка спинки

- XR050 Регулируемый ремень для спинки Airtech
- XR060 Обивка спинки, улучшенная, полностью кожаная (выберите цвет)
345,00 Евро
- | | | |
|--|----------------------------------|--------------------------------|
| <input type="checkbox"/> Черный (станд.) | <input type="checkbox"/> Красный | <input type="checkbox"/> Серый |
|--|----------------------------------|--------------------------------|
- XR070 Обивка спинки, улучшенная, с кожаными углами (не с откидывающимися вниз ручьятками для толкания) (выберите цвет)
119,3 Евро
- | | | |
|--|----------------------------------|--------------------------------|
| <input type="checkbox"/> Черный (станд.) | <input type="checkbox"/> Красный | <input type="checkbox"/> Серый |
|--|----------------------------------|--------------------------------|

Опции обивки спинки со строчкой

- | | | |
|--|---------------------------------------|-------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> Серебристый (Станд. вариант, если не указано иначе) | <input type="checkbox"/> Черный | <input type="checkbox"/> Синий |
| <input type="checkbox"/> Красный | <input type="checkbox"/> Светло-синий | <input type="checkbox"/> Фиолетовый |

Опции обивки спинки с логотипом


- | | | |
|--|---------------------------------------|-------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> Серебристый (Станд. вариант, если не указано иначе) | <input type="checkbox"/> Черный | <input type="checkbox"/> Синий |
| <input type="checkbox"/> Красный | <input type="checkbox"/> Светло-синий | <input type="checkbox"/> Фиолетовый |

Аксессуары для спинки


- | | | | | | |
|-----------------------------|-----------------------------|------------|-----------------------------|--|-------------|
| <input type="radio"/> XR110 | Спинка с карманом на молнии | 89,00 Евро | <input type="radio"/> XR170 | Индивидуальная декоративная отделка спинки (Пожалуйста, предоставьте файл .jpeg и укажите позицию) | 136,00 Евро |
|-----------------------------|-----------------------------|------------|-----------------------------|--|-------------|

ПОДУШКА

Опции подушки из пеноматериала

- XR080 Подушка из пеноматериала, с чехлом из нейлона
83,00 Евро *(выберите плотность и размер ниже)*
-  Мягкая (CMS040) Средняя (CMS050) Твердая (recon, 9 фунтов)
- 50 мм 75 мм 100 мм

Опции чехла для подушки

- XR090 Чехол для подушки Air Lite
64,00 Евро *(Черный)*
- XR100 Кожаный чехол для подушки
211,1 Евро *(выберите цвет ниже)*
-  Черный (станд.) Красный Серый

Подушка Jay

- XR250 Гелевая прокладка JAY Extreme Active
648,0 Евро *(Цена изменяется в зависимости от размера)*
- XR251 JAY Easy Visco
250,0 Евро *(Цена изменяется в зависимости от размера)*


Другая подушка Jay, укажите код, стоимость, размер и описание:

ОПЦИИ РАМЫ

- XR060 Сварные монтажные петли для ремней, фиксирующих голени
101,0 Евро *(Установить ремень для голени на передней части рамы)*

Укажите высоту от поверхности пола

- Оптимизация размеров



ПРИНАДЛЕЖНОСТИ

- XR080 Переднее колесо в сборе *(Только с XB010, XB080, XB150)*
725,2 Евро

(Заполняется только сотрудниками компании)

Серийный номер переднего колеса:

- XR420 Протекторы рамы из неопрена на молнии с логотипом TIGA (нейлон с липучкой на XR060)
72,00 Евро
- XR190 Сумка для принадлежностей Phoenix Unstoppable
531,00 Евро
- XR200 Рюкзак с логотипом RGK (черный)
63,4 Евро
- XR010 Сумка на сиденье с креплением на «липучке» *(Черная)*
38,00 Евро
- XR020 Большая сумка для хранения вещей под сиденьем *(Черная)*
89,00 Евро
- XR090 Набор инструментов
- XS060 Ремень для крепления голеней