

Серия TiLite Z — Формуляр для индивидуальной подгонки 2019



действителен с 01/2019

Цены, стандартные характеристики, опции и принадлежности могут быть изменены в любое время без предварительного уведомления. Последнее обновление: 01.01.2019 Новые опции указаны синим шрифтом

1/14



AERO Z

ZRA

ZR

Данные дилера		Информация о статусе	
Дилер:		Запрос:	
Город:		Заказ:	
Заказчик:			
Адрес электронной почты:			
Товарная позиция:			
Отправьте заполненный бланк на адрес электронной почты: titan@ortho-titan.com			

ТИП РАМЫ		
AZFS1	<input type="checkbox"/> Aero Z Алюминиевая рама, регулируемая рама из одинарных трубок	3607 eur
Z2FS2	<input type="checkbox"/> ZRA Титановая рама, регулируемая рама из одинарных трубок	4870 eur
Z2FS1	<input type="checkbox"/> ZR серия 2 Титановая рама, регулируемая рама из одинарных трубок	5250 eur

СПЕЦИАЛЬНЫЕ ВАРИАНТЫ		
ZP1	<input type="checkbox"/> Вариант SuperLite Edition (не поставляется с рамой для повышенной нагрузки и с усиленной рамой, одно-сторонней вилкой Slipstream и титановым штырем вилки) Поставляется серийно: складная и регулируемая по высоте титановая спинка с закругленной поперечной скобой и фиксатором спинки TiShaft из углеродного волокна <ul style="list-style-type: none"> ○ Титановая опора для стоп с открытой скобой ○ Титановая опора для стоп с покрытием из АБС-пластика 	771 eur
ZP5	<input type="checkbox"/> Вариант Black Edition (не поставляется в модификации AERO Z) Для данной модели используется черный орнамент, нанесенный на матовую черную раму, черная опора для стоп, фиксатор спинки из углеродного волокна с черным логотипом, съемные оси из нержавеющей стали с черным орнаментом. Поставляется серийно: Рама Black Lava, алюминиевые детали черные, анодированные, передние колеса LiteSpeed, фиксатор спинки TiShaft из углеродного волокна, односторонняя вилка Slipstream	1150 eur
ZHDR1	<input type="checkbox"/> Рама для повышенной нагрузки (максимальный вес пользователя 136 кг) (Не поставляется с моделью SuperLite, односторонней вилкой Slipstream, обивка спинки регулируется с помощью ленты-липучки, опора для стоп с открытой скобой, V-образная передняя часть, вилки Glide или задние колеса Spinergy LX) Требуется: складная, регулируемая по высоте спинка из алюминия и алюминиевые передние колеса LiteSpeed Billet	590 eur
ZRFR1	<input type="checkbox"/> Усиленная рама (Не поставляется с односторонней вилкой Slipstream) Требуется для колясок с механическим усилением или силовыми приводами (не обязательно применение устройства SmartDrive® MX2+)	390 eur

ОПЦИИ ДЛЯ ТРАНСПОРТИРОВКИ		
ZTTDO3	<input type="checkbox"/> Транзитные транспортные крепления Tie-Down для ZRA и Aero Z (не поставляется с односторонней вилкой Slipstream) Серийная поставка: Четыре кронштейна для фикс. проушин, два крепежных винта для поясного ремня и усиленная рама)	380 eur
ZWTB	<input type="checkbox"/> Серийная поставка транспортного крепления для ZR: четыре кронштейна для фикс. проушин	370 eur
















Серия TiLite Z — Формуляр для индивидуальной подгонки 2019



действителен с 01/2019

Цены, стандартные характеристики, опции и принадлежности могут быть изменены в любое время без предварительного уведомления. Последнее обновление: 01.01.2019 Новые опции указаны синим шрифтом

2/14


ЦВЕТ РАМЫ							
Высокоглянцевое покрытие	ZFF8 	<input type="checkbox"/> Супер влажный черный	ZFF10 	<input type="checkbox"/> Красный	ZFF29 	<input type="checkbox"/> Неоновый розовый	СТАНДАРТ
Покрытие металллик	ZFF14 	<input type="checkbox"/> Синий океан	ZFF15 	<input type="checkbox"/> Оранжевый	ZFF30 	<input type="checkbox"/> Кислотный зеленый	СТАНДАРТ
Покрытие с жемчужным блеском	ZFF17 	<input type="checkbox"/> Синяя полночь	ZFF18	<input type="checkbox"/> Белый жемчуг			СТАНДАРТ
Матовое покрытие	ZFF19 	<input type="checkbox"/> Черная лава	ZFF27 	<input type="checkbox"/> Серый титановый			СТАНДАРТ
Карамельное покрытие	ZFF22 	<input type="checkbox"/> Рубиновый красный	ZFF23 	<input type="checkbox"/> Лазурный	ZFF25 	<input type="checkbox"/> Сливовый оттенок, электрик	СТАНДАРТ
Матовое текстурированное покрытие	ZFF40 	<input type="checkbox"/> Интенсивный синий	ZFF41 	<input type="checkbox"/> Огненный оранжевый	ZFF42 	<input type="checkbox"/> Хаки	СТАНДАРТ
Типы обработки поверхности	ZFF26	<input type="checkbox"/> Светлая сатирированная поверхность	ZFF1	<input type="checkbox"/> Сатирированная поверхность	ZFF2	<input type="checkbox"/> Полированная поверхность	786 eur
	ZSCBT1	<input type="checkbox"/> Салфетка для полировки, сатирированная поверхность					25 eur
Татуаж	ZFF45	<input type="checkbox"/> Стремление к скорости	ZFF44	<input type="checkbox"/> Цветочный сад	ZFF46	<input type="checkbox"/> Неоновые мечты	345 eur
	ZFF43	<input type="checkbox"/> Мозаика					345 eur

АЛЮМ. АНОДИР. ДЕТАЛИ					
(включая кронштейн оси, зажим опоры для стоп, вилку и кронштейн управляющего колеса, а также защиту вилки. Если цвет не выбран, invalidная коляска поставляется с черными алюминиевыми деталями.)					
ZANO1 <input type="checkbox"/> Черный					СТАНДАРТ
ZANO5 <input type="checkbox"/> Сапфир	ZANO3 <input type="checkbox"/> Красный перец	ZANO6 <input type="checkbox"/> Желтовато-красный	ZANO8 <input type="checkbox"/> Ультрафиолет	ZANO9 <input type="checkbox"/> Фуксия	180 eur

Татуаж:



Алюм. анодир. детали:



Серия TiLite Z — Формуляр для индивидуальной подгонки 2019



действителен с 01/2019

Цены, стандартные характеристики, опции и принадлежности могут быть изменены в любое время без предварительного уведомления. Последнее обновление: 01.01.2019 Новые опции указаны синим шрифтом

3/14

РАМА С РАЗМЕРАМИ ПО ЗАКАЗУ

ШИРИНА СИДЕНЬЯ А и ГЛУБИНА СИДЕНЬЯ В (в см/ дюймах)

(Ширина: Размер от задней наружной кромки трубки сиденья до задней наружной кромки противоположной трубки сиденья, глубина: Размер от края обивки сиденья до передней трубки спинки)

SB (A) x ST (B)		Глубина сиденья (B) ZSD1										
		25,5 (10")	28,0 (11")	30,5 (12")	33,0 (13")	35,5 (14")	38,0 (15")	40,5 (16")	43,0 (17")	46,0 (18")	48,0 (19")	51,0** (20")
Ширина сиденья (A) ZSW4	25,5 (10")	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
	28,0 (11")	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
	30,5 (12")	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
	33,0 (13")	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
	35,5 (14")	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
	38,0 (15")	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
	40,5 (16")	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
	43,0 (17")	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
	46,0 (18")	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
	48,0 (19")	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
	51,0* (20")	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■

*Наценка для ширины сиденья 51 см (20") ZSW2	545 eur
**Наценка для ширины сиденья 51 см (20") ZSD2	573 eur
Осторожно: Выбранные боковины увеличивают ширину сиденья на 2 см!	
Специальный размер глубины рамы=Глубина рамы больше или меньше глубины сиденья	Пожалуйста, укажите требуемую длину: Укороченная: - см Удлиненная: + см
	БЕСПЛАТНАЯ ОПЦИЯ

СУЖЕНИЕ СИДЕНЬЯ T (Размер от одной внутренней стороны до другой внутренней стороны внутренней трубки на переднем краю обивки сиденья)			
ZFSW1	<input type="checkbox"/> Без сужения (на 6 см меньше ширины сиденья A)		СТАНДАРТ
ZFSW3	<input type="checkbox"/> Сужение 4 см (на 10 см меньше ширины сиденья A) (не применяется с шириной сиденья 25,5 и 28 см)		360 eur
ZFSW5	<input type="checkbox"/> Сужение 6 см (на 13 см меньше ширины сиденья A) (не применяется с шириной сиденья 25,5 и 28 см)		360 eur

Серия TiLite Z — Формуляр для индивидуальной подгонки 2019



действителен с 01/2019

Цены, стандартные характеристики, опции и принадлежности могут быть изменены в любое время без предварительного уведомления. Последнее обновление: 01.01.2019 Новые опции указаны синим шрифтом

4/14

ZERG1	<input type="checkbox"/> Эргономичное сиденье U (измерьте расстояние от нижней части трубки спинки до требуемого сужения) (Поставляется только с ZR)	Размер эргономичного сиденья: <ul style="list-style-type: none"> <input type="radio"/> 8 см <input type="radio"/> 10 см <input type="radio"/> 12,5 см <input type="radio"/> 15 см <input type="radio"/> 20 см <input type="radio"/> 23 см <input type="radio"/> 25,5 см 	390 eur
-------	---	--	---------

Вспомогательная таблица для определения высоты сиденья сзади

ВЫСОТА СИДЕНЬЯ СПЕРЕДИ С и **ВЫСОТА СИДЕНЬЯ СЗАДИ D** (высота сиденья спереди: Расстояние от поверхности пола до верхней части трубки на передней кромке обивки сиденья, высота сиденья сзади: Расстояние от поверхности пола до верхней трубки сиденья на задней кромке обивки сиденья)

Размер задних колес	Варианты высоты сиденья сзади в см
20" (451)	31,5–47
22" (501)	35,5–48
24" (540)	36,7–51
25" (559)	36,7–51
26" (590)	39–51

vSH x hSH	Высота сиденья сзади ZRSH1															
	32	33	34	35,5	37	38	39,5	40,5	42	43	44,5	45,5	47	48,8	49,5	51
Высота сиденья спереди ZFSH1	40,5	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
	42	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
	43	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
	44,5	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
	45,5	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
	47	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
	48,5	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
	49,5	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
	51	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
	52	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
	53,5	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■

ПЕРЕДНИЙ УГОЛ L Угол между передней частью рамы и поверхностью пола		
ZFA1	<input type="checkbox"/> 70° <input type="checkbox"/> 75° <input type="checkbox"/> 80° <input type="checkbox"/> 85° (не используется с передними колесами 6") <input type="checkbox"/> 90° (не используется с передними колесами 5" и 6")	
		СТАНДАРТ

СТАНДАРТНАЯ ОПора для стоп		
ZFTR3 ZFTR1	<input type="checkbox"/> Опора для стоп с регулировкой угла <input type="checkbox"/> Титановая опора для стоп с плоской пластиковой накладкой	
ZFTR2 ZFTR12	<input type="checkbox"/> Титановая опора для стоп с открытой скобой <input type="checkbox"/> Откидывающаяся назад титановая опора для стоп (не применяется с пластиковой накладкой со сторонами 5 см (2") или с передним роликом)	
		СТАНДАРТ СТАНДАРТ 272 eur 242 eur

ВЫСОКО УСТАНОВЛЕННАЯ ОПора для стоп		
ZFTR4	<input type="checkbox"/> Высоко установленная опора для стоп с регулировкой угла (не поставляется с откидывающейся назад опорой для стоп)	
		116 eur

ДЛИНА ГОЛЕНИ E Расстояние от переднего края обивки сиденья до задней части опоры для стоп. Расстояние должно быть меньше высоты сиденья спереди минимум на 5 см (2").

Стандарт		
<input type="checkbox"/> 34,5 см (13,5") <input type="checkbox"/> 35,5 см (14") <input type="checkbox"/> 37 см (14,5") <input type="checkbox"/> 38 см (15") <input type="checkbox"/> 39 см (15,5") <input type="checkbox"/> 40,5 см (16")	<input type="checkbox"/> 42 см (16,5") <input type="checkbox"/> 43 см (17") <input type="checkbox"/> 44,5 см (17,5") <input type="checkbox"/> 46 см (18") <input type="checkbox"/> 47 см (18,5") <input type="checkbox"/> 48 см (19")	

Серия TiLite Z — Формуляр для индивидуальной подгонки 2019




действителен с 01/2019

Цены, стандартные характеристики, опции и принадлежности могут быть изменены в любое время без предварительного уведомления. Последнее обновление: 01.01.2019 Новые опции указаны синим шрифтом

5/14

Высокая установка						
<input type="checkbox"/>	18–23 см (7–9")	<input type="checkbox"/>	23–28 см (9–11")	<input type="checkbox"/>	28–33 см (11–13")	
Регулировка: (измерение с шагом 1,25 см)						
ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ОПЦИЯ ОПОРА ДЛЯ СТОП						
ZFTR14	<input type="checkbox"/>	Пластиковая крышка (не применяется с откидывающейся назад опорой для стоп)				125 eur
ОБХВАТ СТОПЫ I						
ZFE1	<input type="checkbox"/>	Стандартная передняя часть		Пожалуйста, отметьте размер крестиком!		СТАНДАРТ
ZFE2	<input type="checkbox"/>	V-образная передняя часть		Пожалуйста, отметьте размер крестиком!		133 eur



Стандартная передняя часть (Сужение передней части)				V-образная передняя часть (Сужение передней части: на 7 см меньше указанной ширины сиденья)															
SB	Обхват стопы 1			V-образный вариант	Ширина сиденья A														
	Нет	4 см	9 см		30,5	33	35,5	38	40,5	43	45,5	48	51						
25,5	■			Нет															
	19			18															
28	■			19															
	21,5			20															
30,5	■			21,5															
	25,5	20		23															
33	■	■		24															
	28	23		25,5															
35,5	■	■		26,5															
	30,5	25,5	20	28															
38	■	■	■	29															
	33	28	23	30,5															
40,5	■	■	■	32															
	35,5	30,5	25,5	33															
43	■	■	■	34															
	38	33	28	35,5															
45,5	■	■	■	37															
	40,5	35,5	30,5	38															
48,5	■	■	■	39															
	43	38	33	40,5															
51	■	■	■	42															
	45,5	40,5	35,5	43															

СПИНКА				
ZSB1	<input type="checkbox"/>	Складная, регулируемая по высоте, из алюминия		БЕСПЛАТНАЯ ОПЦИЯ 253 eur
ZSB2	<input type="checkbox"/>	Складная, регулируемая по высоте титановая спинка с поперечной скобой из титана округлой формы (Титановая спинка, сочетающаяся с поверхностью рамы. Не используется с привинчиваемыми рукоятками для толкания и с рамой для повышенной нагрузки)		

Серия TiLite Z — Формуляр для индивидуальной подгонки 2019

действителен с 01/2019

Цены, стандартные характеристики, опции и принадлежности могут быть изменены в любое время без предварительного уведомления. Последнее обновление: 01.01.2019 Новые опции указаны синим шрифтом


6/14

ZSB15	<input type="checkbox"/> Фиксированная титановая спинка с поперечной скобой из титана округлой формы (Титановая спинка, сочетающаяся с поверхностью рамы. Не используется с привинчиваемыми рукоятками для толкания. Поставляется только с ZR)	320 eur
-------	--	---------

TISHAFT — ФИКСАЦИЯ СПИНКИ

ZSB3	<input type="checkbox"/> Алюминий		СТАНДАРТ
ZSB4	<input type="checkbox"/> Титан		97 eur
ZSB5	<input type="checkbox"/> Углеродное волокно		97 eur

РУКОЯТКИ ДЛЯ ТОЛКАНИЯ

ZSB6	<input type="checkbox"/> Встроенные рукоятки для толкания		БЕСПЛАТНАЯ ОПЦИЯ
ZSB7	<input type="checkbox"/> Встроенные откидные рукоятки для толкания (требуется опция «Регулировка обивки спинки с помощью ремней и пряжек». Не используется с фикс. титан. спинкой)		
ZSB8	<input type="checkbox"/> Привинчиваемые рукоятки для толкания (требуется поперечная скоба спинки, расположенная на расстоянии 10 см (4"). Не используется с титановой спинкой)		156 eur
ZSB9	<input type="checkbox"/> Привинчиваемые, регулируемые по высоте рукоятки для толкания (требуется поперечная скоба спинки, расположенная на расстоянии 10 см (4"). Не используется с титановой спинкой)		212 eur
			355 eur

ВЫСОТА СПИНКИ F

Складная спинка

Рукоятки для толкания	Короткая спинка	Средняя спинка	Высокая спинка	Регулировка: с шагом 1,25 см (0,5")
Без рукояток/привинчиваемые Встроенные Встроенные, откидные	<input type="checkbox"/> 21,5–29	<input type="checkbox"/> 30,5–42	<input type="checkbox"/> 42–52	
	<input type="checkbox"/> 26,5–32	<input type="checkbox"/> 34–42	<input type="checkbox"/> 44,5–52	
	<input type="checkbox"/> 33–39	<input type="checkbox"/> 35,5–48	<input type="checkbox"/> 47–53	

Фиксированная спинка

<input type="checkbox"/> 20,5	<input type="checkbox"/> 27	<input type="checkbox"/> 33	<input type="checkbox"/> 39,5	<input type="checkbox"/> 45,5
<input type="checkbox"/> 21,5	<input type="checkbox"/> 28	<input type="checkbox"/> 34,5	<input type="checkbox"/> 40,5	<input type="checkbox"/> 47
<input type="checkbox"/> 23	<input type="checkbox"/> 29	<input type="checkbox"/> 35,5	<input type="checkbox"/> 42	<input type="checkbox"/> 48,5
<input type="checkbox"/> 24	<input type="checkbox"/> 30,5	<input type="checkbox"/> 37	<input type="checkbox"/> 43	<input type="checkbox"/> 49,5
<input type="checkbox"/> 25,5	<input type="checkbox"/> 32	<input type="checkbox"/> 38	<input type="checkbox"/> 44,5	<input type="checkbox"/> 51

ОПЦИИ СПИНКИ

ZSB11	<input type="checkbox"/> Спинка с фиксацией в откинута состоянии (Не применяется с эргономичным сиденьем)		БЕСПЛАТНАЯ ОПЦИЯ
ZSB12	<input type="checkbox"/> Поперечная скоба спинки, расположенная на расстоянии 10 см (4") (Данная поперечная скоба не является округлой. Применяется с рамой для повышенной нагрузки)		БЕСПЛАТНАЯ ОПЦИЯ
ZSB16	<input type="checkbox"/> Регулируемые по глубине спинки/рамы (глубина сиденья 25,5–46 см (10"-18") позволяют обратную регулировку на 5 см (2"). (Регулируемые по высоте рукоятки для толкания имеют ограниченный диапазон регулировки при наличии данной опции) (Не поставляется с глубиной сиденья 48 см (19") или 51 см (20") , с рамой для повышенной нагрузки, с натягиваемой обивкой спинки, боковинами из карбона или с подлокотниками)		223 eur


Серия TiLite Z — Формуляр для индивидуальной подгонки 2019



действителен с 01/2019

Цены, стандартные характеристики, опции и принадлежности могут быть изменены в любое время без предварительного уведомления. Последнее обновление: 01.01.2019 Новые опции указаны синим шрифтом

7/14

ZSB13	<input type="checkbox"/> Поперечная скоба спинки приварена в размер (Опора жесткости в стандартном случае устанавливается на 12,5 см (5") выше рамы сиденья для низко установленной спинки, на 15 см (6") - для спинки, установленной на средней высоте, и на 25,5 см (10") - для высоко установленной спинки. Выбранное клиентом значение высоты поперечной скобы спинки должно быть не менее 11,5 см (4,5") над рамой сиденья. Макс. высота находится на уровне 7,5 см (3") ниже мин. высоты спинки без рукояток для толкания)	Регулировка: 	180 eur
-------	--	---	---------

УГОЛ СПИНКИ G

Угол установки складной спинки

ZSBA1	<input type="checkbox"/> 80° <input type="checkbox"/> 83° <input type="checkbox"/> 86° <input type="checkbox"/> 89°	<input type="checkbox"/> 92° <input type="checkbox"/> 95° <input type="checkbox"/> 98° <input type="checkbox"/> 101°	БЕСПЛАТНАЯ ОПЦИЯ
-------	--	---	------------------

Угол установки фиксированной спинки

ZSBA1	<input type="checkbox"/> 80° <input type="checkbox"/> 81° <input type="checkbox"/> 82° <input type="checkbox"/> 83° <input type="checkbox"/> 84° <input type="checkbox"/> 85°	<input type="checkbox"/> 86° <input type="checkbox"/> 87° <input type="checkbox"/> 88° <input type="checkbox"/> 89° <input type="checkbox"/> 90° <input type="checkbox"/> 91°	<input type="checkbox"/> 92° <input type="checkbox"/> 93° <input type="checkbox"/> 94° <input type="checkbox"/> 95° <input type="checkbox"/> 96° <input type="checkbox"/> 97°	<input type="checkbox"/> 98° <input type="checkbox"/> 99° <input type="checkbox"/> 100° <input type="checkbox"/> 101°	БЕСПЛАТНАЯ ОПЦИЯ
-------	--	--	--	--	------------------

ТОЧКА ОПРОКИДЫВАНИЯ H Расстояние от передней части трубки спинки до середины задней оси. (Если данный параметр не указан, коляска поставляется с точкой опрокидывания, установленной в крайнем заднем положении)

ZCOG1	<input type="checkbox"/> 0 <input type="checkbox"/> 0,5 <input type="checkbox"/> 1 <input type="checkbox"/> 2 <input type="checkbox"/> 2,5	<input type="checkbox"/> 3 <input type="checkbox"/> 4 <input type="checkbox"/> 4,5 <input type="checkbox"/> 5 <input type="checkbox"/> 5,5	<input type="checkbox"/> 6,5 <input type="checkbox"/> 7 <input type="checkbox"/> 7,5 <input type="checkbox"/> 8,5 <input type="checkbox"/> 9	<input type="checkbox"/> 9,5 <input type="checkbox"/> 10 <input type="checkbox"/> 10,5 <input type="checkbox"/> 11,5 <input type="checkbox"/> 12	<input type="checkbox"/> 12,5 <input type="checkbox"/> 13,5 <input type="checkbox"/> 14 <input type="checkbox"/> 14,5 <input type="checkbox"/> 15	СТАНДАРТ
-------	--	--	--	--	---	----------

ТРУБКА ОСИ/ РАЗВАЛ КОЛЕС K

Трубка оси


ZCBR15	<input type="checkbox"/> Алюминий	СТАНДАРТ 227 eur
ZCBR3	<input type="checkbox"/> Титан (не поставляется с усиленной рамой)	

Развал колес

ZCBR1	<input type="checkbox"/> 0° <input type="checkbox"/> 2° <input type="checkbox"/> 4°	<input type="checkbox"/> 6° <input type="checkbox"/> 8° <input type="checkbox"/> 12°* *(развал колес более 6° не применяется с разъемными Zero Play)	СТАНДАРТ
-------	---	---	----------

ВТУЛКА КОЛЕС/ЗАЗОР ЗАДНИХ КОЛЕС J Расстояние от внешней стороны трубки спинки до внутренней стороны заднего колеса.

Втулка колес

ZCBR12	<input type="checkbox"/> Регулируемый разъем развала для установки зазора задних колес		СТАНДАРТ БЕСПЛАТНАЯ ОПЦИЯ БЕСПЛАТНАЯ ОПЦИЯ
ZCBR11	<input type="checkbox"/> Разъем развала колес Zero Play для регулировки зазора задних колес		
ZCBR9	<input type="checkbox"/> Дополнительные распорки для увеличения зазора задних колес		

Зазор задних колес

ZRWS1	<input type="checkbox"/> 2 см* <input type="checkbox"/> 2,5 см	<input type="checkbox"/> 4 см <input type="checkbox"/> 4,5 см	СТАНДАРТ
-------	---	--	----------

Серия TiLite Z — Формуляр для индивидуальной подгонки 2019



действителен с 01/2019

Цены, стандартные характеристики, опции и принадлежности могут быть изменены в любое время без предварительного уведомления. Последнее обновление: 01.01.2019 Новые опции указаны синим шрифтом

8/14

	<input type="checkbox"/> 3 см *(Не используется с развалом колес 0° или 2°)	<input type="checkbox"/> 5 см	
УПРАВЛЯЮЩИЕ КОЛЕСА			
ZFW24	<input type="checkbox"/> Алюминиевое колесо 3"x1,5" «LiteSpeed Billet» с покрышкой «Soft Roll» <ul style="list-style-type: none"> ○ Серебристый обод ○ Черный обод 		187 eur
ZFW14	<input type="checkbox"/> Пластиковое колесо 4"x0,75" с покрышкой «Soft Roll» (не используется при наличии механического усиления или усиливающего привода, рамы для повышенной нагрузки, вилки Slipstream или односторонней вилки Glide)		85 eur
ZFW3	<input type="checkbox"/> Светящийся микроролик 4" x 0,75" (не используется при наличии механического усиления или усиливающего привода, рамы для повышенной нагрузки, вилки Slipstream или односторонней вилки Glide)		85 eur
ZFW25	<input type="checkbox"/> Алюминиевое колесо 4 "x 0,75" «LiteSpeed Billet» с покрышкой «Poly» <ul style="list-style-type: none"> ○ Серебристый обод ○ Черный обод 		150 eur
ZFW26	<input type="checkbox"/> Пластиковое колесо 4" x 1,5" «LiteSpeed» с покрышкой «Soft Roll» (Не используется при наличии механического усиления или усиливающего привода либо вспомогательного привода, или рамы для повышенной нагрузки)		95 eur
ZFW27	<input type="checkbox"/> Алюм. колесо 4" x 1,5" LiteSpeed Billet с покрышкой Soft Roll <ul style="list-style-type: none"> ○ Серебристый обод ○ Черный обод 		200 eur
ZFW6	<input type="checkbox"/> Алюм. колесо 5" x 0,75" LiteSpeed Billet с покрышкой Poly (Не используется с передним углом 90°) <ul style="list-style-type: none"> ○ Серебристый обод ○ Черный обод 		БЕСПЛАТНАЯ ОПЦИЯ
ZFW28	<input type="checkbox"/> Пластиковое колесо 5" x 1" с покрышкой Poly (Не используется при наличии механического усиления или усиливающего привода, рамы для повышенной нагрузки, переднего угла 90°, вилки Slipstream или односторонней вилки Glide)		95 eur
ZFW29	<input type="checkbox"/> Пластиковое колесо 5" x 1,5" «LiteSpeed» с покрышками с низким сопротивлением качения (Не используется с передним углом 90°)		175 eur
ZFW30	<input type="checkbox"/> Алюм. колесо 5" x 1,5" LiteSpeed Billet с покрышкой Soft Roll (Не используется с передним углом 90°) <ul style="list-style-type: none"> ○ Серебристый обод ○ Черный обод 		222 eur
ZFW9	<input type="checkbox"/> Пластиковое колесо 6" x 1" с покрышкой «Poly» (Не используется при наличии переднего угла 80° или 90°, односторонней вилки Glide, рамы для повышенной нагрузки или усиленной рамы)		БЕСПЛАТНАЯ ОПЦИЯ
ZFW34	<input type="checkbox"/> Алюминиевое колесо 6" x 1" с покрышкой «Poly» (Не используется при наличии механического усиления или усиливающего привода, рамы для повышенной нагрузки, переднего угла 85° или 90°, вилки Slipstream или односторонней вилки Glide) <ul style="list-style-type: none"> ○ Серебристый обод 		200 eur

Серия TiLite Z — Формуляр для индивидуальной подгонки 2019



действителен с 01/2019

Цены, стандартные характеристики, опции и принадлежности могут быть изменены в любое время без предварительного уведомления. Последнее обновление: 01.01.2019 Новые опции указаны синим шрифтом

9/14

ZFW32	<ul style="list-style-type: none"> ○ Черный обод □ Пластиковое колесо «LiteSpeed» 6" x 1,5" с крышкой «Soft Roll» (Не используется при наличии механического усиления или усиливающего привода, рамы для повышенной нагрузки, переднего угла 85° или 90°, вилки Slipstream или односторонней вилки Glide) 		101 eur
ZFW33	<ul style="list-style-type: none"> □ Алюминиевое колесо 6" x 1,5" «LiteSpeed Billet» с крышкой «Soft Roll» (Не используется с передним углом 85° или 90°, вилкой Slipstream или односторонней вилкой Glide™) 		236 eur

ВИЛКА УПРАВЛЯЮЩЕГО КОЛЕСА

ZFK1	<ul style="list-style-type: none"> □ Стандартная вилка 		СТАНДАРТ
ZFK2	<ul style="list-style-type: none"> □ Односторонняя вилка Slipstream™ (не используется с рамой для повышенной нагрузки или усиленной рамой) 		211 eur
ZGL1	<ul style="list-style-type: none"> □ Пружинная вилка Outfront Glide™ (поставляется только с черной анодированной поверхностью) Вес пользователя: <ul style="list-style-type: none"> ○ До 56 кг ○ 57–81,5 кг ○ 81,5–120 кг 		513 eur
ZGL2	<ul style="list-style-type: none"> □ Односторонняя пружинная вилка Outfront Glide™ (поставляется только с черной анодированной поверхностью. Не используется с рамой для повышенной нагрузки и управляющими колесами 6") Вес пользователя: <ul style="list-style-type: none"> ○ До 56 кг ○ 57–81,5 кг ○ 81,5–120 кг 		660 eur
ZTFS1	<ul style="list-style-type: none"> □ Титановый штырь вилки 		67 eur

ЗАДНИЕ КОЛЕСА

ZRW14	<ul style="list-style-type: none"> □ Shadow™ <ul style="list-style-type: none"> ○ 18" (400) ○ 20" (451) ○ 22" (501) ○ 24" (540) 		СТАНДАРТ
ZRW7	<ul style="list-style-type: none"> □ Spinegy Spox <ul style="list-style-type: none"> ○ Стандартная ступица 22" (501) ○ Стандартная ступица 24" (540) <ul style="list-style-type: none"> ■ Черный обод ■ Красный обод ■ Желтый обод ■ Синий обод ■ Белый обод 		690 eur
ZRW8	<ul style="list-style-type: none"> □ Spinegy LX <ul style="list-style-type: none"> ○ Стандартная ступица 22" (501) ○ Стандартная ступица 24" (540) <ul style="list-style-type: none"> ■ Черный обод ■ Красный обод ■ Желтый обод ■ Синий обод ■ Белый обод ■ Зеленый обод ■ Оранжевый обод ■ Розовый обод 		900 eur

Серия TiLite Z — Формуляр для индивидуальной подгонки 2019



действителен с 01/2019

Цены, стандартные характеристики, опции и принадлежности могут быть изменены в любое время без предварительного уведомления. Последнее обновление: 01.01.2019 Новые опции указаны синим шрифтом

10/14

ZRW16	<input type="checkbox"/> Обод «Spinergy Carbon Blade» (Не используется с ободами Natural-Fit или NaturalFit LT с захватом Standardgrip или Supergrip) <ul style="list-style-type: none"> ○ 24" (540) 		1385 eur
ZRW17	<input type="checkbox"/> Обод «X-Core Mag» (не применяется при установке обруча на малое расстояние, со съёмными осями Tetraclip и защитой для спиц. Используется только с серебристыми анодированными алюминиевыми ободами) <ul style="list-style-type: none"> ○ 20" (451) ○ 22" (501) ○ 24" (540) 		103 eur
WF1624D	<input type="checkbox"/> Обод «dB SunFusion Wheel» <ul style="list-style-type: none"> ○ 24" ○ 25" ○ 26" 		486 eur

СЪЕМНЫЕ ОСИ

ZAXL1	<input type="checkbox"/> Съёмные оси из нерж. стали	СТАНДАРТ
ZAXL2	<input type="checkbox"/> Съёмные оси из титана	271 eur
ZAXL3	<input type="checkbox"/> Съёмная ось Tetraclip (Не используется с задними колесами «X-Core Mag»)	164 eur

ПНЕВМАТИЧЕСКИЕ ШИНЫ

ZRTR1	<input type="checkbox"/> Шины с протектором Standard (Для колес 20" (451) «X-Core Mag» требуется набор для защиты от прокола)	СТАНДАРТ
ZRTR2	<input type="checkbox"/> Набор для защиты от прокола (не поставляется с задними колесами 18" (400))	96 eur
ZRTR3	<input type="checkbox"/> Профильные шины Primo 25" (Стандартный вариант для задних колес 25" (559))	СТАНДАРТ
ZRTR4	<input type="checkbox"/> Шины Primo (Не применяются для задних колес «X-Core Mag» и задних колес 18")	БЕСПЛАТНАЯ ОПЦИЯ
ZRTR8	<input type="checkbox"/> Шины «Schwalbe® Marathon Plus Evolution» 25" (559) и 26" (590)	73 eur
ZRTR9	<input type="checkbox"/> Шины «Schwalbe® Slick» 24" (540) (Не применяются с задними колесами «X-Core Mag»)	73 eur
ZRTR24	<input type="checkbox"/> Шины «Kenda Kobra Knobby» 24"(540)	93 eur
ZRTR30	<input type="checkbox"/> Шины высокого давления «Primo Sentinal High Pressure» 24" (540), 25" (559) и 26" (590)	155 eur

МАССИВНЫЕ ШИНЫ

ZRTR22	<input type="checkbox"/> Шины «Primo Express» 20"(451), 22"(501), 24"(540) и 25"(559)	114 eur
ZRTR23	<input type="checkbox"/> Шины «Primo Active» 24"(540)	142 eur

ОБРУЧ OUT-FRONT

ZRIM1	<input type="checkbox"/> Алюминий - серебристый, анодир.	БЕСПЛАТНАЯ ОПЦИЯ
ZRIM21	<input type="checkbox"/> Алюминий - черный анодир.	
ZRIM12	<input type="checkbox"/> Титан, сатиновая поверхность (Не используется с задними колесами «X-Core Mag» или с задними колесами 18" (400) и 20" (451))	
Обруч THE NATURAL-FIT® LT — Оригинальный, крупный профиль (Не используется с задними колесами «X-Core Mag» или с задними колесами 18" (400) и 20" (451))		
ZRIM14	<input type="checkbox"/> Standardgrip (не применяется при установке обруча на малое расстояние или с колесами «Spinergy Carbon Blade»)	365 eur
ZRIM15 ZRIM16	<input type="checkbox"/> Supergrip (не применяется при установке обруча на малое расстояние или с колесами «Spinergy Carbon Blade»)	383 eur

Серия TiLite Z — Формуляр для индивидуальной подгонки 2019



действителен с 01/2019

Цены, стандартные характеристики, опции и принадлежности могут быть изменены в любое время без предварительного уведомления. Последнее обновление: 01.01.2019 Новые опции указаны синим шрифтом

11/14

	<input type="checkbox"/> Без захвата для большого пальца	340 eur
Обруч THE NATURAL-FIT® LT — Мелкий профиль, малый вес (Не используется с задними колесами «X-Core Mag» или с задними колесами 18" (400) и 20" (451))		
ZRIM17	<input type="checkbox"/> Standardgrip (не применяется при установке обруча на малое расстояние или с колесами «Spinergy Carbon Blade»)	385 eur
ZRIM18	<input type="checkbox"/> Supergrip (не применяется при установке обруча на малое расстояние или с колесами «Spinergy Carbon Blade»)	430 eur
ZRIM19	<input type="checkbox"/> Без захвата для большого пальца	365 eur
Обруч THE SURGE		
ZRIM10	<input type="checkbox"/> Овальный обруч «The Surge Все в одном» с полосками Gripton™, крупный профиль (Не применяется с задними колесами «X-Core Mag» или с задними колесами 18" (400) и 20" (451))	365 eur
ZRIM11	<input type="checkbox"/> Овальный обруч «The Surge Все в одном» с полосками Gripton™, мелкий профиль (Не применяется с задними колесами «X-Core Mag» или с задними колесами 18" (400) и 20" (451))	403 eur
ДРУГИЕ ОБРУЧИ		
ZRIM20	<input type="checkbox"/> Рифленые обручи Q-Grip с противоскользящей оплеткой (Не применяется с задними колесами «X-Core Mag» или с задними колесами 18" (400) и 20" (451))	385 eur
ZRIM5	<input type="checkbox"/> Пластиковое покрытие - черное	125 eur
ZRIM6	<input type="checkbox"/> Выступы - 8 вертикальных выступов для захвата	350 eur
ZRIM22	<input type="checkbox"/> Без обруча	БЕСПЛАТНАЯ ОПЦИЯ
УСТАНОВКА ОБРУЧА		
ZRIM7	<input type="checkbox"/> Установка обруча на большое расстояние	СТАНДАРТ
ZRIM8	<input type="checkbox"/> Установка обруча на малое расстояние (Не применяется с X-Core Mag или Natural-Fit® с захватом)	СТАНДАРТ
ТОРМОЗА OUTFRONT®		
ZWLK7	<input type="checkbox"/> Компактный композитный тормоз (нажимного действия) (Применяется только при зазоре задних колес 2–4 см (0,75-1,5"))	БЕСПЛАТНАЯ ОПЦИЯ
ZWLK8	<input type="checkbox"/> Компактный композитный тормоз (натяжного действия) (Применяется только при зазоре задних колес 2–4 см (0,75-1,5"))	БЕСПЛАТНАЯ ОПЦИЯ
ZWLK10	<input type="checkbox"/> Удлинитель тормозного рычага для компактного композитного тормоза	67 eur
ZWLK9	<input type="checkbox"/> Композит. тормоз ножничного типа	118 eur
ТОРМОЗ «UNI-LOCK»		
ZWLK3	<input type="checkbox"/> Uni-Lock <ul style="list-style-type: none"> ○ Тормоз (нажимного действия) ○ Тормоз (натяжного действия) 	143 eur
ZWLK4	<input type="checkbox"/> Удлинитель тормозного рычага Uni-Lock	67 eur
ТОРМОЗ, АКТИВИРУЕМЫЙ АССИСТЕНТОМ		
DBP	<input type="checkbox"/> Дисковый тормоз Stealth® (применяется только с колесными осями 0, 2 или 4°, шириной сиденья 25,5 - 45 см (10–18") и задними колесами Spinergy Sprox, LX или dB SunFusion)	1550 eur
ОБИВКА СПИНКИ		
ZBUP2	<input type="checkbox"/> Регулируется с помощью ремня Velcro (не применяется с встроенными, откидными рукоятками для толкания)	СТАНДАРТ
ZBUP3	<input type="checkbox"/> Регулируется с помощью ремней Velcro, обивка из нейлона	115 eur
ZBUP5	<input type="checkbox"/> Регулируется с помощью ремней Velcro, воздухопроницаемый (не поставляется с цветными полосами)	211 eur
ZUPC3	<input type="checkbox"/> Велюровые цветные полосы <ul style="list-style-type: none"> ○ Черный ○ Сапфир ○ Красный перец ○ Желтовато-красный ○ Ультрафиолет ○ Отражающие полосы Nitelite 	107 eur
ZBUP0	<input type="checkbox"/> Без обивки спинки	БЕСПЛАТНАЯ ОПЦИЯ


Серия TiLite Z — Формуляр для индивидуальной подгонки 2019



действителен с 01/2019

Цены, стандартные характеристики, опции и принадлежности могут быть изменены в любое время без предварительного уведомления. Последнее обновление: 01.01.2019 Новые опции указаны синим шрифтом

12/14

ОБИВКА СИДЕНЬЯ		
ZSUP1	<input type="checkbox"/> Нейлоновая обивка сиденья, натягиваемая	СТАНДАРТ БЕСПЛАТНАЯ ОПЦИЯ
ZSUP7	<input type="checkbox"/> Чехол для смартфона iSleeve™ под обивкой сиденья (не применяется с шириной сиденья или глубиной сиденья 30,5–33 см (12"-13"))	
ZSUP2	<input type="checkbox"/> Натяжение регулируется лентами на «липучке» (Стандартный вариант для эргономичного сиденья и сиденья конической формы с сужением спереди 2,5 см (1"), 5 см (2") или 7,5 см (3"). Предлагается только черный цвет)	143 eur
ZSUP8	<input type="checkbox"/> Пластина сиденья (не применяется с шириной сиденья 25,5 см (10") или 30 см (11"))	390 eur
ZSUP0	<input type="checkbox"/> Без обивки сиденья	СТАНДАРТ
ПОДУШКИ СИДЕНЬЯ		
ZCSH1	<input type="checkbox"/> Подушка из вспененного материала <ul style="list-style-type: none"> ○ 5 см (2") ○ 7,5 см (3") ○ 10 см (4") 	390 eur
СИСТЕМА СИДЕНЬЯ ROHO		
	<input type="checkbox"/> Подушки сиденья Roho <input type="checkbox"/> Система Roho Agility Все размеры и номера артикулов указаны в прайс-листах Roho	
БОКОВИНЫ		
ZSDG1	<input type="checkbox"/> Ткань	79 eur
ZSDG2	<input type="checkbox"/> Алюминиевые, фиксированные, вставные <ul style="list-style-type: none"> ○ Малые ○ Стандарт 	154 eur
ZSDG3	<input type="checkbox"/> Алюминиевые, фиксированные, вставные, в виде тетраверсии <ul style="list-style-type: none"> ○ Малые ○ Стандарт 	161 eur
ZSDG4	<input type="checkbox"/> Алюминиевые, фиксированные, откидные (не применяются с эргономичным сиденьем) <ul style="list-style-type: none"> ○ Малые ○ Стандарт 	256 eur
ZSDG6	<input type="checkbox"/> Алюминий, с регулируемыми щитками колеса (применяются только с задними колесами 24" или 25". Требуется высота сиденья сзади 37–47 см (14,5–18,5"))	256 eur
ZSDG7	<input type="checkbox"/> Карбон, фиксированные, вставные <ul style="list-style-type: none"> ○ Малые ○ Стандарт 	270 eur
ZSDG8	<input type="checkbox"/> Карбон, фиксированные, вставные, в виде тетраверсии <ul style="list-style-type: none"> ○ Малые ○ Стандарт 	280 eur
ZSDG9	<input type="checkbox"/> Карбон, фиксированные, откидные <ul style="list-style-type: none"> ○ Малые ○ Стандарт 	401 eur
ZSDG11	<input type="checkbox"/> Карбон, с регулируемыми щитками колеса (применяются только с задними колесами 24" или 25". Требуется высота сиденья сзади 37–47 см (14,5–18,5"))	390 eur
ZSDG12	<input type="checkbox"/> Карбон, с щитками колеса, вставные	395 eur

Серия TiLite Z — Формуляр для индивидуальной подгонки 2019



действителен с 01/2019

Цены, стандартные характеристики, опции и принадлежности могут быть изменены в любое время без предварительного уведомления. Последнее обновление: 01.01.2019 Новые опции указаны синим шрифтом

13/14

ПОДЛОКОТНИКИ			
ZARM1	<input type="checkbox"/>	Подлокотник- скоба, откидной (круглый профиль)	236 eur
ZARM4	<input type="checkbox"/>	Подлокотник-скоба, откидывающийся назад (круглый профиль) (требуется обивка спинки с натяжными ремнями Velcro, не применяется с короткой спинкой)	333 eur
ZARM5	<input type="checkbox"/>	Обивка Alcantara для всех подлокотников	115 eur
ZARM2	<input type="checkbox"/>	Съемный, регулируемый по высоте подлокотник со столиком (плоский профиль) с фиксированными боковинами, стандартная длина обивки 25,5 см (10") (требуется глубина сиденья не менее 25,5 см (10"))	354 eur
ZARM3	<input type="checkbox"/>	Съемный, регулируемый по высоте подлокотник со столиком (плоский профиль) с фиксированными боковинами и петлей для перемещения, стандартная длина обивки 25,5 см (10") (требуется глубина сиденья не менее 25,5 см (10"))	392 eur

РЕМНИ БЕЗОПАСНОСТИ			
ZBLT1	<input type="checkbox"/>	Регулируемые ремни Velcro, нейлоновые, черные	54 eur
ZBLT2	<input type="checkbox"/>	Ремень Bodypoint® 5 см (2"), пряжка с нажимной кнопкой	122 eur
ZBLT4	<input type="checkbox"/>	Ремень Bodypoint® 2,5 см (1") с набивкой, пряжка с нажимной кнопкой (Не применяется с шириной сиденья 48 см или 51 см (19 или 21"))	215 eur
ZBLT5	<input type="checkbox"/>	Ремень Bodypoint® 4 см (1,5") с набивкой, пряжка с нажимной кнопкой (Не применяется с шириной сиденья 48 см или 51 см (19 или 21"))	202 eur
ZBLT10	<input type="checkbox"/>	Ремень Bodypoint® Комплект для установки	27 eur
ZBLT8	<input type="checkbox"/>	Поясной ремень Q'Straint® WC-19 (рекомендуется использование транзитного устройства Tie-Down)	272 eur

РЕМЕНЬ ДЛЯ ИКР			
ZCLF2	<input type="checkbox"/>	Регулируемые ремни Velcro <ul style="list-style-type: none"> ○ Сверхмалые (рекомендуется при обхвате стопы 15–23 см (6–9")) ○ Малые (рекомендуется при обхвате стопы 23–30,5 см (9–12")) ○ Средние (рекомендуется при обхвате стопы 28–38 см (11–15")) 	46 eur
ZCLF3	<input type="checkbox"/>	Ремень Bodypoint®, с набивкой, регулируемые ремни Velcro <ul style="list-style-type: none"> ○ Малые (рекомендуется при обхвате стопы 20,5–28 см (8–11")) ○ Средние (рекомендуется при обхвате стопы 30,5–38 см (12–15")) 	118 eur
ZCLF1	<input type="checkbox"/>	Регулировка с помощью пряжки, черный, нейлон	БЕСПЛАТНАЯ ОПЦИЯ

СУМКИ			
ZBCK3	<input type="checkbox"/>	Черный рюкзак	95 eur
ZPCH3	<input type="checkbox"/>	Черная сумка на сиденье	62 eur

ЗАЩИТА СПИЦ SPOZEE.COM			
ZGRD1	<input type="checkbox"/>	Прозрачная, с логотипом TiMotion (не поставляется с задними колесами «X-Core Mag» или с задними колесами 18")	188 eur

Серия TiLite Z — Формуляр для индивидуальной подгонки 2019



действителен с 01/2019

Цены, стандартные характеристики, опции и принадлежности могут быть изменены в любое время без предварительного уведомления. Последнее обновление: 01.01.2019 Новые опции указаны синим шрифтом

14/14

ЗАЩИТНЫЕ УСТРОЙСТВА ОТ ОПОКИДЫВАНИЯ		
ZTIP1	<input type="checkbox"/> Алюминий, черные, пара	181 eur
ZTIP7	<input type="checkbox"/> Алюминий, черные, отдельные <ul style="list-style-type: none">○ Слева○ Справа	92 eur
ZTIP2	<input type="checkbox"/> Удобные в использовании, откид. вверх, пара (Возможна установка, начиная с высоты сиденья 30,5–35,5 см (12–14") или 33–38 см (13–15"))	385 eur
ZTIP8	<input type="checkbox"/> Удобные в использовании, откид. вверх, отдельные <ul style="list-style-type: none">○ Слева○ Справа	194 eur

ПРИНАДЛЕЖНОСТИ		
ZUEST1	<input type="checkbox"/> Столик для инвалидной коляски (требуются подлокотники) <ul style="list-style-type: none">○ Ширина сиденья 30,5–36 см (12–14")○ Ширина сиденья 33–38 см (13–15")	326 eur
ZLUG1	<input type="checkbox"/> Кронштейн для багажа	173 eur
ZGS1	<input type="checkbox"/> Столик на консоли с противоскользящим покрытием	115 eur
ZMPCT2	<input type="checkbox"/> Защита рамы из неопрена с велюровыми цветными полосами <ul style="list-style-type: none">○ Черный○ Сапфир○ Красный перец○ Желтовато-красный○ Ультрафиолет○ Отражающие полосы NiteLite	107 eur
ZCH1	<input type="checkbox"/> Кронштейн для трости	163 eur

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

Индивидуальная подгонка должна производиться специально обученным персоналом, имеющим медицинское образование. Указанные размеры можно легко перевести с дюймов на см. Новые формуляры для индивидуальной подгонки вы найдете на сайте www.aktiko.ru. Цены, стандартные характеристики, опции и принадлежности могут быть изменены в любое время без предварительного уведомления. Все права защищены.

ПРИМЕЧАНИЯ

Компания Titan Deutschland GmbH производит большое количество вариантов инвалидных колясок, чтобы удовлетворить потребности всех пользователей. Окончательный выбор определенной модели, опций и принадлежностей зависит только от решения пользователя и консультантов-специалистов в области медицины. Последний вариант бланков для заказов вы найдете на сайте www.aktiko.ru. Цены, стандартные характеристики, опции и принадлежности могут быть изменены в любое время без предварительного уведомления. Все права защищены. Торговые марки отмечены символами TM и [®].

Titan Deutschland GmbH

An der Leimenkaut 31
61352 Bad Homburg, Germany
(06172) 684 441 / 684 439
titan@ortho-titan.com

Дилер в России:

ООО НПП «МИР ТИТАНА»

(007) 495 937 3160

info@aktiko.ru

www.aktiko.ru