



Выпуск: 01.19  
Срок действия до: 12.19



Адрес поставки:  
Фамилия:  
Улица:  
Город: Почтовый индекс:  
Электронная почта:  
Телефон: Факс:

Адрес поставки:  
Фамилия:  
Улица:  
Город: Почтовый индекс:  
Электронная почта:  
Телефон: Факс:

Дата заказа:  
Заказ на поставку:  
Запрашиваемый номер:

Промаркировано для:  
Номер заказа:

- Заказ  Калькуляция  По специальному заказу

- = Стандарт  = Платная опция  
./ = Сокращение цены  = Платной опции не имеется

Артикул № 710-65100001

Макс. вес пользователя **125 кг // 140 кг**  
**ВЕС ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ**  кг  
Обязательная информация для обеспечения поставки выбранной конфигурации

**Базовая цена 2 862 Евро**

**ИЗМЕРЕНИЯ ПАРАМЕТРОВ КЛИЕНТА (все значения даны без учета размеров подушки)**

**ВЫБОР ШИРИНЫ СИДЕНЬЯ И ГЛУБИНЫ СИДЕНЬЯ:**

Ширина сиденья (измеряется от внешней стороны одной трубки рамы до внешней стороны другой трубки рамы)

		30 см	32 см	34 см	36 см	38 см	40 см	42 см	44 см	46 см	48 см	50 см
Глубина сиденья	30 см	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	32 см	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	34 см	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	36 см	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	38 см	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	40 см	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	42 см	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	44 см	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	46 см	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	48 см	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	50 см	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

**ВЫБОР ВЫСОТЫ СИДЕНЬЯ СПЕРЕДИ: в зависимости от размера переднего ролика**

Высота сиденья спереди в см

		Тип вилки	45	46	47	48	49	50	51	52	
Передний ролик	3"	111 мм	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>						
		123 мм			<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>				
		123 мм (1)			<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>				
	4"	111 мм	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>				
		123 мм			<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			
		123 мм (1)			<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			
	5"	Frog Leg (1) («лягушачья лапка»)					<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
		111 мм				<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			
		123 мм				<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
	6"	123 мм (1)							<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
		123 мм							<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

**ВЫБОР ВЫСОТЫ СИДЕНЬЯ СЗАДИ: в зависимости от размера заднего колеса**

Высота сиденья сзади может быть меньше выбранной высоты сиденья спереди только на значение, составляющее от 0 до 13 см.

**Внимание:** при высоте сиденья сзади 46 см и более расстояние между устройствами боковой защиты увеличивается на 3 см

Высота сиденья сзади в см

Задние колеса	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52
22"	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
24"			<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
25"				<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
26"					<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

(1) совместимо с дополнительными силовыми устройствами

### Пожалуйста, применяйте следующий метод измерения:

Рекомендуемый метод разработан на основе большого практического опыта. В отдельных случаях возможны отклонения.

#### Ширина сиденья (SW):

a) Для пользователя:

Необходимо обеспечить зазор между боковой защитой и бедром с обеих сторон инвалидной коляски (приблизительно 1 - 2 см в общей сложности)

b) На инвалидной коляске:

От внешней стороны одной трубки рамы до внешней стороны другой трубки рамы.



#### Глубина сиденья (SD):

a) Для пользователя:

Сидя прямо: необходимо оставить зазор в 2 - 3 пальца между передним краем обивки сиденья и обратной стороной колена

(приблизительно 3 - 6 см). Будьте внимательны при использовании регулируемой обивки.

b) На инвалидной коляске:

От спинки трубки до переднего края обивки сиденья.

#### Высота сиденья спереди:

a) Для пользователя:

В положении сидя, когда колени согнуты под углом 90°:

От обратной стороны колена до нижней поверхности подошвы обуви.

b) На инвалидной коляске:

От передней части трубки сиденья до поверхности пола.

(мин. на 3 см длиннее измерения пользователя)

Не забудьте учесть высоту подушки.

#### Высота сиденья сзади:

b) На инвалидной коляске:

От задней части трубки сиденья до поверхности пола.

**Примечание:** Макс. разность высоты сиденья спереди и сзади составляет 13 см

#### Высота спинки:

a) Для пользователя:

От сиденья, включая высоту подушки, до уровня, отстоящего от нижнего края лопаток не более чем на 1 - 2 см.


b) На инвалидной коляске:

От задней части трубки сиденья до верхнего края обивки спинки.

**Примечание:** При измерении высоты спинки большое значение имеет способность пользователя сидеть прямо, в зависимости от этого значения могут существенно меняться.

#### Угол спинки:

**Важно:** Высота спинки зависит от группы инвалидности. За 0° принимается угол 90° к поверхности пола. Отрицательные углы - это углы <90°, положительные углы - это углы >90°.



#### Обзор технических данных:

##### Габаритные размеры:

Макс. общая высота: 90 см  
Макс. общая длина: 91 см

##### Общая ширина с:

При изгибе 0°:  
При изгибе 3°:  
При изгибе 6°:  
При изгибе 9°:

##### задним колесом 24"

Ширина сиденья (SW) + 20 см  
Ширина сиденья (SW) + 22 см  
Ширина сиденья (SW) + 28 см  
Ширина сиденья (SW) + 34 см

##### задним колесом 25"

Ширина сиденья (SW) + 20 см  
Ширина сиденья (SW) + 26 см  
Ширина сиденья (SW) + 32 см  
Ширина сиденья (SW) + 38 см

Пожалуйста, учтите, что матрица основана на стандартной конфигурации:

**Стандартная коляска 40 x 40 см; изгиб 3°; центр тяжести 5,60 см; угол сиденья 8°**

Любые изменения конфигурации могут привести к изменению высоты сиденья.

Производственные допуски составляют +/- 1 см

## ОБИВКИ СИДЕНЬЯ И ПОДУШКИ

## Полотно сиденья:

AGN020002	●	Полотно сиденья с 1 карманом для принадлежностей			
AGN020003	☐	Полотно сиденья с 2 карманами для принадлежностей		(только начиная с ширины сиденья 34 см)	43 Евро
AGN020004	☐	Полотно сиденья с карманом для принадлежностей и с карманом для катетера		(только начиная с ширины сиденья 34 см)	43 Евро
AGN020000	○	Без полотна сиденья			

## Подушка для сиденья с черным чехлом:

Пенный наполнитель: (средней мягкости)	Толщина	AGN020101	☐	3 см	AGN020102	☐	5 см	86 Евро
Латекс: (очень мягкий)	Толщина	AGN020103	☐	5 см	AGN020104	☐	8 см	86 Евро

## Подушка для сиденья с водоотталкивающим / воздухопроницаемым чехлом:

Пенный наполнитель: (средней мягкости)	Толщина	AGN020105	☐	3 см	AGN020106	☐	5 см	165 Евро
Латекс: (очень мягкий)	Толщина	AGN020107	☐	5 см	AGN020108	☐	8 см	165 Евро
AGN020150	☐	Запасной чехол для подушки			(только в комбинации с подушкой сиденья)			40 Евро

## Подушки JAY - полный ассортимент продукции указан в бланках для заказов Jay:

JAY020002	☐	Базовый вариант Jay			122 Евро
JAY020003	☐	JAY Soft Combi P			180 Евро
JAY020001	☐	Jay Easy Visco			269 Евро
JAY020007	☐	JAY Easy Fluid			454 Евро
JAY020004	☐	JAY Lite			415 Евро

## Аксессуары для сиденья

AGN090018	☐	Ремень для фиксации положения			65 Евро
-----------	---	-------------------------------	--	--	---------

## СПИНКА

## Диапазон высоты спинки

Выберите заводскую регулировку высоты спинки (см).  
Регулировка высоты возможна в диапазоне 25-30 см; 30-40 см; 40-45 см.

25 - 30	30 - 40	40 - 45
○ 25	○ 30	○ 37,5
○ 27,5	○ 32,5	○ 40
○ 30	○ 35	○ 45


AGN030015	●	Регулируемый угол Черная (складная)		(от -31 °до +15 °)	(только при черном анодировании)	
AGN030102	☐	Двойной замок				55 Евро
AGN030012	○	Регулируемый угол Спинка (фиксированная)		(от -31 °до +15 °)	(только при черном анодировании)	

## Рукоятки для толкания: Выберите только одну опцию

AGN030200	○	Не включать рукоятки для толкания			
AGN030201	○	Встроенные рукоятки для толкания, длинные			
AGN030202	○	Встроенные рукоятки для толкания, короткие			
AGN030203	☐	Складные рукоятки для толкания		(предусмотрено только начиная с высоты спинки 32,5 см)	147 Евро
AGN030204	☐	Рукоятки для толкания с регулировкой по высоте		(предусмотрено только начиная с высоты спинки 32,5 см)	234 Евро
AGN030205	☐	Рукоятки для толкания с регулировкой по высоте для спинок Jay		(предусмотрено только начиная с высоты спинки 32,5 см)	234 Евро

## Регулируемая обивка спинки

AGN030316	○	Полотно для спинки EXO, синтетическое волокно, с набивкой, регулируемое, с 1 карманом для принадл., черного цвета			-
		Цвет, шнур для крепления: ● Черный ○ Оранжевый ○ Серебристый ○ Красный ○ Синий			-
AGN030317	☐	Полотно для спинки EXO PRO, синт. волокно, с набивкой, регул., воздухопр., с ткан. вставк., с карм. для принадл., черное			135 Евро
		Цвет, шнур для крепления: ● Черный ○ Оранжевый ○ Серебристый ○ Красный ○ Синий			-
AGN030300	○	Без обивки спинки			-




AGN020002  
Полотно сиденья с 1 карманом для принадлежностей



AGN090018  
Ремень для фиксации положения



JAY020002  
Базовый вариант Jay  
(изображение приводится без обивки)



JAY020003  
JAY Soft Combi P  
(изображение приводится без обивки)



JAY020001  
Jay Easy Visco  
(изображение приводится без обивки)



JAY020004  
JAY Lite  
(изображение приводится без обивки)



AGN030201  
Встроенные ручки для толкания, длинные



AGN030202  
Встроенные ручки для толкания, короткие



AGN030203  
Складные ручки для толкания



AGN030205  
Ручки для толкания с регулировкой по высоте для спинок Jay



AGN 030316  
EXO backrest sling



AGN 030317  
EXO PRO backrest sling

**СПИНКИ JAY плюс АКССУАРЫ** - полный ассортимент продукции указан в бланках для заказов Jay**Спинка Jay 3 - Неглубокая конфиг.**

Средняя часть области груди:	<input type="checkbox"/>	JAY030010	Средняя - 34 см	<input type="checkbox"/>	JAY030033	Высокая - 38 см	689 Евро
Верх. часть обл. груди:	<input type="checkbox"/>	JAY030012	Короткая - 42 см	<input type="checkbox"/>	JAY030025	Высокая - 50 см	741 Евро
Высота плеч:	<input type="checkbox"/>	JAY030015	Короткая - 53 см	<input type="checkbox"/>	JAY030028	Высокая - 61 см	797 Евро

**Спинка Jay 3 - Средняя конфиг.**

Средняя часть области груди:	<input type="checkbox"/>	JAY030011	Средняя - 34 см	<input type="checkbox"/>	JAY030018	Высокая - 38 см	755 Евро
Верх. часть обл. груди:	<input type="checkbox"/>	JAY030018	Короткая - 42 см	<input type="checkbox"/>	JAY030026	Высокая - 50 см	842 Евро
Высота плеч:	<input type="checkbox"/>	JAY030016	Короткая - 53 см	<input type="checkbox"/>	JAY030029	Высокая - 61 см	885 Евро

**Карбоновая спинка Jay 3 - Неглубокая конфиг.**

Нижн. часть обл. груди:	<input type="checkbox"/>	JAY060001	Короткая - 17 см	<input type="checkbox"/>	JAY060002	Высокая - 24 см	1 071 Евро
Сред. часть обл. груди:	<input type="checkbox"/>	JAY060003	Короткая - 38 см	<input type="checkbox"/>	JAY060004	Высокая - 38 см	1 071 Евро

**Аксессуары для спинки Jay 3**

JAY030004	<input type="checkbox"/>	Подголовники для спинки Jay Flip (J3EUNDFH & J3EUNDLSP)	(только со спинками Jay 3)	438 Евро
JAY030006	<input type="checkbox"/>	Стандартная конструкция Jay Подголовник (J3EUNDXH & J3EUNDLSP)	(только со спинками Jay 3)	263 Евро
JAY090058	<input type="checkbox"/>	Карман для принадлежностей JAY	(только с карбоновыми спинками Jay 3)	69 Евро

**БОКОВЫЕ ЗАЩИТНЫЕ ПРИСПОСОБЛЕНИЯ И ПОДЛОКОТНИКИ**

AGN040102	<input type="checkbox"/>	Алюминиевые боковые защитные устройства без щитка		184 Евро		
AGN040101	<input type="checkbox"/>	Карбоновое боковое защитное устройство компактной конструкции (1)		110 Евро		
AGN040103	<input type="checkbox"/>	Алюминиевое боковое защитное приспособление с щитком	(мин. высота сиденья 39 см)	251 Евро		
AGN040104	<input type="checkbox"/>	Карбоновые боковые защитные приспособления с щитком	(мин. высота сиденья 39 см, не предусмотрена комбинация с осью «handbike»)	333 Евро		
AGN040107	<input type="checkbox"/>	Съемное боковое защитное устройство из углеродного волокна		110 Евро		
AGN040108	<input type="checkbox"/>	Трубчатый подлокотник с накладкой	(не предусмотрена комбинация с осью «handbike»)	197 Евро		
		Подлокотник с одиночной опорой, с:	(Вариант Quickie - поставляется с декабря 2013)			
AGN040050	<input type="checkbox"/>	короткая накладка для рук (25 см)	AGN040051	<input type="checkbox"/>	длинная накладка для рук (36 см)	239 Евро
AGN040052	<input type="checkbox"/>	Подлокотники, регулируемые по высоте с помощью инструментов (короткие и длинные накладки для рук - длина регулируется)		206 Евро		
AGN040000	<input type="checkbox"/>	без боковой защиты				

**ОПОРА ДЛЯ НОГ И ПЛАСТИНЫ ДЛЯ СТОП**

AGN050029	●	Трубчатая опора для стоп, облегченная	(длина голени 36 см - 50 см)	
AGN050030	<input type="checkbox"/>	Трубчатая опора для стоп, облегченная, с плоской поверхностью	(длина голени 36 см - 50 см)	62 Евро
AGN050025	<input type="checkbox"/>	Облегченная опора для стоп в виде платформы из углеродного волокна	(длина голени 36 см - 50 см)	94 Евро
AGN050024	<input type="checkbox"/>	Облегченная алюминиевая опора для стоп в виде платформы	(длина голени 36 см - 50 см)	94 Евро
AGN050026	<input type="checkbox"/>	Облегченная карбоновая опора для стоп в виде платформы	(длина голени 36 см - 50 см)	205 Евро
AGN050034	<input type="checkbox"/>	Облегченная опора для стоп в виде платформы, высоко установленная	(Длина голени 22 - 39 см)	159 Евро
AGN050125	<input type="checkbox"/>	Функциональная опора для стоп с регулируемым углом	(длина голени 36 см - 50 см)	196 Евро
AGN050127	<input type="checkbox"/>	Пластина для фиксации положения стоп	(только с облегченными опорами для стоп в виде платформы и функциональными опорами для стоп)	55 Евро
AGN050020	<input type="checkbox"/>	Раздельная опора для стоп из углеродного волокна (2)	(Ширина сиденья 38-50 см; длина голени 38 - 50 см)	196 Евро
AGN050022	<input type="checkbox"/>	Составная алюминиевая опора для стоп (2)	(Ширина сиденья 34 - 50; длина голени 38 см - 50 см)	207 Евро

**Длина голени (LLL)**

Внимание: Значение LLL должно быть на 3 см меньше высоты сиденья спереди; все размеры даны в см

<input type="checkbox"/>	22	<input type="checkbox"/>	23	<input type="checkbox"/>	24	<input type="checkbox"/>	25	<input type="checkbox"/>	26	<input type="checkbox"/>	27	<input type="checkbox"/>	28	<input type="checkbox"/>	29
<input type="checkbox"/>	30	<input type="checkbox"/>	31	<input type="checkbox"/>	32	<input type="checkbox"/>	33	<input type="checkbox"/>	34	<input type="checkbox"/>	35	<input type="checkbox"/>	36	<input type="checkbox"/>	37
<input type="checkbox"/>	38	<input type="checkbox"/>	39	<input type="checkbox"/>	40	<input type="checkbox"/>	41	<input type="checkbox"/>	42	<input type="checkbox"/>	43	<input type="checkbox"/>	44	<input type="checkbox"/>	45
<input type="checkbox"/>	46	<input type="checkbox"/>	47	<input type="checkbox"/>	48	<input type="checkbox"/>	49	<input type="checkbox"/>	50						

Длина голени 22 - 35 см только с высоко установленной опорой для стоп; для всех остальных опор для стоп - от LLL 36 - 50 см.

**ВАРИАНТЫ РАМЫ** (сначала выберите угол рамы, затем вставку)

AGN010601	●	Макс. вес пользователя 125 кг		
AGN010602	<input type="checkbox"/>	Макс. вес пользователя 140 кг		28 Евро
AGN010013	<input type="checkbox"/>	Фиксированная рама 92 градуса		124 Евро
AGN010012	●	Фиксированная рама 100 градусов		
AGN010100	●	Вставка рамы: 0 см		
AGN010103	<input type="checkbox"/>	Вставка рамы: 3 см		124 Евро
AGN090015	<input type="checkbox"/>	Приспособления для дополнительных устройств (4)	(макс. 120 кг; только развал 0°)	255 Евро
AGN010500	<input type="checkbox"/>	Ось «Handbike» (3)	(макс. 100 кг; не прим. в комбинации с осью, расщ. на ампутированные конечности, и трубчатými подлокотниками с накладкой)	223 Евро
AGN070500	<input type="checkbox"/>	Ось, рассчитанная на ампутированные конечности (не применяется в комбинации с осью «handbike» и трубчатými подлокотниками с накладкой)		168 Евро

(1) С задним колесом 24" минимальная высота сиденья сзади 41 см; с задним колесом 25" минимальная высота сиденья сзади 43 см

(2) С вставкой 3 см для шир. сиденья 38 и далее поставл. опоры для стоп из углер. волокна, а начиная с шир. сиденья 42 – алю. опоры для стоп

(3) Не поставляется с защитой от опрокидывания

(4) Требуется для установки e-fix или P105

Спинка Jay 3  
Неглубокая конфиг.

Спинка Jay 3  
Средняя конфиг.

Спинка Jay 3  
Глубокая конфиг.

Спинка Jay 3  
Задняя глубокая конфиг.



AGN040102  
Алюминиевое боковое  
защитное приспособление  
без щитка



AGN040101  
Защитное боковое  
приспособление  
компактной конструкции



AGN040103  
Алюминиевое боковое  
защитное  
приспособление  
с щитком



AGN040104  
Карбоновое боковое  
защитное  
приспособление  
с щитком



AGN040107  
Съемное боковое  
защитное  
приспособление  
из углеродного волокна



AGN040108  
Трубчатый  
подлокотник  
с накладкой



AGN040051  
Подлокотник с  
одиночной опорой,  
с длинной накладкой  
для руки



AGN040052  
Подлокотник с высотой,  
регулируемой с помощью  
инструментов



AGN050029  
Трубчатая опора  
для стоп,  
облегченная



AGN050030  
Трубчатая опора для стоп,  
облегченная, с плоской  
поверхностью



AGN050025  
Облегченная опора для стоп  
в виде платформы  
из углеродного волокна



AGN050026  
Облегченная  
карбоновая опора  
для стоп в виде  
платформы



AGN050125  
Функциональная  
алюминиевая опора  
для стоп с  
регулируемым углом



AGN050127  
Пластина для фиксации  
положения стоп



AGN050020  
Раздельная опора для стоп  
из углеродного волокна



AGN050022  
Составная алюминиевая  
опора для стоп

Таблица вставок рамы (на схеме внизу показан пример для ширины сиденья 34)

Вставка		Ширина сиденья (см):										
		30	32	34	36	38	40	42	44	46	48	50
0 см	Внутренняя ширина рамы	24	26	28	30	32	34	36	38	40	42	44
	Шир. рамы по корпусу роликов	41	43	45	47	49	51	53	55	57	59	61
3 см	Внутренняя ширина рамы	Нет	Нет	22	24	26	28	30	32	34	36	38
	Шир. рамы по корпусу роликов	Нет	Нет	40	42	44	46	48	50	52	54	56



# Quickie Argon<sup>2</sup>

● = Стандарт

○ = Платной опции не имеется


□ = Платная опция

Стоимость в евро

## ЦЕНТР ТЯЖЕСТИ

(все размеры указаны в см; измерено от передней части опоры спинки; выберите только одну опцию)

ЦТ 32	<input type="radio"/>	3,2 см
ЦТ 44	<input type="radio"/>	4,4 см
ЦТ 56	<input type="radio"/>	5,6 см
ЦТ 68	<input type="radio"/>	6,8 см
ЦТ 80	<input type="radio"/>	8,0 см
ЦТ 92	<input type="radio"/>	9,2 см
ЦТ 104	<input type="radio"/>	10,4 см



## АКСЕССУАРЫ РАМЫ

(выберите устройство против опрокидывания или трубки против опрокидывания, но не обе опции)

<b>Защита от опрокидывания (накладка в виде трубки)</b>				
AGN090001	<input type="checkbox"/>	Слева	AGN090002 <input type="checkbox"/> Справа	55 Евро
AGN090003	<input type="checkbox"/>	Пара		110 Евро
AGN090009	<input type="checkbox"/>	Кронштейн для костыля (только в комбинации с защитой от опрокидывания)		31 Евро
<b>Поворотно-отводные трубки для защиты от опрокидывания</b>				
AGN090004	<input type="checkbox"/>	Слева	AGN090005 <input type="checkbox"/> Справа	129 Евро
AGN090006	<input type="checkbox"/>	Пара		257 Евро
<b>Вставные трубки против опрокидывания</b>				
AGN090007	<input type="checkbox"/>	Вставные трубки против опрокидывания (Пара)		126 Евро
<b>Складная конструкция с защитой от опрокидывания (складывание выполняется пользователем)</b>				
AGN090033	<input type="checkbox"/>	Слева	AGN090008 <input type="checkbox"/> Справа	168 Евро
AGN090035	<input type="checkbox"/>	Спортивный тип с защитой от опрокидывания		312 Евро
AGN090010	<input type="checkbox"/>	Транзитные колеса (3")		221 Евро
AGN090016	<input type="checkbox"/>	Защита рамы		57 Евро

## Приспособления для монтажа велосипеда ATTITUDE

AGN090211	<input type="checkbox"/>	Приспособления для ATTITUDE, без заказа ATTITUDE (2) (штанги стыковочного устройства в сборе)	89 Евро
AGN090212	<input type="radio"/>	Приспособления для ATTITUDE, с заказом ATTITUDE (2) (штанги стыковочного устройства в сборе; отдельный заказ ATTITUDE)	

## ВИЛКИ

(сравните с вашим выбором на первой странице)

AGN080013	●	Вилка Carbotecture (цвета: смотрите тилы комплектов на последней странице)	
AGN080007	<input type="checkbox"/>	Вилка Frog Leg («Пягушачья лапка») (не используется в комбинации с 3", 6" и всеми алюм. роликами; только черные, макс. вес 125 кг)	502 Евро
AGN090093	●	Алюминиевая вилка (только 123 мм) (только черного цвета)	

## СТАНДАРТНЫЙ РОЛИК

(сравните с вашим выбором на первой странице)

AGN080301	<input type="radio"/>	Твердый	
AGN080302	<input type="radio"/>	Мягкий (только для 5" и 6")	
AGN080303	<input type="checkbox"/>	Твердый, светящийся (не предусмотрено для 6")	59 Евро
AGN080304	<input type="checkbox"/>	Твердый, с алюминиевым ободом (только для 4" и 5")	81 Евро
AGN080306	<input type="checkbox"/>	Мягкий, с алюминиевым ободом (только для 4" и 5")	120 Евро

## ЗАДНИЕ КОЛЕСА

(сравните с вашим выбором на первой странице; выберите только один тип колеса)

<b>ПРИМЕЧАНИЕ: для пользователей, вес которых превышает 100 кг, мы рекомендуем устанавливать кроссовые колеса со спицами</b>			
AGN070001	<input type="radio"/>	Универсальное кроссовое колесо со спицами (22", 24", 26")	
AGN070002	<input type="radio"/>	Дизайнерское колесо (24", 26")	
AGN070003	<input type="radio"/>	Облегченное колесо (22", 24", 25"; макс. вес пользователя: 125 кг)	
AGN070004	<input type="checkbox"/>	Колеса Proton (22", 24", 25"; макс. вес пользователя: 100 кг)	307 Евро
AGN070005	<input type="checkbox"/>	Колеса Spinergy с 18 спицами (1) ((24", 25", 26"; черные спицы; другие цвета доступны через В4М)	552 Евро
AGN070006	<input type="checkbox"/>	Колеса Spinergy с 12 спицами (1) (24", 25"; черные спицы; другие цвета доступны через В4М)	775 Евро
AGN070009	<input type="checkbox"/>	Заднее колесо для горного велосипеда (только с шинами для горного велосипеда, 24", с алюминиевым ободом, с черным покрытием)	280 Евро
AGN070010	<input type="checkbox"/>	Дополнительные колеса для горного велосипеда (только 24"; всегда поставляется с шинами для горного велосипеда)	424 Евро
AGN070000	<input type="radio"/>	Без колес	

## ШИНЫ

(выберите только один тип шин)

AGN070101	<input type="radio"/>	Шина «Right Run» (25" не предусмотрено)	
AGN070106	<input type="checkbox"/>	Шина «Down town two grip» (только 24")	32 Евро
AGN070107	<input type="checkbox"/>	Шина «Schwalbe One» (только 24" и 25")	44 Евро
AGN070102	<input type="radio"/>	Массивные шины (2) (26" не предусмотрено)	
AGN070104	<input type="checkbox"/>	Конструкция «Marathon plus» (устойчивые к проколу) (22" не предусмотрено)	45 Евро

(1): Колеса Proton и облегченные колеса, только массивные шины 22", 24" и 25"; колеса Spinergy, только массивные шины 24"

Не поставляется с колесами для горного велосипеда

(2): Макс. ширина рамы спереди 46 см, макс. вес пользователя 100 кг



AGN090001  
Защита от опрокидывания слева



AGN090004  
Трубки против опрокидывания SA



AGN090007  
Вставные трубки против опрокидывания



AGN090035  
Спортивный тип с защитой от опрокидывания



AGN090008  
Складная конструкция с защитой от опрокидывания (складывание выполняется пользователем)



AGN090010  
Транзитные колеса



AGN090016  
Защита рамы



AGN080013  
Вилка Carbotecture



AGN080007  
Вилка Frog Leg («Лягушачья лапка»)



AGN070001  
Универсальное кроссовое колесо со спицами



AGN070002  
Дизайнерское колесо



AGN070003  
Облегченное колесо



AGN070004  
Колесо Proton



AGN070004  
Колесо Spinergy



AGN070101  
Шина «Right Run»



AGN070106  
Шина «Down town two grip»



AGN070107  
Шина «Schwalbe One»



AGN070102  
Массивные шины



AGN070104  
Конструкция «Marathon plus» (устойчивые к проколу)



AGN070009  
Заднее колесо для горного велосипеда



Quickie Argon<sup>2</sup>

● = Стандарт

○ = Платной опции не имеется □ = Платная опция

Стоимость в евро

## ОБРУЧ

AGN070201	<input type="radio"/>	Алюминиевый серебристый, с порошковым покрытием (1)	(не поставляется с колесами Spinergy 26")	
AGN070202	<input type="radio"/>	Алюминиевый серебристый, анодированный (1)		
AGN070203	<input type="checkbox"/>	Алюминиевый цвет, порошковое покрытие		55 Евро
AGN070204	<input type="radio"/>	Нержавеющая сталь		
AGN070205	<input type="checkbox"/>	Титан	(не поставляется с колесами 22")	202 Евро
AGN070206	<input type="checkbox"/>	Титан, с прозрачным порошковым покрытием	(не поставляется с колесами 22")	202 Евро
AGN070207	<input type="checkbox"/>	Supergrip		285 Евро
AGN070208	<input type="checkbox"/>	Max Grepp	т(олько колеса 22", 24")	377 Евро
AGN070250	<input type="checkbox"/>	Покрытие обруча	(только колеса 22" и 24")	109 Евро
Установка обруча				
	AGN070317	<input checked="" type="radio"/>	Малое расстояние = 17 мм	(12,5 мм с колесами Proton и облегченными колесами)
	AGN070327	<input type="radio"/>	Большое расстояние = 27 мм	(не предусмотрено для облегч. колес и Spinergy, для алюм. обруча)
	AGN070307	<input type="checkbox"/>	Сверхмалое расстояние = 7 мм	(только с нержавеющей сталью)
				103 Евро

## РАЗВАЛ КОЛЕС

(выберите только одну опцию)

AGN070600	<input checked="" type="radio"/>	0°		
AGN070603	<input type="radio"/>	3°		
AGN070606	<input type="radio"/>	6°		
AGN070609	<input type="radio"/>	9°	(не поставляется с осью «handbike»)	

## ЗАЩИТА ДЛЯ СПИЦ (предусмотрено только для 22" и 24")

AGN070831	<input type="checkbox"/>	«Прозрачное»		156 Евро	
AGN070826	<input type="checkbox"/>	«Вращение»	AGN070815 <input type="checkbox"/> «Графика»	AGN070804 <input type="checkbox"/> «Bibbo»	208 Евро
AGN070810	<input type="checkbox"/>	«Фантазия»	AGN070813 <input type="checkbox"/> «Галактика»	AGN070805 <input type="checkbox"/> «Улыбка»	208 Евро
AGN070823	<input type="checkbox"/>	«Принцесса»	AGN070808 <input type="checkbox"/> «Танцующий медведь»	AGN070818 <input type="checkbox"/> «Джангл Фива»	208 Евро
AGN070816	<input type="checkbox"/>	«Счастливые львы»	AGN070832 <input type="checkbox"/> «Водный мир»	AGN070825 <input type="checkbox"/> «Рандольф»	208 Евро
AGN070819	<input type="checkbox"/>	«Обезьяны»	AGN070821 <input type="checkbox"/> «Пираты»	AGN070811 <input type="checkbox"/> «Перо»	208 Евро
AGN070820	<input type="checkbox"/>	«Восточное»	AGN070824 <input type="checkbox"/> «Разгон»	AGN070809 <input type="checkbox"/> «Грязные гонки»	208 Евро
AGN070829	<input type="checkbox"/>	«Супергерой»	AGN070814 <input type="checkbox"/> «Граффити»	AGN070806 <input type="checkbox"/> «Хром. колесо»	208 Евро
AGN070817	<input type="checkbox"/>	«Горячие колеса»	AGN070802 <input type="checkbox"/> «Баскетбол»	AGN070803 <input type="checkbox"/> «Баскетбол 2»	208 Евро
AGN070822	<input type="checkbox"/>	«Пул»	AGN070812 <input type="checkbox"/> «Летящая вода»	AGN070828 <input type="checkbox"/> «Пространство»	208 Евро
AGN070827	<input type="checkbox"/>	«Шелк»	AGN070801 <input type="checkbox"/> «Абстрактное»	AGN070807 <input type="checkbox"/> «Креативное»	208 Евро
AGN070830	<input type="checkbox"/>	«Тигр»	AGN070833 <input type="checkbox"/> «Зебра»		208 Евро

## ФИКСАТОРЫ КОЛЕС (Выберите только одну опцию)

AGN060001	<input checked="" type="radio"/>	Стандартный фиксатор колеса		
AGN060002	<input type="checkbox"/>	Фиксатор колеса с коленчатым рычагом		51 Евро
AGN060003	<input type="checkbox"/>	Компактный фиксатор колеса	(только с развалом 0 °3 °)	57 Евро
AGN060010	<input type="checkbox"/>	Удлинение фиксатора колеса, фиксатор колеса с коленчатым рычагом	(только фиксатор колеса с коленчатым рычагом)	25 Евро
AGN060006	<input type="checkbox"/>	Фиксатор колеса для управления одной рукой, слева	(только с развалом 0 °3 °)	168 Евро
AGN060007	<input type="checkbox"/>	Фиксатор колеса для управления одной рукой, справа	(только с развалом 0 °3 °)	168 Евро

## АКСЕССУАРЫ

AGN090000	<input checked="" type="radio"/>	Набор инструментов		
AGN090017	<input type="checkbox"/>	Переднее колесо увеличенного размера (2)	(Макс. вес пользователя: 100 кг)	669 Евро
AGN090024	<input type="checkbox"/>	Насос высокого давления		71 Евро
AGN090025	<input type="checkbox"/>	Пневматический насос		13 Евро
AGN090030	<input type="checkbox"/>	Рюкзак		66 Евро
AGN090020	<input type="checkbox"/>	Заплечная сумка		23 Евро
AGN090019	<input type="checkbox"/>	Контейнер	(не поставляется с высоко установленной, алюм. опорой для стоп в виде платформы и длиной голени < 41 см)	95 Евро
AGN090100	<input type="checkbox"/>	Опция аварийного испытания		32 Евро
AGN090026	<input type="checkbox"/>	Кармашек для мобильного телефона		21 Евро

(1) Не предусмотрена установка на большое расстояние с облегченными колесами и колесами Proton

(2) Нет в комбинации с функциональной опорой для стоп и высоко установленной опорой для стоп

Посетите нашу информационную веб-страницу для получения дальнейшей информации

[www.ortho-titan.com](http://www.ortho-titan.com)



AGN070208  
Max Grepp



AGN070207  
Supergrip



AGN060001  
Стандартный фиксатор колеса



AGN060003  
Компактный фиксатор колеса



AGN060002  
Фиксатор колеса с коленчатым рычагом



AGN060007  
Фиксатор колеса для  
управления одной  
рукой, справа



AGN090000  
Набор инструментов



AGN090024  
Насос высокого давления



AGN090025  
Пневматический насос



AGN090030  
Рюкзак



AGN090019  
Контейнер



AGN090026  
Кармашек для  
мобильного телефона

● = Стандарт

○ = Платной опции не имеется

□ = Платная опция

**ЦВЕТА**

Пожалуйста, изучите наш каталог оттенков, чтобы подтвердить выбранный вами цвет в конце бланка заказа

	Рама	Обруч Втулка/обод (1)			Рама	Обруч Втулка/обод (1)	
		55 Евро	151 Евро			55 Евро	151 Евро
01 Белый RAL 9010	○	□	□	24 Оранжевый тунти-фрутти	○	□	□
02 Искрящийся серебряный	○	□	□	26 Серебристая ткань (2)	○	□	□
03 Серебристый матовый	○	□	□	27 Графитовый металл	○	□	□
04 Серебристый	○	□	□	28 Платиновый металл	○	□	□
06 Солнечный желтый	○	□	□	29 Черный	○	□	□
07 Искрящийся лайм	○	□	□	31 Матовый черный	○	□	□
08 Матовый лайм	○	□	□	32 Сигнальный белый	○	□	□
09 Sandy зеленовато-голубой	○	□	□	33 Розовый	○	□	□
10 Sandy зеленовато-голубой, матовый	○	□	□	34 Темный шоколад, металл	○	□	□
14 Синий	○	□	□	35 Небесно-голубой	○	□	□
15 Искрящийся морской	○	□	□	36 Голубой металл	○	□	□
16 Матовый морской	○	□	□	37 Марсовый красный	○	□	□
19 Искрящийся пурпурный	○	□	□	39 Капучино	○	□	□
20 Матовый пурпурный	○	□	□	40 Киви	○	□	□
21 Красный рубиновый	○	□	□	41 Свержающий фламинго	○	□	□
22 Искрящийся красный	○	□	□	42 Матовый антрацит	○	□	□
23 Матовый красный	○	□	□	43 Лазурный	○	□	□

**Цвет обивки**

AGN030350	● Нейлон черный	AGN030353	○ Комфорт, алькантара, коричневый/воздухопроницаемый, черный
AGN030351	○ Воздухопроницаемый, черный	AGN030354	○ Комфорт, алькантара, серый/воздухопроницаемый, черный
AGN030352	○ Воздухопроницаемый, серебристый	AGN030355	○ Комфорт, алькантара, антрацит/воздухопроницаемый, черный


**Комплектация «Style»** (Цвета для вилок Carbotecture)

AGN100502	● Черный	
AGN100503	□ Серебристый	42 Евро
AGN100501	□ Оранжевый	42 Евро

**(1) используется только с универсальными кроссовыми задними колесами со спицами****Комментарии к специальной конструкции:**

Примеры имеющихся опций для индивидуального заказа

- Отводная рама (2389)
- Управление одной рукой (2437)
- Подголовник (2398)
- Ширина сиденья 52 см (2365)
- Барабанный тормоз (2381)
- Откидывающаяся назад опора для стоп (2949)
- Уменьшенная высота сиденья спереди (42 - 43 см с роликом 3")

**Аргон<sup>2</sup> - Базовая цена****2 862 Евро**

Опциональная цена

Упаковка и транспортировка

**35 Евро**

Без НДС

НДС.

**Цена итого**

Titan Deutschland GmbH  
An der Leimenkaut 31  
61352 Bad Homburg, Germany  
(06172) 684 441 / 684 439

Эл. почта: [sale@ortho-titan.com](mailto:sale@ortho-titan.com)  
Веб-сайт: [www.ortho-titan.com](http://www.ortho-titan.com)

Дилер в России:  
ООО НПП «МИР ТИТАНА»  
[info@mirtitana.com](mailto:info@mirtitana.com)  
[www.aktiko.ru](http://www.aktiko.ru)  
(007) 495 937 3160

