



Breezy® RubiX² Comfort

Адрес для счета
Ф.И.О
Улица, дом, квартира
Город Индекс
Страна
Телефон: e-mail

Адрес поставки:
Ф.И.О
Улица, дом, квартира
Город Индекс
Страна
Телефон: e-mail

Дата заказа

Номер клиента



Наш номер заказа

- Заказ
 Ценовое предложение
 Специзготовление
 = Стандарт
 = Бесплатная опция
 = Платная опция

Арт. LY-710-0642-02
Арт. LY-710-0642-02 XL

Макс.нагрузка 125 кг **Базовая цена € 1.595,-**
Макс.нагрузка 170 кг (XL версия) **Базовая цена € 1.915,-**

RubiX2 Comfort € 1.795,- с барабанными тормозами
RubiX2 Comfort-XL € 1.115,- с барабанными тормозами

точность размеров +/- 1,0 см

цены действительны с 20.02.2012

ОСНОВНЫЕ РАЗМЕРЫ

Ширина сиденья, см

Глубина сиденья в см

	Стандартная версия						XL - версия 170 кг		
	38	40,5	43	45,5	48	52	52*	56*	60*
41	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
43,5	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
46	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
48,5	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
51	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Все измерения в см и без подушки на сиденье

*вкл. штангу-стабилизатор

(комфортное сиденье и спинка только с ШС 40,5 - 45,5 - 52 см)

Высота сиденья спереди в см

	37,5	40	41,5	42,5	44,0	45	46,5	48	49	50,5	53*
6" - 22"	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>		<input type="radio"/>		<input type="radio"/>		<input type="radio"/>			
6" - 24"		<input type="radio"/>		<input type="radio"/>		<input type="radio"/>		<input type="radio"/>			
7" - 22"			<input type="radio"/>	<input type="radio"/>		<input type="radio"/>		<input type="radio"/>			
7" - 24"			<input type="radio"/>	<input type="radio"/>		<input type="radio"/>		<input type="radio"/>			
8" - 22"				<input type="radio"/>		<input type="radio"/>		<input type="radio"/>		<input type="radio"/>	
8" - 24"				<input type="radio"/>		<input type="radio"/>		<input type="radio"/>		<input type="radio"/>	<input type="checkbox"/>

*нельзя с версией XL (только с передними колесами 8")

Надбавка за высоту сиденья 53 см
 (FSH53) **€ 50**

ОБИВКА СИДЕНЬЯ

RUB020001	<input checked="" type="radio"/> Стандартная (из нейлона)	(натягивается)		Стандарт
Подушка на сиденье				
RUB020004	<input type="checkbox"/> Подушка 5 см (вспененный пластик)	(учитывать высоту сиденья)		21,-
RUB020005	<input type="checkbox"/> Анатомическая комфортная подушка с деревянным основанием	(учитывать высоту сиденья) (только для ШС 40,5 - 45,5 - 52 см)		103,-
JAY020002	<input type="checkbox"/> Jay Basic (5 см)	(учитывать высоту сиденья)	18.99.99.0199	115,-
JAY020003	<input type="checkbox"/> Jay Soft Combi P (6 см)	(учитывать высоту сиденья)	18.99.99.0199	169,-
JAY020001	<input type="checkbox"/> Jay Easy Visco (6 см)	(учитывать высоту сиденья)	18.99.99.0199	249,-

СПИНКА

RUB030001	<input type="radio"/> Обивка спинки не регулируемая, с 3-мя ремнями, ВС 43,5 см	(регулируется 41 см и 46 см, до ШС 52 см)		0,-
RUB030003	<input checked="" type="radio"/> Обивка спинки с регулируемой упругости, 7 ремней, ВС 43,5 см	(регулируется 41 см и 46 см)		Стандарт
RUB030017	<input checked="" type="radio"/> Рукоятки, жестко закрепленные			Стандарт
RUB030004	<input type="checkbox"/> Комфортная спинка с чашеобразной вставкой и полимерного материала (ВС 57,5, 69 см)	(для ШС 40,5 - 45,5 - 52см)		185,-
RUB030020	<input checked="" type="radio"/> Спинка с регулировкой угла наклона (пневмоцилиндр 7° - 30°)			Стандарт
RUB030022	<input type="checkbox"/> Штанга - стабилизатор складная	(включена в варианте XL)		92,-
RUB030023	<input type="checkbox"/> Штанга - стабилизатор складная автоматически			120,-
RUB030025	<input type="checkbox"/> Подголовник (с откидной штангой - стабилизатором)			300,-
RUB030027	<input type="checkbox"/> Комфортный подголовник для комфортной спинки	(только с комфортной спинкой)		175,-
RUB030032	<input type="checkbox"/> Боковой поддержки откидные	(только с комфортной спинкой)		165,-

БОКОВИНЫ

RUB040004	<input checked="" type="radio"/> Регулируемый по высоте подлокотник короткий/длинный	(регулируется от 19 до 3 см с шагом 2 см)		Стандарт
RUB040005	<input type="checkbox"/> Накладка Неті, шт (регулируется по глубине и углу)	(только с регулируемым по высоте подлокотниками)		179,-

Sunrise Medical GmbH & Co. KG
Kahlbachring 2 - 4 / D-69254 Malsch/Heidelberg
Tel.: +49 (0) 7253 / 980 - 400
Fax.: +49 (0) 800 / 81 20 128

BREEZY RubiX ² Comfort		R.Nr.	€
<input checked="" type="radio"/> = Стандарт <input type="radio"/> = Бесплатная опция <input type="checkbox"/> = Платная опция			
ПОДНОЖКИ			
RUB050001	<input checked="" type="radio"/> Раздельная подножка из пластика с рег.наклоном, с ремнем под пятку (ДГ от 35 до 50 см)		Стандарт
RUB050002	<input type="checkbox"/> Опора для стоп одинарная из алюминия (только для варианта XL)		256,-
	Подъемная подножка RUB050003 <input type="checkbox"/> пара (с опорой для голени (ДГ от 25 до 46 см))		206,-
	RUB050004 <input type="checkbox"/> слева RUB050005 <input type="checkbox"/> справа (с опорой для голени)		103,-
RUB050006	<input type="checkbox"/> Комфортная опора для голени		50,-
	Опора для культы RUB050008 <input type="checkbox"/> пара		300,-
	RUB050009 <input type="checkbox"/> слева RUB050010 <input type="checkbox"/> справа		150,-
ПОВОРОТНЫЕ (ПЕРЕДНИЕ) КОЛЕСА			
RUB080005	<input type="radio"/> 6" x 40 Литые мягкие		Стандарт
RUB080006	<input type="radio"/> 6" x 25 Литые		Стандарт
RUB080004	<input type="radio"/> 7" x 30 Литые		Стандарт
RUB080001	<input type="radio"/> 8" x 30 Литые		Стандарт
RUB080003	<input type="radio"/> 8" x 30 Пневматические		Стандарт
RUB080002	<input type="radio"/> 8" x 50 Литые		Стандарт
ПРИВОДНЫЕ (ЗАДНИЕ) КОЛЕСА			
RUB070003	<input type="radio"/> 22" x 1 3/8" с шинами из полиуретана (с радиальными спицами)		Стандарт
RUB070001	<input type="radio"/> 24" x 1" с шинами из полиуретана (с радиальными спицами)		Стандарт
RUB070002	<input type="radio"/> 24" x 1" пневматическими шинами (с радиальными спицами) (нельзя с барабанными тормозами)		Стандарт
RUB070004	<input type="checkbox"/> Резиновые чехлы для обручей		94,-
RUB070006	<input type="radio"/> Адаптер для увеличения колесной базы		Стандарт
ТОРМОЗА			
RUB060001	<input checked="" type="radio"/> Рачажье		Стандарт
RUB060002	<input type="checkbox"/> Удлинение тормозного рычага		15,-
RUB060003	<input type="checkbox"/> Барабанные тормоза для сопровождающего		200,-
	Тормоз для одной руки		
RUB060004	<input type="checkbox"/> слева RUB060005 <input type="checkbox"/> справа		188,-
ПРИНАДЛЕЖНОСТИ			
	<input checked="" type="radio"/> Рачаг для опрокидывания коляски (трубка рамы)		Стандарт
	Помощь для опрокидывания RUB090018 монтаж справа <input type="checkbox"/> RUB090017 монтаж слева <input type="checkbox"/>		14,-
	<input checked="" type="radio"/> Опорный ремень для голеней		Стандарт
	Держатель трости с петлей RUB090003 монтаж справа <input type="checkbox"/> RUB090002 монтаж слева <input type="checkbox"/>		22,-
RUB090010	<input type="checkbox"/> Терапевтический столик надвижной (для ширины сиденья 48 см)		207,-
	Терапевтический столик откидной RUB090011 слева <input type="checkbox"/> RUB090012 справа <input type="checkbox"/>		262,-
RUB090013	<input type="checkbox"/> Антипрокидыватель с роликом, пара (1)		85,-
RUB090014	<input type="checkbox"/> Антипрокидыватель с роликом, слева RUB090015 <input type="checkbox"/> Антипрокидыватель с рол. справа (2)		42,50
RUB090019	<input type="checkbox"/> Поясной ремень безопасности		25,-
RUB090026	<input type="checkbox"/> Комплект принадлежностей: (2 антипрокидывателя/подушка на сиденье/ремень/держатель трости)		128,-
Электропривод для коляски			
RUB090021	<input type="checkbox"/> F16 Antrieb (см. бланк заказа на F16)		
RUB090022	<input type="checkbox"/> P 105 Assist (макс. 120 кг., см. бланк заказа на P 105 Assist)		
ЦВЕТ РАМЫ			
RUB090023	<input type="radio"/> Серебристый глянцевый		Стандарт
RUB090024	<input type="radio"/> Синий		Стандарт
КОММЕНТАРЕ:			
(1) нельзя в версии XL			
(2) обязательно в стандартной версии			
Breezy RubiX² Comfort - Базовая цена		1.595,- €	
Сумма платных опций			
Упаковка и отгрузка			
ИТОГО:	 €	
	 €	