




Опора под спину

Barry Base



Руководство по эксплуатации

[www.sims2.ru](http://www.sims2.ru)

Настоящее Руководство по эксплуатации предназначено для изучения устройства, принципа действия, технических характеристик регулируемой опоры под спину Barry Base.

## 1. Описание и работа

### 1.1 Назначение

Регулируемая опора под спину Barry Base предназначена для повышения уровня комфорта лежащему больному, а также взрослому (пожилому) человеку во время отдыха и сна.

### 1.2 Технические характеристики

цвет	синий
материал	каркас выполнен из стали, обивка полиэстер
высота обивки (см)	35
ширина обивки (см)	60
габариты подголовника (см)	26x4x15
вес изделия (кг)	2,5

### 1.3 Упаковка

Комплектация: опора под спину, руководство по эксплуатации

## 2. Использование по назначению

### 2.1 Важные предупреждения:

Перед началом эксплуатации, пожалуйста, проверьте все части на наличие трещин!

Пожалуйста, убедитесь, что опорная балка надежна зафиксирована в пазах.

В противном случае, спинка может сложиться и быть причиной серьезных повреждений.

Максимальная нагрузка: 113 кг

## 2.2 Порядок работы

Данное изделие поставляется в собранном виде и не требует сборки.  
Для регулировки угла наклона установите опорную балку в один из пазов на раме.

## 3. Техническое обслуживание

Уход за изделием следует проводить водой и не абразивными чистящими средствами.

Во избежание возникновения коррозии, тщательно высушите обработанную поверхность.

## 4. Условия гарантии

Гарантийный срок 6 месяцев со дня продажи. Гарантия распространяется на производственные дефекты, при предоставлении товарных документов и письменной рекламации.

Гарантия не распространяется на дефекты, возникшие в результате естественного износа изделия или его несоответствующего использования, а также на дефекты, возникшие в результате изменений и/или ремонтных работ проведенных третьими лицами.

Адрес гарантийной мастерской: г. Москва, ул. Свободы, д. 35, стр. 5

Серийный № \_\_\_\_\_

Дата продажи \_\_\_\_\_

Подпись продавца \_\_\_\_\_ место печати,  
штампа

(с расшифровкой подписи)

Настоящим подтверждаю, что данное изделие проверено в моем присутствии и находится в рабочем состоянии. Претензий к внешнему виду/комплектности не имею. Так же подтверждаю приемлемость условий Гарантии.

---

(покупатель Ф.И.О.) (подпись покупателя)

Регулируемая опора под спину Barry Base  
Производитель: Valentine International ltd, Китай.

Поставщик: ООО «СИМС-2»  
125430, г. Москва, улица Митинская д.16, эт. 10, пом.1012Б, ком. с 15 по 18  
Тел./факс : (495) 792-31-90  
(800) 200-31-90;  
www.sims2.ru



Серийный номер	
Дата продажи	

Подпись продавца \_\_\_\_\_ МП

Настоящим подтверждаю, что данное изделие проверено в моем присутствии и находится в рабочем состоянии.

Претензий к внешнему виду/комплектности не имею.

Также подтверждаю приемлемость условий гарантии.

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\* Фирма-производитель оставляет за собой право на внесение изменений в конструкцию, комплектацию, гарантийный срок после даты печати руководства по эксплуатации.

Фирма-производитель не несет ответственности за возможные опечатки и ошибки, возникшие при печати.

\*\* Более подробная информация на сайте [www.sims2.ru](http://www.sims2.ru)