

## Мотус 2.0 CV

Кресло-коляска активного типа

Артикул: 480F61=2\_AA02\_C



### Стандартная комплектация

- Дюралюминиевая складная рама
- Откидывающиеся держатели подножек
- Раздельные подножки, опоры для стоп, регулируемые по высоте и углу наклона
- Спинка с возможностью установки на различную высоту с использованием инструмента
- Обшивка спинки, адаптивная регулировка натяжения обшивки
- Боковые панели с защитой для одежды
- Задние колеса быстросъемные
- Тормоз на уровне коленей пользователя

Макс. вес пользователя 125 кг

<p><b>Стоимость в базовой комплектации</b> (без учета стоимости подушки):</p> <p><b>131 500 руб.</b></p> <p>Стоимость действительна до 31.10.2024 г.</p>	<p>Номер счета:</p> <p>-----</p>
--	----------------------------------

<b>Дополнительные опции</b>	
<b>Индивидуальные параметры в приложении</b>	
ФИО, возраст пациента, запись в ИПР	
Код ТСП согласно ИПРа:	
<b>07-01-01</b>	<b>07-01-02</b>
<b>07-02-01</b>	<b>07-02-02</b>
	<b>07-03-01</b>
Адрес	
Адрес доставки, паспортные данные для транспортной компании	
Ответственный менеджер	Имя, дата, подпись

<b>Тип кресла-коляски для случаев когда необходима заниженная высота сиденья</b> (для вспомогательного управления здоровой ногой)										
<b>MB50</b>	<b>Заниженная высота сиденья</b>									<b>-</b>
	<b>Стандарт</b>									<b>-</b>
<b>Размер сиденья, см</b>										
<b>Ширина сиденья (ШС), см</b>	<b>35,5</b>	<b>38</b>	<b>40,5</b>	<b>43</b>	<b>45,5</b>	<b>48</b>				
<b>Глубина сиденья (ГС), см</b>	<b>36</b>	<b>38</b>	<b>40</b>	<b>42</b>	<b>44</b>	<b>46</b>	<b>48</b>	<b>50</b>		
	<b>52</b>	<b>54</b>								
<b>Высота сиденья спереди, см (см. стр. 6)</b>										
<b>38</b>	<b>39</b>	<b>40</b>	<b>41</b>	<b>42</b>	<b>43</b>	<b>44</b>	<b>45</b>	<b>46</b>	<b>47</b>	<b>48</b>
<b>49</b>	<b>50</b>	<b>51</b>	<b>52</b>	<b>53</b>	<b>54</b>	<b>55</b>				
<b>Длина голени (ДГ), см (без учета подушки)</b>										
<b>Длина голени (ДГ), см ..... (предел регулировки 34 – 55 см)</b>										
<b>Высота сиденья сзади, см</b>										
<b>36</b>	<b>37</b>	<b>38</b>	<b>39</b>	<b>40</b>	<b>41</b>	<b>42</b>	<b>43</b>	<b>44</b>	<b>45</b>	<b>46</b>
<b>47</b>	<b>48</b>	<b>49</b>	<b>50</b>	<b>51</b>	<b>52</b>					
<b>Высота спинки, см</b>										
<b>30</b>	<b>32,5</b>	<b>35</b>	<b>37,5</b>	<b>40</b>	<b>42,5</b>	<b>43</b>	<b>45</b>	<b>47,5</b>	<b>48</b>	<b>50</b>
<b>Горизонтальное положение приводного колеса</b>										
<b>A</b>	<b>B</b>	<b>C</b>	<b>D</b>							
<b>Развал колес</b>										
<b>0°</b>	<b>2°</b>	<b>3°</b>	<b>4°</b>							
<b>Спицы приводных колес</b>										<b>Цена, руб.</b>
<b>MG06</b>	<b>Hollow rim</b>									<b>-</b>
<b>MG15</b>	<b>Infinity Ultralight</b>									<b>12 700,00</b>
<b>MG80</b>	<b>Задние колеса с барабанным тормозом для сопровождающего</b>									<b>35 900,00</b>
<b>Покрышки приводных колес</b>										<b>Цена, руб.</b>
<b>MG31</b>	<b>Schwalbe RightRun 1"</b>									<b>-</b>
<b>MG30</b>	<b>Пневматические, 1 3/8"</b>									<b>-</b>
<b>MG34</b>	<b>Литые 1 3/8"</b>									<b>-</b>
<b>MG341</b>	<b>Литые 1 3/8", черные</b>									<b>5 900,00</b>
<b>MG37</b>	<b>Schwalbe Marathon Plus Evolution 1"</b>									<b>6 600,00</b>
<b>MG371</b>	<b>Schwalbe Marathon Plus Evolution 1.1"</b>									<b>6 600,00</b>
<b>MG200</b>	<b>Schwalbe One 1"</b>									<b>11 000,00</b>
<b>Обода для толкания приводных колес</b>										<b>Цена, руб.</b>
<b>MG52</b>	<b>Алюминиевые анодированные, длинное крепление</b>									<b>-</b>
<b>MG53</b>	<b>Алюминиевые анодированные, короткое крепление</b>									<b>1 300,00</b>
<b>MG54</b>	<b>Прорезиненные, высокое крепление</b>									<b>9 800,00</b>
<b>MG56</b>	<b>Стальные полированные, длинное крепление</b>									<b>5 000,00</b>
<b>MG65</b>	<b>GEKKO</b>									<b>53 500,00</b>

Удлинение колесной базы			Цена, руб.
MG82		Да	30 300,00
Аксессуары для задних колес			Цена, руб.
MG87		Насос высокого давления, 14 бар	12 100,00
MG88		Airman компрессор, на батарейках	23 100,00
Передние колеса			Цена, руб.
MF30		4" литые, черные	-
MF31		5" литые, черные	-
MF04		5,5" мягкая резина	-
MF32		6" литые, черные	-
MF08		7" литые	-
Аксессуары рамы			Цена, руб.
MA51		Опрокидыватель, правый	4 200,00
MA52		Опрокидыватель, левый	4 200,00
MA55		Антиопрокидыватель, правый	8 900,00
MA56		Антиопрокидыватель, левый	8 900,00
MA57		Тростедержатель, правый	8 500,00
MA58		Тростедержатель, левый	8 500,00
Тормоз приводных колес			Цена, руб.
MN01		Толкать ручку для постановки на тормоз	-
MN11		Тянуть на себя ручку для постановки на тормоз	2 300,00
MN05		Тормоз по типу «ножницы»	18 400,00
MN06		Тормоз для пользователя и для сопровождающего лица	37 200,00
Аксессуары тормоза			Цена, руб.
MN10		Удлинение ручки тормоза	3 300,00
Спинка			Цена, руб.
MD01		Спинка прямая	-
MD09		Спинка с люмбальным изгибом 8°	-
MD10		Спинка с регулировкой угла наклона до 30° (высота спинки фиксированная 43 или 48 см)	33 700,00
MD11		Складная	17 800,00
Ручки для сопровождающего			Цена, руб.
MD50		Короткие	-
MD51		Длинные	-
MD53		Телескопические, короткие	8 900,00
MD52		Телескопические, длинные	8 900,00
MD55		Регулируемые по высоте, съемные	13 300,00
MD56		Складные	8 300,00
MD45		Регулируемые по высоте, съемные(для жесткой спинки)	13 100,00

Пределы изменения параметров, см		
	30 - 32,5 (спинка MD01 с ручками MD55/MD52/MD53)	-
	30 - 37,5 (спинка MD01 с ручками MD50/MD51)	-
	32,5 - 40 (спинка MD01 с ручками MD55/MD52/MD53)	-
	35 - 40 (спинка MD08 с ручками MD55/MD52/MD53)	-
	37,5 - 45 (спинка MD01 с ручками MD50/MD51/MD56)	-
	40 - 45 (спинка MD01 с ручками MD50/MD51/MD56)	-
	42,5 - 50 (спинка MD01 с ручками MD55/MD52/MD53)	-
	45 - 50 (со спинкой MD08)	-
	47,5 - 50 (со спинкой MD01 и ручками MD50/MD51/MD56 или со спинкой MD11 и ручками MD51)	-
Обшивка спинки		Цена, руб.
MD04	Стандартная	-
MD03	Адаптивная из ремней на липучках гладкая, мягкая	-
MD05	Адаптивная из ремней на липучках с перфорированной обшивкой, дышащая	9 600,00
MD06	Без обшивки	-
Расширение спинки		Цена, руб.
MD80	+ 2 см	1 400,00
MD81	+ 4 см	1 400,00
MD82	Без расширения	-
Аксессуары спинки		Цена, руб.
MD58	Стабилизатор	9 100,00
Боковые панели		Цена, руб.
ME01	Прямые регулируемые по положению с термозащитными вставками	-
ME11	Быстросъемные подлокотники с регулировкой высоты, пластик	-
ME02	Загнутые для защиты одежды регулируемые по положению с термозащитными вставками	-
ME04	Фиксированная боковая панель загнутая карбоновая	42 500,00
ME17	Алюминиевая боковая панель с длинным подлокотником, регулируемым по глубине	30 500,00
ME05	Алюминиевая боковая панель с коротким подлокотником	26 300,00
ME06	Алюминиевая боковая панель с длинным подлокотником	25 100,00
Аксессуары боковых панелей		Цена, руб.
ME50	Подлокотники круглой формы с мягкой накладкой, спортивные короткий                      длинный                      экстра длинный (от ВС 30 см только в комбинации с опцией ME 02)	26 000,00
ME60	Столик	20 400,00
Обшивка сиденья		Цена, руб.
MC13	Стандартная	-
MC14	Адаптивная	9 300,00
MC06	Без обшивки	-

Подушки		Цена, руб.
MC01	Стандартная (толщина 5 см)	3 700,00
MC02	Cubic Foam (толщина 5 см)	12 100,00
MC05	Evolight (толщина 6 см)	20 900,00
MC29	Livo (толщина 5 см)	7 000,00
MC30	Evoflair (толщина 8 см)	26 400,00

Тип подножки		Цена, руб.
MB10	Раздельные, регулируемые по высоте и углу наклона, подножки с пластиковыми опорами	–
MB09	Раздельные, регулируемые по высоте и углу наклона, подножки с алюминиевыми опорами	9 900,00
MB21	Подножка при ампутации голени, правая (левая MB10)	19 900,00
MB22	Подножка при ампутации голени, левая (правая MB10)	19 900,00
MB23	Подножки при ампутации голени, пара	39 800,00
MB26	Подножка, регулируемая по углу наклона в коленном суставе, правая (левая MB10)	13 400,00
MB27	Подножка, регулируемая по углу наклона в коленном суставе, левая (правая MB10)	13 400,00
MB25	Подножка, регулируемая по углу наклона в коленном суставе, пара	27 400,00
MB99	Без подножки	–

Предел регулировки подножки (без учета подушки)		
MB40	Короткий (34 см – 41 см)	–
MB41	Средний (41 см – 51 см)	–
MB42	Длинный (47 см – 55 см)	–

Другие аксессуары		Цена, руб.
MZ51	Поясной ремень с металлической пряжкой	6 700,00
MZ52	Набор инструментов	5 000,00

Колпаки на спицы		Цена, руб.
MG90	Прозрачные	12 200,00

Цвета рамы		Цена, руб.
002	Anthracite metallic	–
010	Marine blue *	9 600,00
012	Sky blue	9 600,00
014	Candy red	9 600,00
016	Silver metallic	9 600,00
021	Sparkle granny-smith	9 600,00
023	White RAL 9016	9 600,00
048	Jet black matte (structure)	9 600,00


\*Держатели подножек в цвете Jet black matte (structure); в остальных случаях держатели подножек в цвете рамы

Дополнительные аксессуары			Цена, руб.
MZ58		Сумка для колес (для пары колес не более 28")	10 300,00
MZ59		Краман для мобильного телефона	2 500,00
MZ89		Колпачки для осей	800,00
MZ92		Лыжи Wheel Blades	42 900,00
MZ93		Рюкзак	5 800,00

### Справочная информация

Высота сиденья спереди, мм					
Вилка переднего колеса	Диаметр колеса				
	4"	5"	5,5"	6"	7"
короткая	380 - 460	390 - 470	410 - 470	410 - 480	440 - 490
длинная	450 - 530	460 - 540	440 - 550	440 - 550	450 - 550

### Положения адаптера приводного колеса



**Справочная информация**



Адаптер приводного колеса



МА51 Опрокидыватель



МА55 Антиопрокидыватель



МА57 Тростедержатель



МН01 Тормоз на уровне коленей пользователя



МН05 Тормоз по типу «ножницы»



МН10 Удлинение ручки тормоза



MD10 Спинка, регулируемая по углу наклона



MD11 Спинка складная



MD55 Ручки для сопровождающего регулируемые по высоте, съемные



MD56 Ручки для сопровождающего складные

**Справочная информация**



**MD04** Обшивка спинки стандартная



**MD03** Обшивка спинки адаптивная из ремней на липучках гладкая, мягкая



**MD05** Обшивка спинки адаптивная из ремней на липучках с перфорированной обшивкой, дышащая



**MD58** Стабилизатор



**ME11** Быстросъемные подлокотники с регулировкой высоты, пластик



**ME02** Загнутые для защиты одежды регулируемые по положению с термозащитными вставками



**ME04** Фиксированная боковая панель загнутая карбоновая



**ME17** Алюминиевая боковая панель с длинным подлокотником, регулируемым по глубине



**ME50** Подлокотники круглой формы с мягкой накладкой спортивные откидывающиеся быстросъемные установка на различную высоту



**ME60** Столик



**MB29** Livo



**MB30** Evoflair



**MB10** Подножки с пластиковыми опорами, отдельные, регулируемые по высоте и углу наклона



**MB22** Подножка при ампутации голени, левая



**MB25** Подножки, регулируемая по углу наклона в коленном суставе



## Information



MZ58 Сумка для приводных колес



MZ59 Карман для мобильного телефона



MZ89 Колпачки для осей



MZ92 Лыжи Wheel Blades



MZ93 Рюкзак

Подушка Livo					
Глубина сиденья, см	Ширина сиденья, см				
	38	40,5	43	45,5	48
38					
40					
42					
44					
46					
48					
50					
52					

Пордушка Evoflair					
Глубина сиденья, см	Ширина сиденья, см				
	38	40,5	43	45,5	48
40					
42					
44					
46					
48					
50					
52					