

Ф.И.О. ребенка:

Тел./Адрес доставки:

Примечания:

БЛАНК ЗАКАЗА

Pegaz

Особенности:



Регулировка
угла наклона
спинки
22° и 34°



Регулировка высоты
подножки в 3-х
положениях

Прогулочная коляска MyWam Pegaz

Размер 1
109 450 руб.



Технические характеристики:

ДЛИНА КОЛЯСКИ	90 – 108 см
ШИРИНА КОЛЯСКИ	56 см
ВЫСОТА КОЛЯСКИ	106 – 130 см
ОБЩИЙ ВЕС	10 – 19,6 кг
ЭФФЕКТИВНАЯ ГЛУБИНА СИДЕНЬЯ	25 / 33 см
ШИРИНА СИДЕНЬЯ	30* / 38 см
ВЫСОТА СПИНКИ	50 / 60 см
ШИРИНА СПИНКИ	30* / 37 см
РАССТОЯНИЕ ОТ ПОДНОЖКА ДО СИДЕНЬЯ / КОЛИЧЕСТВО РЕГУЛИРОВОК	20, 30, 40 см / 3 позиции
ДЛИНА КОЛЯСКИ СЛОЖЕННОЙ ДЛЯ ТРАНСПОРТИРОВКИ	124 см
ШИРИНА КОЛЯСКИ СЛОЖЕННОЙ ДЛЯ ТРАНСПОРТИРОВКИ	28 см
ВЫСОТА КОЛЯСКИ СЛОЖЕННОЙ ДЛЯ ТРАНСПОРТИРОВКИ	39 см
МАКСИМАЛЬНЫЙ ВЕС ПАЦИЕНТА	40 кг
РОСТ ПАЦИЕНТА	80 – 140 см

*) значения указаны со вставками или **) с подушками
 Погрешность измерения +/- 20 мм, +/- 1,5 кг



темно-серый / светло-серый



красно-серый

Базовая комплектация:



Складная рама коляски с сиденьем



5-точечный ремень



Удлинитель спинки




Навес с окошком



Люмбальный валик



Подушки для уменьшения ширины



Абдуктор



Поручень-ограничитель



Корзина

Дополнительные аксессуары:



Столик
13 900 руб.



Ремни для разведения ног
7 500 руб.



Москитная сетка
5 000 руб.



Зонт
10 300 руб.




Мешок для ног
11 170 руб.



Сумка для аксессуаров
13 900 руб.



Дождевик
5 000 руб.



Чехол для коляски
17 900 руб.

- СИНИЙ
- ЗЕЛЕНый
- РОЗОВый
- ГРАФИТ

● СИНИЙ



● ЗЕЛЕНый



● РОЗОВЫЙ



● ГРАФИТ



Примечания:

Итого: руб.

