



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
(РОСЗДРАВНАДЗОР)

РЕГИСТРАЦИОННОЕ УДОСТОВЕРЕНИЕ НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ

от 27 апреля 2017 года № РЗН 2017/5701

На медицинское изделие

Ванна водолечебная «ЛАДОГА» по ТУ 9444-018-76228444-2016

Настоящее регистрационное удостоверение выдано

Общество с ограниченной ответственностью "Физиотехника"

(ООО "Физиотехника"), Россия, 197198, Санкт-Петербург, ул. Съезжинская,
д. 23, литер А, помещение 2-Н

Производитель

Общество с ограниченной ответственностью "Физиотехника"

(ООО "Физиотехника"), Россия, 197198, Санкт-Петербург, ул. Съезжинская,
д. 23, литер А, помещение 2-Н

Место производства медицинского изделия

ООО «Физиотехника», Россия, 188506, Ленинградская область, Ломоносовский
район, МО «Виллозское сельское поселение», дер. Малое Карлино

Номер регистрационного досье № РД-15185/87510 от 17.01.2017

Вид медицинского изделия 240450

Класс потенциального риска применения медицинского изделия 1

Код Общероссийского классификатора продукции для медицинского изделия 94 4440

Настоящее регистрационное удостоверение имеет приложение на 2 листах

приказом Росздравнадзора от 27 апреля 2017 года № 4094
допущено к обращению на территории Российской Федерации.

Руководитель Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения



М.А. Мурашко

0029498

**ПРИЛОЖЕНИЕ
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ**

от 27 апреля 2017 года № РЗН 2017/5701

Лист 2

- шланг ПДМ;
 - насадка для ПДМ №1;
 - насадка для ПДМ №2;
 - насадка для ПДМ №3;
 - насадка для ПДМ №4;
- б. Ванна водолечебная «ЛАДОГА», модификация – бальнеологическая, в составе:
- ванна;
 - ступенька;
 - ножка резиновая с трубкой ПВХ;
 - душ ручной с лейкой для обмыва ванны.
- Принадлежности:
- лампа хромотерапии;
 - насадка для ПДМ № 5;
 - насадка для ПДМ № 6.
- Эксплуатационная документация:
- руководство по эксплуатации.
 - инструкция по применению.

Руководитель Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения



М.А. Мурашко

0036869

**ПРИЛОЖЕНИЕ
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ**

от 27 апреля 2017 года № РЗН 2017/5701

Лист 1

На медицинское изделие

Ванна водолечебная «ЛАДОГА» по ТУ 9444-018-76228444-2016, в следующих вариантах исполнения:

1. Ванна водолечебная «ЛАДОГА», модификация – гидромассажная, в составе:

- ванна с гидрофорсунками (24 шт.) и гидронасосами (2 шт.);

- ступенька;

- ножка резиновая с трубкой ПВХ;

- душ ручной с лейкой для обмыва ванны.

2. Ванна водолечебная «ЛАДОГА», модификация – аэромассажная, в составе:

- ванна с аэрофорсунками (16 шт.) и аэрокомпрессором (1 шт.);

- ступенька;

- ножка резиновая с трубкой ПВХ;

- душ ручной с лейкой для обмыва ванны.

3. Ванна водолечебная «ЛАДОГА», модификация – гидро-аэромассажная, в составе:

- ванна с гидрофорсунками (24 шт.), аэрофорсунками (16 шт.), гидронасосами (2 шт.) и аэрокомпрессором (1 шт.);

- ступенька;

- ножка резиновая с трубкой ПВХ;

- душ ручной с лейкой для обмыва ванны.

4. Ванна водолечебная «ЛАДОГА», модификация – гидро-аэромассажная с ПДМ, в составе:

- ванна с гидрофорсунками (24 шт.), аэрофорсунками (16 шт.), гидронасосами (2 шт.), аэрокомпрессором (1 шт.) и гидронасосом для ПДМ (1 шт.);

- ступенька;

- ножка резиновая с трубкой ПВХ;

- душ ручной с лейкой для обмыва ванны;

- шланг;

- насадка для ПДМ №1;

- насадка для ПДМ №2;

- насадка для ПДМ №3;

- насадка для ПДМ №4;

5. Ванна водолечебная «ЛАДОГА», модификация – с ПДМ, в составе:

- ванна с гидронасосом для ПДМ (1 шт.);

- ступенька;

- ножка резиновая с трубкой ПВХ;

- душ ручной с лейкой для обмыва ванны;

**Руководитель Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения**



М.А. Мурашко

0036868