

Название компании:			
Информация о пользователе:			
Пол _____			
Возраст _____			
Рост _____			
Вес _____			
Диагноз и год, когда его установили _____			
Наличие или отсутствие прогресса в реабилитации _____			
Ширина бедер _____			
Длина бедра _____			
Высота голени _____			
Высота сиденья сзади _____			
Высота до начала лопаток _____			
Высота подушки с пользователем _____			
Дата заполнения:			
<input type="checkbox"/> Обозначьте свой выбор поставив галочку в квадрате			
*Все цены указаны в евро ориентировочно			
Артикул	Описание	<input type="checkbox"/>	
DDX0085	Küschall® KSL	<input type="checkbox"/>	<b>322000 руб</b>
DDX0000	Специальная конструкция	<input type="checkbox"/>	
РАМА			
УГОЛ НАКЛОНА РАМЫ			
DDX0221	Угол наклона рамы 75° относительно земли	<input type="checkbox"/>	◆
DDX0285	Угол наклона рамы 75° относительно земли, заужена у колен	<input type="checkbox"/>	€ 129*
DDX0222	Угол наклона рамы 90° относительно земли (Не совместима с передними колесами 5")	<input type="checkbox"/>	○
DDX0290	Угол наклона рамы 90° относительно земли, заужена у колен. Не совместимо с 5" передними колесами (Не совместима с передними колесами 5")	<input type="checkbox"/>	€ 129*
ШИРИНА СИДЕНЬЯ (SB)			
DDX0124	Ширина сиденья 340 мм (не совместима со спинками и подушками Matrix)	<input type="checkbox"/>	○
DDX0126	Ширина сиденья 360 мм	<input type="checkbox"/>	○
DDX0128	Ширина сиденья 380 мм	<input type="checkbox"/>	○
DDX0130	Ширина сиденья 400 мм	<input type="checkbox"/>	○
DDX0132	Ширина сиденья 420 мм	<input type="checkbox"/>	○
DDX0134	Ширина сиденья 440 мм	<input type="checkbox"/>	○
ГЛУБИНА СИДЕНЬЯ (ST)			
DDX0414	Глубина сиденья 385 мм (Не совместима с спинкой Matrix DDX0662)	<input type="checkbox"/>	○
DDX0417	Глубина сиденья 410 мм	<input type="checkbox"/>	◆
DDX0420	Глубина сиденья 435 мм	<input type="checkbox"/>	○
DDX0423	Глубина сиденья 460 мм	<input type="checkbox"/>	○
DDX0426	Глубина сиденья 485 мм	<input type="checkbox"/>	○
ВЫСОТА СПИНКИ (RH) (Не совместима со спинками Matrix DDX0764/0765/0766/0767)			
DDX0548	RH 270 мм (Несовместима с облегченной обивкой спинки DDX0721)	<input type="checkbox"/>	○
DDX0580	RH 285 мм (Несовместима с облегченной обивкой спинки DDX0721)	<input type="checkbox"/>	○
DDX0550	RH 300 мм	<input type="checkbox"/>	◆
DDX0503	RH 315 мм	<input type="checkbox"/>	○
DDX0506	RH 330 мм	<input type="checkbox"/>	○
DDX0509	RH 345 мм	<input type="checkbox"/>	○



Ред. 23.03.2020

DDX0512	RH 360 мм	<input type="checkbox"/>	○
DDX0514	RH 375 мм	<input type="checkbox"/>	○
DDX0516	RH 390 мм	<input type="checkbox"/>	○
DDX0518	RH 405 мм	<input type="checkbox"/>	○
DDX0520	RH 420 мм	<input type="checkbox"/>	○
ВЫСОТА ОТ ПОЛА ДО СИДЕНЬЯ СПЕРЕДИ (SHv)			
DDX0847	SHv 450 мм (Совместима только с задними колесами 24" DDX0902)	<input type="checkbox"/>	○
DDX0848	SHv 460 мм	<input type="checkbox"/>	○
DDX0849	SHv 470 мм	<input type="checkbox"/>	○
DDX0850	SHv 480 мм	<input type="checkbox"/>	○
DDX0851	SHv 490 мм	<input type="checkbox"/>	○
DDX0852	SHv 500 мм	<input type="checkbox"/>	◆
DDX0853	SHv 510 мм	<input type="checkbox"/>	○
DDX0854	SHv 520 мм	<input type="checkbox"/>	○
DDX0855	SHv 530 мм При диаметре задних колес в 25" DDX0925	<input type="checkbox"/>	○
ВЫСОТА ОТ ПОЛА ДО СИДЕНЬЯ СЗАДИ (SHh) SHh="SHV-100 мм"- "SHV-20 мм"			
DDX0945	SHh 400 мм (Совместима только с задними колесами 24" DDX0902)	<input type="checkbox"/>	○
DDX0946	SHh 410 мм	<input type="checkbox"/>	○
DDX0947	SHh 420 мм	<input type="checkbox"/>	○
DDX0948	SHh 430 мм	<input type="checkbox"/>	◆
DDX0949	SHh 440 мм	<input type="checkbox"/>	○
DDX0950	SHh 450 мм	<input type="checkbox"/>	○
DDX0951	SHh 460 мм	<input type="checkbox"/>	○
DDX0952	SHh 470 мм	<input type="checkbox"/>	○
DDX0953	SHh 480 мм	<input type="checkbox"/>	○
ВЫСОТА ОТ ПЯТКИ ДО КОЛЕНА (UL) !РАМА 75°РАМА: UL="SHV-100 мм"- "SHV-30 мм" ! 90° РАМА: UL ="SHV-80 мм"- "SHV-40 мм"			
DDX1676	UL 350 мм	<input type="checkbox"/>	○
DDX1677	UL 360 мм	<input type="checkbox"/>	○
DDX1678	UL 370 мм	<input type="checkbox"/>	○
DDX1679	UL 380 мм	<input type="checkbox"/>	○
DDX1680	UL 390 мм	<input type="checkbox"/>	○
DDX1681	UL 400 мм	<input type="checkbox"/>	○
DDX1682	UL 410 мм	<input type="checkbox"/>	○
DDX1683	UL 420 мм	<input type="checkbox"/>	○
DDX1684	UL 430 мм	<input type="checkbox"/>	◆
DDX1685	UL 440 мм	<input type="checkbox"/>	○
DDX1686	UL 450 мм	<input type="checkbox"/>	○
DDX1687	UL 460 мм	<input type="checkbox"/>	○
DDX1688	UL 470 мм	<input type="checkbox"/>	○
DDX1689	UL 480 мм	<input type="checkbox"/>	○
DDX1690	UL 479 мм	<input type="checkbox"/>	○
DDX1691	UL 500 мм	<input type="checkbox"/>	○
СПИНКА			
КЛАССИФИКАЦИЯ СПИНКИ			
DDX0736	Фиксированная спинка	<input type="checkbox"/>	◆
DDX0734	Складная спинка, с регулируемым углом наклона	<input type="checkbox"/>	€ 249*

ОБИВКА СПИНКИ (Несовместима со спинками MatrX DDX0753/0754/0755, DDX0764/0765/0766/0767)			
DDX0700	Стандартная облегченная обивка	<input type="checkbox"/>	◆
DDX0721	Облегченная обивка Velcro back (Несовместима с высотой спинки (RH) 270-285 мм (DDX0548/0580))	<input type="checkbox"/>	○
DDX0726	Натяжная обивка Velcro back	<input type="checkbox"/>	○
DDX0735	Натяжная обивка Aero back	<input type="checkbox"/>	€ 159*
DDX0769	Без обивки (Выбирать при заказе спинки MatrX)	<input type="checkbox"/>	○
Спинки MatrX (Не совместимы с обивкой спинки DDX0700/0721/0726/0735) (Установка возможна только при отсутствии ручек DDX0750 или с встроенными ручками, регулируемые по высоте DDX0733)			
DDX0764	MatrX MX2, высота спинки 150 мм, быстросъемная с двойными крепежами (Не совместима с шириной сиденья 340 мм DDX0124)	<input type="checkbox"/>	€ 1168*
DDX0765	MatrX MX2, высота спинки 230 мм, быстросъемная с двойными крепежами (Не совместима с шириной сиденья 340 мм DDX0124)	<input type="checkbox"/>	€ 1168*
DDX0766	MatrX MX2, высота спинки 305 мм, быстросъемная с двойными крепежами (Не совместима с шириной сиденья 340 мм DDX0124)	<input type="checkbox"/>	€ 1168*
DDC0767	MatrX MX2, высота спинки 405 мм, быстросъемная с двойными крепежами (Не совместима с шириной сиденья 340 мм DDX0124)	<input type="checkbox"/>	€ 1168*
РУЧКИ ДЛЯ ТОЛКАНИЯ			
DDX0750	Без ручек	<input type="checkbox"/>	◆
DDX0751	Фиксированные ручки для толкания, укороченные (Несовместимы со спинками MatrX DDX0764/0765/0766/0767)	<input type="checkbox"/>	€ 78*
DDX0702	Фиксированные ручки для толкания, удлиненные (Несовместимы со спинками MatrX DDX0764/0765/0766/0767)	<input type="checkbox"/>	€ 49*
DDX0704	Складные ручки для толкания (Несовместимы со спинками MatrX DDX0764/0765/0766/0767)	<input type="checkbox"/>	€ 179*
DDX0733	Ручки для толкания с регулировкой по высоте (Совместимы только со спинками MatrX)	<input type="checkbox"/>	€ 179*
УГОЛ НАКЛОНА СПИНКИ (RW)			
DDX0707	74° - угол наклона спинки	<input type="checkbox"/>	○
DDX0718	78° - угол наклона спинки	<input type="checkbox"/>	○
DDX0709	82° - угол наклона спинки	<input type="checkbox"/>	○
DDX0719	86° - угол наклона спинки	<input type="checkbox"/>	○
DDX0711	90° - угол наклона спинки	<input type="checkbox"/>	○
СИДЕНЬЕ			
ОБИВКА СИДЕНЬЯ			
DDA0610	Стандартная	<input type="checkbox"/>	◆
DDA0615	Облегченная обивка	<input type="checkbox"/>	○
ПОДУШКА			
DDX0600	Стандартная подушка	<input type="checkbox"/>	◆
DDX0662	Подушка MatrX Libra (Несовместима с глубиной сиденья ST 385 мм DDX0414; шириной сиденья SB 340 мм DDX0124) (Ширина сиденья (SB) 360 мм совместима только с глубиной сиденья (ST) 410/435 мм)	<input type="checkbox"/>	€ 540*
БОКОВЫЕ ЩИТКИ/ПОДЛОКОТНИКИ			
DDX1400	Защитный щиток, фиксированный	<input type="checkbox"/>	◆
DDX1405	Карбоновый щиток для защиты от грязевых брызг, фиксированный	<input type="checkbox"/>	€ 179*
ПОДНОЖКА			
DDX1508	Алюминиевая	<input type="checkbox"/>	◆

DDX1509	Титановая подножка	<input type="checkbox"/>	€ 256*
DDX1570	Карбоновая подножка с регулируемым углом наклона	<input type="checkbox"/>	€ 218*
<b>НАКЛАДКА НА ПОДНОЖКУ</b>			
DDX1513	Накладка на подножку (несовместима с карбоновой подножкой DDX1570)	<input type="checkbox"/>	€ 59*
<b>ЦВЕТОВОЕ ИСПОЛНЕНИЕ</b>			
<b>ЦВЕТОВОЕ ИСПОЛНЕНИЕ РАМЫ</b>			
DDX0300	Glossy black (глянцево-черный)	<input type="checkbox"/>	○
DDX0303	Royal Red (красный)	<input type="checkbox"/>	○
DDX0314	Black matt (матово-черный)	<input type="checkbox"/>	◆
DDX0315	Silver grey (серый)	<input type="checkbox"/>	○
DDX0354	Night shimmer (серо-зеленый)	<input type="checkbox"/>	○
DDX0356	Ivory White (слоновая кость)	<input type="checkbox"/>	○
DDX0358	Smokey grey (дымчатый серый)	<input type="checkbox"/>	○
DDX0359	Flashy Yellow (жёлтый)	<input type="checkbox"/>	○
DDX0365	Mercury Blue (синий)	<input type="checkbox"/>	○
DDX0366	Dynamite orange (оранжевый)	<input type="checkbox"/>	○
DDX0367	Atomic violet (фиолетовый)	<input type="checkbox"/>	○
DDX0368	Nitro pink (розовая)	<input type="checkbox"/>	○
ЦВЕТ CPS Покраска деталей (CPS) относится к следующим частям: -ступица (втулка) задних колес Starec и High Performance; -обод (борт) задних колес Starec размером 24" (кроме цвета хром); -обод (борт) передних колес Starec; -боковые фиксаторы; -адаптер фиксации заднего колеса; -вилки передних колес;			
DDX0329	CPS comet red (красный)	<input type="checkbox"/>	€ 239*
DDX0330	CPS techno-anthracite (антрацит)	<input type="checkbox"/>	€ 239*
DDX0334	CPS b-blue (синий)	<input type="checkbox"/>	€ 239*
DDX0336	CPS arctic blue (светло-голубой)	<input type="checkbox"/>	€ 239*
DDX0337	CPS copper glaze (медный)	<input type="checkbox"/>	€ 239*
DDX0338	CPS chrome (Хром - диск колеса Starec доступен только в черном цвете при выборе CPS хром)	<input type="checkbox"/>	€ 239*
DDX0339	CPS champagne (шампань)	<input type="checkbox"/>	€ 239*
DDX0340	CPS olive (оливковый)	<input type="checkbox"/>	€ 239*
<b>ПЕРЕДНИЕ КОЛЕСА</b>			
DDX0800	3" Supersport (180 гр, пара)	<input type="checkbox"/>	○
DDX0801	4" Everyday, резина черного цвета (548 гр, пара)	<input type="checkbox"/>	◆
DDX0860	4" Comfort, резина черного цвета (687 гр, пара)	<input type="checkbox"/>	○
DDX0803	4" Starec techno-anthracite (антрацит) (364 гр, пара)	<input type="checkbox"/>	€ 114*
DDX0808	4" Starec comet red (красный)	<input type="checkbox"/>	€ 114*
DDX0809	4" Starec black (черный)	<input type="checkbox"/>	€ 114*
DDX0861	4" Starec chrome (хром)	<input type="checkbox"/>	€ 114*
DDX0825	4" Starec champagne (шампань)	<input type="checkbox"/>	€ 114*
DDX0826	4" Starec olive (оливковый)	<input type="checkbox"/>	€ 114*
DDX0807	4" Starec b-blue (синий)	<input type="checkbox"/>	€ 114*
DDX0830	4" Starec copper glaze (медный)	<input type="checkbox"/>	€ 114*
DDX0831	4" Starec arctic blue (светло-голубой)	<input type="checkbox"/>	€ 114*
DDX0796	4" Frog Leg черный цвет диска	<input type="checkbox"/>	€ 114*
DDX0797	4" Frog Leg серебряный цвет диска	<input type="checkbox"/>	€ 114*
DDX0813	5" Starec techno anthracite (антрацит) (536 гр, пара)	<input type="checkbox"/>	€ 114*
DDX0818	5" Starec comet red (красный)	<input type="checkbox"/>	€ 114*
DDX0819	5" Starec black (черный)	<input type="checkbox"/>	€ 114*

DDX0862	5" Starec chrome (хром)	<input type="checkbox"/>	€ 114*
DDX0810	5" Everyday, резина черного цвета (624 гр, пара) (Не совместима с углом наклона рамы 90° DDX0222/0290)	<input type="checkbox"/>	○
DDX0817	5" Starec b-blue (синий) (Не совместима с углом наклона рамы 90° DDX0222/0290)	<input type="checkbox"/>	€ 114*
DDX0827	5" Starec champagne (шампань) (Не совместима с углом наклона рамы 90° DDX0222/0290)	<input type="checkbox"/>	€ 114*
DDX0828	5" Starec olive (оливковый) (Не совместима с углом наклона рамы 90° DDX0222/0290)	<input type="checkbox"/>	€ 114*
DDX0833	5" Starec copper glaze (медный) (Не совместима с углом наклона рамы 90° DDX0222/0290)	<input type="checkbox"/>	€ 114*
DDX0832	5" Starec artic blue (светло-голубой) (Не совместима с углом наклона рамы 90° DDX0222/0290)	<input type="checkbox"/>	€ 114*
DDX0863	5" Comfort Wheel, резина черного цвета (780 гр, пара)	<input type="checkbox"/>	◆
DDX0798	5" Frog Leg черный цвет диска	<input type="checkbox"/>	€ 114*
DDX0799	5" Frog Leg серебряный цвет диска	<input type="checkbox"/>	€ 114*
<b>ЗАДНИЕ КОЛЕСА</b>			
<b>ПОЛОЖЕНИЕ ЗАДНИХ КОЛЕС</b>			
DDX0263	140 мм (соответствует положению сиденья №1)	<input type="checkbox"/>	○
DDX0264	125 мм (соответствует положению сиденья №2)	<input type="checkbox"/>	○
DDX0265	110 мм (соответствует положению сиденья №3)	<input type="checkbox"/>	◆
DDX0266	95 мм (соответствует положению сиденья №4)	<input type="checkbox"/>	○
DDX0267	80 мм (соответствует положению сиденья №5)	<input type="checkbox"/>	○
<b>РАЗВАЛ КАРБОНОВОЙ ОСИ</b>			
DDX0270	угол развала 0°	<input type="checkbox"/>	○
DDX0271	угол развала 3°	<input type="checkbox"/>	◆
DDX0272	угол развала 6°	<input type="checkbox"/>	○
<b>БЫСТРОСЪЕМНАЯ ОСЬ ПРИ ТЕТРАПЛЕГИИ</b>			
DDX0909	Быстросъемная ось при тетраплегии (несовместима с колесами с барабанными тормозами DDA0927) (несовместима с колесами модели Spinerqy L XK DDA0906/0912)	<input type="checkbox"/>	€ 125*
<b>РАЗМЕР ЗАДНЕГО КОЛЕСА</b>			
DDX0902	диаметр заднего колеса 24"	<input type="checkbox"/>	◆
DDX0925	диаметр заднего колеса 25" (Несовместим с задними колесами Starec DDX0915, колесами со встроенными дисковыми тормозами DDX0927)	<input type="checkbox"/>	○
<b>ТИПЫ ЗАДНИХ КОЛЕС</b>			
DDX0915	24" Starec	<input type="checkbox"/>	◆
DDX0908	24", 25" High performance (возможна черная ступица CPS, черный обод)	<input type="checkbox"/>	€ 299*
DDX0906	24" Колеса модели Spinerqy L XK Втулка, борт, спицы - черные. CPS цвет – невозможен (не совместимы с быстросъемной осью при тетраплегии DDA0909)	<input type="checkbox"/>	€ 719*
DDX0912	25" Колеса модели Spinerqy L XK Втулка, борт, спицы - черные. CPS цвет – невозможен (несовместимы с быстросъемной осью при тетраплегии DDA0909)	<input type="checkbox"/>	€ 809*
DDA0927	Колеса с барабанными тормозами 24 спицы, втулка и борт колеса черные. CPS цвет - невозможен (несовместимы с быстросъемной осью при тетраплегии DDA0909)	<input type="checkbox"/>	€ 595*
<b>ТИПЫ ШИН НА ЗАДНИЕ КОЛЕСА</b>			
DDX1011	24", 25" Schwalbe ONE (с антипрокольным слоем)	<input type="checkbox"/>	○
DDX1013	24" Schwalbe rightrun синие (с антипрокольным слоем)	<input type="checkbox"/>	€ 49*

DDX1014	24", 25" Schwalbe Rughtrun черный/серый	<input type="checkbox"/>	◆
DDX1010	24", 25" Schwalbe «Marathon Plus» (с антипрокольным слоем)	<input type="checkbox"/>	○
<b>ОБОД</b>			
DDX1113	24", 25" Облегченный алюминиевый, серый, расстояние до колеса 30 мм	<input type="checkbox"/>	◆
DDX1117	24", 25" Облегченный алюминиевый, чёрный, расстояние до колеса 30 мм, черный	<input type="checkbox"/>	○
DDX1122	24" Carbolife Curve-L, расстояние до колеса 30 мм	<input type="checkbox"/>	€ 379*
DDX1106	24" Титановый, расстояние до колеса 30 мм	<input type="checkbox"/>	€ 219*
DDX1107	24" Титановый, расстояние до колеса 40 мм	<input type="checkbox"/>	€ 249*
DDX1104	24" Полированная сталь, расстояние до колеса 30 мм	<input type="checkbox"/>	€ 65*
DDX1102	24" Supergripp, расстояние до колеса 30 или 40 мм	<input type="checkbox"/>	€ 209*
DDX1120	24", 25" The Surge LT расстояние. 30 мм	<input type="checkbox"/>	€ 359*
DDX1121	24" Carbolife Gekko, расстояние до колеса 30 мм	<input type="checkbox"/>	€ 395*
<b>ЗАЩИТА НА СПИЦЫ</b>			
DDX1200	24" прозрачная	<input type="checkbox"/>	€ 139*
DDX1202	24" черная küsch (Не совместима с колесами Spinerger LXX DDX0906)	<input type="checkbox"/>	€ 139*
DDX1208	24" прозрачн. и белая küsch (Не совместима с колесами Spinerger LXX DDX0906)	<input type="checkbox"/>	€ 139*
<b>ТОРМОЗА</b>			
DDX1300	Стандартные тормоза, изогнутый рычаг	<input type="checkbox"/>	◆
DDX1302	Тормоза Performance (несовместимы с защитой от брызг и грязи)	<input type="checkbox"/>	€ 145*
DDX1303	Активные тормоза (несовместимы с ST 385-410 мм в комбинации с положением задних колес 140 мм)	<input type="checkbox"/>	€ 69*
DDX1399	Без тормозов (Только с встроенными барабанными тормозами DDX0927)	<input type="checkbox"/>	○
<b>ПРИСПОСОБЛЕНИЯ ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ</b>			
DDX1702	Антипрокидыватель, справа	<input type="checkbox"/>	€ 200*
DDX1703	Антипрокидыватель, слева	<input type="checkbox"/>	€ 200*
DDX1704	Антипрокидыватели, с обеих сторон	<input type="checkbox"/>	€ 395*
DDX1730	Ремень безопасности	<input type="checkbox"/>	€ 49*
DDX1710	Светоотражатели установлены на спицы	<input type="checkbox"/>	○
DDX1711	Светоотражатели в комплекте	<input type="checkbox"/>	○
<b>АКСЕССУАРЫ</b>			
DDX1715	Насос	<input type="checkbox"/>	€ 28*
DDX1712	Часы küschall, правая сторона	<input type="checkbox"/>	€ 147*
DDX1713	Часы küschall, левая сторона	<input type="checkbox"/>	€ 147*
DDX1717	Набор инструментов	<input type="checkbox"/>	€ 25*
DDX1728	Сумка для колес	<input type="checkbox"/>	€ 75*
DDX1739	Защита на переднюю раму (2шт.)	<input type="checkbox"/>	€ 39*
DDX1746	Карман для мобильного	<input type="checkbox"/>	€ 25*
DDX1734	24" Mountain Bike колеса с сумкой (колеса с шинами Mountain Bike с алюминиевыми серыми ободьями; включает быстросъемные оси)	<input type="checkbox"/>	€ 499*