

Zenit

Кресло-коляска активного типа для инвалидов и детей инвалидов

Артикул: 480F160=1_AA02_C



Стандартная комплектация

- Алюминиевая рама открытого типа складная
- Доступен выбор угла передней части рамы
- Складная опора для стоп
- Адаптивная обшивка спинки
- Алюминиевые боковые панели
- Приводные колеса с быстросъемными осями
- Тормоз на уровне коленей
- Ремень для голени.


Складная, макс. вес пользователя 120 кг

Стоимость в базовой комплектации: 277 600 руб. Стоимость действительна с 01.11.2023 по 01.11.2024 г..	Номер заказа: _____
---	------------------------

<input type="checkbox"/> Дополнительные опции	
<input type="checkbox"/> Индивидуальные параметры в приложении	
Код ТСП согласно ИПРА: <input type="checkbox"/> 07-03-01	
ФИО, возраст пациента, запись в ИПР	
Адрес	
Адрес доставки, паспортные данные для транспортной компании	
Ответственный	Имя, дата, подпись

Замеры кресла-коляски*

- 1 Высота сиденья спереди (ASH)
= от пола до верхней части трубки сиденья
- 2 Длина подножки (LL)
= от верхней части трубки сиденья до подножки (без подушки)
- 3 Высота сиденья сзади (PSH)
= от пола до верхней части трубки сиденья
- 4 Высота спинки (BH)
= от верхней части трубки сиденья до верхней части спинки
- 5 Глубина сиденья (SD)
= от трубки спинки до конца трубки сиденья
- 6 Ширина сиденья (SW)
= расстояние между внешними сторонами трубок сиденья



* Данная информация поможет выбрать правильные установки и дальнейшей разработке данной модели. Компания ОТТО БОКК гарантирует конфиденциальность информации, только внутреннее использование данных.

Вариант исполнения			
МА 110	<input checked="" type="checkbox"/>	Стандартный	

Материал рамы			Цена, руб.
МА 08	<input type="checkbox"/>	Алюминий	—
МА 12	<input type="checkbox"/>	Карбон (только 85° и 2 см сужение/абдукция рамы) (макс. вес пользователя 100 кг)	39 700,00

Складной механизм коляски			
МА 120	<input checked="" type="checkbox"/>	Стандартный	

Угол передней части рамы			Цена, руб.
МА 20	<input type="checkbox"/>	75°	—
МА 21	<input type="checkbox"/>	85°	—

Передняя часть рамы			Цена, руб.
МА 14	<input type="checkbox"/>	0 см сужение	—
МА 15	<input type="checkbox"/>	2 см сужение	—
МА 30	<input type="checkbox"/>	2 см расширение (возможно до ширины сиденья 42 см)	—

Удлинение передней части рамы			Цена, руб.
МА 23	<input type="checkbox"/>	3 см	7 600,00

Ширина сиденья ШС в см			
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
32	34	36	38
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
40	42	44	46

Глубина сиденья ГС в см			
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
36	38	40	42
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
44	46	48	50

Высота сиденья спереди в см			
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
38	39	40	41
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
42	43	44	45
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
46	47	48	49
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
50	51	52	53
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
54			

Аксессуары для рамы			Цена, руб.
МА 51	<input type="checkbox"/>	Устройство для опрокидывания, правое	+ 270 г 9 000,00
МА 52	<input type="checkbox"/>	Устройство для опрокидывания, левое	+ 270 г 9 000,00
МА 55	<input type="checkbox"/>	Антипрокидыватель правый	+ 517 г 16 400,00
МА 56	<input type="checkbox"/>	Антипрокидыватель левый	+ 517 г 16 400,00
МА 60	<input type="checkbox"/>	Накладки защитные на раму	+ 42 г 6 600,00

Передние колеса			Цена, руб.
MF 30	<input type="checkbox"/>	4" литая резина, черные	—
MF 35	<input type="checkbox"/>	4" мягкая резина, алюминиевые	11 700,00
MF 31	<input type="checkbox"/>	5" литая резина, черные	—
MF 36	<input type="checkbox"/>	5" мягкая резина, алюминиевые	11 700,00
MF 32	<input type="checkbox"/>	6" литая резина, черные	—
MF 37	<input type="checkbox"/>	6" мягкая резина, алюминиевые	11 700,00

Вилка переднего колеса			
MF 90	<input checked="" type="checkbox"/>	Вилка переднего колеса с резьбой	

Высота сиденья сзади в см			
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
37	38	39	40
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
41	42	43	44
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
45	46	47	48
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
49	50		

Приводное (заднее) колесо			Цена, руб.
MG 02	<input type="checkbox"/>	24"	—
MG 00	<input type="checkbox"/>	25"	—

Развал приводных колес 0° 2° 3° 4°

Обод приводного колеса			24"	25"	Цена, руб.
MG 06	<input type="checkbox"/>	Стандартные, Hollow rims	•	•	—
MG 10	<input type="checkbox"/>	Spinergy SPOX -360 г	•	•	63 500,00
MG 11	<input type="checkbox"/>	Spinergy LX -400 г	•	•	85 700,00
MG 12	<input type="checkbox"/>	Spinergy LXL Blade, черные -660 г	•	•	77 100,00
MG 12	<input type="checkbox"/>	Spinergy LXL Blade, белые -660 г	•	•	77 100,00
MG 15	<input checked="" type="checkbox"/>	Infinity Ultralight (недоступно с опцией MG 34) -720 г	•	•	8 600,00
MG 150	<input type="checkbox"/>	Infinity Ultralight, цветные(недоступно с опцией MG 34) -720 г	•		25 400,00

Цвет обода Infinity Ultralight/вилки переднего колеса		24"	25"	Цена, руб.
<input type="checkbox"/>	Светло-оранжевый с блестками	•		—
<input type="checkbox"/>	Морской волны	•		—
<input type="checkbox"/>	Красный	•		—
<input type="checkbox"/>	Зеленый с мелкими блестками	•		—

Покрышки			24"	25"	Цена, руб.
MG 31	<input type="checkbox"/>	Schwalbe RightRun, 1"	•	•	—
MG 34	<input type="checkbox"/>	Литые полиуретановые, 1" (недоступно с опциями MG 15/MG 150) +344 г	•		—
MG 341	<input type="checkbox"/>	Литые полиуретановые, 1" черные (недоступно с опциями MG 15/MG 150) +344 г	•		—
MG 37	<input type="checkbox"/>	Schwalbe Marathon Plus Evolution, пневматические с защитой от проколов, 1" +374 г	•	•	10 400,00
MG 371	<input type="checkbox"/>	Schwalbe Marathon Plus Evolution, пневматические с защитой от проколов 1,1" +374 г	•	•	11 500,00
MG 200	<input type="checkbox"/>	Schwalbe ONE, пневматические, 1" -226 г	•	•	14 600,00

Обода для толкания			24"	25"	Цена, руб.
MG 50	<input type="checkbox"/>	Из алюминия, черный	•	•	—
MG 52	<input type="checkbox"/>	Из анодированного серебром алюминия, высокое крепление -40 г	•	•	1 200,00
MG 53	<input type="checkbox"/>	Из анодированного серебром алюминия, низкое крепление -120 г	•		1 200,00
MG 54	<input type="checkbox"/>	Прорезиненный +500 г	•	•	9 000,00
MG 56	<input type="checkbox"/>	Из нержавеющей стали, полированный, высокое крепление +620 г	•	•	4 600,00
MG 57	<input type="checkbox"/>	Из нержавеющей стали, полированный, низкое крепление +580 г	•		4 600,00
MG 63	<input type="checkbox"/>	Curve L +200 г	•	•	30 900,00
MG 64	<input type="checkbox"/>	Curve L Grip +840 г	•	•	38 500,00
MG 65	<input type="checkbox"/>	GEKKO +580 г	•	•	34 800,00

Крепление обода для толкания (положение относительно колеса)			Цена, руб.
MG 70	<input type="checkbox"/>	Узкое (15 мм)	—
MG 71	<input type="checkbox"/>	Широкое (25 мм)	—

Точка баланса в см (измерение проводится в горизонтальной плоскости)	
<input type="checkbox"/> 5	<input type="checkbox"/> 6 <input type="checkbox"/> 7 <input type="checkbox"/> 8 <input type="checkbox"/> 9 <input type="checkbox"/> 10 <input type="checkbox"/> 11 <input type="checkbox"/> 12 <input type="checkbox"/> 13 <input type="checkbox"/> 14
Альтернативный метод измерения (положение приводного колеса)	
<input type="checkbox"/> A	<input type="checkbox"/> B <input type="checkbox"/> C <input type="checkbox"/> D <input type="checkbox"/> E <input type="checkbox"/> F <input type="checkbox"/> G <input type="checkbox"/> H
(Укажите позицию приводного колеса вашей коляски Zenith и мы рассчитываем точку опрокидывания)	


Вид быстросъемной оси			Цена, руб.
MG 27	<input type="checkbox"/>	Быстросъемная ось	—
MG 28	<input type="checkbox"/>	Быстросъемная ось с ручкой, для пациентов с ограниченной функцией рук +158 г	14 300,00
Аксессуары для приводного колеса			Цена, руб.
MG 87	<input type="checkbox"/>	Насос высокого давления, Rennkompressor, SKS metaplast Scheffer-Klute GmbH	11 100,00
MG 88	<input type="checkbox"/>	Насос на батарейках 12В, AirMAN, Active Tools International	21 300,00
Тормоз			Цена, руб.
MH 01	<input type="checkbox"/>	Тормоз на уровне коленей пользователя 4.0	—
MH 30	<input type="checkbox"/>	Тормоз на уровне коленей пользователя 4.0, длинная ручка	1 200,00
MH 05	<input type="checkbox"/>	Тормоз по типу «ножницы» -142 г	12 400,00
Аксессуары для тормоза			Цена, руб.
MH 10	<input type="checkbox"/>	Удлиненная ручка тормоза, фиксированная +70 г	2 900,00
MH 21	<input type="checkbox"/>	Удлиненная ручка тормоза, вставная +34 г	6 100,00
Высота спинки в см			
<input type="checkbox"/> 25 <input type="checkbox"/> 27,5 <input type="checkbox"/> 30 <input type="checkbox"/> 32,5 <input type="checkbox"/> 35 <input type="checkbox"/> 37,5 <input type="checkbox"/> 40 <input type="checkbox"/> 42,5 <input type="checkbox"/> 45 <input type="checkbox"/> 47,5 <input type="checkbox"/> 50			
Спинка			Цена, руб.
MD 01	<input type="checkbox"/>	Спинка, прямая (90° относительно сиденья)	—
MD 11	<input type="checkbox"/>	Регулируемая по углу наклона, складывается к трубкам сиденья (-10°/-5°/0°/+5°/+10°) +240 г	37 900,00
MD 13	<input type="checkbox"/>	Спинка с углом наклона по запросу пользователя (90° относительно горизонтальной поверхности) <input type="checkbox"/> 0° <input type="checkbox"/> -5° <input type="checkbox"/> -10°	7 800,00
Обшивка спинки			Цена, руб.
MD 03	<input type="checkbox"/>	Адаптивная, из ремней на липучках, прошитая	3 900,00
MD 05	<input type="checkbox"/>	Адаптивная из ремней на липучках, перфорированная	—
MD 18	<input type="checkbox"/>	Ultra light, облегченная	4 600,00
MD 06	<input type="checkbox"/>	Без обшивки	—
Спинка ВАХХ (необходимо заполнение дополнительного бланка заказа, возможны ограничения в выборе некоторых опций)			Цена, руб.
MD 44	<input type="checkbox"/>	Алюминиевая спинка ВАХХ, с креплением	цена по запросу
Расширенная обшивка спинки			Цена, руб.
MD 80	<input type="checkbox"/>	+2 см	1 900,00
MD 81	<input type="checkbox"/>	+4 см	1 900,00
MD 82	<input type="checkbox"/>	Без	—
Ручки для толкания			Цена, руб.
MD 50	<input type="checkbox"/>	Короткие стандартные	—
MD 51	<input type="checkbox"/>	Длинные стандартные +128 г	—
MD 55	<input type="checkbox"/>	Регулируемое по высоте/съёмные +580 г	12 600,00
MD 45	<input type="checkbox"/>	Регулируемые по высоте, съёмные (для жесткой спинки)	17 500,00
MD 56	<input type="checkbox"/>	Складные +108 г	15 100,00
MD 59	<input type="checkbox"/>	Без ручек -258 г	—

Боковые панели			Цена, руб.
ME 02	<input type="checkbox"/>	Загнутая боковая панель, алюминиевая, с мягкой внутренней обивкой	—
ME 04	<input type="checkbox"/>	Загнутая боковая панель, карбоновая	-256 г 26 000,00
ME 05	<input type="checkbox"/>	С подлокотниками регулируемыми по высоте короткими	+2490 г 30 300,00
ME 06	<input type="checkbox"/>	С подлокотниками регулируемыми по высоте длинными	+2180 г 37 700,00
ME 17	<input type="checkbox"/>	Боковая панель с длинным подлокотником, регулируемым по глубине	+2180 г 13 100,00

Обшивка сиденья			Цена, руб.
MC 15	<input type="checkbox"/>	Обшивка с карманом для хранения мелочей	3 100,00
MC 16	<input type="checkbox"/>	Нейлоновая обшивка, стандартная	—
MC 18	<input type="checkbox"/>	Ultra light, облегченная	3 200,00
MC 06	<input type="checkbox"/>	Без обшивки	—

Подушки противоположные			Цена, руб.
MC 01	<input type="checkbox"/>	Подушка, стандартная (толщина 5 см)	3 600,00
MC 02	<input type="checkbox"/>	Подушка Cubic Foam (толщина 5 см)	11 600,00
MC 05	<input type="checkbox"/>	Подушка Evolight (толщина 6 см)	20 200,00
MC 20	<input type="checkbox"/>	Подушка контурная Terra (толщина по внешнему контуру 10 см)	19 100,00
MC 21	<input type="checkbox"/>	Подушка контурная с гелевой вставкой Terra Aqous (толщина по внешнему контуру 10 см)	22 900,00
MC 22	<input type="checkbox"/>	Подушка контурная с надувающимися отсеками Terra Flair (толщина по внешнему контуру 10 см)	54 100,00
MC 23	<input type="checkbox"/>	Подушка Cloud, состоит из отдельных отсеков, наполненных гелем (толщина 10 см)	60 500,00
MC 29	<input type="checkbox"/>	Livo (толщина 5 см)	6 800,00
MC 30	<input type="checkbox"/>	Evoflair (3 камерная подушка, толщина 8 см)	25 500,00

Длина голени в см (без подушки)		
Длина голени (ДГ) в см (возможна настройка длины 28 – 51 см)		
MB 130	<input type="checkbox"/>	Регулируемая по высоте



Опора для стоп			Цена, руб.
MB 160	<input type="checkbox"/>	Сплошная подножка, алюминиевая	—
MB 180	<input type="checkbox"/>	Сплошная подножка, карбоновая	-177 г 14 000,00

Аксессуары подножек			Цена, руб.
MB 70	<input type="checkbox"/>	Фиксатор для сплошной подножки	8 800,00

Другие аксессуары			Цена, руб.
MZ 51	<input type="checkbox"/>	Ремень поясной с металлической пряжкой	7 400,00
MZ 59	<input type="checkbox"/>	Карман для мобильного телефона	2 300,00

Колпаки на спицы			Цена, руб.
MG 90	<input type="checkbox"/>	Прозрачные	11 200,00
MG 100	<input type="checkbox"/>	С рисунком «Графика»	18 900,00
MG 101	<input type="checkbox"/>	С рисунком «Чудо»	18 900,00
MG 102	<input type="checkbox"/>	С рисунком «Сеть»	18 900,00
MG 103	<input type="checkbox"/>	С рисунком «Роботы»	18 900,00
MG 104	<input type="checkbox"/>	С рисунком «Спектр»	18 900,00

Цвет рамы			Цена, руб.
001	<input type="checkbox"/>	Серебряный	32 500,00
002	<input type="checkbox"/>	Антрацитный металлик	32 500,00
003	<input type="checkbox"/>	Черный глянцевый (RAL 9005)	32 500,00
004	<input type="checkbox"/>	Светло-голубой	32 500,00
005	<input type="checkbox"/>	Светло-оранжевый с блестками	32 500,00
009	<input type="checkbox"/>	Малиновый	32 500,00
010	<input type="checkbox"/>	Морской волны	32 500,00
012	<input type="checkbox"/>	Небесно-синий	32 500,00
048	<input type="checkbox"/>	Черный матовый	32 500,00
014	<input type="checkbox"/>	Красный	32 500,00
021	<input type="checkbox"/>	Зеленый с мелкими блестками	32 500,00
023	<input type="checkbox"/>	Белый (RAL 9016)	32 500,00
027	<input type="checkbox"/>	Серый, матовый	32 500,00
039	<input type="checkbox"/>	Черный анодированный матовый	—
040	<input type="checkbox"/>	Глубокий серый анодированный матовый	—
041	<input type="checkbox"/>	Золотой анодированный, матовый	—
042	<input type="checkbox"/>	Синий анодированный, матовый	—
043	<input type="checkbox"/>	Оранжевый, анодированный, матовый	—
044	<input type="checkbox"/>	Зеленый анодированный, матовый	—
045	<input type="checkbox"/>	Пурпурный анодированный, матовый	—
046	<input type="checkbox"/>	Красный анодированный, матовый	—
Аксессуары			Цена, руб.
MZ 52	<input type="checkbox"/>	Набор инструментов	4 600,00
MZ 58	<input type="checkbox"/>	Сумка для приводных колес (для пары колес не более 28")	9 500,00
MZ 70	<input type="checkbox"/>	Набор для транспортировки в автомобиле	25 200,00
MZ 89	<input type="checkbox"/>	Колпачки на быстросъемные оси	700,00
MZ 92	<input type="checkbox"/>	Лыжи на передние колеса Wheelblades	39 600,00
MZ 93	<input type="checkbox"/>	Рюкзак	5 400,00

Информация

MF 35/36/37 4/5/6" Передние колеса, мягкие, алюминий



MG 10 Spinerger SPOX



MG 06 Hollow rim



MG 15 Infinity Ultralight



MG 11 Spinerger LX



MG 100 Защита на спицы, рисунок «Графика»



MG 104 Защита на спицы, рисунок «Спектр»