

Juvo B5

Кресло-коляска с электроприводом

Стоимость в базовой комплектации 316 300 руб.	Номер заказа: _____
--	----------------------------

<input type="checkbox"/> Дополнительные опции
--

<input type="checkbox"/> Индивидуальные параметры в приложении

ФИО, возраст и контакты, запись в ИПР

Адрес

Адрес доставки, паспортные данные для транспортной компании

Ответственный	Имя, дата, подпись
---------------	--------------------



Стандартная комплектация

- Задний привод
- Ширина колесной базы 60 см и 64 см
- Стандартное сиденье малое/большое
- Стандартная подушка на сиденье 5 см
- Адаптивная обшивка спинки
- Ручная регулировка угла наклона спинки 0°/10°/20°/30°
- Поясной ремень
- Раздельные подножки с пластиковыми опорами для стоп
- Гелевые батареи 63 Ач
- USB вход
- Система управления VR2
- Стандартный держатель пульта управления
- Зарядное устройство
- 10 км/ч
- Амортизаторы приводных колес


Максимальный вес пользователя: до 140 кг
(в стандартной комплектации)

Артикул: 490E75=0_AU01_C

Общая информация

Пол _____ Возраст _____

Заболевание _____ Способ оплаты _____



Антропометрические данные*

Рост (см) _____

Вес (кг) _____

1 Глубина сиденья _____

2 Глубина туловища _____

3 Высота подлокотников _____

4 Расстояние до подмышечной впадины _____

5 Расстояние до плеча _____

6 Расстояние до головы _____

7 Длина предплечья (до середины кисти) _____

8 Ширина туловища _____

9 Длина голени _____

10 Ширина сиденья _____

* Данная информация поможет подобрать оптимальные размеры кресла-коляски для пользователя, а также будет использована при разработке новых изделий. Компания ОТТО БОКК гарантирует конфиденциальность информации и ее использование внутри компании.

Максимальная нагрузка (Пользователь + личные вещи, информация уточняется для определения степени жесткости амортизаторов)			
<input type="checkbox"/>	70 кг	<input type="checkbox"/>	125 кг
<input type="checkbox"/>	75 кг	<input type="checkbox"/>	140 кг
<input type="checkbox"/>	100 кг	<input type="checkbox"/>	150 кг
<input type="checkbox"/>	113 кг	<input type="checkbox"/>	160 кг

Выбор ширины колесной базы			Цена
EA007	<input type="checkbox"/>	Размер 1 (общая ширина 60 см; максимальная нагрузка 140 кг)	- 1 650 руб.
EA008	<input type="checkbox"/>	Размер 2 (общая ширина 64 см; максимальная нагрузка 160 кг)	-

Выбор сиденья			Цена
EC001	<input type="checkbox"/>	Стандартное сиденье Junior (максимальная нагрузка до 75 кг) (ГС 34 ... 40 см, ШС 34 ... 40 см, ВС 47 см ... 37 см, регулируется шагом 5 см, максимальная нагрузка 50 кг)	3 200,00 руб.
EC002	<input type="checkbox"/>	Стандартное сиденье, малое (ГС 38 ... 46 см, ШС 38 ... 42 см), входит в стандартную комплектацию	-
EC003	<input type="checkbox"/>	Стандартное сиденье, большое (ГС 42 ... 50 см, ШС 43 ... 48 см), входит в стандартную комплектацию	-
EC004	<input type="checkbox"/>	Стандартное сиденье, XL (ГС 42 ... 50 см, ШС 50 ... 56 см)	10 400,00 руб.
EC005	<input type="checkbox"/>	Сиденье VAS (Vario Adjust Seat) (максимальная нагрузка до 125 кг)	16 250,00 руб.
EC006	<input type="checkbox"/>	Recaro n-Joy* (ручная регулировка угла наклона спинки, толщина подушки 16,5 см)	101 900,00 руб.
EC007	<input type="checkbox"/>	Recaro n-Joy-Plus* (ручная регулировка угла наклона спинки, регулируемая глубина 38 ... 56 см, толщина подушки 14 см)	191 200,00 руб.

Спинки Modular Recaro			Цена
ED030	<input type="checkbox"/>	LX (ручная регулировка)	68 000,00 руб.
ED031	<input type="checkbox"/>	LT (регулируемые боковые поддержки, ручная регулировка)	70 650,00 руб.

Сиденье Modular Recaro			Цена
ЕС008	<input type="checkbox"/>	F (невыраженные боковые ограничители, сиденье сплошное без вставки для регулировки глубины, толщина подушки сиденья приблизительно 14 см)	47 400,00 руб.
ЕС009	<input type="checkbox"/>	X (выраженные боковые ограничители, увеличивающая глубину сиденья вставка, толщина подушки сиденья приблизительно 16,5 см)	61 800,00 руб.
ЕС010	<input type="checkbox"/>	W (невыраженные боковые ограничители, увеличивающая глубину сиденья вставка, толщина подушки сиденья приблизительно 14,5 см)	53 800,00 руб.

* Для всех вариантов сиденья Recaro предусмотрены подголовник и кармашек на спинке

Стандартное сиденье, «Junior»			
Глубина сиденья (ГС) в см	<input type="checkbox"/> 34	<input type="checkbox"/> 36	<input type="checkbox"/> 38 <input type="checkbox"/> 40
Ширина сиденья (ШС) в см	<input type="checkbox"/> 34	<input type="checkbox"/> 36	<input type="checkbox"/> 38 <input type="checkbox"/> 40
Высота спинки (ВС) 47 см (регулируется до 42 см или 37 см)			

Стандартное сиденье, малое						
Глубина сиденья (ГС) в см	<input type="checkbox"/> 38	<input type="checkbox"/> 40	<input type="checkbox"/> 42	<input type="checkbox"/> 44	<input type="checkbox"/> 46	<input type="checkbox"/> 48
Ширина сиденья (ШС) в см	<input type="checkbox"/> 38	<input type="checkbox"/> 40	<input type="checkbox"/> 42			
Высота спинки (ВС) 55 см (регулируется до 50 см или 45 см)						

Стандартное сиденье, большое					
Глубина сиденья (ГС) в см	<input type="checkbox"/> 42	<input type="checkbox"/> 44	<input type="checkbox"/> 46	<input type="checkbox"/> 48	<input type="checkbox"/> 50
Ширина сиденья (ШС) в см	<input type="checkbox"/> 44	<input type="checkbox"/> 46	<input type="checkbox"/> 48		
Высота спинки (ВС) 55 см (регулируется до 50 см или 45 см)					

Стандартное сиденье, XL					
Глубина сиденья (ГС) в см	<input type="checkbox"/> 42	<input type="checkbox"/> 44	<input type="checkbox"/> 46	<input type="checkbox"/> 48	<input type="checkbox"/> 50
Ширина сиденья (ШС) в см	<input type="checkbox"/> 50	<input type="checkbox"/> 52	<input type="checkbox"/> 54	<input type="checkbox"/> 56	
Высота спинки (ВС) 55 см (регулируется до 50 см или 45 см)					

Сиденье VAS										
Глубина сиденья (ГС) в см	<input type="checkbox"/> 38	<input type="checkbox"/> 40	<input type="checkbox"/> 42	<input type="checkbox"/> 44	<input type="checkbox"/> 48	<input type="checkbox"/> 50	<input type="checkbox"/> 52	<input type="checkbox"/> 54	<input type="checkbox"/> 56	<input type="checkbox"/> 58
Ширина сиденья (ШС) в см	<input type="checkbox"/> 38	<input type="checkbox"/> 40	<input type="checkbox"/> 42	<input type="checkbox"/> 44	<input type="checkbox"/> 48	<input type="checkbox"/> 50	<input type="checkbox"/> 52	<input type="checkbox"/> 54		
Высота спинки (ВС) 53 см (регулируется до 53 см, 51 см или 45 см)										

Длина голени (ДГ) см (15 ... 54 см) (без учета подушки)
(установка высоты подножки 50 см и более невозможна при выборе сиденья Recaro)

Аксессуары для сиденья VAS (доступны только в комбинации с сиденьем VAS)			Цена
ED048	<input type="checkbox"/>	Ручки для сопровождающего лица	3 800,00 руб.

Подлокотники			Цена
EE024	<input type="checkbox"/>	Откидывающиеся (эффективная ширина сиденья +/- 1 см с каждой стороны) стандартное сиденье, малое, ШС 42 см; стандартное сиденье, большое, ШС 48 см; стандартное сиденье, XL, ШС 56 см; VAS плюс 2 см (максимальный вес пользователя 125 кг; недоступны в комбинации со стандартным сиденьем Junior и сиденьем Recaro)	13 000,00 руб.

Ложементы подлокотников и грязезащитные боковины могут быть заказаны как отдельные комплектующие в Сервисном центре.

Подушки (выбор подушки доступен только в конфигурации со стандартным сиденьем или сиденьем VAS)			Цена
ЕС011	<input type="checkbox"/>	Без подушки	—
ЕС012	<input type="checkbox"/>	Стандартная подушка с черной нейлоновой обшивкой, 5 см входит в стандартную комплектацию	—
ЕС034	<input type="checkbox"/>	Подушка Livo	4 300,00 руб.
ЕС035	<input type="checkbox"/>	Подушка Evoflair	15 400,00 руб.
ЕС013	<input type="checkbox"/>	Подушка с непромокаемой обшивкой, 5 см	4 500,00 руб.
ЕС014	<input type="checkbox"/>	Подушка Terra (максимальная нагрузка до 150 кг, 7 см)	11 900,00 руб.

EC015	<input type="checkbox"/>	Подушка Terra Aquos (максимальная нагрузка до 150 кг, 7 см)	13 900,00 руб.
EC016	<input type="checkbox"/>	Подушка Terra Flair (максимальная нагрузка до 150 кг, 7 см)	30 700,00 руб.
EC018	<input type="checkbox"/>	Подушка Cloud (максимальная нагрузка до 250 кг; 11 см)	39 900,00 руб.
EC020	<input type="checkbox"/>	Подушка контурного сиденья с невыраженными контурами (7 см)	13 300,00 руб.
EC021	<input type="checkbox"/>	Подушка контурного сиденья с выраженными контурами (9 см)	13 300,00 руб.
Для более подробной информации о подушках обратитесь пожалуйста к специалисту.			

Обшивка подушки контурного сиденья (только при выборе EC020 или EC021)			Цена
EC022	<input type="checkbox"/>	Тканевая обшивка	—
EC023	<input type="checkbox"/>	Обшивка из синтетической кожи	400,00 руб.
EC024	<input type="checkbox"/>	Непромокаемая обшивка (может быть заказана в комбинации с опцией EC 25)	14 800,00 руб.

Выбор типа спинки (доступно только в комбинации со стандартным сиденьем или сиденьем VAS)			Цена
ED032	<input type="checkbox"/>	Без обшивки	—
ED033	<input type="checkbox"/>	Адаптивная спинка входит в стандартную комплектацию	—
ED034	<input type="checkbox"/>	Контурная спинка с невыраженными контурами (уменьшает глубину сиденья на 2 см)	18 000,00 руб.
ED035	<input type="checkbox"/>	Контурная спинка с выраженными контурами (уменьшает глубину сиденья на 2 см)	18 000,00 руб.
ED050	<input type="checkbox"/>	Контурная спинка с невыраженными контурами (только в комбинации с сиденьем VAS и шириной сиденья 40 см, 44 см, 50 см, 54 см; установка на адаптивную спинку; уменьшает глубину сиденья на 2 см)	22 200,00 руб.
ED051	<input type="checkbox"/>	Контурная спинка с выраженными контурами (только в комбинации с сиденьем VAS и шириной сиденья 40 см, 44 см, 50 см, 54 см; установка на адаптивную спинку; уменьшает глубину сиденья на 2 см)	22 200,00 руб.
ED036	<input type="checkbox"/>	Спинка Вахх flat top (только в комбинации с сиденьем VAS; недоступно с шириной сиденья 54 см; максимальный вес пользователя до 113 кг, крепления 4-point- PRO, уменьшает глубину сиденья на 2 см, ширина сиденья = выбранная ширина сиденья коляски)	48 700,00 руб.

Тип обшивки контурной спинки (только при выборе ED034, ED035, ED050 or ED051)			Цена
ED037	<input type="checkbox"/>	Тканевая обшивка	—
ED038	<input type="checkbox"/>	Обшивка из экокожи	—

Аксессуары для спинки контурного сиденья (установка возможна только при выборе ED034, ED035, ED050 или ED051)			Цена
ED039	<input type="checkbox"/>	Жесткие алюминиевые боковые вкладки (только в комбинации с ED035 или ED051)	3 200,00 руб.
ED040	<input type="checkbox"/>	Поясничный валик	3 200,00 руб.

Высота спинки Вахх (доступно только в комбинации со спинкой Вахх aluminium flat top)			Цена
ED041	<input type="checkbox"/>	Высокая (46 см)	—
ED042	<input type="checkbox"/>	Экстра высокая (51 см)	—

Контур спинки Вахх (доступно только в комбинации со спинкой Вахх aluminium flat top)			Цена
ED043	<input type="checkbox"/>	Активный (64)	—
ED044	<input type="checkbox"/>	Глубокий (100)	—
ED045	<input type="checkbox"/>	Экстра глубокий (150)	—

Цвет каркаса спинки Вахх (доступно только в комбинации со спинкой Вахх aluminium flat top)			Цена
ED002	<input type="checkbox"/>	Антрацит металлик (Anthracite metallic)	2 300,00 руб.
ED003	<input type="checkbox"/>	Черный (Jet black RAL 9005)	2 300,00 руб.
ED004	<input type="checkbox"/>	Серо-голубой (Ice blue)	3 000,00 руб.
ED005	<input type="checkbox"/>	Оранжевый перламутровый (Sparkle light orange)	4 000,00 руб.
ED009	<input type="checkbox"/>	Малиновый перламутровый (Vinho sparkle)	3 200,00 руб.
ED012	<input type="checkbox"/>	Голубой металлик (Sky blue)	3 200,00 руб.

ED013	<input type="checkbox"/>	Черный матовый (Jet black RAL 9005 matte)	2 300,00 руб.
ED014	<input type="checkbox"/>	Красный перламутровый (Candy red)	3 300,00 руб.
ED016	<input type="checkbox"/>	Серебристый металлик (Silver metallic)	2 300,00 руб.
ED017	<input type="checkbox"/>	Желтый (Traffic yellow RAL 1023)	2 300,00 руб.
ED018	<input type="checkbox"/>	Красный (Signal red RAL 3001)	2 300,00 руб.
ED021	<input type="checkbox"/>	Зеленое яблоко, мерцающий (Sparkle granny-smith)	3 900,00 руб.
ED022	<input type="checkbox"/>	Белый кремовый (Cream RAL 9001)	2 300,00 руб.
ED023	<input type="checkbox"/>	Белый (Traffic white RAL 9016)	2 300,00 руб.
ED027	<input type="checkbox"/>	Серый матовый (Shimano matte)	2 300,00 руб.
ED029	<input type="checkbox"/>	Розовый (Pink RAL 4010)	2 300,00 руб.

Фиксированный угол наклона			Цена
<input type="checkbox"/>	-3° (недоступно при выборе сидений Recaro n-Joy, n-Joy-Plus, или системы modular; передним приводом; центральным приводом; в комбинации с задним приводом и сиденьем VAS)		—
<input type="checkbox"/>	0°		—
<input type="checkbox"/>	3° (недоступно при выборе сидений Recaro n-Joy, n-Joy-Plus, или системы modular)		—
<input type="checkbox"/>	6° (недоступно при выборе сидений Recaro n-Joy, n-Joy-Plus, или системы modular)		—
<input type="checkbox"/>	9° (недоступно при выборе сидений Recaro n-Joy, n-Joy-Plus, или системы modular)		—

Высота сиденья (при наклоне сиденья 0°, без учета подушки, с выставленными в крайнем жестком (наивысшем) положении амортизаторами, без учета пользователя). **Высота сиденья >= ДГ + 3 см**

Recaro: добавляет приблизительно 13 см, рекомендуется выбирать высоту сиденья не более 49 см

Juvo FWD, RWD, MWD Размер 1, 2	высота в см	41	43	45	47	49	51	53	55	57
	в дюймах	16,5	17,5	18	18,5	19,5	20,5	21	22	23
Стандартное сиденье	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Сиденье VAS	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Сиденье Recaro (n-Joy, n-Joy Plus и модульное) + 13–16 см толщина подушки сиденья	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Стандартное сиденье; Регулировка угла наклона сиденья 45°	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Сиденье VAS; Регулировка угла наклона сиденья 45°	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Сиденье Recaro (все); Регулировка угла наклона сиденья 45°	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Стандартное сиденье; Лифт 35 см + Регулировка угла наклона сиденья 45°	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Сиденье VAS; Лифт 35 см + Регулировка угла наклона сиденья 45°	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Сиденье Recaro (все); Лифт 35 см + Регулировка угла наклона сиденья 45°	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Высота сиденья измеряется без нагрузки, от пола до пластины сиденья/верхней части рамы сиденья (для Recaro), при наклоне сиденья 0°, без учета регулировки высоты сиденья и высоты подушки. С учетом нагрузки высота сиденья может быть ниже приблизительно на 1 см.

Электрорегулировки сиденья (доступны только при выборе фиксированного угла наклона 0°)			Цена
EC025	<input type="checkbox"/>	Электрорегулировка угла наклона сиденья 45° со смещением центра тяжести (только в комбинации с пультом TEN или R-Net)	52 300,00 руб.
EC026	<input type="checkbox"/>	Электрорегулировка высоты сиденья (лифт) 35 см	123 500,00 руб.
EC027	<input type="checkbox"/>	Совмещенный модуль электрорегулировки высоты сиденья 35 см с электрорегулировкой угла наклона сиденья 45° со смещением центра тяжести (только в комбинации с пультом TEN или R-Net)	144 500,00 руб.

Регулировки угла наклона спинки			Цена
ED046	<input type="checkbox"/>	Ручная регулировка (стандартное сиденье 0/10/20/30°, -9/1/11/21°; VAS -5/0/10/20/30°); (доступно только в комбинации со стандартным сиденьем или сиденьем VAS, недоступно в комбинации с сиденьем Rescaro)	—
ED047	<input type="checkbox"/>	Электрорегулировка (Стандартное сиденье 30°, сиденье VAS от 5° до 30°)	24 800 руб.

Держатели подголовников (недоступно в комбинации с сиденьем Rescaro)			Цена
EL001	<input type="checkbox"/>	Gooseneck	9 000,00 руб.
EL002	<input type="checkbox"/>	Multi-axis, с изгибом	8 000,00 руб.
EL003	<input type="checkbox"/>	Multi-axis, прямой	8 000,00 руб.
EL031	<input type="checkbox"/>	UniLink, multi-axis	15 500,00 руб.

Удлинение держателя UniLink			Цена
EL039	<input type="checkbox"/>	UniLink, 38 мм	4 300,00 руб.
EL038	<input type="checkbox"/>	UniLink, 50 мм	4 300,00 руб.
EL040	<input type="checkbox"/>	UniLink, 76 мм	4 300,00 руб.

Подголовники (доступно только в комбинации с EL001, EL002, EL003, EL005)			Цена
EL006	<input type="checkbox"/>	Контурный подголовник, малый	3 800,00 руб.
EL007	<input type="checkbox"/>	Контурный подголовник, большой	3 800,00 руб.
EL013	<input type="checkbox"/>	Поддержка для головы и шеи, малая	3 800,00 руб.
EL014	<input type="checkbox"/>	Поддержка для головы и шеи, большой	3 800,00 руб.
EL015	<input type="checkbox"/>	X-образный подголовник, малый	5 300,00 руб.
EL016	<input type="checkbox"/>	X-образный подголовник, большой	5 300,00 руб.
EL033	<input type="checkbox"/>	Мягкий подголовник Comfort Plus, size S	11 300,00 руб.
EL034	<input type="checkbox"/>	Мягкий подголовник Comfort Plus, size M	12 000,00 руб.
EL035	<input type="checkbox"/>	Мягкий подголовник Comfort Plus, size L	12 700,00 руб.
EL036	<input type="checkbox"/>	Мягкий 3-секционный подголовник Combo (3-pad), size S	19 000,00 руб.
EL037	<input type="checkbox"/>	Мягкий 3-секционный подголовник Combo (3-pad), size L	19 700,00 руб.

Тазовые ремни			Цена
EP001	<input type="checkbox"/>	Поясной ремень	—
EP002	<input type="checkbox"/>	2-точечный тазовый ремень с металлической пряжкой	6 700,00 руб.
EP003	<input type="checkbox"/>	2-точечный тазовый ремень с пластиковой пряжкой	5 800,00 руб.

Фиксаторы грудного отдела (недоступно в комбинации с сиденьем Rescaro)			Цена
EP005	<input type="checkbox"/>	Динамичный фиксатор грудного отдела, размер S	11 200,00 руб.
EP006	<input type="checkbox"/>	Динамичный фиксатор грудного отдела, размер M	11 200,00 руб.
EP007	<input type="checkbox"/>	Динамичный фиксатор грудного отдела, размер L	11 200,00 руб.
EP008	<input type="checkbox"/>	Фиксатор грудного отдела «Майка», размер S	11 200,00 руб.
EP009	<input type="checkbox"/>	Фиксатор грудного отдела «Майка», размер M	11 200,00 руб.
EP010	<input type="checkbox"/>	Фиксатор грудного отдела «Майка», размер L	11 200,00 руб.
EP011	<input type="checkbox"/>	Фиксатор грудного отдела «Майка» Slimline, размер S	11 200,00 руб.
EP012	<input type="checkbox"/>	Фиксатор грудного отдела «Майка» Slimline, размер M	11 200,00 руб.
EP013	<input type="checkbox"/>	Фиксатор грудного отдела «Майка» Slimline, размер L	11 200,00 руб.
EP014	<input type="checkbox"/>	Плечевой фиксатор, размер S	11 900,00 руб.
EP015	<input type="checkbox"/>	Плечевой фиксатор, размер M	11 900,00 руб.
EP016	<input type="checkbox"/>	Плечевой фиксатор, размер L	11 900,00 руб.

Регулировки подножек			Цена
EB001	<input type="checkbox"/>	Стандартные подножки входят в стандартную комплектацию	–
EB002	<input type="checkbox"/>	Механическая регулировка угла наклона подножек (максимальная нагрузка коляски до 140 кг; с регулировкой по высоте; недоступно при выборе длины голени менее 21 см)	32 500,00 руб.
EB003	<input type="checkbox"/>	Электрорегулировка угла наклона подножек с отдельным подъемом подножек (максимальная нагрузка коляски до 140 кг; недоступно при выборе длины голени менее 21 см)	65 800,00 руб.
EB004	<input type="checkbox"/>	Электрорегулировка угла наклона подножек с синхронным подъемом подножек (недоступно при выборе длины голени менее 21 см)	65 800,00 руб.
EB013	<input type="checkbox"/>	Сплошная подножка с держателем в центре	44 300,00 руб.
EB005	<input type="checkbox"/>	Без подножек (недоступно при выборе длины голени)	–

Тип подножек			Цена
EB012	<input type="checkbox"/>	Раздельные подножки с пластиковыми опорами для стоп (максимальная нагрузка коляски до 140 кг; недоступно при выборе подножек с механической или электрорегулировкой угла наклона)	–
EB007	<input type="checkbox"/>	Раздельные подножки с алюминиевыми опорами для стоп	13 000,00 руб.
EB009	<input type="checkbox"/>	Сплошная подножка с алюминиевой опорой для стоп (недоступно при выборе механической или электрорегулировкой угла наклона подножек с отдельным подъемом)	11 300,00 руб.

Аксессуары для подножек			Цена
EB010	<input type="checkbox"/>	Мягкие опоры для колен (для подножек с механической или электрорегулировкой угла наклона, пара)	10 400,00 руб.

Тип аккумуляторов			Цена
EU035	<input type="checkbox"/>	Gel 39 Ач (С5)	– 13 250,00 руб.
EU036	<input type="checkbox"/>	AGM 56 Ач (С5) / 62 Ач (С20)	– 28 650,00 руб.
EU032	<input type="checkbox"/>	Gel 63 Ач (С5) / 74 Ач (С20) (доступно только в комбинации с шасси 2-го размера)	–
EU033	<input type="checkbox"/>	AGM 63 Ач (С5) / 75 Ач (С20) (доступно только в комбинации с шасси 2-го размера)	– 22 800,00 руб.
EU034	<input type="checkbox"/>	AGM 75 Ач (С5) / 85 Ач (С20) (доступно только в комбинации с шасси 2-го размера)	8 200,00 руб.

Зарядное устройство			Цена
EU040	<input type="checkbox"/>	Без зарядного устройства	– 19 050,00 руб.
EU041	<input type="checkbox"/>	Зарядное устройство 8 А, без вентилятора (только для аккумуляторных батарей 53 Ач (С5))	– 5 850,00 руб.
EU044	<input type="checkbox"/>	Зарядное устройство 10 А, без вентилятора (IP54) (подходит для аккумуляторов емкостью 53 Ач и 63 Ач)	– 4 350,00 руб.
EU042	<input type="checkbox"/>	Зарядное устройство 12 А включая разъем для подключения зарядного устройства для телефона (установка справа, подходит для аккумуляторов емкостью 63 Ач и 75 Ач)	–

Дополнительные опции для зарядного устройства			Цена
EU043	<input type="checkbox"/>	Разъем для зарядки с магнитным механизмом (установка справа; только в комбинации с EU040; рекомендуется с установленным зарядным устройством 12А)	9 000,00 руб.

Опции для поворотных колес			Цена
EF001	<input type="checkbox"/>	Амортизаторы	2 800,00 руб.
EF002	<input type="checkbox"/>	Без амортизаторов	–

Поворотные колеса			Цена
EF005	<input type="checkbox"/>	9" пневматические (недоступно при выборе центрального привода)	–
EF006	<input type="checkbox"/>	9" литые (недоступно при выборе центрального привода)	1 700,00 руб.
EF007	<input type="checkbox"/>	10" пневматические (недоступно при выборе центрального привода)	–
EF008	<input type="checkbox"/>	10" литые (недоступно при выборе центрального привода)	3 200,00 руб.

Приводные колеса			Цена
EG001	<input type="checkbox"/>	14" пневматические, входит в стандартную комплектацию	—
EG002	<input type="checkbox"/>	14" литые	2 300,00 руб.

Цвет покрышек			Цена
EG011	<input type="checkbox"/>	Серый	—
EG012	<input type="checkbox"/>	Черный	—

Протектор			Цена
EG013	<input type="checkbox"/>	Неглубокий протектор (серые покрышки)	—
EG014	<input type="checkbox"/>	Глубокий протектор (недоступно при выборе центрального привода), входит в стандартную комплектацию	—
EG015	<input type="checkbox"/>	Покрышки передних колес с неглубоким протектором, задних колес с глубоким (недоступно при выборе переднего или заднего привода в комбинации с черным цветом покрышек)	—

Цвет рамы			Цена
002	<input type="checkbox"/>	Антрацит металлик (Anthracite metallic)	850,00 руб.
003	<input type="checkbox"/>	Черный (Jet black RAL 9005)	—
004	<input type="checkbox"/>	Серо-голубой (Ice blue)	1 700,00 руб.
005	<input type="checkbox"/>	Оранжевый перламутровый (Sparkle light orange)	3 200,00 руб.
009	<input type="checkbox"/>	Малиновый перламутровый (Vinho sparkle)	3 200,00 руб.
012	<input type="checkbox"/>	Голубой металлик (Sky blue)	3 200,00 руб.
013	<input type="checkbox"/>	Черный матовый (Jet black RAL 9005 matte)	—
014	<input type="checkbox"/>	Красный перламутровый (Candy red)	3 200,00 руб.
016	<input type="checkbox"/>	Серебристый металлик (Silver metallic)	850,00 руб.
017	<input type="checkbox"/>	Желтый (Traffic yellow RAL 1023)	850,00 руб.
018	<input type="checkbox"/>	Красный (Signal red RAL 3001)	850,00 руб.
021	<input type="checkbox"/>	Зеленое яблоко, мерцающий (Sparkle granny-smith)	3 200,00 руб.
022	<input type="checkbox"/>	Белый кремовый (Cream RAL 9001)	850,00 руб.
023	<input type="checkbox"/>	Белый (Traffic white RAL 9016)	—
027	<input type="checkbox"/>	Серый матовый (Shimano matte)	3 200,00 руб.
037	<input type="checkbox"/>	Розовый (Pink RAL 4010)	850,00 руб.

Аксессуары для шасси			Цена
EA010	<input type="checkbox"/>	Брызговики на приводные колеса (включая центральный привод; недоступны в комбинации с задним приводом, сиденьем VAS и высотой сиденья 43 см)	4 500,00 руб.
EA011	<input type="checkbox"/>	Брызговики на поворотные колеса	1 700,00 руб.
ES001	<input type="checkbox"/>	Знак аварийной остановки (треугольник)	6 000,00 руб.

Опции для поворотных колес			Цена
EF020	<input type="checkbox"/>	Механическая блокировка поворота передних колес (доступно только при выборе брызговиков на приводные и поворотные колеса)	24 400,00 руб.

Аксессуары для шасси			Цена
EF021	<input type="checkbox"/>	Устройство для преодоления бордюров (только для кресел-колясок с задним приводом; недоступно при выборе подножки с креплением в центре)	20 300,00 руб.
ES002	<input type="checkbox"/>	Набор для транспортировки (невозможно установить в комбинации с ED036; максимальная нагрузка 140 кг; недоступно при выборе спинки Вахх)	9 700,00 руб.
ES013	<input type="checkbox"/>	Стыковочное крепление для Dahl docking system в автомобиле (максимальная нагрузка 140 кг; недоступно при выборе спинки Вахх; недоступно при выборе устройства для преодоления бордюров; совместимо только с шасси размер 2)	5 300,00 руб.

Аксессуары			Цена
ES003	<input type="checkbox"/>	Кармашек для мобильного телефона	2 700,00 руб.
ES004	<input type="checkbox"/>	Багажная полка	9 000,00 руб.
ES005	<input type="checkbox"/>	Тростедержатель	6 000,00 руб.
ES006	<input type="checkbox"/>	Зеркало заднего вида (устанавливается на противоположную сторону от пульта или механизма отведения пульта в центре стола или модуля управления TEN° в центре стола)	9 000,00 руб.
ES007	<input type="checkbox"/>	Набор инструментов	3 200,00 руб.
	<input type="checkbox"/>	Внешний источник питания, встроенный с правой стороны	—
	<input type="checkbox"/>	Внешний источник питания, встроенный с левой стороны	—
ES010	<input type="checkbox"/>	Держатель для напитков	1 700,00 руб.
ES011	<input type="checkbox"/>	Насос	12 700,00 руб.
ET001	<input type="checkbox"/>	Клаксон	24 500,00 руб.
ES012	<input type="checkbox"/>	Столик (отводящийся в противоположную сторону от пульта; недоступно в комбинации с ES006)	26 700,00 руб.

Разъемы для внешних источников питания, установка справа (располагается спереди справа, рядом с предохранителем)			Цена
ET002	<input type="checkbox"/>	12 V	14 800,00 руб.
ET003	<input type="checkbox"/>	24 V	5 300,00 руб.
ET004	<input type="checkbox"/>	USB	6 000,00 руб.

Разъемы для внешних источников питания, установка слева (располагается спереди слева, рядом с предохранителем)			Цена
ET005	<input type="checkbox"/>	12 V (недоступно в случае, если выбраны разъемы для внешних источников питания с правой стороны 12 V или 24 V)	14 800,00 руб.
ET006	<input type="checkbox"/>	24 V	5 300,00 руб.
ET007	<input type="checkbox"/>	USB	6 000,00 руб.

Освещение			Цена
ES020	<input type="checkbox"/>	Освещение для пешеходных дорожек (установка возможна с пультом без функции управления электроосвещением, установка справа)	11 200,00 руб.
ES021	<input type="checkbox"/>	Электроосвещение (в соответствии с международными стандартами (StVZO))	33 700,00 руб.

Система управления			Цена
EU050	<input type="checkbox"/>	VR2 (90 A), без электрорегулировок и электроосвещения (рекомендуемый предел максимальной нагрузки не более 120 кг)	— 7 350,00 руб.
EU051	<input type="checkbox"/>	VR2 (90 A), возможна установка до 2-х электроопций и электроосвещение (рекомендуемый предел максимальной нагрузки не более 120 кг)	—
EU061	<input type="checkbox"/>	VR2 (90 A), встроенный в стол, с ручным механизмом закрытия	53 200,00 руб.
EU053	<input type="checkbox"/>	TEN° (120 A) (обязателен при выборе скорости 14 км/ч, рекомендуемый предел максимальной нагрузки не более 150 кг)	69 300,00 руб.

Пульт управления TEN° (доступно только в комбинации с TEN°)			Цена
EU065	<input type="checkbox"/>	Стандартный, цвет корпуса пульта shimano matte	—
EU066	<input type="checkbox"/>	Выбор цвета корпуса пульта в цвет рамы	3 200,00 руб.

Цвет корпуса пульта TEN° (доступно только в комбинации с TEN°)			Цена
EU002	<input type="checkbox"/>	Антрацит металл (Anthracite metallic)	—
EU003	<input type="checkbox"/>	Черный (Jet black RAL 9005)	—
EU004	<input type="checkbox"/>	Серо-голубой (Ice blue)	—
EU005	<input type="checkbox"/>	Оранжевый перламутровый (Sparkle light orange)	—
EU009	<input type="checkbox"/>	Малиновый перламутровый (Vinho sparkle)	—
EU012	<input type="checkbox"/>	Голубой металл (Sky blue)	—

EU013	<input type="checkbox"/>	Черный матовый (Jet black RAL 9005 matte)	—
EU014	<input type="checkbox"/>	Красный перламутровый (Candy red)	—
EU016	<input type="checkbox"/>	Серебристый металлик (Silver metallic)	—
EU017	<input type="checkbox"/>	Желтый (Traffic yellow RAL 1023)	—
EU018	<input type="checkbox"/>	Красный (Signal red RAL 3001)	—
EU021	<input type="checkbox"/>	Зеленое яблоко, мерцающий (Sparkle granny-smith)	—
EU022	<input type="checkbox"/>	Белый кремовый (Cream RAL 9001)	—
EU023	<input type="checkbox"/>	Белый (Traffic white RAL 9016)	—
EU029	<input type="checkbox"/>	Розовый (Pink RAL 4010)	—

Держатели пульта			Цена
EU070	<input type="checkbox"/>	Стандартный держатель пульта (доступно только при выборе VR2)	—
EU071	<input type="checkbox"/>	Держатель пульта с параллельным отведением, регулировка по высоте 2 см	4 500,00 руб.
EU072	<input type="checkbox"/>	Держатель пульта с параллельным отведением, регулировка по высоте 9,5 см	4 500,00 руб.

TEN°, встроенный в стол с электрическим механизмом закрытия			Цена
EU116	<input type="checkbox"/>	Джойстик, сила нажатия 250 г	118 200,00 руб.
EU117	<input type="checkbox"/>	Джойстик, сила нажатия 120 г	194 400,00 руб.

Сторона установки пульта управления, включая пульт TEN°, встроенный в стол (для систем управления VR2 или TEN°, встроенного в стол)		
<input type="checkbox"/>		Справа
<input type="checkbox"/>		Слева

Дополнительные кнопки (подключаются к модулю TEN°; только в комбинации с модулем TEN°)			Цена
EU067	<input type="checkbox"/>	2 кнопки Piko, диаметр 5 см (красная/черная)	18 700,00 руб.
EU068	<input type="checkbox"/>	2 кнопки Piko, диаметр 3 см (красная/черная)	18 700,00 руб.
EU097	<input type="checkbox"/>	Модуль с кнопками (для управления электрорегулировками, устанавливается с противоположной стороны от пульта управления)	65 800,00 руб.
EU098	<input type="checkbox"/>	Модуль с кнопками (для управления электрорегулировками), включая 1 кнопку Piko (диаметр 5 см) (для системы TEN°, кнопка Piko красная для управления функцией вкл./выкл.)	73 500,00 руб.
EU099	<input type="checkbox"/>	Модуль с кнопками (для управления электрорегулировками), включая 1 кнопку Piko (диаметр 3 см) (для системы TEN°, кнопка Piko красная для управления функцией вкл./выкл.)	73 500,00 руб.

Аксессуары для монтажа модуля TEN° в стол			Цена
ES014	<input type="checkbox"/>	Стол с креплением модуля TEN° в центре	46 500,00 руб.
ES015	<input type="checkbox"/>	Стол (без выреза под пульт управления) с креплением, включая шаблон для монтажа пульта управления TEN° (для индивидуального подбора расположения пульта в соответствии с двигательными возможностями Пользователя, устанавливают после примерки в Сервисном центре)	40 700,00 руб.
ES016	<input type="checkbox"/>	Только крепление без стола, включая шаблон для монтажа пульта управления TEN° (для индивидуального подбора расположения пульта в соответствии с двигательными возможностями Пользователя, устанавливают после примерки в Сервисном центре)	25 200,00 руб.
ES017	<input type="checkbox"/>	Шаблон для монтажа пульта управления TEN° (для индивидуального подбора расположения пульта в соответствии с двигательными возможностями Пользователя, устанавливают после примерки в Сервисном центре)	4 500,00 руб.

Насадки на джойстик			Цена
EU080	<input type="checkbox"/>	Поддержка кисти с боковыми ограничителями при тетраплегии (регулируется по ширине 70...90 мм)	7 400,00 руб.
EU081	<input type="checkbox"/>	Специальный джойстик Stick S80 (удлиненная ручка управления, 80 мм) (недоступно совместно с пультом VR2, с управлением, встроенным в стол с механическим или электро закрытия)	5 300,00 руб.

EU082	<input type="checkbox"/>	Мягкий шарик, большой (черный) (недоступно совместно с пультом VR2, с управлением, встроенным в стол с механическим или электро закрытия)	9 000,00 руб.
EU083	<input type="checkbox"/>	Шарик, маленький (диаметр 43 мм) (недоступно совместно с пультом VR2, с управлением, встроенным в стол с механическим или электро закрытия)	6 000,00 руб.
EU084	<input type="checkbox"/>	Шарик, большой (диаметр 48 мм) (недоступно совместно с пультом VR2, с управлением, встроенным в стол с механическим или электро закрытия)	6 000,00 руб.
EU085	<input type="checkbox"/>	Мягкий шарик, цветной (диаметр 30 мм, 4 шт. в наборе) (недоступно совместно с пультом VR2, с управлением, встроенным в стол с механическим или электро закрытия)	3 200,00 руб.

Дополнительные модули для системы управления TEN° (доступны только в комбинации с модулем TEN°)			Цена
EU054	<input type="checkbox"/>	Модуль Omni LCD-дисплей (обязателен при выборе специальных систем управления)	99 300,00 руб.
EU055	<input type="checkbox"/>	Модуль входа/выхода программируемого контроллера	54 500,00 руб.

Держатель для модуля Omni (доступно только в комбинации с модулем Omni)			Цена
EU073	<input type="checkbox"/>	Стандартный (установка напротив пульта управления, недоступно в сочетании с ES012)	5 300,00 руб.
EU074	<input type="checkbox"/>	Gooseneck (установка напротив пульта управления, недоступно в сочетании с ES012)	14 800,00 руб.
EU075	<input type="checkbox"/>	Gooseneck, монтируемый в стол	11 900,00 руб.

Системы специального управления с LCD-дисплеем (доступно только в комбинации с LCD-дисплеем)			Цена
EU100	<input type="checkbox"/>	to-Vis микро-джойстик (сила нажатия 10 г)	197 200,00 руб.
EU101	<input type="checkbox"/>	to-Vis мульти-джойстик (сила нажатия 50 г)	180 200,00 руб.
EU102	<input type="checkbox"/>	to-Vis универсальный джойстик, легкий (сила нажатия 120 г)	149 300,00 руб.
EU104	<input type="checkbox"/>	Управление кнопками (через адаптер, 4 выхода для подключения кнопок + управление функцией вкл./выкл. + выход в меню кресла-коляски)	34 900,00 руб.

Количество кнопок для осуществления управления креслом-коляской кнопками (доступно только при выборе управления кнопками)		
<input type="checkbox"/>		1 кнопка
<input type="checkbox"/>		3 кнопки
<input type="checkbox"/>		4 кнопки

Кнопка 1 для управления кнопками (количество кнопок = 1, 3, 4; только при выборе управления кнопками с количеством кнопок = 1, 3, 4)			Цена
EU086	<input type="checkbox"/>	Кнопка Piko, диаметр 5 см, красная	9 700,00 руб.
EU087	<input type="checkbox"/>	Кнопка Piko, диаметр 5 см, желтая	9 700,00 руб.
EU088	<input type="checkbox"/>	Кнопка Piko, диаметр 5 см, черная	9 700,00 руб.
EU089	<input type="checkbox"/>	Кнопка Piko, диаметр 5 см, серебристая	9 700,00 руб.
EU090	<input type="checkbox"/>	Кнопка Piko, диаметр 3 см, черная	9 700,00 руб.
EU091	<input type="checkbox"/>	Кнопка Piko, диаметр 3 см, черная	9 700,00 руб.
EU092	<input type="checkbox"/>	Кнопка Piko, диаметр 3 см, черная	9 700,00 руб.
EU093	<input type="checkbox"/>	Кнопка Piko, диаметр 3 см, серебристая	9 700,00 руб.

Кнопка 2 для управления кнопками (количество кнопок = 3, 4; только при выборе управления кнопками с количеством кнопок = 3, 4)			Цена
EU186	<input type="checkbox"/>	Кнопка Piko, диаметр 5 см, красная	9 700,00 руб.
EU187	<input type="checkbox"/>	Кнопка Piko, диаметр 5 см, желтая	9 700,00 руб.
EU188	<input type="checkbox"/>	Кнопка Piko, диаметр 5 см, черная	9 700,00 руб.
EU189	<input type="checkbox"/>	Кнопка Piko, диаметр 5 см, серебристая	9 700,00 руб.
EU190	<input type="checkbox"/>	Кнопка Piko, диаметр 3 см, черная	9 700,00 руб.
EU191	<input type="checkbox"/>	Кнопка Piko, диаметр 3 см, черная	9 700,00 руб.
EU192	<input type="checkbox"/>	Кнопка Piko, диаметр 3 см, черная	9 700,00 руб.
EU193	<input type="checkbox"/>	Кнопка Piko, диаметр 3 см, серебристая	9 700,00 руб.

Кнопка 3 для управления кнопками (количество кнопок = 3, 4; только при выборе управления кнопками с количеством кнопок = 3, 4)			Цена
EU286	<input type="checkbox"/>	Кнопка Piko, диаметр 5 см, красная	9 700,00 руб.
EU287	<input type="checkbox"/>	Кнопка Piko, диаметр 5 см, желтая	9 700,00 руб.
EU288	<input type="checkbox"/>	Кнопка Piko, диаметр 5 см, черная	9 700,00 руб.
EU289	<input type="checkbox"/>	Кнопка Piko, диаметр 5 см, серебристая	9 700,00 руб.
EU290	<input type="checkbox"/>	Кнопка Piko, диаметр 3 см, черная	9 700,00 руб.
EU291	<input type="checkbox"/>	Кнопка Piko, диаметр 3 см, черная	9 700,00 руб.
EU292	<input type="checkbox"/>	Кнопка Piko, диаметр 3 см, черная	9 700,00 руб.
EU293	<input type="checkbox"/>	Кнопка Piko, диаметр 3 см, серебристая	9 700,00 руб.

Кнопка 4 для управления кнопками (количество кнопок = 4; только при выборе управления кнопками с количеством кнопок = 4)			Цена
EU386	<input type="checkbox"/>	Кнопка Piko, диаметр 5 см, красная	9 700,00 руб.
EU387	<input type="checkbox"/>	Кнопка Piko, диаметр 5 см, желтая	9 700,00 руб.
EU388	<input type="checkbox"/>	Кнопка Piko, диаметр 5 см, черная	9 700,00 руб.
EU389	<input type="checkbox"/>	Кнопка Piko, диаметр 5 см, серебристая	9 700,00 руб.
EU390	<input type="checkbox"/>	Кнопка Piko, диаметр 3 см, черная	9 700,00 руб.
EU391	<input type="checkbox"/>	Кнопка Piko, диаметр 3 см, черная	9 700,00 руб.
EU392	<input type="checkbox"/>	Кнопка Piko, диаметр 3 см, черная	9 700,00 руб.
EU393	<input type="checkbox"/>	Кнопка Piko, диаметр 3 см, серебристая	9 700,00 руб.

Специальные элементы управления (прямое подключение к системе колес; доступно только в комбинации с модулем управления TEN°; недоступно в комбинации с модулем Omni)			Цена
EU105	<input type="checkbox"/>	mo-Vis микро-джойстик (сила нажатия 10 г)	204 500,00 руб.
EU106	<input type="checkbox"/>	mo-Vis мульти-джойстик (сила нажатия 50 г)	192 700,00 руб.
EU107	<input type="checkbox"/>	mo-Vis универсальный джойстик, легкий (сила нажатия 120 г)	161 400,00 руб.
EU108	<input type="checkbox"/>	mo-Vis универсальный джойстик (сила нажатия 250 г)	112 500,00 руб.
EU109	<input type="checkbox"/>	mo-Vis универсальный джойстик, с утяжелением (сила нажатия 650 г)	201 300,00 руб.

Держатель для джойстика mo-Vis			Цена
EU076	<input type="checkbox"/>	Держатель с электроотведением в левую сторону за спинку сиденья (для управления подбородком, дыханием, кнопками)	130 900,00 руб.
EU077	<input type="checkbox"/>	Держатель с электроотведением в правую сторону за спинку сиденья (для управления подбородком, дыханием, кнопками)	130 900,00 руб.
EU078	<input type="checkbox"/>	Держатель для управления, встроенного в стол (должен быть установлен под пользователя)	28 900,00 руб.
EU110	<input type="checkbox"/>	Держатель с установкой 1 кнопки управления (для кнопки вкл./выкл., устанавливается со стороны пульта управления)	16 500,00 руб.
EU111	<input type="checkbox"/>	Держатель с установкой 2 кнопок управления (для кнопки вкл./выкл. и кнопки выхода в меню, устанавливается со стороны пульта управления)	22 200,00 руб.
EU112	<input type="checkbox"/>	Держатель с установкой 1 кнопки piko (диаметр 3 см красная для функции вкл./выкл., устанавливается со стороны пульта управления)	16 400,00 руб.
EU113	<input type="checkbox"/>	Держатель с установкой 2 кнопок piko (диаметр 3 см красная/черная, для функции вкл./выкл. и выхода в меню, устанавливается со стороны пульта управления)	25 200,00 руб.

Дополнительный модуль TEN° для подключения электрорегулировок			Цена
EU056	<input type="checkbox"/>	Дополнительный модуль (установка требуется при выборе электроосвещения и/или электрорегулировок и модуля управления TEN° (120 А))	30 900,00 руб.

Дополнительные аксессуары для управления креслом-коляской			Цена
EU057	<input type="checkbox"/>	Пульт управления для сопровождающего лица	48 400,00 руб.
EU094	<input type="checkbox"/>	Модуль Easywave для управления окружающей средой (доступно только в комбинации с модулем входа/выхода)	17 800,00 руб.

Сторона установки пульта для сопровождающего лица (доступно только при выборе пульта управления для сопровождающего лица)		
<input type="checkbox"/>	Справа	
<input type="checkbox"/>	Слева	
Стабилизатор хода		Цена
EF022	<input type="checkbox"/> Механический (доступен только в комбинации с брызговиками на поворотные колеса, недоступен в комбинации с передним приводом и скоростью более 7 км/ч, недоступен с центральным приводом)	11 200,00 руб.
EF023	<input type="checkbox"/> Электрический (гуго-модуль, включая передний привод и 10 км/ч; недоступен в комбинации с передним приводом и модулем VR2; в зависимости от местности, запас хода может сократиться при использовании guro)	28 700,00 руб.
Электродвигатели		Цена
ET010	<input type="checkbox"/> Стандартные (макс. нагрузка до 140 кг; установка возможна только в случае, если общий вес кресла-коляски с пользователем не превышает 260 кг; недоступны в комбинации с модулем управления TEN° (120A))	–
ET011	<input type="checkbox"/> Электродвигатели High performance (выбор опции рекомендуется для Пользователей весом более 100 кг; скорости 14 км/ч; (общая ширина коляски размер 1 до 62 см; только в комбинации с модулем управления TEN°)	32 400,00 руб.
Скорость		Цена
ET012	<input type="checkbox"/> 6 км/ч	–
ET013	<input type="checkbox"/> 7,2 км/ч	–
ET014	<input type="checkbox"/> 10 км/ч (недоступно в комбинации с передним приводом и модулем VR2), входит в стандартную комплектацию	–
ET015	<input type="checkbox"/> 14 км/ч (только в комбинации с задним приводом и модулем TEN° (120A), опция недоступна при выборе электрорегулировок)	6 800,00 руб.

Информация



EC001–EC004 Стандартное сиденье



EC005 Сиденье VAS в комплекте с EC021/ED035



EC006 Сиденье Recaro n-Joy



ED030 Спинка Recaro LX



ED031 Спинка Recaro LT



EC008 Сиденье F



EC009 Сиденье X



EC010 Сиденье W



EC014 Terra



EC015 Terra Aquos



EC016 Terra Flair



EC018 Cloud



EC020/ED034 Сиденье с невыраженными контурами



EC021/ED035 Сиденье с выраженными контурами



EC022/ED037 Тканевая обшивка



EC023/ED038 Обшивка из экокожи



EC024 Непромокаемый чехол на сиденье



ED036 Спинка Вахх



EC025 Электрорегулировка угла наклона сиденья 45°



EC026 Электрорегулировка высоты сиденья 35 см

Информация



EL006 Полиуретановый подголовник



EL011/EL012 Мягкий подголовник с тканевым чехлом



EL013/EL014 Поддержка для шейного отдела



EL015/EL016 X-образный подголовник



EP002 Тазовый ремень с металлической пряжкой



EP003 Тазовый ремень с пластиковой пряжкой



EP005–EP007 Динамический фиксатор грудного отдела



EP008–EP010 Фиксатор грудного отдела «Майка» S/M/L



EP011–EP013 Фиксатор грудного отдела «Майка» S/M/L



EP014–EP017 H-образный фиксатор грудного отдела



EE024 Откидывающиеся подлокотники



EB003 Электрорегулировка угла наклона подножек



EB007 Раздельные подножки с алюминиевыми опорами для стоп



EF001 Амортизаторы поворотных колес



EF021 Устройство для преодоления бордюров



ES004 Багажная полка



ES010 Подстаканник



ET002/005 12 V



ET004/007 USB



ES020/021 Электроосвещение

Информация



EU050/EU051 VR2



EU053 TEN°



EU111 mo-Vis джойстик,
включая 2 кнопки управления



EU057 Пульт управления
для сопровождающего лица

Информационные таблицы для определения возможных вариантов размера сидений и подушек

Глубина сиденья

Сиденье	Глубина сиденья (ГС) [см]												
	34	36	38	40	42	44	46	48	50	52	54	56	58
Стандартное сиденье Junior	X	X	X	X									
Стандартное сиденье, малое			X	X	X	X	X						
Стандартное сиденье, большое					X	X	X	X	X				
Стандартное сиденье, XL					X	X	X	X	X				
Сиденье VAS			X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Сиденье Recaro n-Joy Plus			X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X

X = доступный вариант размера сиденья

Ширина сиденья

Сиденье кресла-коляски	Ширина сиденья (ШС) [см]												
	34	36	38	40	42	44	46	48	50	52	54	56	
Стандартное сиденье Junior	X	X	X	X									
Стандартное сиденье, малое			X	X	X								
Стандартное сиденье, большое						X	X	X					
Стандартное сиденье, XL									X	X	X	X	
Сиденье VAS			X	X	X	X	X	X	X	X	X		

X = доступный вариант размера сиденья

Противопролежневые подушки Terra, Terra Aquos													
ГС [см]	Ширина сиденья [см]												
	34	36	38	40	42	44	46	48	50	52	54	56	
34		X											
36		X											
38		X	X	X	X	X	X	X	X	X			
40				X	X	X	X						
42				X	X	X	X						
44				X	X	X	X	X	X	X			
46				X	X	X	X	X	X	X			
48				X	X	X	X	X	X	X			
50													
52													
54													
56													
58													

X = доступный вариант размера подушки

Противопролежневая подушка Terra Flair												
ГС [см]	Ширина сиденья [см]											
	34	36	38	40	42	44	46	48	50	52	54	56
34												
36												
38			X	X	X	X	X	X	X	X		
40				X	X	X	X					
42				X	X	X	X					
44				X	X	X	X	X	X	X		
46				X	X	X	X	X	X	X		
48				X	X	X	X	X	X	X		
50												
52												
54												
56												
58												

X = доступный вариант размера подушки

X = доступный вариант размера подушки

X = доступный вариант размера подушки

Противопролежневая подушка Cloud												
ГС [см]	Ширина сиденья [см]											
	34	36	38	40	42	44	46	48	50	52	54	56
34	X	X										
36	X	X	X									
38	X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X
40	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
42			X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
44				X	X	X	X	X	X	X	X	X
46				X	X		X	X	X	X	X	X
48				X	X		X	X	X	X	X	X
50							X			X	X	X
52							X			X	X	X
54												
56												
58												

X = доступный вариант размера подушки