

Juvo B5

Кресло-коляска с электроприводом



Стоимость в базовой комплектации 512 300 руб. Цена действительна до 31.10.2024 г.	Номер заказа: _____
---	----------------------------

Код ТСП согласно ИПРА <input type="checkbox"/> 7-04-01 <input type="checkbox"/> 7-04-02

ФИО _____ _____ Контактный телефон _____ Электронная почта _____

Адрес доставки, паспортные данные для транспортной компании

Дополнительные аксессуары

Ответственный	Имя, дата, подпись
---------------	--------------------

Стандартная комплектация

- **Задний привод**
- Ширина колесной базы 64 см (опционально 60 см)
- Стандартное сиденье малое/большое
- Стандартная подушка на сиденье 5 см
- Адаптивная обшивка спинки
- Ручная регулировка угла наклона спинки 0°/10°/20°/30°
- Поясной ремень
- Телескопические подлокотники, регулируемые по высоте, быстро-съемные
- Раздельные подножки с пластиковыми опорами для стоп
- Гелевые батареи 63 Ач
- USB вход
- Система управления VR2
- Стандартный держатель пульта управления
- Зарядное устройство
- 10 км/ч
- Амортизаторы приводных колес
- Пневматические покрышки
- Передние колеса 10 дюймов
- Приводные колеса 14 дюймов
- Набор инструментов

Максимальный вес пользователя: до 140 кг
(в стандартной комплектации)

Артикул: 490E75=0_AU01_C

Общая информация (Обязательно для заполнения)

Пол _____ Возраст _____

Диагноз _____ Способ оплаты _____

Антропометрические данные*

Рост (см) _____

Вес (кг) _____

1 Глубина сиденья _____

2 Глубина туловища _____

3 Высота подлокотников _____

4 Расстояние до подмышечной впадины _____

5 Расстояние до плеча _____


6 Расстояние до головы _____

7 Длина предплечья (до середины кисти) _____

8 Ширина туловища _____

9 Длина голени _____

10 Ширина сиденья _____



* Данная информация поможет подобрать оптимальные размеры кресла-коляски для пользователя, а также будет использована при разработке новых изделий. Компания ОТТО БОКК гарантирует конфиденциальность информации и ее использование внутри компании.

Максимальная нагрузка (Пользователь + личные вещи, информация уточняется для определения степени жесткости амортизаторов)			
<input type="checkbox"/>	70 кг	<input type="checkbox"/>	125 кг
<input type="checkbox"/>	75 кг	<input type="checkbox"/>	140 кг
<input type="checkbox"/>	100 кг	<input type="checkbox"/>	150 кг
<input type="checkbox"/>	113 кг	<input type="checkbox"/>	160 кг

Выбор ширины колесной базы			Цена, руб.
EA007	<input type="checkbox"/>	Размер 1 (общая ширина 60 см; максимальная нагрузка 140 кг)	- 2 300,00
EA008	<input type="checkbox"/>	Размер 2 (общая ширина 64 см; максимальная нагрузка 160 кг)	-

Выбор сиденья			Цена, руб.
EC001	<input type="checkbox"/>	Стандартное сиденье Junior (максимальная нагрузка до 75 кг; только с алюминиевыми опорами для стоп!) (ГС 34 ... 40 см, ШС 34 ... 40 см, ВС 47 см ... 37 см, регулируется шагом 5 см, максимальная нагрузка 50 кг)	4 700,00
EC002	<input type="checkbox"/>	Стандартное сиденье, малое (ГС 38 ... 46 см, ШС 38 ... 42 см), входит в стандартную комплектацию	-
EC003	<input type="checkbox"/>	Стандартное сиденье, большое (ГС 42 ... 50 см, ШС 43 ... 48 см), входит в стандартную комплектацию	-
EC004	<input type="checkbox"/>	Стандартное сиденье, XL (ГС 42 ... 50 см, ШС 50 ... 56 см)	16 300,00
EC005	<input type="checkbox"/>	Сиденье VAS (Vario Adjust Seat) (максимальная нагрузка до 125 кг; при выборе электрорегулировки угла наклона сиденья - до 100 кг)	25 700,00
EC006	<input type="checkbox"/>	Recaro n-Joy* (ручная регулировка угла наклона спинки, толщина подушки 16,5 см, недоступно при выборе электрорегулировки угла наклона спинки) размеры сиденья указаны в конце бланка	158 400,00
EC007	<input type="checkbox"/>	Recaro n-Joy-Plus* (ручная регулировка угла наклона спинки, регулируемая глубина 38 ... 56 см, толщина подушки 14 см, недоступно при выборе электрорегулировки угла наклона спинки) размеры сиденья указаны в конце бланка	326 300,00

Спинки Modular Recaro			Цена, руб.
ED030	<input type="checkbox"/>	LX (ручная регулировка; размеры спинки указаны в конце бланка)	124 700,00
ED031	<input type="checkbox"/>	LT (регулируемые боковые поддержки, ручная регулировка; размеры спинки указаны в конце бланка)	131 500,00

Сиденье Modular Recaro			Цена, руб.
ЕС008	<input type="checkbox"/>	F (невыраженные боковые ограничители, сиденье сплошное без вставки для регулировки глубины, толщина подушки сиденья приблизительно 14 см) размеры сиденья указаны в конце бланка	95 400,00
ЕС009	<input type="checkbox"/>	X (выраженные боковые ограничители, увеличивающая глубину сиденья вставка, толщина подушки сиденья приблизительно 16,5 см) размеры сиденья указаны в конце бланка	105 400,00
ЕС010	<input type="checkbox"/>	W (невыраженные боковые ограничители, увеличивающая глубину сиденья вставка, толщина подушки сиденья приблизительно 14,5 см) размеры сиденья указаны в конце бланка	98 300,00

* Для всех вариантов сиденья Recaro предусмотрены подголовник и кармашек на спинке

Стандартное сиденье, «Junior»	
Глубина сиденья (ГС) в см	<input type="checkbox"/> 34 <input type="checkbox"/> 36 <input type="checkbox"/> 38 <input type="checkbox"/> 40
Ширина сиденья (ШС) в см	<input type="checkbox"/> 34 <input type="checkbox"/> 36 <input type="checkbox"/> 38 <input type="checkbox"/> 40
Высота спинки (ВС)	47 см (регулируется до 42 см или 37 см)

Стандартное сиденье, малое	
Глубина сиденья (ГС) в см	<input type="checkbox"/> 38 <input type="checkbox"/> 40 <input type="checkbox"/> 42 <input type="checkbox"/> 44 <input type="checkbox"/> 46 <input type="checkbox"/> 48
Ширина сиденья (ШС) в см	<input type="checkbox"/> 38 <input type="checkbox"/> 40 <input type="checkbox"/> 42
Высота спинки (ВС)	55 см (регулируется до 50 см или 45 см)

Стандартное сиденье, большое	
Глубина сиденья (ГС) в см	<input type="checkbox"/> 42 <input type="checkbox"/> 44 <input type="checkbox"/> 46 <input type="checkbox"/> 48 <input type="checkbox"/> 50
Ширина сиденья (ШС) в см	<input type="checkbox"/> 44 <input type="checkbox"/> 46 <input type="checkbox"/> 48
Высота спинки (ВС)	55 см (регулируется до 50 см или 45 см)

Стандартное сиденье, XL	
Глубина сиденья (ГС) в см	<input type="checkbox"/> 42 <input type="checkbox"/> 44 <input type="checkbox"/> 46 <input type="checkbox"/> 48 <input type="checkbox"/> 50
Ширина сиденья (ШС) в см	<input type="checkbox"/> 50 <input type="checkbox"/> 52 <input type="checkbox"/> 54 <input type="checkbox"/> 56
Высота спинки (ВС)	55 см (регулируется до 50 см или 45 см)

Сиденье VAS	
Глубина сиденья (ГС) в см	<input type="checkbox"/> 38 <input type="checkbox"/> 40 <input type="checkbox"/> 42 <input type="checkbox"/> 44 <input type="checkbox"/> 48 <input type="checkbox"/> 50 <input type="checkbox"/> 52 <input type="checkbox"/> 54 <input type="checkbox"/> 56 <input type="checkbox"/> 58
Ширина сиденья (ШС) в см	<input type="checkbox"/> 38 <input type="checkbox"/> 40 <input type="checkbox"/> 42 <input type="checkbox"/> 44 <input type="checkbox"/> 48 <input type="checkbox"/> 50 <input type="checkbox"/> 52 <input type="checkbox"/> 54
Высота спинки (ВС)	53 см (регулируется до 53 см, 51 см или 45 см)

Длина голени (ДГ) см (15 ... 54 см) (без учета подушки)
(установка высоты подножки 50 см и более невозможна при выборе сиденья Recaro)

Аксессуары для сиденья VAS (доступны только в комбинации с сиденьем VAS)			Цена, руб.
ED048	<input type="checkbox"/>	Ручки для сопровождающего лица	5 800,00

Подлокотники			Цена, руб.
EE024	<input type="checkbox"/>	Откидывающиеся (эффективная ширина сиденья +/- 1 см с каждой стороны) стандартное сиденье, малое, ШС 42 см; стандартное сиденье, большое, ШС 48 см; стандартное сиденье, XL, ШС 56 см; VAS плюс 2 см (максимальный вес пользователя 125 кг; недоступны в комбинации со стандартным сиденьем Junior и сиденьем Recaro)	22 100,00

Ложементы подлокотников и грязезащитные боковины могут быть заказаны как отдельные комплектующие в Сервисном центре.

Подушки (выбор подушки доступен только в конфигурации со стандартным сиденьем или сиденьем VAS)			Цена, руб.
ЕС011	<input type="checkbox"/>	Без подушки	—
ЕС012	<input type="checkbox"/>	Стандартная подушка с черной нейлоновой обшивкой, 5 см входит в стандартную комплектацию	—
ЕС034	<input type="checkbox"/>	Подушка Livo	7 000,00
ЕС035	<input type="checkbox"/>	Подушка Evoflair (с воздушным отсеком, трёхслойная)	27 400,00

EC013	<input type="checkbox"/>	Подушка с непромокаемой обшивкой, 5 см (непромокаемый чехол на подушку под чехол)	7 000,00
EC014	<input type="checkbox"/>	Подушка Terra (с анатомическими контурами; максимальная нагрузка до 150 кг, 7 см)	18 400,00
EC015	<input type="checkbox"/>	Подушка Terra Aquos (с анатомическими контурами и гелевой вставкой; максимальная нагрузка до 150 кг, 7 см)	22 100,00
EC016	<input type="checkbox"/>	Подушка Terra Flair (с воздушными ячейками; максимальная нагрузка до 150 кг, 7 см)	52 200,00
EC018	<input type="checkbox"/>	Подушка Cloud (гелевая; максимальная нагрузка до 250 кг; 11 см)	58 300,00
EC020	<input type="checkbox"/>	Подушка контурного сиденья с невыраженными контурами (7 см)	26 700,00
EC021	<input type="checkbox"/>	Подушка контурного сиденья с выраженными контурами (9 см)	26 700,00

Для более подробной информации о подушках обратитесь пожалуйста к специалисту.

Обшивка подушки контурного сиденья (только при выборе EC020 или EC021)			Цена, руб.
EC022	<input type="checkbox"/>	Тканевая обшивка	—
EC023	<input type="checkbox"/>	Обшивка из синтетической кожи	—
EC024	<input type="checkbox"/>	Тканевая обшивка с непромокаемым чехлом (может быть заказана в комбинации с опцией EC 25)	—

Выбор типа спинки (доступно только в комбинации со стандартным сиденьем или сиденьем VAS)			Цена, руб.
ED032	<input type="checkbox"/>	Без обшивки	—
ED033	<input type="checkbox"/>	Адаптивная спинка входит в стандартную комплектацию	—
ED034	<input type="checkbox"/>	Контурная спинка с невыраженными контурами (для стандартного сиденья и сиденья VAS; уменьшает глубину сиденья на 2 см)	34 700,00
ED035	<input type="checkbox"/>	Контурная спинка с выраженными контурами (для стандартного сиденья и сиденья VAS; уменьшает глубину сиденья на 2 см)	34 700,00
ED050	<input type="checkbox"/>	Контурная спинка с невыраженными контурами (только в комбинации с сиденьем VAS и шириной сиденья 40 см, 44 см, 50 см, 54 см; установка на адаптивную спинку; уменьшает глубину сиденья на 2 см)	37 700,00
ED051	<input type="checkbox"/>	Контурная спинка с выраженными контурами (только в комбинации с сиденьем VAS и шириной сиденья 40 см, 44 см, 50 см, 54 см; установка на адаптивную спинку; уменьшает глубину сиденья на 2 см)	37 700,00
ED036	<input type="checkbox"/>	Спинка Вахх flat top (только в комбинации с сиденьем VAS; недоступно с шириной сиденья 54 см; максимальный вес пользователя до 113 кг, крепления 4-point- PRO, уменьшает глубину сиденья на 2 см, ширина сиденья = выбранная ширина сиденья коляски)	82 800,00

Тип обшивки контурной спинки (только при выборе ED034, ED035, ED050 or ED051)			Цена, руб.
ED037	<input type="checkbox"/>	Тканевая обшивка	—
ED038	<input type="checkbox"/>	Обшивка из экокожи	—

Аксессуары для спинки контурного сиденья (установка возможна только при выборе ED034, ED035, ED050 или ED051)			Цена, руб.
ED039	<input type="checkbox"/>	Жесткие алюминиевые боковые вкладки (только в комбинации с ED035 или ED051)	4 700,00
ED040	<input type="checkbox"/>	Поясничный валик	4 700,00

Высота спинки Вахх (доступно только в комбинации со спинкой Вахх aluminium flat top)			Цена, руб.
ED041	<input type="checkbox"/>	Высокая (46 см)	—
ED042	<input type="checkbox"/>	Экстра высокая (51 см)	—

Контур спинки Вахх (доступно только в комбинации со спинкой Вахх aluminium flat top)			Цена, руб.
ED043	<input type="checkbox"/>	Активный (64)	—
ED044	<input type="checkbox"/>	Глубокий (100)	—
ED045	<input type="checkbox"/>	Экстра глубокий (150)	—

Цвет каркаса спинки Вахх (доступно только в комбинации со спинкой Вахх aluminium flat top)		Цена, руб.	
ED002	<input type="checkbox"/>	Антрацит металлик (Anthracite metallic)	3 500,00
ED003	<input type="checkbox"/>	Черный (Jet black RAL 9005)	3 500,00
ED004	<input type="checkbox"/>	Серо-голубой (Ice blue)	4 400,00
ED005	<input type="checkbox"/>	Оранжевый перламутровый (Sparkle light orange)	6 300,00
ED009	<input type="checkbox"/>	Малиновый перламутровый (Vinho sparkle)	4 900,00
ED012	<input type="checkbox"/>	Голубой металлик (Sky blue)	4 700,00
ED013	<input type="checkbox"/>	Черный матовый (Jet black RAL 9005 matte)	3 500,00
ED014	<input type="checkbox"/>	Красный перламутровый (Candy red)	5 100,00
ED016	<input type="checkbox"/>	Серебристый металлик (Silver metallic)	3 500,00
ED017	<input type="checkbox"/>	Желтый (Traffic yellow RAL 1023)	3 500,00
ED018	<input type="checkbox"/>	Красный (Signal red RAL 3001)	3 500,00
ED021	<input type="checkbox"/>	Зеленое яблоко, мерцающий (Sparkle granny-smith)	6 100,00
ED022	<input type="checkbox"/>	Белый кремовый (Cream RAL 9001)	3 500,00
ED023	<input type="checkbox"/>	Белый (Traffic white RAL 9016)	3 500,00
ED027	<input type="checkbox"/>	Серый матовый (Shimano matte)	3 500,00
ED029	<input type="checkbox"/>	Розовый (Pink RAL 4010)	3 500,00

Фиксированный угол наклона		Цена, руб.
<input type="checkbox"/>	-3° (недоступно при выборе сидений Recaro n-Joy, n-Joy-Plus, или системы modular; передним приводом; центральным приводом; в комбинации с задним приводом и сиденьем VAS)	—
<input type="checkbox"/>	0°	—
<input type="checkbox"/>	3° (недоступно при выборе сидений Recaro n-Joy, n-Joy-Plus, или системы modular)	—
<input type="checkbox"/>	6° (недоступно при выборе сидений Recaro n-Joy, n-Joy-Plus, или системы modular)	—
<input type="checkbox"/>	9° (недоступно при выборе сидений Recaro n-Joy, n-Joy-Plus, или системы modular)	—

Высота сиденья (при наклоне сиденья 0°, без учета подушки, с выставленными в крайнем жестком (наивысшем) положении амортизаторами, без учета пользователя). **Высота сиденья >= ДГ + 3 см**

Recaro: добавляет приблизительно 13 см, рекомендуется выбирать высоту сиденья не более 49 см

Juvo FWD, RWD, MWD Размер 1, 2	высота в см	41	43	45	47	49	51	53	55	57
	в дюймах	16,5	17,5	18	18,5	19,5	20,5	21	22	23
Стандартное сиденье										
Сиденье VAS										
Сиденье Recaro (n-Joy, n-Joy Plus и модульное) + 13–16 см толщина подушки сиденья										
Стандартное сиденье; Регулировка угла наклона сиденья 45°										
Сиденье VAS; Регулировка угла наклона сиденья 45°										
Сиденье Recaro (все); Регулировка угла наклона сиденья 45°										
Стандартное сиденье; Лифт 35 см + Регулировка угла наклона сиденья 45°										
Сиденье VAS; Лифт 35 см + Регулировка угла наклона сиденья 45°										
Сиденье Recaro (все); Лифт 35 см + Регулировка угла наклона сиденья 45°										

Высота сиденья измеряется без нагрузки, от пола до пластины сиденья/верхней части рамы сиденья (для Recaro), при наклоне сиденья 0°, без учета регулировки высоты сиденья и высоты подушки. С учетом нагрузки высота сиденья может быть ниже приблизительно на 1 см.

Электрорегулировки сиденья (доступны только при выборе фиксированного угла наклона 0°)			Цена, руб.
EC025	<input type="checkbox"/>	Электрорегулировка угла наклона сиденья 45° со смещением центра тяжести	89 100,00
EC026	<input type="checkbox"/>	Электрорегулировка высоты сиденья (лифт) 35 см (только в комбинации с пультом TEN)	210 900,00
EC027	<input type="checkbox"/>	Совмещенный модуль электрорегулировки высоты сиденья 35 см с электрорегулировкой угла наклона сиденья 45° со смещением центра тяжести (только в комбинации с пультом TEN; регулировки производятся отдельно независимо друг от друга)	246 800,00
Регулировки угла наклона спинки			Цена, руб.
ED046	<input type="checkbox"/>	Ручная регулировка (стандартное сиденье 0/10/20/30°, -9/1/11/21°; VAS -5/0/10/20/30°); (доступно только в комбинации со стандартным сиденьем или сиденьем VAS, недоступно в комбинации с сиденьем Recaro)	—
ED047	<input type="checkbox"/>	Электрорегулировка (Стандартное сиденье 30°, сиденье VAS от 5° до 30°)	47 100,00
Держатели подголовников (недоступно в комбинации с сиденьем Recaro)			Цена, руб.
EL001	<input type="checkbox"/>	Gooseneck (регулируется по высоте, вылету, углу наклона)	15 100,00
EL002	<input type="checkbox"/>	Multi-axis, с изгибом	13 600,00
EL003	<input type="checkbox"/>	Multi-axis, прямой	13 800,00
EL031	<input type="checkbox"/>	UniLink, multi-axis	23 500,00
Удлинение держателя UniLink			Цена, руб.
EL039	<input type="checkbox"/>	UniLink, 38 мм	7 000,00
EL038	<input type="checkbox"/>	UniLink, 50 мм	7 000,00
EL040	<input type="checkbox"/>	UniLink, 76 мм	7 000,00
Подголовники (доступно только в комбинации с EL001, EL002, EL003, EL005)			Цена, руб.
EL006	<input type="checkbox"/>	Контурный подголовник, малый (полиуретановый)	5 800,00
EL007	<input type="checkbox"/>	Контурный подголовник, большой (полиуретановый)	5 800,00
EL013	<input type="checkbox"/>	Поддержка для головы и шеи, малая	5 800,00
EL014	<input type="checkbox"/>	Поддержка для головы и шеи, большой	5 800,00
EL015	<input type="checkbox"/>	X-образный подголовник, малый	8 200,00
EL016	<input type="checkbox"/>	X-образный подголовник, большой	8 200,00
EL033	<input type="checkbox"/>	Мягкий подголовник Comfort Plus, size S	18 700,00
EL034	<input type="checkbox"/>	Мягкий подголовник Comfort Plus, size M	19 900,00
EL035	<input type="checkbox"/>	Мягкий подголовник Comfort Plus, size L	21 000,00
EL036	<input type="checkbox"/>	Мягкий 3-секционный подголовник Combo (3-pad), size S	33 900,00
EL037	<input type="checkbox"/>	Мягкий 3-секционный подголовник Combo (3-pad), size L	35 100,00
Тазовые ремни			Цена, руб.
EP001	<input type="checkbox"/>	Поясной ремень	—
EP002	<input type="checkbox"/>	2-точечный тазовый ремень с металлической пряжкой	11 300,00
EP003	<input type="checkbox"/>	2-точечный тазовый ремень с пластиковой пряжкой	9 800,00
EP020	<input type="checkbox"/>	Поясной ремень с автоматическим механизмом сворачивания (недоступно при выборе стандартного сиденья «Junior»; недоступно при выборе стандартного сиденья малого с глубиной сиденья меньше 42 см и шириной сиденья 38 см)	19 900,00
Фиксаторы грудного отдела (недоступно в комбинации с сиденьем Recaro)			Цена, руб.
EP005	<input type="checkbox"/>	Динамичный фиксатор грудного отдела, размер S	18 800,00
EP006	<input type="checkbox"/>	Динамичный фиксатор грудного отдела, размер M	18 800,00
EP007	<input type="checkbox"/>	Динамичный фиксатор грудного отдела, размер L	18 800,00
EP008	<input type="checkbox"/>	Фиксатор грудного отдела «Майка», размер S	17 500,00

EP009	<input type="checkbox"/>	Фиксатор грудного отдела «Майка», размер М	17 500,00
EP010	<input type="checkbox"/>	Фиксатор грудного отдела «Майка», размер L	18 800,00
EP011	<input type="checkbox"/>	Фиксатор грудного отдела «Майка» Slimline, размер S	17 500,00
EP012	<input type="checkbox"/>	Фиксатор грудного отдела «Майка» Slimline, размер M	17 500,00
EP013	<input type="checkbox"/>	Фиксатор грудного отдела «Майка» Slimline, размер L	18 800,00
EP014	<input type="checkbox"/>	Плечевой фиксатор, размер S	20 100,00
EP015	<input type="checkbox"/>	Плечевой фиксатор, размер M	20 100,00
EP016	<input type="checkbox"/>	Плечевой фиксатор, размер L	18 700,00

Регулировки подножек			Цена, руб.
EB001	<input type="checkbox"/>	Стандартные подножки входят в стандартную комплектацию	—
EB002	<input type="checkbox"/>	Механическая регулировка угла наклона подножек (только с алюминиевыми опорами для стоп!; максимальная нагрузка коляски до 140 кг; с регулировкой по высоте; недоступно при выборе длины голени менее 21 см)	55 500,00
EB003	<input type="checkbox"/>	Электрорегулировка угла наклона подножек с отдельным подъемом подножек (только с алюминиевыми опорами для стоп!; максимальная нагрузка коляски до 140 кг; недоступно при выборе длины голени менее 21 см)	112 200,00
EB004	<input type="checkbox"/>	Электрорегулировка угла наклона подножек с синхронным подъемом подножек (только с алюминиевыми опорами/опорой для стоп!; недоступно при выборе длины голени менее 21 см)	110 500,00
EB013	<input type="checkbox"/>	Сплошная подножка с держателем в центре	75 600,00
EB005	<input type="checkbox"/>	Без подножек (недоступно при выборе длины голени)	—

Тип подножек			Цена, руб.
EB006	<input type="checkbox"/>	Раздельные подножки с пластиковыми опорами для стоп (максимальная нагрузка коляски до 140 кг; недоступно при выборе подножек с механической или электрорегулировкой угла наклона)	—
EB007	<input type="checkbox"/>	Раздельные подножки с алюминиевыми опорами для стоп	22 100,00
EB009	<input type="checkbox"/>	Сплошная подножка с алюминиевой опорой для стоп (недоступно при выборе механической или электрорегулировкой угла наклона подножек с отдельным подъемом)	19 100,00

Аксессуары для подножек с регулировкой угла наклона в коленном суставе			Цена, руб.
EB010	<input type="checkbox"/>	Мягкие опоры для колен (для подножек с механической или электрорегулировкой угла наклона, пара)	17 600,00

Тип аккумуляторов			Цена, руб.
EU036	<input type="checkbox"/>	AGM 56 Ач (С5) / 62 Ач (С20) (первый показатель – ёмкость аккумуляторов в режиме обычной эксплуатации; второй показатель для технических специалистов)	– 46 200,00
EU500	<input type="checkbox"/>	Gel 63 Ач (С5) / 74 Ач (С20) (первый показатель – ёмкость аккумуляторов в режиме обычной эксплуатации; второй показатель для технических специалистов) (доступно только в комбинации с шасси 2-го размера)	—
EU034	<input type="checkbox"/>	AGM 75 Ач (С5) / 85 Ач (С20) (первый показатель - ёмкость аккумуляторов в режиме обычной эксплуатации; второй показатель для технических специалистов) (доступно только в комбинации с шасси 2-го размера)	13 800,00

Зарядное устройство			Цена, руб.
EU040	<input type="checkbox"/>	Без зарядного устройства	– 30 400,00
EU041	<input type="checkbox"/>	Зарядное устройство 8 А, без вентилятора (только для аккумуляторных батарей 56 Ач (С5))	– 9 400,00
EU044	<input type="checkbox"/>	Зарядное устройство 10 А, без вентилятора (IP54) (подходит для аккумуляторов емкостью 56 Ач и 63 Ач)	– 7 000,00
EU046	<input type="checkbox"/>	Зарядное устройство 10 А, с вентилятором (IP54) (подходит для аккумуляторов емкостью 56 Ач и 63 Ач)	– 6 600,00
EU042	<input type="checkbox"/>	Зарядное устройство 12 А включая разъем с магнитным механизмом (установка справа, подходит для аккумуляторов емкостью 63 Ач и 75 Ач)	—

Дополнительные опции для зарядного устройства			Цена, руб.
EU043	<input type="checkbox"/>	Разъем для зарядки с магнитным механизмом (установка справа; только в комбинации с EU040 – без зарядного устройства)	14 000,00
Опции для поворотных колес			Цена, руб.
EF001	<input type="checkbox"/>	Амортизаторы	4 500,00
EF002	<input type="checkbox"/>	Без амортизаторов	—
Поворотные колеса			Цена, руб.
EF005	<input type="checkbox"/>	9" пневматические	—
EF006	<input type="checkbox"/>	9" литые	2 300,00
EF007	<input type="checkbox"/>	10" пневматические, входят в стандартную комплектацию	—
EF008	<input type="checkbox"/>	10" литые	4 700,00
Приводные колеса			Цена, руб.
EG001	<input type="checkbox"/>	14" пневматические, входит в стандартную комплектацию	—
EG002	<input type="checkbox"/>	14" литые	3 500,00
Цвет покрышек			Цена, руб.
EG011	<input type="checkbox"/>	Серый	—
EG012	<input type="checkbox"/>	Черный	—
Протектор			Цена, руб.
EG013	<input type="checkbox"/>	Неглубокий протектор (только серые покрышки)	—
EG014	<input type="checkbox"/>	Глубокий протектор, входит в стандартную комплектацию	—
EG015	<input type="checkbox"/>	Покрышки передних колес с неглубоким протектором, задних колес с глубоким (недоступно в комбинации с черным цветом покрышек)	—
Цвет рамы			Цена, руб.
002	<input type="checkbox"/>	Антрацит металлик (Anthracite metallic)	1 200,00
003	<input type="checkbox"/>	Черный (Jet black RAL 9005)	—
004	<input type="checkbox"/>	Серо-голубой (Ice blue)	2 300,00
005	<input type="checkbox"/>	Оранжевый перламутровый (Sparkle light orange)	4 700,00
009	<input type="checkbox"/>	Малиновый перламутровый (Vinho sparkle)	4 700,00
012	<input type="checkbox"/>	Голубой металлик (Sky blue)	4 700,00
013	<input type="checkbox"/>	Черный матовый (Jet black RAL 9005 matte)	—
014	<input type="checkbox"/>	Красный перламутровый (Candy red)	4 700,00
016	<input type="checkbox"/>	Серебристый металлик (Silver metallic)	1 200,00
017	<input type="checkbox"/>	Желтый (Traffic yellow RAL 1023)	1 200,00
018	<input type="checkbox"/>	Красный (Signal red RAL 3001)	1 200,00
021	<input type="checkbox"/>	Зеленое яблоко, мерцающий (Sparkle granny-smith)	4 700,00
022	<input type="checkbox"/>	Белый кремовый (Cream RAL 9001)	1 200,00
023	<input type="checkbox"/>	Белый (Traffic white RAL 9016)	—
027	<input type="checkbox"/>	Серый матовый (Shimano matte)	4 700,00
037	<input type="checkbox"/>	Розовый (Pink RAL 4010)	2 300,00
Аксессуары для шасси			Цена, руб.
EA010	<input type="checkbox"/>	Брызговики на приводные колеса (недоступны в комбинации с задним приводом, сиденьем VAS и высотой сиденья 43 см)	7 000,00
EA011	<input type="checkbox"/>	Брызговики на поворотные колеса	2 300,00
ES001	<input type="checkbox"/>	Знак аварийной остановки (треугольник со светоотражающим покрытием)	10 000,00

Опции для поворотных колес			Цена, руб.
EF020	<input type="checkbox"/>	Механическая блокировка поворота передних колес (доступно только при выборе брызговиков на приводные и поворотные колеса)	41 400,00

Аксессуары для шасси			Цена, руб.
EF021	<input type="checkbox"/>	Устройство для преодоления бордюров (недоступно при выборе подножки с креплением в центре)	34 400,00
ES002	<input type="checkbox"/>	Набор для транспортировки (невозможно установить в комбинации с ED036; максимальная нагрузка 140 кг; недоступно при выборе спинки Вахх)	16 300,00
ES013	<input type="checkbox"/>	Стыковочное крепление для Dahl docking system в автомобиле (максимальная нагрузка 140 кг; недоступно при выборе спинки Вахх; недоступно при выборе устройства для преодоления бордюров; совместимо только с шасси размер 2)	8 200,00

Аксессуары			Цена, руб.
ES003	<input type="checkbox"/>	Кармашек для мобильного телефона	4 000,00
ES004	<input type="checkbox"/>	Багажная полка	14 000,00
ES005	<input type="checkbox"/>	Тростедержатель (установка на держателе подлокотника)	9 300,00
ES006	<input type="checkbox"/>	Зеркало заднего вида (устанавливается на противоположную сторону от пульта или механизма отведения пульта в центре стола или модуля управления TEN° в центре стола)	14 000,00
ES007	<input type="checkbox"/>	Набор инструментов	—
	<input type="checkbox"/>	Внешний источник питания, встроенный с правой стороны (выбрать ниже в разделе "разъемы для внешних источников питания")	—
	<input type="checkbox"/>	Внешний источник питания, встроенный с левой стороны (выбрать ниже в разделе "разъемы для внешних источников питания")	—
ES010	<input type="checkbox"/>	Держатель для напитков	2 300,00
ES011	<input type="checkbox"/>	Насос (электрический)	21 300,00
ET001	<input type="checkbox"/>	Клаксон (электронный)	41 700,00
ES012	<input type="checkbox"/>	Столик (отводящийся в противоположную сторону от пульта; недоступно в комбинации с зеркалом заднего вида (ES006))	45 200,00

Разъемы для внешних источников питания, установка справа (располагается спереди справа, рядом с предохранителем)			Цена, руб.
ET002	<input type="checkbox"/>	12 V	23 400,00
ET003	<input type="checkbox"/>	24 V	8 800,00
ET004	<input type="checkbox"/>	USB	10 000,00

Разъемы для внешних источников питания, установка слева (располагается спереди слева, рядом с предохранителем)			Цена, руб.
ET005	<input type="checkbox"/>	12 V (недоступно в случае, если выбраны разъемы для внешних источников питания с правой стороны 12 V или 24 V)	23 400,00
ET006	<input type="checkbox"/>	24 V	8 800,00
ET007	<input type="checkbox"/>	USB	10 000,00

Освещение			Цена, руб.
ES020	<input type="checkbox"/>	Освещение для пешеходных дорожек (установка возможна с пультом без функции управления электроосвещением, установка справа; подключается напрямую к аккумуляторам, срабатывает автоматически при недостаточном освещении)	18 800,00
ES021	<input type="checkbox"/>	Электроосвещение (передние и задние фары, сигнал аварийной остановки, сигналы поворота; в соответствии с международными стандартами StVZO)	57 200,00

Система управления			Цена, руб.
EU050	<input type="checkbox"/>	VR2 (90 A), без электрорегулировок и электроосвещения (рекомендуемый предел максимальной нагрузки не более 120 кг)	— 12 900,00
EU051	<input type="checkbox"/>	VR2 (90 A), возможна установка до 2-х электроопций и электроосвещение (рекомендуемый предел максимальной нагрузки не более 120 кг)	—
EU061	<input type="checkbox"/>	VR2 (90 A), встроенный в стол, с ручным механизмом закрытия	90 400,00

EU063	<input type="checkbox"/>	TEN° (120 A), встроенный в стол, с электронным механизмом закрытия	186 600,00
EU053	<input type="checkbox"/>	TEN° (120 A) (доступен только в комбинации с держателем пульта с параллельным отведением; обязателен при выборе скорости 14 км/ч, рекомендуемый предел максимальной нагрузки не более 150 кг) При выборе электрорегулировок или электроосвещения обязательно устанавливать дополнительный модуль EU056!	110 200,00

Пульт управления TEN° (доступно только в комбинации с TEN°)			Цена, руб.
EU065	<input type="checkbox"/>	Стандартный, цвет корпуса пульта TEN° shimano matte	—
EU066	<input type="checkbox"/>	Выбор цвета корпуса пульта TEN° в цвет рамы	8 000,00

Цвет корпуса пульта TEN° (доступно только в комбинации с TEN°)			Цена, руб.
EU002	<input type="checkbox"/>	Антрацит металлик (Anthracite metallic)	—
EU003	<input type="checkbox"/>	Черный (Jet black RAL 9005)	—
EU004	<input type="checkbox"/>	Серо-голубой (Ice blue)	—
EU005	<input type="checkbox"/>	Оранжевый перламутровый (Sparkle light orange)	—
EU009	<input type="checkbox"/>	Малиновый перламутровый (Vinho sparkle)	—
EU012	<input type="checkbox"/>	Голубой металлик (Sky blue)	—
EU013	<input type="checkbox"/>	Черный матовый (Jet black RAL 9005 matte)	—
EU014	<input type="checkbox"/>	Красный перламутровый (Candy red)	—
EU016	<input type="checkbox"/>	Серебристый металлик (Silver metallic)	—
EU017	<input type="checkbox"/>	Желтый (Traffic yellow RAL 1023)	—
EU018	<input type="checkbox"/>	Красный (Signal red RAL 3001)	—
EU021	<input type="checkbox"/>	Зеленое яблоко, мерцающий (Sparkle granny-smith)	—
EU022	<input type="checkbox"/>	Белый кремовый (Cream RAL 9001)	—
EU023	<input type="checkbox"/>	Белый (Traffic white RAL 9016)	—
EU029	<input type="checkbox"/>	Розовый (Pink RAL 4010)	—

Держатели пульта			Цена, руб.
EU070	<input type="checkbox"/>	Стандартный держатель пульта (доступно только при выборе VR2)	—
EU071	<input type="checkbox"/>	Держатель пульта с параллельным отведением, регулировка по высоте 2 см	7 000,00
EU072	<input type="checkbox"/>	Держатель пульта с параллельным отведением, регулировка по высоте 9,5 см	7 000,00

TEN°, встроенный в стол с электрическим механизмом закрытия			Цена, руб.
EU116	<input type="checkbox"/>	Джойстик, сила нажатия 250 г	—
EU117	<input type="checkbox"/>	Джойстик, сила нажатия 120 г	122 100,00

Сторона установки пульта управления, включая пульт TEN, встроенный в стол (для систем управления VR2 или TEN°, встроенного в стол)		
<input type="checkbox"/>	Справа	
<input type="checkbox"/>	Слева	

Дополнительные кнопки (подключаются к модулю TEN°; только в комбинации с модулем TEN°)			Цена, руб.
EU067	<input type="checkbox"/>	2 кнопки Piko, диаметр 5 см (красная/черная)	31 600,00
EU068	<input type="checkbox"/>	2 кнопки Piko, диаметр 3 см (красная/черная)	31 600,00
EU097	<input type="checkbox"/>	Модуль с кнопками (для управления электрорегулировками, устанавливается с противоположной стороны от пульта управления)	112 200,00
EU098	<input type="checkbox"/>	Модуль с кнопками (для управления электрорегулировками), включая 1 кнопку Piko (диаметр 5 см) (для системы TEN°, кнопка Piko красная для управления функцией вкл./выкл.)	116 800,00
EU099	<input type="checkbox"/>	Модуль с кнопками (для управления электрорегулировками), включая 1 кнопку Piko (диаметр 3 см) (для системы TEN°, кнопка Piko красная для управления функцией вкл./выкл.)	116 800,00

Аксессуары для монтажа модуля TEN° в стол			Цена, руб.
ES014	<input type="checkbox"/>	Стол с креплением модуля TEN° в центре	73 800,00
ES015	<input type="checkbox"/>	Стол (без выреза под пульт управления) с креплением, включая шаблон для монтажа пульта управления TEN° (для индивидуального подбора расположения пульта в соответствии с двигательными возможностями Пользователя, устанавливаются после примерки в Сервисном центре)	69 300,00
ES016	<input type="checkbox"/>	Только крепление без стола, включая шаблон для монтажа пульта управления TEN° (для индивидуального подбора расположения пульта в соответствии с двигательными возможностями Пользователя, устанавливаются после примерки в Сервисном центре)	39 700,00
ES017	<input type="checkbox"/>	Шаблон для монтажа пульта управления TEN° (для индивидуального подбора расположения пульта в соответствии с двигательными возможностями Пользователя, устанавливаются после примерки в Сервисном центре)	7 000,00

Насадки на джойстик			Цена, руб.
EU080	<input type="checkbox"/>	Поддержка кисти с боковыми ограничителями при тетраплегии (регулируется по ширине 70...90 мм)	12 600,00
EU081	<input type="checkbox"/>	Специальный джойстик Stick S80 (удлиненная ручка управления, 80 мм) (недоступно совместно с пультом VR2, с управлением, встроенным в стол с механическим или электро закрытия)	8 200,00
EU082	<input type="checkbox"/>	Мягкий шарик, большой (черный) (недоступно совместно с пультом VR2, с управлением, встроенным в стол с механическим или электро закрытия)	14 000,00
EU083	<input type="checkbox"/>	Шарик, маленький (диаметр 43 мм) (недоступно совместно с пультом VR2, с управлением, встроенным в стол с механическим или электро закрытия)	9 300,00
EU084	<input type="checkbox"/>	Шарик, большой (диаметр 48 мм) (недоступно совместно с пультом VR2, с управлением, встроенным в стол с механическим или электро закрытия)	9 300,00
EU085	<input type="checkbox"/>	Мягкий шарик, цветной (диаметр 30 мм, 4 шт. в наборе) (недоступно совместно с пультом VR2, с управлением, встроенным в стол с механическим или электро закрытия)	4 700,00

Дополнительные модули для системы управления TEN° при выборе специальных систем управления (доступны только в комбинации с модулем TEN°)			Цена, руб.
EU054	<input type="checkbox"/>	Модуль Omni LCD-дисплей (обязателен при выборе специальных систем управления)	157 600,00
EU055	<input type="checkbox"/>	Модуль входа/выхода программируемого контроллера	92 900,00

Держатель для модуля Omni (доступно только в комбинации с модулем Omni)			Цена, руб.
EU073	<input type="checkbox"/>	Стандартный (установка напротив пульта управления, недоступно в сочетании с ES012)	8 200,00
EU074	<input type="checkbox"/>	Gooseneck (установка напротив пульта управления, недоступно в сочетании с ES012)	23 400,00
EU075	<input type="checkbox"/>	Gooseneck, монтируемый в стол	18 700,00

Системы специального управления с LCD-дисплеем (доступно только в комбинации с LCD-дисплеем)			Цена, руб.
EU100	<input type="checkbox"/>	то-Vis микро-джойстик (сила нажатия 10 г)	336 600,00
EU101	<input type="checkbox"/>	то-Vis мульти-джойстик (сила нажатия 50 г)	307 500,00
EU102	<input type="checkbox"/>	то-Vis универсальный джойстик, легкий (сила нажатия 120 г)	254 800,00
EU104	<input type="checkbox"/>	Управление кнопками (через адаптер, 4 выхода для подключения кнопок + управление функцией вкл./выкл. + выход в меню кресла-коляски)	59 500,00

Количество кнопок для осуществления управления креслом-коляской кнопками (доступно только при выборе управления кнопками)		
<input type="checkbox"/>	1 кнопка	
<input type="checkbox"/>	3 кнопки	
<input type="checkbox"/>	4 кнопки	

Кнопка 1 для управления кнопками (количество кнопок = 1, 3, 4; только при выборе управления кнопками с количеством кнопок = 1, 3, 4)			Цена, руб.
EU086	<input type="checkbox"/>	Кнопка Piko, диаметр 5 см, красная	16 300,00
EU087	<input type="checkbox"/>	Кнопка Piko, диаметр 5 см, желтая	15 600,00
EU088	<input type="checkbox"/>	Кнопка Piko, диаметр 5 см, черная	15 800,00

EU089	<input type="checkbox"/>	Кнопка Piko, диаметр 5 см, серебристая	15 300,00
EU090	<input type="checkbox"/>	Кнопка Piko, диаметр 3 см, красная	16 300,00
EU091	<input type="checkbox"/>	Кнопка Piko, диаметр 3 см, желтая	16 300,00
EU092	<input type="checkbox"/>	Кнопка Piko, диаметр 3 см, черная	15 800,00
EU093	<input type="checkbox"/>	Кнопка Piko, диаметр 3 см, серебристая	15 800,00

Кнопка 2 для управления кнопками (количество кнопок = 3, 4; только при выборе управления кнопками с количеством кнопок = 3, 4)			Цена, руб.
EU186	<input type="checkbox"/>	Кнопка Piko, диаметр 5 см, красная	16 300,00
EU187	<input type="checkbox"/>	Кнопка Piko, диаметр 5 см, желтая	15 600,00
EU188	<input type="checkbox"/>	Кнопка Piko, диаметр 5 см, черная	15 800,00
EU189	<input type="checkbox"/>	Кнопка Piko, диаметр 5 см, серебристая	15 300,00
EU190	<input type="checkbox"/>	Кнопка Piko, диаметр 3 см, красная	16 300,00
EU191	<input type="checkbox"/>	Кнопка Piko, диаметр 3 см, желтая	16 300,00
EU192	<input type="checkbox"/>	Кнопка Piko, диаметр 3 см, черная	15 800,00
EU193	<input type="checkbox"/>	Кнопка Piko, диаметр 3 см, серебристая	15 800,00

Кнопка 3 для управления кнопками (количество кнопок = 3, 4; только при выборе управления кнопками с количеством кнопок = 3, 4)			Цена, руб.
EU286	<input type="checkbox"/>	Кнопка Piko, диаметр 5 см, красная	16 300,00
EU287	<input type="checkbox"/>	Кнопка Piko, диаметр 5 см, желтая	15 600,00
EU288	<input type="checkbox"/>	Кнопка Piko, диаметр 5 см, черная	15 800,00
EU289	<input type="checkbox"/>	Кнопка Piko, диаметр 5 см, серебристая	15 300,00
EU290	<input type="checkbox"/>	Кнопка Piko, диаметр 3 см, красная	16 300,00
EU291	<input type="checkbox"/>	Кнопка Piko, диаметр 3 см, желтая	16 300,00
EU292	<input type="checkbox"/>	Кнопка Piko, диаметр 3 см, черная	15 800,00
EU293	<input type="checkbox"/>	Кнопка Piko, диаметр 3 см, серебристая	15 800,00

Кнопка 4 для управления кнопками (количество кнопок = 4; только при выборе управления кнопками с количеством кнопок = 4)			Цена, руб.
EU386	<input type="checkbox"/>	Кнопка Piko, диаметр 5 см, красная	16 300,00
EU387	<input type="checkbox"/>	Кнопка Piko, диаметр 5 см, желтая	15 600,00
EU388	<input type="checkbox"/>	Кнопка Piko, диаметр 5 см, черная	15 800,00
EU389	<input type="checkbox"/>	Кнопка Piko, диаметр 5 см, серебристая	15 300,00
EU390	<input type="checkbox"/>	Кнопка Piko, диаметр 3 см, красная	16 300,00
EU391	<input type="checkbox"/>	Кнопка Piko, диаметр 3 см, желтая	16 300,00
EU392	<input type="checkbox"/>	Кнопка Piko, диаметр 3 см, черная	15 800,00
EU393	<input type="checkbox"/>	Кнопка Piko, диаметр 3 см, серебристая	15 800,00

Специальные элементы управления (прямое подключение к системе колес; доступно только в комбинации с модулем управления TEN ^o ; недоступно в комбинации с модулем Omni)			Цена, руб.
EU105	<input type="checkbox"/>	mo-Vis микро-джойстик (сила нажатия 10 г)	349 200,00
EU106	<input type="checkbox"/>	mo-Vis мульти-джойстик (сила нажатия 50 г)	328 900,00
EU107	<input type="checkbox"/>	mo-Vis универсальный джойстик, легкий (сила нажатия 120 г)	275 400,00
EU108	<input type="checkbox"/>	mo-Vis универсальный джойстик (сила нажатия 250 г)	192 000,00
EU109	<input type="checkbox"/>	mo-Vis универсальный джойстик, с утяжелением (сила нажатия 650 г)	343 700,00

Держатель для джойстика mo-Vis			Цена, руб.
EU076	<input type="checkbox"/>	Держатель с электроотведением в левую сторону за спинку сиденья (для управления подбородком, дыханием, кнопками)	223 400,00
EU077	<input type="checkbox"/>	Держатель с электроотведением в правую сторону за спинку сиденья (для управления подбородком, дыханием, кнопками)	223 400,00
EU078	<input type="checkbox"/>	Держатель для управления, встроенного в стол (должен быть установлен под пользователя)	49 200,00
EU110	<input type="checkbox"/>	Держатель с установкой 1 кнопки управления (для кнопки вкл./выкл., устанавливается со стороны пульта управления)	28 100,00
EU111	<input type="checkbox"/>	Держатель с установкой 2 кнопок управления (для кнопки вкл./выкл. и кнопки выхода в меню, устанавливается со стороны пульта управления)	37 700,00
EU112	<input type="checkbox"/>	Держатель с установкой 1 кнопки рiko (диаметр 3 см красная для функции вкл./выкл, устанавливается со стороны пульта управления)	27 600,00
EU113	<input type="checkbox"/>	Держатель с установкой 2 кнопок рiko (диаметр 3 см красная/черная, для функции вкл./выкл. и выхода в меню, устанавливается со стороны пульта управления)	42 700,00

Дополнительный модуль TEN° для подключения электрорегулировок			Цена, руб.
EU056	<input type="checkbox"/>	Дополнительный модуль (установка требуется при выборе электроосвещения и/или электрорегулировок и модуля управления TEN° (120 A))	52 700,00

Дополнительные аксессуары для управления креслом-коляской			Цена, руб.
EU057	<input type="checkbox"/>	Пульт управления для сопровождающего лица	82 500,00
EU094	<input type="checkbox"/>	Модуль Easywave для управления окружающей средой (доступно только в комбинации с модулем входа/выхода)	28 000,00

Сторона установки пульта для сопровождающего лица (доступно только при выборе пульта управления для сопровождающего лица)		
<input type="checkbox"/>	Справа	
<input type="checkbox"/>	Слева	

Стабилизатор хода			Цена, руб.
EF022	<input type="checkbox"/>	Механический (доступен только в комбинации с брызговиками на поворотные колеса, недоступен в комбинации с передним приводом и скоростью более 7 км/ч, недоступен с центральным приводом)	18 800,00
EF023	<input type="checkbox"/>	Электрический (гуго-модуль, включая передний привод и 10 км/ч; недоступен в комбинации с передним приводом и модулем VR2; в зависимости от местности, запас хода может сократиться при использовании guго)	48 700,00

Электродвигатели			Цена, руб.
ET010	<input type="checkbox"/>	Стандартные (макс. нагрузка до 140 кг; установка возможна только в случае, если общий вес кресла-коляски с пользователем не превышает 260 кг)	—
ET011	<input type="checkbox"/>	Электродвигатели High performance (выбор опции рекомендуется для Пользователей весом более 100 кг, максимальная скорость в этом случае 7,2 км/ч; обязательны при выборе скорости 14 км/ч; (общая ширина коляски размер 1 до 62 см; только в комбинации с модулем управления TEN°)	55 200,00

Скорость			Цена, руб.
ET012	<input type="checkbox"/>	6 км/ч	—
ET013	<input type="checkbox"/>	7,2 км/ч	—
ET014	<input type="checkbox"/>	10 км/ч (недоступно в комбинации с передним приводом и модулем VR2), входит в стандартную комплектацию	—
ET015	<input type="checkbox"/>	14 км/ч (только в комбинации с задним приводом и модулем TEN° (120A), опция недоступна при выборе электрорегулировок)	10 500,00

Информация



EC001–EC004 Стандартное сиденье



EC005 Сиденье VAS в комплекте с EC021/ED035



EC006 Сиденье Recaro n-Joy



ED030 Спинка Recaro LX



ED031 Спинка Recaro LT



EC008 Сиденье F



EC009 Сиденье X



EC010 Сиденье W



EC014 Terra



EC015 Terra Aquos



EC016 Terra Flair



EC018 Cloud




EC020/ED034 Сиденье с невыраженными контурами



EC021/ED035 Сиденье с выраженными контурами



EC022/ED037 Тканевая обшивка



EC023/ED038 Обшивка из экокожи



EC024 Непромокаемый чехол на сиденье



ED036 Спинка Вахх



EC025 Электрорегулировка угла наклона сиденья 45°



EC026 Электрорегулировка высоты сиденья 35 см

Информация



EL006 Полиуретановый подголовник



EL013/EL014 Поддержка для шейного отдела



EL015/EL016 X-образный подголовник



EP002 Тазовый ремень с металлической пряжкой



EP003 Тазовый ремень с пластиковой пряжкой



EP005–EP007 Динамический фиксатор грудного отдела



EP008–EP010 Фиксатор грудного отдела «Майка» S/M/L



EP011–EP013 Фиксатор грудного отдела «Майка» S/M/L



EP014–EP017 H-образный фиксатор грудного отдела



EE024 Откидывающиеся подлокотники



EB003 Электрорегулировка угла наклона подножек



EB007 Раздельные подножки с алюминиевыми опорами для стоп



EF001 Амортизаторы поворотных колес



EF021 Устройство для преодоления бордюров



ES004 Багажная полка



ES010 Подстаканник



ET002/005 12 V



ET004/007 USB



ES020/021 Электроосвещение



EU050/EU051 VR2

Информация



EU053 TEN°



EU111 mo-Vis джойстик, включая 2 кнопки управления



EU057 Пульт управления для сопровождающего лица



Размеры сиденья Resaro

Сиденье F

Сиденье W

Сиденье X / N-Joy

Спинка N-Joy, N-Joy plus, LT, LX



Информационные таблицы для определения возможных вариантов размера сидений и подушек
Глубина сиденья

Сиденье	Глубина сиденья (ГС) [см]												
	34	36	38	40	42	44	46	48	50	52	54	56	58
Стандартное сиденье Junior	X	X	X	X									
Стандартное сиденье, малое			X	X	X	X	X						
Стандартное сиденье, большое					X	X	X	X	X				
Стандартное сиденье, XL					X	X	X	X	X				
Сиденье VAS			X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Сиденье Recaro n-Joy Plus			X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X

X = доступный вариант размера сиденья

Ширина сиденья

Сиденье кресла-коляски	Ширина сиденья (ШС) [см]												
	34	36	38	40	42	44	46	48	50	52	54	56	
Стандартное сиденье Junior	X	X	X	X									
Стандартное сиденье, малое			X	X	X								
Стандартное сиденье, большое						X	X	X					
Стандартное сиденье, XL									X	X	X	X	
Сиденье VAS			X	X	X	X	X	X	X	X	X		

X = доступный вариант размера сиденья

Противопролежневые подушки Terra, Terra Aquos													
ГС [см]	Ширина сиденья [см]												
	34	36	38	40	42	44	46	48	50	52	54	56	
34		X											
36		X											
38		X	X	X	X	X	X	X	X	X			
40				X	X	X	X						
42				X	X	X	X						
44				X	X	X	X	X	X	X			
46				X	X	X	X	X	X	X			
48				X	X	X	X	X	X	X			
50													
52													
54													
56													
58													

X = доступный вариант размера подушки

Противопролежневая подушка Terra Flair												
ГС [см]	Ширина сиденья [см]											
	34	36	38	40	42	44	46	48	50	52	54	56
34												
36												
38			X	X	X	X	X	X	X	X		
40				X	X	X	X					
42				X	X	X	X					
44				X	X	X	X	X	X	X		
46				X	X	X	X	X	X	X		
48				X	X	X	X	X	X	X		
50												
52												
54												
56												
58												

X = доступный вариант размера подушки

X = доступный вариант размера подушки

X = доступный вариант размера подушки

Противопролежневая подушка Cloud												
ГС [см]	Ширина сиденья [см]											
	34	36	38	40	42	44	46	48	50	52	54	56
34	X	X										
36	X	X	X									
38	X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X
40	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
42			X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
44				X	X	X	X	X	X	X	X	X
46				X	X		X	X	X	X	X	X
48				X	X		X	X	X	X	X	X
50							X			X	X	X
52							X			X	X	X
54												
56												
58												

X = доступный вариант размера подушки