

*Уважаемые клиенты. Во избежание поставки некачественной продукции, перед размещением заявки на изготовление или поставку, требуйте у поставщика данное ПОДПИСАННОЕ руководством компании приложении к договору.*

Приложение к договору №1

## **Техническое задание**

### **Наименование объекта закупки**

Опорный поручень Г образный, три точки крепления (стена/пол).

### **Цель закупки**

Для оборудования санитарных комнат для людей с ограниченными возможностями .

### **Описание объекта закупки**

Поручень предназначен в качестве опорного устройства для инвалидов, изготовлен из нержавеющей полированной стали с нейлоновым антибактериальным покрытием (ребристая нескользящая поверхность)

Поручень представляет собой травмобезопасное изделие, с плавным примыканием торцов труб к поверхности крепления.

Высота поручня 700 мм. Длина поручня 600 мм. Отступ от стены 90 мм.

Материал изготовления : нержавеющая сталь марки не ниже AISI 304, нейлоновое ребристое покрытие.

### **Требования к товарам/услугам/работам.**

Изделия должны быть новыми и выполнены с учетом действующих ГОСТ и СП.

### **Требования к исполнителю.**

---

### **Требования к результатам**

Товар в полном объеме должен быть доставлен по адресу.

### **Сроки**

Поставка до XX.XX.20XX

### **Гарантия качества**

Гарантийные обязательства не менее 2 х лет

### **Особые условия**