

Ф.И.О. ребенка:

Адрес доставки:

Примечания:

Реабилитационное автокресло IPAI **NXT**

2023

Характеристики:

	IPAI - NXT стандарт	IPAI - NXT с уменьшающими подушками
ШИРИНА СИДЕНЬЯ (ТАЗ)	31 см	26 см
ШИРИНА СИДЕНЬЯ (КОЛЕНА)	34 см	34 см
ГЛУБИНА СИДЕНЬЯ	30 см	27 см
ГЛУБИНА СИДЕНЬЯ с АДАПТЕРОМ	32 - 42 см	29 - 39 см
ВЫСОТА СПИНКИ	41 - 54 см	38 - 51 см
ВЫСОТА ПОДГОЛОВНИКА	59 - 74 см	56 - 71 см
ВЫСОТА ПОДДЕРЖЕК	20 - 33 см	17 - 30 см
ШИРИНА ПОДДЕРЖЕК	14 - 28 см	
УГОЛ НАКЛОНА СПИНКИ	85° - 160°	
ОБЩАЯ ВЫСОТА	68 - 88 см	
ОБЩАЯ ШИРИНА	51 см	
ОБЩАЯ ГЛУБИНА	42 см	
ВЕС АВТОКРЕСЛА	около 7,0 кг	
МАХ ВЕС ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ	36 кг	

Особенности:

- протестировано согласно ECE-R44/04
- 5-точечный ремень
- центральная фиксация ремней
- прочное основание с плавной регулировкой угла наклона спинки
- подголовник, регулируемый по высоте
- дополнительная обивка спинки и подголовника (20см)А



ВНИМАНИЕ: *необходим ISOFIX или зажимная дуга для детей с плохим контролем туловища и статичностью. Опасность опрокидывания!!!*

IPAI-NXT red-black

(450000-E1)

252 813 руб.



IPAI-NXT grey-black

(450000-E2)

252 813 руб.



фиксация ремней

центральная
(450000-ZE)



раздельная
(450000-GE)



АДАПТЕР

ОБЯЗАТЕЛЕН для следующих
опций, представленных ниже!!!
(450000-Е)
35 680 руб.

поворотная платформа
(450200-Е)
53 183 руб.

вправо
*за пассажиром

влево
*за водителем



кнопка фиксации
(независимо от направления вращения)

внутри
(standard)

регулировка угла
наклона сиденья (0° - 10°)
(450100-Е)
27 601 руб.



регулировка угла наклона
сиденья (10° - 20°)
(450110-Е)
37 699 руб.




Дополнительное крепление

ISOFIX
(480575-Е)
45 778 руб.



зажимная дуга
(480550-Е)
22 889 руб.

*когда нет ISOFIX



многослойная платформа (под базовым креплением)

(450790-Е)
47 797 руб.

Полезно в следующей ситуации:

- С очень спортивными автомобильными сиденьями, чтобы компенсировать характерное для них углубление. Это приводит к более устойчивому положению и большей свободе передвижения при использовании поворотного адаптера
- с кронштейнами Isofix впереди, чтобы обеспечить контакт со спинкой автомобиля с IPAI-NXT (адаптер ISOFIX затем устанавливается на сэндвич-пол)
- около 1,5 кг дополнительного веса

подставка
для ног
(450450-Е)
39 719 руб.




*входит адаптер

регулировка по
углу наклона*
(450452-Е)
21 542 руб.




*450450-Е необходимо!

стабилизация
спереди
(450453-Е)
22 889 руб.



*450450-Е необходимо!

валик для ног
(450455-Е)
39 719 руб.



*входит адаптер

<p>подушка спинки (450700-E) 17 503 руб.</p>  <p>уменьшает глубину сиденья на 3см</p>	<p>подушка для сиденья (450720-E) 16 157 руб.</p>  <p>уменьшает высоту спинки на 3см</p>	<p>подушки для боковин подг-ка (450740-E) 19 523 руб.</p>  <p>уплотнение подголовника на 5см</p>	<p>подушка для подголовника (450750-E) 16 830 руб.</p>  <p>выдвижение головы вперед на 2 см</p>	<p>подушки для плечевых упоров (450710-E) 20 196 руб.</p>  <p>уменьшение ширины спины на 6см</p>	<p>подушки для тазовых упоров (450730-E) 17 503 руб.</p>  <p>уменьшение ширины сиденья на 6см</p>
--	---	---	---	---	--

<p>абдуктор, съемный (450400-E) 35 680 руб.</p> 	<p>боковые поддержки (450800-E) 53 183 руб.</p> 	<p>столлик (450600-E) 62 608 руб.</p> 	<p>головодержатель (450630-E) 35 680 руб.</p> 
---	---	--	---

NEW

<p>регулируемый увеличитель глубины сиденья (+2 - 12 см) (450850-E) 38 372 руб.</p>  <p>+ 2 - 12 см</p>	<p>подушка с боковыми упорами (450810-E) 40 392 руб.</p> 
--	--

<p>защитный коврик на сиденье *для защиты кресла автомобиля (450780-E) 10 771 руб.</p> 	<p>нагрудный ремень *для улучшения положения и фиксации нагрудных ремней (450640-E) 15 484 руб.</p> 	<p>защитная накладка для ремней</p> <table border="0"> <tr> <td> <p>на кнопках (450650-E) 20 869 руб.</p>  </td> <td> <p>с магнитным замком (450655-E) 26 255 руб.</p>  </td> </tr> </table>	<p>на кнопках (450650-E) 20 869 руб.</p> 	<p>с магнитным замком (450655-E) 26 255 руб.</p> 
<p>на кнопках (450650-E) 20 869 руб.</p> 	<p>с магнитным замком (450655-E) 26 255 руб.</p> 			

Примечания:

Итого: руб.