

**Акционерное общество  
«Центральный научно-исследовательский  
институт швейной промышленности»  
АО «ЦНИИШП»**

105120, г. Москва, Костомаровский пер., дом 3  
тел. (495) 917-21-17, e-mail: kirillova-li@yandex.ru

**ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ**  
№ 401 от «09» июля 2021 г. на 1-ой странице

1. **Наименование заказчика:** ООО «Альцстор»
2. **Наименование продукции, ее характеристика и обозначение:**  
Образцы продукции, заявленные как:  
Образец №1. Мягкий ремень-фиксатор для руки/ноги (рамки), торговая марка Альцфикс
3. **Основание для проведения испытаний:** письмо №13-21 от 05.07.2021 г.
4. **Программа испытаний** определение разрывной нагрузки
5. **Климатические условия при проведении испытаний** по ГОСТ 10681-75:  
температура воздуха  $20 \pm 2$  °С; относительная влажность воздуха  $65 \pm 2\%$ .
6. **Нормативная документация, используемая при проведении испытаний:**  
ГОСТ 29150-91 «Фурнитура для изделий легкой промышленности. Методы контроля»
7. **Результаты испытаний**

Таблица - Результаты испытаний образца №1

| Наименование показателя, единица измерения  | Метод испытаний | Мягкий ремень-фиксатор для руки/ноги (рамки), торговая марка Альцфикс |
|---|-----------------|---|
| Разрывная нагрузка, Н:<br>- узла крепления привязного устройства (стропы) к манжете с учетом застежки-рамки | ГОСТ 29150, п.6 | 431<br>(отрыв фиксатора застежки-рамки)                               |

**Протокол испытаний распространяется только на испытанные образцы и не может быть использован при сертификации продукции.**

**Протокол испытаний не может быть частично или полностью перепечатан без разрешения АО «ЦНИИШП»**

Зав. лабораторией материаловедения

Испытания провел

Руководитель испытательной группы

Протокол подготовил



Кириллова Л.И.

Волченков Е.А.

Калина О.Н.

Павлова Е.В.