


РЕЦИРКУЛЯТОРЫ ВОЗДУХА БАКТЕРИЦИДНЫЕ

Исток-Бриз КОМПАКТ
Исток-Бриз КОМПАКТ АВТО



Применение ультрафиолетового излучения – один из главных методов инаktivации вирусов, бактерий и грибов.

После такого воздействия микроорганизмы теряют свою активность и способность размножаться.



Основная задача обеззараживания воздуха –

предотвращение распространения заболеваний в больницах, учреждениях социального обслуживания населения, в сфере услуг, на производстве, в гостиницах, отелях, в жилых помещениях, салонах транспортных средств и любых закрытых общественных пространствах.



БАКТЕРИЦИДНЫЕ РЕЦИРКУЛЯТОРЫ ЗАКРЫТОГО ТИПА*

Рециркуляторы воздуха бактерицидные – это устройства, предназначенные для безопасного обеззараживания воздуха в присутствии людей посредством облучения воздуха закрытым ультрафиолетовым безозоновым излучением с длиной волны 253,7 нм, которая является оптимальной для максимально эффективного уничтожения различных микроорганизмов, вирусов и бактерий.

Рециркуляторы рекомендованы для постоянной или циклической обработки помещений, а также транспортных средств, особенно в период вирусных и иных заболеваний, передающихся воздушно-капельным путем.

* использование бактерицидных рециркуляторов воздуха рекомендовано "Роспотребнадзором" как средство профилактики коронавирусной инфекции (COVID-19).



**КОМПАКТНЫЕ,
МАКСИМАЛЬНО
ЭФФЕКТИВНЫЕ
РЕЦИРКУЛЯТОРЫ**

закрытого типа, специально
созданные для охраны
здоровья вашей семьи,
ваших сотрудников
и клиентов.

**ИСТОК-БРИЗ КОМПАКТ
и КОМПАКТ АВТО**



ИСТОК-БРИЗ КОМПАКТ

Эксплуатация в помещениях



- на горизонтальных поверхностях (например, на столе, полке и т.д.)

- на вертикальных поверхностях посредством монтажа на стену вертикально или горизонтально

ИСТОК-БРИЗ КОМПАКТ АВТО

Эксплуатация в общественном
и личном автотранспорте



- на ремнях на подлокотнике
- на ремнях на заднем подголовнике
- на винтах на крепких конструктивных элементах салона транспортного средства



ПРЕИМУЩЕСТВА

ИСТОК-БРИЗ КОМПАКТ
КОМПАКТ АВТО

МАКСИМАЛЬНАЯ
ЭФФЕКТИВНОСТЬ
ОБЕЗЗАРАЖИВАНИЯ



Мощная
УФ-лампа позволяет
производить
предельно
эффективную
дезинфекцию
помещений

ЛУЧШЕЕ
СООТНОШЕНИЕ
ЦЕНЫ И КАЧЕСТВА



ГАРАНТИЯ ЗАЩИТЫ
ОТ ВИРУСОВ
И БАКТЕРИЙ



Уровень
обеззараживания
до 99,9%
в зависимости от
объема помещения
и времени работы
рециркулятора

БЕЗОПАСНОСТЬ



Безопасность
эксплуатации
в присутствии
людей
и животных

ГАРАНТИЯ КАЧЕСТВА





ПРЕИМУЩЕСТВА

ИСТОК-БРИЗ КОМПАКТ
КОМПАКТ АВТО

ЭСТЕТИКА



Стильный, эргономичный дизайн позволяет легко интегрировать устройство в любой интерьер, выпускается в различных цветовых исполнениях

МИНИМАЛЬНЫЙ
УРОВЕНЬ ШУМА



Шумовой фон не выше, чем от работающего стационарного компьютера

ПРОСТОТА
ЭКСПЛУАТАЦИИ



Достаточно просто включить устройство для обеспечения санитарно-гигиенических норм

УНИВЕРСАЛЬНОСТЬ



Возможность установки как на горизонтальные, так и на вертикальные поверхности



УРОВЕНЬ УФ-ОБЕЗЗАРАЖИВАНИЯ



Встроенная мощная высококачественная УФ-лампа с длиной волны 253,7 нм обеспечивает уровень обеззараживания до 99,9% в зависимости от объема помещения и времени работы рециркулятора.

Стекло лампы отфильтровывает озonoобразующую спектральную линию с длиной волны 185 нм, не пропуская озonoобразующее излучение.




УНИКАЛЬНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ ОБЕЗЗАРАЖИВАНИЯ



ЧИСТЫЙ ВОЗДУХ 99,9 %

ЗОНА УФ-ИЗЛУЧЕНИЯ



ВХОДЯЩИЙ ВОЗДУХ

Наиболее эффективное бактерицидное воздействие УФ-излучения происходит на длине волны 253,7 нм. Воздух прогоняется через закрытый корпус со встроенными УФ-лампами с узким спектром 253,7 нм.

Одновременно такой спектр излучения не позволяет выделяться озону, что обеспечивает возможность проводить обеззараживание помещений в присутствии людей.

ИСТОК-БРИЗ КОМПАКТ



ПОМЕЩЕНИЯ НЕБОЛЬШОГО ОБЪЕМА

IV-V категории: до 40 м²

с антивандальным
корпусом

- Квартиры
- Частные дома
- Кабинеты руководителей
- Офисные помещения
- Переговорные
- Помещения административного назначения
- ЗАГСы
- Номера в гостиницах и отелях
- Мини-кафе
- Кофейни
- Пункты выдачи товаров
- Салоны красоты
- Барбершопы
- Кабинет косметолога
- Кабинет мастера по массажу
- Кабинет мастера по уходу за ногтями и т.д.
- Лифтовые кабины
- Санитарные комнаты
- Подсобные помещения
- Служебные помещения и т.д.



ТРАНСПОРТ

ИСТОК-БРИЗ КОМПАКТ АВТО

с антивандальным корпусом

Наземный общественный и личный транспорт:

- личные автомобили
- такси, маршрутное такси
- социальное такси
- экскурсионный транспорт
- электротранспорт

Наземный служебный транспорт:

- автомобили МЧС, полиции, строительных, дорожных служб и другой спецтранспорт
- инкассаторские автомобили

Воздушный общественный транспорт:

- самолеты
- вертолеты

- общественные туалетные комнаты вагонов поездов, электричек
- кабины машинистов поездов

Железнодорожный транспорт:

- кабины машинистов поездов метрополитена

Метрополитен:

- прогулочные катера
- речные трамваи

Морской и речной транспорт:

- в зданиях аэро- и железнодорожных вокзалов и т.д.

Пассажирские лифты:



ПОДАРИТЕ ЗАЩИТУ И БЕЗОПАСНОСТЬ
СВОИМ БЛИЗКИМ, СОТРУДНИКАМ
И КЛИЕНТАМ!

