


# DIXION REDIKOM

РЕНТГЕНОВСКИЙ ДИАГНОСТИЧЕСКИЙ КОМПЛЕКС




**DIXION**

# ДОСТУПНАЯ НАДЕЖНОСТЬ И КОМФОРТ

## DIXION REDIKOM —

РЕНТГЕНОДИАГНОСТИЧЕСКИЙ КОМПЛЕКС НА ДВА РАБОЧИХ МЕСТА, ДАЮЩИЙ ВОЗМОЖНОСТЬ ПРОВЕДЕНИЯ ШИРОКОГО ДИАПАЗОНА РЕНТГЕНОГРАФИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ ВЫСОКОГО УРОВНЯ ВИЗУАЛИЗАЦИИ.



Коллиматор  
с лазерным центратором

В базовой конфигурации система соответствует всем современным требованиям, обладая высокой производительностью и надежностью.

Плавающая дека стола снимков и широкий диапазон движений излучателя и детекторов позволяет свободно проводить позиционирование и изменять фокусное расстояние проводимого исследования в широких пределах.

Встроенные подвижные растры обеспечивают отсутствие на изображении шумов и искажений.

Современный дизайн наряду со специальными бесшумными моторизированными приводами создают комфортные условия для врача и пациента.

На выбор предоставляется ряд генераторов низкой, средней и высокой мощности, позволяя варьировать уровень энергопотребления и максимальные параметры экспозиции. При ограничениях питающей сети, генератор может быть адаптирован под однофазное напряжение 220В, с максимальным потреблением 5 кВт.

Вертикальная  
стойка снимков  
грудной клетки



Стол снимков  
с «плавающей» декой