

İŁ²ý×Đ-Ćž=Ł¹Ł²Ł½Ć
afufłkI= Ô×³³đđ

İ ħ ÔÈİ Êİ ì J,, ° ħ Ú%óĭ , İ ° %o=
ħ Ó Ó ħ Ô ħ Ú°



	Practice 3000	Practice 3100	Practice 3700
Пневмопривод	•	•	•
Внешний компрессор	○	○	○
Полуоткрытый и полузакрытый контур	•	•	•
Проведение низкотоочной анестезии	•	•	•
Механическая и ручная вентиляция	•	•	•
Предохранительный клапан	•	•	•
Испарители галотана, изофлюрана, севофлюрана	•	•	•
Капнометрия в прямом потоке		○	○
Анализ анестетиков		○	○
Аккумуляторная батарея	•	•	•

○- опция