

Ф.И.О. ребенка:

Тел./Адрес доставки:

Примечания:

## БЛАНК ЗАКАЗА Modular S

### Сиденье EASyS Modular S + комнатная рама Q (Hi-Low)

Размер 1

Артикул: 6210/1 + 6666/6

**377 475 руб.**

Размер 2

Артикул: 6410/1 + 6666/6

**398 475 руб.**



Особенности:




Регулировка угла наклона рамы от -7 до +31°



Ножные педали для регулировки угла наклона и высоты



Регулировка высоты рамы от 29 до 69 см



Рама адаптируется под 1 и 2 размер

## Кресло EASyS Modular S

Технические характеристики:

EASyS Modular	размер 1	размер 2
Глубина сиденья	16 - 30.5 см	24 - 38 см
Ширина сиденья	19 - 28 см	25 - 34.5 см
Высота спинки	26 - 42 см	32 - 52 см
Длина голени	17.5 - 30 см	22 - 36.5 см
Угол бедра	90° - 140°	90° - 140°
Угол колена	90° - 180°	90° - 180°
Угол стопы	78° - 100°	78° - 100°
Высота сиденья	29 - 69 см	29 - 69 см
Наклона сиденья (по напр. движ-я)	от -7° до +31°	от -7° до +31°
Направляющая для бедер (Ш x В)	21 x 10 см	29 x 12 см
Размер подножки (Ш x Г)	29 x 18 см	33 x 21 см
Вес сиденья	8.8 кг	11 кг
Вес пользователя max	35 кг	40 кг



Базовая комплектация:

- подголовник, регулируемый
- абдуктор
- держатели стоп
- поручень
- боковые поддержки
- 4-точечный тазовый ремень
- рама Q (hi-low)
- адаптер к раме Q



\*выберите нужный Вам цвет обивки



красный



серый



зеленый



синий



розовый

**Комнатная рама Q (Hi - Low)**

Технические характеристики:

EASyS Advantage

Наклон сиденья	от -7° до + 31°
Высота сиденья	29 - 69 см
Размер колес (передние)	100 мм
Размер колес (задние с тормозом)	100 мм
Габариты (Ш x В x Д)	54 x 59 x 73 см
Вес (без сиденья)	13.5 кг
Вместимость max	50 кг



**Адаптер для шасси Q**

\*небходим в сочетании с шасси Advantage Q

**Толкатель для шасси Q**

Размер 1  
 Артикул: 6660/1  
 40 808 руб.



**Подголовник, оболочка**

Размер 1  
 Артикул: 6261/1  
 36 090 руб.



Размер 2  
 Артикул: 6261/1  
 36 090 руб.

**Подголовник, опора для шеи**

Размер 1  
 Артикул: 6262/1  
 36 090 руб.



Размер 2  
 Артикул: 6262/1  
 36 090 руб.

**Подголовник, регулируемый**

Размер 1  
 Артикул: 6267  
 44 140 руб.



Размер 2  
 Артикул: 6267  
 44 140 руб.

**Крепление подголовника**

Артикул: 6268  
 6 941 руб.



\*входит в базовую комплектацию

Абдуктор

Размер 1  
 Артикул: 6620/6  
 12 215 руб.

Размер 2  
 Артикул: 6720/6  
 12 659 руб.



\*входит в базовую комплектацию

Обивка для держателя рамы подножки

Размер 1  
 Артикул: 6230  
 2 499 руб.



Поручень

Размер 1  
 Артикул: 6621/5  
 9 106 руб.

Размер 2  
 Артикул: 6721/5  
 10 882 руб.



\*входит в базовую комплектацию

Боковые поддержки с ремнем

Размер 1, 2  
 Артикул: 6633/2  
 25 984 руб.



Боковые поддержки

Размер 1  
 Артикул: 6634/6  
 21 763 руб.

Размер 2  
 Артикул: 6734/6  
 22 431 руб.



\*входит в базовую комплектацию

Столик, черный

Размер 1, 2  
 Артикул: 6650  
 18 044 руб.



Столик, прозрачный

Размер 1  
 Артикул: 6628/1  
 41 641 руб.

Размер 2  
 Артикул: 6728/1  
 43 586 руб.



Держатели стоп

Артикул: 6648/2  
6 662 руб.



Накладка для голени

Артикул: 6635/5  
5 831 руб.



\* входит в базовую комплектацию

2-точечный тазовый ремень

Размер 1  
Артикул: 8420/1  
8 661 руб.

Размер 2  
Артикул: 8470/1  
9 328 руб.



4-точечный тазовый ремень

Размер 1  
Артикул: 8421/1  
11 549 руб.

Размер 2  
Артикул: 8471/1  
12 437 руб.



\*входит в базовую комплектацию

Ремни для разведения ног

Размер 1  
Артикул: 6614/6  
12 437 руб.

Размер 2  
Артикул: 6714/6  
13 102 руб.



### Нагрудный ремень-бабочка, широкий

Размер S  
 Артикул: 6616/6  
 12 437 руб.



Размер M  
 Артикул: 6617/6  
 12 437 руб.

Размер L  
 Артикул: 6717/6  
 13 102 руб.

Butterfly/chest harness		size S	size M	size L
Item code		6616/6	6617/6	6717/6
A		18.5 cm / 7.3"	25 cm / 9.8"	25.5 cm / 10"
B		30 cm / 11.8"	33.5 cm / 13.2"	45 cm / 17.7"
C		16 cm / 6.3"	18.5 cm / 7.3"	23 cm / 9.1"
D		14 cm / 5.5"	17 cm / 6.7"	22 cm / 8.7"
E		11.5 cm / 4.5"	10.5 cm / 4.1"	11.5 cm / 4.5"
F		18 cm / 7.1"	21.5 cm / 8.5"	25 cm / 9.8"

### Нагрудный ремень-бабочка, узкий

Размер S  
 Артикул: 6385/3  
 15 324 руб.



Размер M  
 Артикул: 6585/3  
 15 992 руб.

Butterfly/chest harness, flexible		size S	size M
Item code		6385/3	6585/3
A		12 cm / 4.7"	18 cm / 7.1"
B		21 cm / 8.3"	33 cm / 13"
C		11.5 cm / 4.5"	15 cm / 5.9"
D		9.5 cm / 3.7"	18 cm / 7.1"
E		6 cm / 2.4"	10 cm / 3.9"
F		21 cm / 8.3"	27 cm / 10.6"

### H-образный ремень с накладкой

Размер 1, 2  
 Артикул: 6629/5  
 9 106 руб.



H-belt, padded		size 1	size 2
Item code		6629/7	6629/7
Size Shoulder pads (w x l)		5 x 15 cm / 2 x 5.9"	5 x 15 cm / 2 x 5.9"
Shoulder belt length		60 cm / 23.6"	60 cm / 23.6"
Pelvis belt length		40 cm / 15.7"	40 cm / 15.7"
Color		black	black

### Нагрудный жилет

Размер S Артикул:  
 6631/51  
 13 326 руб.



Размер M  
 Артикул: 6632/51  
 13 326 руб.

Размер L  
 Артикул: 6731/51  
 14 435 руб.

Seat waistcoat		size S	size M	size L
Item code		6631/6	6632/6	6731/6
Upholstered surface (w x l)		33 x 30 cm 13 x 11.8"	38 x 35 cm 15 x 13.8"	44 x 41 cm 17.3 x 16.1"
Belt length, top		65 cm / 25.6"	65 cm / 25.6"	65 cm / 25.6"
Color		black	black	black

Дополнительная обивка

красный



Размер 1  
Артикул: 6242

18 321 руб.

Размер 2  
Артикул: 6442

21 377 руб.

серый



Размер 1  
Артикул: 6240

18 321 руб.

Размер 2  
Артикул: 6440

21 377 руб.

зеленый




Размер 1  
Артикул: 6244

18 321 руб.

Размер 2  
Артикул: 6444

21 377 руб.

синий



Размер 1  
Артикул: 6243

18 321 руб.

Размер 2  
Артикул: 6443

21 377 руб.

розовый



Размер 1  
Артикул: 6241

18 321 руб.

Размер 2  
Артикул: 6441

21 377 руб.

Примечания:

Итого: руб.

## Модификация с прогулочным шасси

### Шасси Advantage A

Размер 1  
 Артикул: 6202/3  
**201 540 руб.**

Размер 2  
 Артикул: 6402/ 3  
**206 815 руб.**



#### Технические характеристики:

EASyS Advantage	размер 1	размер 2
Высота ручки	71,5 - 117 см	71,5 - 117 см
Габариты (Д x Ш x В) только шасси	99,5 x 59,5 x 96 см	107 x 69 x 108 см
Габариты (Д x Ш x В) в сложенном виде	81 x 59,5 x 38 см	81 x 69 x 38 см
Габариты (Д x Ш x В) с сиденьем	99,5 x 59,5 x 114 см	107 x 69 x 120 см
Габариты (Д x Ш x В) в сложенном виде	82 x 59,5 x 42,5 см	86 x 69 x 55 см
Размер колес поворотных (передние)	18 см	18 см
Размер колес ( задние)	25 см	25 см
Вес (без сиденья)	9.8 кг	10.9 кг
Вместимость корзины max	5 кг	5 кг
Вместимость max (с сиденьем)	50 кг	55 кг

## Аксессуары для прогулочного шасси

### Накладки на раму

Размер 1  
 Артикул: 6622/6  
**9 994 руб.**





**Зимний мешок**

Размер 1  
 Артикул: 6618/5  
 33 868 руб.

Размер 2  
 Артикул: 6718/5  
 36 090 руб.



**Дождевик, прозрачный**

Размер 1  
 Артикул: 6739  
 13 326 руб.



**Навес с мешком для ног, прозрачный**

Размер 1  
 Артикул: 6638/1  
 22 487 руб.



\*только в сочетании с солнцезащитным и дождевым козырьком

**Навес с мешком для ног**

Размер 1  
 Артикул: 6637/6  
 40 530 руб.



**Навес**

Размер 1  
 Артикул: 6637/61  
 25 984 руб.



**Зонтик**

Размер 1  
 Артикул: 6594/2  
 9 717 руб.



**Сумка для аксессуаров**

Размер 1  
 Артикул: 6639/41  
 7 218 руб.



Корзина

Размер 1  
 Артикул: 6294/1  
 27 204 руб.

Размер 2  
 Артикул: 6494/1  
 28 871 руб.

\*для шасси Advantage A



Vent tray	size 1	size 2
Item code	6294/1	6494/1
Size (w x h x l)	38 x 3 x 39 cm	43 x 3 x 39 cm
	15 x 1.2 x 15.4"	16.9 x 1.2 x 15.4"

Комплект пневматических колес

Размер 1  
 Артикул: 6647/1  
 43 030 руб.



\*для шасси Advantage A

Опрокидыватель

Размер 1  
 Артикул: 6750/2  
 6 386 руб.



Примечания:

Итого: руб.

Суммарно модификация *комнатная + прогулочная*

Итого: руб.