



Рејсер Evo *BodyMap®*

Специјална кољска



РЕЙСЕР EBO BodyMap® является отличным решением при отсутствии или ограниченной стабилизации тела. РЕЙСЕР EBO BodyMap® это коляска для перемещения детей и взрослых с ограничениями двигательного аппарата. Используется пользователями на дому и в реабилитационных центрах. Благодаря стабильной конструкции и вакуумной системе подушек BodyMap пользователь чувствует себя в коляске очень уверенно и безопасно.

В состав системы BodyMap® входят:

- Подушка сидения со стабилизацией таза и межбедренным клином **BodyMap® A+** — благодаря соответствующему профилированию, сидеть в правильном положении теперь намного легче, а профилированный клин предотвращает скрещивание ног.
- Подушка спинки с боковой стабилизацией туловища **BodyMap® B+** — гарантирует дополнительную стабилизацию туловища, идеально прилегая по форме позвоночника. Применяется с целью коррекции и увеличения комфорта. Теперь вам не нужно использовать дополнительные «наполнители» и валики.
- Подголовник **BodyMap® D** – это надежная опора для головы. Он легко прилегает по форме головы, а свойства гранулата, которым наполнена подушка, обеспечивают дополнительную стабилизацию со всех сторон.
- Сепаратор ног с ремнем для голени – помогает удерживать голени в правильном положении, что, кроме стабилизации ступней, дополнительно предотвращает скрещивание ног.
- Двухфункциональный электрический насос – с его помощью формировать подушки просто и быстро. Что самое главное, вы можете корректировать форму подушек, не вынимая их из коляски. Достаточно накачать немного подушку и изменить ее форму.



*Цвет дисков в стандартной комплектации светло-серый, возможна смена цвета на черный.

MEDICAL
DEVICE
CLASS I



WYRÓB
MEDYCZNY
KLASA I



ПОКАЗАНИЯ К ПРИМЕНЕНИЮ

- Дегенеративные и мотодеструктивные заболевания суставов
- Сосудистые заболевания или травмы головного и спинного мозга с параличом нижних конечностей, параличом четырех конечностей, тяжелыми нарушениями равновесия и координации движений.
- Расширенные демиелинизирующие заболевания (рассеянный склероз, боковой амиотрофический склероз).
- Черепно-мозговая грыжа
- Болезни мышечные — дистрофия, миастения, полимиозит.
- Генетические синдромы с сопутствующим параличом конечностей.
- Метаболические и дегенеративные заболевания нервной системы.
- После ушибов, черепно-мозговых травм или повреждений позвоночника с повреждением спинного мозга, парезом и параличом, особенно с параличом четырех конечностей (как этап реабилитационного процесса или в качестве постоянного ортопедического оборудования).



ОСОБЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА



Стабильная конструкция

Изделие гарантирует правильную стабилизацию и безопасность пользователю.



Отражающие элементы

Изделие оснащено отражающими элементами для увеличения вашей безопасности.

24

Гарантия 24 месяца

На изделие прилагается 24 месяца гарантии. Также мы обеспечиваем послегарантийный сервис.




System BodyMap®

Коляска изготовлена с мыслью о полной стабилизации пользователя с использованием вакуумной системы BodyMap®.



Простое обслуживание

Интуитивный способ регулирования и простой монтаж.



Исключительным превосходством коляски Рейсер Ево BodyMap®™ является идеальное сочетание конструкции коляски и вакуумной системы BodyMap®.



Стабилизатор голени с ремнем голени отлично стабилизирует ноги пользователя и защищает их от ушибов.



К стандартному оснащению коляски прилагается двух-функциональный электронасос, с помощью которого будет намного легче выпускать воздух из подушек.



Самым большим превосходством наших изделий с вакуумными подушками является их максимальное прилегание к телу пользователя. Каждую подушку в колясках и креслах с логотипом Bodymap мы изготавливаем индивидуально на основе размеров указанных в заказном формуляре.

С их помощью мы с большей старательностью выполним изделия **Bodymap®**, полностью подгоняя коляску или кресло под конкретного пользователя.

Каждое изделие из серии **Bodymap®** изготовлено вручную, с большой тщательностью и вниманием к каждой детали, поэтому время ожидания индивидуальной коляски **РЕЙСЕР BODYMAP®™** составляет до 30 дней. Больше о системе **BodyMap®** вы узнаете на сайте: www.bodymapsystem.pl



Безопасность



RCR/REB_001 Фонарики LED
Белый свет впереди и красный сзади коляски обеспечат безопасность и видимость на дороге во время прогулки.



RCR/REB_002 Ремень для переноски больных
Надежное и эргономичное строение, а также прочность изделия способствуют ежедневному уходу за больным.



RCR/REB_004 Низкие боковые подушки головы
Являются дополнительной защитой головы от случайного контакта головы с рамой коляски. Крепятся в области ручки для толкания коляски.



RCR/REB_005 Высокие боковые подушки головы (размеры 1,2)
Являются дополнительной защитой головы от случайного контакта головы с рамой коляски. Крепятся в области ручки для толкания коляски.



RCR/REB_006 Боковые панели
Дополнительные панели из сетки, крепятся к раме коляски. Являются лучшей защитой от атмосферных явлений, таких как, ветер, дождь и др.



Стабилизация



RCR/REB_107 Ремень на бедра
Широкий ремень оснащен системой ВОЗЬМИ И ПОТЯНИ™. Улучшает стабилизацию пользователя.



RCR/REB_114 Жилет Н
Действует как стабилизатор туловища. Оснащен функцией быстрого приспособления к телу пользователя с помощью системы ВОЗЬМИ И ПОТЯНИ™. В случае необходимости жилет можно быстро снять.



RCR/REB_126 Ремень туловища
Универсальное решение во многих наших изделиях. Защищает от выпадения из устройства. Анатомическая форма и застежки Velcro способствуют надежной регулировки ремня под размер пользователя.



RCR/REB_161 Сандалии, стабилизирующие стопу и лодыжку
Они защищают и стабилизируют голеностопный сустав. Изготовлен из эластичного материала, рекомендуется для людей с повышенным мышечным тонусом. Вы можете использовать аксессуар в обуви или без нее.



RCR/REB_162 Динамические стабилизаторы лодыжек FlexPoint®
Динамические Стабилизаторы Лодыжек FlexPoint® являются отличной помощью для правильной стабилизации ступней пользователя в оборудовании, которое он использует.



B

Стабилизация BodyMap™




RCB/REB_306/318/322
Чехол хлопчатобумажный для Bodymap®

Подушка BodyMap® изготовлена из мягкого, приятного на ощупь хлопка.



RCB/REB_307/319/323
Чехол VisMemo Bodymap®

Чехол изготовлен из термоактивной пены VisMemo. Позволяет более долгое и удобное использование подушки.



RCB/REB_308/320 Дистанционная подкладка BodyMap®

Дистанционная вентилирующе-массирующая подкладка увеличивает профилактический противпролежневый эффект у людей, использующих подушки BodyMap®.



RCB/REB_342/345/346
Эластичный чехол для BodyMap®

Чехлы выполнены из мягкого, приятного на ощупь хлопка в 5 модных цветах.



RCB/REB_349/352/353
Чехол 3D Mesh для BodyMap®

Чехол BodyMap® выполнен из эластичного, приятного материала. Он характеризуется высокой прочностью и устойчив к растяжению.



RCB/REB_359/360/367
Чехол моющийся VISmemo™ Bodymap®

Внешний слой чехла выполнен из эластичного материала Puremed™, моющиеся свойства которого являются идеальным решением для пользователей подушек BodyMap® как дома, так и в реабилитационных центрах или медицинских учреждениях, где поддержание чистоты и гигиены имеет решающее значение. Это особенно важно, когда продукт BodyMap® используют несколько человек.




RCB/REB_362/363
Чехол моющийся Bodymap®

Покровный слой выполнен из гибкого материала Puremed™, моющиеся свойства которого являются идеальным решением для пользователей подушек BodyMap® как дома, так и в реабилитационных центрах или медицинских учреждениях, где чистота и гигиена имеют решающее значение. Это особенно важно, когда продукт BodyMap® используют несколько человек. Чтобы минимизировать риск пролежней, мы рекомендуем использовать водонепроницаемое покрытие с каждой подушкой BodyMap®, если использование не превышает 2 часа в день.



Комфорт



RCB/REB_402 Зонт

Крепится к раме коляски. Отлично защищает от солнца.



RCB/REB_403 Столик

Выполнен из искусственного материала. Служит для игры и лечебных занятий. Подходит для работы и приема пищи.



RCB/REB_404 Навес с чехлом

Защищает от солнечных лучей и атмосферных осадков.



RCB/REB_405 Козырек

Обеспечивает защиту от солнца.




RCB/REB_408 Дождевик
Надежно защищает пользователя и коляску от дождя и снега, а также сильного ветра.



RCB/REB_409 Москитная сетка
Идеальная защита от насекомых.



RCB/REB_411 Держатель для бутылки
Универсальный держатель крепится к раме. Благодаря этому получить доступ к бутылке с напитком можно легко и быстро.



RCB/REB_414 Столик из Plexiglas®
Предназначен для игры и помогает во время терапевтических занятий. Идеально подходит для работы и приема пищи.



RCB/REB_415 Чехлы на задние колеса (2 шт.) (большие колеса)
Легкий монтаж и практичное использование, защищает от разнесения грязи с шин колес внутрь помещения.



RCB/REB_420 Навес с боковыми заслонами
Защищает от солнечных лучей и атмосферных осадков. Боковые заслоны лучше защищают от ветра.



REB_442 Чехлы на передние колеса
Легкий монтаж и практичное использование, защищает от разнесения грязи с шин колес внутрь помещения.



RCB/REB_448 Столик самовыравнивающийся
Многофункциональный и портативный столик. Благодаря специальному мешку с гранулами его можно устойчиво разместить на коленях или на другой неровной поверхности.



Хранение



RCB/REB_501 Сумка
Стильная и вместительная сумка поместит много полезных мелочей.



RCB/REB_505 Корзина под сидение (только RACER+™)
Корзина для перевозки небольших вещей в коляске. Крепится к шасси коляски



RCB/REB_506 Чехол для перевозки коляски
С помощью чехла можно надежно защитить коляску от повреждений при перевозке ее в сложенном виде (например, в транспорте). Форма и размер чехла соответствуют габаритам коляски в сложенном виде.



RCB/REB_507 Чехол на кислородный баллон
Крепится с помощью ремней, которых длина регулируется. Сделан по размеру, чтобы идеально подходить для кислородного баллона пользователя.



RCB/REB_509 Органайзер
Удобная сумка одевается на ручку коляски. Специальные отсеки внутри помогут поддерживать порядок и хранить под рукой самые необходимые вещи. У органайзера есть два полезных отверстия для чашки кофе или бутылки воды.



Расширение



RCB/REB_611 Приставка Buggyrod PERLE

Многочисленно награжденное БuggyПод Перле - это блестяще запроектированное сидение которое подходит к приставкам БuggyБорд Макси. Сидение обеспечивает твоему ребенку удобную езду, когда он устанет.



RCB/REB_612 Buggyrod Perle Адаптер

Адаптер для установки Buggyrod PERLE поверх BuggyBoard MAXI.