

Ф.И.О. ребенка:

Тел./Адрес доставки:

Примечания:

БЛАНК ЗАКАЗА

RECARO

Monza Nova 2 Reha

Итого: руб.

Особенности:

- ✓ 11-кратная регулировка подголовника по высоте



- ✓ боковые накладки




- ✓ Модель Seatfix со встроенными рычагами Isofix



- ✓ надувная воздушная подушка, встроенная в подголовник



- ✓ 5-точечный ремень безопасности



- ✓ протестировано согласно ECE-R44/04



Технические характеристики:

RECARO MONZA NOVA 2 REHA

Глубина сиденья	30 см
	(с увеличенной глубиной) 43 см
Ширина сиденья	(перед) 27 см
	(зад) 24 см
Высота спинки (сиденье)	60-77 см
Высота плеч (ребенок)	33-48 см
Длина голени (подставка для ног уст-на на поворотной пластине)	23 - 42 см
Длина голени (подставка для ног уст-на на сиденье)	18.5-37.5см
Габариты (Ш x В x Г)	54 x 66 x 42 см
Вес сиденья	7 кг
Вместимость	15 - 50 кг
Рост ребенка	94 - 150см



Recaro Monza Nova 2Reha

Артикул: (801)

199 500 руб.

Адаптер для подножки с поворотной платформой

Артикул: (820/2)
48 070 руб.



*при заказе поворотной платформы следует выбирать (819) или (818)!!!

Адаптер для подножки и глубины сиденья

Артикул: (821/2)
37 255 руб.



Задние стабилизаторы

*требуется при использовании поворотной платформы

Артикул: (816)
4 807 руб.



*требуется при использовании поворотной платформы

Подушка для увеличения глубины сиденья (+13 см)

Артикул: (808)
43 504 руб.



*подушку для увеличения глубины сиденья и подножку нельзя использовать одновременно!!!

Подставка для ног, длинная

*глубина 18см, регулируемый угол наклона

Артикул: (805)
38 456 руб.



Подставка для ног, короткая

*глубина 12см, регулируемый угол наклона

Артикул: (806)
35 813 руб.



Стабилизация спереди

Артикул: (817)
15 143 руб.



*рекомендуется при использовании «Seatfix», не требуется при использовании подставки для ног

Соединение Isofix

Артикул: (818)

12 739 руб.



Зажимная дуга

Артикул: (819)

2 404 руб.



Клин для сиденья, снаружи

Артикул: (810)

13 940 руб.



*клин для сиденья и поворотную платформу
нельзя использовать одновременно!!!

Клин для сиденья, внутри

Артикул: (809)

18 747 руб.



Столик

Артикул: (811)

35 332 руб.



Защитный коврик для кресла автомобиля

Артикул: (814)

5 529 руб.



Жилет для ремня безопасности

Артикул: (823)


7 451 руб.



Мягкие накладки для ремня безопасности (пара)

Артикул: (815)

1 923 руб.



Соединитель нагрудных ремней

Артикул: (423)

1 081 руб.



Примечания:

Итого: руб.