



Активный захват

12405/26



Руководство по эксплуатации

СОДЕРЖАНИЕ

1 ОПИСАНИЕ И РАБОТА.....	3
1.1 Назначение.....	3
1.2 Технические характеристики.....	3
1.3 Упаковка.....	3
2. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПО НАЗНАЧЕНИЮ.....	3
2.1 Важные предупреждения.....	3
2.2 Порядок работы.....	4
3 ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ	4
4 УСЛОВИЯ ГАРАНТИИ.....	5
Приложение 1. Информационное письмо.....	7

Настоящее руководство по эксплуатации предназначено для изучения устройства, принципа действия, технических характеристик активного захвата 12405/26.

1. Описание и работа

1.1 Назначение

Активный зават 12405/26 предназначен для людей с ограниченными двигательными функциями. Позволяет, не вставая с места, перемещать небольшие предметы.

цвет	пластмассовые детали выполнены в сером цвете; прорезиненные - в желтом
материал	алюминий, пластмасса, резина
длина (см)	66
ширина (см)	14
глубина (см)	6
вес изделия (кг)	0,2

1.3 Упаковка

Комплектация: активный захват, полиэтиленовая упаковка, руководство по эксплуатации.

2. Использование по назначению

2.1 Важные предупреждения:

- Перед началом эксплуатации, проверьте все части изделия на наличие трещин.

- Не пытайтесь поднимать тяжелые предметы с помощью активного захвата. Это может привести к повреждению рук или запястий.

2.2 Порядок работы:

1. Вытащите изделие из упаковки.
2. Нажмите на курок, когда держатели будут находиться вокруг предмета, который необходимо поднять. Нижний держатель захвата оснащен магнитом для поднятия легких металлических предметов.

3. Техническое обслуживание

Уход за изделием следует проводить водой и не абразивными чистящими средствами. Затем тщательно высушить.

4. Условия гарантии

Гарантийный срок 6 месяцев со дня продажи. Гарантия распространяется на производственные дефекты, при предоставлении товарных документов и письменной рекламации.

Гарантия не распространяется на дефекты, возникшие в результате естественного износа изделия или его несоответствующего использования, а также на дефекты, возникшие в результате изменений и/или ремонтных работ проведенных третьими лицами.

Адрес гарантийной мастерской: г. Москва, ул.Новопоселковая, д.6

Серийный № _____

Дата продажи _____

Подпись продавца _____ место печати, штампа
(с расшифровкой подписи)

Настоящим подтверждаю, что данное изделие проверено в моем присутствии и находится в рабочем состоянии. Претензий к внешнему виду/комплектности не имею. Так же подтверждаю приемлемость условий Гарантии.

(покупатель Ф.И.О.) (подпись покупателя)

Активный захват 12405/26

Производитель: Valentine International Ltd, Китай.

Поставщик: ООО «СИМС-2»

125363, г. Москва, ул. Новопоселковая, д. 6

125363, г. Москва, ул. Свободы, д.35

Тел.: (495) 792-31-90; (800) 200-31-90;

www.sims2.ru



Серийный номер	
Дата продажи	

Подпись продавца _____

МП

Настоящим подтверждаю, что данное изделие проверено в моем присутствии и находится в рабочем состоянии. Претензий к внешнему виду/комплектности не имею.

Также подтверждаю приемлемость условий гарантии.

* Фирма-производитель оставляет за собой право на внесение изменений в конструкцию, комплектацию, гарантийный срок после даты печати руководства по эксплуатации.

Фирма-производитель не несет ответственности за возможные опечатки и ошибки, возникшие при печати.

** Более подробная информация на сайте www.sims2.ru

Приложение 1

Орган по сертификации лёгкой,
электротехнической и машиностроительной
продукции
"Лэмпромтест" ООО "СертСити"
номер аттестата аккредитации
РОСС RU.0001.11AG52

111141, г. Москва, ул. Кусковская, дом 18 б. с1
E-mail: lpt@onesert.ru
Телефон/факс: (495) 661-35-36

Исх. № 121/11-2013
от «15» ноября 2013г.

Генеральному директору
ООО «СИМС-2»
Бадалян С.П.
125363, Москва, ул. Новопоселковая, д.6

На Ваш запрос в порядке информации сообщаем, что в «Единый перечень продукции, подлежащей обязательной сертификации» и «Единый перечень продукции, подтверждение соответствия которой осуществляется в форме принятия декларации о соответствии», утвержденные постановлением Правительства Российской Федерации от 01.12.2009г. № 982 (с изменениями, утвержденными Постановлениями Правительства РФ от 17.03.2010г. №148, от 17.03.2010г. №149, от 26.07.2010г. №548, от 20.10.2010г. №848, от 13.11.2010г. № 906, от 27.01.2012 N 39, от 21.03.2012 № 213, от 04.05.2012 № 435, от 18.06.2012 № 596, от 04.03.2013 № 182), а также в перечень продукции подлежащей подтверждению соответствия требованиям ТР ТС 010/2011 «О безопасности машин и оборудования» утвержденным решением КТС от 18 октября 2011г. № 823; ТР ТС 004/2011 «О безопасности низковольтного оборудования» утвержденным решением КТС от 16 августа 2011г. № 768

Не включена следующая продукция:

№ п/п	Наименование продукции	Код ТНВЭД
1	Штатив инъекционный, артикулы: 10164/4, 10164/4/S	7326909808
2	Вспомогательная ступенька, в том числе с ручкой, артикулы: 10222, 10222 Н	7326909808
3	Регулируемая опора под спину, артикул 10230Т	7326909808
4	Доска для пересадки, артикул 10460	3926909709
5	Столик-поднос для кресел-колясок (подставка для кресел-колясок на опоре), артикул 10858	3926909709
6	Держатель для ручек и карандашей, артикул 10891	3926909709
7	Ограждения на кровать, артикулы: 11270/KD, 11272, 11273P, 11888	7326909808
8	Активный захват, артикул 12405/26	7616999008
9	Надверный блочный тренажер (не электрический), артикул 24320	9506919000

Одновременно ставим Вас в известность, что «Единый перечень продукции, подлежащей обязательной сертификации» и «Единый перечень продукции, подтверждение соответствия которой осуществляется в форме принятия декларации о соответствии» в дальнейшем может изменяться и дополняться. В этом случае данная информация не распространяется на продукцию, включаемую во вносимые изменения и дополнения.

Заявленная продукция не относится к объектам обязательной сертификации ГОСТ Р, и ее обязательная сертификация в Системе сертификации ГОСТ не предусмотрена. А также не относится к объектам, ответственность которых установленным требованиям осуществляется путем принятия (продавцом) декларации о соответствии.

Руководитель ОС лёгкой, электротехнической и машиностроительной продукции

ОС «ЛЭМПРОМТЕСТ»



/Новгородов С.В./



*Номенклатура и перечни товаров и услуг постоянно корректируются.
Данное заключение является информационным и действительно до внесения изменений в «Номенклатуру продукции, в отношении которой законодательными актами Российской Федерации предусмотрена обязательная сертификация» и «Номенклатуру продукции, подлежащей декларированию соответствия» или до вступления в силу технических регламентов на указанную продукцию.*

Для заметок