

ООО «Мега-Оптим»

143396, г. Москва, поселение Первомайское, х. Ильичёвка, стр.3

Тел./факс: (495) 968-80-83

www.mega-optim.ru

ПАСПОРТ

Опоры-ходунки на 4-х колесах

Производитель: Чжуншань Цзяньцюнь Хардвэр Продукт Ко (Китай)

Поставщик: ООО «Мега-Оптим» (Россия)

Модель: **HMP-КА 4200**



Технические характеристики:

Модель	HMP-КА 4200 S	HMP-КА 4200 M	HMP-КА 4200 L
Высота рамы	390-490 мм	540-660 мм	740-1020 мм
Высота подлокотников	460-660 мм	660-900 мм	840-1240 мм
Высота фиксатора грудной клетки	480-700 мм	720-970 мм	940-1340 мм
Общая ширина рамы	580 мм	660 мм	700 мм
Внутренняя ширина рамы	320 мм	410 мм	450 мм
Длина рамы	820 мм	820 мм	960 мм
Примерный рост пользователя	70 - 115 см	100 - 140 см	130 - 195 см
Максимальная грузоподъемность	34 кг	68 кг	91 кг
Цвет рамы	оранжевый	зеленый	синий
Масса	13,9 кг	16,2 кг	18,3 кг

Комплект поставки

1. Рама ходунка - 1 шт.
2. Фиксатор грудной клетки – 1 шт.
3. Подлокотники – 2 шт.
4. Фиксирующие крепления – 4 шт.
5. Фиксатор бедер – 2 шт.
6. Направляющие с фиксаторами стопы – 2 шт.
7. Поддерживающие трусики – 1 шт.
8. Универсальные рукоятки – 2 шт.
9. Паспорт – 1 шт.
10. Инструкция по эксплуатации - 1 шт.

Меры предосторожности

Не оставляйте пациента в ходунке без присмотра. Пользуйтесь стояночными тормозами во избежание самопроизвольного передвижения ходунка.

Гарантийные обязательства

Гарантируется соответствие ходунков требованиям нормативных документов (ГОСТ Р 51081-97, ГОСТ Р 51083-97) при соблюдении условий транспортировки и эксплуатации. Гарантийный срок эксплуатации 24 месяца со дня продажи. Данная гарантия не распространяется на дефекты возникшие в результате неправильной эксплуатации, либо полученные в результате естественного износа. Также данная гарантия не распространяется на недолговечные элементы, такие как: резиновые детали, колеса, рукоятки, которые подлежат естественному износу и требуют периодической замены.

Сведения о сертификации

Декларация о соответствии № РОСС CN.ИМ25.Д05663

Срок действия с 07.10.2011г. по 07.10.2014г.

Регистрационное удостоверение № ФСЗ 2011/10674

Срок действия с 22.09.2011г.

ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

1. Дата покупки отмечается продавцом в гарантийном талоне.
2. При отсутствии такой отметки срок гарантии исчисляется с даты изготовления изделия.
3. В случае обнаружения неисправностей в изделии в гарантийный период, покупатель может обратиться к продавцу для его ремонта только при наличии настоящего талона.

Дата продажи _____

Дата изготовления _____

ООО «Мега-Оптим»

Контактный телефон: **(495) 968-80-83, (916) 503-12-29**

Адрес: 143396, г. Москва, поселение Первомайское, х. Ильичёвка, стр. 3.

Подпись продавца _____

Подпись покупателя _____