

НАГРУДНИК НЕПРОМОКАЕМЫЙ С КАРМАНОМ ПАСПОРТ ПЧ 008

Срок действия с 11.07.2018 по 10.07.2021

1. Основные сведения об изделии

Наименование:	Нагрудник непромокаемый с карманом
Назначение:	Изделие для реабилитации. Защита одежды пациента в процессе приема пищи.
Сферы применения:	Кормление пожилых людей, инвалидов и маломобильных пациентов взрослого возраста.
Виды/номенклатура:	Универсальный размер, артикул a010
Страна происхождения:	Российская Федерация

2. Технические характеристики

2.1. Основные параметры изделия:

Наименование характеристики	Значение
Размер	Ширина x длина (от горловины до низа) 450x550 мм; Высота кармана 150 мм; Обхват горловины: от 30 до 50 см; Длина застежки «липучки» 100 мм; Длина завязок 600 мм
Цвет	Синий
Материалы	100% полиэстер

2.2. Сведения об упаковке и маркировке

2.2.1. Изделие упаковывается в полиэтиленовый пакет со скотч-клапаном. Транспортная упаковка – картонные коробки.

2.2.2. К каждой упаковочной единице крепится наклейка с указанием:

- наименования предприятия-изготовителя;
- наименования изделия;
- наименование товарного знака «Альцфикс»;
- условного обозначения изделия (артикула).
- наименования страны-изготовителя;

3. Устройство и принцип работы

- 3.1. Нагрудник фиксируется на шее пациента с помощью застежки-липучки и длинных завязок в нижней части.
- 3.2. Увеличенная ширина нагрудника и широкие «плечики» закрывают одежду не только спереди, но и по бокам.
- 3.3. Глубокий карман удержит упавшие кусочки пищи и пролитую жидкость.

4. Срок годности и гарантии изготовителя

Гарантийный срок эксплуатации – 1 месяц со дня продажи. Срок годности не установлен.

Гарантийными случаями не являются:

- механические повреждения (включая случайные);
- дефекты, возникшие как следствие нарушения правил ухода за изделием;
- повреждения, вызванные использованием изделия не по назначению;
- несанкционированный ремонт или внесение изменений в конструкцию изделия.

5. Свидетельство о приемке

 Нагрудник непромокаемый с карманом артикул a010 принят и признан годным для эксплуатации.

 Штамп ОТК  Год, месяц, число 29.11.2019

6. Требования безопасности при эксплуатации

- 6.1. Нагрудник не содержит материалов, представляющих опасность для здоровья человека в условиях хранения и эксплуатации.
- 6.2. Изделие предназначено для многократного личного использования.
- 6.3. Запрещается вносить в конструкцию изделия какие-либо изменения.
- 6.4. Противопоказания: - индивидуальная непереносимость материалов.

7. Правила транспортирования и хранения

- 7.1. Транспортирование изделий
 - 7.1.1. Транспортирование изделий может производиться всеми видами крытых транспортных средств в соответствии с правилами перевозки грузов, действующими на каждом виде транспорта.
 - 7.1.2. Во время погрузо-разгрузочных работ и транспортирования продукция не должна подвергаться воздействию атмосферных осадков.
- 7.2. Хранение изделий
 - 7.2.1. Нагрудники хранят в закрытых чистых сухих помещениях, исключая воздействие атмосферных осадков и агрессивных сред, при температуре от плюс 5 °С до 40 °С и относительной влажности воздуха не более 75% при плюс 15 °С.

8. Информация об уходе

- 8.1. Стирка по щадящему режиму с температурой не выше 40 °С. Отжим не рекомендуется.
- 8.2. Глажение, отбеливание, машинная сушка и автоклавирование запрещены.

