




# BAFFIN BUGGY PRO

## ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ



№	Параметры	Обозначение	Размер	
			S	M
1	Рост пользователя		75 -105 см	100 - 140 см
2	Ширина основы	BW	58 см	58 см
3	Длина основы	BL	80 см	80 см
4	Длина спинки	BH	45 ÷ 65 см	50 ÷ 70 см
5	Высота сиденья	SH	61 см	61 см
6	Высота боковых упоров	LH	14 ÷ 29 см	18 ÷ 36 см
7	Расстояние между боковыми упорами	LR	16 ÷ 26 см	16 ÷ 26 см
8	Расстояние между упорами для головы	HR	13 ÷ 22 см	13 ÷ 22 см
9	Угол наклона спинки	BA	20° ÷ 90°	20° ÷ 90°
10	Глубина сиденья слева*	SDL	19 ÷ 31 см	29 ÷ 41 см
11	Глубина сиденья справа*	SDR	19 ÷ 31 см	29 ÷ 41 см
12	Расстояние между упорами для бёдер (ширина сиденья)	SW	15 ÷ 36 см	17 ÷ 36 см
13	Высота подножки	FH	18 ÷ 35 см	18 ÷ 35 см
14	Длина подножки	FL	17 см	17 см
15	Угол наклона подножки	FA	0° ÷ 90°	0° ÷ 90°
16	Угол наклона платформы для стоп	FA1	20° ÷ -20°	20° ÷ -20°
17	Угол наклона сиденья	TA	45° ÷ -45°	45° ÷ -45°
18	Диаметр передних колёс	WDF	19 см	19 см
19	Диаметр задних колёс	WDR	29 см	29 см
20	Высота ручки для сопровождающего лица	HH	75 ÷ 118 см	75 ÷ 118 см
21	Максимальная нагрузка на коляску		60 кг	65 кг
22	Масса коляски		19 кг	19,5 кг

\* Глубина может регулироваться независимо