



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ  
(РОСЗДРАВНАДЗОР)

## РЕГИСТРАЦИОННОЕ УДОСТОВЕРЕНИЕ НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ

от 09 марта 2023 года № РЗН 2023/19760

На медицинское изделие

Отсасыватель медицинский хирургический "МЕТ" по ТУ 32.50.50-014-11459109-2021 с принадлежностями

Настоящее регистрационное удостоверение выдано

Общество с ограниченной ответственностью "МЕТ"  
(ООО "МЕТ"), Россия,

142784, Москва, п. Московский, Киевское ш. 22-й км, двлд. 4, стр. 2, эт. 5, блок Г

Производитель

Общество с ограниченной ответственностью "МЕТ"  
(ООО "МЕТ"), Россия,

142784, Москва, п. Московский, Киевское ш. 22-й км, двлд. 4, стр. 2, эт. 5, блок Г

Место производства медицинского изделия

**см. приложение**

Номер регистрационного досье № РД-47024/88159 от 21.01.2022

Класс потенциального риска применения медицинского изделия 2а

Код Общероссийского классификатора продукции по видам экономической деятельности 32.50.50.190

Настоящее регистрационное удостоверение имеет приложение на 10 листах

приказом Росздравнадзора от 09 марта 2023 года № 4255  
допущено к обращению на территории Российской Федерации.

**Руководитель Федеральной службы  
по надзору в сфере здравоохранения**



**А.В. Самойлова**

**0070696**

**ПРИЛОЖЕНИЕ**  
**К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ**  
**НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ**

№ РЗН 2023/19760

Лист 1

На медицинское изделие

**Отсасыватель медицинский хирургический "МЕТ" по ТУ 32.50.50-014-11459109-2021 с принадлежностями:**

I. Отсасыватель медицинский хирургический "МЕТ" по ТУ 32.50.50-014-11459109-2021 с принадлежностями, варианты исполнения:

1. Отсасыватель медицинский хирургический переносной «МЕТ» в варианте исполнения МЕТ ОХ-100, в составе:

- 1.1. Отсасывающий аппарат МЕТ ОХ-100 - 1 шт.
- 1.2. Катетер аспирационный, размер Fr 12 - 1 шт.
- 1.3. Катетер аспирационный, размер Fr 6 - 1 шт. (при необходимости).
- 1.4. Катетер аспирационный, размер Fr 8 - 1 шт. (при необходимости).
- 1.5. Катетер аспирационный, размер Fr 10 - 1 шт. (при необходимости).
- 1.6. Катетер аспирационный, размер Fr 14 - 1 шт. (при необходимости).
- 1.7. Катетер аспирационный, размер Fr 16 - 1 шт. (при необходимости).
- 1.8. Катетер аспирационный, размер Fr 18 - 1 шт. (при необходимости).
- 1.9. Банка - сборник 1 л - 1 шт.
- 1.10. Фильтр бактерицидный - 1 шт.
- 1.11. Силиконовые соединительные трубки - 2 шт.
- 1.12. Кабель питания - 1 шт.
- 1.13. Аккумулятор - 1 шт. (при необходимости).
- 1.14. Руководство по эксплуатации - 1 шт.

2. Отсасыватель медицинский хирургический переносной «МЕТ» в варианте исполнения МЕТ ОХ-110, в составе:

- 2.1. Отсасывающий аппарат МЕТ ОХ-110 - 1 шт.
- 2.2. Катетер аспирационный, размер Fr 12 - 1 шт.
- 2.3. Катетер аспирационный, размер Fr 6 - 1 шт. (при необходимости).
- 2.4. Катетер аспирационный, размер Fr 8 - 1 шт. (при необходимости).
- 2.5. Катетер аспирационный, размер Fr 10 - 1 шт. (при необходимости).
- 2.6. Катетер аспирационный, размер Fr 14 - 1 шт. (при необходимости).
- 2.7. Катетер аспирационный, размер Fr 16 - 1 шт. (при необходимости).
- 2.8. Катетер аспирационный, размер Fr 18 - 1 шт. (при необходимости).
- 2.9. Банка - сборник 1 л - 1 шт.
- 2.10. Фильтр бактерицидный - 1 шт.
- 2.11. Силиконовые соединительные трубки - 2 шт.
- 2.12. Кабель питания - 1 шт.
- 2.13. Аккумулятор - 1 шт. (при необходимости).
- 2.14. Руководство по эксплуатации - 1 шт.

3. Отсасыватель медицинский хирургический переносной «МЕТ» в варианте исполнения МЕТ ОХ-120, в составе:

- 3.1. Отсасывающий аппарат МЕТ ОХ-120 - 1 шт.
- 3.2. Катетер аспирационный, размер Fr 8 - 1 шт.

**Руководитель Федеральной службы  
по надзору в сфере здравоохранения**



**А.В. Самойлова**

0117147

**ПРИЛОЖЕНИЕ**  
**К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ**  
**НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ**

от 09 марта 2023 года № РЗН 2023/19760

Лист 2

- 3.3. Катетер аспирационный, размер Fr 6 - 1 шт. (при необходимости).
- 3.4. Катетер аспирационный, размер Fr 10 - 1 шт. (при необходимости).
- 3.5. Катетер аспирационный, размер Fr 12 - 1 шт. (при необходимости).
- 3.6. Катетер аспирационный, размер Fr 14 - 1 шт. (при необходимости).
- 3.7. Катетер аспирационный, размер Fr 16 - 1 шт. (при необходимости).
- 3.8. Катетер аспирационный, размер Fr 18 - 1 шт. (при необходимости).
- 3.9. Банка - сборник 1 л - 1 шт.
- 3.10. Фильтр бактерицидный - 1 шт.
- 3.11. Силиконовые соединительные трубки - 2 шт.
- 3.12. Кабель питания - 1 шт.
- 3.13. Руководство по эксплуатации - 1 шт.
4. Отсасыватель медицинский хирургический переносной «МЕТ» в варианте исполнения МЕТ ОХ-130, в составе:
  - 4.1. Отсасывающий аппарат МЕТ ОХ-130 - 1 шт.
  - 4.2. Катетер аспирационный, размер Fr 6 - 1 шт.
  - 4.3. Катетер аспирационный, размер Fr 8 - 1 шт. (при необходимости).
  - 4.4. Катетер аспирационный, размер Fr 10 - 1 шт. (при необходимости).
  - 4.5. Катетер аспирационный, размер Fr 12 - 1 шт. (при необходимости).
  - 4.6. Катетер аспирационный, размер Fr 14 - 1 шт. (при необходимости).
  - 4.7. Катетер аспирационный, размер Fr 16 - 1 шт. (при необходимости).
  - 4.8. Катетер аспирационный, размер Fr 18 - 1 шт. (при необходимости).
  - 4.9. Банка - сборник 0,8 л - 1 шт.
  - 4.10. Фильтр бактерицидный - 1 шт.
  - 4.11. Силиконовые соединительные трубки - 2 шт.
  - 4.12. Кабель питания - 1 шт.
  - 4.13. Руководство по эксплуатации - 1 шт.
5. Отсасыватель медицинский хирургический переносной «МЕТ» в варианте исполнения МЕТ ОХ-140, в составе:
  - 5.1. Отсасывающий аппарат МЕТ ОХ-140 - 1 шт.
  - 5.2. Катетер аспирационный, размер Fr 10 - 1 шт.
  - 5.3. Катетер аспирационный, размер Fr 6 - 1 шт. (при необходимости).
  - 5.4. Катетер аспирационный, размер Fr 8 - 1 шт. (при необходимости).
  - 5.5. Катетер аспирационный, размер Fr 12 - 1 шт. (при необходимости).
  - 5.6. Катетер аспирационный, размер Fr 14 - 1 шт. (при необходимости).
  - 5.7. Катетер аспирационный, размер Fr 16 - 1 шт. (при необходимости).
  - 5.8. Катетер аспирационный, размер Fr 18 - 1 шт. (при необходимости).
  - 5.9. Банка - сборник 1 л - 1 шт.
  - 5.10. Фильтр бактерицидный - 1 шт.
  - 5.11. Силиконовые соединительные трубки - 2 шт.
  - 5.12. Кабель питания - 1 шт.
  - 5.13. Руководство по эксплуатации - 1 шт.

**Руководитель Федеральной службы  
по надзору в сфере здравоохранения**



**А.В. Самойлова**

**0117148**

**ПРИЛОЖЕНИЕ**  
**К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ**  
**НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ**

от 09 марта 2023 года № РЗН 2023/19760

Лист 3

6. Отсасыватель медицинский хирургический переносной «МЕТ» в варианте исполнения МЕТ ОХ-150, в составе:

- 6.1. Отсасывающий аппарат МЕТ ОХ-150 - 1 шт.
- 6.2. Катетер аспирационный, размер Fr 12 - 1 шт.
- 6.3. Катетер аспирационный, размер Fr 6 - 1 шт. (при необходимости).
- 6.4. Катетер аспирационный, размер Fr 8 - 1 шт. (при необходимости).
- 6.5. Катетер аспирационный, размер Fr 10 - 1 шт. (при необходимости).
- 6.6. Катетер аспирационный, размер Fr 14 - 1 шт. (при необходимости).
- 6.7. Катетер аспирационный, размер Fr 16 - 1 шт. (при необходимости).
- 6.8. Катетер аспирационный, размер Fr 18 - 1 шт. (при необходимости).
- 6.9. Банка - сборник 1 л - 1 шт.
- 6.10. Фильтр бактерицидный - 1 шт.
- 6.11. Силиконовые соединительные трубки - 2 шт.
- 6.12. Кабель питания - 1 шт.
- 6.13. Аккумулятор - 1 шт. (при необходимости).
- 6.14. Руководство по эксплуатации - 1 шт.

7. Отсасыватель медицинский хирургический переносной «МЕТ» в варианте исполнения МЕТ ОХ-160, в составе:

- 7.1. Отсасывающий аппарат МЕТ ОХ-160 - 1 шт.
- 7.2. Катетер аспирационный, размер Fr 14 - 1 шт.
- 7.3. Катетер аспирационный, размер Fr 6 - 1 шт. (при необходимости).
- 7.4. Катетер аспирационный, размер Fr 8 - 1 шт. (при необходимости).
- 7.5. Катетер аспирационный, размер Fr 10 - 1 шт. (при необходимости).
- 7.6. Катетер аспирационный, размер Fr 12 - 1 шт. (при необходимости).
- 7.7. Катетер аспирационный, размер Fr 16 - 1 шт. (при необходимости).
- 7.8. Катетер аспирационный, размер Fr 18 - 1 шт. (при необходимости).
- 7.9. Банка - сборник 1 л - 1 шт.
- 7.10. Фильтр бактерицидный - 1 шт.
- 7.11. Силиконовые соединительные трубки - 2 шт.
- 7.12. Кабель питания - 1 шт.
- 7.13. Руководство по эксплуатации - 1 шт.

8. Отсасыватель медицинский хирургический переносной «МЕТ» в варианте исполнения МЕТ ОХ-170, в составе:

- 8.1. Отсасывающий аппарат МЕТ ОХ-170 - 1 шт.
- 8.2. Катетер аспирационный, размер Fr 16 - 1 шт.
- 8.3. Катетер аспирационный, размер Fr 6 - 1 шт. (при необходимости).
- 8.4. Катетер аспирационный, размер Fr 8 - 1 шт. (при необходимости).
- 8.5. Катетер аспирационный, размер Fr 10 - 1 шт. (при необходимости).
- 8.6. Катетер аспирационный, размер Fr 12 - 1 шт. (при необходимости).
- 8.7. Катетер аспирационный, размер Fr 14 - 1 шт. (при необходимости).
- 8.8. Катетер аспирационный, размер Fr 18 - 1 шт. (при необходимости).

**Руководитель Федеральной службы  
по надзору в сфере здравоохранения**



**А.В. Самойлова**

0117149

**ПРИЛОЖЕНИЕ**  
**К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ**  
**НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ**

от 09 марта 2023 года № РЗН 2023/19760

Лист 4

- 8.9. Банка - сборник 0,8 л - 1 шт.  
8.10. Фильтр бактерицидный - 1 шт.  
8.11. Силиконовые соединительные трубки - 1 шт.  
8.12. Кабель питания - 1 шт.  
8.13. Аккумулятор - 1 шт. (при необходимости).  
8.14. Руководство по эксплуатации - 1 шт.  
9. Отсасыватель медицинский хирургический переносной «МЕТ» в варианте исполнения МЕТ ОХ-180, в составе:  
9.1. Отсасывающий аппарат МЕТ ОХ-180 - 1 шт.  
9.2. Катетер аспирационный, размер Fr 16 - 1 шт.  
9.3. Катетер аспирационный, размер Fr 6 - 1 шт. (при необходимости).  
9.4. Катетер аспирационный, размер Fr 8 - 1 шт. (при необходимости).  
9.5. Катетер аспирационный, размер Fr 10 - 1 шт. (при необходимости).  
9.6. Катетер аспирационный, размер Fr 12 - 1 шт. (при необходимости).  
9.7. Катетер аспирационный, размер Fr 14 - 1 шт. (при необходимости).  
9.8. Катетер аспирационный, размер Fr 18 - 1 шт. (при необходимости).  
9.10. Банка - сборник 1 л - 1 шт.  
9.11. Фильтр бактерицидный - 1 шт.  
9.12. Силиконовые соединительные трубки - 2 шт.  
9.13. Кабель питания - 1 шт.  
9.14. Руководство по эксплуатации - 1 шт.  
10. Отсасыватель медицинский хирургический переносной «МЕТ» в варианте исполнения МЕТ ОХ-190, в составе:  
10.1. Отсасывающий аппарат МЕТ ОХ-190 - 1 шт.  
10.2. Катетер аспирационный, размер Fr 18 - 1 шт.  
10.3. Катетер аспирационный, размер Fr 6 - 1 шт. (при необходимости).  
10.4. Катетер аспирационный, размер Fr 8 - 1 шт. (при необходимости).  
10.5. Катетер аспирационный, размер Fr 10 - 1 шт. (при необходимости).  
10.6. Катетер аспирационный, размер Fr 12 - 1 шт. (при необходимости).  
10.7. Катетер аспирационный, размер Fr 14 - 1 шт. (при необходимости).  
10.8. Катетер аспирационный, размер Fr 16 - 1 шт. (при необходимости).  
10.9. Банка - сборник 1 л - 2 шт.  
10.10. Фильтр бактерицидный - 1 шт.  
10.11. Силиконовые соединительные трубки - 2 шт.  
10.12. Кабель питания - 1 шт.  
10.13. Ножная педаль - 1 шт.  
10.14. Руководство по эксплуатации - 1 шт.  
11. Отсасыватель медицинский хирургический переносной «МЕТ» в варианте исполнения МЕТ ОХ-200, в составе:  
11.1. Отсасывающий аппарат МЕТ ОХ-200 - 1 шт.  
11.2. Катетер аспирационный, размер Fr 16 - 1 шт.

**Руководитель Федеральной службы  
по надзору в сфере здравоохранения**



**А.В. Самойлова**

**0117150**

**ПРИЛОЖЕНИЕ**  
**К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ**  
**НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ**

от 09 марта 2023 года № РЗН 2023/19760

Лист 5

- 11.3. Катетер аспирационный, размер Fr 6 - 1 шт. (при необходимости).  
11.4. Катетер аспирационный, размер Fr 8 - 1 шт. (при необходимости).  
11.5. Катетер аспирационный, размер Fr 10 - 1 шт. (при необходимости).  
11.6. Катетер аспирационный, размер Fr 12 - 1 шт. (при необходимости).  
11.7. Катетер аспирационный, размер Fr 14 - 1 шт. (при необходимости).  
11.8. Катетер аспирационный, размер Fr 18 - 1 шт. (при необходимости).  
11.9. Банка - сборник 1 л - 1 шт.  
11.10. Фильтр бактерицидный - 1 шт.  
11.11. Силиконовые соединительные трубки - 2 шт.  
11.12. Кабель питания - 1 шт.  
11.13. Аккумулятор - 1 шт. (при необходимости).  
11.14. Руководство по эксплуатации - 1 шт.  
12. Отсасыватель медицинский хирургический переносной «МЕТ» в варианте исполнения МЕТ ОХ-210, в составе:  
12.1. Отсасывающий аппарат МЕТ ОХ-210 - 1 шт.  
12.2. Катетер аспирационный, размер Fr 16 - 1 шт.  
12.3. Катетер аспирационный, размер Fr 6 - 1 шт. (при необходимости).  
12.4. Катетер аспирационный, размер Fr 8 - 1 шт. (при необходимости).  
12.5. Катетер аспирационный, размер Fr 10 - 1 шт. (при необходимости).  
12.6. Катетер аспирационный, размер Fr 12 - 1 шт. (при необходимости).  
12.7. Катетер аспирационный, размер Fr 14 - 1 шт. (при необходимости).  
12.8. Катетер аспирационный, размер Fr 18 - 1 шт. (при необходимости).  
12.9. Банка - сборник 1 л - 1 шт.  
12.10. Фильтр бактерицидный - 1 шт.  
12.11. Силиконовые соединительные трубки - 2 шт.  
12.12. Кабель питания - 1 шт.  
12.13. Аккумулятор - 1 шт. (при необходимости).  
12.14. Руководство по эксплуатации - 1 шт.  
13. Отсасыватель медицинский хирургический переносной «МЕТ» в варианте исполнения МЕТ ОХ-220, в составе:  
13.1. Отсасывающий аппарат МЕТ ОХ-220 - 1 шт.  
13.2. Катетер аспирационный, размер Fr 18 - 1 шт.  
13.3. Катетер аспирационный, размер Fr 6 - 1 шт. (при необходимости).  
13.4. Катетер аспирационный, размер Fr 8 - 1 шт. (при необходимости).  
13.5. Катетер аспирационный, размер Fr 10 - 1 шт. (при необходимости).  
13.6. Катетер аспирационный, размер Fr 12 - 1 шт. (при необходимости).  
13.7. Катетер аспирационный, размер Fr 14 - 1 шт. (при необходимости).  
13.8. Катетер аспирационный, размер Fr 16 - 1 шт. (при необходимости).  
13.9. Банка - сборник 1 л - 1 шт.  
13.10. Фильтр бактерицидный - 1 шт.  
13.11. Силиконовые соединительные трубки - 2 шт.

Руководитель Федеральной службы  
по надзору в сфере здравоохранения



А.В. Самойлова

0117151

**ПРИЛОЖЕНИЕ**  
**К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ**  
**НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ**

от 09 марта 2023 года № РЗН 2023/19760

Лист 6

- 13.12. Кабель питания - 1 шт.  
13.13. Аккумулятор - 1 шт. (при необходимости).  
13.14. Руководство по эксплуатации - 1 шт.  
14. Отсасыватель медицинский хирургический переносной «МЕТ» в варианте исполнения МЕТ ОХ-230, в составе:  
14.1. Отсасывающий аппарат МЕТ ОХ-230 - 1 шт.  
14.2. Катетер аспирационный, размер Fr 18 - 1 шт.  
14.3. Катетер аспирационный, размер Fr 6 - 1 шт. (при необходимости).  
14.4. Катетер аспирационный, размер Fr 8 - 1 шт. (при необходимости).  
14.5. Катетер аспирационный, размер Fr 10 - 1 шт. (при необходимости).  
14.6. Катетер аспирационный, размер Fr 12 - 1 шт. (при необходимости).  
14.7. Катетер аспирационный, размер Fr 14 - 1 шт. (при необходимости).  
14.8. Катетер аспирационный, размер Fr 16 - 1 шт. (при необходимости).  
14.9. Банка - сборник 1 л - 1 шт.  
14.10. Фильтр бактерицидный - 1 шт.  
14.11. Силиконовые соединительные трубки - 2 шт.  
14.12. Кабель питания - 1 шт.  
14.13. Аккумулятор - 1 шт. (при необходимости).  
14.14. Руководство по эксплуатации - 1 шт.  
15. Отсасыватель медицинский хирургический переносной «МЕТ» в варианте исполнения МЕТ ОХ-240, в составе:  
15.1. Отсасывающий аппарат МЕТ ОХ-240 - 1 шт.  
15.2. Катетер аспирационный, размер Fr 6 - 1 шт.  
15.3. Катетер аспирационный, размер Fr 8 - 1 шт. (при необходимости).  
15.4. Катетер аспирационный, размер Fr 10 - 1 шт. (при необходимости).  
15.5. Катетер аспирационный, размер Fr 12 - 1 шт. (при необходимости).  
15.6. Катетер аспирационный, размер Fr 14 - 1 шт. (при необходимости).  
15.7. Катетер аспирационный, размер Fr 16 - 1 шт. (при необходимости).  
15.8. Катетер аспирационный, размер Fr 18 - 1 шт. (при необходимости).  
15.9. Банка - сборник 1 л - 1 шт.  
15.10. Фильтр бактерицидный - 1 шт.  
15.11. Силиконовые соединительные трубки - 2 шт.  
15.12. Кабель питания - 1 шт.  
15.13. Аккумулятор - 1 шт. (при необходимости).  
15.14. Руководство по эксплуатации - 1 шт.  
16. Отсасыватель медицинский хирургический передвижной «МЕТ» в варианте исполнения МЕТ ОХ-250, в составе:  
16.1. Отсасывающий аппарат МЕТ ОХ-250 - 1 шт.  
16.2. Катетер аспирационный, размер Fr 12 - 1 шт.  
16.3. Катетер аспирационный, размер Fr 6 - 1 шт. (при необходимости).  
16.4. Катетер аспирационный, размер Fr 8 - 1 шт. (при необходимости).

**Руководитель Федеральной службы  
по надзору в сфере здравоохранения**



**А.В. Самойлова**

0118142

**ПРИЛОЖЕНИЕ**  
**К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ**  
**НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ**

от 09 марта 2023 года № РЗН 2023/19760

Лист 7

- 16.5. Катетер аспирационный, размер Fr 10 - 1 шт. (при необходимости).  
16.6. Катетер аспирационный, размер Fr 14 - 1 шт. (при необходимости).  
16.7. Катетер аспирационный, размер Fr 16 - 1 шт. (при необходимости).  
16.8. Катетер аспирационный, размер Fr 18 - 1 шт. (при необходимости).  
16.9. Банка - сборник 2,5 л - 2 шт.  
16.10. Фильтр бактерицидный - 2 шт.  
16.11. Силиконовые соединительные трубки - 2 шт.  
16.12. Ножная педаль - 1 шт.  
16.13. Кабель питания - 1 шт.  
16.14. Колеса - 4 шт.  
16.15. Руководство по эксплуатации - 1 шт.  
17. Отсасыватель медицинский хирургический передвижной «МЕТ» в варианте исполнения МЕТ ОХ-260, в составе:  
17.1. Отсасывающий аппарат МЕТ ОХ-260 - 1 шт.  
17.2. Катетер аспирационный, размер Fr 16 - 1 шт.  
17.3. Катетер аспирационный, размер Fr 6 - 1 шт. (при необходимости).  
17.4. Катетер аспирационный, размер Fr 8 - 1 шт. (при необходимости).  
17.5. Катетер аспирационный, размер Fr 10 - 1 шт. (при необходимости).  
17.6. Катетер аспирационный, размер Fr 12 - 1 шт. (при необходимости).  
17.7. Катетер аспирационный, размер Fr 14 - 1 шт. (при необходимости).  
17.8. Катетер аспирационный, размер Fr 18 - 1 шт. (при необходимости).  
17.9. Банка - сборник 2,5 л - 2 шт.  
17.10. Фильтр бактерицидный - 2 шт.  
17.11. Силиконовые соединительные трубки - 2 шт.  
17.12. Ножная педаль - 1 шт.  
17.13. Кабель питания - 1 шт.  
17.14. Колеса - 1 шт.  
17.15. Руководство по эксплуатации - 1 шт.  
18. Отсасыватель медицинский хирургический передвижной «МЕТ» в варианте исполнения МЕТ ОХ-270, в составе:  
18.1. Отсасывающий аппарат МЕТ ОХ-270 - 1 шт.  
18.2. Катетер аспирационный, размер Fr 16 - 1 шт.  
18.3. Катетер аспирационный, размер Fr 6 - 1 шт. (при необходимости).  
18.4. Катетер аспирационный, размер Fr 8 - 1 шт. (при необходимости).  
18.5. Катетер аспирационный, размер Fr 10 - 1 шт. (при необходимости).  
18.6. Катетер аспирационный, размер Fr 12 - 1 шт. (при необходимости).  
18.7. Катетер аспирационный, размер Fr 14 - 1 шт. (при необходимости).  
18.8. Катетер аспирационный, размер Fr 18 - 1 шт. (при необходимости).  
18.9. Банка - сборник 2,5 л - 2 шт.  
18.10. Фильтр бактерицидный - 2 шт.  
18.11. Силиконовые соединительные трубки - 2 шт.

Руководитель Федеральной службы  
по надзору в сфере здравоохранения



А.В. Самойлова

0117153



**ПРИЛОЖЕНИЕ**  
**К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ**  
**НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ**

от 09 марта 2023 года № РЗН 2023/19760

Лист 8

- 18.12. Ножная педаль - 1 шт.  
18.13. Кабель питания - 1 шт.  
18.14. Колеса - 4 шт.  
18.15. Руководство по эксплуатации - 1 шт.  
19. Отсасыватель медицинский хирургический передвижной «МЕТ» в варианте исполнения МЕТ ОХ-280, в составе:  
19.1. Отсасывающий аппарат МЕТ ОХ-280 - 1 шт.  
19.2. Катетер аспирационный, размер Fr 12 - 1 шт.  
19.3. Катетер аспирационный, размер Fr 6 - 1 шт. (при необходимости).  
19.4. Катетер аспирационный, размер Fr 8 - 1 шт. (при необходимости).  
19.5. Катетер аспирационный, размер Fr 10 - 1 шт. (при необходимости).  
19.6. Катетер аспирационный, размер Fr 14 - 1 шт. (при необходимости).  
19.7. Катетер аспирационный, размер Fr 16 - 1 шт. (при необходимости).  
19.8. Катетер аспирационный, размер Fr 18 - 1 шт. (при необходимости).  
19.9. Банка - сборник 2,5 л - 2 шт.  
19.10. Фильтр бактерицидный - 1 шт.  
19.11. Силиконовые соединительные трубки - 2 шт.  
19.12. Кабель питания - 1 шт.  
19.13. Колеса - 4 шт.  
19.14. Руководство по эксплуатации - 1 шт.  
20. Отсасыватель медицинский хирургический передвижной «МЕТ» в варианте исполнения МЕТ ОХ-290, в составе:  
20.1. Отсасывающий аппарат МЕТ ОХ-290 - 1 шт.  
20.2. Катетер аспирационный, размер Fr 18 - 1 шт.  
20.3. Катетер аспирационный, размер Fr 6 - 1 шт. (при необходимости).  
20.4. Катетер аспирационный, размер Fr 8 - 1 шт. (при необходимости).  
20.5. Катетер аспирационный, размер Fr 10 - 1 шт. (при необходимости).  
20.6. Катетер аспирационный, размер Fr 12 - 1 шт. (при необходимости).  
20.7. Катетер аспирационный, размер Fr 14 - 1 шт. (при необходимости).  
20.8. Катетер аспирационный, размер Fr 16 - 1 шт. (при необходимости).  
20.9. Банка - сборник 2 л - 4 шт.  
20.10. Фильтр бактерицидный - 2 шт.  
20.11. Силиконовые соединительные трубки - 4 шт.  
20.12. Кабель питания - 1 шт.  
20.13. Колеса - 4 шт.  
20.14. Руководство по эксплуатации - 1 шт.  
21. Отсасыватель медицинский хирургический передвижной «МЕТ» в варианте исполнения МЕТ ОХ-300, в составе:  
21.1. Отсасывающий аппарат МЕТ ОХ-300 - 1 шт.  
21.2. Катетер аспирационный, размер Fr 16 - 1 шт.  
21.3. Катетер аспирационный, размер Fr 6 - 1 шт. (при необходимости).

**Руководитель Федеральной службы  
по надзору в сфере здравоохранения**



**А.В. Самойлова**

0117154

**ПРИЛОЖЕНИЕ**  
**К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ**  
**НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ**

от 09 марта 2023 года № РЗН 2023/19760

Лист 9

- 21.4. Катетер аспирационный, размер Fr 8 - 1 шт. (при необходимости).
- 21.5. Катетер аспирационный, размер Fr 10 - 1 шт. (при необходимости).
- 21.6. Катетер аспирационный, размер Fr 12 - 1 шт. (при необходимости).
- 21.7. Катетер аспирационный, размер Fr 14 - 1 шт. (при необходимости).
- 21.8. Катетер аспирационный, размер Fr 18 - 1 шт. (при необходимости).
- 21.9. Банка - сборник 2,5 л - 2 шт.
- 21.10. Фильтр бактерицидный - 2 шт.
- 21.11. Силиконовые соединительные трубки - 2 шт.
- 21.12. Ножная педаль - 1 шт. (при необходимости).
- 21.13. Кабель питания - 1 шт.
- 21.14. Колеса - 4 шт.
- 21.15. Руководство по эксплуатации - 1 шт.
- 22. Отсасыватель медицинский хирургический передвижной «МЕТ» в варианте исполнения МЕТ ОХ-310, в составе:
  - 22.1. Отсасывающий аппарат МЕТ ОХ-310 - 1 шт.
  - 22.2. Катетер аспирационный, размер Fr 16 - 1 шт.
  - 22.3. Катетер аспирационный, размер Fr 6 - 1 шт. (при необходимости).
  - 22.4. Катетер аспирационный, размер Fr 8 - 1 шт. (при необходимости).
  - 22.5. Катетер аспирационный, размер Fr 10 - 1 шт. (при необходимости).
  - 22.6. Катетер аспирационный, размер Fr 12 - 1 шт. (при необходимости).
  - 22.7. Катетер аспирационный, размер Fr 14 - 1 шт. (при необходимости).
  - 22.8. Катетер аспирационный, размер Fr 18 - 1 шт. (при необходимости).
  - 22.9. Банка - сборник 2 л - 1 шт.
  - 22.10. Банка - сборник 1 л - 1 шт.
  - 22.11. Фильтр бактерицидный - 2 шт.
  - 22.12. Силиконовые соединительные трубки - 2 шт.
  - 22.13. Ножная педаль - 1 шт.
  - 22.14. Кабель питания - 1 шт.
  - 22.15. Колеса - 4 шт.
  - 22.16. Аккумулятор - 1 шт. (при необходимости).
  - 22.17. Руководство по эксплуатации - 1 шт.
- 23. Отсасыватель медицинский хирургический передвижной «МЕТ» в варианте исполнения МЕТ ОХ-320, в составе:
  - 23.1. Отсасывающий аппарат МЕТ ОХ-320 - 1 шт.
  - 23.2. Катетер аспирационный, размер Fr 18 - 1 шт.
  - 23.3. Катетер аспирационный, размер Fr 6 - 1 шт. (при необходимости).
  - 23.4. Катетер аспирационный, размер Fr 8 - 1 шт. (при необходимости).
  - 23.5. Катетер аспирационный, размер Fr 10 - 1 шт. (при необходимости).
  - 23.6. Катетер аспирационный, размер Fr 12 - 1 шт. (при необходимости).
  - 23.7. Катетер аспирационный, размер Fr 14 - 1 шт. (при необходимости).
  - 23.8. Катетер аспирационный, размер Fr 16 - 1 шт. (при необходимости).

Руководитель Федеральной службы  
по надзору в сфере здравоохранения

  
А.В. Самойлова

0117155

**ПРИЛОЖЕНИЕ**  
**К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ**  
**НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ**

от 09 марта 2023 года № РЗН 2023/19760

Лист 10

- 23.9. Банка - сборник 2,5 л - 2 шт.  
23.10. Фильтр бактерицидный - 2 шт.  
23.11. Силиконовые соединительные трубки - 2 шт.  
23.12. Ножная педаль - 1 шт. (при необходимости).  
23.13. Кабель питания - 1 шт.  
23.14. Колеса - 4 шт.  
23.15. Руководство по эксплуатации - 1 шт.  
24. Отсасыватель медицинский хирургический передвижной «МЕТ» в варианте исполнения МЕТ ОХ-340, в составе:  
24.1. Отсасывающий аппарат МЕТ ОХ-340 - 1 шт.  
24.2. Катетер аспирационный, размер Fr 18 - 1 шт.  
24.3. Катетер аспирационный, размер Fr 6 - 1 шт. (при необходимости).  
24.4. Катетер аспирационный, размер Fr 8 - 1 шт. (при необходимости).  
24.5. Катетер аспирационный, размер Fr 10 - 1 шт. (при необходимости).  
24.6. Катетер аспирационный, размер Fr 12 - 1 шт. (при необходимости).  
24.7. Катетер аспирационный, размер Fr 14 - 1 шт. (при необходимости).  
24.8. Катетер аспирационный, размер Fr 16 - 1 шт. (при необходимости).  
24.9. Банка - сборник 2,5 л - 2 шт.  
24.10. Фильтр бактерицидный - 2 шт.  
24.11. Силиконовые соединительные трубки - 2 шт.  
24.12. Кабель питания - 1 шт.  
24.13. Колеса - 4 шт.  
24.14. Руководство по эксплуатации - 1 шт.  
II. Принадлежности:  
1. Предохранитель - 2 шт. (для всех моделей).  
2. Наконечник - 1 шт. (для моделей: МЕТ ОХ-280, МЕТ ОХ-290, МЕТ ОХ-300, МЕТ ОХ-320).  
3. Кронштейн для подвешивания - 1 шт. (для моделей: МЕТ ОХ-100, МЕТ ОХ-110, МЕТ ОХ-120, МЕТ ОХ-140, МЕТ ОХ-160, МЕТ ОХ-200, МЕТ ОХ-220, МЕТ ОХ-230).  
Место производства:  
1. ООО "МЕТ", Россия, 142784, Москва, п. Московский, д. Мешково, д. 2, стр. 2.  
2. MEDİKAL 2000 TIBBİ CİHAZLAR VE İLERİ TEKNOLOJİ SAN. VE TİC. A.Ş.,  
BUYUKKAYACIK OSB MAH. T. ZIYAEDDİN AKBULUT CAD. FABRİKA ÜRETİM  
APT. D:19 A1 SELÇUKLU KONYA / TURKEY.  
3. FOSHAN HONGFENG CO., LTD., No. 4-2, Leqiang Road, Leping, Sanshui, Foshan  
District, Guangdong Province, China.  
4. HENGSHUI ZHUKANG MEDICAL INSTRUMENT CO., LTD., Weitun Village, Weitun  
Town, Binhu New Area, Hengshui City, Hebei, China.

z

Руководитель Федеральной службы  
по надзору в сфере здравоохранения



А.В. Самойлова

0117156