


Ред.	
Информация о пользователе:	
Пол:	
Возраст:	
Рост:	
Вес:	
Диагноз и год, когда его установили:	
Наличие или отсутствие прогресса в реабилитации:	
Ширина бедер:	
Длина бедра:	
Высота голени:	
Высота сиденья сзади:	
Высота до начала лопаток:	
Высота подушки с пользователем:	
Дата заполнения:	

◆ - стандартная опция, ○ – бесплатная опция.

При выборе опции (с ценой или без) выделить значение цветом.

Например: «От €103,00» или «◆».


АРТИКУЛ	НАИМЕНОВАНИЕ	ЦЕНА И ОПЦИЯ	ОПИСАНИЕ
DSA0085	THE KSL 2.0 базовая модель		
DSA0000	Специальная конструкция Müküschall (по требованию)	Укажите, пожалуйста, всю информацию в конце данной формы	

Рама



Угол наклона рамы

DSA1000	Угол наклона рамы 75° относительно земли	◆	
DSA1010	Угол наклона рамы 75° относительно земли, заужена у колен	От €133,00	
DSA1020	Угол наклона рамы 90° относительно земли (не совместима с 5300, 5350, 5400, 5450, 5500)	От €133,00	
DSA1030	Угол наклона рамы 90° относительно земли, заужена у колен (не совместима с 5300, 5350, 5400, 5450, 5500)	От €133,00	






Ширина сиденья (SW)

DSA1315	Ширина сиденья 340 мм (не совместима с 1600, 2300, 2305, 2310, 2315, 2710, 2720)	○	
DSA1320	Ширина сиденья 360 мм	○	
DSA1325	Ширина сиденья 380 мм	○	
DSA1330	Ширина сиденья 400 мм	○	
DSA1335	Ширина сиденья 420 мм	○	
DSA1340	Ширина сиденья 440 мм	○	

Глубина сиденья (SD)

DSA1430	Глубина сиденья 385 мм (не совместима с 2720, 2730, 7810, 7820, 7830)	○	
DSA1440	Глубина сиденья 410 мм	○	
DSA1455	Глубина сиденья 435 мм	○	
DSA1470	Глубина сиденья 460 мм	○	
DSA1485	Глубина сиденья 485 мм (не совместима с 2710, 2748)	○	






Высота спинки (BH)					
DSA1600		Высота спинки зависит от ее позиции (не совместима с 2200, 2220, 2230)	○		
DSA1605		Высота спинки 270 мм (не совместима с 2240)	○		
DSA1610		Высота спинки 285 мм (не совместима с 2240)	○		
DSA1615		Высота спинки 300 мм (не совместима с 2240)	○		
DSA1620		Высота спинки 315 мм (не совместима с 2240)	○		
DSA1625		Высота спинки 330 мм (не совместима с 2240)	○		
DSA1630		Высота спинки 345 мм (не совместима с 2240)	○		
DSA1635		Высота спинки 360 мм (не совместима с 2240)	○		
DSA1640		Высота спинки 375 мм (не совместима с 2240)	○		
DSA1645		Высота спинки 390 мм (не совместима с 2240)	○		
DSA1650		Высота спинки 405 мм (не совместима с 2240)	○		
DSA1655		Высота спинки 420 мм (не совместима с 2240)	○		
Высота от пола до сиденья спереди (FSTF)					
DSA1740		450 мм (не совместима с 1840, 1845, 1850, 1855, 1860, 6420)	○		
DSA1745		460 мм (не совместима с 1845, 1850, 1855, 1860)	○		
DSA1750		470 мм (не совместима с 1850, 1855, 1860)	○		
DSA1755		480 мм (не совместима с 1855, 1860)	○		
DSA1760		490 мм (не совместима с 1860)	○		
DSA1765		500 мм	○		
DSA1770		510 мм (не совместима с 1820)	○		
DSA1775		520 мм (не совместима с 1820, 1825)	○		
DSA1780		530 мм (не совместима с 1820, 1825, 1830, 6410)	○		
Высота от пола до сиденья сзади (RSTF)					
DSA1820		400 мм (не совместима с 6420)	○		
DSA1825		410 мм	○		
DSA1830		420 мм	○		
DSA1835		430 мм	○		
DSA1840		440 мм	○		
DSA1845		450 мм	○		
DSA1850		460 мм	○		
DSA1855		470 мм	○		
DSA1860		480 мм	○		
Высота от пятки до колена (LLL)					
75° рама: LLL = "FSTF-100 мм" TO "FSTF-30 мм"					
90° рама: LLL = "FSTF-80 мм" TO "FSTF-40 мм"					
DSA1930		350 мм	○		
DSA1932		360 мм	○		
DSA1934		370 мм	○		
DSA1936		380 мм	○		
DSA1938		390 мм	○		
DSA1940		400 мм	○		
DSA1942		410 мм	○		
DSA1944		420 мм	○		
DSA1946		430 мм	○		
DSA1948		440 мм	○		
DSA1950		450 мм	○		
DSA1952		460 мм	○		
DSA1954		470 мм	○		
DSA1956		480 мм	○		
DSA1958		490 мм	○		
DSA1960		500 мм	○		
Спинка					
Классификация спинки					
DSA2110		Фиксированная спинка	◆		









DSA2140		Складная спинка, с регулируемым углом наклона	От €256,00	
Обивка спинки				
DSA2200		Стандартная обивка (не совместима с 2300, 2305, 2310, 2315)	◆	
DSA2220		Спинка с регулировкой натяжения с петлевыми ремешками (не совместима с 2300, 2305, 2310, 2315)	○	
DSA2230		Натяжная обивка Aero back (не совместима с 2300, 2305, 2310, 2315)	От €174,00	
DSA2240		Без обивки (выбирайте, если хотите заказать спинки типа MatrX) (не совместима с 2410, 2420, 2450)	○	
Спинки MatrX				
Высота спинки относится к фактической высоте MatrX спинки Необходимо дополнительное время заполнения заказа				
DSA2300		MatrX MX2, высота спинки 150 мм, быстросъемная с двойными крепежами (Не совместима с 2410, 2420, 2450)	От €1087,00	
DSA2305		MatrX MX2, высота спинки 230 мм, быстросъемная с двойными крепежами (Не совместима с 2410, 2420, 2450)	От €1087,00	
DSA2310		MatrX MX2, высота спинки 305 мм, быстросъемная с двойными крепежами (Не совместима с 2410, 2420, 2450)	От €1087,00	
DSA2315		MatrX MX2, высота спинки 405 мм, быстросъемная с двойными крепежами (Не совместима с 2410, 2420, 2450)	От €1087,00	
Выбор ширины спинки MatrX				
DSA2360		360 мм (под примерную ширину торса 265 мм)	○	
DSA2362		380 мм (под примерную ширину торса 290 мм)	○	
DSA2364		410 мм (под примерную ширину торса 315 мм)	○	
DSA2366		430 мм (под примерную ширину торса 340 мм)	○	
DSA2368		460 мм (под примерную ширину торса 370 мм)	○	
Ручки для толкания				
DSA2400		Без ручек	◆	
DSA2410		Фиксированные ручки для толкания, укороченные	○	







DSA2420		Фиксированные ручки для толкания, удлиненные	○	
DSA2440		Ручки для толкания регулируемые по высоте интегрированные в трубку спинки (только для спинок типа Matrix)	От €215,00	
DSA2450		Ручки для толкания складные	От €164,00	
Угол наклона спинки				
DSA2500		74° - угол наклона спинки	○	
DSA2520		78° - угол наклона спинки	○	
DSA2540		82° - угол наклона спинки	○	
DSA2560		86° - угол наклона спинки	○	
DSA2580		90° - угол наклона спинки	○	
Сиденье				
Обивка сиденья				
DSA2600		Стандартная	◆	
Подушка				
DSA2700		Стандартная подушка для сиденья, 60 мм.	От €92,00	
DSA2710		Flo-tech lite	От €129,00	
DSA2720		Подушка Matrix Libra (Не совместима с глубиной сиденья SW 340 мм и шириной сиденья SD 385 мм)(SW 360 мм возможно только с SD 410/435 мм)	От €649,00	
DSA2730		Подушка Matrix vi cushion с черным мягким покрытием Libra (не совместима с sw ≤ 340 & sd ≤ 385 мм) (Sw = 360 мм возможно только с sd 410/435 мм) (Внимание, увеличивает время производства на 7 дней)	От €649,00	









DSA2748		Подушка Invacare Matrх Contour Visco NG (подушка на 100% правильной анатомической формы из вязкоэластичного пенополиуретана)	От €325,00	
Опоры для стоп				
Опоры для стоп в виде трубы либо пластины				
DSA3200		Опора для стоп в виде трубы из негнущегося алюминия, новый профиль	◆	
DSA3210		Опора для стоп в виде трубы из негнущегося титан	От €256,00	
DSA3220		Карбоновая опора для стоп в виде пластины с регулировкой по углу (не совместима с 3290)	От €195,00	
Обивка для опоры стоп				
DSA3290		Обивка для опоры стоп	От €61,00	
Поддержка для ног и стоп				
DSA3300		Икроножный ремень с фиксацией на раме	◆	
DSA3305		Ремень для фиксации в районе икр	○	
Боковая защита				
DSA3410		Карбоновые боковые щитки	От €102,00	 3410
DSA3430		Карбоновые боковые щитки (не совместимы с 7230)	От €308,00	
Цветовые решения и кастомизация				
Цвет рамы (иллюстрация цветовой гаммы приведена в конце бланка)				
DSA4000		Space black (черный матовый)	○	
DSA4010		Anthracite grey (серой антрацит)	○	
DSA4020		Pure white (белый) (не совместима с 4220)	○	
DSA4030		Carmine red (красный кармин)	○	
DSA4040		Azure blue (небесно-голубой)	○	
DSA4060		Flashy Yellow (Ярко-желтый) Декалькомания Tag или Bold + 10 дней на производство	От €256,00	
DSA4070		Atomic violet (Атомный-фиолетовый) Декалькомания Tag или Bold + 10 дней на производство	От €256,00	
DSA4100		Black glossy (черный глянцевый) (не совместима с 4190)	От €256,00	







DSA4130		Silver grey (серебряный серый) (не совместима с 4190)	От €256,00	
DSA4140		Royal blue (насыщенный синий) (не совместима с 4190)	От €256,00	
DSA4150		Ruby red (рубиновый красный) (не совместима с 4190)	От €256,00	
DSA4170		Dynamite orange (оранжевый) (не совместима с 4190)	От €256,00	
DSA4180		Forest green (лесной зеленый) (не совместима с 4190)	От €256,00	
DSA4050		Special frame colour (специальный цвет)	От €514,00	
Стилизация (Декалькомания)				
DSA4190		Bold (не совместим с 4300, 4310)	От €133,00	
DSA4195		Tag (не совместим с 4200, 4210, 4220, 4230, 4240, 4250)	♦	
Цвет декалькомании Bold				
DSA4200		Black (черный)	От €133,00	
DSA4210		Dark grey (темно-серый)	От €133,00	
DSA4220		Light grey (светло-серый)	От €133,00	
DSA4230		Red (красный)	От €133,00	
DSA4240		Blue (синий)	От €133,00	
DSA4250		Gold (золотой)	От €133,00	
Цвет декалькомании Tag				
DSA4300		Black (черный)	♦	
DSA4310		Red (красный)	♦	
Передние колеса				
DSA5000		3" Supersport	○	
DSA5050		4" Everyday колеса с черными шинами	○	
DSA5100		4" Comfort колеса с черными шинами	○	
DSA5150		4" Starec колеса с черной Втулкой (ступицей) и шинами	От €92,00	
DSA5200		4" Froglegs передние колеса с черной Втулкой (ступицей) и шинами	От €112,00	
DSA5250		4" Froglegs передние колеса с серебряной Втулкой (ступицей) и шинами	От €112,00	
DSA5300		5" Everyday колеса с черными шинами (не совместимо с передней рамой 90° (DSA1020-2030)	○	

DSA5350		5" Comfort колеса с черными шинами (не совместимо с передней рамой 90° (DSA1020-2030)	○	
DSA5400		5" Starec колеса с черной Втулкой (ступицей) и шинами (не совместимо с передней рамой 90° (DSA1020-2030)	От €92,00	
DSA5450		5" Froglegs передние колеса с черной Втулкой (ступицей) и черными шинами (не совместимо с передней рамой 90° (DSA1020-2030)	От €112,00	
DSA5500		5" Froglegs передние колеса с серебряной Втулкой (ступицей) и черными шинами (не совместимо с передней рамой 90° (DSA1020-2030)	От €112,00	
Выбор заднего колеса				
Выбор положения заднего колеса				
DSA6100		140 мм (позиция 1)	○	
DSA6110		125 мм (позиция 2)	○	
DSA6120		110 мм (позиция 3)	◆	
DSA6130		95 мм (позиция 4)	○	
DSA6140		80 мм (позиция 5)	○	
Угол выпуклости карбоновой оси				
DSA6200		0°	○	
DSA6210		3°	◆	
DSA6220		6° (не совместимо с 6950)	○	
QUAD быстроразъемная ось				
DSA6300		Быстроразъемная ось для людей с заболеванием тетраплегия (не совместима с 6550, 6950)	От €92,00	
Размер заднего колеса				
DSA6410		24"	◆	
DSA6420		25" (не совместимы с 6510, 6610, 6700, 6710, 6720, 6740, 6750, 6760, 6770, 6900, 6910, 6950)	○	
Тип заднего колеса				
DSA6510		24" Kuschall Starec, с перекрестными спицами (бесцветные starec Втулки (ступицы) и черный обод)	◆	
DSA6520		24" и 25" High Performance колеса черные с Втулкой (ступицей) и черный обод	От €308,00	

DSA6550		24" и 25" дюймовые Spinergy lxx, Втулка (ступица) черного цвета (спицы, рама и Втулка (ступица)) (не совместимо с 6910)	От €535,00	
Тип задней шины				
DSA6600		24" и 25" Schwalbe Rightrun черные/серые	◆	
DSA6610		24" Schwalbe Rightrun голубой (с защитой от повреждений)	От €50,00	
DSA6620		24" и 25" Schwalbe Marathon Plus, с защитой от прокола (5 мм толстый слой упругой специализированной резины)	От €40,00	
DSA6630		24" и 25" Schwalbe One, с защитой от проколов	От €50,00	
Обод для толкания				
DSA6700		24" Supergripp (прорезиненный), расстояние до колеса 3 или 4 см.	От €256,00	
DSA6710		24" Steel (стальной), расстояние до колеса 3 см.	◆	
DSA6720		24" Titanium (титановый),	От €215,00	
DSA6740		24" Carbolife Gekko L, расстояние до колеса 3 см.	От €442,00	
DSA6750		24" Carbolife Gekko S, расстояние до колеса 3 см.	От €442,00	

DSA6760		24" Carbolife Curve-L, расстояние до колеса 3 см.	От €318,00	
DSA6770		24" Carbolife quadro расстояние до колеса 3 см.	От €483,00	
DSA6780		24", 25" Light Alu алюминиевый (серого цвета), расстояние до колеса 3 см.	o	
DSA6790		24", 25" Light Alu алюминиевый (черного цвета), расстояние до колеса 3 см.	От €129,00	
Защита на спицы задних колес				
DSA6900		24" прозрачная	От €143,00	
DSA6910		24" черная	От €191,00	
Дополнительные опции безопасности				
Тормоза				
DSA7210		Тормоз натяжной	◆	
DSA7230		Тормоза Performance	От €71,00	

DSA7240		Активные тормоза (не совместимы с sd 385-410 мм и позицией заднего колеса 1 (140 мм) или позицией заднего колеса 2 (125 мм) + 25" колеса)	От €71,00	
DSA7250		Облегченные активные тормоза	От €98,00	
Антипрокидыватель				
DSA7500		Антипрокидыватель одинарный, справа	От €129,00	
DSA7510		Антипрокидыватель одинарный, слева	От €129,00	
DSA7520		Антипрокидыватели с двух сторон	От €252,00	
Ремень безопасности				
DSA7800		Ремень безопасности	От €81,00	
DSA7810		Ремень безопасности evoflex, размер S	От €180,00	
DSA7820		Ремень безопасности evoflex, размер M	От €180,00	
DSA7830		Ремень безопасности evoflex, размер L	От €180,00	
Светоотражатели				
DSA7900		Светоотражатели, установленные на спицы	○	
DSA7910		Светоотражатели без установки на спицы	◆	
Аксессуары				
DSA8010		Защита передней рамы	От €61,00	

DSA8500		Ручной насос	От €10,00	
DSA8550		Набор инструментов	От €10,00	
DSA8650		Сумка для колес	От €77,00	
DSA8680		Дополнительный комплект колес 24" Mountain Bike с сумкой (шинами, алюминиевый обод для толкания и оси в комплекте)	От €575,00	
DSA8800		Икроножный ремень Bodypoint	От €123,00	
DSA8850		Сумка Bodypoint	От €118,00	


Цвет рамы (должны соответствовать перечню в бланке):




Стилизация (Декалькомания):



Цвет декалькомании Tag:



Цвет декалькомани Bold:



Специальная конструкция:

A large, empty rectangular box with a thin black border, intended for a special construction drawing or note.